

# Q300 M Mini Teens

Le fauteuil roulant  
compact évolutif.



# UN FAUTEUIL ROULANT TRÈS COMPACT POUR LES ADOLESCENTS EN PLEINE CROISSANCE.

C'est un fait. Les adolescents grandissent, souvent à vitesse grand V, plus rapidement que leurs vêtements et leurs fauteuils roulants électriques. C'est pourquoi nous avons développé le Q300 M Mini Teens - un fauteuil roulant électrique capable de suivre le rythme de croissance des jeunes !

Passer à un nouveau fauteuil roulant plus grand est tout un changement, qu'on peut éviter. Grâce à un système d'assise réglable grandissant à la fois en longueur et en largeur, un(e) adolescent(e) de 18 ans peut parfaitement utiliser le même Q300 M Mini qu'il / elle utilisait à l'âge de 13 ans !

Ce fauteuil roulant mérite bien l'épithète de « mini ». Sa base motrice super maniable et incroyablement étroite de 520 mm de large est parfaite pour naviguer aisément dans les endroits restreints. Aller à l'école, au cinéma ou au parc avec des amis ; tout est possible grâce aux excellentes performances en extérieur du Q300 M MINI Teens. L'autonomie signifie l'indépendance !

La fonction C-Me du fauteuil permet de rouler au pas avec l'assise relevée. Ainsi tu peux discuter avec tes ami(e)s à hauteur de regard pendant que tu roules !



Scannez le code QR avec la caméra de votre smartphone pour voir la vidéo.





Le Q300 M Mini Teens est tellement compact que les passages étroits ne sont plus un problème !



# 520

## LARGEUR MM



### ROUES MOTRICES CENTRALES ?

Les roues motrices sont positionnées précisément au milieu du fauteuil : placées plus en avant ou en arrière, le diamètre de braquage et l'espace de manœuvre nécessaire pour faire demi-tour entre deux murs augmenteraient inévitablement. Aussi, la traction serait réduite puisque une partie du poids ne sera plus les roues motrices. Grâce à sa VÉRITABLE traction centrale, le Q300 M Mini Teens offre le rayon de braquage le plus compact, ainsi qu'une traction et une stabilité supérieures.



**1120 mm**  
ETIT CERCLE DE BRAQUAGE

# ESPACES RESTREINTS ? ROUES MOTRICES CENTRALES !

Salles de classe encombrées ou couloirs bondés : le Q300 M Mini Teens gère facilement. Ne plus jamais faire de détour !

## 410 mm

### HAUTEUR D'ASSISE

Les concepteurs du Q300 M Mini Teens se sont efforcés pour minimiser la hauteur d'assise. Le résultat : une hauteur de **410 mm** (bascule manuelle) ou **430 mm** (bascule électrique) permettant de prendre place à une table ou bureau aisément.



### UNITÉ DE COMMANDE

Que faire si la position du manipulateur ne convient pas ? Avec l'option de montage (optionnelle) il est possible de verrouiller le manipulateur en 3 positions différentes : faire pivoter **vers l'extérieur** (pour s'approcher d'une table), **vers l'intérieur** (en cas de mobilité réduite des mains) ou utiliser la position **standard** (pour la conduite).

## 1120 mm LONGUEUR

Avec une longueur de seulement 1120 mm, le Q300 M Mini Teens rentre facilement dans les plus petits ascenseurs et d'autres endroits restreints. Son poids, à partir de 103 kg, lui permet d'emprunter sans problèmes la plupart des plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants

### SE RAPPROCHER PLUS AVEC UN REPOSE-JAMBES CENTRAL

Avec un repose-jambes central au lieu des repose-pieds standards, le Q300 M Mini Teens a un diamètre de braquage vraiment minime. Aussi, tu pourras te rapprocher encore plus des objets et mieux rouler ton fauteuil sous une table.



# FAUTEUIL ROULANT COMPACT, GRANDES PERFORMANCES.

Profite pleinement avec le Q300 M Mini Teens, ton fauteuil roulant électrique compact avec de GRANDES performances en extérieur. Sors et amuse-toi !

## 70 mm MONTE-TROTTOIR

Franchir des trottoirs jusqu'à 70 mm ne forme aucun problème pour le Q300 M Mini Teens avec roues motrices 14". Il n'est donc pas nécessaire de faire de détour.

 36 km

### AUTONOMIE

Partir tranquille, sans se soucier de la charge des batteries



## MEILLEURE ADHÉRENCE, PLUS DE TRACTION

Les **roues motrices de 14"** assurent une bonne adhérence, ce qui améliore la traction et la stabilité du fauteuil roulant, sur n'importe quelle surface !

## MOTEURS 4 PÔLES PUISSANTS

Les moteurs puissants et fiables à 4 pôles et à couple élevé offrent des vitesses de **6 et 10 km/h**. Un, deux, trois, c'est parti pour découvrir les environs !

## TECHNOLOGIE ANTI-PITCH

La technologie anti-tangage empêche le châssis de basculer trop vers l'avant lorsque le fauteuil ralentit un peu brusquement. Ainsi tu restes stablement assis dans ton fauteuil roulant, en toute sécurité.



## SYSTÈME DE SUSPENSION AJUSTABLE UNIQUE

Grâce au système de suspension indépendante en ajustable, les six roues ont leur propre suspension et restent au sol lorsque tu franchis des obstacles. Le système de suspension absorbe également les chocs et les vibrations, pour un confort et une sécurité de conduite optimales.

# UN SYSTÈME D'ASSISE ÉVOLUTIF.

Grandir ne signifie pas tout de suite grandir au-delà des limites de son fauteuil roulant électrique. Le Q300 M Mini Teens est équipé d'un système d'assise évolutif, réglable en largeur (280-400 mm) et en profondeur (260-400 mm). C'est une solution idéale pour les adolescents qui ont besoin d'une assise de petite largeur avec une profondeur va augmenter avec le temps.



**APPUI-TÊTE UNIVERSEL**  
Un appui-tête soutient et stabilise la tête. La fixation universelle pour appui-tête permet de monter des appuis-tête SEDEO ou WHITMYER et répond à différents besoins pour le positionnement de la tête (solutions standard ou à réglages multiples).

## PALETTES MONTÉES EN HAUTEUR

L'angle et la position des palettes sont ajustables en continu (pour un positionnement parfait des pieds, des chevilles et des genoux). La hauteur des palettes est réglable, entre +180 mm et -480 mm par rapport au plan de l'assise.



## DOSSIER SEDEO PRO DEEP CONTOUR

Le dossier intègre des joues latérales profondes, conçues pour apporter plus de confort et plus de soutien latéral. Ce dossier convient parfaitement aux jeunes qui ont besoin d'un maintien latéral prononcé mais également d'espace suffisant pour les mouvements des omoplates. Les joues latérales gardent leur position optimale au fil du temps.



## DES BESOINS CLINIQUES SPÉCIFIQUES AU NIVEAU DE L'ASSISE ?

Combinez alors le Q300 M Mini Teens avec un dossier Jay® J3 adapté à des besoins de positionnement moyens à élevés. Le dossier Jay® J3 est disponible en plusieurs tailles et Presente niveaux de soutien pour s'adapter avec précision à ta morphologie et à tes besoins.

# PLUS DE PUISSANCE !

Le Q300 M Mini Teens offre non seulement de GRANDES performances, mais également les fonctionnalités d'un « GRAND » fauteuil roulant électrique ! Un réglage électrique de l'angle du dossier, une bascule et lift électriques : le Q300 M Mini Teens regorge d'options pour répondre à tes besoins cliniques et ton style de vie.

30°

## BASCULE D'ASSISE

La bascule mécanique ou électrique (optionnelle) permet d'ajuster de façon autonome ta posture à tout moment de la journée. Bascule l'assise pour déplacer ton poids du coussin d'assise vers le dossier - sans tension sur les muscles et tout en gardant une posture confortable.



### COMMANDE VR2 OU R-NET

Le fauteuil Q300 M Mini Teens est livré avec une commande VR2 fiable et intuitive. As-tu besoin de technologie de pointe ? Opte alors pour une commande avancée R-Net (optionnelle). Le grand écran assure une bonne lisibilité et les commutateurs facile d'emploi te permettent de contrôler non seulement ton fauteuil mais également de rester connecté à ton environnement.

### REPOSE-PIEDS ÉLECTRIQUES À COMPENSATION DE LA LONGUEUR

Des repose-pieds ou un repose-jambes électriques à compensation de longueur permettent de relever et descendre les jambes régulièrement afin de soutenir la circulation sanguine et favoriser la réduction d'œdèmes. Grâce à la compensation de longueur, il est possible de maintenir une posture assise correcte qui évite les mouvements indésirables dans le bassin.

### COMBINÉ LIFT & BASCULE D'ASSISE

Un lift de 300 mm permet de saisir tous les objets autrement hors de ta portée. Cette fonction apporte plus d'autonomie et donc plus de liberté. La fonction lift peut également faciliter tes transferts, ce qui est plus commode pour toi et pour ceux qui s'occupent de toi.





## **CONDUIRE À HAUTEUR DE REGARD AVEC C-ME.**

Discuter avec tes amis à hauteur de regard, tout en roulant, sans être obligé de t'arrêter. C'est possible grâce à C-Me. Avec cette fonction, tu peux t'élever jusqu'à 300 mm tout en conduisant avec une vitesse jusqu'à 4,8 km/h, participer pleinement et juste être un(e) ado comme les autres !



### **CONDUIRE AVEC L'ASSISE RELEVÉE EN TOUT CONFORT**

Contrairement à d'autres fauteuils roulants, notre suspension ne se verrouille pas au moment de relever l'assise avec C-Me, pas même sur les terrains irréguliers. De plus, la technologie anti-tangage offre une sécurité et une stabilité supplémentaires sur les pentes.





### **TÉLÉCOMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE POUR PLUS DE SÉCURITÉ**

Avec la télécommande d'arrêt à distance, un accompagnateur peut arrêter le Q300 M Mini Teens à tout moment et à une distance jusqu'à 30 mètres. La distance dépend de l'environnement. Sécurité avant tout !



### **ASSIGNATION DE BOUTONS**

Grâce à la technologie brevetée d'assignation de boutons de ZIPPIE®, il est possible de changer la fonction de tous les boutons / commutateurs sur le manipulateur. On pourra même attribuer une deuxième fonction qui s'enclenche en appuyant plus longtemps sur un bouton / commutateur. Tous ces raccourcis donnent à votre adolescent un accès simple et rapide à des fonctions souvent utilisées, sans se servir du joystick. Bien pratique !



# LA JOIE DES COULEURS.

12 carénages graphiques colorés, à combiner avec 7 coloris d'inserts tendance pour les roues et les roulettes.



Blanc élégant

Look carbone

Gris flambé

Bleu flambé

Rouge flambé

Blanc flambé



Gris marbré

Rose marbré

Violet marbré

Bleu marbré

Rouge marbré

Blanc marbré

CARÉNAGE :



ACCENTS :





# DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise	280 - 400 mm
Profondeur d'assise	360 - 500 mm
Hauteur d'assise	410 - 470 mm
Hauteur du dossier	385 - 510 mm
Longueur du segment jambier	180 - 510 mm
Bascule d'assise électrique	0 - 50° / 0 - 30° / -5 - 25°
Largeur totale	À partir de 520 mm
Longueur totale (avec repose-jambes central)	1060 mm
Diamètre de braquage	1120 mm
Pente max. de sécurité	6°
Franchissement max.	50 mm (avec roues motrices 12") 70 mm (avec roues motrices 14")
Autonomie (ISO 7176-4)	Jusqu'à 25 km (avec batteries 41 Ah) Jusqu'à 36 km (avec batteries 56 Ah)
Poids du fauteuil (sans les batteries)	À partir de 103 kg
Poids max. utilisateur	120 kg
Roues motrices	12" / 14"
Vitesse max.	6 km/h ou 10 km/h
Batteries	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Commande	VR2, R-NET
Crash test	Oui, essai de collision conforme à ISO 7176-19 passé avec succès
Usage et environnement d'usage prévus:	Produit d'assistance pour les adolescents en situation de handicap, usage à l'intérieur et à l'extérieur. Fauteuil roulant classe B.

## CARÉNAGE PERSONNALISÉ

As-tu des souhaits spécifiques pour le look de ton fauteuil roulant ? L'équipe Built-4-Me est très créative et peut réaliser presque toutes les idées pour décorer ton carénage !



Scannez le code QR avec la caméra de votre smartphone pour voir la vidéo.

Rendez-vous chez le revendeur pour plus d'informations ou pour un essai.



built4me



[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)