

MyWay toho nabízí vždy více

Multifunkční kolečka, lehký rám, pronační, hrubé a jemné nastavení výšky společně pomáhají iniciovat chůzi a kontrolovat pohyb.

Velikosti rámu	1	2	3
Věk (přibližně)	1-5	4-11	9-16
Výška ramen uživatele (od země) (mm)	635-920	870-1190	1070-1490
Výška sedla (vnitřní strana DK) (mm)	220-440	400-610	550-810
Max. hmotnost (kg)	25	50	80
Hmotnost rámu (kg)	12	6.5	9.5
Hmotnost horní nosné jednotky (kg)	u velikosti 1 se rám a horní podpůrná jednotka neoddělují		11
Šířka rámu (mm)	570	670	720
Délka rámu (mm)	720	850	1100

Velikost závěsů	1	2	3	4	5	6
Věk (přibližně)	1-4	2-6	5-9	8-12	12-15	Více než 16
Pás v úrovni břicha (cm)	46-56	50-60	55-65	60-70	70-80	80-90
Max. hmotnost uživatele (kg)	50	50	50	80	80	80
Barva	Fialová	Zelená	Modrá	Červená	Oranžová	Šedá

Pokud si chcete domluvit předvedení/zaměření výrobku nebo získat další informace, kontaktujte nás:

MEDICCO s.r.o.
Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno

800 900 809
info@medicco.cz

medicco.cz



LECKEY

Společnost James Leckey Design Limited vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila přesnost a aktuálnost informací obsažených v tomto dokumentu. V době tisku jsou uvedené informace podle nejlepšího vědomí společnosti přesné. Společnost James Leckey Design Limited však nemůže převzít odpovědnost za změny informací o výrobku po jejich vytištění.
Datum zpracování: Květen 2021

LECKEY



MyWay

Poskytuje veškerou podporu, kterou děti potřebují, aby se mohli vydat svou vlastní cestou

Dětské chodítko

Jsem připraven vyrazit, MyWay!

Chodítko MyWay dětem zajišťuje maximální možnost samostatného pohybu a dává jim volnost při objevování světa. Díky revolučnímu podpůrnému závěsu a minimalistickému designu s otevřenou přední částí rámu bez nutnosti se přidržovat rukama, je MyWay naprosto geniální.

JEDINEČNÝ KORZETOVÝ ZÁVĚS PRO OPTIMÁLNÍ PODPORU CHŮZE

- Zajišťuje stabilitu středu trupu potřebnou k rozvoji kontroly nad hlavou a končetinami.
- Pocit objetí, zvyšuje smyslovou zpětnou vazbu, tlumí mimovolné pohyby a zvyšuje sebedůvěru dítěte při chůzi.

OTEVŘENÝ DESIGN RÁMU UMOŽŇUJE ZKOUMÁNÍ A AKTIVNÍ PŘÍSTUP

- Díky tomu, že děti mají při chůzi volné ruce, se mohou snadno dotýkat, zkoumat, učit se, objevovat, spolupracovat, hrát si - volba je na nich.
- Otevřená konstrukce umožňuje terapeutům přiblížit se k dítěti a pracovat s jeho dolními končetinami, zatímco je umístěno v MyWay, což usnadňuje řízený pohyb a maximalizuje potenciál terapeutického přínosu.



SNADNĚJŠÍ PŘESUNY

- Díky možnosti přímého přístupu není nutné používat pro přesun dítěte další zvedací prostředky a čas na terapii je maximálně využitý.
- Poskytuje vynikající pohodlí, protože postroj nesklouzává do podpaží.



Svoboda pohybu



SEZNAMTE SE S GEMMOU

Po první zkušenosti s MyWay zvládla Gemma samostatnou chůzi, což se jí s žádným jiným chodítkem nepodařilo.

“ Toto je nejlepší chodítko, které jsem kdy viděla! Pro Gemmu je nyní cvičení zábava “

(Gemmina maminka)

Navštivte naše webové stránky leckey.com a přečtěte si Gemminy a další případové studie výhod použití chodítka MyWay.