

CERTIFIKÁT PRO LETECKOU PŘEPRAVU LI-ION BATERIE 291,6 Wh PRO POUŽIVATELE Empulse FSS

- Společnost **Sunrise Medical GmbH** tímto potvrzuje, že naše lithium-iontová baterie s kapacitou 291,6 Wh (8,1 Ah) úspěšně prošla testem United Nations Manual of Tests and Criteria, Part III, subsecction 38.3 testem.
- Společnost **Sunrise Medical GmbH** proto uvádí, že naše lithium-iontová baterie 291,6 Wh (8,1 Ah) má energii 291,6 Wh, takže ji lze přepravovat v letadle bez omezení podle bodu 2.3.2.4. IATA, který stanoví limit 300 Wh pro kompenzační pomůcky s elektrickým pohonem.

POPIS BATERIE

Označení baterie	lithium-iontová dobíjecí baterie	Model	Baterie 291,6 Wh {8,1 Ah} Lithium-iontová baterie
Napětí	36 V	Jmenovitá energie	291,6 Wh
Jmenovitá kapacita	8,1 Ah	Model #	WP-DYT-0J

PRVNÍ POMOC

Pokud při poškození baterie dojde ke kontaktu elektrolitu s kůží, opláchněte poškozené místo minimálně 15 minut pod proudem vody, omyjte mýdlem a opláchněte. Ihned poté navštivte lékaře. Vyhněte se vdechování jakýchkoli uvolněných plynů a v případě vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Předpisy vztahující se konkrétně na tento výrobek:

- ADR (silniční doprava)
- IATA-DGR (letecká doprava)
- IMDG Code (přeprava po moři)
- US Ministerstvo dopravy 49CFR Zákoník federálních předpisů [USA]

INFORMACE O DOPRAVĚ

Baterie je speciálně určena pro demontáž před transportem, a proto se uživatel musí řídit tímto speciálním postupem:

- Baterie musí být demontována ze zařízení F55 a při přepravě umístěna v kabině pro cestující.
- Pro správném vyjmutí baterie přepněte spínač baterie/ (on/(off) a otočte klíčkem do polohy OPEN.

Uchopte baterii a jemně ji vytáhněte nahoru, dokud se baterie zcela nevysune z uložení.

- Po vyjmutí baterie otočte klíček do polohy OFF a klíč vysuňte.
- Baterie musí být přepravována takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zapnutí pohybem zavazadel nebo jiného nákladu.
- Póly baterie musí být samostatně chráněny, aby se zabránilo zkratu.
- Kapitán letadla musí být informován o poloze baterie, když se přesune a přenesení do kabiny.

Tento certifikát je platný do doby, než vstoupí v platnost nařízení IATA DGR 61th ed. 2020. Vzhledem k možným změnám nebo úpravám tohoto předpisu je nezbytné sledovat náš web www.sunrisemedical.com, kde budou informace o těchto změnách zveřejněny, jakmile budou použitelné.

- Před cestou se obraťte na příslušného dopravce. Cestovní operátor vám bude schopen poskytnout informace o případných zvláštních požadavcích.


 Daniel Häuter
 Quality Director Europe

 Nov. 18th 2020

Datum

Sunrise Medical GmbH
 Kahlbochmg 2-4 - 69254 Malschm-ID
 Tel: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

Sitz: Malsch/Heidelberg
 Handelsregister Mannheim HRB-Nr.: 727105
 Gerichtsstadt: Heidelberg
 Geschäftsführer: Thomas Hardt

Bankovní poplatky jsou v pořádku:
 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Dosselt-Jf
 IBAN: DE 0330030881XX70033007
 BIC-kód: TUBDOE33