


## MONTERINGSANVISNING

# Kryckhållare kofångarmonterad Sterling Elite2Plus



### Benämning

Kryckhållare, monteras på stötfångare

### Artikelnummer



030683

The logo for QUICKIE, featuring a stylized, curved line above the word "QUICKIE" in a bold, sans-serif font.



# MONTERINGSANVISNING

Kryckhållare kofångarmonterad Sterling Elite 2 plus

Montera kryckhållaren enligt bilden och använd skoterns befintliga skruvar. Kryckhållaren monteras mot utsidan av staget där även den bakre kofångaren är monterad. Samma två skruvar som håller kofångaren träs igenom fästet till kryckhållaren och hjulet till tippskyddet skall placeras ytterst.





Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88  
E: [customerservice@sunrisemedical.nl](mailto:customerservice@sunrisemedical.nl)  
[www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu)



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00  
E: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)