

≡ JAY[®] SCHIENNALE FIT 2U



≡ JAY[®]



PROVALO,
MODIFICALO E
RICOMPONILO.

JAY[®]

SCHIENALE[™] FIT 2U

Per coloro che hanno bisogno di soluzioni più complesse per il posizionamento. Quando uno schienale di serie non riesce a soddisfare le necessità dell'utente oppure quando uno su calco non può adattarsi ai suoi cambiamenti, infatti insieme al cuscino JAY GS offre un'eccellente soluzione per affrontare le necessità che cambiano nel corso del tempo— perfetto per gli utenti pediatrici.

SUPPORTO MULTIDIMENSIONALE

Per accogliere asimmetrie o una pronunciata rotazione del tronco.

FLESSIBILE E VELOCE DA MODIFICARE

Le regolazioni possono essere fatte in ogni momento, nella fase di consegna o nel corso del tempo.

INSERTI A CODA DI RONDINE

E' sufficiente aggiungere o rimuovere gli inserti di schiuma intermedi per sagomare Jay Fit 2U in modo personalizzato.



25 mm> 65 mm



APPOGGIATESTA WHITMYER

Qui mostrato con braccetto Cobra Xtra e imbottitura Plush Specialistico.

SISTEMA A DOPPIA FODERA

FODERA ESTERNA STRETCH CON ALL'INTERNO DUE STRATI DI SCHIUMA MORBIDA

INSERTI A CODA DI RONDINE





Supporto Laterale JAY swing away con regolazione multiassiale
Regolazione aggiuntiva in rotazione dell'imbottitura del supporto toracico.



Sistema a doppia fodera
La fodera esterna stretch può essere facilmente rimossa per la pulizia mentre la fodera interna impermeabile mantiene gli inserti asciutti e in posizione.



Regolabile in altezza e larghezza
50 millimetri di regolazione in altezza e in larghezza, in modo indipendente, per gestire i cambiamenti di postura durante la crescita.

Sistema di aggancio a quattro punti (FP)
(solo nella misura di larghezza 250 mm gli attacchi saranno a due punti)



Sistema di aggancio a quattro punti (FP)
JAY FIT 2U utilizza il sistema di montaggio brevettato J3 con leve a sgancio rapido per una rimozione veloce.
E' disponibile anche il sistema di aggancio a due punti (standard nella larghezza 250 mm).



Opzioni per il posizionamento
Posizione di montaggio ottimizzata per gli appoggiatesta WHITMYER® con movimento laterale di 50,8 mm.

SUPPORTO LATERALE SWING AWAY CON REGOLAZIONE MULTIASSIALE

ZIPPIE IRIS® con
SCHIENALE JAY FIT 2U™
e CUSCINO JAY GS®

Schienale JAY FIT 2U

| | |
|--|---|
| Larghezza | 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm |
| Altezza | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm |
| Portata massima | con larghezza 350 mm o minore: 75 kg con larghezza 400 mm o maggiore: 136 kg |
| Peso per il trasporto larghezza (mm) x altezza (mm) (senza hardware) | 300 mm x 300 mm: 2,36 kg 400 mm x 500 mm: 4,13 kg |
| Materiale della fodera esterna | Stretch |
| Sistema di aggancio | a 4 punti - angolo: +/- 10° Larghezza: 50 mm - Profondità: 35 mm (solo lo schienale con larghezza 250 mm avrà di standard un sistema di aggancio a 2 punti) o a 2 punti Heavy Duty (disponibile solo come ricambio) |
| Accessori | Ampia offerta di sistemi e opzioni per il posizionamento JAY® e Whitmyer® per soddisfare le esigenze individuali |
| Sicurezza | Crash test superato - approvato per il trasporto |



Personalizzate la scocca dello schienale per abbinarlo alla vostra carrozzina o per esprimere la vostra creatività. In figura colore Verde mela.



NOTA IMPORTANTE:

Il processo di stampa non riesce a riprodurre perfettamente i colori delle vernici. I colori reali potrebbero essere diversi da quelli qui mostrati.



Scansionate il QR code con il vostro smartphone per avere maggiori informazioni.

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

