



AKCESORIA DO POZYCJONOWANIA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



GŁOWA

GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA

MIEDNICA

DOLNA CZĘŚĆ CIAŁA

ZAGŁÓWKI I PODPARCIE GŁOWY



ZAGŁÓWKI

Zagłówki Whitmyer® zapewniają tylne, boczne, a także przednie podparcie głowy i szyi. Przeznaczone są dla osób, które mogą mieć trudności z utrzymaniem prawidłowej pozycji głowy lub korzystają z wózków z opcją przechylania siedziska (tilt-in-space). Rodzina obejmuje liczne typy poduszek zagłówka, sześć rodzajów uchwytów oraz trzy pokrowce do wyboru. Daje to dziesiątki możliwych konfiguracji, aby spełnić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Plush



Poduszka zagłówka Plush zapewnia doskonałe podparcie głowy przy wysokim poziomie komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

Adjust-A-Plush




Poduszka zagłówka Adjust-A-Plush jest przeznaczona dla osób, które wykazują minimalną kontrolę nad głową i wymagają boczno podparcia co najmniej z jednej strony, aby utrzymać prawidłową pozycję.

Contour Cradle



Poduszka zagłówek Contoured Cradle została zaprojektowana tak, aby podierać okolice potyliczne i zapewnia doskonałe boczne podparcie szyi.

Heads Up



Poduszka zagłówek Heads Up zapewnia podparcie tylne, a także przednią i boczną stabilizację barków i tułowia dla optymalnej kontroli pozycji głowy.

S.O.F.T. Dual Sub-Occipital Adult & Pediatric



S.O.F.T. Dual Sub-Occipital wyposażona jest w trzyczęściową poduszkę dla lepszego podparcia podpotylicznego i proksymalnego bocznego podparcia szyjnego oraz zapewnia maksymalną powierzchnię kontaktu.

S.O.F.T. Single Sub-Occipital



Poduszka zagłówek S.O.F.T. Single Sub-Occipital zapewnia doskonałe podpotyliczne i proksymalne boczne podparcie szyi dzięki zastosowaniu pojedynczej zakrzywionej podkładki podpotylicznej.

Cuddles Infant



Cuddles Infant to zaprojektowany specjalnie dla noworodków system trzech poduszek oraz wyprofilowane podparcie w kształcie kołyski.

UCHWYTY ZAGŁÓWKA

Axys



Onyx



Linx



Cobra Xtra



Cobra Xtra Flip-Back



Pro





GŁOWA

GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA

MIEDNICA

DOLNA CZĘŚĆ CIAŁA

POZYCJONOWANIE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA

PRZEDNIE PODPARCIE KLATKI PIERSIOWEJ

Akcesoria podparcia klatki piersiowej służą do ustawienia prawidłowej pozycji tułowia, poprawiając funkcje oddechowe, ułożenie głowy i kontrolę kończyn górnych.

Opcje obejmują sześć rodzajów pasów i uprząży o konstrukcji strukturalnej i dynamicznej.


Styl klasyczny (Classic)



Styl Classic został zaprojektowany z myślą o optymalnym rozłożeniu podparcia i maksymalnej stabilności.

	DYNAMICZNA	STRUKTURALNA	A [mm]	B [mm]
EI	ATS8107	—	165	250
XS	ATS8100	ATS8300	190	320
S	ATS8101	ATS8301	215	380
M	ATS8102	ATS8302	240	485
L	ATS8103	ATS8303	265	570
XL	ATS8104	ATS8304	290	650

Styl konturowy (Contour)



Styl Contour jest zoptymalizowany dla kobiet lub osób, które chcą ograniczyć obszar kontaktu między uprzężą a ciałem.

	DYNAMICZNA	STRUKTURALNA	A [mm]	B [mm]
EI	ATS9107	—	165	250
XS	ATS9100	ATS9300	190	320
S	ATS9101	ATS9301	215	380
M	ATS9102	ATS9302	240	470
L	ATS9103	ATS9303	270	570
XL	ATS9104	ATS9304	290	650

Centralne otwieranie na suwak (Zipper Open)



Styl Zipper Open został zaprojektowany z myślą o częstym przesiadaniu oraz łatwym i szybkim odpinaniu.

	DYNAMICZNA	A [mm]	B [mm]
S	ATS8701	215	380
M	ATS8702	240	485
L	ATS8703	270	570
XL	ATS8704	290	650

Centralne otwieranie z regulacją (Center Opening)



Styl Center Opening pozwala na większą elastyczność przy częstych transferach, a regulowany pasek środkowy pozwala na bardziej precyzyjne dopasowanie

	DYNAMICZNA	STRUKTURALNA	A [mm]	B [mm]
EI	ATS8807	ATS9407	130	250
XS	ATS8800	ATS9400	145	280
S	ATS8801	ATS9401	165	310
M	ATS8802	ATS9402	250	360
L	ATS8804	ATS9403	250	395
XL	ATS8804	ATS9404	250	440




GŁOWA

GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA

MIEDNICA

DOLNA CZĘŚĆ CIAŁA

Styl Y



Styl Y pozwala na zwiększony zakres ruchu dla jednej ręki, zapewniając jednocześnie optymalne wsparcie.

	DYNAMICZNA	STRUKTURALNA	A [mm]	B [mm]
EI	ATS9167	ATS9367	380	180
S	ATS9161	ATS9361	485	200
M	ATS9162	ATS9362	560	230
L	ATS9163	ATS9363	635	280


Pas piersiowy (Trunk Strap)



Styl Trunk Strap pozwala na większy zakres ruchu, gdy wymagana jest rotacja ramion i lepszy zasięg.

	STANDARDOWY	A [mm]	B [mm]
XS	ATS4050	205	75
S	ATS4000	255	75
M	ATS4100	305	75
L	ATS4200	355	100
XL	ATS4300	405	100

Styl plecaka (Backpack)



Umożliwia kontrolę zgięcia do przodu i bardziej naturalne cofanie ramion – można bardziej precyzyjnie kontrolować górną część tułowia.

	DYNAMICZNA	STRUKTURALNA	A [mm]
S	ATS9601	ATS9701	305
L	ATS9603	ATS9703	560

PODPARCIE NA RĘCE I RAMIONA

Stabilizatory pomagają utrzymać wygodną i optymalną pozycję dłoni i ramion dla lepszej postawy górnej części ciała i kontroli głowy oraz zmniejszenia ryzyka uszkodzenia skóry.

Stabilizator przedramienia



A [mm]	MOCOWANIE	
	STAŁE	ODCHYLANE
360	JARM14F	JARM14SA
460	JARM18F	JARM18SA
560	JARM22F	JARM22SA



Mocowanie stałe



Mocowanie odchylane

Pas nadgarstka



Wyściełany pas na nadgarstki JAY pomagają delikatnie ustawić nadgarstek w żądanym miejscu, aby poprawić ogólną postawę górnej części ciała i kontrolę nad pozycją głowy.

	PASEK	OBWÓD NADGARSTKA
S	ATS7510	140 mm do 180 mm
M	ATS7520	190 mm do 230 mm
L	ATS7530	240 mm do 280 mm

Żelowy pokrowiec na podłokietnik



	ŻELOWY POKROWIEC
Częściowy	131066
Pełny	131067
Na podłokietnik odchylany (R)	131071
Na podłokietnik odchylany (L)	131072



GŁOWA

GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA

MIEDNICA

DOLNA CZĘŚĆ CIAŁA

POZYCJONOWANIE MIEDNICY



Pasy pozycjonujące pomagają wspierać i utrzymywać stabilną i prawidłową pozycję miednicy, co wpływa na ułożenie całego ciała. Rodzina obejmuje różne style i rozmiary, regulację jedno- lub dwustronną oraz system zapinania za pomocą sprzączki z przyciskiem lub bocznego dla łatwości użytkowania.

Poduszki pasów miednicy

Poduszki pasów dla dodatkowego komfortu.

Poduszki pasów	PAS [mm]	W [mm]	L [mm]
APB1801	250	40	140
APB1802	250	40	190
APB1803	400	50	190
APB1804	400	60	240
APB1805	500	70	240
APB1806	500	70	290

2-punktowy pas /klamra z przyciskiem (metalowa)



Pas 25 mm, bez poduszki

2-punktowe pasy pozycjonujące miednicę zapewniają proste i bezpieczne podparcie miednicy przy minimalnej powierzchni styku.

PAS 25 mm	BEZ PODUSZKI	PODUSZKA 115 MM	PODUSZKA 140 MM	PODUSZKA 190 MM
Jednostronny dociąg	APB5110	APB5115	APB5116	APB5117
Dwustronny dociąg	—	APB5125	APB5126	APB5127

PAS 40 mm	BEZ PODUSZKI	PODUSZKA 140 MM	PODUSZKA 190 MM	PODUSZKA 240 MM
Jednostronny dociąg	APB7210	—	APB7212	APB7213
Dwustronny dociąg	—	APB7221	APB7222	APB7223

PAS 50 mm	BEZ PODUSZKI	PODUSZKA 240 MM	PODUSZKA 290 MM
Jednostronny dociąg	APB7310	APB7313	APB7314

2-punktowy pas /boczne odpinanie (plastikowa klamra)



PAS 25 mm	BEZ PODUSZKI	PODUSZKA 140 MM	PODUSZKA 190 MM
Jednostronny dociąg	APB6110	APB6111	APB6112
Dwustronny dociąg	—	APB6121	APB6122
PAS 40 mm	BEZ PODUSZKI	PODUSZKA 190 MM	PODUSZKA 240 MM
Jednostronny dociąg	APB6210	APB6212	APB6213
Dwustronny dociąg	—	APB6222	APB6223
PAS 50 mm	BEZ PODUSZKI	PODUSZKA 240 MM	PODUSZKA 290 MM
Jednostronny dociąg	APB6310	APB6313	APB6314

Środkowy 4-punktowy /klamra z przyciskiem (metalowa)



4-punktowe pasy pozycjonujące miednicę, mocowane do podstawy wózka w 4 punktach zamiast 2, zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i lepiej trzymają. Przeznaczone dla większych potrzeb związanych z prawidłowym ustawieniem miednicy.

	90 mm PAD	115 mm PAD	140 mm PAD	165 mm PAD
PAS 25 mm	APB5145	APB5146	—	—
PAS 40 mm	—	APB7242	APB7243	APB7244

4-punktowy pas profilowany w stylu V



Wyściełany pas w styl V zwiększa powierzchnię podparcia, aby równomiernie rozłożyć siłę docisku przy pozycjonowaniu.

	Pas 25 mm boczne odpinanie	Pas 40 mm boczne odpinanie	Pas 50 mm boczne odpinanie
MAŁA PODUSZKA	APB3616	—	—
ŚREDNIA PODUSZKA	—	APB3627	—
DUŻA PODUSZKA	—	—	APB3638

	Pas 25 mm klamra z przyciskiem	Pas 40 mm klamra z przyciskiem	Pas 50 mm klamra z przyciskiem
MAŁA PODUSZKA	APB3717	—	—
ŚREDNIA PODUSZKA	—	APB3727	—
DUŻA PODUSZKA	—	—	APB3738



GŁOWA

GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA

MIEDNICA

DOLNA CZĘŚĆ CIAŁA

POZYCJONOWANIE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA

SANDAŁY

Sandały pomagają utrzymać prawidłową pozycję stóp i kostek, a tym samym ogólnej pozycję siedzenia.

Pozycjonowanie stóp i kostek (każde)



	STOPA I KOSTKA	TYLKO KOSTKA	A [mm]	B [mm]
XS	–	TST6501R TST6501L	150	115
S	TST6510R TST6510L	TST6511R TST6511L	200	130
M	TST6520R TST6520L	TST6521R TST6521L	200	130
L	TST6540R TST6540L	TST6541R TST6541L	250	130
XL	TST6560R TST6560L	TST6561R TST6561L	270	165

Sandały (każdy)



	Z PODUSZKĄ	BEZ PODUSZKI	A [mm]	B [mm]
S	TST6001	TST6000	145	75
M	TST6101	TST6100	200	85
L	TST6201	TST6200	250	100
XL	TST6301	TST6300	325	135

Flexi-Feet (para)



	FLEXI-FEET	A [mm]	B [mm]
XS	32600XS-RT	115	70
S	32600S-RT	160	75
M	32600M-RT	210	90
L	32600L-RT	230	115

Sandały z odciążeniem ścięgna



	Z PODUSZKĄ	A [mm]	B [mm]
S	TST6061	145	75
M	TST6161	200	85
L	TST6261	250	100
XL	TST6361	325	135

PELOTA KOLANOWA



PELOTY KOLANO-WE + PODUSZKA		A [mm]	B [mm]	Pad [mm]
KAK2103L	Krótką Lewą z Poduszką	165	50	75
KAK2104L	Krótką Lewą z Poduszką	165	50	100
KAK2103R	Krótką Prawą z Poduszką	165	50	75
KAK2104R	Krótką Prawą z Poduszką	165	50	100
KAK3103L	Długą Lewą z Poduszką	215	90	75
KAK3104L	Długą Lewą z Poduszką	215	90	100
KAK3103R	Długą Prawą z Poduszką	215	90	75
KAK3104R	Długą Prawą z Poduszką	215	90	100

Mocowania i poduszki są dostępne osobno jako części zamienne.

PÓŁKI NA STOPY (FOOT BOXES)

Półki na stopy zmniejszają ryzyko uszkodzenia skóry i/lub obrażeń użytkownika, które mogą wynikać z okresów wysokiego napięcia mięśniowego lub ciągłego kontaktu z uchwytami podnóżków.

Pojedyncza półka na stopy



	WYSOKOŚĆ	A [mm]	B [mm]
JFOOTSS	Standardowa	205	190
JFOOTST	Wysoka	305	190

Podwójna półka na stopy z przegrodą



	SZEROKOŚĆ [mm]	WYSOKOŚĆ	A [mm]	B [mm]
JFOOT16SD	405	Standardowa	205	340
JFOOT18SD	460	Standardowa	205	390
JFOOT20SD	510	Standardowa	205	450
JFOOT22SD	560	Standardowa	205	500
JFOOT16TD	405	Wysoka	305	340
JFOOT18TD	460	Wysoka	305	390
JFOOT20TD	510	Wysoka	305	450
JFOOT22TD	560	Wysoka	305	500

Podwójna półka na stopy



	SZEROKOŚĆ [mm]	WYSOKOŚĆ	A [mm]	B [mm]
JFOOT12S	305	Standardowa	205	240
JFOOT14S	355	Standardowa	205	290
JFOOT16S	405	Standardowa	205	340
JFOOT18S	455	Standardowa	205	390
JFOOT20S	510	Standardowa	205	450
JFOOT22S	560	Standardowa	205	500
JFOOT16T	405	Wysoka	305	340
JFOOT18T	460	Wysoka	305	390
JFOOT20T	510	Wysoka	305	450
JFOOT22T	560	Wysoka	305	500



Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.

Producent:
Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727, USA
Tel. 1-800-333-4000

Upoważniony przedstawiciel:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

