



GEMINO



GEMINO 30
carbon

GEMINO 30M
carbon

Un rollator est un excellent moyen de conserver son autonomie et de mener une vie active. Les personnes qui ont besoin d'un peu d'aide pour garder leur équilibre et qui doivent s'asseoir régulièrement apprécient l'usage d'un rollator. Un rollator vous aide à vous déplacer en vous offrant un soutien physique, une sécurité et une stabilité. Parfait pour les personnes de tout âge après une blessure ou souffrant d'un problème de santé.



GEMINO 30 Carbon

Le Rollator Premium en carbone pour une Vie Active

Le Gemino 30 Carbon est un rollator pliant **très léger** doté d'un système de pliage et de verrouillage **breveté en un click** et un look élégant. Grâce à son poids léger, le rollator peut être facilement soulevé pour être transporté ou rangé et il est très maniable dans les espaces restreints. Cela fait du Gemino 30 Carbon le compagnon idéal pour la vie quotidienne et les voyages.

Le carbone est un matériau extrêmement solide et rigide, tout en étant ultraléger. C'est pourquoi le carbone est souvent utilisé pour fabriquer des produits qui doivent répondre aux plus hautes exigences. Sa légèreté n'empêche pas le rollator d'être très stable pour une utilisation en toute confiance, même sur des chemins cahoteux ou des routes pavées. Pas de soucis !



Levier de basculement intégré pour franchir des obstacles sans difficulté.

// SYSTÈME "FOLD-AND-CLICK" BREVETÉ

Grâce au système breveté "fold-and-click", le rollator se plie de manière compacte et se verrouille automatiquement lorsqu'il est fermé. Grâce également à son faible poids, le rollator peut être facilement soulevé et rangé si nécessaire, même d'une seule main.

// LES ROUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Les grandes roues permettent de se déplacer confortablement sur n'importe quel terrain.



// POIGNEE DE FORME ERGONOMIQUE

Ces poignées ergonomiques offrent une bonne préhension pour un soutien optimal, un grand confort et des déplacements en toute confiance.

// POIGNEE DE POUSSEE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le réglage de la hauteur avec fonction de mémoire assure une posture droite, minimisant ainsi une posture voûtée.



// ESPACE D'ASSISE SPACIEUX

Les larges tubes avant parallèles offrent un espace dégagé pour une assise confortable.

// PANIER FILET

Le panier filet s'ouvre d'une seule main, offre beaucoup d'espace pour les achats et peut transporter jusqu'à 5 kg.

Gemino 30 Carbon idéal pour l'intérieur comme l'extérieur.

Espaces étroits? Avec une largeur de seulement 600 mm, son excellente maniabilité et son poids plume, les manœuvres sont plus simples. Des endroits encore plus étroits : pliez partiellement votre rollator et déplacez vous en toute sécurité.



Besoin d'une pause? La toile d'assise robuste combinée à une sangle dorsale (en option) permettent de vous reposer confortablement lorsque vous en avez besoin. Profitez d'un break et détendez-vous.



DES ACCESSOIRES PRATIQUES

Les rollators Gemino ne sont pas seulement faciles à ajuster, ils sont proposés avec une gamme complète d'accessoires pour faciliter la vie quotidienne. Choisissez les options qui correspondent à vos besoins : un panier élégant, un porte-canne pratique ou un support dorsal confortable.

// PANIERS SOUPLES À RABAT COLORÉ

Complétez votre Gemino avec un panier élégant et qui se ferme dans votre couleur préférée. Avec des poignées et une bandoulière pour un transport facile.



Il s'attache et s'enlève en un seul clic. Simple à utiliser même d'une seule main.



Noir



Noir Alcantara



Gris



Vert Clair



Rouge



Bleu



Vert



Violet





// SANGLE DORSALE

Confortable et sécurisante pour vous adosser une fois assis. Se plie avec votre Gemini.



// SANGLE DORSALE CONFORT ET RÉGLABLE

Pour encore plus de confort, optez pour cette large sangle rembourrée. Facile à régler, se plie facilement avec le rollator.



// PLATEAU AMOVIBLE

Idéal pour transporter des petits objets ou une boisson (support gobelet inclus) tout en conservant les deux mains sur le rollator.




// PORTE-CANNE

Gardez votre canne ou votre béquille à portée de main. Facile à installer et accessible à tout moment.



// FIXATION UNIVERSELLE

Convient pour le montage de tous vos accessoires personnels.



// LUMIÈRE

Garantit que vous êtes bien visible dans l'obscurité.



// FREIN UNILATÉRAL

Confort et sécurité d'une seule main.



// KIT FREIN INVERSÉ

Le rollator s'arrête immédiatement de bouger quand le frein est relâché.

Données Techniques

| GEMINO 30 Carbon | | CE | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|
| | | Gemino 30 Carbon | Gemino 30M Carbon |
| Hauteur totale, du sol à la partie supérieure des poignées de poussée | mm | 780 - 1000 | 730 - 880 |
| Longueur totale | mm | 650 | 650 |
| Largeur totale | mm | 600 | 600 |
| Largeur entre poignées | mm | 470 | 470 |
| Hauteur d'assise | mm | 620 | 550 |
| Hauteur rollator plié | mm | 800 | 760 |
| Longueur rollator plié | mm | 650 | 650 |
| Largeur rollator Plié | mm | 230 | 230 |
| Diamètre de giration | mm | 840 | 840 |
| Roues avant/arrière | mm | 200 x 36 | 200 x 36 |
| Poids total sans panier | kg | 5,6 | 5,4 |
| Poids panier standard | kg | 0,3 | 0,3 |
| Poids max. Utilisateur | kg | 150 | 130 |
| Charge max. panier | kg | 5 | 5 |
| Taille Utilisateur suggérée | mm | 1500 - 2000 | 1350 - 1700 |

Les photos figurant sur la présente brochure et autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation.



Sunrise Medical SAS
 ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michäel Faraday
 37170 Chambray-Lès-Tours
 Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
 E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

