



TOMCAT TIGER

Trehjulssykkkel med fast nav for de minste barna.

TOMCAT TIGER



TREHJULSSYKKEL MED FAST NAV FOR DE MINSTE BARNA

- Tomcat Tiger passer til barn fra 18 måneder til 4 år.
- Geometrien mellom setet og pedalene gjør at barn som strever på andre sykler, klarer å sykle på Tomcat Tiger.
- Tomcat Tiger med ledsagerstyring gir barnet en flott mestringsopplevelse i trygge omgivelser.
- Ledsagerstyringen har en integrert brems samt et sikkerhetsbånd for brems slik man kan la barnet sykle selv, samtidig som ledsager har kontroll.
- Tomcat Tiger har mange muligheter for tilpassing av setet slik at det enkelte barns behov blir ivaretatt.
- All mekanikk for styring, bremsing og kjøring er skjult inne i rammen.
- Myk, stillegående og friksjonsfri bånddrift.



Tomcat Tiger kommer i to størrelser.



Stort utvalg av tilbehør for støtte og posisjonering



Lukket system for brems og belter.

Hjelp til valg

- Tomcat Tiger med fast nav velges stort sett til små barn som ennå ikke mestrer sykling. Gjennom bevegelse i sykkelen lærer barnet seg å trå begge veier. Tomcat Tiger med fast nav leveres med håndbrems.
- Tomcat Tiger har en god, solid og presis ledsagerstyring for barn som trenger styre- og skyvehjelp.



ENKEL Å
SYKLE PÅ



SPESIFIKASJONER

	Liten ramme	Stor ramme
Benlengde målt fra setet til under bena	30-39 cm	38-47 cm
Skrittlengde	32 cm	32 cm
Innst.høyde	32 cm	32 cm
Max brukervekt	20 kg	20 kg
Lengde	90 cm	95 cm
Bredde	65 cm	65 cm
Svingdiameter	190 cm innv.	190 cm innv.
	320 cm utv.	320 cm utv.
Vekt	9,5 kg	9,5 kg
Hjul	12"	14"

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frøde Lundal Tel. 917 75 110
frøde.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frøde Gudvangen Tel. 482 09 891
frøde.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medial tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.