



JAY EASY FLUID



JAY EASY FLUID

God trykfordeling og stabilitet
Risikogruppe: Moderat til høj

Produktegenskaber:

- Formstøbt skumbase med indbygget støtte til lårene for positionering og stabilitet, let i vægt
- JAY fluid indsatsen i sædebrønden, giver siddekuderne god mulighed for at synke ned i materialet, så støttefladen bliver større og trykket fordeles til under lårene. Indsatsen er selvjusterende og sikker i brug
- Udkæring til halebenet for undgå tryksår
- Udkæring til ryggrad for optimal placering i kørestolen
- Vælg mellem buet og flad bund for stabil placering i hængekøje- eller fast kørestolssæde - et optimalt grundlag for en funktionel siddestilling
- Betræk som giver god luftcirkulation og bidrager til at holde huden tør. Inkontinensbetræk er standard og mikroklimatisk betræk kan tilvælges



Klinisk anvendelse:

- Brugere med moderat behov for positionering og stabilitet, og større behov for trykfordeling
- Giver lateral stabilitet i tillæg til moderat stabilitet sagitalplanet
- Moderat til højrisiko for tryksår og moderat risiko for shear
- Til brugere, der kan udføre selvstændig vægtoverføring



Indsatsen er placeret i en lomme i betrækket, så den altid ligger korrekt.

Dybde	Bredde											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
50												
56												
60												

Højde (i cm)		
Fortil	Bagtil	Målt på:
6,3	6	laveste punkt
9	6	højeste punkt

Pudens vægt 40x40cm	1,6 kg
Maks. brugervægt	150 kg
Garanti	2 år

