



HJELPEMIDLER FOR BARN OG UNGE

 QUICKIE zipie JAY KINETIC BALANCE WHITMYER LECKEY MERCADO
MEDIC GEMINO

2.3 September 2024

INNHold

SLIK NAVIGERER DU I DENNE KATALOGEN

Klikk i innholdsfortegnelsen og du tas direkte til siden du klikker på



Forrige side



Neste side



Innholdsfortegnelsen



MER INFORMASJON MED BARE ET KLIKK

Symbolet for web tar deg direkte til produktet på vår web-side. SunriseMedical.no



Klikk på brosjyren for mer utfyllende informasjon om produktet.



Ikonet for bestillingsskjema tar deg direkte til det klikkbart bestillingsskjema.



Manuelle rullestoler 4

Zippie Simba	4
Zippie Youngster 3	6
Zippie RS	8
Quickie Life T	10
Quickie Life RT	12
Quickie Nitrum	14
Quickie Helium	14

Elektriske rullestoler 16

Zippie Raptor	16
Extreme X8	18
Magic 360	20
Q300 M Mini kids	22
Real 6100 Plus	24

Sitteputer 26

JAY GS	26
JAY Basic	26
JAY Easy	27
JAY Easy Visco	27

Rygger 28

JAY FIT	28
JAY J3	29

Hodestøtter 30

Whitmyr Hodestøtter	30
---------------------------	----

Vester seler og belter 31

Positive positioning Vester, seler, belter	31
--	----

Regntrekk og varmemposer 32

Regntrekk og varmemposer	32
--------------------------------	----

Sittesystemer 33

Squiggles Early Activity System	33
PAL	34
Squiggles Seat	36

Mygo Seat	38
BeMe	40
Breezy Nuage PIS XS	42
Therapy bench	43

Ståstativer 45

Totstander	45
Freestander	45
Squiggles Stander	46

VÅR DIGITALE VERDEN

Følg Sunrise Medical på Facebook



Følg Quickie Wheelchairs på Facebook



Følg Sunrise Medical på Instagram



Se våre produktvideoer på YouTube



Hold deg oppdatert ved å abonnere på våre nyhetsbrev



Få faglig oppdatering ved å delta på webinarer



Book digitale møter med oss på Teams



Finn våre produkter på Hjelpemiddeldatabasen



Mygo Stander	48
Horizon Stander	50

Gåstativer 52

MyWay	52
-------------	----

Arbeidsstoler 54

Real 9300	54
Real 9400	56

Arbeidsbord 58

Scriba	58
--------------	----

Sykler 60

Jippy / Jippy LS	60
Acky / Acky LS / Acky PAS	62
Bondo / Bondo LS / Bondo PAS	64
Clip / Clip LS / Clip PAS	66
Diamond / Diamond LS	68
Easy PAS	70
Rotor Bullet	72
Tomcat Tiger	74
Nindo E / Nando E	76
EASY 16 / EASY 20 /	78
EASY 22 / EASY26	78

Ganghjelpemidler 80

Gemino 30 S	80
-------------------	----

Hygiene 81

Advanced Bath Chair	81
Ergotip Dusj og toalettstol	82
ERGOTip Care	83



ZIPPIE SIMBA

Passer aktive barn som har behov for manuell rullestol med gode kjøreegenskaper.



ZIPPIE SIMBA™ -SOM SKAPT FOR NYE EVENTYR!

- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres 2+2 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!



Camber gjør stolen mer stabil sideveis, enklere å manøvrere og mer retningsstabil på hellende underlag.



Bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen.



Zippie Simba aktiv




Zippie Simba allround



Zippie Simba aktiv



Zippie Simba allround



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



JAY SITTEPUTER JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



EIKEBESKYTTERE Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere fra vårt store sortiment med morsomme og stilige design.




BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



FARGER Zippie Simba kommer i et utall farger på ramme, ryggtrekk og opsjoner.

TILBEHØRSKATALOG

Her har vi kun vist en brøkdel av tilbehøret som finnes til Zippie Simba. I vår tilbehørskatalog finner du rett tilbehør til dine behov.



TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	22 - 36 cm
Setedybde	24 - 38 cm
Setehøyde	36 - 48 cm
Setevinkel	0° - 15°
Ryggghøyde	20 - 40 cm
Ryggvinkel	74° - 110°
Totalbredde	Sb. +16 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 6,9 kg
Vekt rullestol	fra 9 kg
Maks. brukervekt	65 kg



Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddelbasen.



zippie®

www.SunriseMedical.no



ZIPPIE YOUNGSTER 3

Passer barn som har behov for rullestol med gode kjøreegenskaper.




ZIPPIE YOUNGSTER 3™ - SKAPT FOR BARNA OG DERES OMGIVELSER!

- Når barn trenger ekstra posisjonering er Youngster 3 et godt utgangspunkt for fast rygg, hode støtte, belter og seler.
- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og oppfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres med 4 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!
- Enkel å legge sammen for transport og lagring. Lås holder stolen samlet.



Fotplaten er viktig for barnets stabilitet og sittestilling. Youngster 3 fotplaten har mange innstillingsmuligheter for best mulig tilpasning.

Zippie Youngster 3 er på avtale i post 13. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



JAY SITTEPUTER JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



EIKEBESKYTTERE Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere fra vårt store sortiment med morsomme og stilige design.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



FARGER Zippie Youngster 3 kommer i et utall farger på ramme, ryggtrekk og opsjoner.

TILBEHØRSKATALOG

Her har vi kun vist en brøkdel av tilbehøret som finnes til Zippie Youngster. I vår tilbehørskatalog finner du rett tilbehør til dine behov.



TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	22 - 40 cm	Transportvekt	fra 10,9 kg
Setedybde	24 - 40 cm	Vekt rullestol	fra 14,7 kg
Setehøyde bak	33 - 41 cm (29-46 cm)*	Maks. brukervekt	85 kg
Setehøyde foran	37 - 41 cm (36-48 cm)*	* Med skifte av deler	
Setevinkel	0° - 15°		
Rygghøyde	20 - 40 cm		
Ryggvinkel	87° - 105°		
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber		

 Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.



zippie

www.SunriseMedical.no



ZIPPIE RS

Passer barn som har behov ekstra støtte og posisjonering.




NÅR BARN BEHØVER EKSTRA STØTTE OG POSISJONERING

- Jay Fit rygg, Jay sittepute og Whitmyer hodestøtte gir et godt utgangspunkt for tilpasning av sittestilling.
- For å kunne gi brukere riktig posisjon for trykkavlastning, respirasjon, spisesituasjoner og for å øke den visuelle kontakten med omverdenen, er det behov for et stort antall posisjoner. Zippie RS er svært lett å regulere på, også med tyngre brukere i stolen.
- Patentert tilt på -5° - 40° der setet "roterer" over understellet hvilket medfører at stolens balansepunkt opprettholdes.
- Et godt spenn for setedybde i samme ramme er en nyttig egenskap for å følge barnets vekst, eller for å kunne tilpasse stolen for progressive lidelser.
- Kan benyttes som understell for alternative seter, for eksempel Mygo, Sguiggles eller BeMe



Rotation in space - full stabilitet i alle posisjoner. Du får en myk og kontrollert tilt på inntil 40°.

Se utfyllende informasjon om Zippie RS i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



JAY SITTEPUTER JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



EIKEBESKYTTERE Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere fra vårt store sortiment med morsomme og stilige design.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



FARGER Zippie RS kommer i et utall farger på ramme, ryggtrekk og opsjoner.

TILBEHØRSKATALOG

Her har vi kun vist en brøkdel av tilbehøret som finnes til Zippie Youngster 3. I vår tilbehørskatalog finner du rett tilbehør til dine behov.



TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	30 - 40 cm
Setedybde	37,5 - 45 cm
Setehøyde	50 - 51 cm (43 - 52 cm)*
Tilt	-5° - 40°
Ryggghøyde	25 - 65 cm
Ryggvinkel	0° til +30° eller -5° til +25°
Totalbredde	62 cm
Vekt rullestol	fra 18 kg
Maks. brukervekt	125 kg

* Med skifte av deler



zippie

www.SunriseMedical.no

QUICKIE LIFE T

Passer aktive og selvstendige barn og unge rullestolbrukere som trenger en sammenleggbar rullestol.



AKTIV SITTESTILLING I EN KOMPAKT RAMME

En aktiv rullestol som kan legges sammen, noe som gjør den perfekt til å ta med seg på reise. Stolen har gode tilpasningsmuligheter og egner seg godt for kjøring med ensidig lammelse og de som sparker seg frem med bena.

- Lett og stabil kryssrammerullestol med valg og tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling og optimal kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset individuelle brukere.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- Gode løsninger for håndtering inn- og ut av bil. Quickie Life T er sammenleggbar og kan låses i sammenslått posisjon. Avtagbare benstøtter for enda mer kompakt transport.



Quickie Life - enkel å legge sammen for transport eller lagring. Låser når sammenslått

Quickie Life T er på avtale i post 4. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR




JAY SITTEPUTER JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



EIKEBESKYTTERE Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere fra vårt store sortiment med morsomme og stilige design.



EMPULSE F55 DRIVAGGREGAT gir større rekkevidde og redusert belastning på armene.




LOOPWHEELS Vibrasjonsdempende drivhjul gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.

TILBEHØRSKATALOG

Her har vi kun vist en brøkdel av tilbehøret som finnes til Quickie Life T. I vår tilbehørskatalog finner du rett tilbehør til dine behov.



TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	30 - 40 cm
Setedybde	37,5 - 45 cm
Setehøyde	50 - 51 cm (43 - 52 cm)*
Tilt	-5° - 40°
Ryggghøyde	25 - 65 cm
Ryggvinkel	0° til +30° eller -5° til +25°
Totalbredde	62 cm
Vekt rullestol	fra 18 kg
Maks. brukervekt	125 kg

* Med skifte av deler



Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.



QUICKIE

www.SunriseMedical.no



QUICKIE LIFE RT

Passer aktive og selvstendige barn og unge rullestolbrukere.

Mykt og komfortabelt ryggoverdrag med ventilerende egenskaper.

Innebygget cambermulighet 0°-4°

Gode tilpasningsmuligheter for høyde og balansepunkt.

Ramme i "boks-utførelse" gjør stolen svært stabil og sterk.

Velg størrelse og type svinghjul tilpasset miljø og kjørestil.

Mulighet for lav setehøyde, ideelt for framdrift med beina.

Enklere forflytning med ut-innsvingbare, avtagbare benstøtter og oppfellbare fotplater.



AKTIV KJØRESTILLING I EN LETTKJØRT RULLESTOL

Med Life RT får du en god, fast og retningsstabil stol som kan ha svært lav setehøyde. Den har ut-/innsvingbare og avtagbare benstøtter og små ytre mål. Stolen egner seg derfor meget godt for deg som bruker beina ved fremdrift.

- Nett rullestol som passer en aktiv hverdag.
- Gode tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling, optimal kjørestilling og gode kjøreegenskaper.
- Lav setehøyde og åpen rammeløsning gir gode forutsetninger for framdrift med beina.
- Kompakt ramme for smidig manøvrering og hensiktsmessig transport.



Setehøyden kan justeres i 7 posisjoner. Mulighet for svært lav setehøyde (36 cm).

Quicke Life T er på avtale i post 4. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.




OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



JAY SITTEPUTER JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



EIKEBESKYTTERE Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere fra vårt store sortiment med morsomme og stilige design.



EMPULSE F55 DRIVAGGREGAT gir større rekkevidde og redusert belastning på armene.



LOOPWHEELS Vibrasjonsdempende drivhjul gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.




KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.

TILBEHØRSKATALOG

Her har vi kun vist en brøkdel av tilbehøret som finnes til Quicke Life 3. I vår tilbehørskatalog finner du rett tilbehør til dine behov.



TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	30 - 40 cm
Setedybde	37,5 - 45 cm
Setehøyde	50 - 51 cm (43 - 52 cm)*
Tilt	-5° - 40°
Ryggghøyde	25 - 65 cm
Ryggvinkel	0° til +30° eller -5° til +25°
Totalbredde	62 cm
Vekt rullestol	fra 18 kg
Maks. brukervekt	125 kg

* Med skifte av deler



Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.



QUICKIE

www.SunriseMedical.no



QUICKIE NITRUM

Quickie Helium er på avtale i post 1. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



LETT - RESPONSIV - FULLT JUSTERBAR

Nitrum – vår nyeste fullt justerbare aktive rullestol med presise justeringer og innovative egenskaper. Sunrise Medical ligger i front innen utvikling av aktive rullestoler. Vi fokuserer på funksjonelle løsninger og detaljer som kan tilpasses individuelt - nøyaktig til den enkelte brukers behov.

- Responsiv, lettkjørt og stabil.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Kjøreegenskaper tilpasset deg og din livsstil.



QUICKIE HELIUM

Quickie Helium er på avtale i post 1. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



LETT I VEKT - DINE VALG – DIN STOL!

Helium (Lett) var vår første fastrammestol med hydroformpressede ovale aluminiumsrør i rammen. Dette gir deg flere fordeler, bl.a. gjør det stolen lettere uten å miste styrke. Helium (Lett) har også fått nye velcrobånd i setet, som beholder passformen og strammingen som velges.

- Lettkjørt, stabil og svært responsiv.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset deg og ditt liv.
- Enkel håndtering ved transport i bil.



EIKEBESKYTTERE Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere fra vårt store sortiment med morsomme og stilige design.



ZIPPIE RAPTOR

For barn i alle aldre. Med Raptor deltar man trygt både i daglig lek, på skolevei og på tur med familien. Ulike sete- og betjenings-alternativer gjør at mange kan benytte Raptor.



Ulike setetyper og størrelser, fra setebredde 18 - 44 cm.

Oppfellbart ratt gjør forflytningen enklere.

Svingbart sete gjør forflytningen enklere.

Vokser med behovet
Lengden på Raptor kan justes slik at den passer til små og store, opp til ca 170 cm.

RAPTOR - STERK, TØFF OG STABIL

- Utviklet for barn og unges aktiviteter og behov.
- Til flere aldersgrupper, brukervekt opptil 80 kg og brukerhøyde inntil 170 cm.
- Enkel betjening.
- Ulike løsninger for betjening av gass - gasspedal og håndgass.
- Stabil og trygg med lavt tyngdepunkt.
- Ulike setetyper og størrelser, fra setebredde 18 - 44 cm.
- Stort tilbehørsprogram for ulike behov og alle årstider.
- Svært god framkommelighet.



Enkel justering av gasshendel for små hender.

Kan leveres med kombinasjon hånd/fofgass.

Kan leveres med rattløsning for brukere med redusert kraft

Zippie Raptor er på avtale i post 5. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR




Bøttesete: b:30 cm d:27cm, h:31 cm

Rally I: b:37 cm, d:32 cm, h:40 cm

Rally II: b:37 cm, d:32-37 cm, h:40 cm

Mygo 1: b: 20-33 d: 27-42


Mygo 2: b: 22-35 d: 35-47



ULIKE SETELØSNINGER Mange muligheter for tilpasning av sete med ulike setestørrelser og setealternativer.



FARGER Zippie Raptor leveres i fargene rød eller sort. Zippie Raptor blir ekstra synlig og tøff med refleksdekor på fram- og bakskjermer.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.

TILBEHØR
Her har vi kun vist en brøkdel av tilbehøret som finnes til Zippie Raptor. I vår katalog for elektriske rullestoler finner du rett tilbehør til dine behov.



TESTET OG GODKJENT
i hht. ISO 7176-19.

SPESIFIKASJONER

Totallengde, justerbar	Kort: 134 cm / Lang 144 cm
Maks kjørelengde per lading	Opptil 35 km
Totalbredde	80 cm
Total høyde u/veltebøyle	69 cm
Vekt	118 kg
Rygghøyde	38 cm
Maks hastighet (justerbar)	10 km/t
Minimum hastighet	3 km/t
Hindertakning	11 cm
Hjul	14"
Maks. brukervekt	80 kg



Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddelbasen.



www.SunriseMedical.no



EXTREME X8

Uansett hvor ferden går, gir Extreme X8 deg en følelse av trygghet. Vissnet om at du ikke kjører deg fast, er noe du setter pris på enten du kjører stolen selv eller du kjører som ledsager.



EXTREME X8 - INGEN HINDRINGER

- Suveren framkommelighet. Understellet gir svært god kontakt med underlaget. Extreme X8 tar seg enkelt og trygt over hindre og vanskelige partier.
- En kort og kompakt ramme gjør Extreme X8 suveren også i bymiljøet. Skal du ta tog, buss, T-bane eller transportere Extreme X8 i et kjøretøy vil du bli imponert over hvor enkel den er å manøvrere.
- Trygg og stabil løsning for utendørs kjøring – også for ledsager
- Extreme X8 kan kjøres inn de fleste utgangsdører. Dette forenkler forflytting og forberedelser når man skal ut på tur.



Se utfyllende informasjon om Extreme X8 i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR




JAY J3 RYGGER Ved moderate til store behov for posisjonering. **JAY SITTEPUTER** er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



KAMERAHOLDER



BAGASJEBRETT



ALTERNATIVE STYRINGER



PUNKTERINGSBESKYTTEDE DEKK



HOLDER FOR FISKESTANG



KOPPHOLDER

TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19. Extreme X8 er kollisjonstestet og godkjent som sete i kjøretøy. Dersom du har behov for det finnes det også løftefester for enkelt å heise hele stolen med kran!



SPESIFIKASJONER	
Lengde fra	103 cm
Bredde	70 cm
Setehøyde	fra 47 cm
Setebredde	30-61 cm
Setedybde	30,5-56 cm
Seteløft	30 cm
Tilt	45°
Ryggvinkling	90° - 160°
Benstøtter	el.
Maks brukervekt	155 kg
Elektronikk	Penny and Giles joystick med LCD skjerm (R-Net)

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





MAGIC 360

Ønsker du en stol som du kan bruke både innendørs og utendørs, med utmerket tilgjengelighet og ekstremt god kjørekomfort.



Alternative styremåter for hånd, fot, hode, osv er tilgjengelig.


Elektriske setefunksjoner som tilt og ryggvinkel og seteløft gir suveren sittekomfort. Seteløft på 30 cm gir større rekkevidde og mulighet for enda flere aktiviteter.

Midthjulsdrift sikrer enkel manøvrering i trange omgivelser.

Ekstra stort dekkvolum gjør at vibrasjoner og støt absorberes i understellet og gir bedre kjørekomfort.

MAGIC 360 - DEN KOMPLETTE ELEKTRISKE MIDHJULDREVNE RULLESTOLEN!

- Magic 360 tar deg dit du vil - hele året. Den er suveren på alle underlag og ved alle kjøreforhold.
- God sitte- og kjørekomfort med elektriske setefunksjoner inkludert liggefunksjon og 30 cm seteløft.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Det smale understellet sikrer at Magic 360 er enkel og smidig å manøvrere, også i trange omgivelser.
- Komplett tilbehørsprogram.



Se utfyllende informasjon om Magic 360 i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



JAY J3 RYGGER Ved moderate til store behov for posisjonering. **JAY SITTEPUTER** er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.




WHITMYER: Komplett og anerkjent sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



ALTERNATIVE STYRINGER



KINETIC BALANCE: posisjoneringsprodukter.



LEDSAGERSTYRING: Magic 360 har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer or ulike bruksområder og behov.

TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19. Magic 360 er kollisjonstestet og godkjent som sete i kjøretøy. Dersom du har behov for det finnes det også løftefester for enkelt å heise hele stolen med kran!



SPESIFIKASJONER	
Lengde fra	98 cm
Bredde	61 cm
Setehøyde	fra 44 cm
Setebredde	30-56 cm
Setedybde	30-56 cm
Seteløft	El. 30 cm
Tilt	El. 0°-50°
Ryggvinkling	El. 94° - 160 °
Benstøttevinkel	Manuell
Maks brukervekt	160 kg
Elektronikk	Penny andGiles joystick med LCD skjerm (R-Net)

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





Q300 M MINI KIDS

520 mm smal! En skikkelig midthjulsdriven elektrisk rullestol, designet for de unge!

Sidestøttene kan justeres individuelt og kan også justeres for asymmetri. Ryggen har borrelåsbånd for innstilling til ulike kurvaturer. Ryggens utforming og sidestabilitet kan stilles med personen sittende i stolen. Dersom behovene endrer seg er det enkelt å etter-tilpasse ryggen.

Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke, avtagbare trekket gir ytterligere komfort. Hodestøttene er tilgjengelig i to ulike utforminger/størrelser.

Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde. Armlenene kan vippe opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade.

Smidig manøvrering der barn og unge ferdes, med midthjulsdrift og lite, smalt understell som er dimensjonert for barn.



Q300 M Mini kids leveres standard med JAY Easy Visco sittepute. Puten har en anatomisk form som gir stabilitet til sittestillingen gjennom god støtte til sete og lår. Formen, samt bruk av materialer, sørger for gode trykksårforebyggende egenskaper.



Godt utslag på tilt og ryggvinkelregulering gir mulighet for god hvilestilling der personen kan legge seg godt bakover og få full strekk i bena. Selv i hvilestilling gir armlenene god og komfortabel støtte.



Q300 M Mini kids DK21



Q300 M Mini kids DK22



Q300 M Mini kids DK23



Se utfyllende informasjon om Q300 M Mini kids i produktbrosjyren.

OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



JAY J3 RYGGER Ved moderate til store behov for posisjonering. **JAY SITTEPUTER** er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper.



KINETIC BALANCE REGNTREKK OG VARMEPOSER I en aktiv hverdag er riktig bekledning viktig for gode dager utendørs. Plaggene og varmeposene fra Kinetic Balance er spesialdesignet for rullestolbrukere.



WHITMYER: Komplett og anerkjent sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



ALTERNATIVE STYRINGER



KINETIC BALANCE: posisjoneringsprodukter.



LEDSAGERSTYRING: Magic 360 har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer or ulike bruksområder og behov.

TESTET OG GODKJENT i hht. ISO 7176-19. Magic 360 er kollisjonstestet og godkjent som sete i kjøretøy. Dersom du har behov for det finnes det også løftefester for enkelt å heise hele stolen med kran!



SUVEREN KJØREKOMFORT FOR BARN

- Smidig manøvrering der barn og unge ferdes, med lite, smalt understell som er dimensjonert for barn.
- Raske og allsidige tilpassingsmuligheter i seteenheten.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Lite plasskrevende ved transport i bil.
- Komplette tilbehørsprogram.
- Enklere service og vedlikehold med blant annet enklere batteriskift og lys plassert slik at de er beskyttet mot skader.

SPESIFIKASJONER	
Lengde fra	106 cm
Bredde fra	52 cm
Setehøyde u/pute	45-79 cm
Setebredde	28-40 cm
Setedybde	26-50 cm
Seteløft	El. 30 cm
Tilt	El. 0°-50°
Ryggvinkling	El. 85° - 120°
Maks brukervekt	75 kg
Elektronikk	Penny and Giles joystick med LCD skjerm (R-Net)

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





REAL 6100 PLUS

Real 6100 Plus for barn og små voksne. Med ErgoMedic sittesystem dekker Real 6100 Plus de fleste behov for komfort, aktivitet og hvile.



ELEKTRISK SETETILT
Gir økt mulighet for stillingsendringer og hjelp ved forflytning.



ENKLERE FORFLYTNING
Fotplaten kan vippes opp, legger seg innenfor setekanten og er ikke i veien ved forflytning.



TRANGE ROM
Kompakt understell med liten snudiameter gir god framkommelighet i trange omgivelser.




HØYT OG LAVT
Elektrisk høyderegulering gir økt rekkevidde.

SITTEENHET UTVIKLET SPESIELT FOR BARN OG SMÅ BRUKERE

- Real 6100 Plus egner seg svært godt til innendørs bruk med små ytre mål, lav setehøyde og benstøtte som kan felles inn under setet.
- Med en standard elektrisk seteheis på 20 cm, alternativt 28 cm eller 15 cm, og god hindertakning, gir den en meget god bevegelsesfrihet!
- Kan leveres med både manuelle og elektriske sidemonterte eller sentermonterte benstøtter etter behov.
- Ny enkel betjening og alternative styresystemer.
- Smalt og kort understell tilpasset innendørs aktivitet.
- Forberedt for blåtannkommunikasjon.

Real 6100 Plus er på avtale i post 25 og 28. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



HØY SITTEKOMFORT MED ET RIKT UTVALG AV RYGG- OG SETEPUTER
Standard sete- og ryggpute gir god støtte og stabilitet. Ønskes annen pute eller rygg finnes et rikt utvalg innen ErgoMedic sortimentet.



ULIKE BENSTØTTELØSNINGER: Sentermonterte eller sidemonterte, manuelle eller elektrisk regulerbare.




BRYTERPANEL, LINX FOR SETEFUNKSJONER 10 knapper.



ARBEIDSBORD Praktisk oppfellbart arbeidsbord. Finnes som hel- eller halvbord.



BELTER OG SELER
Posisjonerings- og bekledningsprodukter fra Kinetic Balance.



HODESTØTTER FRA WHITMYER

TILBEHØR


Her har vi kun vist en brøkdelen av tilbehøret som finnes til Real 6100 Plus. I vår katalog for elektriske rullestoler finner du rett tilbehør til dine behov.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	27 - 40 cm
Setedybde	24 - 39 cm
Setehøyde Lav:	39-59 cm
Setehøyde Høy:	46-66 cm
Ryggvinkling	-15°+45° (manuell)
Setetilt	-15° +8° / -8° +15° / 0° +23°
Seteløft	15, 20, 28, cm
Drivhjul	Midthjulsdrift

Gulvklaring	4 cm
Ant. hjul	6
Total lengde	79 cm
Totalbredde	57 cm
Maks. brukervekt	135 kg
Vekt inkl. batteri	fra 81 kg

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





JAY BASIC

JAY Basic er på avtale i post 1.
Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



For personer med lav risiko for trykksår og behov for enkel posisjonering, sitter i kortere perioder.

- Formstøpt skum med svak anatomisk form for stabilitet.
- Skråskårede kanter på undersiden av sitteputen slik at den ligger like stabilt og godt i hengekøyesete som på plansete.
- Inkontinestrekke beskytter basen mot smuss og kan bidra til å forlenge levetiden til puten.



JAY EASY

JAY Easy er på avtale i post 3.
Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



For personer med moderate behov for posisjonering og stabilitet, og større behov for trykkfordeling.

- Formstøpt skumbase med innebygget støtte for lårene for posisjonering og stabilitet, lett i vekt.
- JAY oljepad i setebrønnen gir sitteknutene svært gode muligheter til å synke ned i materialet slik at understøttelsesflaten blir større og trykket fordeles til under lårene.
- Utsparring for halebenet for unngå trykkpunkt.
- Utsparring til ryggør for optimal plassering i rullestolen.
- Velg mellom buet og flat bunn for stabil plassering i hengekøye- eller på plansete.

- Mikroklimatisk trekk som standard.



JAY GS

JAY GS er på avtale i post 3.
Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



For barn og unge med behov for postural støtte og eventuelt trykkfordeling.

- Fast og lett base med muligheter for vekst via blant annet lårstøtteforlenger. Plass til leggmuskulatur ved kontrakturer grunnet stram hamstrings gir bedre posisjonering av bekkenet
- Selvjusterende oljepad som balanserer optimal trykkfordeling og stabilitet
- For økt trykkfordeling er en alternativ oljepad tilgjengelig som tilbehør
- Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt effektivt. Inkontinestrekke tilgjengelig som tilbehør

- JAY GS har et bredt spekter av posisjoneringskomponenter for ytterligere stabilitet og tilpassing.



JAY EASY VISCO

JAY Easy Visco er på avtale i post 3. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



For personer med behov for moderat posisjonering og stabilisering.

- Formstøpt skumbase med støtte for lårene, lett i vekt
- Viscoelastisk skum i setebrønnen slik at sitteknutene kan synke godt ned i materialet, gir større understøttelsesflate der vekten fordeles over til lårene
- Utsparring for halebenet for å unngå trykkpunkt
- Utsparring for ryggør slik at sitteputen kan plasseres godt inn i stolen
- Leveres med buet eller flat bunn for stabil plassering i hengekøyesete eller plansete - et optimalt grunnlag for funksjonell sittestilling

- Mikroklimatisk trekk som standard gir god luftsirkulasjon og bidrar til å holde huden frisk, inkontinestrekke som tilbehør





JAY FIT



Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i JAY katalogen.

JAY Fit passer barn og unge med varierende behov for støtte og posisjonering



INNOVATIV TEKNOLOGI I TREKK

Jay Fit ryggen leveres med et mikroklimatisk trekk over et mykt skum for maksimal komfort. 3DX™ materialet ventilerer både varme og fuktighet og øker luftgjennomstrømmingen. Kan vaskes i vaskemaskinen på 60°C og tørker raskt.

FOR BARN OG UNGES SELVSTENDIGHET

- En modulært justerbar fast rygg
- Spesielt utviklet i forhold til barn og unges behov.
- Fremmer barnets selvstendighet og komfort gjennom stabilitet i overkroppen og riktig posisjonering
- Kollisjonstestet og godkjent for bruk som passasjer sete i bil
- Godt utvalg i tilbehør, som sidestøtter, hodestøtter og posisjoneringskomponenter for økt individuell tilpasning

JUSTERBARE FESTER SOM ER ENKLE Å HÅNTERE

- Festet inkluderer ulike foringer for å kunne passe til ulike rørdiametere og sikre kompatibilitet
- Braketter er ferdig monterte på ryggskallet for enkel bruk og redusert tidsbruk



JAY J3



Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i JAY katalogen.

Ved moderate til store behov for posisjonering, tilbyr JAY J3 ryggene det bredeste utvalget av størrelser, konturer og tilbehør for å sikre optimal og individuelt tilpasset ryggstøtte



J3 SC - GRUNN KONTUR

Fast rygg med grunn kontur på 5 cm. For brukere som normalt ikke har behov for sideveis støtte av overkroppen



J3 MC - MEDIUM KONTUR

Fast rygg med medium kontur på 8 cm. For brukere som har behov for noe sidestøtte



J3 DC - DYP KONTUR

For rygg med dyp kontur på 15 cm. For brukere som trenger sidestøtte.



J3 MDC - MEDIUM DYP KONTUR

Fast rygg med dyp kontur på 15 cm og midtplasserte sidestøtter. For brukere som trenger litt til mye sideveis stabilitet i overkroppen.



XMDC - MEDIUM EKSTRA DYP KONTUR XDC - EKSTRA DYP KONTUR

To modeller med ekstra dyp kontur på 18 cm. For brukere med ekstra store behov for dyp, omsluttende kontur for sideveis stabilitet og posisjonering.

FASTE RYGGER

- Egnet for moderat til stor grad av posisjonering
- Mulighet for individuell tilpassing
- Gir presis passform til brukeren (størrelse, kontur, høyde, justeringsintervall, tilbehør)
- Lett i vekt (ideelt for aktive brukere i manuelle rullestoler men også egnet for brukere i elektriske rullestoler)
- Enkel montering med justerbare to- eller fire punktfester

WHITMYER HODESTØTTER

Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i Whitmyer katalogen.



Whitmyer® hodestøtter gir god støtte for hodet og nakken, noe som er spesielt viktig dersom du har en stol med tilt eller ryggvinkling. Det finnes flere alternative hodestøtteformer, -størrelser, monteringsmateriell og trekkmaterialer å velge blant. Dette skaper mulighet for gode persontilpassede løsninger for ulike behov, fra basisbehov til de mer komplekse behov.



PLUSH

Buet enkel hodestøttepute for god støtte til hodet

- PLUSH-hodestøtter med hel støttepute har to skumlag med ulik tetthet på et buet skall. Disse hodestøttene, med hel pute, er lette å justere og kan tilpasses endringer eller inkonsekvente kroppstillinger.
- Den unike fordypningen gir posterior støtte med høy komfort og sikkerhet.
- Den enkle hodestøtten er ideell ved bruk av tilt/ryggvinkelregulering, og kan styres med lateral og anterior støtte, eller brytere, etterhvert som brukerens behov endrer seg.



SPESIAL PLUSH

Hodestøtter med hel, buet støttepute.

- PLUSH hodestøttepute 48x35 cm, med to innfestninger, er ideelle for brukere med høy tonus og sterke ekstensjonsmønstre.
- Den smale PLUSH hodestøtteputen på 30 cm gir en mindre synlig hodestøtteløsning.
- Adjust-A-PLUSH hodestøtteputen har to ledd slik at hodestøtten kan tilpasses i fasong for ønsket lateral støtte.



CONTOURED CRADLE

Contoured cradle, utstyrt med en formet pute, gir god støtte for hode og nakke.

- Contoured Cradle hodestøtte har en unike anatomiske form.
- Denne hodestøtten er designet for å gi god posisjonering av hodet, høy grad av komfort og enkel justering.
- Hodestøtten holder brukerens hode i en vugge og gir god sideveis støtte til nakken, etterhvert som brukerens behov endrer seg.



HEADS UP®

Innovativ anterior, posterior, og lateral hodestøtte for hode og nakke

- Den innovative, anterior hodestøtten gir brukeren maksimal interaksjon med omgivelsene ved å gi anterior, posterior og lateral støtte til hodet og nakken.
- Hodestøtteputen er utstyrt med utsvingbare og justerbare armer for enklere forflytning og andre aktiviteter.



POSITIVE POSITIONING VESTER, SELER, BELTER

Se utfyllende informasjon i
Kinetic Balance katalogen.



Kinetic Balance utvikler og produserer rehabiliteringshjelpemidler av høyeste kvalitet. Produktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper. De er meget sterke, har lang holdbarhetstid, produsert i vannbestandige materialer og festene er skjult. Produktene leveres i esker, komplett med fester.

HOFTEBELTER

- Et bredt utvalg hoftebelter med to eller fire festepunkter. Velg spenne og reguleringsmuligheter ut fra behov. Gode polstringer gir økt komfort.



POSISJONERINGSVESTER

- Alle posisjoneringsvestene leveres med fire tildekkede klink-spennere som standard. Tilgjengelig i ulike utforminger.



SKRITT- OG ABDUKSJONSSELER

- Skritt og abduksjonsseler gir støtte til bekkenet og bidrar til å holde bruker på plass.



ANKELSTROPPER

- God sittestilling er avhengig av riktig forplassering. Ankelstropper bidrar til riktig posisjonering



REGNTREKK OG VARMEMOSER

Regntrekk og varmeposer er på avtale med NAV. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



I en aktiv hverdag er riktig bekledding viktig for gode dager utendørs. Våre regntrekk og varmeposer er spesialdesignet for rullestolbrukere.



RAINDEK® LONG

- Laget av pustende, vind- og vanntett materiale som holder seteputen, lårene, skrittet og bena tørre, helt ned til ankene.
- Rask og enkel å kle på seg, uten behov for å flytte seg ut av rullestolen
- Etter bruk kan Raindek® Long brettes sammen inn i sin egen lomme for enkel oppbevaring.
- Størrelser: xliten - xstor



RAINDEK® ETX

- Dette produktet tåler alle forhold og holder deg varm når du trenger det som mest.
- Raindek® ETX er rask og enkel å kle på seg, uten behov for å flytte seg ut av rullestolen
- Varmeposen dekker både baksiden av leggene og rundt føttene, fotenden er forsterket for økt holdbarhet.
- Størrelser: 110 - xstor



RAINCAPE PLUS

- Dekker hele kroppen fra hodet til under føttene og holder hele kroppen og sitteputen tørr.
- Kan trekkes over rullestolryggen for å holde denne tørr.
- Raincapene er laget for å tåle kraftige regnskyl.
- Størrelser: xliten - xstor



ZIPPIE VARMEMOSE

- Zippie varmepose er beregnet for bruk i vogn, rullestol eller lignende.
- Zippie varmepose er vannavvisende og vattert for bruk på kalde dager.
- Varmeposen er klargjort for montering av belter, vester og seler.
- Dekker hele kroppen til opp over hodet
- Størrelser: 110 - 180



SQUIGGLES EARLY ACTIVITY SYSTEM

Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyren.



Squiggles Early Activity System er et nyttig hjelpemiddel for terapeuter og omsorgspersoner og bidrar til å fremme barns utvikling gjennom lek.



Squiggles Early Activity System kan benyttes i mange ulike posisjoner:



SQUIGGLES EARLY ACTIVITY SYSTEM leveres samlet i en bag og består av:
1 x Polstret gulvmatte
1 x Støtte for sittende
1 x Hodestøtte med avtakbare sidestøtter
1 x Kilepute
4 x Fleksible pøller
2 x Posisjoneringsbånd

LEK MED MENING

- Alle barn utvikler seg gjennom lek. Barn er mer iherdig i treningen dersom de opplever å ha det gøy samtidig.
- Squiggles Early Activity System er et sett fleksible og allsidige støtter som festes på gulvmatten ved hjelp av velcro.
- Støttene velges til eller fra avhengig av hvilke funksjoner som skal trenes og barnets behov. Det er kun fantasien som setter grenser for bruken.

SPESIFIKASJONER

Totalbredde, mattestørrelse	76 x 95 cm
Alder	0 - 3 år
Brukers høyde	Opptil 70 cm
Maks brukervekt	15 kg
Totalvekt	ca 17 kg



LECKEY®



PAL



Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyren.

PAL er en robust og enkel stol til barnehagen og skolen.



Fotbrett



Understell med hjul



Understell med meier



Understell med vugge

POSIJONERING + OPPMERKSOMHET = LÆRING

- PAL er en robust og enkel stol til barnehagen og skolen, med et utseende som appellerer.
- PAL passer barn i alderen 1-12 år med milde til moderate behov for støtte og stabilitet i sittende stilling. Økt stabilitet i sittende stilling reduserer tretthet og bidrar til at barnet beholder konsentrasjonen og muliggjør finmotoriske aktiviteter over lengre perioder. På denne måten bidrar PAL til deltagelse og læring.
- PAL leveres i fire størrelser og i fire farger, og gir barnet mulighet til å delta, lære og vie sin fulle oppmerksomhet i klasserommet eller i barnehagen.



SPESIFIKASJONER

	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Alder	1 - 3 år	2 - 5 år	4 - 8 år	7-12 år
Brukervekt	Maks - 30kg	Maks - 35kg	Maks - 40kg	Maks - 50kg
Setedybde	180 - 240 mm	220 - 290 mm	250 - 330 mm	300 - 400 mm
Setebredde	150 - 250 mm	170 - 270 mm	230 - 330 mm	280 - 380 mm
Setehøyde	160 - 240 mm	185 - 285 mm	250 - 350 mm	300 - 400 mm
Høyde armlener	120-150 mm	140-170 mm	180-230 mm	190-240 mm
Høyde rygg	265 mm	315 mm	380 mm	450 mm
Vekt	4.3kg	6kg	8.2kg	10kg
Høyde bord	400 mm	460 mm	530 mm	n/a





SQUIGGLES SEAT

Tilpasset de aller minste!



Bred formet hode støtte som gir god side støtte for hodet. Hode støtten kan reguleres i høyde, bredde og vinkel.

Sidestøtter som omslutter barnet. Sidestøttene kan reguleres i høyde, bredde og vinkel. Sidestøttene kan svinges ut for enklere forflytning.

4-punkts bekkenbelte gir trygg og stabil støtte.

Fleksibel bekkenstøtte som kan formes etter barnets fasong, støtter nedre del av ryggen i ønsket stilling ved å oppmuntre til en gradvis framover tiltet stilling i bekken og strekk i nedre del av overkroppen.




TILPASSET DE ALLER MINSTE

- Tilpasset støtte til bekkenet hos barn som skal opp å sitte for første gang gir riktig tilnærming til sittende aktiviteter.
- Trinnløst breddejusterbare hoftestøtter og stabilt bekkenbelte sikrer god støtte til bekkenet over tid.
- Lite og nett sete som tar hensyn til de minste barnas behov og er enkelt å håndtere.



Squiggles Seat kan monteres på ulike typer understell. Her er den vist på Hi-Lo understell.

Squiggles Seat er på avtale i delkontrakt 2. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



VEST Trenger barnet ekstra støtte, har Squiggles Seat fester for vest.



FOTSANDALER kan monteres på fotplaten for ekstra stabilitet



WHITMYER® HODESTØTTER gir god støtte for hodet og nakken. Det finnes flere alternative hode støtteformer, -størrelser, monteringsmateriell og trekkmaterialer å velge blant.



BORD for lek og måltider. I tillegg gir bordet ekstra stabilitet for ulike aktiviteter.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.




VEST



BRYSTSTØTTE - OVAL



SKULDERSTØTTE



Sittesystemer

SPESIFIKASJONER

Alder (ca.)	1-5
Barnets høyde	Min 75 cm Maks 110 cm
Max brukervekt	22kg
Setedybde (rygg til knehase)	Min 19 cm Maks 29 cm
Setebredde	Min 16 cm Maks 26 cm
Hoftebredde (bredde mellom lårstøtter)	Min 16 cm Maks 22 cm
Rygghøyde (høyde i sittende)	Min 32 cm Maks 38 cm
Rygghøyde (med skulderstøtte)	Min 42 cm Maks 48 cm

Brystbredde (mellom sidestøtter)	Min 16 cm Maks 22 cm
Legglengde (fotsåle til knehase)	Min 12 cm Maks 27 cm
Setehøyde (Hi-Low Chassis)	Min 27 cm Maks 65 cm
Ryggvinkel	Framover 10° Bakover 25°
Fotplatevinkel	Plantarflekajon 10° Dorsalfleksjon 10°

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.



LECKEY®

www.SunriseMedical.no

37

Sittesystemer



MYGO SEAT

Gir de små støtten de trenger for å kunne utføre store ting!



FUNKSJONELL STØTTE OG POSISJONERING

- Trinnløst breddejusterbare hoftestøtter og justerbar bekkenstøtte for posisjonering og stabilisering av bekkenet over tid.
- Sikre god posisjonering gjennom individuell justering av lårlengde, abduksjon og windsweeping.
- Skulderstøtte med justerbare sidevanger gir støtte til skuldre for funksjonell bruk av hendene samt økt hodekontroll.



Mygo Seat kan monteres på ulike typer understell. Her er den vist på Hi-Lo understell.

Mygo Seat er på avtale i delkontrakt 2. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



VEST Trenger barnet ekstra støtte, har Mygo Seat fester for vest.



FOTSANDALER kan monteres på fotplaten for ekstra stabilitet



BORD for lek og måltider. I tillegg gir bordet ekstra stabilitet for ulike aktiviteter.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.




WHITMYER® HODESTØTTER gir god støtte for hodet og nakken. Det finnes flere alternative hode støtteformer, -størrelser, monteringsmateriell og trekkmaterialer å velge blant.



ALBUE STOPPERE gir støtte til albuen.



BEKKENVUGGE



SPESIFIKASJONER	Str. 1	str. 2	Str. 3
Alder (ca.)	3-10	8-14	10-16
Barnets høyde	Min 105 cm Maks 150 cm	Min 127 cm Maks 168 cm	Min 150 cm Maks 175 cm
Max brukervekt	50 kg	60 kg	70 kg
Setedybde (rygg til knehase)	Min 27 cm Maks 42 cm	Min 35 cm Maks 47 cm	Min 35 cm Maks 47 cm
Setebredde	Min 20 cm Maks 32,5 cm	Min 22 cm Maks 34,5 cm	Min 25 cm Maks 40 cm
Rygghøyde (høyde i sittende)	Min 36 cm Maks 47 cm	Min 46 cm Maks 57 cm	Min 46 cm Maks 57 cm

Brystbredde (mellom sidestøtter)	Min 17 cm Maks 27 cm	Min 17 cm Maks 27 cm	Min 20 cm Maks 30 cm
Legglengde (fotsåle til knehase)	Min 21,5 cm Maks 35 cm	Min 31,5 cm Maks 47 cm	Min 31,5 cm Maks 47 cm
Ryggvinkel	Framover 10° Bakover 25°	Framover 10° Bakover 25°	Framover 10° Bakover 25°

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.



BEME

BeMe er en helt ny sittemodul fra LECKEY! Barnets vekst og utvikling er helt sentralt i oppbyggingen av setet.



SKREDDERSYDD POSISJONERING

- Miks og match komponenter for en sittemodul som er helt skreddersydd til barnets behov!
- God posisjonering av og støtte til bekkenet over tid, gjennom justerbar bekkenstøtte og individuell justering av lårlengde, abduksjon og windsweeping.
- Tilpasningvennlig dynamisk rygg som bidrar til å opprettholde god bekkenplassering, uavhengig av blant annet ekstensjonsspastisitet.



BeMe Seat kan monteres på ulike typer understell. Her er den vist på Hi-Lo understell.

BeMe Seat er på avtale i delkontrakt 2. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyrene.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



VEST Trenger barnet ekstra støtte, har BeMe Seat fester for vest.



FOTSANDALER kan monteres på fotplaten for ekstra stabilitet



BORD for lek og måltider. I tillegg gir bordet ekstra stabilitet for ulike aktiviteter.



SANDALER MED STROPPER



RYGGPUTE COMPLEX



SETE CONTOURED



SIDESTØTTEPOLSTER OMSLUTTENDE



WHITMYER® HODESTØTTER gir god støtte for hodet og nakken. Det finnes flere alternative hodestøtteformer, -størrelser, monteringsmateriell og trekkmaterieler å velge blant.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.

SPESIFIKASJONER

SETE	Liten	Medium	Stor	Medium Lang	Stor Lang
Setedybde	17-32 cm	27-39 cm	35-47 cm	33-44 cm	40-53 cm
Setebredde	28 cm	33 cm	42 cm	33 cm	42 cm
Maks brukervekt	35 kg	50 kg	70 kg	50 kg	70 kg
RYGG	Liten	Medium	Stor		
Rygghøyde	36-47	39-52	50-65		
Bredde mellom sidestøtter	13-23 cm	20-30 cm	26-35 cm		

Bredde mellom hoftestøtter	17-23 cm	20-26 cm	25-35 cm
Ryggvinkel	+10 til -25°	+10 til -25°	+10 til -25°
Maks brukervekt	35 kg	50 kg	70 kg
BENSTØTTE			
Legglengde (fotsåle til knehase)	Min 18,5 Maks 28,5 cm	Min 28 cm Maks 45 cm	Min 29 cm Maks 51 cm

 Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.

BREEZY NUAGE PLS XS

På kontrakt med NAV under
Moduloppbygde sittesystemer.
Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i produktbrosjyren.



Breezy Nuage PLS er utviklet for personer med begrenset mobilitet, balanse og selvstendig stillingsendring. Sittemodulene følger kroppskonturene og gir komfortabel og omsluttende støtte til den foretrukne sittestillingen.



Bred hodestøtte med gode justeringsmuligheter gir støtte og stabilitet.

Fyllet i alle puter er laget av spagetti-formet latexskum. Det betyr at man uten problemer kan styre og tilpasse mengden fyll i putene via de ulike kamrene.

Nuage PLS monteres på lbis rullestolunderstell og gir dermed de beste justeringsmuligheter og kjøreegenskaper i en og samme enhet.

Setet og ryggen består begge av todelte treskall med justerbare stropper mellom. Både treskallene og stroppene kan monteres i ulike posisjoner slik at Nugae PLS kan tilpasses asymmetrisk i tillegg til i høyde, dybde og bredde. Dette gir mulighet til å tilpasse setet til personer med for eksempel kyfose, ulike benlengde, rotasjoner eller bekkenskjevhet.



Asymmetrisk, justerbare stropper for individuell tilpassing.



Støtteputer i forkant kan fjernes ved behov for å senke låret.



Nuage PLS Active XS kan monteres på ulike understell, her vist på den elektriske rullestolen Puma 40.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	25 - 38 cm
Setedybde	35 - 45 cm
Rygghøyde	45 cm
Maks brukervekt	80 kg

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.

POSISJONERING OG KOMFORT

- Omsluttende og avgrensende støtte.
- Svært gode tilpasningsmuligheter sikrer støtte og komfort uansett kroppstilling.
- Nuage PLS Active er beregnet for personer som er noe mer aktive og har mulighet for frontalforflytting ut av stolen.

THERAPY BENCH



Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i produktbrosjyren.

Terapibenk med aktivitetsvugge som fremmer aktiv terapi for barn.



Den bakre støtten hjelper barnet med å sitte i en oppreist posisjon, med hodet og ryggrad stablet over bekkenet. Dette er den beste og enkleste måten å lære nøytral sittestilling på.

Den kroppsnære vuggen etterligner et par ekstra hender for terapeuten ved å stabilisere bekkenet i en nøytral posisjon, mens barnet får mulighet til å bevege, gripe- eller strekke seg etter gjenstander.



Benken kan tiltes sideveis og framover/bakover for å fremme aktivitet avhengig av barnet. Benken er også høyde- og dybde regulerbar, hvilket gjør den allsidig for store så vel som små barn.



Den høyderulerbare terapeutputen gir ekstra støtte til terapeuten. Puten tillater terapeuten å hvile mot den bakre støtten og samtidig oppmuntre til forsiktig tilbaketrekking av barnets skuldre.

BEDRE INTERAKSJON OG ENGASJERING AV BARNET

- Benken fremmer aktiv terapi for barn ved å frigjøre hender, og er utviklet for å støtte barn i en nøytral posisjon.
- Den kroppsnære aktivitetsvuggen i kombinasjon med den bakre bolputen muliggjør øyekontakt, og at terapeuten fritt kan engasjere seg med barnet.
- De unike egenskapene til benken hjelper terapeuter under vurdering av bolstabilitet.
- Leckey Therapy Bench benyttes ikke bare under vurdering av bolstabilitet, men også som et individuelt verktøy i ethvert terapiprogram.

SPESIFIKASJONER

Alder	1-14
Fotavtrykk	620mm x 740mm
Høyde setebase (fra underlaget)	min 330mm max 460mm
Bredde setebase	620mm
Dybde setebase	360mm
Høyde fotplate (fra underlaget)	min 20mm max 110mm
Høyde fotplate til setebase	min 220 max 440mm

Størrelsesguide aktivitetsvugge: se produktbrosjyre.



TOTSTANDER


Se utfyllende informasjon
i produktbrosjyren.



ENKELT STÅSTATIV UTEN TILT FOR DE ALLER MINSTE BARNA

Totstander er utviklet for å møte barnets og hjelperens behov i den første perioden barnet skal stå.

- Totstander er meget enkel å tilpasse uten bruk av verktøy.
- Ståstativet er lett å frakte med seg.
- Barnet står trygt og godt i Totstander.



FREESTANDER

Se utfyllende informasjon
i produktbrosjyren.



FREESTANDER FINNES I 3 STØRRELSER OG DEKKER ET STORT ALDERSSPENN, FRA 1 – 18 ÅR

Freestander er et ståstativ med fleksible innstillingsmuligheter for optimal støtte til bryst, hofte, knær og føtter. Freestander er et ventralt ståstativ. Det vil si at bruker har støtte på framsiden av kroppen.

- Den unike posisjonen oppnås med derotasjonsbeltet for hoften. Dette beltet muliggjør å få bekkenet i linje og i sentrum av gravitasjonen over støttebasen. Forenkler tilpassing eller korreksjon av fleksjon av hofter og knær.
- Enkel å sette opp og tilpasse gjør Freestander ideell for å brukes av flere brukere.





SQUIGGLES STANDER

Ståstativ for barn i alderen 1-5 år.



Bred formet hode støtte som gir god side støtte for hodet. Hode støtten kan reguleres i høyde, bredde og vinkel.

Bryst støtte som omslutter barnet. Bryst støtten kan reguleres i høyde, dybde og vinkel.

Behagelig polstrert hofte støtte som kan reguleres i høyde, vinkel og dybde.

De omsluttende knestøttene er regulerbare i høyde, bredde, dybde og vinkel.

Separate fotstøtter følger abduksjon og windsweeping.

OPP OG STÅ FOR DE MINSTE

- Squiggles ståstativ er enkelt å tilpasse til det enkelte barn, selv med barnet i ståstativet.
- Med sin nærhet til bakken tilrettelegger Squiggles ståstativ for lek og samhandling.
- Squiggles Stander kan leveres med ulike understell.
- Ståstativet kan benyttes som dorsalt ståstativ (med støtte i ryggen) eller som ventralt ståstativ (med støtte på framsiden av kroppen). Ståstativet konverterer enkelt mellom dorsalt og ventralt ståstativ.



Ståstativet kan vinkles for enklere forflytning.

Se utfyllende informasjon i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



WHITMYER® HODESTØTTER gir god støtte for hodet og nakken. Det finnes flere alternative hode støtteformer, -størrelser, monteringsmateriell og trekkmaterialer å velge blant.




BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



BORD for lek og måltider. I tillegg gir bordet ekstra stabilitet for ulike aktiviteter.



FOTSANDALER kan monteres på fotplaten for ekstra stabilitet



SPESIFIKASJONER

Alder (ca.)	1-5	Avstand mellom midtlinjen i knærne	Min 14 cm Maks 21,5 cm
Barnets høyde	Min 73 cm Maks 110 cm	Hofte støtte (fra fotpl. til midt på setet)	Min 30 cm Maks 53 cm
Max brukervekt	22 kg	Fotplatevinkel	Plantarflekasjon 10° Dorsalfleksjon 10°
Bryststøtte, vinkel	+/- 30°		
Bryststøtte, høyde (fotplate til armhule)	Min 55 cm Maks 82 cm		
Brystbredde (mellom sidestøtter)	Min 16 cm Maks 23 cm		





MYGO STANDER

Ståstativ for barn i alderen 4-14 år.



EN NATURLIG STÅENDE STILLING MED ØKT FUNKSJON.

- Et ståstativ som kan benyttes frontalt, dorsalt og rett opp og ned, med trinnløs vinkelregulering fra vertikal til nær horisontal stilling.
- Med sin nærhet til bakken tilrettelegger Mygo ståstativ for lek og samhandling.
- Mygo Stander kan leveres med ulike understell.
- Ståstativet kan benyttes som dorsalt ståstativ (med støtte i ryggen) eller som ventralt ståstativ (med støtte på framsiden av kroppen). Ståstativet konverterer enkelt mellom dorsalt og ventralt ståstativ.

Se utfyllende informasjon
i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



WHITMYER® HODESTØTTER gir god støtte for hodet og nakken. Det finnes flere alternative hodestøtteformer, -størrelser, monteringsmateriell og trekkmateriale å velge blant.




FOTSANDALER kan monteres på fotplaten for ekstra stabilitet



BORD for lek og måltider. I tillegg gir bordet ekstra stabilitet for ulike aktiviteter.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



SPESIFIKASJONER	Str. 1	Str. 2
Alder (ca.)	4-10	8-14
Barnets høyde	Min 108 cm Maks 145 cm	Min 135 cm Maks 170 cm
Max brukervekt	50 kg	60 kg
Bryststøtte, høyde (fotplate til armhule)	Min 76 cm Maks 108 cm	Min 98 Maks 130
Brystbredde (mellom sidestøtter)	Min 16 cm Maks 28 cm	Min 20 Maks 32
Hoftebredde	Min 22 cm Maks 33 cm	Min 28 Maks 39

Fotplatevinkel	Plantarflekajon 10° Dorsalfleksjon 10°	Plantarflekajon 10° Dorsalfleksjon 10°
Kontraktur kne (som kan tilpasses)	25°	25°
Bordhøyde (målt fra hoftepute)	0-15 cm	0-15 cm
Bord vinkeljustering	Frontalt 45° Dorsalt 45°	Frontalt 45° Dorsalt 45°
Vekt Mygo Stander	22 kg	25 kg
Ståvinkel	Frontalt 90° - 10° Dorsalt 90° - 10°	Frontalt 90° - 10° Dorsalt 90° - 10°



HORIZON STANDER

Elektrisk ståstativ for barn, ungdom og voksne.



EN NATURLIG STÅENDE STILLING MED ØKT FUNKSJON.

- Horizon Stander er et robust, holdbart, 3 i 1 ståstativ som kan tilpasses til frontalt eller dorsalt stående eller rett opp og ned. Horizon Stander er tilgjengelig i tre størrelser.
- Vinkeljustering på 0 ° til 90 ° gjøres enkelt ved bruk av håndkontrollen.
- Horizon kommer standard med Leckey's egne Derotasjonsbelte. Dette stabile beltet gjør at man enkelt og effektivt kan sikre en god bekkenstilling for bruker. Et «must» ved ståtrening.
- Den brede, flate hodestøtten, den noe skålformede ryggputen og de fleksible, høydejusterbare sidestøttene/brystbeltet bidrar til en stabil og sikker ståstilling. De stabile men likevel myke sidestøttene gjør også forflytning enklere.

Se utfyllende informasjon i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



WHITMYER® HODESTØTTER gir god støtte for hodet og nakken. Det finnes flere alternative hodestøtteformer, -størrelser, monteringsmateriell og trekkmateriale å velge blant.



FOTSANDALER kan monteres på fotplaten for ekstra stabilitet




HOFTESTØTTE utsvingbar



BORD for lek og måltider. I tillegg gir bordet ekstra stabilitet for ulike aktiviteter. Bordet kan suppleres med polstring, aktivitetsstang og støttehåndtak.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



SPESIFIKASJONER	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Alder (ca.)	4-10	9-18	14-voksen
Barnets høyde	Min 100 cm Maks 140 cm	Min 140 cm Maks 180 cm	Min 150 cm Maks 180 cm
Max brukervekt	50 kg	80 kg	100 kg
Skulderhøyde (Fotplate til toppen av brystpaden)	Min 82 cm Maks 115 cm	Min 100 cm Maks 145 cm	Min 100 cm Maks 145 cm
Høyde hoftepad (fotplate til toppen av hoftepad)	Min 45 cm Maks 75 cm	Min 75 cm Maks 95 cm	Min 75 cm Maks 115 cm
Bredde hoftepad	Min 17,5 cm Maks 27 cm	Min 21 Maks 39	Min 31 Maks 47

Knehøyde (fotplate til midten av støtten)	Min 25 cm Maks 45 cm	Min 40 Maks 55	Min 40 Maks 65
Bredde mellom sidestøtter	Min 20 cm Maks 30 cm	Min 24 Maks 38	Min 34 Maks 46
Fotplatevinkel (Plantar-/dorsalfleksjon)	10°	10°	10°
Lengde Horizon Stander	113,5 cm	138 cm	128 cm
Bredde Horizon Stander	58 cm	64 cm	64 cm
Høyde Horizon Stander horisontal pos.	78 cm	80,5 cm	80,5 cm
Vekt Horizon Stander	44 kg	50 kg	59 kg

Ståstativer



MYWAY



Se utfyllende informasjon
i produktbrosjyren.

Gåstativ for barn og ungdom.



Frie hender gjør at barnet
lett kan ta på, føle, lære,
oppdage, leke og delta.

Gir overlegen komfort ettersom
selen ikke glir inn i armhulene.

Gåstativet har et åpent design
for utforskning og deltakelse.

Det åpne designet gjør
det mulig for terapeuter
å komme nær barnet



www.SunriseMedical.no



Valg og
opsjoner

50000



STØTTEN BARN TRENGER FOR Å GJØRE TING PÅ EGENHÅND

- MyWay er ledende når det gjelder å maksimere muligheter for uavhengig bevegelse og gi barn friheten til å utforske sin verden. MyWay kjennetegnes av den revolusjonerende selen og sitt minimalistiske, åpne design der barnets hender er frie.
- Gir kjernestabilitet som kreves for å utvikle kontroll på hodet og ben.
- Omsluttende effekt som øker sensorisk tilbakemelding og demper ufrivillig bevegelse.
- Selvtilliten øker og dermed sjansen for å lykkes




SPESIFIKASJONER			
RAMME	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Alder (ca.)	1-5	4-11	9-16
Brukers skulderhøyde (til gulv) (mm)	63,5 - 92 cm	87-119 cm	107-149 cm
Brukers skrittlengde (innside ben) (mm)	22-44 cm	40-61 cm	55-81 cm
Maks brukervekt	25 kg	50 kg	80 kg
Rammens vekt	12 kg	6,5 kg	9,5 kg
Støtteenhetens vekt (øvre del)(kg)	Ramme/sele kan ikke deles	10,5 kg	11 kg
Rammebredde	57 cm	67 cm	72 cm
Rammelengde	72 cm	85 cm	110 cm

SELE-STØRRELSER	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4	Str. 5	Str. 6
Alder (ca.)	1-4	2-6	5-9	8-12	12-15	Til 16
Midjemål (v.navle)	46-56 cm	50-60 cm	55-65 cm	60-70 cm	70-80 cm	80-90 cm
Maks brukervekt	50 kg	50 kg	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Farge	Lilla	Grønn	Blå	Rød	Oransje	Grå



REAL 9300

Arbeidsstol med manuelt seteløft for barn og ungdom.



Real 9300 høy




Real 9300 støtte



Bruk av tilt bidrar til stillingsendringer og variasjon i belastning.




Brems mot gulv gir tryggere forflytning.



Oppfellbar fotplate gir god støtte ved høyere sitteposisjoner. Fotplaten felles innunder seteputens framkant og er da helt ue av veien.

EN ARBEIDSSTOL FOR AKTIVITET, STABILITET KOMFORT OG HVILE

- Gode innstillings- og tilpasningsmuligheter for individuelt tilpasset løsning
- Gode armlener som gir god og trygg støtte ved forflytning til og fra stolen
- God støtte og komfort for hele kroppen med integrerte myke sidestøtter i ryggen
- Hodestøttens nedre del er oppbygd med en myk pute på hver side for optimal støtte under bakhodet.
- Stabil og trygg stol som triller lett
- Godt størrelsesspekter dekker hele brukerguppen



Real 9300 høy er på avtale i post 15 og Real 9300 støtte er på avtale i post 16. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



REAL har et stort utvalg av seteputer, rygger og hodestøtter slik at du kan oppnå den arbeidsstillingen som gir best støtte og stabilitet.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



HODESTØTTER FRA WHITMYER

SPESIFIKASJONER

Seteputebredde	29 - 40 cm
Setedybde	18 - 52 cm
Setehøyde	41 - 68 cm
Setevinkel	-15° - 15°
Rygghøyde	regulerbar
Ryggvinkel	regulerbar
Totalbredde ¹⁾	43 cm
Transportvekt	fra 6,9 kg
Vekt rullestol	fra 20 - 38 kg
Maks. brukervekt	75 kg
Hjuldiameter	10 cm

¹⁾ Avhengig av setets bredde og armlenenes justering, kan produktet bli bredere.

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddel databasen.





REAL 9400

Arbeidsstol med elektrisk seteløft for barn og ungdom.



Real 9400 høy




Real 9400 støtte



Bruk av tilt bidrar til stillingsendringer og variasjon i belastning.




Brems mot gulv gir tryggere forflytning.



Oppfellbar fotplate gir god støtte ved høyere sitteposisjoner. Fotplaten felles innunder seteputens framkant og er da helt ue av veien.

EN ARBEIDSSTOL FOR AKTIVITET, STABILITET KOMFORT OG HVILE

- Gode innstillings- og tilpasningsmuligheter for individuelt tilpasset løsning
- Gode armlener som gir god og trygg støtte ved forflytning til og fra stolen
- Enkel betjening for enkel bruk
- God støtte og komfort for hele kroppen med integrerte myke sidestøtter i ryggen
- Hodestøttens nedre del er oppbygd med en myk pute på hver side for optimal støtte under bakhodet.
- Stabil og trygg stol som triller lett
- Godt størrelsesspekter dekker hele brukergruppen



Real 9300 høy er på avtale i post 15 og Real 9300 støtte er på avtale i post 16. Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyren.



Ser du etter større arbeidsstoler? Se vår hjemmeside:



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



REAL har et stort utvalg av seteputer, rygger og hodestøtter slik at du kan oppnå den arbeidsstillingen som gir best støtte og stabilitet.



BELTER OG SELER Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.



HODESTØTTER FRA WHITMYER

SPESIFIKASJONER	
Seteputebredde	29 - 40 cm
Setedybde	18 - 52 cm
Setehøyde	46 - 66 cm
Setetilt	-15° - 15°
Rygg høyde	regulerbar
Ryggvinkel	regulerbar
Totalbredde ¹⁾	43 cm
Transportvekt	fra 6,9 kg
Vekt rullestol	fra 20 - 38 kg
Maks. brukervekt	75 kg
Hjuldiameter	10 cm

¹⁾ Avhengig av setets bredde og armlenenes justering, kan produktet bli bredere.

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





SCRIBA

Arbeidsbord med elektrisk eller manuell høyderegulering og elektrisk eller manuelt vinkelregulerbar bordplate.

Unngå at nettbrett eller papirer forskyver seg. Magnetisk linjal kombinert med magnetisk arbeidsflate holder ting på plass


Variert arbeidsstilling gjennom enkel regulering av vinkel på arbeidsflate

Sitte eller stå? Elektrisk eller manuell trinnløs regulering av høyde - uten bruk av verktøy



ET ARBEIDSBORDSYSTEM MED UTALLIGE MULIGHETER

- Enkelt å regulere for aktiv læring og lek
- Bordet kan tilpasses individuelt takket være de mange alternative bordplatene og trinnløse justeringsmuligheter
- Integrert bolutsparing bidrar til god underarmsstøtte
- Scriba tåler tøff behandling og vil vare i mange år
- Avhengig av modell, kan hele eller deler av skriveflaten vinkles for den beste arbeidsstilling
- Magnetisk overflate og linjal gir mulighet til å feste dokumenter til bordflaten



SCRIBA manuell



SCRIBA (el)



SCRIBA (el-el)

VALG OG FUNKSJONER



Delt vinkelregulerbar bordplate, høyre



Hel vinkelregulerbar bordplate



Delt vinkelregulerbar bordplate, venstre



Hel fast bordplate

BORDPLATE Velg mellom ulike inndelinger av bordplaten.



ELEKTRISK REGULERING Via et enkelt kontrollpanel reguleres vinkel og høyde på bordplaten på Scriba med elektrisk regulering.



MANUELL REGULERING På Scriba med manuell regulering reguleres høyden via en sveiv som monteres på baksiden av bordet.



SITTE- ELLER STÅ Scriba stilles enkelt inn til den arbeidshøyden du ønsker i løpet av dagen.



MAGNETISK BORDPLATE Bruk fantasien til å kombinere læremidler sammen med den magnetiske linjalen og den magnetiske arbeidsflaten.



JIPPY / JIPPY LS

Trehjulssykkel til de minste barna.



Jippy har individuelt justerbare hendler som er tilpasset små hender og styrehåndtakene har stoppekanter.



Jippy



Jippy LS

Ledsagerstyringen gir et godt grep for ledsager og er laget slik at sykkelen beholder bakkeklaringen.

Lukket kjedekasse gir økt sikkerhet og lengre holdbarhet.

DEN MINSTE SYKKELEN FOR DE MINSTE SYKLISTENE

- Med lav innstigningshøyde er det lett for barnet å komme på sykkelen.
- Setet er innstillbart i flere retninger samt at styret er vinkeljusterbart og har separat høydeinnstillbare håndtak, noe som gjør at man enkelt kan tilpasse Jippy til forskjellige brukere.
- Et bredt utvalg av tilbehør, gjør Jippy enkel å tilpasse de minste syklistene. Som eksempel kan nevnes: ledsagerbrems, forskjellige seter og forskjellige pedaler.
- Lukket kjedekasse gjør at enkelt vedlikehold og sikkerhet for bruker er ivaretatt.



Jippy er på avtale i delleveranse 1 og Jippy LS er på avtale i delleveranse 2. Se utfyllende informasjon om Jippy i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



PEDALER for posisjonering og støtte for føttene




SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon



RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE



SPEIL



KURV, AVTAGBAR



HÅNDFIKSERING Holder hånden bedre på plass på holken

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	28-40 cm
Innstigningshøyde	12 cm
Brukervekt, max.	30 kg
Lengde	86 cm
Bredde	48 cm
Vekt	14 kg
Farge	Rød/Gul
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja

Cambrede hjul	Nei
Plastfelger	Ja
Ringeklokke	Ja

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





ACKY / ACKY LS / ACKY PAS

Trehjulssykkel til de mindre barna.

Sykkelen har styrespærre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.

Acky har individuelt justerbare hendler som er tilpasset små hender og styrehåndtakene har stoppekanter.

Ledsagerstyringen gir et godt grep for ledsager og er laget slik at sykkelen beholder bakkeklaringen.

Håndbremsen er tilpasset små barnehender og parkeringsbremsen gir sikker og stabil av- og påstigning.



Acky



Acky LS



Acky PAS

Lukket kjedekasse gir økt sikkerhet og lengre holdbarhet.


Acky PAS med hjelpemotor og gir velges for barn som har forståelse for sykling og trenger litt ekstra hjelp til oppstart og/eller framdrift. Acky og Acky PAS leveres i to utgaver; en med frinav og en med pedalbremser.

ROBUST OG STABIL TREHJULSSYKKELE FOR DE MINDRE BARN

- Ackys lave innstigningshøyde gjør det enklere å komme på sykkelen, selv for de minste barna.
- Setet kan stilles inn mange retninger for å gi den beste stillingen når barnet skal sykle.
- Acky er lett å trå og fungerer godt både på flatmark og i bakker.
- Sykkelen har cambring på bakhjulene. Dette i kombinasjon med at bakhjulene er mindre enn forhjulet gir et lavt tyngdepunkt og god stabilitet.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Acky, gjør at den enkelt kan tilpasses behovene til barnet. Eksempel på tilbehør er pedaler i forskjellige utførelser, ulike seter, samt at man kan programmere elektronikken i Acky PAS-utgaven slik den passer den enkelte.



Acky er på avtale i delleveranse 1 og 3, Acky LS er på avtale i delleveranse 2. og Acky PAS er på avtale i delleveranse 5. Se utfyllende informasjon om Acky i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



PEDALER for posisjonering og støtte for føttene



SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon



RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE



SPEIL



KURV, AVTAGBAR



HÅNDFIKSERING Holder hånden bedre på plass på holken

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	37-51 cm
Innstigningshøyde	12 cm
Brukervekt, max.	35 kg
Lengde	113 cm
Bredde	56 cm
Svingdiameter	199 cm
Vekt	15,5 kg
Farge	Rød/Gul
Styrespærre	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja

Parkeringsbrems	Ja
Cambrede hjul	Ja
Oppstartshjelp	Ja (Acky PAS)
Ringeklokke	Ja

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





BONDO / BONDO LS / BONDO PAS

Trehjulssykel for de litt større barna.



Håndbremsen er tilpasset aldersgruppen og parkeringsbremsen gir sikker og stabil av- og påstigning.

Ledsagerstyringen gir et godt grep for ledsager og er laget slik at sykkelen beholder bakkeklaringen.

Bondo

Bondo modellene har bagasjebrett, et godt frontlys samt et abatteridrevet baklys.

Bondo LS

Lukket kjedekasse gir økt sikkerhet og lengre holdbarhet.

Bondo PAS

Bondo PAS med hjelpemotor og gir velges for barn som har forståelse for sykling og trenger litt ekstra hjelp til oppstart og/eller framdrift. Bondo og Bondo PAS leveres i to utgaver; en med frinav og en med pedalbrems.

STABIL OG ROBUST TREHJULSSYKKE FOR DE LITT STØRRE BARNA

- Med lav innstigningshøyde og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt og cambring av bakhjulene gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til lavere tyngdepunkt og ytterligere sikkerhet.
- Bondo er lett å trå og differensial sørger for enklere manøvrering.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Bondo er velutstyrt i standardversjon. Et stort utvalg av tilbehør gjør at sykkelen enkelt kan tilpasses behovene til det enkelte barn, samt at man kan programmere elektronikken i PAS-utgaven.

Bondo er på avtale i delleveranse 3, Bondo LS er på avtale i delleveranse 2. og Bondo PAS er på avtale i delleveranse 5. Se utfyllende informasjon om Bondo i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR

PEDALER for posisjonering og støtte for føttene

SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon

RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE

Spenne

Borrelås

SPEIL

KURV, AVTAGBAR

HOLK MED BØYLE Holder hånden bedre på plass på holken

SPESIFIKASJONER			
Skrittlengde	44-63 cm	Cambrede hjul	Ja
Innstigningshøyde	27 cm	Oppstartshjelp	Ja (Bondo PAS)
Brukervekt, max.	60 kg	Ringeklokke/lås	Ja
Lengde	131 cm	 Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.	
Bredde	67 cm		
Svingdiameter	229 cm		
Vekt	21,5 kg		
Styresperre	Ja		
Lukket kjedekasse	Ja		
Håndbrems	Ja		
Parkeringsbrems	Ja		





CLIP / CLIP LS / CLIP PAS

Trehjulssykkel for større barn og ungdom.



STABIL, LETTRÅKKET OG ROBUST TREHJULSSYKKE

- Med lav innstigningshøyde, og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt og cambring av bakhjulene gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til ytterligere sikkerhet.
- Clip er lett å trå, og differensial sørger for enklere manøvrering.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Clip gjør at sykkelen kan tilpasses de fleste brukere. Av tilbehør kan nevnes pedaler i forskjellige utforminger, forskjellige styrer og seter, samt at man kan programmere elektronikken i PAS-utgaven.


Clip er på avtale i delleveranse 3, Clip LS er på avtale i delleveranse 2 og Clip PAS er på avtale i delleveranse 5. Se utfyllende informasjon om Clip i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



PEDALER for posisjonering og støtte for føttene




SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon



RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE




SPEIL



KURV, AVTAGBAR



HOLK MED BØYLE Holder hånden bedre på plass på holken



SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	60-85 cm
Innstigningshøyde	32 cm
Brukervekt, max.	120 kg
Lengde	151 cm
Bredde	72 cm
Svingdiameter	240 cm
Vekt	24 kg
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja

Cambrede hjul	Ja
Oppstartshjelp	Ja (Clip PAS)
Ringeklokke/lås	Ja

 Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





DIAMOND / DIAMOND LS

Trehjulssykkel for ungdom og voksne. Se Easy PAS på side 70 for sykkel med hjelpemotor i tilsvarende størrelse.



ENKEL Å KOMME PÅ, ENKEL Å TRÅKKE

- Med lavt innsteg og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt og cambring av bakhjulene gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til ytterligere sikkerhet.
- Diamond er lett å trå, og differensial sørger for enklere manøvrering.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Diamond gjør at sykkelen kan tilpasses de fleste brukere.

Diamond er på avtale i delleveranse 3 og Diamond LS er på avtale i delleveranse 2. Se utfyllende informasjon om Diamond i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



PEDALER for posisjonering og støtte for føttene




SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon



RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE



SPEIL



KURV, AVTAGBAR



HOLK MED BØYLE Holder hånden bedre på plass på holken

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	70-94 cm	Lukket kjedekasse	Ja
Innstigningshøyde	34 cm	Håndbrems	Ja
Brukervekt, max.	120 kg	Parkeringsbrems	Ja
Lengde	172 cm	Cambrede hjul	Nei
Bredde	75 cm	Aluminiumsfelger	Ja
Svingdiameter	271 cm	Ringeklokke/lås	Ja
Vekt	29 kg		
Styresperre	Ja		

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





EASY PAS

Trehjulssykkel med hjelpemotor for ungdom og voksne. Se Diamond/Diamond LS på side 68 for sykkel uten hjelpemotor i tilsvarende størrelse.



LAVT TYNGDEPUNKT

- Med lavt innsteg, og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt og cambring av bakhjulene gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til ytterligere sikkerhet.
- Hjelpemotoren gjør det lettere å sykle, spesielt i tunge situasjoner som ved oppstart, ved sykling i motbakke og ved sykling i motvind.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Easy PAS gjør at sykkelen kan tilpasses de fleste brukere. Av tilbehør kan nevnes pedaler i forskjellige utforminger, forskjellige styrer og seter.

Easy PAS er på avtale i delleveranse 5. Se utfyllende informasjon om Easy PAS i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



PEDALER for posisjonering og støtte for føttene




SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon



RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE



SPEIL



KURV, AVTAGBAR



HOLK MED BØYLE Holder hånden bedre på plass på holken

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	70-94 cm
Innstigningshøyde	34 cm
Brukervekt, max.	120 kg
Lengde	172 cm
Bredde	75 cm
Svingdiameter	271 cm
Vekt	35 kg
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja

Cambrede hjul	Nei
Oppstartshjelp	Ja
Ringeklokke/lås	Ja

 Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





ROTOR BULLET

Trehjuls hånddrevet sykkel med hjelpemotor for barn, ungdom og voksne.



ENKELT Å TA SEG FREM VED BRUK AV HENDER/ARMER

- Bli med dine venner og sykle med den tøffe Rotor Bullet, selv om man ikke kan bruke bena til framdrift.
- En stabil 3-hjulssykkel der fremdriften skjer med armene.
- Lengdejusterbar krank og fotstøtter, i kombinasjon med at setet er dybdestillbart gjør at Rotor kan stilles til best mulig kjørestilling for hver enkelt bruker
- Hjelpemotoren gjør det lettere å sykle, spesielt i tunge situasjoner som ved oppstart, ved sykling i motbakke og ved sykling i motvind. Rotor Bullet har en hjelpemotor som driver på bakhjulene, noe som forenkler blant annet kjøring i bakker.
- Tilbehør er blant annet, alternativt sete, sidestøtter til seteenheten, kurv bak, samt alternative fot-/benstøtter og «hansker» for de som trenger bedre grep.

Rotor Bullet er på avtale i delleveranse 8. Se utfyllende informasjon om Rotor Bullet i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



FOTSANDALER MED STROPPER
for posisjonering og støtte for føttene



FOTPLATE MED LEGGSTØTTE
utsvingbar



KURV



HÅNDFIKSERING STYRE




SIKKERHETSFLAGG



DRAGON SETE



SIDESTØTTER



SPESIFIKASJONER

Benlengde målt fra setet til under bena	63-94/91-116 cm
Innstigningshøyde	39 cm
Setehøyde	62 cm
Brukervekt, max.	120 kg
Lengde	190 cm
Bredde	74 cm
Vekt	28/29 kg
Farge	Rød
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Nei

Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja
Cambrede hjul	Nei
Oppstartshjelp	Ja
Ringeklokke/lås	Ja

 Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





TOMCAT TIGER

Tomcat Tiger er en trehjulssykel med fast nav for de minste barna.



ENKEL Å SYKLE PÅ

- Tomcat Tiger passer til barn fra 18 måneder til 4 år.
- Geometrien mellom setet og pedalene gjør at barn som strever på andre sykler, klarer å sykle på Tomcat Tiger.
- Tomcat Tiger med ledsagerstyring gir barnet en flott mestringsopplevelse i trygge omgivelser.
- Ledsagerstyringen har en integrert brems samt et sikkerhetsbånd for brems slik man kan la barnet sykle selv, samtidig som ledsager har kontroll.
- Tomcat Tiger har mange muligheter for tilpassing av setet slik at det enkelte barns behov blir ivaretatt.
- All mekanikk for styring, bremsing og kjøring er skjult inne i rammen.
- Myk, stillegående og friksjonsfri bånddrift.

Se utfyllende informasjon om Tomcat Tiger i produktbrosjyren.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



FOTSANDALER MED STROPPER
for posisjonering og støtte for føttene




HÅNDFIKSERING STYRE




SIKKERHETSFLAGG



STORT UTVALG AV TILBEHØR FOR STØTTE OG POSISJONERING



SKYVESTANG med styring og brems gir trygghet ledsager.



SPESIFIKASJONER

	Liten ramme	Stor ramme
Skrittlengde	30-39 cm	38-47 cm
Innst.høyde	32 cm	32 cm
Max brukervekt	20 kg	20 kg
Lengde	90 cm	95 cm
Bredde	65 cm	65 cm
Svingdiameter	190 cm innv. 320 cm utv.	190 cm innv. 320 cm utv.
Vekt	11 kg	12 kg
Hjul	12"	14"






NINDO E / NANDO E

Tandemsykler med hjelpemotor for barn, ungdom og voksne.
Nando E med ledsager i front. To størrelser for tandem med ledsager bak. Nindo E for de mindre, og Nando E for de større syklisterne.



FULL KONTROLL MED TO PÅ TUR

- Mange innstillingsmuligheter for både bruker og ledsager, som multi-justerbart sete og justerbare styrer.
- Hjelpemotoren på 500W gjør det lettere å sykle, spesielt i tunge situasjoner som ved oppstart, ved sykling i motbakke og ved sykling i motvind.
- Vrigassen har to funksjoner; hjelp ved oppstart og boost ved behov i bratte bakker.
- Mulighet for å koble ut brukers pedaler.
- Mye tilbehør som for eksempel pedaler, styre og seter gjør man kan tilpasse sykkelen til de fleste brukere.



Nando E er på avtale i delleveranse 11 og 12.
Nindo E er på avtale i delleveranse 12.
Se utfyllende informasjon om Easy PAS i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



PEDALER for posisjonering og støtte for føttene




SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon



RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE



SPEIL



KURV, AVTAGBAR



HOLK MED BØYLE Holder hånden bedre på plass på holken

SPESIFIKASJONER

Delleveranse	Nando E	Nindo E (barn)	Nando E (voksen)
Skrittlengde	72-102	51-71	72-102
Innstigningshøyde	39 cm	32 cm	39 cm
Brukervekt, max.	180 kg	180 kg	180 kg
Lengde	248 cm	238 cm	248 cm
Bredde	79 cm	79 cm	79 cm
Vekt	46 kg	45 kg	47 kg
Styresperr	Ja	Ja	Ja
Lukket kjedekasse	Ja	Ja	Ja
Håndbrems	Ja	Ja	Ja
Parkeringsbrems	Ja	Ja	Ja
Oppstartshjelp	Ja	Ja	Ja

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.





EASY 16 / EASY 20 / EASY 22 / EASY26

Trehjulssykkel med hjelpemotor for ungdom og voksne. Se Diamond/Diamond LS på side 68 for sykkel uten hjelpemotor i tilsvarende størrelse.



LAVT TYNGDEPUNKT

- Med lavt innsteg, og stødigheten ved tre hjul, er det enkelt for brukeren å komme på sykkelen og starte å sykle.
- Lavt tyngdepunkt og cambring av bakhjulene gjør sykkelen stabil og trygg. Minde bakhjul enn forhjul bidrar til ytterligere sikkerhet.
- Hjelpemotoren gjør det lettere å sykle, spesielt i tunge situasjoner som ved oppstart, ved sykling i motbakke og ved sykling i motvind.
- Sykkelen har styresperre som standard for å begrense ukontrollerte styrebevegelser.
- Et bredt utvalg av tilbehør, sammen med de forskjellige utgavene av Easy PAS gjør at sykkelen kan tilpasses de fleste brukere. Av tilbehør kan nevnes pedaler i forskjellige utforminger, forskjellige styrer og seter.

Easy PAS er på avtale i delleveranse 5. Se utfyllende informasjon om Easy PAS i sykkelkatalogen.



OFTE VALGTE OPSJONER OG TILBEHØR



PEDALER for posisjonering og støtte for føttene



SETER Med ulik utforming, polstring og abduksjon



RYGGSTØTTE OG BELTER TIL RYGGSTØTTE



SPEIL



KURV, AVTAGBAR



HOLK MED BØYLE Holder hånden bedre på plass på holken

SPESIFIKASJONER

Skrittlengde	70-94 cm
Innstigningshøyde	34 cm
Brukervekt, max.	120 kg
Lengde	172 cm
Bredde	75 cm
Svingdiameter	271 cm
Vekt	35 kg
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Ja
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja

Cambrede hjul	Nei
Oppstartshjelp	Ja
Ringeklokke/lås	Ja

 Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.



GEMINO 30 S



Gemino 30 S er på kontrakt i delleveranse 13.
Se utfyllende informasjon og
Hms.art.nr. i produktbrosjyren.



Se komplett sortiment av
Gemino rullatorer i katalogen.

Stabil, trygg og komfortabel rullator til barn.



Stabil og trygg med et komfortabelt sete.



Gemino 30 S kan leveres med SpeedControl. SpeedControl gir ikke gir motstand ved normal gange, men slår inn med motstand ved en bestemt hastighet. Motstanden kan justeres.

TRYGG RULLATOR FOR BARN I LEK OG BEVEGELSE

- Lettvektsrullatoren Gemino 30 S er designet for å fremme barns bevegelsesfrihet.
- Lett å regulere, lett å håndtere og veldig stabil. Rullatoren sikrer en trygg gange og komfortabelt sittende.
- Gemino 30 S gir deg den støtten du trenger. En regulerbar slepebrems er standard og gir ekstra trygghet. Slepebremsen er enkel å aktivere og deaktivere. Motstanden reguleres helt uten bruk av verktøy.

SPESIFIKASJONER

Maks brukervekt	125 kg
Anbefalt brukerhøyde	125 - 165 cm
Maks vekt i kurv	5 kg
Total lengde	68 cm
Total bredde	55 cm
Total vekt med kurv	6,7 kg
Bredde mellom midten av håndtakene	42 cm
Setehøyde	48 cm
Total høyde (sammenlagt)	65 - 77 cm (69 cm)
Snu-diameter	79 cm

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.

ADVANCED BATH CHAIR



Se utfyllende informasjon om Advanced Bath chair i produktbladet.


Badestol for badekar, dusj eller stranden.



Stabil og trygg med et komfortabelt sete.



Ved bruk av dusjtralle (tilbehør) blir badestolen på sekunder omgjort til en dusjstol. Barnet kommer opp i riktig arbeidshøyde og hjulene gjør stolen enkel å manøvrere selv i trange dusjrom.



GJØR BADING ENKLERE OG MORSOMMERE

- Badestolen er enkel å regulere og har fleksible innstillinger som gjør det lett å finne den mest funksjonelle stillingen.
- Badestolen har mykt trekk og leveres med hoftebelte og brystbelte med sidestøtte som standard.
- Hodestøtte og abduksjonsbelte leveres som tilbehør.
- Badestolen leveres i fire størrelser for å passe de yngste barna og oppover til ca 18 år.
- Badestol Advanced kan med fordel også benyttes i andre sammenhenger der det er behov for et sete med enkle og funksjonelle innstillinger.

SPESIFIKASJONER

	Alder	Min. brukerhøyde	Maks. brukerhøyde	Maks brukervekt
Str. 1	1-5	750 mm	1050 mm	72 kg
Str. 2	4-9	950 mm	1250 mm	72 kg
Str. 3	8-14	1150 mm	1450 mm	72 kg
Str. 4	12-18	1350 mm	1650 mm	72 kg

ERGOTIP DUSJ OG TOALETTSTOL



Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyren. Komplette oversikt over tilbehør til ERGOTip.

Dusj og toalettstol med elektrisk seteløft og tilt.



Trygghet i fokus! ERGO tip har en meget stabil og trygg konstruksjon.



DEN PERFEKTE STOLEN TIL DAGLIGE RUTINER PÅ BADET

- Økt selvstendighet og bedre arbeidsmiljø for hjelper med ERGOTip dusj- og toalettstol. Samtidig får barnet i stolen og hjelper bedre kontakt i øyehøyde.
- ERGOTip tilbyr gode arbeidsstillinger for alle aktiviteter på badet. Dette gjør stellesituasjonen både trygg og effektiv, samtidig som belastningen på hjelper er minimal. Høydereguleringen og de oppfellbare armlenene gjør enda enklere.
- ERGOTip er solid og trygg. Fire låsbare hjul bidrar til sikkerhet. Regulerbart ryggtrekk, hodestøtte og benstøtter, sammen med et mykt sete og polstrede armlener, bidrar til komfort. Et bredt spekter av tilbehør er tilgjengelig ved behov for ytterligere tilpassing.

SPESIFIKASJONER	ERGOTip 8	ERGOTip 9
Setebredde	40 cm	40 cm
Setedybde	44 cm	44 cm
Setehøyde	55-94 cm	55-94 cm
Bredde mellom armlen	43 cm	38 cm
Tilt	-3° - 39°	-3° - 39°
Maks brukervekt	150 kg	150 kg
Totalbredde	58 cm	57 cm
Hygieneåpning br x l	21 x 29 cm	15 x 23 cm

Kontraktfestede spesifikasjoner i Norge tilgjengelig på Hjelpemiddeldatabasen.

ERGOTIP CARE



Se utfyllende informasjon og Hms.art.nr. i produktbrosjyren.

En funksjonell dusj- og toalettstol med komfortfunksjoner.



De unike løtefunksjonene på sete og rygg gir mulighet for mer skånsomme hygiene- og baderutiner, både for barnet og for hjelper.



Myke komfortruller føles behagelig mot leggene samtidig som rulle-egenskapene bidrar til at av- og påklledning av benklær eller strømper kan gjennomføres uten tunge løft av ben.



Kan benyttes sammen med de fleste vanlige toaletter, eller benyttes med bøtte.

EFFEKTIVE HYGIENE- OG BADERUTINER OG EN SKÅNSOM ARBEIDSSILLING FOR HJELPEREN!

- ERGOTip Care fremmer effektive hygiene- og baderutiner og sikrer en skånsom arbeidsstilling for hjelper. Barnet selv opplever stellet som mer behagelig og mindre belastende da hele stellet kan utføres i stolen, uten behov for forflytning til og fra for eksempel seng.
- Stolen er multifunksjonell og letter oppgaver i forbindelse med toalett, dusj, bleieskift, påklledning, sårpleie og kompresjonsstrømper. ERGOTip Care utmerker seg med en liten vendesirkel, noe som gjør det enkelt å benytte stolen i mindre rom.

SPESIFIKASJONER	
Setehøyde	52 - 93 cm
Setebredde	43 cm
Mellom armlenene	45,5 cm
Setedybde	43 cm
Hygieneåpning	11,5 cm
Totalbredde	58 cm
Totaldybde	82 cm
Totalhøyde	105 - 143,5 cm
Egenvekt	62 kg
Maks belastning	130 kg
Vanntetthet	IPx6

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Vestfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.