



**Przywitaj się
z rodziną
produktów
LECKEY.**

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Z przyjemnością przedstawiam nasz nowy katalog produktów Leckey.

W Leckey wierzymy we „Wspieranie dzieci”.

Dla wszystkich w Leckey, wspieranie dzieci oznacza współpracę z naszą rodziną ekspertów – projektantami, terapeutami, rodzicami i szerszą społecznością kliniczną dla osiągnięcia naszych celów.

Naszą misją jest; Poprawa jakość życia dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Naszą wizją jest; Świat, w którym każde dziecko jest włączone do życia społecznego i może w pełni wykorzystać swój potencjał.

Naszym odważnym celem jest; Zapobieganie migracji stawu biodrowego u dzieci z MPD.

W Leckey postrzegamy migrację stawu biodrowego jako największe wydarzenie życiowe naszych dzieci jakiego mogą doświadczyć i jakie ma największy wpływ od tego momentu na jakość życia ich i ich opiekunów.

Wszystko, co robimy w Leckey, we współpracy z naszą rodziną ekspertów, prowadzi do osiągnięcia tych celów.

Nasze podejście jest proste – przewodzić poprzez innowacje i koncentrację kliniczną.

Poprzez wczesną interwencję, prawo dzieciństwa aż do dorosłości, doświadczony zespół projektantów i klinicystów Leckey współpracuje z naszą rodziną ekspertów w celu opracowania ekscytujących, innowacyjnych produktów, które mają realny wpływ na jakości życia dzieci i ich rodzin.

Naszym celem jest opracowanie klinicznie i technicznie najlepszych rozwiązań, produktów i programów, które poprawiają mobilność, zdolności i uczestnictwo dziecka w życiu społecznym.

Wszystkie nasze projekty przechodzą szeroko zakrojone testy kliniczne i testy użyteczności z fizjoterapeutami, terapeutami zajęciowymi, użytkownikami i ich rodzinami.

Są one wspierane przez dogłębne badania kliniczne, w których współpracujemy z wiodącymi uniwersytetami i klinicystami na całym świecie, aby upewnić się, że wszystkie produkty Leckey zaspokajają potrzeby kliniczne pracowników służby zdrowia i społeczne potrzeby użytkowników.

Jesteśmy oddani naszej misji, wizji i odważnym celom. Chcemy z Tobą pracować i w partnerstwie budować naszą rodzinę - wspólnotę ekspertów o



Ben Stocks
Managing Director

Spis treści



Siedziska/foteliki multipozycyjne

04

Early Activity System	06
Pal	08
Squiggles Seat	09
BeMe	10
Mygo Seat	12
Everyday Activity Seat	14
Leckey Mobility	16
Leckey Therapy Bench	18



Pionizatory i chodziki

24

Squiggles+	25
Squiggles TT	27
Squiggles Stander	29
Mygo Stander	31
Horizon	33
Pronestander	35
Freestander	36
Totstander	37
Timoteos Ella	38
MyWay	39
MyWay Pedal	41



Firefly

42

GottaGo	44
GoTo Seat	46
Upsee	48
Scooot	50
Playpak	52
WeGo	54
Splashy	56
Splashy Big	58

Pozostałe produkty

59

Advance Bath Chair & Shower Trolley	60
Sleepform	61
Whitmyer Headrests	62



Siedziska/fote- liki multipozy- cyjne

LECKEY Early Activity System

Kolorowy, wygodny, wspierający aktywność system dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy.



Cechy produktu

- Oferuje delikatne, zabawne wprowadzenie do 24-godzinnej kontroli postawy.
- Praktyczny zestaw typu „wszystko w jednym”, zapewniający wszechstronne wsparcie. Możliwości pozycjonowania są nieograniczone, a wszystko można zapakować do torby podróżnej, aby ułatwić transport.
- Dostarczany z popularnym programem rozwoju aktywności, który wspiera terapię prowadzoną przez rodziców w domu.
- Miękkie w dotyku, antybakteryjne pokrowce, które można prać w pralce i suszyć w suszarce.



Kluczowe pozycje

- Leżenie na plecach [na wznak]
- Leżenie na brzuchu [na brzuchu]
- Leżenie na boku
- Siedzenie na podłodze [długie siedzenie]
- Ręce i kolana [czteropunktowe klęczenie]



LECKEY Pal

Kolorowy, wygodny system siedzisk szkolnych zapewniający łagodne wsparcie dla dzieci w wieku 1-12 lat.

Cechy produktu

- Dwupunktowy pas biodrowy i boczne poduszki stabilizujące. Opcjonalna poduszka pochylona może być dodana, jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, aby utrzymać miednicę i kości udowe w jednej linii.
- Tam, gdzie wymagany jest mniejszy kąt prosty, kąt oparcia i podłokietniki dopasowują się do potrzeb dziecka, a wraz z dużą tacą lub stolikiem zapewniają odpowiednie podparcie.
- Regulowana wysokość podłokietników, nóg i podnóżka.
- Dostępny w dwóch jaskrawych kolorach z łatwo zmywalnej tkaniny [szczegóły na stronie internetowej].
- Szereg dostępnych opcji podstawy i podnóżka, w tym kółka, płozy i stabilizatory.
- Dostępne dwuosobowe i czterosobowe stoły



Dostępny w 2 kolorach tkaniny

Dane techniczne				
	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Wiek	1-3	2-5	4-8	7-12
Wzrost	Min 700mm [27.6"] Max 950mm [37.4"]	Min 900mm [35.4"] Max 1050mm [41.3"]	Min 1000mm [39.4"] Max 1300mm [51.2"]	Min 1200mm [47"] Max 1600mm [63"]
Maks. waga użytkownika	30kg	35kg	40kg	50kg
Głębokość siedziska	180mm-240mm [7"-9.4"]	220mm-290mm [8.6"-11.4"]	250mm-330mm [9.8"-12.9"]	300mm-400mm [11.8"-15.7"]
Szerokość siedziska	150mm-250mm [5.9"-9.8"]	170mm-270mm [6.6"-10.6"]	230mm-330mm [9"-12.9"]	280mm-380mm [11"-14.9"]
Wysokość siedziska	160mm-240mm [6.2"-9.4"]	185mm-285mm [7.2"-11.2"]	250mm-350mm [9.8"-13.7"]	300mm-400mm [11.8"-15.7"]

LECKEY Squiggles Seat

Nadaje się do użytku jako fotelik domowy, szkolny lub z podstawą ruchomą, siedzisko Squiggles spełnia wszystkie wymagania dotyczące postawy i komfortu dla małych dzieci ze specjalnymi potrzebami, zachowując przy tym zabawny, kolorowy design.

Cechy produktu

- Zaprojektowany specjalnie z myślą o potrzebach rozwojowych młodszych dzieci - jednocześnie podstawa siedziska i regulowane podparcie krzyżowe mogą być wykorzystane do dostosowania zgięcia lub wyprostu.
- Kształt siedziska i oparcia, boki z tekstylnymi końcówkami, które bezpiecznie otaczają dziecko, oraz sposób, w jaki 4-punktowa uprząż biodrowa integruje się z poduszkami biodrowymi, zapewnia dokładne, wygodne dopasowanie i opływowy wygląd.
- Będąc nisko nad ziemią, Squiggles Seat promuje interakcje między rówieśnikami, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk domowych i przedszkolnych/szkolnych.
- Regulowany podnóżek można przechylić pod preferowanym kątem, zapewniając dobre podparcie stóp i bezpieczną podstawę dla maksymalnej funkcji górnej części ciała. Podnóżek można odchylić, aby umożliwić łatwe przenoszenie.
- Funkcja pochylenia w przestrzeni zapewnia



Dostępny w 4 kolorach tkaniny

Dane techniczne

	Tylko jeden rozmiar
Wiek	1-5
Maks. waga użytkownika	22kg [48.4lbs]
Głębokość siedziska	190mm-290mm [7.5"-11.4"]
Szerokość siedziska	160mm-260mm [6.3"-10.2"]
Szerokość klatki piersiowej	160mm-220mm [6.3"-8.75"]
Wysokość oparcia	320mm-380mm [12.6"-15"]
Długość podudzia	122mm-270mm [4.8"-10.6"]
Wysokość stolika	115mm-170mm [4.5"-6.7"]
Kąt oparcia	Do przodu 10° - do tyłu 25°
Wysokość siedziska (Hi-	270mm-650mm [10"-25"]

LECKEY BeMe

Wsparcie tak indywidualne, jak Ty

Rewolucyjny, wysoce konfigurowalny modułowy system siedzisk, który można dostosować, aby zapewnić doskonałe i zindywidualizowane wsparcie, po prostu BeMe.



Cechy produktu

- Sercem BeMe jest rdzeń siedziska, na którym można szybko i łatwo zamontować szereg wymiennych części. Obejmuje to trzy typy siedzisk (podstawowe, profilowane i dzielone) oraz trzy oparcia (podstawowe, zaawansowane i kompleksowe), a także peloty przyśrodkowe, boczne, proksymalne i dystalne, w różnych rozmiarach i złożoności.
- BeMe, wyposażony w pierwszą na świecie wyprofilowaną poduszkę, która naprawdę rośnie, łączy zalety wyprofilowanego siedziska z innowacyjną opatentowaną poduszką z elastycznej pianki, aby zmaksymalizować stabilność miednicy i komfort w miarę wzrostu i rozwoju dziecka. Ten przełom w technologii podparcia otula dziecko, zwiększając rozkład nacisku i zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych akcesoriów, takich jak kliny odwodzące i prowadnice biodrowe, pozwalając dziecku zająć centralne miejsce.
- Całkowita łatwość użytkowania i kompatybilność leżą u podstaw projektu BeMe. Części można łatwo i intuicyjnie wymieniać, a regulacje kliniczne (w tym głębokość i wysokość siedziska) można wprowadzać, gdy dziecko siedzi w foteliku.
- Podłokietniki, prowadnice kości udowej i kliny odwodzące można szybko zwolnić, dzięki czemu podnoszenie, stanie i przenoszenie na bok są łatwiejsze niż kiedykolwiek.
- Opcjonalne, dynamiczne oparcie, które reguluje opór w miarę wysuwania się dziecka i prędkość, gdy wraca na miejsce.



Dostępny w 4 kolorach tkaniny

Fotelik

	Małe	Średnie	Duże	Średnie długie	Duże długie
Głębokość siedziska [mm]	170*-325	275-390	350-475	325-440	400-525
Szerokość siedziska [mm]	275	325	415	325	415
Maks. waga użytkownika	35	50	70	50	70

Oparcie

	Małe	Średnie	Duże
Wysokość siedziska [mm]	360-470	390-520	500-650
Wysokość siedziska [siedzisko profilowane] [mm]	370-480	400-530	475-625
Szerokość między pelotami	130-230	200-300	225-350
Szerokość między pelotami biodrowymi [mm]	165-230	200-260	250-350
Kąt oparcia	+10 do -25	+10 do -25	+10 do -25
Maks. waga użytkownika [kg]**	35	50	70

Podnózek

Długość podudzia [siedziska podstawowe/dzielone]	185-285	280-450	290-510
Długość podudzia [siedzisko profilowane] [mm]	185-285	290-460	300-520
Maksymalne zgięcie grzbietowe/zgięcie podeszwowe	+/- 10 Stopni	+/- 10 Stopni	+/- 10 Stopni

Podstawa jezdna

Maks. limit wagi [kg] **	35	50	70
---------------------------------	----	----	----

*Głębokość siedziska 170mm-220mm wymagane opcje dystansowe

**Maks. waga użytkownika powinna być mniejsza od siedziska, podstawy jezdnej i oparcia

LECKEY Mygo Seat

Fotelik multipozycyjny, który zapewnia optymalną postawę, wygodę i funkcjonalność dla dzieci w wieku 3-16 lat o umiarkowanych i złożonych potrzebach.



Cechy produktu

- Może być wyposażony w nową udoskonaloną kołyskę miednicy. Kołyska w wyjątkowy sposób podtrzymuje miednicę, owijając pośladki i tylną część miednicy, aby zachęcić do ćwiczeń i utrzymać pionową pozycję funkcjonalną. Szttywność została zwiększona w części tylnej, aby kołyska zachowała swój kształt, zapewniając wystarczającą elastyczność, aby zachęcić pochyloną do tyłu miednicę do neutralnego ustawienia, a ogólna konstrukcja zapobiega przesuwaniu się użytkowników do przodu. Dodatkowa wyściółka w pasie poprawia komfort, a kolorowe sprzączki i taśmy zostały dodane w celu ułatwienia użytkowania.
- Nowatorsko zaprojektowana dzielona podstawa siedziska Mygo Seat umożliwia niezależne poruszanie się nóg poza linię środkową - można osiągnąć zakres odwodzenia do 13° i przywodzenia 10°. Mygo Seat nadaje się również dla użytkowników z rotacją i pochYLENIEM miednicy, lekką skoliozą, skróconymi ścięgnami podkolanowymi, różnicą długości kości udowej i podudzia oraz stałym zgięciem podeszwowym - wszystko to w połączeniu ze stabilizacją miednicy zapewnia wyrównanie głowy i tułowia.
- Szybko i łatwo łączy się z szeroką gamą podstaw wewnętrznych i zewnętrznych Hi-Low, a także z szeroką gamą elektrycznych i manualnych podstaw jezdnych Sunrise



Dostępny w 8 kolorach tkaniny i wersji winylowej

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek (około)	3-10	8-14	10-16
Waga użytkownika	Min 18kg [40lbs] Max 50kg [110lbs]	Min 18kg [40lbs] Max 60kg [132lbs]	Min 18kg [40lbs] Max 70kg [154lbs]
Wzrost	Min 105cm [41"] Max 150cm [59"]	Min 127cm [50"] Max 168cm [66"]	Min 150cm [59"] Max 175cm [69"]
Szerokość siedziska	Min 200mm [8"] Max 325mm [13"]	Min 220mm [8.7"] Max 345mm [13.6"]	Min 250mm [9.8"] Max 400mm [15.7"]
Głębokość siedziska	Min 270mm [10.6"] Max 420mm [16.5"]	Min 350mm [13.8"] Max 470mm [18.5"]	Min 350mm [13.8"] Max 470mm [18.5"]
Szerokość klatki piersiowej	Min 170mm [6.7"] Max 270mm [10.6"]	Min 170mm [6.7"] Max 270mm [10.6"]	Min 200mm [7.8"] Max 300mm [11.8"]
Wysokość oparcia	Min 360mm [14.2"] Max 470mm [18.5"]	Min 460mm [18.1"] Max 570mm [22.4"]	Min 460mm [18.1"] Max 570mm [22.4"]
Kąt oparcia	Do przodu 10° - do tyłu 25°	Do przodu 10° - do tyłu 25°	Do przodu 10° - do tyłu 25°
Długość podudzia	Min 215mm [8.5"] Max 350mm [13.8"]	Min 315mm [12.4"] Max 470mm [18.5"]	Min 315mm [12.4"] Max 470mm [18.5"]
Wysokość podłokietników	Min 160mm [6.3"] Max 210mm [8.3"]	Min 210mm [8.3"] Max 260mm [10.2"]	Min 210mm [8.3"] Max 260mm [10.2"]
Rozmiar stolika	550 x 480mm [21.6" x 18.9"]	550 x 480mm [21.6" x 18.9"]	550 x 480mm [21.6" x 18.9"]
Wys. siedz. [podstawa z	340mm-655mm [13.4"-25.8"]	340mm-655mm [13.4"-25.8"]	340mm-655mm [13.4"-25.8"]
Wys. siedz. [odstawa	370mm-675mm [14.6"-26.6"]	370mm-675mm [14.6"-26.6"]	370mm-675mm [14.6"-26.6"]

LECKEY Everyday Activity Seat

Mocny, trwały, praktyczny i regulowany system siedzisk, zapewniający umiarkowane wsparcie dla dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat.



Cechy produktu

- Idealny do codziennego użytku — miękka w dotyku, oddychająca tkanina, dobrze wyściełana poduszka siedziska, wyprofilowana poduszka oparcia i wyściełane podłokietniki zapewniają najwyższy komfort.
- Szeroka gama akcesoriów i opcji ułatwia dostosowanie siedziska do wzrostu użytkownika i zmieniających się potrzeb.
- Odchylany podnóżek, bardzo niska podstawa (do podłogi), długie podłokietniki i przechylenie siedziska pod kątem 10° umożliwiają samodzielne przenoszenie.
- 4-punktowe pasy biodrowe zapewniają bezpieczną, stabilną podstawę podparcia.
- Dostępne peloty boczne części klatki piersiowej z regulacją wysokości i kąta.
- Łatwa pielęgnacja – poszewki można zdjąć i wyprać w pralce.



Dostępny w 3 kolorach tkaniny oraz 2 wersjach winylowych

Dane techniczne

	Rozmiar 1		Rozmiar 2		Rozmiar 3	
	mm/kgs	cale/lbs	mm/kgs	cale/lbs	mm/kgs	cale/lbs
Maks. obciążenie	30kg	66lbs	50kg	110lbs	100kg	220lbs
Waga - siedziska i podstawy	29.5kg	65lbs	34kg	75lbs	49kg	108lbs
Wysokość siedziska [Hi-Low]	250-600	9.8-23.6	320-600	12.6-23.6	450-600	17.7-23.6
Szerokość siedziska	160-280	6.3-11	260-380	10.2-15	340-500	13.4-19.7
Głębokość siedziska [Standard]	150-280	5.9-11	230-380	9-15	330-480	13-18.9
Głębokość siedziska [Długie]			300-450	11.8-17.7		
Szerokość klatki piersiowej	150-220	5.9-8.7	170-240	6.7-9.4	240-370	9.4-14.6
Wysokość siedziska	300-400	11.8-15.7	400-520	15.7-20.5	450-630	17.7-24.8
Kąt oparcia	30° do tyłu 10° do		30° do tyłu 10° do		30° do tyłu 10° do	
Wysokość podłokietników	150-250	5.9-9.8	200-300	7.9-11.8	180-325	7-12.7
Długość podudzia	150-250	5.9-9.8	250-450	9.8-17.7	250-450	9.8-17.7
Kąt podnóżka	-10° do +50°		-10° do +50°		-10° do +50°	
Kąt płyty podnóżka	-15° do +10°		-15° do +10°		-15° do +10°	
Tilt-in-Space	30° do tyłu 10° do		30° do tyłu 10° do		30° do tyłu 10° do	

LECKEY Mobility Range

Asortyment interfejsów firmy Leckey umożliwia montaż siedzisk BeMe, Squiggles i Mygo na szeregu podstaw jezdnych z rodziny wózków manualnych i elektrycznych Sunrise Medical.



Cechy produktu

- Asortyment interfejsów firmy Leckey umożliwia montaż siedzisk Squiggles i Mygo na różnych podstawach jezdnych ZIPPIE i QUICKIE firmy Sunrise Medical.
- Większy wybór i elastyczność dla użytkowników siedzisk Leckey.
- Oferuje mobilność z optymalnym wsparciem i komfortem.
- Zwiększona swoboda dla użytkownika.



Leckey Seat	Sunrise Medical Base	Frame Size Min	Frame Size Max
BeMe Small	Zippie Iris	14"	16"
BeMe Medium	Zippie Iris	17"	18"
BeMe Small	Quickie Iris	14"	16"
BeMe Medium	Quickie Iris	17"	19"
BeMe Large	Quickie Iris	19"	21"
BeMe Small	Quickie SR45	14"	16"
BeMe Medium	Quickie SR45	17"	19"
BeMe Large	Quickie SR45	19"	20"
BeMe Small	Q300	16"	n/a
BeMe Medium	Q400	16"	n/a
BeMe Large	Q400	18"	n/a
Squiggles Seat	ZIPPIE Iris	12"	14"
Squiggles Seat	ZIPPIE TS	12"	14"
Mygo Seat	ZIPPIE Iris	16"	18"
Mygo Seat	ZIPPIE TS	16"	18"
Mygo Seat	QUICKIE SR45	16"	18"
Mygo Seat	QUICKIE TS	16"	18"
Mygo Seat	QUICKIE Salsa M	16"	18"
Mygo Seat	QUICKIE Salsa M2	16"	18"

LECKEY Leckey Therapy Bench

Ławka terapeutyczna, opracowana z myślą o podtrzymywaniu dzieci w neutralnej pozycji, z innowacyjnymi kołyskami, ułatwia aktywną terapię dziecka, uwalniając ręce.



Cechy produktu

- Innowacyjna, gorsetowa kołyska do ćwiczeń stabilizuje miednicę w neutralnej pozycji, działając jako dodatkowa para rąk dla terapeuty, jednocześnie dając dziecku pewność poruszania się, sięgania i chwytania.
- Podpórka tułowia z regulacją wysokości pomaga dziecku siedzieć prosto z głową i kręgosłupem ułożonymi nad miednicą. To najlepszy i najłatwiejszy sposób na naukę pozycji siedzącej.
- Wspierająca podkładka terapeuty z regulacją wysokości działa jako dodatkowe wsparcie dla terapeuty, który może oprzeć się o tylną podporę i delikatnie zachęcać do wycofania barku.
- Ułatwia przechylenie boczne i przód/tył, aby promować aktywność dziecka.
- Ławka z regulacją wysokości i głębokości, dzięki czemu jest uniwersalna zarówno dla Większych, jak i Małych użytkowników.
- Działa jako pomoc dla terapeutów w segmentalnej ocenie kontroli tułowia [SATCo], zapewniając lepsze zrozumienie, gdzie zastosować wsparcie posturalne w celu optymalizacji funkcji.



Lekkey Therapy Bench

Dane techniczne	
	Tylko jeden rozmiar
Maks. waga użytkownika	80kg (176.3lbs)
Wiek	1-14
Wielkość ławki	620mm x 740mm [63.7" x 29.1"]
Wysokość podstawy siedziska [od podłoża]	Min 330mm [12.9"] Max 460mm [18.1"]
Szerokość podstawy siedziska	620mm [24.4"]
Głębokość podstawy siedziska	360mm [14.1"]
Wysokość podnóżka [od podłoża]	Min 20mm [0.7"] Max 110mm [4.3"]
Odległość od podstawy siedziska do podnóżka	Min 220mm [8.6"] Max 440mm [17.3"]

Kołyska

Dane techniczne		
Rozmiar kołyski	Obwód bioder (mm)	ASIS - ASIS (mm)
Rozmiar 1	Min 400mm [15.7"] Max 500mm [19.6"]	Poniżej 120mm [4.7"]
Rozmiar 2	Min 440mm [17.3"] Max 575mm [22.6"]	Min 130mm [5.1"] Max 160mm [6.2"]
Rozmiar 3	Min 520mm [20.4"] Max 650mm [25.5"]	Min 160mm [6.2"] Max 180mm [7.0"]
Rozmiar 4	Min 600mm [23.6"] Max 740mm [29.1"]	Min 180mm [7"] Max 200mm [7.8"]
Rozmiar 5	Min 660mm [25.9"] Max 855mm [33.6"]	Powyżej 200mm [7.8"]



LECKEY

Pionizatory i chodziki

LECKEY Squiggles+

Squiggles+ zachowuje to, co najlepsze w Squiggles Stander, ale oferuje również mnóstwo dodatkowych korzyści, dzięki którym maluchy mogą nadal cieszyć się staniem i brać udział w życiu.



Cechy produktu

- Anatomicznie poprawne odwodzenie w celu stabilizacji stawu i zapewnienia optymalnego obciążenia dla wczesnego rozwoju stawu biodrowego. Squiggles+ oferuje 60° odwodzenia bioder obustronnie w pozycji leżącej (na plecach i na brzuchu) lub stojącej. Promuje prawidłowe ustawienie w biodrach, kolanach i stopach, ponieważ punkty obrotu są w jednej linii z biodrami.
- Zwiększony komfort i wsparcie dzięki zawijanym ochraniaczom kolan. Wygodne środkowe stabilizatory kolan rozkładają nacisk i są szczególnie przystosowane do pozycji odwiedzonej. Wyściełane stabilizatory utrzymują kolano w neutralnym ustawieniu.
- Większe wkładki biodrowe poprawiają pewność siebie opiekuna i dziecka oraz poczucie bezpieczeństwa podczas przesiadania się. Ulepszona podstawa obrotowa ułatwia załadunek w poziomie.
- Stolik do ćwiczeń z ulepszoną wysokością i możliwością regulacji.
- Składany uchwyt do pchania z regulacją wysokości.



Dostępny w 3 kolorach tkaniny
oraz wersji winylowej

Dane techniczne	
	Tylko jeden rozmiar
Wiek	1-5
Maks. waga użytkownika	22kg/48.4lbs
Wzrost	Min 730mm / 28.5 cale Max 1110mm / 43.5 cale
Wsparcie klatki piersiowej	Regulacja kąta +/- 30° Regulacja głębokości 50mm / 2
Wysokość podparcia klatki piersiowej (podnózek do	Min 460mm/18.1 cale Max 820mm / 32 cale
Szerokość klatki piersiowej (odległość między pelotami]	Min 160mm / 6.3 cale Max 230mm / 9 cale
Podparcie bioder (wysokość od podnóżka do połowy	Min 300mm / 11.8 cale Max 530mm / 20.8 cale
Szerokość bioder (odległość między prowadnicami biodrowymi)	Min 160mm / 6.3 cale Max 230mm / 9 cale
Odległość między linią środkową kolan	Min 140mm / 5.5 cale Max 215mm / 8.4 cale
Kąt płyty podnóżka	Zgięcie podeszwowe 10° Zgięcie grzbietowe 10°



LECKEY Squiggles TT

Ewolucyjny pionizator wczesnej interwencji ułatwiający ukierunkowany trening dla dzieci w wieku 1-5 lat.



Cechy produktu

- Zachowując wspaniałe cechy Squiggles+, Squiggles TT idzie o krok dalej i ułatwia ukierunkowany trening. Ta oparta na dowodach terapia jest przeprowadzana z dzieckiem w pozycji pionowej, trenując jeden segment jego tułowia na raz, co pozwala mu na uzyskanie sekwencyjnej kontroli od głowy do dołu. Ulepszona kontrola tułowia pomoże zwiększyć umiejętności funkcjonalne, np. dbanie o siebie i zabawę. Lepsza kontrola nad głową może pomóc w zatrzymaniu dryblingu dziecka, poprawie kontroli wzroku oraz zdolności komunikowania się.
- Squiggles TT to jedyny produkt specjalnie zaprojektowany do terapii ukierunkowanego treningu, który jest przeznaczony dla wszystkich dzieci. Obciążenie poziome jest możliwe w przypadku skomplikowanych dzieci ze słabą kontrolą głowy, a Squiggles TT jest jedynym produktem skierowanym do wszystkich 7 segmentów tułowia.
- Oferuje rodzicom zabawny i łatwy sposób prowadzenia terapii w domu. Dopasowane stabilizatory podtrzymujące są łatwe w użyciu, system zapadkowy z powtarzalnym blokowaniem eliminuje strach przed zmianą ustawień, a broszura z pomysłami na zabawę zapewnia wsparcie do użytku domowego.
- Dynamiczna podstawa pozwala dzieciom doświadczyć ruchu kołysania, jednocześnie zyskując kontrolę nad postawą pionową.
- Wyściełany stolik ułatwia ukierunkowany trening na górnym poziomie klatki piersiowej.
- Zestaw do konwersji dostępny dla obecnych użytkowników Squiggles+.



Dostępny w 3 kolorach tkaniny
and a vinyl version

Dane techniczne

	Tylko jeden rozmiar
Wiek (około)	1-5
Maks. waga użytkownika	22kg/48.4lbs
Wzrost	Min 730mm / 28.5 cale Max 1100mm / 43.3 cale
Wysokość podparcia tułowia (odległość od podnóżka do pachy)	Min 160mm / 6.25 cale Max 820mm / 32 cale
Szerokość tułowia / miednicy	Min 135mm / 6.25 cale Max 250mm / 9 cale
Wysokość podparcia miednicy (odl. od podnóżka do połowy pośladka)	Min 300mm / 11.8 cale Max 530mm / 20.8 cale
Odległość między linią środkową kolan	Min 140mm / 5.5 cale Max 215mm / 8.4 cale
Szerokość bioder (odległość między prowadnicami biodrowymi)	Min 160mm / 6.3 cale Max 230mm / 9 cale
Odległość między linią środkową kolan	Min 140mm / 5.5 cale Max 215mm / 8.4 cale
Kąt płyty podnóżka	Zgięcie podeszwowo -10° Zgięcie grzbietowe -10°
Zakres kąta obrotu podstawy jezdnej	90-180°
Wysokość stolika	Min 480mm / 18.5 cale Max 825mm / 32.5 cale

LECKEY Squiggles Stander

Wszechstronny, wspierający, kompaktowy pionizator, który zapewnia maluchom doskonały początek nauki stania.



Cechy produktu

- 3 w 1: pionizator oraz leżenie (na plecach i na brzuchu).
- Idealny do użytku domowego ze względu na łatwość regulacji.
- Minimalistyczny projekt skierowany do dzieci z zabawnymi, jasnymi tapicerkami łatwo wtapia się w wystrój przedszkola/szkoły.
- Nisko nad ziemią, zachęca do socjalizacji i interakcji na wysokości oczu.
- Indywidualnie regulowane peloty klatki piersiowej i miednicy są amortyzowane dla wygody i łatwo dopasowują się pod względem wysokości, szerokości i kąta do indywidualnych potrzeb, zapewniając wygodną i bezpieczną pozycję.
- Stelaż można łatwo zdemontować do przechowywania i transportu.



Dostępny w 3 kolorach tkaniny

Dane techniczne

	Tylko jeden rozmiar
Wiek	1-5
Wzrost	730mm-1100mm [28.5"-43.3"]
Maks. waga użytkownika	22kg [48lbs]
Wysokość podparcia tułowia (odl. od podnóżka do pachy)	550mm-820mm [21.6"-32.2"]
Szerokość klatki piersiowej (odległość między pelotami)	160mm-230mm [6.2"-9"]
Regulacja podparcia klatki piersiowej	+/- 30° / 50mm [1.9"] - głębokość
Podparcie miednicy (odległość od stopy do pośladków)	300mm-530mm [11.8"-20.8"]
Szerokość bioder (odl. między prowadnicami biodrowymi)	160mm-230mm [6.2"-9"]
Odległość między linią środkową kolan	140mm-215mm [5.5"-8.4"]
Kąt płyty podnóżka	Zg. podeszwowe 10°, Zg. grzbietowe 10°
Wysokość stolika (od podnóżka do górnej części tacy)	555mm-825mm [21.8"-32.4"] - w pronacji 480mm-825mm [18.8"-32.4"] - w supinacji
Regulacja kąta stolika	30° - do przodu 40° - do tułu

LECKEY Mygo Stander

Pionizator, który oferuje nieograniczone możliwości pozycjonowania, pomagając dzieciom z umiarkowanymi i złożonymi potrzebami by stać pewnie.



Cechy produktu

- Pionizator 3 w 1 - leżenie na brzuchu, leżenie na plecach i stanie.
- Przeznaczony do poprawy funkcji kończyn górnych. Konstrukcja nakładki na klatkę piersiową odwzorowuje kształt klatki piersiowej, co pozwala pasowi barkowemu swobodnie wysuwać się i cofać w pozycji leżącej na brzuchu, podczas gdy w pozycji leżącej na plecach podparcie barku sprzyja wysunięciu barku. Co więcej, Mygo oferuje niższą wysokość stolika niż większość pionizatorów.
- Obejmuje przykurcze zgięcia stawu biodrowego i kolanowego do 25 stopni. Ruch podnóżka i peloty kolanowej są połączone, co pozwala użytkownikowi stać z ugiętymi biodrami i kolanami. Skutkuje to bardziej wyprostowaną postawą połączoną z możliwością podparcia użytkowników, których przykurcze wcześniej uniemożliwiały im terapię na stojąco.
- Użycie pasa derotacyjnego miednicy ustawia miednicę użytkownika w centralnej i neutralnej pozycji przy minimalnym wysiłku.



Dostępny w 4 kolorach tkaniny

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2
Wiek	4-10	8-14
Wzrost	1080mm-1450mm [42.5"-57"]	1350mm-1700mm [53.1"-66.9"]
Maks. waga użytkownika	50kg [110lbs]	60kg [132lbs]
Wysokość podparcia tułowia [odl. od podnóżka do pachy]	760mm-1080mm [29.9"-42.5"]	980mm-1300mm [38.5"-51.1"]
Szerokość klatki piersiowej [odległość między pelotami]	160mm-280mm [6.2"-11"]	200mm-320mm [7.8"-12.5"]
Wysokość podparcia miednicy [odl. od podnóżka do połowy]	460mm-730mm [18.1"-28.7"]	620mm-875mm [24.4"-34.4"]
Szerokość bioder [odległość między prowadnicami biodrowymi]	220mm-330mm [8.6"-12.9"]	280mm-390mm [11"-15.3"]
Kąt płyty podnóżka	Zgięcie podeszwowe 10°	Zgięcie podeszwowe 10°
Maks. obejmowany przykurcz kolana	25°	25°
Zakres wysokość stolika [od góry podkładki biodrowej]	0mm-150mm [0"-5.9"]	0mm-150mm [0"-5.9"]
Regulacja kąta stolika	45° - do przodu 45° - do tyłu	45° - do przodu 45° - do tyłu

LECKEY Horizon

Solidny, wytrzymały pionizator 3 w 1 dla użytkowników w wieku od 4 lat do dorosłości.



Cechy produktu

- Akomodacja rozbieżności długości nóg, skoliozy, lordozy lędźwiowej, kifozy, przykurczów zgięciowych kolan i asymetrycznej pozycji głowy. Możliwość wzrostu ramy i szeroka gama akcesoriów uwzględniają zmieniające się potrzeby i potencjalną asymetrię wraz ze wzrostem użytkownika.
- Idealnie nadaje się do podnoszenia i stania z podparciem tylnym. Duże miejsce do podparcia w połączeniu z podkładkami podtrzymującymi, które zapewniają dopasowanie proksymalne dla każdego użytkownika, stanowi idealne połączenie.
- Solidna, stabilna i trwała rama zapewnia ciągłe, pewne użytkowanie produktu.
- Indywidualnie regulowane nakładki na klatkę piersiową, biodra i kolana oraz podnóżki zapewniają niezrównany poziom regulacji.
- Regulacja wysokości pasów biodrowych i pasa miednicowego, umożliwiają derotację bioder, wyrównanie miednicy i środka ciężkości nad podstawą podparcia.



Dostępny w 3 kolorach tkaniny

Dane techniczne			
	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek	4-10	8-14	14-dorosły
Wzrost	1000mm-1400mm [39.3"-55.1"]	1400mm-1800mm [55.1"-70.8"]	1550mm-1800mm [61"-70.8"]
Maks. waga użytkownika	50kg [110lbs]	80kg [176lbs]	100kg [220lbs]
Wysokość ramion [od podnóżka do górnej części]	820mm-1150mm [32.2"-45.2"]	1000mm-1450mm [39.3"-57"]	1000mm-1450mm [39.3"-57"]
Wysokość podkładki biodrowej [od podn. do górnej części]	450mm-750mm [17.7"-29.5"]	750mm- 950mm [29.5"-37.4"]	750mm-1150mm [29.5"-45.2"]
Szerokość podkładki biodrowej	175mm-270mm [6.8"-10.6"]	210mm-390mm [8.2"-15.3"]	310mm-470mm [12.2"-18.5"]
Wysokość do kolan [od podnóżka do środka]	250mm- 450mm [9.8"-17.7"]	400mm-550mm [15.7"-21.6"]	400mm-650mm [15.7"-25.5"]
Szerokość między pelotami klatki piersiowej	200mm-300mm [7.8"-11.8"]	240mm-380mm [9.4"-14.9"]	340mm-460mm [13.3"-18.1"]
Regulacja kąta płyty podnóżka	10°	10°	10°
Regulacja kąta	0°-90°- do przodu 0°-90°- do tyłu	0°-90°- do przodu 0°-90°- do tyłu	0°-90°- do przodu 0°-90°- do tyłu
Regulacja kąta stolika	0°-40°- do przodu +/- 20°/30°- do tyłu	0°-40°- do przodu +/- 20°/30°- do tyłu	0°-40°- do przodu +/- 20°/30°- do tyłu

LECKEY Pronestander

Solidna, regulowana pozycja stojąca z podparciem przednim dla użytkowników w wieku 1-18 lat.

Cechy produktu

- Sandały typu flip-up ułatwiają użytkownikom przejście na stojąco bezpośrednio na pionizator.
- Długa podstawa zapewnia maksymalną stabilność nawet najbardziej aktywnym użytkownikom, zapewniając spokój ducha opiekunom.
- Unikalny pas derotacyjny i poduszka miednicy współpracują ze sobą, aby utrzymać użytkownika w centralnej pozycji w ramie z równomiernym naciskiem na każdą stopę.
- Indywidualnie regulowane wsporniki klatki piersiowej, bioder, kolan i sandałów, aby zapewnić szeroki zakres potrzeb klinicznych.
- Łatwa konfiguracja dzięki pięciu bezpiecznym pozycjom stania z przednim podparciem od 85 do 45 stopni.



Rozmiar 1 dostępne tylko w tkaninie Meadow
Rozmiar 2 i 3 dostępne tylko w tkaninie Mondeo

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek	1-5	4-10	9-18
Wysokość użytkownika	800mm-1151mm [31.4"-45.3"]	1100mm-1448mm [43.3"-57"]	1400mm-1849mm [55.1"-72.7"]
Maks. waga użytkownika	60kg [132lbs]	80kg [176lbs]	90kg [198lbs]
Wysokość poduszki na klatkę	470mm-680mm [18.5"-26.7"]	680mm-975mm [26.7"-38.3"]	975mm-1350mm [38.3"-53.1"]
Kąty podparcia przedniego	85°, 75°, 65°, 55°, 45°		
Szerokość między pelotami klatki piersiowej	152mm-254mm [5.9"-10"]	203mm-305mm [7.9"-12"]	254mm-356mm [10"-14"]
Rozmiary stolika	540mm x 385mm [21.2" x 15.1"]	580mm x 410mm [22.8" x 16.1"]	645mm x 460mm [25.3" x 18.1"]

LECKEY Freestander

Solidny, pionizator dla
użytkowników w wieku 1-18 lat.

Cechy produktu

- Elastyczność zmiany ramy w celu spełnienia indywidualnych potrzeb użytkownika, np. podparcie miednicy można usunąć dla użytkowników z kontrolą tułowia, odwrotnie, wysokość stolika i kąt można zwiększyć tam, gdzie wymagane jest większe podparcie. Prosta, aktywna konfiguracja jest również możliwa dla bardziej wprawnych użytkowników, np. porażenie połowicze lub GMFCS II/III.
- Prosta, intuicyjna regulacja, ponieważ wszystkie elementy do podparcia wychodzą z dwóch pionowych słupków.
- Pas biodrowy osiąga unikalną pozycję, która umożliwia derotację bioder, wyrównanie miednicy i środka ciężkości nad podstawą podparcia oraz akomodację lub korektę zgięcia w biodrach i kolanach.



Rozmiar 1 dostępne tylko w tkaninie Meadow
Rozmiar 2 i 3 dostępne tylko w tkaninie

Dane techniczne			
	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek	1-5	4-10	9-18
Wysokość użytkownika	800mm-1151mm [31.4"-45.3"]	1100mm-1448mm [43.3"-57"]	1400mm-1849mm [55.1"-72.7"]
Maks. waga użytkownika	60kg [132lbs]	80kg [176lbs]	90kg [198lbs]
Wysokość poduszki na klatkę piersiową	470mm-680mm [18.5"-26.7"]	680mm-975mm [26.7"-38.3"]	975mm-1350mm [38.3"-53.1"]
Szerokość między pelotami klatki piersiowej	152mm-254mm [5.9"-10"]	203mm-305mm [7.9"-12"]	254mm-356mm [10"-14"]
Rozmiary stolika	540mm x 385mm [21.2" x 15.1"]	580mm x 410mm [22.8" x 16.1"]	645mm x 460mm [25.3" x 18.1"]

LECKEY Totstander

Prosty i łatwy w użyciu system pionizacji dla dzieci w wieku 1-5 lat.

Cechy produktu

- Może być używany jako pionizator lub przez terapeutów do oceny pionizacji.
- Promuje aktywne stanie, ruch i przenoszenie ciężaru ciała.
- Kompaktowy i łatwy w transporcie do różnych środowisk, np. z ośrodków terapeutycznych do domu.
- Zapewnia łagodne wprowadzenie do sprzętu rehabilitacyjnego dzięki prostemu, łatwemu w obsłudze i przyjaznemu dla dzieci wzornictwu.



Dostępny w 1 kombinacji kolorystycznej tkaniny

Dane techniczne	
	Tylko jeden rozmiar
Wiek	1-5
Wysokość opaski na klatkę piersiową	470mm- 640mm [18.5"-25.1"]
Głębokość bazy	450mm [17.7"]
Szerokość bazy	450mm [17.7"]
Maks. waga użytkownika	22kg [48lbs]

LECKEY MyWay

MyWay jest liderem, jeśli chodzi o maksymalizację możliwości niezależnego poruszania się i zapewnienie dzieciom swobody odkrywania ich świata.



Cechy produktu

- Unikalna uprząż przypominająca gorset zapewnia stabilność tułowia dla optymalnego wzorca stąpania i aktywnego ruchu. Uprząż MyWay zapewnia użytkownikom wsparcie wymagane do rozwinięcia kontroli nad głową i kończynami. Jego efekt podobny do uścisku zwiększa sensoryczne sprzężenie zwrotne, tłumi mimowolne ruchy, zwiększa pewność siebie i szansę na sukces.
- Otwarta przednia rama MyWay bez użycia rąk maksymalizuje możliwości eksploracji i uczestnictwa. Otwarta konstrukcja pozwala również terapeutom zbliżyć się do dziecka i pracować z jego kończynami dolnymi, gdy są one w MyWay, ułatwiając kierowany ruch.
- Podnoszona uprząż ułatwia przenoszenie – bezpośrednie przenoszenie eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych temblaków do podnoszenia i maksymalnie wykorzystuje czas terapii. Podnoszenie w uprząży MyWay zapewnia również najwyższy komfort użytkownikowi, ponieważ nie wsuwa się pod pachy.
- Wielofunkcyjne kółka, lekka rama oraz precyzyjna regulacja wysokości w pozycji stojącej, pomagają rozpocząć stawianie kroków i kontrolować ruch.
- Szereg opcjonalnych akcesoriów dostępnych w celu spełnienia indywidualnych wymagań, w tym zagłówek, prowadnice kostek i siodełko.



Uprząże dostępne w 6 kolorach tkaniny

Dane techniczne			
	Rama rozmiar 1	Rama rozmiar 2	Rama rozmiar 3
Wiek (około)	1-5	4-11	10-16
Wysokość ramion (do podłogi) [mm]	635-920	870-1190	1070-1490
Wysokość siodełka (wewnątrz nogi)	220-440	400-610	550-810
Maks. waga użytkownika [kg]	25	50	80
Waga ramy [kg]	12 (rama S1 i górna jednostka wspierająca nie rozdzielać)	6.5	9.5
Waga górnego wspornika [kg]		10.5	11
Szerokość ramy [mm]	570	670	720
Długość ramy [mm]	720	850	1100

Uprząże						
	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5	Rozmiar 6
Wiek (około)	1-4	2-6	5-9	8-12	12-15	Up to 16
Talia na poziomie pępka [cm]	46-56	50-60	55-65	60-70	70-80	80-90
Kolory	Fioletowy	Zielony	Niebieski	Czerwony	Pomarań- czowy	Szary

LECKEY MyWay Pedal

MyWay Pedal to rewolucyjny trener eliptyczny, który pomaga poprawić siłę i sprawność funkcjonalną. Mocowany do ramy MyWay w rozmiarze 2 i 3, pedały MyWay są idealne, aby zapewnić dzieciom możliwość bycia aktywnym, zabawy i łączenia się z przyjaciółmi.



Cechy produktu

- Celuje i wzmacnia mięśnie antygravitacyjne, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju przykurczów stawu biodrowego i kolanowego oraz poprawić funkcję. Pedałowanie w pozycji wyprostowanej ma na celu wzmacnianie mięśni antygravitacyjnych (łydki, mięśnie czworogłowe i ścięgna podkolanowe) - w przeciwieństwie do trójkątowca, który zachęca do zgiętej pozycji. Pionowa pozycja MyWay Pedal zapewnia pracę mięśni czworogłowych dokładnie tam, gdzie często brakuje siły, na koniec zakresu. Praca na końcu zakresu zmniejszy ryzyko przykurczów stawu biodrowego i kolanowego oraz ograniczy możliwość pogorszenia zdolności stania i chodzenia..
- Ułatwia działanie eliptyczne bardziej jak chodzenie, aby pomóc w realizacji celów terapii chodu. MyWay Pedal zapewnia wrażenia sensomotoryczne podobne do chodu. W przeciwieństwie do ruchu okrężnego podczas jazdy na rowerze, pedałowanie eliptyczne w MyWay Pedal zapewnia wydłużone rozciąganie kończyn dolnych, ponieważ wymaga dłuższego



ruchu do przodu/do tyłu, a nie ruchu w górę/w dół. Pomaga poprawić obciążenie wokół biodra, aby wspomóc rozwój stawów.

- Używaj w połączeniu z aplikacją Leckey Connect, aby rejestrować wyniki i motywować dziecko. Aplikacja zapewnia cenny sposób mierzenia wydajności i postępów dziecka w zakresie prędkości, dystansu i czasu trwania pedałowania eliptycznego. Jest dostępny na smartfony z systemem Android, tablety i na portalu internetowym Leckey.
- Pasuje do ramy w rozmiarze 2 i 3 MyWay i może być montowany z użytkownikiem w ramie lub poza nią.
- Dostępne dwa rozmiary sandałów.







Przywitaj się z Firefly





Łatwe korzystanie z toalety w domu i poza nim

Innowacyjne, przenośne krzesółko sedesowe, ułatwiająca naukę korzystania z toalety rodzinom dzieci ze specjalnymi potrzebami.



Cechy produktu

- Odpowiedni dla dzieci w wieku 2-9 lat o maksymalnej wadze użytkownika do 30kg/66lbs.
- Rama GottaGo ma 3 ustawienia wysokości: do wysokości nocnika, do standardowej wysokości toalety i do wysokości toalety dla osób niepełnosprawnych.
- Ciepłe w dotyku, łatwe do czyszczenia materiały gwarantują wygodę i dopasowanie.
- Łatwy do ustawienia i przechowywania.
- Specjalnie dostosowany przewód dotyczący korzystania z toalety, aby wspierać i motywować rodziny podczas nauki korzystania z toalety i z



Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2
Wiek (około)	2-5 lat	4-9 lat
Szerokość bioder	22.5cm	27cm
Minimalna głębokość siedziska*	22cm	29cm
Kąt nachylenia oparcia (do	8°	25°
Kąt uda (poza poziomem)	40°	40°
Wysokość oparcia	24cm	36cm
Waga (krzesło i rama)	5.8kg	6.1kg

* W przypadku chłopców zaleca się wybór dużego rozmiaru, pod warunkiem, że spełniają oni wymagania minimalnej głębokości siedziska.





GoTo Seat

Jedno małe siedzisko, niezliczone możliwości

Lekki, przenośny i stylowy fotelik wspierający postawę, który poprawia życie dzieci.



Cechy produktu

- Nadaje się do mocowania do większości standardowych krzeseł w domu, restauracjach i klasach za pomocą regulowanych pasków mocujących. Może być również przymocowany do wózków sklepowych.
- Regulowany zagłówek i peloty, które dopasowują się do wzrostu.
- Dostępny zagłówek standardowy lub zaawansowany.
- Dostępna poduszka odcciążająca.
- Opcjonalny stojak Floorsitter ma 26 pozycji pochylecia, od pozycji pionowej (106°) do pozycji



Dostępny w 2 kolorach tkaniny oraz wersji winylowej



Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2
Wiek	1-3	3-8
Od podstawy siedzenia do górnej części	380mm-540mm (14"-21")	510mm-680mm (20"-27")
Szerokość podparcia bocznego	190mm-260mm (7.5"-10")	210mm-300mm (8"-12")
Głębokość siedziska	175mm (7")	244mm (9.5")
Maks. waga użytkownika	15kg (33lbs)*	30kg (66lbs)**

*Jeżeli dziecko waży powyżej 13 kg/28,5 funta, GoTo Seat nie może być używany w wózku na zakupy.

**Rozmiar 2 GoTo jest zbyt duży do zastosowania w wózkach sklepowych.



firefly Upsee

Małe kroki do niezbadanego świata

Uprząż ułatwiająca poruszanie się zaprojektowana tak, aby umożliwić dzieciom ze specjalnymi potrzebami doświadczanie ruchu w pozycji pionowej.



Cechy produktu

- Ułatwia stopniowe przenoszenie ciężarów i daje dzieciom z upośledzeniem ruchowym bliskość i pewność potrzebną do stania i poruszania się z pomocą osoby dorosłej.
- Stwarza możliwość rozwoju społecznego i emocjonalnego, ponieważ użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z rówieśnikami na poziomie oczu.
- Składa się z trzech części - uprząży dziecięcej, pasa dla dorosłych i podwójnego sandała.
- Trwałe, nadające się do prania w pralce i oddychające tkaniny.
- Dostępne dwie wersje kolorystyczne dla każdego



Dostępny w 4 kolorach tkaniny

Dane techniczne

	Bardzo Mała	Mała	Średnia	Duża
Wiek	1-2	2-4	4-6	6-8
Maks. waga użytkownika	15kg (33lbs)	15kg (33lbs)	20kg (44lbs)	25kg (55lbs)
Odległość od ramion do bioder	280mm-320mm (11"-13.5")	310mm-360mm (12"-14")	350mm-390mm (14"-15.5")	380mm-420mm (15"-16.5")
Obwód klatki piersiowej	500mm-570mm (19"-22")	520mm-600mm (20"-24")	570mm-650mm (22"-26")	630mm-710mm (25"-28")
Obwód bioder (u dołu)	500mm-570mm (19"-22")	520mm-600mm (20"-24")	580mm-670mm (23"-26")	640mm-730mm (25"-29")



firefly Scooot

Stylowy jeździk dla małych odkrywców

Zestaw 4 w 1 do siedzenia i jazdy, który daje dzieciom swobodę odkrywania i zabawy w dobrym stylu.



Cechy produktu

- Scoot ma cztery konfiguracje: Scoot, Ride, Pooosh i Crawl. Różne konfiguracje dla różnych umiejętności i różnych sposobów zabawy.
- Aby uzyskać dodatkowe wsparcie w Scoot, pomaga zaawansowana poduszka oparcia. Jest opcjonalnym dodatkiem, który zapewnia podparcie tułowia dziecka. Boki poruszają się w górę i w dół, aby zapewnić wsparcie tam, gdzie jest potrzebne. Lub zdejmij je i ciesz się wygodnym, wyściełanym oparciem. Zaawansowaną poduszkę oparcia można łatwo zamocować, umyć i można ją kupić osobno.
- Jeden Rozmiar przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-6 lat - podnóżek dostosowuje się do



Cztery konfiguracje

- **Crawl** pozwala dzieciom poruszać się i odkrywać świat leżąc na brzuszku, pomaga wzmocnić górną część ciała i mięśnie brzucha podczas podnoszenia głowy i ramion.
- **Scoot** pozwala dzieciom siedzieć prosto i poruszać się za pomocą stóp. Wspierany przez pas biodrowy i oparcie, tułów i miednica dziecka są zachęcane do stabilizacji, uwalniając ręce do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów, zabawy z rodziną i poznawania otoczenia.
- **Ride/Jeźdźnik** pozwala dzieciom poruszać się po podłodze, poruszając koła rękami. Zabawa w tej funkcji może budować siłę górnej części ciała, podczas gdy eksploracja i uczestnictwo mogą poprawić świadomość przestrzenną, a także zdolności poznawcze, sensoryczne i komunikacyjne.
- **Pooosh** pozwala komuś innemu wykonać ciężką pracę. Jeśli dziecko nie jest jeszcze gotowe do samodzielnej jazdy (lub jest po prostu zmęczone), przymocuj uchwyt **Pooosh**. Pomaga maluchom przyzwyczaić się do Scoota. A to oznacza, że rodzice i terapeuci mogą pomóc im śledzić zabawę w domu,



Dane techniczne	
Rozmiar	4-in-1
Wiek	2-6
Maks. waga użytkownika	22kg (48.5lbs)
Głębokość siedziska	400mm (15.5")
Szerokość siedziska	230mm (9")
Odległość od bioder do końca podnóżka	520mm-630mm (20.5"-24.5")
Szerokość oparcia	260mm (10.5")
Wysokość oparcia	300mm (12")
Szerokość nadkola	230mm (9")
Długość uchwytu Pooosh	800mm-890mm

firefly Playpak

Zabawa terapeutyczna dla maluchów

Przenośny, wszechstronny zestaw do wczesnej interwencji, który zapewnia dzieciom klocki potrzebne do rozwijania kluczowych umiejętności.



Cechy produktu

- Lekki i przenośny.
- Więcej niż tylko praktyczność – Playpak wygląda świetnie dzięki kolorowemu, zabawnemu i przyjaznemu dla dzieci wzornictwu.
- Zdejmowane pokrowce można prać w temperaturze 40°C i suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.
- Broszura online dotycząca terapii, zawiera porady ekspertów i instrukcje pomagające w rozwijaniu umiejętności fizycznych, poznawczych, sensorycznych i komunikacyjnych.
- Lekka torba zawierająca całe centrum ćwiczeń, w tym rolki, kliny i wsporniki (zaprojektowane przez ekspertów klinicznych), które łączą się ze sobą na dziesiątki różnych sposobów, aby ćwiczyć wczesne pozycje, które tworzą elementy budulcowe dla późniejszych umiejętności.



Pomaga rozwinąć 5 kluczowych umiejętności:

- Leżenie na plecach (na wznak)
- Leżenie na brzuchu
- Siedzenie na podłodze (długie siedzenie)
- Leżenie na boku
- Czteropunktowe klęczenie





Codzienne przygody w wielkim stylu

Stylowy, lekki wózek spacerowy, który idealnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu przez aktywne rodziny i maluchy lubiące być w ruchu.



Cechy produktu

- Kompatybilny z fotelikiem Firefly GoTo.*
- Lekki i łatwy do złożenia.
- Akcesoria w standardzie – daszek przeciwsłoneczny, osłona na nóżki, osłona przeciwdeszczowa i koszyk.
- Kąt pochylenia oparcia do 140 stopni
- Maksymalna waga użytkownika 30 kg.*
- Koła przystosowane do trudnego terenu.
- Niewielkie gabaryty, dzięki czemu zmieszczą się w większości bagażników samochodowych.

* Proszę sprawdzić dane techniczne, aby uzyskać dokładne wymiary



Dane techniczne	
Długość produktu (złożony)	116cm
Wysokość produktu (złożony)	38cm
Wysokość WeGo	122cm
Głębokość siedziska	26cm
Wysokość siedziska	50cm
Szerokość siedziska	35cm
Najkrótsze ustawienie podnóżka	25cm
Najdłuższe ustawienie podnóżka	33cm
Waga WeGo	11kg
Waga WeGo z fotelikiem GoTo	13kg

Uwaga - nie wszystkie dzieci korzystające z fotelika GoTo w rozmiarze 2 będą mogły korzystać z WeGo. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po rozmiarach.



firefly **Splashy**


Wodne przygody dla małych pluskaczy

Lekkie, przenośne, wielofunkcyjne siedzisko do kąpieli, którego można używać zarówno podczas kąpieli, jak i innych zabaw w wodzie.



Cechy produktu

- Splashy został zaprojektowany tak, aby siedzieć nisko w wannie, aby dziecko mogło czerpać korzyści z zanurzenia się w wodzie.
- Wspaniała estetyka dzięki opcjom jasnych kolorów i nowoczesnemu wzornictwu.
- Splashy dostosowuje się do potrzeb wsparcia postawy dziecka, z opcją 5-punktowego pasa lub 3-punktowego wsparcia miednicy. Istnieją cztery odłączane elementy pozycjonujące, które zapewniają dodatkowe wsparcie tam, gdzie jest to potrzebne. Uprząż i wsporniki piankowe można łatwo przymocować do podstawy siedziska za pomocą zatrzasków.
- Ciepła w dotyku pianka jest miękka, niezależnie od tego, czy jest mokra, czy sucha.
- Stojak Floorsitter do Splashy umożliwia łatwe przełączanie między 26 pozycjami odchylenia, od pozycji pionowej (106 stopni) do pełnej pozycji leżącej (140 stopni).
- Lekkie, zdejmowalne części ułatwiają czyszczenie.




Dostępny w 3 kolorach

Dane techniczne

Wiek	1-8
Wysokość oparcia	610mm (24")
Szerokość oparcia	385mm (15")
Głębokość oparcia	300mm (12")
Szerokość siedziska	350mm (14")
Szerokość stojaka	420mm (16.5")
Długość stojaka Floorsitter	630mm (24")
Maks. waga użytkownika	30kg (66lbs)



firefly **Splashy Big**

Wodne przygody dla dużych pluskaczy

Ze wszystkimi funkcjami i zaletami Splashy, Splashy Big otwiera o wiele więcej możliwości dla dzieci w wieku 8-16 lat, które chcą uczestniczyć w zabawie i zajęciach z przyjaciółmi i rodziną.

Cechy produktu

- Odpowiedni dla użytkowników w wieku 8-16 lat i maksymalną wagą do 55KG/122lbs..
- Splashy Big jest lekki i bardzo łatwy w utrzymaniu dzięki ciepłym w dotyku i szybkoschnącym powłokom. Czyszczenie go po użyciu to pestka.
- Stojak Floorsitter do Splashy Big ma 26 opcji odchyłania oparcia oraz nową funkcję stabilizacji do użytku poza wanną.



Dostępny w 2 kombinacjach kolorystycznych

Dane techniczne

Wysokość oparcia	720mm [28.5"]
Szerokość oparcia	450mm [17.5"]
Głębokość podstawy siedziska	400mm [15.5"]
Szerokość podstawy siedziska	450mm [17.5"]
Szerokość stojaka Floorsitter	420mm [16.5"]
Szerokość stojaka Floorsitter ze stabilizatorem	665mm [26"]
Długość stojaka Floorsitter	795mm [31"]
Maks. waga użytkownika	55kg [121lbs]
Wiek	8-16 lat





Pozostałe
produkty

LECKEY Advance Bath Chair

Krzesło kąpielowe Leckey Advance zapewnia wsparcie postawy, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas kąpieli.

Cechy produktu

- Regulowana wysokość nóg.
- Oddychający pokrowiec, zdejmowany i nadający się do prania w pralce.
- Kąt regulacji pochylenia oparcia od 0-90 stopni.
- Składa się płasko do przechowywania



Dane techniczne				
	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Wiek	1-5	4-9	8-14	12-18
Minimalny wzrost	750mm [30"]	950mm [37"]	1150mm [45"]	1350mm [53"]
Maksymalny wzrost	1050mm [41"]	1250mm [49"]	1450mm [57"]	1650mm [65"]
Maks. waga	72kg [159lbs]	72kg [159lbs]	72kg [159lbs]	72kg [159lbs]



Dostępny w 2 kolorach tkaniny

LECKEY Shower Trolley

Wózek prysznicowy uzupełnia krzesło kąpielowe Advance, które w ciągu kilku sekund można przekształcić w krzesło prysznicowe.

Cechy produktu

- Przekształca w kilka sekund krzesło kąpielowe Advance w uniwersalne krzesło prysznicowe.
- Wykonane ze stali nierdzewnej klasy medycznej.
- Solidna rama i wysoka jakość kółek z możliwością blokady.
- Można nim łatwo i bezpiecznie manewrować po mokrych i śliskich powierzchniach.
- Możliwość dopasowania do wszystkich czterech rozmiarów krzesła kąpielowego Leckey Advance.



Dane techniczne	
Tylko jeden rozmiar	
Wiek	1-18
Długość	900mm-1150mm [36"-45"]
Szerokość	600mm [24"]
Wysokość siedziska od	650mm-700mm [26"-28"]

LECKEY Sleepform

Mocny, trwały, praktyczny i regulowany zestaw do spania dla dzieci w wieku 0-18 lat.

Cechy produktu

- Ścisłe dopasowanie proksymalne otula dziecko kokonem i sprawia, że czuje się bezpiecznie. Szybko i łatwo dopasowuje się do zmieniającego się kształtu ciała.
- Kompaktowy i przenośny na wizyty u rodziny, wyjazdy na wakacje itp. Nadaje się do użytku na różnych powierzchniach.
- Obsługuje 24-godzinne zarządzanie postawą, które można wykorzystać w ciągu dnia do wspierania zmian pozycji.
- Może być używany w łóżeczkach i łóżkach pojedynczych i pasuje do wszystkich pozycji do spania.
- Materac oddychający.
- Arkusz siatki do rejestrowania najlepszej pozycji do spania.
- Dostępna karta kontroli temperatury.



Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Wiek	0-1	1-5	1-5	5-18
Odpowiedni do	łóżeczko składane	łóżeczko składane	łóżko pojedyncze	łóżko pojedyncze

WHITMYER® Zagłówki

Asortyment Whitmyer zapewnia różnorodne rozwiązania do pozycjonowania głowy w celu podparcia i/lub kontroli odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy, od najbardziej podstawowych potrzeb po najbardziej złożone. W asortymencie dostępna jest pełna rozmiarówka i akcesoria, pozwalające na zindywidualizowane ułożenie użytkownika.

Adjust-A-Plush i Plush

Cechy produktu

- Zagłówki z pojedynczą poduszką, które można łatwo regulować i dostosowywać do zmian lub niespójności w ułożeniu ciała.
- Wykorzystuje warstwy pianki o podwójnej gęstości na wyprofilowanym, zakrzywionym panelu.
- Unikalny kształt „bańki” zapewnia tylne podparcie z wysokim stopniem komfortu i bezpieczeństwa.
- Podstawowy zagłówek, który jest idealny do pochylania/leżenia i ma możliwość dodania podparcia bocznego i przedniego. Poduszki w większych rozmiarach są idealne dla użytkowników aktywnych ruchowo, którzy mogą próbować zwiesić głowę przy innych zagłówkach.



Dane techniczne					
	Adjust-A-Plush Standardowy	Adjust-A-Plush Wąski	Plush 250mm	Plush 350mm	Plush 480mm
Szerokość	200mm-460mm [7.8"-18.1"]	152mm-355mm [5.9"-13.9"]	235mm [9.2"]	336mm [13.2"]	182mm [18.9"]
Wysokość	127mm [5"]	76mm [2.9"]	127mm [5"]	127mm [5"]	190mm [7.4"]

Contoured Cradle

Cechy produktu

- Unikalny anatomiczny kształt, zaprojektowany tak, aby otulać potylicę i zapewniać boczne wsparcie odcinka szyjnego, zapewniając wysoki stopień komfortu i pozycjonowania.
- Pojedyncza regulacja kołnierza obrotowego umożliwia ustawienie w celu uzyskania maksymalnego kontaktu z powierzchnią oparcia.
- Wiele rozmiarów poduszki pasuje od niemowlęcia do dorosłego



Dane techniczne

	Mały	Średni	Duży
Szerokość	216mm [8.5"]	250mm [9.8"]	330mm [12.9"]
Wysokość	100mm [3.9"]	120mm [4.7"]	176mm [6.9"]

Heads Up

Cechy produktu

- Innowacyjny przedni system podparcia głowy.
- Zaprojektowany, aby zmaksymalizować interakcję użytkownika z otoczeniem poprzez zapewnienie przedniego, tylnego i boczno podparcia głowy i szyi.
- Zawiera podbródek oraz odchylane, regulowane ramiona ułatwiające przenoszenie i zastosowanie u różnych użytkowników.




Dane techniczne

	Wczesna		Mały		Średni		Duży	
	Krótki	Długi/	Krótki	Długi/	Krótki	Długi/	Krótki	Długi/Wysoki
Szerokość	84mm [3.3"]	84mm [3.3"]	102mm [4"]	102mm [4"]	117mm [4.6"]	117mm [4.6"]	147mm [5.7"]	147mm [5.7"]
Wysokość	64mm [2.5"]	91mm [3.5"]	71mm [2.7"]	109mm [4.2"]	84mm [3.3"]	127mm [5"]	94mm [3.7"]	150mm [5.9"]

Notatki

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Bezpłatny serwis Leckey

Nasze bezpłatne usługi i wsparcie obejmują:

- 1 **Bezpłatne szkolenie produktowe**
- 2 **Bezpłatne pomiary**
- 3 **Bezpłatna obsługa zgłoszeń gwarancyjnych**

Zasady obsługi produktów poza gwarancją, można uzyskać od Działu obsługi klienta firmy Sunrise Medical Poland.

Formularze zamówień i lista części zamiennych przedłużających żywotność produktu i umożliwiających ponowne wydanie są dostępne na żądanie lub online na www.sunrise-medical.pl

Jeśli potrzebujesz pomiaru lub demonstracji produktu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem [+48] 42 275 83 38 lub mailem pl@sunrisemedical.pl



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel. (+48) 42 275 83 38
pl@sunrisemedical.pl

Producent:
James Leckey Design Limited
19 Balinderry Road, Lisburn
County Antrim, BT28 2SA
Tel. (+44) 28 9260 0750

www.sunrise-medical.pl



James Leckey Design Limited dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym katalogu produktów były dokładne i aktualne. W momencie oddawania do druku, prezentowane informacje są zgodne z najlepszą wiedzą firmy. Jednak James Leckey Design Limited, nie może przyjąć odpowiedzialności za zmiany informacji o produkcie po oddaniu do druku.

Data publikacji: 2 luty 2022

LS950-08