



Magic 360

Elektrisk rullestol
for utendørs bruk

1.1 Oppdatert mars 2025

magic
Mobility

Because the world's not flat

Elektrisk rullestol med motorisert
styring for utendørs bruk med
midthjulsdrift



Magic 360 DK10

MAGIC 360

Delkontrakt 10 - Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner - for voksne, 3. valg.



DEN KOMPLETTE ELEKTRISKE RULLESTOLEN

- Magic 360 tar deg dit du vil - hele året. Den er suveren på alle underlag og ved alle kjøreforhold.
- God sitte- og kjørekomfort med elektriske setefunksjoner inkludert liggefunksjon og 30 cm seteløft.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Det smale understellet sikrer at Magic 360 er enkel og smidig å manøvrere, også i trange omgivelser.
- Komplett tilbehørsprogram.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MAGIC 360 (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 10	Delkontrakt	DK 10
Totallengde	Fra 98 cm	Hindertakning	10 cm
Totalbredde	Fra 61 cm	Snuradius	Fra 62 cm
Setebredde	30-56 cm	Drivhjul	14"
Setedybde	30-56 cm	Svinghjul	7"
Setehøyde u/pute	44-74 cm	Totalvekt	Fra 103 kg
Setehøyde m/pute	53-83 cm	Maks. brukervekt	160 kg
Seteløft	30 cm	Maks hastighet	10 km/t
Ryggghøyde	56-70 cm	Maks kjørelengde i hht ISO7176-4:2008	35 km*
Ryggvinkel	El. 94°-160°	Batteri	73Ah
Tilt	El. 0°-50°	Batterilader	10 Amp
Benstøttevinkling	Elektrisk		
Dynamisk stabilitet	10°		

*J) Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.



STANDARD KONFIGURASJON

- Midthjulsdrift
- Elektrisk tilt, rygg, seteheis og benstøtter
- Godkjent kollisjonstest
- Hastighet 10 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak



Valg og opsjoner



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



Standard



Scout



Attende (Forus)

LEDSAGERSTYRING: Magic 360 har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



OMGIVELSESKONTROLL Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåttann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng.



SPESIALSTYRINGER: Stort utvalg styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn som enkelt kan monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC Fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

JAY sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende.



WHITMYER: Komplette og anerkjente sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



KINETIC BALANCE: posisjoneringsprodukter med unike egenskaper. Brukervennlig utforming for enkel bruk.



STABILITET OG KOMFORT PÅ ALLE UNDERLAG



- Alle elektriske funksjoner.
- Med Rehab seteløsning tilpasset behov og bruk er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheten for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.

RYGG

De store, integrerte sidestøttene sikrer god stabilitet i ryggen

I ØYEHØYDE MED LIVET

Seteløft på 30 cm gir økt rekkevidde i hverdagen.



PERFEKT I TRANGE OMGIVELSER

Med midthjulsdrift og en totalbredde på kun 66 cm er Magic 360 mer en kompakt nok til å ferdes innendørs på offentlig transport, kafeer, hjemme eller på arbeid.



HODESTØTTE

Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke trekket gir ytterligere komfort.

ARMLENER Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde.



Armlenene kan vippes opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade.

BENSTØTTE Den sentermonterte, elektriske benstøtten bidrar til god stabilitet ved kjøring og hvile. Benstøtten er vinkelregulerbar og lengdekompenenserende.





IMPROVING
PEOPLE'S
LIVES[®]

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frøde Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frøde Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.

MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.