

Q300 M Mini

Elektrisk rullestol

1.2 Oppdatert januar 2025



Q300M Mini DK 16



Q300M Mini DK 26

Q300 M MINI

Delkontrakt 16 - motorisert styring for begrenset utendørs bruk med midthjulsdrift og elektriske setefunksjoner - for voksne, 3. valg.

Delkontrakt 26 - motorisert styring for innendørs bruk med elektriske setefunksjoner - for voksne, 3. valg.



Q300 M Mini- Delkontrakt 16

Q300 M Mini- Delkontrakt 26

GOD SITTEKOMFORT KOMBINERT MED LETT OG FLEKSIBEL MANØVRERING

- SEDEO PRO setesystem sikrer optimal stabilitet og komfort i sittende stilling.
- Raske og allsidige tilpassingsmuligheter i seteenheten.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Smalt, 52 cm, og smidig understell med enkel manøvrering.
- Komplett tilbehørsprogram.
- Enklere service og vedlikehold med blant annet enklere batteriskift og lys plassert slik at de er beskyttet mot skader.
- Q 300 Mini i delkontrakt 16 har kraftige luftfylte dekk med godt grep og god kjørekomfort på alle underlag. Q 300 Mini i delkontrakt 26 har mønstrede dekk på drivhjul for enkel og smidig manøvrering.

STANDARD KONFIGURASJON

- Midthjulsdrift
- Elektrisk tilt, rygg, seteheis og benstøtter
- Godkjent kollisjonstest (136 kg)
- Hastighet, maks. 10 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak
- Elektronikk: R-Net



TEKNISKE SPESIFIKASJONER Q300 M MINI (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 16	DK 26		DK 16	DK 26
Totallengde	Fra 106 cm	Fra 106 cm	Dynamisk stabilitet	6°	6°
Totalbredde	Fra 52 cm	Fra 52 cm	Hindertakning	7 cm	7 cm
Setebredde	38-56 cm	38-56 cm	Snuradius fra	56 cm	56 cm
Setedybde	40-58 cm	40-58 cm	Drivhjul	13"	13"
Setehøyde u/pute	45-79 cm	45-79 cm	Svinghjul	7"	7"
Setehøyde m/pute	56-90 cm	56-90 cm	Totalvekt	Fra 130 kg	Fra 130 kg
Rygghøyde	53-72 cm	53-72 cm	Maks. brukervekt	136 kg	136 kg
Ryggvinkel	Man. 86°-106°	El. 85° - 120°	Maks hastighet	10 km/t	10 km/t
Tilt	El. -0°-50°	El. -0°-50°	Maks kjørelengde	36 km	36 km
Benstøttevinkling	Elektrisk	Elektrisk	Batteri	56Ah	56Ah
Seteløft	30 cm	30 cm	Batterilader	Impulse IP65	Impulse IP65

Valg og opsjoner



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



OMGIVELSESKONTROLL Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåtann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



LEDSAGERSTYRING: Q300 M Mini har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng.



SPESIALSTYRINGER: Stort utvalg styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn som enkelt kan monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC Fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

JAY sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende. Ønsker du å benytte JAY sitteputer, kan Q300 M Mini utstyres med plansete.



WHITMYER: Komplet og anerkjent sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



KINETIC BALANCE: posisjoneringsprodukter med unike egenskaper. Brukervennlig utforming for enkel bruk.

SEDEO PRO SETESYSTEM

God sitte- og kjørekomfort ute, inne og i bil.



STABILITET OG KOMFORT FOR DE SOM SITTER LENGE

- Med SEDEO PRO er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheten for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.
- Godt utslag på tilt og ryggvinkelregulering gir mulighet for god hvilestilling der personen kan legge seg godt bakover og få full strekk i bena. Selv i hvilestilling gir armlenene god og komfortabel støtte.



ENKEL JUSTERING

- Med SEDEO PRO setesystem er det kort vei til en god sitte- og kjørestilling. De fleste innstillinger gjøres ved hjelp av ett verktøy - fem millimeter unbrakonøkkel - og kan utføres med personen sittende i stolen.



RYGG

Sedeo pro ryggen er fleksibel og kan justeres etter ulike behov. Sidestøttene kan justeres individuelt og kan også justeres for asymmetri. Ryggen har borrelåsbånd for innstilling til ulike kurvaturer.

Ryggens utforming og sidestabilitet kan stilles med personen sittende i stolen. Dersom behovene endrer seg er det enkelt å etter-tilpasse ryggen. Passer ikke standard ryggpute i SEDEO PRO sortimentet kan du velge mellom ryggputer med ulik utforming.



SETEPUTER

SEDEO PRO seteputer har en anatomisk form som gir stabilitet til sittestillingen gjennom god støtte til sete og lår. Formen, samt bruk av materialer, sørger for gode trykksårforebyggende egenskaper. Dersom du ikke finner riktig pute i vårt utvalg av SEDEO PRO seteputer, kan rullestolen leveres med plansete for bruk av andre seteputer.



HODESTØTTE

Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke, avtagbare trekket gir ytterligere komfort. SEDEO PRO hodestøtter er tilgjengelig i to ulike utforminger/størrelser.



ARMLENER Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde. Armlenene kan vippes opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade. Andre armlenepads med annen utforming er tilgjengelig som tilbehør.



BENSTØTTER Velg manuell eller elektrisk regulering av benstøttevinkel. SEDEO PRO benstøttene er lengdekompenserende og sikrer god støtte til bena i alle posisjoner.



IMPROVING
PEOPLE'S
LIVES[®]

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Maltreud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.maltreud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frøde Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frøde Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.