



Q50 R Carbon

Elektrisk rullestol

1.3 Oppdatert juni 2024



Q50 R CARBON

Delkontrakt 24 - Elektrisk rullestol med motorisert styring for innendørs bruk delbar eller sammenleggbar - for voksne, 1. valg.



LETT Å TA MED PÅ REISE

- Ferie, langhelg eller handletur - hvor enn du skal reise, vil du ha glede av en lett, sammenleggbar elektrisk rullestol!
- Q50 R Carbon er en av verdens letteste sammenleggbare elektriske rullestol! Fra 14,7 kg (16 kg inkl batteri).
- Enkel og rask å folde sammen.
- Q50 R Carbon er enkel å betjene og enkel og smidig å manøvrere i trange omgivelser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER Q50 R CARBON (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 24	Delkontrakt	DK 24
Totallengde	92 cm	Snuradius fra	80 cm
Totalbredde	57 cm	Drivhjul	210 mm
Setebredde	44 cm	Svinghjul	165 mm
Setedybde	42 cm	Totalvekt	Fra 14,5 kg
Setehøyde u/pute	50 cm	Maks. brukervekt	136 kg
Setehøyde m/pute	52 cm	Maks hastighet	6 km/t
Ryggghøyde	46 cm	Maks kjørelengde i hht ISO7176-4:2008	12 km (m. ett batteri)*
Ryggvinkel	16°	Batteri	10Ah
Dynamisk stabilitet	6°	Batterilader	Li-Ion
Hindertakning	4 cm		

*) Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, antall batterier, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.

STANDARD KONFIGURASJON

- Bakhjulsdrift
- Hastighet, maks. 6 km/t
- LED baklys
- Elektronikk: VR2

Valg og opsjoner



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

OPPLEV GLEDEN VED Å REISE LETT!



Q50 R CARBON er enkel å legge sammen, lett å løfte og tar liten plass på reise og ved lagring.



SVINGRADIUS Med en svingradius på kun 80 cm er Q50 R Carbon enkel å manøvrere i trange omgivelser.



EKSTRA BATTERI Q50 R Carbon har plass under setet til et ekstra batteri. Med et ekstra batteri trenger du ikke være engselig for å gå tom for strøm på lengre turer.



HÅNKTROLL Den lille, snertne håndkontrollen er enkel å betjene.



GODT SYNLIG MED LED-LYS BAK



LEGG SAMMEN STOLEN PÅ 1-2-3

- 1 Løsne hendelen bak på stolen.
- 2 Fell opp fotplaten.
- 3 Dytt ryggstøtten nedover.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frøde Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frøde Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.

MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.