

RAPTOR

Elektrisk rullestol

2.1 Oppdatert november 2024



Raptor DK 7

RAPTOR

Delkontrakt 7 Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk – for barn, 3. valg.



STERK, TØFF OG STABIL

- Utviklet for barn og unges aktiviteter og behov.
- Med Raptor har barnet mulighet til å gå inn og ut av stolen på egen hånd.
- Enkel betjening.
- Stabil og trygg med lavt tyngdepunkt.
- Ulike setetyper og størrelser.
- Stort tilbehørsprogram for alle årstider.
- Til flere aldersgrupper, brukervekt opptil 80 kg og høyde inntil 170 cm.
- Svært god framkommelighet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MAGIC 360 (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Totallengde	Kort: 134 cm / Lang: 144 cm	Maks kjørelengde per lading	Opptil 35 km
Totalbredde	80 cm	Stabilitet opp- og nedover	maks 12°
Total høyde u/veltebøyle	69 cm	Elektronikk	PG S-Drive
Vekt	118 kg	Elektrisk anlegg	24 Volt
Rygghøyde	38 cm	Batterier	2 x 12 Volt 60 Ah
Maks hastighet (justerbar)	10 km/t	Maks. brukervekt	80 kg
Minimum hastighet	3 km/t	Hjul	Luftfylte gummi hjul
Hindertakning	11 cm	Batterier	60 Ah
Snudiameter	205 cm	Batterilader	24V - 8Ah
Stabilitet sideveis helning	maks 15°		

STANDARD KONFIGURASJON

- Bøttesete
- Armlener, oppfellbare
- Oppfellbart, høyde-
lengderegulerbart ratt
- Veltebøyle
- Nødstopp på rattet
- Krykkeholder
- 2 speil
- Kurv bak
- Lys, LED foran og bak
- Blinklys, foran og bak

Valg og opsjoner



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

ET UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



MODELLER: Zippie Raptor leveres i kort og lang modell og fargene rød eller sort.



OPPFELLBARE ARMLENER: Praktisk ved inn- og utstigning



FJERNSTYRT STOPP: Gir trygghet for barn og ledsager.



BELTER OG VESTER: Stort utvalg av belter, seler og vester fra Kinetic Balance




ULIKE SETELØSNINGER: For små og store brukere med ulike behov. Vannavvisende setetrekk finnes for enkelte seter.

Bøttesete: b:30 cm d:27cm, h:31 cm
Rally I: b:37 cm, d:32 cm, h:40 cm
Rally II: b:37 cm, d:32-37 cm, h:40 cm
Mygo 1: b: 20-33 d: 27-42
Mygo 2: b: 22-35 d: 35-47



BETJENING FRA RATTET: Enkel justering av gasshendel for små hender



RATT: Ratt med ulik tykkelse gir godt grep for både små og store hender. Rattet kan stilles inn for enklere betjening for de med mindre kraft.



FOTGASS: Alene eller i kombinasjon med håndgass.



LÅSBAR BAGASJEBOKS: Plass til skolesekk, klær eller annet utstyr.



UTENDØRS: Presenningen beskytter Raptor når den står parkert utendørs. Utelader er tilgjengelig som tilbehør.



REFLEKSSETT I FLAMMEDEKOR: Ekstra synlig og tøff med refleksdekor på fram- og baksjerner.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.