



**SUNRISE
MEDICAL.**

QUICKIE Q500R

DelKontrakt 13

OF_Q500R_DK13_Rev1.8_171023_no

| |
|-------------|
| Kunde/HMS: |
| Kont.person |
| E-post: |
| Tlf: |
| Best.dato: |
| Selger: |
| Notater: |

| |
|------------------|
| Lever til: |
| Bruker-ref: |
| E-post: |
| Tlf: |
| Sunrise ordrenr: |
| Merkes: |

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
- ☐ = Pristillegg
- = Valgmulighet

Art. nr.: **Q500RNAV13** HMS art.nr.: 304597


Maks. brukervekt: **160 kg**
Personens vekt *): kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

BESTILLINGSSKJEMA Q500R med SEDEO Pro

| |
|---|
| a |
| b |
| c |
| d |
| e |
| f |
| g |
| i |
| j |
| m |
| n |
| o |



Setetype

SEDEO Pro med Elektriske funksjoner : Tilt. Forberedt for ytterligere elektriske funksjoner

Ryggpute : Aktiv Flex Deep Contour Comfort trekk

Setepute : Support Comfort trekk

Sete intervall: sb:385 - 510 mm

Sete intervall: sd:410 - 560 mm

Setehøyde intervall: 415 mm - 490 mm *)

Armlener hjust, vjust,djusterbare

Innstillinger av seteenhets gjøres med bruker i stolen

Infesting for stroppefesting i kjøretøy ihht ISO 7176-19

*) Avhengig av batteristørrelse og setefunksjoner



Understell

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Max brukervekt | 160 kg(150kg v/bruk i bil) | Drivhjul | 14" Luft knast, sort |
| Understell bredde | std 64cm, avh.av hjulvalg | Svinghjul | 10" Kompakt, sort |
| Styresystem | VR2 | Batterilader | Victron Impulse II Smart |
| Rekkevidde | opptil 31 km | Batteri | IATA godkjent |
| Drivmotorer | 10 km/t | Deksel/Dekorfarge | Sort/Sølv |
| Bakkeklaring | 70 mm, Forberedt for Dahl Docking | Rammefarge | Sort |

Kommentarer:

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no




For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Beskrivelse | Illustrasjoner |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------|
| 000029 | ● Q500RNAV13 | 304597 | Q500R komplett med Sedeo Pro seteenh | |
| | Q500RNA13U | 304618 | Q500R understell | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Motor | |
| 180008 | □ 22710010-005 HØ 22710010-006 VE | 307470 307471 | Motor inntil max 13 km/t(krever bytte tilR-Net elektronikk) | |
| 180007 | ● 22710010-001 HØ 22710010-002 VE | 308346 308347 | Motor inntil max 10 km/t STD | |
| | | | Gyro | |
| 110009 | □ 21809080 | | Gyro (krever bytte til R-Net elektronikk) | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Drivhjul | |
| 070034 | ● 245399 | 307896 | Drivhjul 14" knast luft sort STD | |
| 070033 | □ 245400 | 307895 | Drivhjul 14" knast massivt sort | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Svinghjul | |
| 080058 | ● 22708017 | 308750 | Svinghjul Q500R 10" massivt sort STD | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Deksel, skjerm, fargevalg | |
| 010007 | ● 22700101 | 308630 | Hjulskjerm drivhjul STD | |
| 100579 | ● 22700086 | 307419 | Sort deksel front STD | |
| 100577 | ● 22700079 | 307407 | Sort deksel bak med utsparring for integrert lys STD | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Dekorsett farger | |
| 140005 | ○ 161952 | 307307 | Grønn | |
| 140004 | ○ 22700053-002 | | Sort | |
| 140006 | ○ 22700050-002 | | Orange | |
| 140007 | ● 22700051-002 | 307306 | Sølv STD | |
| 140002 | ○ 22700054-002 | | Rød | |
| 140003 | ○ 22700049-002 | | Blå | |
| 140001 | ○ 162043 | 307304 | Hvit | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Lys | |
| 110201 | ● 21809000-001 | 307799 | Frontlys venstre STD | |
| 110201 | ● 21809000-002 | 307798 | Frontlys høyre STD | |
| 110201 | ● 21509003-001 | 213065 | Baklys rød STD <i>kreves 2 stk</i> | |
| 110201 | ● 21509003-002 | 213045 | Baklys blink gul STD <i>kreves 2 stk</i> | |
| | ● | | Refleks sett STD | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Sittehøyde. Innstilling for laveste setehøyde med elektrisk tilt (2) | |
| SH415 | ○ | | 415mm - kun med std 60 Ah batterier | |
| SH425 | ○ | | 425mm - kun med std 60 Ah batterier | |
| SH440 | ● | | 440mm STD | |
| SH465 | ○ | | 465mm | |
| SH490 | ○ | | 490mm | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Batteri/Lader | |
| 160005 | □ 20016005 | 251613 | Batteri 80Ah <i>2 stk kreves</i> | |
| 160001 | ● 20016002 | 251614 | Batteri Q500M std 60Ah <i>2 stk kreves</i> STD | |
| 160104 | □ 133001.10013 | 308909 | Classic 220V/10A | |
| | ● 9012366 | 286581 | Victron Impulse II Smart IP65 *) STD | |



*)Legges inn med pris 0 ved kjøp av ny stol.

Kommentarer:

1): Krever R-net og Gyro

2) Mål fra gulv til underside setepute






For mer informasjon
besøk vår hjemmeside

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art. | Setefunksjoner og ryggmoduler | Illustrasjoner | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | Setefunksjoner, elektrisk regulering |  | |
| 130006 | <input type="checkbox"/> 20012011-003 | 306497 | El seteløft/el tilt modul | | |
| 130004 | <input checked="" type="checkbox"/> 20012010-001 | 308556 | Setetilt elektrisk 0° - 30° | | |
| | | | STD | | |
| Lev.art.nr | | Rygggramme | | | |
| 030104 | <input checked="" type="checkbox"/> | | Sedeo Pro rygggramme vinkelregulerbar 40 grader , utløser hø side | STD | |
| 030098 | <input checked="" type="checkbox"/> | | som er flyttbar mellom armlener | STD | |
| 030054 | <input type="checkbox"/> | | Ryggfeste Jay J3 -Se eget skjema for Jay J3 rygger | | |
| Kun internt: Lev.art.nr | | Ryggputer Sedeo Pro | | | |
| | | | <i>Ryggpute Profiled ryggpute har en svak buet form for å gi høy aktivitet og ekstra plass for bred overkropp. Kan kombineres med sidestøtter</i> | | |
| 030109 | <input type="checkbox"/> 22503502-xxx | | Ryggpute Profiled fast skum svakt buet SR vannavvisende trekk |  | |
| 030059 | (kode for trekktipe) | | rbxrh: xxx-HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> 38x50:001-305427 | <input type="checkbox"/> 42x56:008-305585 | <input type="checkbox"/> 50x50:004-305432 | | <input type="checkbox"/> 54x56:011-305435 |
| | <input type="checkbox"/> 38x56:007-305428 | <input type="checkbox"/> 46x50:003-305430 | <input type="checkbox"/> 50x56:010-305433 | | <input type="checkbox"/> 56x50:006-305436 |
| | <input type="checkbox"/> 42x50:002-305429 | <input type="checkbox"/> 46x56:009-305431 | <input type="checkbox"/> 54x50:005-305434 | | <input type="checkbox"/> 56x56:012-305437 |
| 030109 | <input type="checkbox"/> 22503502-xxx | | Ryggpute Profiled fast skum svakt buet Comfort trekk | | |
| 030108 | (kode for trekktipe) | | rbxrh: xxx-HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> 38x50:101-305413 | <input type="checkbox"/> 42x56:108-305416 | <input type="checkbox"/> 50x50:104-305419 | | <input type="checkbox"/> 54x56:111-305422 |
| | <input type="checkbox"/> 38x56:107-305414 | <input type="checkbox"/> 46x50:103-305417 | <input type="checkbox"/> 50x56:110-305420 | | <input type="checkbox"/> 56x50:106-305423 |
| | <input type="checkbox"/> 42x50:102-305415 | <input type="checkbox"/> 46x56:109-305418 | <input type="checkbox"/> 54x50:105-305421 | | <input type="checkbox"/> 56x56:112-305424 |
| 030113 | <input type="checkbox"/> 22503570-xxx | | Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, vannavvisende trekk |  | |
| 030059 | (kode for trekktipe) | | rbxrh: xxx-HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> 38x50:001-305582 | <input type="checkbox"/> 42x56:008-305586 | <input type="checkbox"/> 50x50:004-305589 | | <input type="checkbox"/> 54x56:011-305592 |
| | <input type="checkbox"/> 38x56:007-305583 | <input type="checkbox"/> 46x50:003-305587 | <input type="checkbox"/> 50x56:010-305590 | | <input type="checkbox"/> 56x50:006-305593 |
| | <input type="checkbox"/> 42x50:002-305584 | <input type="checkbox"/> 46x56:009-305588 | <input type="checkbox"/> 54x50:005-305591 | | <input type="checkbox"/> 56x56:012-305594 |
| 030113 | <input type="checkbox"/> 22503570-xxx | | Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, Comfort trekk | | |
| 030108 | (kode for trekktipe) | | rbxrh: xxx-HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> 38x50:101-305570 | <input type="checkbox"/> 42x56:108-305573 | <input type="checkbox"/> 50x50:104-305576 | | <input type="checkbox"/> 54x56:111-305579 |
| | <input type="checkbox"/> 38x56:107-305571 | <input type="checkbox"/> 46x50:103-305574 | <input type="checkbox"/> 50x56:110-305577 | | <input type="checkbox"/> 56x50:106-305580 |
| | <input type="checkbox"/> 42x50:102-305572 | <input type="checkbox"/> 46x56:109-305575 | <input type="checkbox"/> 54x50:105-305578 | | <input type="checkbox"/> 56x56:112-305581 |

Kommentarer:

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt: **Lev.art.nr** **Ryggputer Sedeo Pro**
Sedeo Pro Active Flex Deep ryggputer har justerbare sideprofiler og justerbare velcrobånd innebygget for enkel, presis og fleksibel mulighet for optimal tilpassing

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 030116 | ● 22503536-xxx | | Ryggpute Active Flex Dyp, justerbare sidevanger og ryggstroppe.Comfort trekk | STD |
| 030108 | ● (kode for trekktype) | | rbxrh: xxx-HMSnr. | STD |
| | <input type="radio"/> 38x44:101-305470 | <input type="radio"/> 42x50:108-305474 | <input type="radio"/> 46x56:115-305478 | <input type="radio"/> 54x44:105-305482 |
| | <input type="radio"/> 38x50:107-305471 | <input type="radio"/> 42x56:114-305475 | <input type="radio"/> 50x44:104-305479 | <input type="radio"/> 54x50:111-305483 |
| | <input type="radio"/> 38x56:113-305472 | <input type="radio"/> 46x44:103-305476 | <input type="radio"/> 50x50:110-305480 | <input type="radio"/> 54x56:117-305484 |
| | <input type="radio"/> 42x44:102-305473 | ● 46x50:109-305477 | <input type="radio"/> 50x56:116-305481 | <input type="radio"/> 56x44:106-305485 |




| | | | | |
|--------|--|--|---|--|
| 030116 | □ 22503536-xxx | | Ryggpute Active Flex Dyp, justerbare sidevanger og ryggstroppe. Vannavvisende trekk | |
| 030059 | □ (kode for trekktype) | | rbxrh: xxx-HMSnr. | // QMP030116 |
| | <input type="radio"/> 38x44:001-305488 | <input type="radio"/> 42x50:008-305492 | <input type="radio"/> 46x56:015-305496 | <input type="radio"/> 54x44:005-305500 |
| | <input type="radio"/> 38x50:007-305489 | <input type="radio"/> 42x56:014-305493 | <input type="radio"/> 50x44:004-305497 | <input type="radio"/> 54x50:011-305501 |
| | <input type="radio"/> 38x56:013-305490 | <input type="radio"/> 46x44:003-305494 | <input type="radio"/> 50x50:010-305498 | <input type="radio"/> 54x56:017-305502 |
| | <input type="radio"/> 42x44:002-305491 | <input type="radio"/> 46x50:009-305495 | <input type="radio"/> 50x56:016-305499 | <input type="radio"/> 56x44:006-305503 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 030117 | □ 22503516-xxx | | Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Comfort trekk | |
| 030108 | □ | | rbxrh: xxx-HMSnr. | |
| | <input type="radio"/> 38x44:101-305530 | <input type="radio"/> 42x50:108-305534 | <input type="radio"/> 46x56:115-305538 | <input type="radio"/> 54x44:105-305542 |
| | <input type="radio"/> 38x50:107-305531 | <input type="radio"/> 42x56:114-305535 | <input type="radio"/> 50x44:104-305539 | <input type="radio"/> 54x50:111-305543 |
| | <input type="radio"/> 38x56:113-305532 | <input type="radio"/> 46x44:103-305536 | <input type="radio"/> 50x50:110-305540 | <input type="radio"/> 54x56:117-305544 |
| | <input type="radio"/> 42x44:102-305533 | <input type="radio"/> 46x50:109-305537 | <input type="radio"/> 50x56:116-305541 | <input type="radio"/> 56x44:106-305545 |



| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 030117 | □ 22503516-xxx | | Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk | |
| 030059 | □ | | rbxrh: xxx-HMSnr. | / QMP030117 |
| | <input type="radio"/> 38x44:001-305552 | <input type="radio"/> 42x50:008-305556 | <input type="radio"/> 46x56:015-305560 | <input type="radio"/> 54x44:005-305564 |
| | <input type="radio"/> 38x50:007-305553 | <input type="radio"/> 42x56:014-305557 | <input type="radio"/> 50x44:004-305561 | <input type="radio"/> 54x50:011-305565 |
| | <input type="radio"/> 38x56:013-305554 | <input type="radio"/> 46x44:003-305558 | <input type="radio"/> 50x50:010-305562 | <input type="radio"/> 54x56:017-305566 |
| | <input type="radio"/> 42x44:002-305555 | <input type="radio"/> 46x50:009-305559 | <input type="radio"/> 50x56:016-305563 | <input type="radio"/> 56x44:006-305567 |

| Lev.art.nr | HMS art.nr | Sidestøtte (For bruk i kombinasjon med Sedeo Profiled ryggpute) |
|------------|----------------|--|
| 030607 | □ 22509107-011 | 308575 Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres høyre side |
| 030608 | □ 22509107-001 | 308576 Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres venstre side |
| | □ 22509107-012 | 308573 Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres høyre side |
| | □ 22509107-002 | 308574 Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres venstre side |





Kommentarer:



For mer informasjon
 besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Hodestøtter | Illustrasjoner |
|--------------|----------------------------|------------------|--|---|
| 030430 | □ 22509013-001 | 305177 | Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt |  |
| 030431 | ● 22509013-001 20009103 | 305177 294261 | Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt med tekstil trekl STD | |
| 030432 | □ 22509013-002 | 305176 | Hodestøttepute Sedeo 400X110 myk polstret vannavvisende trekk, formbar |  |
| WHT030402 | □ P1000L | 272244 | Hodestøttepute Whitmyer Plush 254x127 Lycra | |
| WHT030404 | □ P8044L | 251109 | Hodestøttepute Whitmyer Plush justerbar 355x76mm Lycra | |

| Lev.art.nr | HMS art.nr: | Hodestøttestag | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 030434 | ● 22509012 | 305185 | Sedeo med hurtigfeste STD |
| WHT030408 | □ 20009005-002 | 305189 | Festestag Whitmyer puter Linx ² |
| WHT030409 | □ 20009005-003 | 305187 | Festestag Whitmyer puter Axys |

| Lev.art.nr | HMSart.nr: | Feste hodestøtte / Seteskinne | |
|------------|--------------------|--|------------|
| 030119 | ● 22809015 | Mottaker utforet hodestøtte beslag Sedeo Pro | STD |
| 020085 | ● inkl. i standard | Seteskinne for setedybde 400-520 | STD |
| 020069 | ○ | Seteskinne lang | |

| Lev.art.nr | HMS art.nr: | Seteputer Sedeo Pro |
|------------|-------------|-------------------------|
| 020027 | ● | Setepute type Sedeo Pro |

| Lev.art.nr | HMS art.nr: | Seteputer Sedeo Pro | | |
|------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| 020073 | □ 22502522-0xx | Setepute Profiled h70mm vannavvisende trekk | | |
| 020518 | (kode for trekktype) | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| ○ | 38x46:001:306122 | ○ 42x50:009:306128 | ○ 46x56:020:306134 | ○ 54x46:005:306140 |
| ○ | 38x50:007:306123 | ○ 42x56:018:306129 | ○ 48x50:012:306135 | ○ 54x50:014:306141 |
| ○ | 38x56:016:306124 | ○ 44x50:010:306130 | ○ 48x56:021:306136 | ○ 54x56:023:306142 |
| ○ | 40x50:008:306125 | ○ 44x56:019:306131 | ○ 50x46:004:306137 | ○ 56x46:006:306143 |
| ○ | 40x56:017:306126 | ○ 46x46:003:306132 | ○ 50x50:013:306138 | ○ 56x50:015:306144 |
| ○ | 42x46:002:306127 | ○ 46x50:011:306133 | ○ 50x56:022:306139 | ○ 56x56:024:306145 |

Profiled



| Lev.art.nr | HMS art.nr: | Seteputer Sedeo Pro | | |
|------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 020073 | □ 22502522-1xx | Setepute Profiled h70mm Comfort trekk | | |
| 020080 | (kode for trekktype) | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| ○ | 38x46:101:306098 | ○ 42x50:109:306104 | ○ 46x56:120:306109 | ○ 54x46:105:306115 |
| ○ | 38x50:107:306099 | ○ 42x56:118:306105 | ○ 48x50:112:306110 | ○ 54x50:114:306116 |
| ○ | 38x56:116:306100 | ○ 44x50:110:306106 | ○ 48x56:121:306111 | ○ 54x56:123:306117 |
| ○ | 40x50:108:306101 | ○ 44x56:119:306121 | ○ 50x46:104:306112 | ○ 56x46:106:306118 |
| ○ | 40x56:117:306102 | ○ 46x46:103:306107 | ○ 50x50:113:306113 | ○ 56x50:115:306119 |
| ○ | 42x46:102:306103 | ○ 46x50:111:306108 | ○ 50x56:122:306114 | ○ 56x56:124:306120 |

// QMP020073

Kommentar:



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt: **Lev.art.nr** **HMS art.nr:** **Seteputer Sedeo Pro** **Illustrasjoner**

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 020074 | <input type="checkbox"/> | 22502540-0xx | | Setepute Memory h70mm vannavvisende trekk | | |
| 020518 | | (kode for trekktype) | | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> | 38x50:001:306086 | <input type="checkbox"/> | 46x50:003:306090 | <input type="checkbox"/> | 54x50:005:306094 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x56:007:306087 | <input type="checkbox"/> | 46x56:009:306091 | <input type="checkbox"/> | 54x56:011:306095 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x50:002:306088 | <input type="checkbox"/> | 50x50:004:306092 | <input type="checkbox"/> | 56x50:006:306096 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x56:008:306089 | <input type="checkbox"/> | 50x56:010:306093 | <input type="checkbox"/> | 56x56:012:306097 |

Memory:



// QMP020074

Sedeo Support gir svært god stabilitet og trykkfordeling. Comfort trekk gir god ventilasjon.

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------|
| 020075 | <input type="checkbox"/> | 22502544-0xx | | Setepute Sedeo Support h90mm vannavvisende trekk | | |
| 020518 | | (kode for trekktype) | | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> | 38x46:001:306208 | <input type="checkbox"/> | 42x50:009:306214 | <input type="checkbox"/> | 46x56:020:306220 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x50:007:306209 | <input type="checkbox"/> | 42x56:018:306215 | <input type="checkbox"/> | 48x50:012:306221 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x56:016:306210 | <input type="checkbox"/> | 44x50:010:306216 | <input type="checkbox"/> | 48x56:021:306222 |
| | <input type="checkbox"/> | 40x50:008:306211 | <input type="checkbox"/> | 44x56:019:306217 | <input type="checkbox"/> | 50x46:004:306223 |
| | <input type="checkbox"/> | 40x56:017:306212 | <input type="checkbox"/> | 46x46:003:306218 | <input type="checkbox"/> | 50x50:013:306224 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x46:002:306213 | <input type="checkbox"/> | 46x50:011:306219 | <input type="checkbox"/> | 50x56:022:306225 |
| | | | <input type="checkbox"/> | 54x46:005:306226 | <input type="checkbox"/> | 54x50:014:306227 |
| | | | <input type="checkbox"/> | 54x56:023:306228 | <input type="checkbox"/> | 56x46:006:306229 |
| | | | <input type="checkbox"/> | 56x50:015:306230 | <input type="checkbox"/> | 56x56:024:306231 |

Support:



// QMP020075

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 020075 | <input checked="" type="checkbox"/> | 22502544-1xx | | Setepute Sedeo Support h90mm m/avtagb. Comfort trekk STD | | |
| 020080 | <input checked="" type="checkbox"/> | (kode for trekktype) | | STD | | |
| | <input type="checkbox"/> | 38x46:101:306184 | <input type="checkbox"/> | 42x50:109:306190 | <input type="checkbox"/> | 46x56:120:306196 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x50:107:306185 | <input type="checkbox"/> | 42x56:118:306191 | <input type="checkbox"/> | 48x50:112:306197 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x56:116:306186 | <input type="checkbox"/> | 44x50:110:306192 | <input type="checkbox"/> | 48x56:121:306198 |
| | <input type="checkbox"/> | 40x50:108:306187 | <input type="checkbox"/> | 44x56:119:306193 | <input type="checkbox"/> | 50x46:104:306199 |
| | <input type="checkbox"/> | 40x56:117:306188 | <input type="checkbox"/> | 46x46:103:306194 | <input type="checkbox"/> | 50x50:113:306200 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x46:102:306189 | <input checked="" type="checkbox"/> | 46x50:111:306195 | <input type="checkbox"/> | 50x56:122:306201 |
| | | | <input type="checkbox"/> | 56x46:105:306202 | <input type="checkbox"/> | 54x50:114:306203 |
| | | | <input type="checkbox"/> | 54x56:123:306204 | <input type="checkbox"/> | 56x46:106:306205 |
| | | | <input type="checkbox"/> | 56x50:115:306206 | <input type="checkbox"/> | 56x56:124:306207 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------|
| 020076 | <input type="checkbox"/> | 22502536-0xx | | Setepute Sedeo Support Memory h90mm SR vannavvisende trekk | | |
| 020518 | | (kode for trekktype) | | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> | 38x46:001:306250 | <input type="checkbox"/> | 42x56:014:306255 | <input type="checkbox"/> | 50x50:010:306260 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x50:007:306251 | <input type="checkbox"/> | 46x46:003:306256 | <input type="checkbox"/> | 50x56:016:306261 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x56:013:306252 | <input type="checkbox"/> | 46x50:009:306257 | <input type="checkbox"/> | 54x46:005:306262 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x46:002:306253 | <input type="checkbox"/> | 46x56:015:306258 | <input type="checkbox"/> | 54x50:011:306263 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x50:008:306254 | <input type="checkbox"/> | 50x46:004:306259 | <input type="checkbox"/> | 54x56:017:306264 |

Support Memory:



/ QMP020076

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 020076 | <input type="checkbox"/> | 22502536-1xx | | Setepute Support Memory h90mm Comfort trekk | | |
| 020080 | | (kode for trekktype) | | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| | <input type="checkbox"/> | 38x46:101:306232 | <input type="checkbox"/> | 42x56:114:306237 | <input type="checkbox"/> | 50x50:110:306242 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x50:107:306233 | <input type="checkbox"/> | 46x46:103:306238 | <input type="checkbox"/> | 50x56:116:306243 |
| | <input type="checkbox"/> | 38x56:113:306234 | <input type="checkbox"/> | 46x50:109:306239 | <input type="checkbox"/> | 54x46:105:306244 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x46:102:306235 | <input type="checkbox"/> | 46x56:115:306240 | <input type="checkbox"/> | 54x50:111:306245 |
| | <input type="checkbox"/> | 42x50:108:306236 | <input type="checkbox"/> | 50x46:104:306241 | <input type="checkbox"/> | 54x56:117:306246 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| 020515 | <input type="checkbox"/> | | | JAY Sittepute -oppgi art.nr.og type: | |
| | | | | Se JAY-katalogen. | |





Kommentar:

Q500R DK13





QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Setepute Form | Illustrasjoner |
|--------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|--------------|------------|-------------|---------------|----------------|

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| | | | Sedeo Stabilizer gir ekstra god mekanisk stabilitet og oppleves omsluttende for bekken og lår. Sedeo Form har utdypet kurvatur i kaldskum. | | |
| 020077 | <input type="checkbox"/> 22502541-0xx | | Setepute Form h110mm vannavvisende trekk |  Form: // QMP020077 | |
| 020518 | (kode for trekktype) | | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| | <input type="radio"/> 38x50:001:306072 | <input type="radio"/> 46x50:003:306076 | <input type="radio"/> 54x50:005:306080 | | <input type="radio"/> 56x61:013:306084 |
| | <input type="radio"/> 38x56:007:306073 | <input type="radio"/> 46x56:009:306077 | <input type="radio"/> 54x56:011:306081 | | <input type="radio"/> 56x66:014:306085 |
| | <input type="radio"/> 42x50:002:306074 | <input type="radio"/> 50x50:004:306078 | <input type="radio"/> 56x50:006:306082 | | |

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Setepute Stabilizer | | |
|--------------|--|--|---|---|--|
| | <input type="checkbox"/> 22502525-1xx | | Setepute Stabilizer h90mm Comfort trekk | Stabilizer  // QMP020078 | |
| 020080 | (kode for trekktype) | | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| | <input type="radio"/> 38x46:101:306148 | <input type="radio"/> 42x56:114:306153 | <input type="radio"/> 50x50:110:306158 | | <input type="radio"/> 56x46:106:306163 |
| | <input type="radio"/> 38x50:107:306149 | <input type="radio"/> 46x46:103:306154 | <input type="radio"/> 50x56:116:306159 | | <input type="radio"/> 56x50:112:306164 |
| | <input type="radio"/> 38x56:113:306150 | <input type="radio"/> 46x50:109:306155 | <input type="radio"/> 54x46:105:306160 | | <input type="radio"/> 56x56:118:306165 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--|---|
| 020078 | <input type="checkbox"/> 22502525-0xx | | Setepute Stabilizer h90mm vannavvisende trekk |
| 020518 | (kode for trekktype) | | sbxsd:xxx:HMSnr. |


| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Planseter | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| | <input type="checkbox"/> 22502570 | 308463 | Putestopp |     | |
| 020082 | <input type="checkbox"/> 22502513-xxx | | Plansete uten frontpute | | |
| | | | sbxsd:xxx:HMSnr. | | |
| | <input type="radio"/> 38x46:001:305264 | <input type="radio"/> 42x56:018:305270 | <input type="radio"/> 48x56:021:305240 | | <input type="radio"/> 56x46:006:305247 |
| | <input type="radio"/> 38x50:007:305265 | <input type="radio"/> 44x50:010:305271 | <input type="radio"/> 50x46:004:305241 | | <input type="radio"/> 56x50:015:305248 |
| | <input type="radio"/> 38x56:016:305266 | <input type="radio"/> 44x56:019:305272 | <input type="radio"/> 50x50:013:305242 | | <input type="radio"/> 56x56:024:305249 |
| | <input type="radio"/> 40x50:008:305267 | <input type="radio"/> 46x46:003:305236 | <input type="radio"/> 50x56:022:305243 | | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> 40x56:017:305268 | <input type="radio"/> 46x50:011:305237 | <input type="radio"/> 54x46:005:305244 | | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> 42x46:002:305263 | <input type="radio"/> 46x56:020:305238 | <input type="radio"/> 54x50:014:305245 | | <input type="radio"/> |
| | <input type="radio"/> 42x50:009:305269 | <input type="radio"/> 48x50:012:305239 | <input type="radio"/> 54x56:023:305246 | | <input type="radio"/> |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 020083 | <input type="checkbox"/> 22502512-018 | 305289 | Plansete med frontpute 50mm |
| 020084 | <input type="checkbox"/> 22502512-112 | 305262 | Plansete med frontpute 75mm |

Kommentar:



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

| Q500R DK13 | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|
| QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris | | | | |
| Lev.art.nr | HMS art.nr: | Lårstøtte og Knestøtte | Illustrasjoner | |
| 020113 | <input type="checkbox"/> 22509175-001 | 305063 | Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres høyre side | |
| 020114 | <input type="checkbox"/> 22509175-001 | 305063 | Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres venstre side | |
| 020121 | <input type="checkbox"/> 22509175-002 | 305065 | Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres høyre side | |
| 020122 | <input type="checkbox"/> 22509175-002 | 305065 | Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres venstre side | |
| 020341 | <input type="checkbox"/> 22509025-011 | 305012 | Knestøtte ve 120x120 inkl feste | |
| 020342 | <input type="checkbox"/> 22509025-012 | 305011 | Knestøtte hø 120x120 inkl feste | |
|  | | | | |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Armlen og sidestøtter | Illustrasjoner |
| | | | Manuell Oppfellbar armlenemekanisme: | |
| | ● 23104150-012 | | Armlene mekanisme oppfellbar std Hø | STD |
| | ● 23104150-011 | | Armlene mekanisme oppfellbar std Ve | STD |
| | ● 22804051 | | Festeplate for armlenepads med dobbelt slidespor | |
| | | | Elektrisk Oppfellbar/Nedsenkbar Armlenemekanisme: | |
| | <input type="checkbox"/> 1018046Q | | Armlenemekanisme El oppfellbar Hø |  |
| | <input type="checkbox"/> 1018047Q | | Armlenemekanisme El oppfellbar Ve | |
| | <input type="checkbox"/> MC-1CH | | Motor kontroll med bryter for 1stk El. armlenemekanisme | |
| | <input type="checkbox"/> B4Me | | Festebrakett for bryter El armlenemekanisme | |
| | <input type="checkbox"/> B4Me | | Angi Bryterplassering(er) : | |
| | <input type="checkbox"/> B4Me | | Programmering av styring av El.armlenemekanisme i brukermeny på styreboks/bryterpanel R-Net | |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Armlenepolster Integralskum | |
| | 040040 <input type="checkbox"/> 22804052 | 304749 | Armlenepolster integralskum 380mm inkl festeskruer hø/ve Hø |  |
| | 040041 <input type="checkbox"/> 22804052 | 304749 | Armlenepolster integralskum 380mm inkl festeskruer hø/ve Ve | |
| | 040023 <input type="checkbox"/> 22504218-004 | 304747 | Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate hø |  |
| | 040024 <input type="checkbox"/> 22504218-003 | 304748 | Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate ve | |
| | 040025 <input type="checkbox"/> 22504218-002 | 304750 | Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate hø |  |
| | 040026 <input type="checkbox"/> 22504218-001 | 304751 | Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate ve | |
| | 040027 <input type="checkbox"/> 22504218-006 | 304752 | Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate hø | |
| | 040028 <input type="checkbox"/> 22504218-005 | 304753 | Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate ve | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Armlenepolster komfort | |
| | 040204 ● 22504218-007 | 304754 | Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont hø | STD |
| | 040203 ● 22504218-007 | 304754 | Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont ve | STD |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Armlenepolster Hemiplegi | |
| | <input type="checkbox"/> 22804080 | 304741 | Armlenepolster hemiplegi integralskum motsatt av styreboksside |  |
| | | | ○ Hø -040031 ○ Ve - 040032 | |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Klesbeskytter | |
| | 040033 <input type="checkbox"/> 22504035-001 | 308083 | Klesbeskytter seteskinne monterert, Ve kun i kombinasjon med ryggmontert armlene |  |
| | 040033 <input type="checkbox"/> 22504035-002 | 308082 | Klesbeskytter seteskinne monterert, Hø kun i kombinasjon med ryggmontert armlene | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Leggplate | |
| | 050087 <input type="checkbox"/> 22505113 | 305031 | Leggplate Hel for sentermontert Benstøtte inkl feste |  |
| | 050092 <input type="checkbox"/> 22505115 | 305024 | Leggplate integralskum 2-delt for sentermontert benstøtte | |
| Kommentarer: | | | | |



Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Benstøtte Sidemontert med leggstropp og oppfellbare fotplater (LL: 35-51cm) |
|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | Benstøtte fast vinkel 70° utsvingbare og avtakbare std |
| 050015 | ● 22505215-002 | 304851 | Benstøttehenger Hø utsving-/avtakbare std |
| 050015 | ● 22505215-001 | 304852 | Benstøttehenger Ve utsving-/avtakbare std |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Benstøtte Sentermontert manuell |
| | □ 22505100 | | Benstøtte Pro Man senterm kpl u/leggplater |
| | □ 22505112-001 | | Festebrakett leggplate Sedeo Pro hø/ve Par |
| | □ 22505115 | 305024 | Leggplate Pro Hø=Ve støpt skum Stk(Må ha 2stk) |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Benstøtte man vinkelreg.bar. sidemontert (husk leggputer og fotplater) (LL: 35-51cm) |
| 050016 | □ 22505214-002 | 304855 | Benstøttehenger m/gas vreg utsvingbare og avtakbare kompl hø |
| 050016 | □ 22505214-001 | 304856 | Benstøttehenger m/gas vreg utsvingbare og avtakbare kompl ve |

**OBS! Benstøtter elektrisk, krever 4-bryters bryter panel, eller bytt til R-Net styresystem!**

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Benstøtte elektrisk vinkelreg.bar. sidemontert (husk leggputer og fotplater)(LL: 35-51cm) |
|--------------|--------------------------|------------------|---|
| 050017 | □ 22505216-002 | 304848 | Benstøttehenger m/motor vreg utsvingbare og avtakbare kompl hø |
| 050017 | □ 22505216-001 | 304849 | Benstøttehenger m/motor vreg utsvingbare og avtakbare kompl ve |
| | □ 22511005 □ 22511004 | 307970 307971 | Kabelpakke for elektrisk benstøtte utsvingbar -kreves 2 stk av begge art.nr. |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Leggstøtte |
| 050085 | ● 22505030-001 | 305032 | Leggreim SB38-52cm STD |
| 050085 | ○ 22505030-002 | 305032 | Leggreim SB54-66cm |
| 050083 | □ 22505114-004 | 305025 | Leggpute hø/ve (til vreg benst) stk |
| | □ 9010160 | 307576 | Feste leggpute hø/ve stk |
| 050081 | □ 90005040 | 308309 | Mekanisme/lås for sammenkobling av 2-delte fotplater |




| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Fotplater (til alle sidemonterte benstøtter) |
|--------------|----------------|-------------|--|
| 050088 | □ 22505217-001 | 304932 | Fotplate setebredder 385 - 400mm Sedeo Pro |
| 050089 | ● 22505217-002 | 304933 | Fotplate setebredder 420 - 460mm Sedeo Pro STD |
| 050090 | □ 22505217-003 | 304934 | Fotplate setebredder 480 - 520mm Sedeo Pro |
| 050091 | □ 22505217-004 | 304935 | Fotplate setebredder 540 - 560mm Sedeo Pro |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Mottakere Swing away |
| 050170 | ● 22505010-001 | 304854 | Mottaker henger Swing away, høy Ve STD |
| 050170 | ● 22505010-002 | 304853 | Mottaker henger Swing away, høy Hø STD |
| | □ 22505010-011 | 304647 | Mottaker henger Swing away, lav Ve |
| | □ 22505010-012 | 304646 | Mottaker henger Swing away, lav Hø |

**OBS! Benstøtter elektrisk, krever 4-bryters bryter panel, eller bytt til R-Net styresystem!**

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Benstøtte elektrisk vinkelreg.bar. sidemontert (husk leggputer og fotplater)(LL: 35-51cm) |
|--------------|--------------------------|------------------|---|
| 050017 | □ 22505216-002 | 304848 | Benstøttehenger m/motor vreg utsvingbare og avtakbare kompl hø |
| 050017 | □ 22505216-001 | 304849 | Benstøttehenger m/motor vreg utsvingbare og avtakbare kompl ve |
| | □ 22511005 □ 22511004 | 307970 307971 | Kabelpakke for elektrisk benstøtte utsvingbar -kreves 2 stk av begge art.nr. |

**OBS! Benstøtte sentermontert elektrisk, krever 4-bryters bryter panel, eller bytt til R-Net styresystem! (LL: 36-54cm)**

| | | | |
|--------|----------------------------------|--------|--|
| 050076 | □ 21505675 | 304793 | Benstøtte Q500 R lengdekompeniserende uten fotplate/leggplate |
| | □ 21505681-001 | 304791 | Benstøtte Q500 R lengdekompeniserende med fotplate 26cm / leggplate |
| | □ 21211004-135 □ 21211005-060 | 308029 | Kabelsett for sentermontert benstøtte OBS:Kreves 2 av hvert nr. |
| 050072 | □ 21505680 | 304921 | Fotplate Kort 260x150mm for benstøtte sentermontert |
| 050073 | □ 247181 | 304924 | Fotplate Lang 310x170mm for benstøtte sentermontert |
| 050092 | □ 21505678 | 305030 | Leggplate for sentermont. Benstøtte hø/ve, NB:2 stk |



Kommentar:

*) Vær obs: velg riktig setebredde, ved minus og pluss av fotplatedel.

2) Husk leggpute ved valg av vreg benstøtte



For mer informasjon

besøk vår hjemmeside

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Fotplater | Illustrasjoner |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--|--|
| | | | Benstøtte tilbehør NB! Velg riktig setebredde! | |
| 050082 | <input type="checkbox"/> 9010430 | 240229 | Leggpute utsvingbar inkl feste hø/ve | 2 stk. kreves  |
| 050083 | <input type="checkbox"/> 22505114-005 | 305026 | Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:385-420 mm *) | 2 stk. kreves |
| 050083 | <input type="checkbox"/> 22505114-006 | 305027 | Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:440-550 mm *) | 2 stk. kreves  |
| 050084 | <input type="checkbox"/> 90009061 | 304982 | Hælstropp Sedeo Pro passer hø/ve | |
| 050200 | <input type="checkbox"/> 22509129-002 | 305005 | Knestøttepute hø integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm. | |
| 050201 | <input type="checkbox"/> 22509129-001 | 305008 | Knestøttepute ve integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm. | |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Amputasjonsstøtte | Illustrasjoner |
| 050142 | <input type="checkbox"/> 22505200-002 | 304644 | Amputasjonsstøtte Hø, <i>velg også feste : 22505010-012</i> |  |
| 050143 | <input type="checkbox"/> 22505200-001 | 304645 | Amputasjonsstøtte Ve, <i>velg også feste : 22505010-011</i> | |
| | <input type="checkbox"/> 22505010-012 | 304646 | Feste amputasjonsstøtte Hø | |
| | <input type="checkbox"/> 22505010-011 | 304647 | Feste amputasjonsstøtte Ve | |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Bilfeste | |
| 090205 | <input type="checkbox"/> 503637 | | Dahl's docking montert på stolen, med 1stk 8mm spacer. | |
| | 503125 | | <i>Dahl's docking (velges i tillegg til 503637)</i> | |
| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Tilbehør | (se også under Diverse på siste side) |
| 090128 | <input type="checkbox"/> 22509015-001 | 307042 | Hoftebelte 50mm x 1700mm , <i>velg også feste : 22809095</i> |  |
| 090129 | <input type="checkbox"/> 22509015-002 | 307043 | Hoftebelte 50mm x 2700mm , <i>velg også feste : 22809095</i> | |
| 090123 | <input type="checkbox"/> 22809095 | | Belteinnfesting for sideskinne | |
| 090110 | <input type="checkbox"/> 22509080-012 | 308666 | Speil Ve (motsatt JSM side) |  |
| 090118 | <input type="checkbox"/> 22509080-011 | 308667 | Speil Hø (motsatt JSM side) | |
| | <input type="checkbox"/> 22509080-002 | 308664 | Speil Hø (samme som JSM side) | |
| | <input type="checkbox"/> 22509080-001 | 308665 | Speil Ve (samme som JSM side) | |
| 090009 | <input type="checkbox"/> 22809030 | 308115 | Krykkeholder | |
| 030605 | <input type="checkbox"/> 22509056 | 304627 | Abduksjonskloss (1) | |
| 030605 | <input type="checkbox"/> 22509054 | | Feste Abduksjonskloss 1) | |
| | <input type="checkbox"/> 5005220 | | Universalplate for seteinnfestning støp/ekstrene seteenheter | |
| | <input type="checkbox"/> A0753S | | Eksternt OBC ladeuttak L; 1,75cm for Scoot som selvstendig master | |
| | <input type="checkbox"/> 5005309 | | Brakett for eksternt ladeuttak | |
| | <input type="checkbox"/> 5005209 | | Fjernstyrt stopp | |
| | <input type="checkbox"/> 1017108 | | Individuelt tilpassede sete/ryggputer | |
| | <input type="checkbox"/> 5005207 | | Feste til bruk for rollalk, Mediaenheter etc for stillbare rørstag RWD | |
| | <input type="checkbox"/> 1017108L1-12 | | Pute sete lav for bruk i bil | |
| | <input type="checkbox"/> 1017980 | | Adapter for kortere SD | |
| | <input type="checkbox"/> 1015507 | 206388 | Rullebelte med polstring | |
| | <input type="checkbox"/> 5005247Q | 307954 | Kinetic balance vestfeste (engelen) | |
| | <input type="checkbox"/> 5005246Q | 307045 | Kinetic balance hoftebelte feste | |
| | <input type="checkbox"/> 5005245Q | 307046 | Kinetic balance lårbelte (setebaseplassert) | |
| | <input type="checkbox"/> 22509065 | | Festekroker rygg (sett a 2 stk) <i>ikke SB38 ikke i komb. m/ledsagerstyring</i> | |
| | <input type="checkbox"/> A1533SU | | Festebrakett ryggramme for kroker <i>ikke i komb. m/ledsagerstyring</i> | |
| | <input type="checkbox"/> 1017051 | | Veske armlene montert | |
| 090120 | <input type="checkbox"/> 9004673 | 307654 | Veske armlenemontert med glidlås | |
| | <input type="checkbox"/> ALF6907 | 252353 | Veske m/klaff Alfsnes (innfestning) | |
| | <input type="checkbox"/> 1017986 | | Holder for oksygenflaske (fastmontert) Kan ikke komb. med Attende og Scoot ledsagerst. | |
| | <input type="checkbox"/> 7109051 | | Holder for oksygenflaske (kun veske fra Gemino). Med avtagbar bærestropp. | |
| | <input type="checkbox"/> 5005215 | | Flyfraktbryter | |
| | <input type="checkbox"/> UN099 | 079928 | Presenning | |
| | <input type="checkbox"/> 3007900 | 139123 | Oppladbar luftpumpe | |

Kommentar:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, se om B4Me løsning



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Lev.art.nr | | HMS art.nr: | Bord med utsparring til Joystick monteres motsatt Joystickside |
|---|--|-------------|--|
| <i>Velg både type Bordplate(Hel, Halv, etc..) samt Feste arm og Festemateriell under for komplett oppsett</i> | | | |
| 090040 | <input type="checkbox"/> 20009276 | 307591 | Festearm komplett til bord med hel bordplate utsvingbart  |
| 090040 | <input type="checkbox"/> 066902-001-ET | 308638 | Festemateriell for hel bordplate til festearm  |
| 090040 | <input type="checkbox"/> 22509126 | 307110 | Mottakerdel festearm bord , armlenemontert |
| 090125 | <input type="checkbox"/> 90009097 | 308466 | Polstring for bord  |
| 090126 | <input type="checkbox"/> 9002019-001 | 307124 | Bordplate med kanter b:63cm joystick Hø  |
| 090126 | <input type="checkbox"/> 9002017-001 | 307125 | Bordplate med kanter b:63cm joystick Ve  |
| 090040 | <input type="checkbox"/> 90009005 | 307123 | Bordplate Flat overflate b:63cm joystick Hø/Ve  |
| | <input type="checkbox"/> 90009102-002 | 307107 | Bordplate Flat overflate b:75cm joystick Hø/Ve  |
| | <input type="checkbox"/> 20009275-001 | 307112 | Festearm m festematriell utsvingbar halvbord ve  |
| | <input type="checkbox"/> 20009275-002 | 307593 | Festearm m festematriell utsvingbar halvbord hø  |
| 090046 | <input type="checkbox"/> 90009036-001 | 307842 | Bordplate halvside b30 hø/ve  |
| | <input type="checkbox"/> 90009028 | 308443 | Overgangsplate/Adapter for feste av bord  |

Kommentar:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, be om B4Me løsning



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no










© Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Styreboks / Elektronikk | Illustrasjoner | |
|--------------|---|--------------------|---|---|---|
| 110016 | <input type="checkbox"/> 21011018 | | Styreboks R-Net LED JSM aktuator og lys knapper | | |
| 110013 | <input type="checkbox"/> 20011016-001 | 308861 | Styreboks R-Net JSM2 IR-sender | | |
| 110023 | <input type="checkbox"/> 20011016-002 | 308860 | Styreboks R-Net JSM2 IR-sender og Blåtanssender | | |
| | <input type="checkbox"/> 20011032-120 | 307974 | Kabel R-Net vinklet kontakt | | |
| 110040 | ● 21011016 | 308871 | Styreboks VR2 med lys og 2 el.funksjoner | STD | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Styreboks montering | | |
| 110056 | ● 22509070-002 | 308453 | Parallellbeslag utsvingbar inkapslet mekanisme hø/ve | STD | |
| 110050 | <input type="checkbox"/> 20009099 | 307720 | Fast beslag joystickfeste hø/ve | | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Styreboks plassering | | |
| 110052 | ● | | Styreboks på høyre side | STD | |
| 110053 | ○ | | Styreboks på venstre side | | |
| 119008 | <input type="checkbox"/> | | Ønsker annet språk enn Norsk i display, angi språk: <input type="text"/> | | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Joystick grep - tilbehør | | |
| 090505 | <input type="checkbox"/> 014860 | 308842 | Joystick grep golfball d 42mm |  | |
| 090506 | <input type="checkbox"/> 172384.3801 | 308846 | Joystick grep T-grep bredde 82mm | | |
| 090507 | <input type="checkbox"/> 172384.3800 | 308841 | Joystick grep myk ball d 70mm | | |
| 090508 | <input type="checkbox"/> 172384.3804 | 308840 | Joystick grep kule plast d 35mm | | |
| 090045 | <input type="checkbox"/> 6003447 | 308848 | Joystick grep kule plast d 48mm | | |
| 090509 | <input type="checkbox"/> 000934.0139 | 308843 | Joystick grep hakekopp d 37mm | | |
| 090512 | <input type="checkbox"/> 172384.3803 | 308844 | Joystick grep pennegrepp 80x15mm | | |
| 090511 | <input type="checkbox"/> 172384.3802 | 308845 | Joystick grep sopp formet d 45mm | | |
| | <input type="checkbox"/> | | Individuell tilpasset, beskriv på B4Me skjema. | | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Elektronikk - programmering R-Net | | |
| 090066 | <input type="checkbox"/> 108532 | 168637 | PC programmerer R-net inkl kabel, dongel og software | |  |
| 090064 | <input type="checkbox"/> 108664 015574 | 168639 168626 | Håndprogrammerer DTT R-Net med tilkoblingskabel | | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Elektronikk | | |
| 110002 | ● 10011020 | 203067 | Elektronikk VR2 90A | STD | |
| 110004 | <input type="checkbox"/> 20011080-004 | 308102 | Elektronikk R-Net 120A | | |
| | | | Setefunksjonsmodul og Lysmodul | | |
| 110030 | ● 21011027 | 203093 | Lysmodul VR2 | STD | |
| 110032 | <input type="checkbox"/> 21011013 | 213075 | Aktuator og Lysmodul ISM6-L | | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Styreboks bordmontering | | |
| 110143 | <input type="checkbox"/> 20009277 | 307592 | Innfestings arm med feste armlen for bordplate med utsparring for styreboks |  | |
| 110143 | <input type="checkbox"/> 6002050 | 308850 | Styreboks komplett for nedfelling i bordplate | | |
| 110143 | <input type="checkbox"/> 9003840-001 | 307122 | Bordplate med utsparring for nedfellbar styreboks | | |
| 110080 | ○ | | Monteres høyre side | | |
| 110081 | ○ | | Monteres venstre side | | |
| | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Bryterpanel 4 knapper for ekstra setefunksjoner VR2 | | |
| | <input type="checkbox"/> 21011029 | 307215 | Bryterpanel for bruk med VR2 styreboks |  | |
| | <input type="checkbox"/> 060685 | | Monteringsbrakett for 4-knapper bryterpanel foran/over joystick | | |
| | <input type="checkbox"/> 060786 | | Kabelpakke med sikring for 4-knapper bryterpanel (MÅ velges) | | |
| | <input type="checkbox"/> 172001.32117 | 168627 | Forlengerkabel for 4-knapper bryterpanel (MÅ velges) | | |

Kommentar:

| Kun intern: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Ledsagerstyringer | Illustrasjoner |
|---|---------------------------------------|-------------|---|--|
| Montering av Dual ledsagerstyreboks bak på rygg: | | | | |
| 110021 | <input type="checkbox"/> 21011026 | 203100 | Dual ledsagerstyring VR2 , velg infestingsbrakett under |   |
| | <input type="checkbox"/> 22503412-001 | | Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø | |
| | <input type="checkbox"/> 22503415-002 | | Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø | |
| | <input type="checkbox"/> 22503412-002 | | Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve | |
| | <input type="checkbox"/> 22503415-001 | | Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve | |
| Montering av std styreboks bak på rygg: | | | | |
| 110020 | <input type="radio"/> | | Flytt eksisterende Standard Styreboks bak som ledsagerstyring |   |
| | <input type="checkbox"/> 22503412-001 | | Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø | |
| | <input type="checkbox"/> 22503415-002 | | Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø | |
| | <input type="checkbox"/> 22503412-002 | | Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve | |
| | <input type="checkbox"/> 22503415-001 | | Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve | |
| Montering av Attende ledsagerstyring bak på rygg: | | | | |
| | <input type="checkbox"/> LEDQPATT **) | 308890 | Attende ledsagerstyring med VR2 Dual, komplett med innfesting og nødstop | |
| Deler tilhørende Attende ledsagerstyring | | | | |
| | | | Deler tilhørende Attende ledsagerstyring(LEDQPATT): |     |
| | <input type="checkbox"/> 555546-1 | | Innfestingsramme for Attende ledsagerstyring mekanisme | |
| | <input type="checkbox"/> 108198 | | Attende ledsagerstyringsmekanisme | |
| | <input type="checkbox"/> 5005320 | | Nødstop | |
| | <input type="checkbox"/> 060648 | | Y-Skjøtekabel VR2 for bruk ved innkobling Ledsagerstyringer | |
| MERK: Ved kombinasjon Attende med Dual, eller med std JSM montert bak velges : | | | | |
| | <input type="checkbox"/> EL4682 *) | 308412 | Monteringssett for Dual/Std JSM på ryggmekanisme |  |
| | | | Monterings side Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | |
| Kommentarer: | | | | |

*) Monteres i Vestby

**) Kan ikke kombineres med : 22503412-001/-002 eller 555546-1



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q500R DK13

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris

| Kun internt: | Lev.art.nr | HMS art.nr: | Diverse | Illustrasjoner |
|--------------|--|-------------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> 6.70043.0 | 216116 | 4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XS |  |
| | <input type="checkbox"/> 6.70043.1 | 216513 | 4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: S | |
| | <input type="checkbox"/> 6.70043.2 | 216514 | 4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: M | |
| | <input type="checkbox"/> 6.70043.3 | 216515 | 4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: L | |
| | <input type="checkbox"/> 6.70043.4 | 216516 | 4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XL | |
| | <input type="checkbox"/> 8.70001.0 | 216534 | Ankle Positioning Velcro Closure Strl XS |  |
| | <input type="checkbox"/> 8.70001.1 | 216535 | Ankle Positioning Velcro Closure Strl S | |
| | <input type="checkbox"/> 8.70001.2 | 215256 | Ankle Positioning Velcro Closure Strl M | |
| | <input type="checkbox"/> 8.70001.3 | 213225 | Ankle Positioning Velcro Closure Strl L | |
| | | | Se flere produkter og beskrivelser Kinetic Balance katalog. | |
| | <input type="checkbox"/> KBRCPDG.001 | 288765 | Raincape Plus, Grå str. XS (X-liten) |  |
| | <input type="checkbox"/> KBRCPDG.002 | 288766 | Raincape Plus, Grå str. S (liten) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRCPDG.003 | 288767 | Raincape Plus, Grå str. M (medium) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRCPDG.004 | 288768 | Raincape Plus, Grå str. L (stor) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRCPDG.005 | 288769 | Raincape Plus, Grå str. XL (X-stor) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.002 | 288784 | Raindek ETX, varmepose str. S (liten) finnes også i 2 mindre størrelser. |  <small>så i fargen edbrosyre på</small> |
| | <input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.003 | 288785 | Raindek ETX, varmepose str. M (medium) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.004 | 288786 | Raindek ETX, varmepose str. L (stor) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.005 | 288787 | Raindek ETX, varmepose str. XL (X-stor) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDLBL.001 | 288770 | Raindek Long, sort str. XS (X-liten) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDLBL.002 | 288771 | Raindek Long, sort str. S (liten) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDLBL.003 | 288772 | Raindek Long, sort str. M (medium) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDLBL.004 | 288773 | Raindek Long, sort str. L (stor) | |
| | <input type="checkbox"/> KBRDLBL.005 | 288774 | Raindek Long, sort str. XL (X-stor) | |
| | | | Se flere produkter og beskrivelser Bekledningsprodukter | |
| | <input type="checkbox"/> 8007 | 154779 | Sete-/Ryggavlaster, 46x55 cm |  |
| | <input type="checkbox"/> 8008 | 154772 | Fotavlaster, one size (par) | |
| | <input type="checkbox"/> 2145 | 217575 | Armbeskytter, one size (par) | |
| | <input type="checkbox"/> 8015 | 155074 | Albuebeskytter, one size (par) | |
| | | | Se flere produkter og beskrivelser på hjemmesiden. | |

| Lev.art.nr | HMS art.nr: | Tjenester | Antall: |
|--------------------------|-------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | 308928 | Utprøving enhetspris | |
| <input type="checkbox"/> | 308922 | Tilpasning på brukt elektrisk rullestol timepris | |
| <input type="checkbox"/> | 308920 | Individuell tilpasning på ny og brukt elektrisk rullestol timepris | |
| <input type="checkbox"/> | 308918 | Reparasjon timepris | |
| <input type="checkbox"/> | 308926 | Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker enhetspr | |
| <input type="checkbox"/> | 308925 | Klargjøring til gjenbruk enhetspris | |
| <input type="checkbox"/> | 308916 | Reisetid timepris | |

Kommentarer:



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023