

# EXTREME X8

Elektrisk rullestol



2.1 Oppdatert oktober 2023

**magic**  
*Mobility*<sup>TM</sup>

Because the world's not flat

Elektrisk rullestol med  
motorisert styring for  
utendørs bruk.



Extreme X8 DK10

# EXTREME X8

Delkontrakt 10 Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner - for voksne, 2. valg.



## MAGIC MOBILITY EXTREME X8

En kort og kompakt ramme gjør Extreme X8 suveren også i bymiljøet. Skal du ta tog, buss, T-bane eller transportere Extreme X8 i et kjøretøy vil du bli imponert over hvor enkel den er å manøvrere.

# EXTREME X8

- Suveren framkommelighet! Firehjulstrekk tar deg dit du skal og dit du vil
- Kort og kompakt for enkel manøvrering
- Trygg og stabil løsning for utendørs kjøring - også for ledsager

Extreme X8 er mer enn en vanlig elektrisk rullestol! Uansett hvor ferden går, gir Extreme X8 deg en følelse av trygghet. Visshet om at du ikke kjører deg fast, er noe du setter pris på enten du kjører stolen selv eller du kjører som ledsager. På grunn av enkel manøvrering egner Extreme X8 seg også godt for ledsagerstyring.

Elektriske setefunksjoner som tilt, benstøtter og ryggvinkel gir suveren sittekomfort. Seteløft på 30 cm gir større rekkevidde og mulighet for enda flere aktiviteter.



Roterer rundt sin egen akse

Understellet gir svært god kontakt med underlaget. Extreme X8 tar seg enkelt og trygt over hindre og vanskelige partier.

I ekstra krevende terreng kan Extreme X8 kjøres på samme måte som en beltevogn ved bruk av Styrelåsfunksjonen.





# MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Extreme X8 tar deg ikke opp Galdhøpiggen - men vi kan love deg trygg og enkel ferdsel over de fleste andre hindre du måtte møte på din vei.

## OPPLEV KJØREEGENSKAPENE!

Ta kontakt for en prøvetur - vi garanterer smil!



### UNDERLAGET SPILLER INGEN ROLLE

Sand, snø, gjørme eller vått gress - det spiller liten rolle - Extreme X8 tar deg trygt frem uansett underlag.

4-hjulstrekk gir kontrollert kjøring over hindringer og i hellende terreng.

Extreme X8 gir først og fremst en sikkerhet for at du kommer trygt og enkelt frem dit du skal. Få nye opplevelser, oppdag spennende steder og delta i aktiviteter du tidligere ikke trodde var mulig.

### LA STOLEN JOBBE FOR DEG

Våre rullestoler benyttes på gårder, i stallen og i nasjonalparker - og gir personer muligheten til å fortsette å arbeide.



«Vi har utviklet tilpassede rullestoler i over 25år, for at du skal kunne leve det livet du ønsker»

Ashley Daff  
R&D Director



«Jeg hadde knapt fått utlevert stolen før jeg kjørte ut i skogen og på stranden! En drøm gikk i oppfyllelse og antagelig en av de beste opplevelsene jeg noen gang har hatt - absolutt frihet.»

Nick  
New South Wales





# DIT DU VIL

Ekstra stort dekkvolum gjør at vibrasjoner og støt absorberes i understellet og gir bedre kjørekomfort.

## UTENDØRS, MEN OGSÅ MYE MER

Extreme X8 er kollisjonstestet og godkjent som sete i kjøretøy. Dersom du har behov for det finnes det også løftfester for enkelt å heise hele stolen med kran!



# MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Extreme X8 byr på det lille ekstra med et stort tilbehørsprogram inkludert blant annet alternative styringer, seteløsninger og sitteputer.

### Tekniske spesifikasjoner:\*

- Lengde: 1030 mm
- Bredder: 700 mm
- Setehøyde: fra 470 mm med løft/tilt
- Brukervekt: 155 kg med løft/tilt
- Max fart: 10 km/t
- Motor: 4x700 W Gear in Line
- Hjul: Off-road (145/70-6) sort
- Gel batterier
- Penny and Giles joystick med LCD skjerm (R-Net)
- 24V LED Lys kit

### Seteinnstillinger:

- Setebredde Rehab sete: 305 - 610 mm.
- Setedybde Rehab sete: 305-610 mm
- Rygghøyde: 460-700 mm
- Elektriske funksjoner: 300 mm seteløft, tilt 45°, ryggvinkling 94° - 160°, benstøtter
- Midtstilt el benstøtte med fotplate
- Sete og rygg justeres for optimal posisjonering

### Tilbehør:

- Bryterpanel for setefunksjoner
- Framoverfellbar rygg
- Punkteringssikre dekk
- 12V tilbehørsstøpsel og 2 x USB lader
- Alternative benstøtter både manuelle og elektrisk justerbare
- Fotplater: hel eller todelt, fast/oppsvingbar/vinkeljusterbar
- Ulike hodestøtter
- Stort utvalg av armlenepads, seler og belter
- Bagasjebærer, kroker for veske, seteveske, sikkerhetsbokser, bord, holder for oksygenflaske
- Spesial joysticker, ledsagerstyring, hode-, hake-, fot-, sug/blås-styringer, omgivelseskontroll
- Kollisjonstestede fester for kjøretøy
- RAM® monteringsystem for nettbrettholder, mobiltelefonholder, kameraholder og koppholder

### Basis varianter:



RØDE DEKSLER OG SØLVFELGER



SORTE DEKSLER OG SØLVFELGER

\*Spesifikasjoner kan endres, sjekk vår webside for gjeldende versjon.  
Merk: Extreme X8 har elektriske motorer og må ikke kjøres gjennom vann, elver og bekker.

**magic**  
Mobility™

Because the world's not flat

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.