



Magic 360

OF_Magic360.10_Rev1.0_16.03.23_no

| | |
|-------------|------------------|
| Kunde/HMS: | Lever til: |
| Kont.person | Bruker-ref: |
| E-post: | E-post: |
| Tlf: | Tlf: |
| Best.dato: | Sunrise ordrenr: |
| Notater: | Merkes: |

- Bestilling
 Prisoverslag
 Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
 Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
 = Pristillegg
 = Valgmulighet

Art.nr: 360NAV10 HMS art.nr: 304586

Maks. brukervekt: **160kg**
 Brukers vekt *): kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

| Hovedprodukt Magic 360 | Lev.art.nr: | HMS art.nr: |
|---|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Magic 360 med Rehabsete sb38-50 sd32-53 10km/t | 360NAV10 | 304586 |

Magic 360 standard versjon består av:

Understell senterdrift totalbredde 66cm
 Rehab justerbart setesystem inkl nakkestøtte
 Rehab Flex artikulierende armlener som følger rygg
 Jay Easy Visco setepute

Elektriske setefunksjoner: seteløft 30cm, tilt 45°, ryggvinkel 160°, sentermontert benstøtte 180°, layback funksjon.

Todelte justerbare og oppfellbare fotplater. Leggputer.
 R-Net styresystem med R-Net JSM-L-SW og Asssignable-buttons funksjonalitet.
 Lader, Batteri 2 stk
 Offroadhjul med stålblank felg, sorte 145/70-60 knastedekk luft.
 Lyssett, montert på seteramme
 Dekselfarge Rich Garnet



Forespørsler om individuelle tilpassinger beskrives og dokumenteres på eget formular. Må signeres av faglig ansvarlig terapeut.
 Utvidet leveringstid ved individuelle tilpassinger må påregnes (normalt 3-5 etter mottatt bestilling)

| DESIGN, deksselfarge sidepaneler | Lev.art.nr: | HMS art.nr: |
|--|------------------------|-------------|
| Farge på deksler: | | |
| <input checked="" type="radio"/> Dyp Rød | MM-5263GA MM-5264GA | |
| <input type="checkbox"/> Flammelakkert | MM-5263FL MM-5264FL | |
| <input type="checkbox"/> Carbon sort | MM-5263CF MM-5264CF | |
| <input type="checkbox"/> Lilla | MM-5263PU MM-5264PU | |
| <input type="checkbox"/> Blå | MM-5263VB MM-5264VB | |

| BIL, innfestingssett | Lev.art.nr: | HMS art.nr: |
|---|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl Docking sett komplett, for montering på rullestolen. 1) | MM-06517 | |
| <input checked="" type="radio"/> Festepunkter for stroppefester ihht ISO7176-19 1) | | |



Side1



1) Ved bruk som sete i kjøretøy er max brukervekt 136kg.



www.sunrisemedical.no
 © Sunrise Medical 2023

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

| STYRESYSTEM | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|-------------|---|----------------|-------------|
| A |  A <input type="checkbox"/> Styreboks JSM m/std joystick kule, lys og jack for eksterne brytere. | MM-PG-JSM | 308856 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Styreboks JSM2 m/std joystick kule, lys og jack for eksterne brytere. std | MM-PG-JSM2IRBT | 308862 |
| | B <input checked="" type="checkbox"/> Utsvingbar joystick mekanisme høyre side std | MM-03083R | 308448 |
| | B <input type="checkbox"/> Utsvingbar joystick mekanisme venstre side | MM-03083L | 298598 |
| | <input type="checkbox"/> Feste Joystick Quick release til utsving hø/ve | MM-03729SB | 297545 |
| B |  <input type="checkbox"/> Festemekanikk for Std JSM montert på rygg | MM-03329-JSM | |
| | <input type="checkbox"/> Andre styremåter, type + art.nr : Se Switch-It brosjyre | | |
| | Programmering kjørefunksjon: <input type="checkbox"/> Annet , oppgi: _____ | | |

| BRYTERPANEL. | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---|---|--------------|-------------|
| Ctrl-5 Bryterpanel (kan benyttes i komb. m/JSM/JSM2) | | | |
| B |  B <input type="checkbox"/> Ctrl-5 Bryter flate gule knapper, inkl USB ladeuttak | 20011151-001 | 236790 |
| | C <input type="checkbox"/> Ctrl-5 Bryter høye hvite brytere, inkl USB ladeuttak | 20011150-001 | 243456 |
| Monteringsbraketter og plassering for Ctrl-5: | | | |
| C | <input type="checkbox"/> Armlene, på motsatt armlene av joystick 2) | MM-05431 | 296549 |
| | <input type="checkbox"/> Mont.brakett armlen for Ctrl-5 og koppholder på samme side | MM-05433 | 298522 |
| | <input type="checkbox"/> Montert på fast stag i armlene med Ctrl mellom JSM og armlen | MM-05430 | 301327 |
| | <input type="checkbox"/> Montert ifbm ledsagerstyring på rygg | MM-05432 | 301270 |
| Merk! v/montering av Ctrl-5 på styreboksside, anbefales valg av kortere arml.pad *) | | | |
| Direct Access inkl monteringsbraketter og plassering for Magic Direct Access for JSM/JSM2: | | | |
| D |  <input type="checkbox"/> Bryterpanel 5-bryter for JSM m/innfesting 1) | MM-04428 | 297546 |
| | <input type="checkbox"/> Monteringssett for montering i armlenet, motsatt av JSM side | MM-04429 | 307219 |
| | <input type="checkbox"/> Monteringssett for montering på ledsagermekanisme/rygg eller annen vertikal flate | MM-05432 | 301270 |
| | <input type="checkbox"/> Bryterpanel 5-bryter for JSM2 m/innfesting 1) | MM-04428JSM2 | 307222 |
| | <input type="checkbox"/> Monteringssett for montering i armlenet, motsatt av JSM2 side. 2) | MM-04429JSM2 | 307224 |
| | <input type="checkbox"/> Monteringssett på ledsagermekanisme/rygg med JSM2 | MM-05432JSM2 | |

Kommentarer: _____

1) Valg av kortere armlenepad styreboksside gir bedre mulighet for rett dybdeinnstilling av styreboks





2) Ved valg av koppholder og Ctrl-5 på motsatt side av styreboks, velg feste: MM-05433



www.sunrisemedical.no




© Sunrise Medical 2023

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

| LEDSAGERSTYRING OG NØDSTOPPLØSNING | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|--|--|--------------------|--------------------|
| <i>Ledsagerstyringer (kobles inn på R-Net Bus via koblingsblokk:9006238 og kabel :9002579, eller ved bruk av Y-Split kabel : MM-PY-CY)</i> | | | |
| A  | A <input type="checkbox"/> Montasjesett rygg for std.styreboks JSM,monteres: <input type="checkbox"/> Hø <input type="checkbox"/> Ve | MM-03329 JSM | |
| | <input type="checkbox"/> JSM styreboks *) plasseres på rygg | MM-PG-JSM | 308856 |
| | <input type="checkbox"/> Y-kabel: 1stk *) *) Velges ved montering i tillegg til std JSM styreboks på armlenet | MM-PG-CY | 298184 |
| B  | B <input type="checkbox"/> Ledsagerstyreboks PG Dual montert bak på rygg hø | MM-03329AM | 308884 |
| | <input type="checkbox"/> Ledsagerstyreboks PG Dual montert bak på rygg ve | MM-03329AM | 308884 |
| D  | D <input type="checkbox"/> Scoot ledsagerstyring u/kabel og feste. Velg under: <i>monteres i Norge</i> | P015 61 | 291119 |
| | <input type="checkbox"/> Festebrakett for Scoot ledsagerstyring | Individ.tilpasn. | |
| | <input type="checkbox"/> Kabel R-Net bus for Scoot montering 1,5m | 9002484 | 206488 |
| | <input type="checkbox"/> Kabel R-Net bus for Scoot montering 0,5m | 9002579 | |
| E  | <input type="checkbox"/> Kabelbro 4 pkt for R-Net bus | 9006238 | |
| | E <input type="checkbox"/> Splitter Y-kabel for innkobling av R-Net enheter til R-Net Bus | MM-PG-CY | 298184 |

Merk! Montering av ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt

| NØDSTOPP LØSNINGER | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|--|--|--------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Buddy button koblet i JSM Jack - velcro montert bryter. | | 802937 | 206460 |
| Angi plassering : <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> Scooter Stopper fjernstyrt nødstop, inkl innfesting | | MM-05932 | 307730 |

| RYGG | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---|--|--------------------|--------------------|
|  | Rehab rygg | | |
| | A ● Rehab rygg, el.regulerbar ryggvinkel. std | MM-03929 | 306383 |
| | 3-delt ryggpute justerbar, forberedt for Jay rygger. Standard Rehab ryggpute høydejusteres i intervall 56-73cm målt fra seteplate til toppen av ryggpute. | | |
|  | Rehab rygg nedfellbar | | |
| | <input type="checkbox"/> Rehab rygg, nedfellbar med utløserwire bak | MM-03931 | 306385 |
| Nedfellbar ryggmekanisme tilpasses ønsket setedybde/ryggplassering. Ta nøye mål. | | | |
|  | Ryggbredde | | |
| | Velg ryggbjelke og tilhørende størrelse på senterpute under: | | |
| | B <input type="checkbox"/> Ryggbjelke for ryggbredder 30-40cm <i>kreves 2 stk</i> | MM-03140 | 298652 |
| | B ● Ryggbjelke for ryggbredder 40-52cm std <i>kreves 2 stk</i> | MM-03141 | 306408 |
| B <input type="checkbox"/> Ryggbjelke for ryggbredder 50-61cm <i>kreves 2 stk</i> | MM-03142 | 301485 | |
| Velg ønsket bredde på senterpute, høyde, samt alternative sideprofiler på neste side <i>Husk! Jr senterpute kan kun benyttes med Jr. sideprofil!</i> | | | |

Kommentarer:

 = spesialtilpasning som utføres i Norge

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

RYGGPUTER - Fullfør vnr med FA eller VI for xx under

Lev.art.nr:

HMS Art.nr:

Velg ønsket bredde på senterpute, høyde, samt alternative sideprofiler under



● Festebraketter Rehab ryggpute til ryggør std. Sett m 1 x hø + 1 x ve MM-03495 305198

Rehab Rygg senterputer

Artnr

Hjmnr -Stoff

Hjmnr-Vinyl

C

C ○ Ryggpute JR rb30-40 rh35 sort 1) kun jr MM-07121xx 306391 306393

C ○ Ryggpute JR rb30-40 rh41 sort 1) kun jr MM-07122xx 306392 306394

C ○ Ryggpute M rb40-45 rh43 sort MM-07123xx 306300 306302

C ○ Ryggpute M rb40-45 rh48 sort MM-07124xx 306310 306311

C ○ Ryggpute M rb40-45 rh53 sort MM-07125xx 306304 306306

C ○ Ryggpute L rb35-48 rh43 sort MM-07126xx 306301 306307

C ● Ryggpute L rb35-48 rh48 sort Stoff Std MM-07127xx 306308 306309

C ○ Ryggpute L rb35-48 rh53 sort MM-07128xx 306303 306305

Lumbal pute for korrigerende av Rehab ryggpute kurvatur

Artnr

Hjmnr

○ Lumbalpute for JR/M lav MM-07039 305323

○ Lumbalpute for M std MM-07040 305324

○ Lumbalpute for M høy MM-07041 305322

○ Lumbalpute Bred for L lav MM-07042 305320

● Lumbalpute Bred for L std std MM-07043 305321

○ Lumbalpute Bred for L høy MM-07044 305319

Ryggsidprofiler Rygghøyder: Jr: 20 cm og M/L: 34 cm

E Rehab ryggsidprofiler Rygghøyder: Jr: 20 cm og M/L: 34 cm

E

E Artnr Hjmnr -Stoff Hjmnr-Vinyl

E ○ Sideprofil d:75 Hø. for Jr rygg MM-07130xx 306436 306437

E ○ Sideprofil d:125 Hø. for Jr rygg MM-07132xx 306440 306441

E ○ Sideprofil d:127 Hø. for M/L rygg MM-07134xx 306444 306445

E ● Sideprofil d:177 Hø. for M/L rygg Stoff Std MM-07136xx 306448 306449

E ○ Sideprofil d:237 Hø. for M/L rygg MM-07138xx 306432 306433

E ○ Sideprofil d:75 Ve. for Jr rygg MM-07129xx 306438 306438



E ○ Sideprofil d:125 Ve. for Jr rygg MM-07131xx 306442 306442

F

E ○ Sideprofil d:127 Ve. for M/L rygg MM-07133xx 306446 306446

● Sideprofil d:177 Ve. for M/L rygg Stoff Std MM-07135xx 306450 306450

○ Sideprofil d:237 Ve. for M/L rygg MM-07137xx 306434 306434



● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

| RYGGPUTER - Fullfør vnr med FA eller VI for xx under | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| MPS Ryggputer | | Vnr | Hjmnr |
| <input type="checkbox"/> Ryggfeste QR for MPS ryggpute. Må velges ved MPS rygg | | MM-03996 | 305381 |
| | | Artnr | Hjmnr-Stoff Hjmnr-Vinyl |
| F | <input type="checkbox"/> MPS Rygg b40 h53 | MM-07060xx | 306350 306351 |
| F | <input type="checkbox"/> MPS Rygg b40 h58 | MM-07061xx | 306352 306353 |
| F | <input type="checkbox"/> MPS Rygg b40 h63 | MM-07062xx | 306354 306355 |
| | MPS Rygg b45 h53 | MM-07063xx | 306356 306357 |
| | MPS Rygg b45 h58 | MM-07064xx | 306358 306359 |
| | MPS Rygg b45 h63 | MM-07065xx | 306360 306361 |
| | MPS Rygg b50 h53 | MM-07066xx | 306362 306363 |
| | MPS Rygg b50 h58 | MM-07067xx | 306364 306365 |
| | MPS Rygg b50 h63 | MM-07068xx | 306366 306367 |
| | MPS Rygg b55 h53 | MM-07069xx | 306368 306369 |
| | MPS Rygg b55 h63 | MM-07070xx | 306370 |
| | MPS Rygg b60 h53 | MM-07071xx | 306371 306374 |
| | MPS Rygg b60 h63 | MM-07072xx | 306372 306373 |
| F | <input type="checkbox"/> MPS hodestøtte, festes i topp av MPS rygg | MM-02770 | |
| G | <input type="checkbox"/> Jay Rygg, oppgi vnr: _____ | | |
| | Se JAY-katalog. | | |

| Ryggtilbehør | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|
| G | <input type="checkbox"/> Feste ryggpute ryggør, sett 1x hø +1x ve, for mont. av alternativ rygg | MM-04787 | 298467 |
| | <i>Antall sett nødvendig for innfesting avhenger av type ryggpute som ønskes festet.</i> | | |
| | Se evt delebok for alternativer | | |
| | <input type="checkbox"/> Hurtigkoblingssett for ryggputer Rehab/MPS | MM-05488 MM-03492 | 306410 307930 |
| | Brakett for innfesting av vest på rygg * | | |
| | <input type="checkbox"/> Brakett for 4 pkt vest/belte feste øvre <i>med individ. tilpasn.</i> | 5005247 | |
| | <input type="checkbox"/> Brakett for 4 pkt vest/belte feste nedre <i>med individ. tilpasn.</i> | MM-04974 | 298082 |
| | Se katalog fra Kinetic Balance | | |

*) ikke for MPS.



www.sunrisemedical.no
© Sunrise Medical 2023

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

| SETE | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---|------------|--|-------------|
| SETEHØYDE (målt fra gulv til undersiden av puten) | | | |
| <input checked="" type="radio"/> 44cm | std | <i>Merk : Luft trykk i dekkene kan påvirke målene.</i> | |
| <input type="checkbox"/> 50cm | | <i>Merk : Luft trykk i dekkene kan påvirke målene.</i> | MM-06880 |
| <input type="checkbox"/> 53cm | | <i>Merk : Luft trykk i dekkene kan påvirke målene.</i> | MM-06881 |

| INNSTILLING SETEBREDDE | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|--|---|-------------|-------------|
| <i>Rehab setebredde kan justeres i forhold til valgt setepute, velg breddeinnstilling:</i> | | | |
| <input type="radio"/> 40 cm /16" | | | |
| <input type="radio"/> 43 cm /17" | | | |
| <input checked="" type="radio"/> 45 cm /18" (std) | <i>justerbar 40-48cm</i> | MM-04081 | 308544 |
| <input type="radio"/> 48 cm /19" | | | |
| <input type="radio"/> 51 cm /20" | | | |
| <input type="checkbox"/> Setebredde reduksjonskit for sb30-38cm | <i>velg ønsket bredde under</i> | SWREDKIT | |
| | ○ ○ ○ ○ | | |
| | 30 cm/12" 33 cm/13" 35 cm/14" 38 cm/15" | | |
| <input type="checkbox"/> Setebredde ekspansjonskit for sb52-60cm | <i>velg ønsket bredde under</i> | SWEXPKIT | |
| | ○ ○ ○ ○ | | |
| | 53 cm/21" 56 cm/22" 58 cm/23" 61 cm/24" | | |

| INNSTILLING SETEDYBDE | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|--|--|-------------|-------------|
| <i>Rehab setedybde er justerbar for å tilpasses ulike dybder. Se også seteskinnelengde under :</i> | | | |
| <input type="radio"/> 30 cm/12" | | | |
| <input type="radio"/> 33 cm/13" | | | |
| <input type="radio"/> 35 cm/14" | | | |
| <input type="radio"/> 38 cm/15" | | | |
| <input type="radio"/> 40 cm/16" | | | |
| <input type="radio"/> 43 cm/17" | | | |
| <input checked="" type="radio"/> 45 cm/18" (standard) | | | |
| <input type="radio"/> 48 cm/19" | | | |
| <input type="radio"/> 51 cm/20" | | | |
| <input type="radio"/> 53 cm/21" | | | |
| <input type="radio"/> 56 cm/22" | | | |
| <input type="checkbox"/> 58 cm/23" Krever tilleggssett (ingen fratrekk) | | MM-05690 | 306499 |
| <input type="checkbox"/> 61 cm/24" Krever tilleggssett (ingen fratrekk) | | MM-05741 | 306500 |

| SETESKINNE | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| <i>Seteskinne er montert på utside av seteplate. Benyttes for montering av tilbehør.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Kort seteskinne sd30-38cm/12-17" | <i>(kreves 2 stk)</i> | LSB014 | |
| <input checked="" type="radio"/> Lang seteskinne sd40-61cm/16-24" | std <i>(kreves 2 stk)</i> | LSB002 | |

Kommentarer:

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

SETEPUTER Lev.art.nr: HMS Art.nr:

JAY-puter

| | | | | |
|--|------------|---------------|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Jay Easy Visco | std | velg sb og sd | JEVsbsdFM | |
| <input type="checkbox"/> JAY pute: | | | | |
| Se JAY-katalogen | | | | |
| <input type="checkbox"/> Annet: | | | | |

Rehab Setepute med skum og vinyltrekk (MM-07334xxyyzz) 1) Lev.art.nr: HMS Art.nr:

| | | |
|--|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb31 sd33 sb12" sd13" h6 cm | MM-073341213VI | 305705 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb33 sd35 sb13" sd14" h6 cm | MM-073341314VI | 305733 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb35 sd38 sb14" sd15" h6 cm | MM-073341415VI | 305761 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb38 sd40 sb15" sd16" h6 cm | MM-073341516VI | 305789 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb40 sd43 sb16" sd17" h6 cm | MM-073341617VI | 305817 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb43 sd45 sb17" sd18" h6 cm | MM-073341718VI | 305845 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb45 sd45 sb18" sd18" h6 cm | MM-073341818VI | 305871 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb48 sd48 sb19" sd19" h6 cm | MM-073341919VI | 305899 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb51 sd48 sb20" sd19" h6 cm | MM-073342019VI | 305925 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb53 sd51 sb21" sd20" h6 cm | MM-073342120VI | 305961 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb56 sd58 sb22" sd23" h6 cm | MM-073342223VI | 305993 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb61 sd61 sb24" sd24" h6 cm | MM-073342424VI | 306047 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sbxsdxsh special: *) | MM-SFPVspes | |

*) Beregn ekstra leveringstid.


Rehab Setepute med skum og stofftrekk (MM-07334xxyyzz) 1) Lev.art.nr: HMS Art.nr:

| | | |
|--|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb31 sd33 sb12" sd13" h6 cm | MM-073341213FA | 305704 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb33 sd35 sb13" sd14" h6 cm | MM-073341314FA | 305732 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb35 sd38 sb14" sd15" h6 cm | MM-073341415FA | 305760 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb38 sd40 sb15" sd16" h6 cm | MM-073341516FA | 305788 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb40 sd43 sb16" sd17" h6 cm | MM-073341617FA | 305816 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb43 sd45 sb17" sd18" h6 cm | MM-073341718FA | 305844 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb45 sd45 sb18" sd18" h6 cm | MM-073341818FA | 305870 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb48 sd48 sb19" sd19" h6 cm | MM-073341919FA | 305898 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb51 sd48 sb20" sd19" h6 cm | MM-073342019FA | 305924 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb53 sd51 sb21" sd20" h6 cm | MM-073342120FA | 305960 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb56 sd58 sb22" sd23" h6 cm | MM-073342223FA | 305992 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb61 sd61 sb24" sd24" h6 cm | MM-073342424FA | 306046 |
| <input type="checkbox"/> Setepute flat pad sbxsdxsh special: *) | MM-SFPFspes | |


*) Beregn ekstra leveringstid.

SETETILBEHØR Lev.art.nr: HMS Art.nr:

Kne- og lårpute *

| | | |
|--|----------|--------|
|  A <input type="checkbox"/> Kneputesett hjust djust inkl innfesting for sentermontert fotstøtte | MM-04247 | 298186 |
| B <input type="checkbox"/> Pute lår/hofte sett djust, hjust, bjust m feste, ikke i kombinasjon med knepute ved sd40 og kortere | MM-04725 | 298083 |

BELTE



| | | |
|---|----------|--------|
|  <input type="checkbox"/> Rullebelte sett Rehab sete komplett inkl feste | MM-04730 | 298091 |
| <input type="checkbox"/> Beltefeste sett for standard belter (Belte ikke inkludert) | MM-04974 | 298082 |
| Ønskes andre belter finnes et stort utvalg i Kinetic Balance sortimentet. | | |
| Se katalog for Kinetic Balance | | |



| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Annet: | | | |
|---------------------------------|--|--|--|

Kommentarer:

1) For andre størrelser legg inn sb(xx i tommer) sd (yy i tommer) og stofftype (FA(stoff)/VI(vinyl))

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

| BENSTØTTER | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Benstøtte sentermontert, elektrisk vjust og lengdekompeniserende. | | | |
|  | ● Benstøttehenger elektrisk inkl leggstøtte std | MM-02232UP | |
| Benstøtte sidemonterte, komplette, elektrisk vjust og lengdekompeniserende. Utsvingbare | | | |
|  | <input type="checkbox"/> for setebredde 33-40cm | MM-03526-3340 | |
| | <input type="checkbox"/> for setebredde 43-48cm | MM-03526-4348 | |
| | <input type="checkbox"/> for setebredde 50-60 cm | MM-03526-5060 | |
| | <input type="checkbox"/> Knepute for 2-delte el benstøtter | MM-04104 | 305003 |
| Ved behov for innstilling av ekstra lang legglengde kan adaptere for oppbygg av seteenhets benyttes, se SETE. | | | |

| FOTPLATER OG LEGGPUTER SENTERMONTERT BENSTØTTE | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---|---|----------------------|--------------------|
| Sentermontert benstøtte elektrisk 2 delt fotplate | | | |
| A B | ● Fotplate 2-delt oppfellbar liten Hø. std | MM-02258 | 298468 |
| | ● Fotplate 2-delt oppfellbar liten Ve std | MM-02257 | 298469 |
| | <input type="checkbox"/> Fotplate 2-delt oppfellbar Medium Hø. | MM-05171 | 298084 |
| | <input type="checkbox"/> Fotplate 2-delt oppfellbar Medium Ve | MM-05170 | 298085 |
| | ● Fotplateholder for delte fotplater Lang II:35-45 1) std | MM-02535 | 298058 |
| | <input type="checkbox"/> Fotplateholder for delte fotplater Medium II:25-36 | MM-02247 | 298472 |
| | <input type="checkbox"/> Fotplateholder for delte fotplater Kort II:18-24 | MM-03563 | |
| Hel fotplate for sentermontert benstøtte elektrisk | | | |
| C | B <input type="checkbox"/> Hel plate oppfellbar. Bred Velg også Fotplateholder under | MM-03969 | 298439 |
| | C <input type="checkbox"/> Fotplateholder for Hel fotplate Lang II:35-45 1) | MM-04565 | |
| | <input type="checkbox"/> Fotplateholder for Hel fotplate Medium II:25-36 | MM-04578 | 298471 |
| | <input type="checkbox"/> Fotplateholder for Hel fotplate Kort II:18-24 | MM-04581 | |
| Sidekanter i metall | | | |
|  | <input type="checkbox"/> Sidekanter høye for 2-delte fotplater oppfellbare | MM-05887 MM-05888 | 304897 304896 |
| | <input type="checkbox"/> Sidekanter for hele fotplater oppfellbar | MM-04212 | 304941 |
| Hælstropp / Fikseringer | | | |
| D | <input type="checkbox"/> Hælstropp monteringssett sentermontert fotbrett | MM-06546 | 298429 |
| | <input type="checkbox"/> Montering av Kinetic Balance stropper , 1t arbeid. Monteres i Norge. | | |
| | <input type="checkbox"/> Annet ,angi: _____ | | |
| Se katalog for Kinetic Balance | | | |
| Leggputer sentermontert benstøtte elektrisk | | | |
|  | ● Leggputer standard polstret komplett (ink i MM-02232UP) std | MM-04999 | 305023 |
| | <input type="checkbox"/> Leggputer brede/dype polstret komplett | MM-04596 | 298246 |
| Kommentar: _____ | | | |

1) Ved ekstra lang legglengde anbefales økt setehøyde

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

ARMLENE Lev.art.nr: HMS Art.nr:

Justerbar Flex armlenemekanisme. Høyde-og vinkeljusterbare og artikulerende som følger rygg.

| | | | | | |
|---|---|--|---|----------|--------|
| A | Armlenepad | | | | |
| | A | <input type="checkbox"/> Armlenepad 380x75mm Vinyl trekk | Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | MM-06734 | 298430 |
| | A | <input checked="" type="checkbox"/> Armlenepad 355x75mm Vinyl trekk std | Hø: <input checked="" type="checkbox"/> Ve: <input checked="" type="checkbox"/> | MM-06733 | 298473 |
| | A | <input type="checkbox"/> Armlenepad 305x75mm Vinyl trekk | Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | MM-06732 | 298263 |
| | A | <input type="checkbox"/> Armlenepad 255x75mm Vinyl trekk | Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | MM-06731 | 298657 |
| | | <input type="checkbox"/> Armlenepad Hemi buet 355mm vinyl | Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | MM-03775 | 304727 |
| | | <input type="checkbox"/> Armlenepad Hemi buet 255mm vinyl | Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | MM-03773 | 304726 |
| | | <input type="checkbox"/> Albuepute for Arml.pad Hemi buet | Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | MM-06973 | 304639 |
| | | <input type="checkbox"/> Annen armlenepad, oppgi : | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Armleneskinne Kort | | MM-05846 | 306992 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Armleneskinne Medium std | | MM-05804 | 306994 | |
| | <input type="checkbox"/> Armleneskinne Lang | | MM-05847 | 306993 | |

Merk! v/valg av Ctrl-5 montert bak styreboks, velg en kortere armlenepad!

| | | | | | |
|---|--|---|----------|----------|--|
| B | Støttegrep ved forflytting og kjøring | | | | |
| | B | <input type="checkbox"/> Håndgrep armlene montert motsatt styreboksside inkl. feste | | MM-99001 | |
| C | <input type="checkbox"/> Håndgrepskule armlene montert motsatt styreboksside inkl. feste | | MM-06563 | 304994 | |

Armleneinnstillinger

Innstilling armlene høyde i intervallet 23-39 cm.

| | | |
|---|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 28 cm (standard) std | | |
| <input type="checkbox"/> Annet , Oppgi ant cm: <input type="text"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Låsing av oppfellbar armlenemek. Hø: Ve: , angi vinkel | | Individ.tilpasn. |

HODESTØTTE Lev.art.nr: HMS Art.nr:

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------|--------|
| a | <i>Hodestøtte, leddet, stofftrekk</i> | | | | |
| | a | <input checked="" type="checkbox"/> Hodestøtte 3 leddet stag 220mm,inkl feste std | | MM-04114 | 305162 |
| | | <input type="checkbox"/> Adapter Whitmyer hodestøtte <i>må velges ved bruk av Whitmyer hodestøtte</i> | | 6004041 | 295704 |
| | Se egen Whitmyer.brosjyre <i>Legg inn art.nr:</i> | | | | |

TILBEHØR OPPBEVARING OG HOLDERE Lev.art.nr: HMS Art.nr:

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------|--------|
| D | D | <input type="checkbox"/> Monteringsskinne for krok på armlene, må benyttes ved krok på armlene | | MM-05731 | 297548 |
| | D | <input type="checkbox"/> Krok for armlene Venstre | | MM-02040LH | 298247 |
| | D | <input type="checkbox"/> Krok for armlene Høyre | | MM-02040RH | 301375 |
| | D | <input type="checkbox"/> Krok montert på rygg (sett av 2stk) | | MM-05725 | |
| | D | <input type="checkbox"/> Krok flat - benyttes også for oppheng av A4/A5 bag under armlene | | MM-03221 | 308112 |
| | | Merk : kroker er stk. hvis ikke annet er angitt. Angi antall. <input type="text"/> | | | |

Armleneveske størrelse A4 eller A5, velg montering:



| | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|--------|
| E | E | <input type="checkbox"/> Veske A4 inkl festebrakett | <i>Velg hvor vesken skal festes under</i> | MM-04834 | 296550 |
| | | Ønskes festet : ○ på rygg ○ på armlen hø ○ på armlen ve | <i>*) monteres på motsatt side av utsvingbar joystick</i> | | |
| E | E | <input type="checkbox"/> Veske A5 på armlen hø/ve inkl feste | <i>Velg hvor vesken skal festes under</i> | MM-05320 | 298059 |
| | | Ønskes festet : ○ på rygg ○ på armlen hø ○ på armlen ve | | | |
| F | F | <input type="checkbox"/> Holder krykke(1 krykke) for Rehabrygg, Mont: Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | | MM-05276 | 301326 |
| | | <input type="checkbox"/> Holder rullator, Oppgi type,modell og str. <input type="text"/> | | Individ.tilpasn. | |
| | | <i>(OBS: Montering av rullatorholder påvirker og begrenser setefunksjoner)</i> | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Holder kopp RAM (monteres motsatt side som styreboks) *) | | MM-04471 | 298312 |
| | | <input type="checkbox"/> Holder kopp/mobiltlf (monteres motsatt side som styreboks) *) | | MM-04478 | 298088 |
| | | <input type="checkbox"/> Holder kopp og mobiltlf RAM (monteres motsatt side som styreboks) *) | | MM-05971 | 308789 |
| | | <input type="checkbox"/> Sikkerhetsboks armlene, avtakbar m/feste Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | | MM-05680 | 307530 |
| G | G | <input type="checkbox"/> Holder fiskestang, justerbar. Montering: Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> | | MM-05424 | 298087 |

**) holder i kombinasjon med Ctrl-5 må MM-05433 brukes i stedet for MM-05431*


= spesialtilpasning som utføres i Norge




● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

| TILBEHØR forts. | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---|--|--------------------|--------------------|
| A  | <input type="checkbox"/> Presenning elektriske rullestoler | UN099 | 236868 |
| | <input type="checkbox"/> Regntrekk overtrekk | 5329190 | 143920 |
| | A <input type="checkbox"/> Holder Oksygenflaske, ryggmontert for el.vreg ryggregulering og setetillegg <i>Monteres i øvre breddejusteringsstag på rygg, Kan ikke kombineres med Attende/Scoot ledsagerstyring.</i> | MM-06806 | 308432 |
| B  | <input type="checkbox"/> Holder annet, oppgi: _____ | Individ tilpasn | |
| | B <input type="checkbox"/> Bagasjebrett 360 for montering bak seteenhets | MM-05145 | 307010 |
| | <input type="checkbox"/> Bagasjeboks Givi komplett (krever også bagasjebrett MM-05145) | 5329260 | 198698 |
| | <input type="checkbox"/> Sikkerhetsvimpel | 5329150 | 079916 |

| TILBEHØR understell og hjul | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hjul komplett sort knast, blank felg, stk. std | stk | MM-WH145BPS 307865 |
| <input type="checkbox"/> | Hjul komplett sort knast, blank felg, Punkteringsforsterket | stk | MM-WH145BPS 307865 |
| <input type="checkbox"/> | Hjul 5.30/4.50-6 luft sort | stk | MM-5270 |
| <input type="checkbox"/> | Hjul 3.00x8 luft sort | stk | MM-WH14BP 307876 |
| <input type="checkbox"/> | Hjul 3.00x8 massivt sort | stk | MM-WH14BS 307874 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lyssett, montert seteramme | | MM-02857 |

| | | | |
|---|---|---------|--------|
| C  | <input type="checkbox"/> Luftpumpe oppladbar bærbar | 3007900 | 139123 |
|---|---|---------|--------|

| Punkteringsbeskyttelse | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|---|---|--------------------|--------------------|
| D:  | <input type="checkbox"/> Punkteringssikring, innlegg for Offroad Dekk | MM-03534 | 308478 |
| | <input type="checkbox"/> Punkteringssikring, flytende "Never Flat" 250ml <i>kun væske</i> | MM-05981 | 307300 |
| <i>Punkteringsikringer gir ekstra beskyttelse ved punkteringsfare/uhell. Dekk utsatt for hull fra stift, spiker eller lignende bør allikevel byttes ved første anledning etter avsluttet kjøring.</i> | | | |

| BATTERI OG LADER | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Batteri 2stk 12V std | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Batterilader Impulse II 8A IP65 std | 9012366 | 286581 |
| <input type="checkbox"/> | Batterilader 10Amp | PCC442 | |
| <input type="checkbox"/> | Batterilader Swede WPC-500 IP65 | 24121320 | 251612 |

| BRUKERVEILEDNING | | Lev.art.nr: | HMS Art.nr: |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brukermanual Norsk std | | |
| <input type="checkbox"/> | Annet språk, Oppgi: _____ | | |

Kommentarer: _____

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no