



Magic 360

OF_Magic360.DK11_Rev2.5_11.03.25_no

Delkontrakt 11

Kunde/HMS:	Lever til:
Kont.person	Bruker-ref:
E-post:	E-post:
Tlf:	Tlf:
Best.dato:	Selger:
Notater:	Sunrise ordrenr:
	Merkes:

- ☐ Bestilling
☐ Prisoverslag
☐ Built 4 me

E-post: mailordre@sunrisemedical.no

Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
☐ = Pristillegg
○ = Valgmulighet

Maks. brukervekt: 160kg

Brukers vekt *): kg

Art.nr: 360NAV11

HMS art.nr: 304587

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

Hovedprodukt Magic 360 Delkontrakt 11 Barn og ungdom

Lev.art.nr:

HMS art.nr:

- ☐ Magic 360 med Rehabsete sb31-40 sd32-53 sh44-74 10km/t

360NAV11

304587

Magic 360 i DK11 standard versjon består av:

Understell senterdrift totalbredde 66cm
Rehab justerbart setesystem for barn og ungdom inkl nakkestøtte
Rehab Flex artikulerende armlener som følger rygg
Jay Easy Visco setepute
Bryterpanel for betjening av stolfunksjoner IR og Blåtann, m/USB ladeuttak
Elektriske setefunksjoner: seteløft 30cm, tilt 50°, ryggvinkel 160°, layback funksjon.
Sentermontert benstøtte fast
Hel oppfellbar fotplate. Leggputer.
R-Net styresystem med R-Net JSM-L-SW og Assignable- buttons funksjonalitet.
Lader, Batterier 2 stk
Offroadhjul 145/70-60 knastedekk luft.
Lyssett, montert på seteramme, Dekselfarge Sunset Red
Dekselfarge Flammelakkert
Hoftebelte type rullebelte, Veske A5 armlen venstre

Forespørsler om individuelle tilpassinger beskrives og dokumenteres på eget formular. Må signeres av faglig ansvarlig terapeut.

Utvidet leveringstid ved individuelle tilpassinger må påregnes (normalt 3-5u etter mottatt bestilling)



MAG	DESIGN, deksselfarge sidepaneler				Lev.art.nr:	HMS art.nr:
5531	● Flammelakkert		std	ve	MM-05263FL	307372
5531	● Flammelakkert		std	hø	MM-05264FL	307352
5527	○ Rosa			ve	MM-05263PI	307378
5527	○ Rosa			hø	MM-05264PI	307358
5520	○ Sort			ve	MM-05263BK	307380
5520	○ Sort			hø	MM-05264BK	307360
5532	○ Carbon			ve	MM-05263CF	307371
5532	○ Carbon			hø	MM-05264CF	307351
5529	○ Lilla			ve	MM-05263PU	307375
5529	○ Lilla			hø	MM-05264PU	307355
5521	○ Blå			ve	MM-05263VB	307369
5521	○ Blå			hø	MM-05264VB	307349

MAG ☒ = Standard ☐ = Pristillegg ☐ = Valgmulighet ** = Intern/tekn

MAG Lev.art.nr: HMS Art.nr: **HJUL** Se illustrasjoner side 14 Illustrasjoner:

Ved valg av grå drivhjul under, leveres også svinghjul i grå farge

5930	☒	MM-07440		Drivhjul OFFROAD luft sort knast	std	stk
5931	☐	MM-07369		Drivhjul OFFROAD luft punkteringsbeskyttet Liner innlegg, sort knast		stk
5929	☐	MM-07442		Drivhjul Crossover 5.30/4.50-6 luft grå		stk
5928	☐	MM-07441		Drivhjul Crossover 5.30/4.50-6 luft sort		stk
5925	☐	MM-07443		Drivhjul Urban 3.00-8 luft sort		stk
5924	☐	MM-07444		Drivhjul Urban 3.00-8 kompakt sort		stk
5927	☐	MM-07445		Drivhjul Urban 3.00-8 luft grå		stk
5926	☐	MM-07446		Drivhjul Urban 3.00-8 kompakt grå		stk
NFLAT-NEW	☐	MM-05981	307300	Punkteringsbeskyttelse , NeverFlat væske		stk
*	☐	MM-07467		Punkteringsbeskyttelse , Liner for Offroad og Crossover dekk, kun Liner		stk
	☒	MM-07560		Svinghjul kompakt. Sort, flat profil	std	stk


	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:	LYS
5729	☒	MM-05729	308185 Lyssett, montert på understell std
5142	☐	MM-05142	308201 Lyssett, montert seteramme

	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:	BILFESTE
6566	☐	MM-06717	315668 Dahl Docking sett komplett, for montering på rullestolen. 1)
	☒		Festepunkter for stroppefester ihht ISO7176-19 1) std



	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:	SETELØFT OG SETETILT
5126	☒	MM-05332LITE	Seteløft/tilt, 300 mm løft, 0 - 45° tilt std

	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:	SETEHØYDE/ SETEBREDDE (SH: målt fra gulv til undersiden av puten)
6552	☒		Standard setehøyde 435mm fra gulv til oppunder setepute std
6553	☐		Setehøyde 460mm Se illustrasjoner
6554	☐		Setehøyde 485mm side 15
REHAB SEATPAN	☒		Rehab justerbar seteplate *) std
Kun info KS	☐	MM-05492	308046 Kabelkasse - velges ved setedybde < 15"/ 380mm, for tildekking av kabler.



			SETEBREDDE
SW305MM	☐		305 mm/12"
SW330MM	☒		330 mm/13" std
SW355MM	☐		355 mm/14"
SW380MM	☐		380 mm/15"
SW405MM	☐		405 mm/16"
SW430MM	☐		430 mm/17"
SW455MM	☐		455 mm/18"
SW480MM	☐		480 mm/19"
SW510MM	☐		510 mm/20"
SW535MM	☐	SWEXPKIT	535 mm/21"
SW560MM	☐	SWEXPKIT	560 mm/22"



1) Ved bruk som sete i kjøretøy er max brukervekt 136kg.

*) MAGREHABSEATPAN Seteplate justerbar 305mm - 605mm Leveres std SB:330mm og SD:355mm

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge




www.sunrisemedical.no

MAG ☒ = Standard ☐ = Pristillegg ☐ = Valgmulighet ** = Intern/tekn

Lev.art.nr: HMS nr: **SETEDYBDE** Illustrasjoner:

SETEDYBDE			
**	☐		305 mm/12"
**	☐		330 mm/13"
**	☒		355 mm/14" std
**	☐		380 mm/15"
SD405MM	☐		405 mm/16"
SD430MM	☐		430 mm/17"
SD455MM	☐		455 mm/18"
SD480MM	☐		480 mm/19"
SD510MM	☐		510 mm/20"
SD535MM	☐		535 mm/21"
SD560MM	☐		560 mm/22"



SIDESKINNE er montert på utside av seteplate. Benyttes for montering av tilbehør.			
☒	MM-LSB014		Kort seteskinne SD:30-38cm/12-15" std (kreves 2 stk)
☐	MM-LSB002		Lang seteskinne SD:40-61cm/16-24" (kreves 2 stk)

kun internt: Lev.art.nr: HMS nr: **SETEPUTER FLAT/ MPS / JAY**

SETEPUTE FLAT			
PADDEDSC	Angi størrelse på setepute under. (Se tabell for HMS nr på side 17)		
SUFABRIC	☐ MM-07330sbsdFA	Se tabell side 17	Setepute stoff sb: sd:
SUVINYL	☐ MM-07330sbsdVI	side 17	Setepute vinyl sb: sd:
☐	MM-07330B4MeXX	Setepute med amputasjons fremspring , angi cm og side Hø/Ve	
	Ant.cm:	Side:	☐ Hø ☐ Ve



SETEPUTE MPS (Trek, ZZ: FA= stofftrekk, VI= vinyltrekk)

CMRC ☐ MM-070XXYYZZ MPS setepute dypere setebrønn og sideprofiler. Angi str og trekk under: Setebredder og Setedybder fra 405mm til 610mm.

Art.nr: MM-	SB(XX), SD(YY) og trekk(ZZ) koder MPS setepute:							
	Dybde, YY:	mm.	405	455	480	510	560	610
	Bredde, XX:	405	46	47				
		455	48	49	50	51		
		510		52		53		
		560		54		55		
		610		56		57		

Eksempel:	MM-07648FA	306060	Pute sete MPS b45 d40, Stofftrekk
Eksempel:	MM-07653FA	306070	Pute sete MPS b50 d50, Stofftrekk



Se tabell side 17 **Jay Easy Visco:**

**	☒	JEV3535FM	305603	JAY Easy Visco:	std	35x35	Oppgi sbxsd :	
----	----------------------------------	-----------	--------	-----------------	-----	-------	---------------	--

[Se JAY-katalogen](#)

**	☐	Annen JAY pute:		Oppgi vnr:	
----	--------------------------	-----------------	--	------------	--



Kommentar:

1) Ved bruk som sete i kjøretøy er max brukervekt 136kg.

*) MAGREHABSEATPAN Seteplate justerbar 305mm - 605mm Leveres std SB:330mm og SD:355mm

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge



www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

MAG ● = Standard ☐ = Pristillegg ○ = Valgmulighet ** = Intern/tekn

MAG	Lev.art.nr:	HMS nr:	RYGGRAMME	Illustrasjoner:
REHABCANES ●	MM-03929	306383	Rygg ramme standard Std	Se stor illustrasjon på side 15
3928-S-3929-F ●			Elektrisk rygggreg Std	



	Lev.art.nr:	HMS nr:	RYGGRAMME NEDFELLBAR
REHABFOLD ☐	MM-03979	307683	Ryggmekanisme for fremfelling av rygg
☐	MM-03997		Stoppbrakett for armlene v/ nedfellbar rygg sett
3930-S-3931-F			Ved valg av nedfellbar rygg velg også : MM-03492 Hurtigkobling ryggpute

	Lev.art.nr:	HMS nr:	RYGGPUTE
FABRICBR ●			Senterpute stoff trekk (FA) Std
VINYLBK ☐			Vinyl trekk (VI) Ved valg av vinyl-trekk byttes FA ut med VI i artikkelnummeret:

	Stofftrekk:	Rehab Rygg senterputer	Vinyltrekk:	HMS.nr:
BRMRJ ☐	MM-07021FA	306391 Ryggpute JR sb30-40 rh35 sort kun jr	MM-07021VI	306393
BRMRJXS ●	MM-07022FA	306392 Ryggpute JR sb30-40 rh41 sort kun jr Std	MM-07022VI	306394
BRMRMS ☐	MM-07023FA	306300 Ryggpute M sb40-45 rh43 sort	MM-07023VI	306302
BRMRM ☐	MM-07024FA	306310 Ryggpute M sb40-45 rh48 sort	MM-07024VI	306311
BRMRMXT ☐	MM-07025FA	306304 Ryggpute M sb40-45 rh53 sort	MM-07025VI	306306
BRMRLS ☐	MM-07026FA	306301 Ryggpute L sb45-53 rh43 sort	MM-07026VI	306307
BRMRL ☐	MM-07027FA	306308 Ryggpute L sb45-53 rh48 sort	MM-07027VI	306309
BRMRLXT ☐	MM-07028FA	306303 Ryggpute L sb45-53 rh53 sort	MM-07028VI	306305

			Rehab Ryggsideprofiler (bolster) Sideprofil høyder: Jr=20 cm og M/L= 34 cm
	●		Trekk sideprofiler leveres likt som rygg senterpute Std
** ☐	MM-07030FA	306436	Sideprofil d:75 Hø. for Jr rygg MM-07030VI 306437
BOLSTERS ●	MM-07032FA	306440	Sideprofil d:125 Hø. for Jr rygg Std MM-07032VI 306441
BOLSTERS ☐	MM-07034FA	306444	Sideprofil d:127 Hø. for M/L rygg MM-07034VI 306445
BOLSTERSTD ☐	MM-07036FA	306448	Sideprofil d:177 Hø. for M/L rygg MM-07036VI 306449
BOLSTERD ☐	MM-07038FA	306432	Sideprofil d:237 Hø. for M/L rygg MM-07038VI 306433
** ☐	MM-07029FA	306438	Sideprofil d:75 Ve. for Jr rygg MM-07029VI 306439
BOLSTERS ●	MM-07031FA	306442	Sideprofil d:125 Ve. for Jr rygg Std MM-07031VI 306443
BOLSTERS ☐	MM-07033FA	306446	Sideprofil d:127 Ve. for M/L rygg MM-07033VI 306447
BOLSTERSTD ☐	MM-07035FA	306450	Sideprofil d:177 Ve. for M/L rygg MM-07035VI 306451
BOLSTERD ☐	MM-07037FA	306434	Sideprofil d:237 Ve. for M/L rygg MM-07037VI 306435

	Lev.art.nr:	HMS nr:	Lumbal pute for korrigering av Rehab ryggpute kurvatur
LUMBAR ●	MM-07039	305323	Lumbalpute for JR/M smal Std
LUMBARSTD ☐	MM-07040	305324	Lumbalpute for M std
LUMBARD ☐	MM-07041	305322	Lumbalpute for M dyp
LUMBAR ●	MM-07042	305320	Lumbalpute Bred for L smal
LUMBARSTD ☐	MM-07043	305321	Lumbalpute Bred for L std
LUMBARD ☐	MM-07044	305319	Lumbalpute Bred for L dyp



	Lev.art.nr:	HMS.nr:	RYGGPUTE, forts	Se illustrasjon side 15	Illustrasjoner:
3495	● MM-03495	305198	Std, Fast JR rygginnfesting (feste m/høydeforskyving i ryggør/senterpute innfesting)		
3495	● MM-03495	305198	Std, Fast rygginnfesting (sb56-61cm blir montert med brede std fester)		
3492-PI	☐ MM-03492	307930	Ryggfeste hurtigkobling Rehab ryggplate, justerbart		
**	☐ MM-07936		Festebraketter Std. Sett Hø/Ve. Lang for brede rygger >51cm		
3492-PI	☐ MM-07935		QR feste for ryggpute JR høydeforskjøvet (velges ved bruk av Nedfellbar ryggmekanisme)		
3492-PI	☐ MM-07794		QR feste for ryggpute M/L sb40-53cm (velges ved bruk av Nedfellbar ryggmekanisme)		
3492-PI	☐ MM-07934		QR feste for ryggpute sb56-58-61cm (velges ved bruk av Nedfellbar ryggmekanisme)		
			MPS Rygg		
	☐ MM-07060FAH	306350	Rygg MPS b40 h53 stoff		
	☐ MM-07060VIH	306351	Rygg MPS b40 h53 vinyl		
	☐ MM-07061FAH	306352	Rygg MPS b40 h58 stoff		
	☐ MM-07061VIH	306353	Rygg MPS b40 h58 vinyl		
5723	☐ MM-02040RH	301375	Krok montert på rygg Høyre		
5723	☐ MM-02040LH	298247	Krok montert på rygg Venstre		
**	☐ MM-05730	307652	Krok bred flat, stk		
			Monteres:		Antall:
**	☐ B4Me		Kapping av ryggør. Angi :		



	Lev.art.nr:	HMS nr:	HODESTØTTE
			Std Hodestøtte Høyde og vinkel/ dybdejusterbar med 3 ledd
REHABSTD	● MM-04114XX	305162	Hodestøtte 3 leddet stag 220mm,inkl feste std
REHABWIDE	☐ MM-04117XX	305163	Hodestøtte 3 leddet stag 330mm,inkl feste,angi type trekk under
FABRICH	●		Trekk Hodestøtte stoff XX=FA (valgbart kun for REHAB hodestøt std
VINYLR	○		Trekk Hodestøtte vinyl XX=VI (valgbart kun for REHAB hodestøtter)
4114	●		Hodestøtte stag 3 leddet std
**	● MM-H20FS-06		Hodestøttefeste 1/4" , ryggplatemontert (Withmyer AXYS kompatibel)
2770VI	☐ MM-02770	305158	Hodest. MPS rygg. Mont. ned i topp av rygg. Leveres i likt trekk som ryggtrekk.



3-leddet stag

Whitmyer hodestøtte

**	Std hodestøttefeste er kompatibel med AXYS, Ved annet Whitmyer hodestøttestag velg tilhørende feste.		
**	☐		Hodestøttestag Whitmyer
**	☐		Hodestøtte Whitmyer Se egen Whitmyer.brosjyre



Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

	Lev.art.nr:	HMS nr:	ARMLENER	Se større illustrasjoner side 16	Illustrasjoner:
--	-------------	---------	----------	----------------------------------	-----------------

Armleneinnstillinger

Innstilling Armlene høyde i intervallet 220-390 mm.

AH***MM ● 230 mm (standard) Valg: mm

Flexi armlene oppfellbart


FLEXIARM ●	MM-05801	304657	Armlene Flexi høyre	std
FLEXIARM ●	MM-05800	304659	Armlene Flexi venstre	std
□	MM-05847	306993	Armlenekanal (Flexi) lang for polster fom. 380 mm	SD:50-60
●	MM-05846	306992	Armlenekanal (Flexi) kort for polster 235-305 mm	SD:30-38 std
□	MM-05804	306994	Armlenekanal (Flexi) standard for polster 308-380 mm	SD:40-48
6503-6502 □	MM-06500	305070	Oppfellbar armlenemek låsbar. Par	○ Arml.høyde 220-310mm
	MM-07199			○ Arml.høyde 320-370mm
	MM-07271			○ Arml.høyde 380-470mm
			Armlene, montert i seteskinne	
3572 □	MM-04421RH	304662	Armlen fast hø	Velg også feste under
3572 □	MM-04421LH	304663	Armlen fast ve	Velg også feste under
3572 □	MM-04679	305072	Feste armlene for Fast armlen med 25mm utforing	stk
** □	MM-04680		Feste armlene for Fast armlen for 5cm smalere SB	stk
** □	MM-03638	304665	Kanal for kort Armlenepute 235-305 mm	stk
□	MM-03549	306985	Kanal for std Armlenepute fra 355 mm	stk

Ved behov for oppfellbar armlenebeslag fjernes fremre skrue.

Armlenepolster



MERK: Armlenepolster leveres std tilpasset valgt setedybde, velg evnt spesifikk lengde under:

** ●	MM-06731	298657	Armlenepad 255x75mm Vinyl tre	SD:30-35	Hø: ● Ve: ●	std
** □	MM-06732	298263	Armlenepad 305x75mm Vinyl trekk	SD:38-40	Hø: ○ Ve: ○	
AP75-WOKOR-2 □	MM-06733	298473	Armlenepad 355x75mm Vinyl trekk	SD:43-48	Hø: ○ Ve: ○	
** □	MM-06734	298430	Armlenepad 380x75mm Vinyl trekk	SD:50-60	Hø: ○ Ve: ○	
3775 □	MM-03773	304726	Armlenepad buet Hemi 255mm vinyl		Hø: ○ Ve: ○	
** □	MM-03774	304725	Armlenepad buet Hemi 305mm vinyl		Hø: ○ Ve: ○	
** □	MM-03775	304727	Armlenepad buet Hemi 355mm vinyl		Hø: ○ Ve: ○	
** □	MM-03776	304728	Armlenepad buet Hemi 380mm vinyl		Hø: ○ Ve: ○	
** □	MM-06973	304639	Albuepute stopp bakkant for Hemi buet arml.pute		Hø: ○ Ve: ○	
□			Annet Armlene, se debok på nett Vnr:			
HOOKA2RH □	MM-02040RH	301375	Krok montert på armlene høyre			
HOOKA2LH □	MM-02040LH	298247	Krok montert på armlene venstre			
			Støttegrep på armlene		Hø: ○ Ve: ○	
** □	MM-99001		Håndtak armlene montert motsatt styreboksside inkl. feste			
** □	MM-06563	304994	Håndgrepskule armlene montert motsatt styreboksside inkl. feste			



Magic 360 DK11 MAG ☒ = Standard ☐ = Pristillegg ☐ = Valgmulighet				
MAG	Lev.art.nr:	HMS nr:	Benstøtter Se illustrasjoner benstøtter side 16	Illustrasjoner:
LLxxxMM		Legglengde : mm , målt fra underside sittepute til topp fotplate. (300-430 mm)		
CPLEG-REST	☒ MM-3837		Benstøttehenger manuell sentermontert fast vinkel	std
	☐ MM-07434		Fotplateholder for Hel fotplate Lang II:35-45 1)	
	☒ MM-07433		Fotplateholder for Hel fotplate Medium II:25-36	std
	☐ MM-07432		Fotplateholder for Hel fotplate Kort II:18-24	
CPOWER	☐ MM-07550		Sentermontert elektrisk benstøtte. Legglengde justerbar 310-430mm	
KPCMPE	☐ MM-04247	298186	Kneputer sentermontert benstøtte, sideskinnemontert, justerb. 1)	
3526ME	☐		2-delte benstøtter sidemontert elektrisk Legglengde justerbar 310-420mm	
	☐ MM-03526-3340		for setebredde 33-40cm	
	☐ MM-03526-4348		for setebredde 43-48cm	
	☐ MM-03526-5060		for setebredde 50-60 cm	
4104	☐ MM-04104	305003	Knepute for 2-delte el benstøtter, benstøttemontert. 1)	
1) Se illustrasjoner kneputemontering på side 15				
	Lev.art.nr:	HMS nr:	Fotplater / Leggputer	
4055SFP	☒ MM-04418		Fotplate Hel til manuell benstøtte bred kort	std
	☒ MM-04169		Leggputer smal polstret SB30-40	std
	☐ MM-04171		Leggputer medium polstret SB40-50	
	☒ MM-03861		Hælstopper	std
	☒ MM-03991		Polstring for hælstopper	std
4755-2	☐		Fotplater, oppfell, 2-delte for el sentermontert benstøtte	
4755	☐		Fotplate hel oppfellbar	
CALF-SUPPORT	☐		Leggputer buet med sidestøtter. Opprettholder kontakt mot legg ved vinkling.	
Velg setebredde: ☐ SB:31-33cm ☐ SB:35-38 ☐ SB: 40-43 ☐ SB:45-48 ☐ SB:51-53 ☐ SB:55-60				
	☐ MM-06435		Leggplate hø xl kpl sb45-61 sd45-51	
	☐ MM-06436		Leggplate ve xl kpl sb45-61 sd45-51	
	☐ MM-06408		Leggplate hø std kpl sb40-51 sd: alle	
	☐ MM-06425		Leggplate ve std kpl sb40-51 sd: alle	
	☐ MM-07801		Leggplate ve s kpl sb30-38 sd: alle	
	☐ MM-07800		Leggplate hø s kpl sb30-38 sd: alle	
	☐ MM-07804		Leggplate hø xl kpl sb45-61 sd45-61	
	☐ MM-07805		Leggplate ve xl kpl sb45-61 sd45-61	
	☐ MM-07802		Leggplate hø xl kpl sb45-61 sd30-43	
	☐ MM-07803		Leggplate ve xl kpl sb45-61 sd30-43	
Hælstropp / Fikseringer				
	☐ MM-06546	298429	Hælstropp monteringssett sentermontert fotbrett	
**	☐		Montering av Kinetic Balance stropper , 1t arbeid. Monteres i Norg.	
**	☐		Annet, angi:	
Kommentar:				
**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge				


	Lev.art.nr:	HMS nr:	BELTE / VEST / LÅRSTØTTE	Illustrasjoner:
4730	●	MM-04730	298091	Rullebelte sett kompl inkl feste NB! MÅ Velge låsside Hø/Ve std
LBLH	○			Beltelås rullebelte VENSTRE
LBRH	○			Beltelås rullebelte HØYRE
**	□	MM-04974	298082	Beltefeste ryggplassert, sett f/REHAB til standard belter (Belte ikke inkludert)
Ønskes andre belter finnes et stort utvalg i Kinetic Balance sortimentet.				
**	Se katalog for Kinetic Balance		Navn / nr:	
HARQ	□	MM-07527		4-pkt Vest standard/Voksen REHAB seterygg, hurtigkobling
HARP	□	MM-07530		4-pkt Vest liten/Barn REHAB seterygg, hurtigkobling
HARQ	□	MM-07529		4-pkt Vest standard/Voksen MPS seterygg, hurtigkobling
**	□	5005247Q	307954	Brakett for 4 pkt vest/belte feste øvre
**	□	MM-04974	298082	Brakett for 4 pkt vest/belte feste nedre
**	□	5005246	239742	Brakett for hoftebelte KB
**	□	5005245	251540	Brakett for lårbelte KB
4943	□	MM-04943	308572	Thoracic Sidestøtte for MPS ryggpute, kpl sett
HPKIT	□	MM-04725	298083	Lårputer REHAB seteskinne monterert i kombinasjon med Flexi armlener
HPKIT	□	MM-01509	305193	Lårputer REHAB armlenemontert i kombinasjon med Single stem armlener



Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge


Magic 360 DK11 MAG ● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet				
Calico	Lev.art.nr:	HMS nr:	STYRESYSTEM	Se større illustrasjoner side 17
PG-JSM-PI ●	MM-PG-JSM	308856	Styreboks JSM m/std joystick kule, fargeskjerm og 2 xJack	std
PG-JSM2IRL □	MM-PG-JSM2IR	308862	Styreboks JSM2 m/std joystick kule, fargeskjerm, Infrarød	
PG-JSM2IRBT □	MM-PG-JSM2IRBT	308862	Styreboks JSM2 m/std joystick kule, fargeskjerm, Infrarød, Blåtann	
For alternative styringer , se brosjyre Switch- It: Se Switch-It brosjyre				
□		Annet, angi varenummer:		
BRYTERPANEL				
158709	□ 20011151-001	243456	Ctrl+5 Bryter Flate gule knapper, inkl USB ladeuttak	
158708	● 20011150-001	236790	Ctrl+5 Bryter Høye hvite brytere, inkl USB ladeuttak	std
Monteringsbraketter og plassering for Ctrl+5:				
5430	□ MM-05430	301327	Montert på fast stag i Armlene med Ctrl+5 imellom JSM og armlen.	
5431	● MM-05431	296549	Armlene, på motsatt armlene av Joystick	std
5433	□ MM-05433	298522	Mont.brakett armlen for Ctrl+5 og koppholder på samme side	1)
**	□ 21709011	251376	Montert på styreboks i mellom JSM og armlen.	1)
5432	□ MM-05432	301270	Montert ifbm ledsagerstyring på rygg *)	
*)Krever at Attende/Scoot/Baseplate er montert, benytt også festebrakett 555561 (se side 11)				
Ved montering av utsvingbar Ctrl+5 bryter motsatt av styreboksside, velg :				
□	MM-04424	307227	Festebrakett for bryterpanel Ctrl+5	
□	MM-03083L	298598	Feste utsvingbart venstre	
□	MM-03083R	308448	Feste utsvingbart høyre	
Bryterpanel 5-Funksjoner inkl monteringsbraketter og plassering for Magic JSM:				
**	□ MM-04429	307219	Bryterpanel 5-funksjoner med feste for montering på JSM 1)	
**	□ MM-04430	307218	Monteringssett for montering i armlenet, motsatt av JSM side	
**	□ MM-04431	307220	Monteringssett på ledsagermekanisme/rygg med JSM	
Bryterpanel 5-Funksjoner inkl monteringsbraketter og plassering for Magic JSM2:				
**	□ MM-04429JSM	307224	Bryterpanel 5-funksjoner med feste for montering på JSM2 1)	
**	□ MM-04430JSM	307223	Monteringssett for montering i armlenet, motsatt av JSM2 side	
**	□ MM-04431JSM	307221	Monteringssett på ledsagermekanisme/rygg med JSM2	
**	□ MM-05852	308033	Skjøtekabel for Jack til Bryterpanel 5-funksjoner, 2Meter JSM/JSM2	
1) TIPS: Ved montering av Bryterpanel samme side som styreboks velg kortere armlenepads.				
JOYSTICKGREP				
KNOBSTD ●	1010114		Joystick std	Std
PG-KB32 □	172384.3804	308840	Ball 35	
PG-KM48 □	172384.3802	308845	Sopp 45	
PG-KTBAR □	172384.3801	308846	T-Bar T82	
PG-KSB70 □	172384.3800	308841	Soft Ball 70	
PG-KS80 □	172384.3803	308844	Pinne	
□		Annet , angi:		



*) Ved valg av koppholder og Ctrl-5 på motsatt side av styreboks, velg feste: MM-05433
 **) Bestilles i tillegg og monteres i Vestby

Calico	Lev.art.nr:	HMS nr:	JOYSTICK MEKANISME	Se større illustrasjoner side 17	Illustrasjoner:
--------	-------------	---------	---------------------------	----------------------------------	-----------------

3729STD	☐	MM-03729STI	307925	Feste Joystick fast arm, med avtakbar Quick release *)	hø/ve
JSRIGHT	☒	MM-03083R	308448	Utsvingbar joystick mekanisme høyre side	std
JSLEFT	☐	MM-03083L	298598	Utsvingbar joystick mekanisme venstre side	
3329JSM	☐	MM-03329JSM		Monteringssett JSM på innside ryggbjelke,	☐ Hø ☐ Ve



Std Styreboks flyttet fra armlenet til rygg montert 90 grader rotert inne i ryggbøyle. Kun festemekanisme u/JSM.

3083-KIT-OS	☒			Svingmekanisme armlen (kun Calico info)	std
3713	☐	MM-04980	307959	Høydejusterbar joystick	
3729SB	☐	MM-03729SB	307925	Feste Joystick utsvingbart Quick release *)	
PGCYPGC2.03 725	☐	MM-03725	307519	Flyttbart feste for montering Joystick vekselvis Høyre/Venstre armleneskinne	

*) Anbefales i kombinasjon med nedfellbar rygg


kun internt:		Lev.art.nr:	HMS nr:	ALTERNATIVE STYRINGER	
5436		☐		Omni2 For bruk med alternative styrings enheter	
				Oppsettet inneholder alle artikler listet opp under, montert på armlene..	
OMNILH/RH	☐	MM-05390	307920	Omni2 Festemekanikk RAM for armlen	☐ Ve ☐ Hø
	☐	20011230-010	308100	Omni2 Hoved modul	
	☐	20011231-010	308875	Omni2 Display	
	☐	20011236-200	307986	Omni2 Display kabel	
	☐	20009190-010	307339	Omni2 veske for modul og kabler m ladeuttak	
	☐	MM-PG-CY	298184	Split kabel for innkobling av R-Net moduler	

Valg av SID (joystick/hodestyring/brytere etc...), se Switch It Brosjyre og eget bestillingsskjema




☐	5003331	Universalplate for feste av Tobii brakett, og andre enheter i sideskinne/rygg/osv
--------------------------	---------	---



NB! Ønskes flere valg av SPESIALSTYRINGER, åpne eget skjema her

Lev.art.nr:		HMS nr:	LEDSAGERSTYRINGER		Illustrasjoner:
KUN INFO: ☐ Både brukerstyrt og ledsagerstyrt ☐ Kun ledsagerstyrt (flytt std. Styreboks)					
Standard JSM flyttet til rygg					
Dersom standard styreboks ønskes flyttet fra armlene til rygg, velges følgende:					
**	☐ EL4682	308412	Ledsagerstyringsfeste med håndstøtte f/ryggmontering, ○ Hø ○ Ve		
	☐ EL4727-1		Baseplate for montering av ledsagerstyringer og tilbehør. Må velges. *)		
*) Må velges dersom ikke Attende eller Scoot skal monteres					
Ekstra JSM ryggmontert					
☐ MM-03329JSM		Monteringssett for std JSM innenfor øvre tverrstag rygg, 90° tverrstilt. Angi Hø/Ve			
3329JSM-RH	○	Høyre side	3329JSM-LH	○	Venstre side
	☐ MM-PG-JSM	308856	Ekstra JSM styreboks f/montering på rygg, velg også skjøtekabel + Y-kabel under		
	☐ MM-PG-C1.0		Skjøtekabel 1.0m		
	☐ MM-PG-CY	298184	Skjøtekabel Y-kabel		
JSM/Dual ledsagerstyring mekanisme regulerbar og forlenget, ryggmontert					
B4Me **	☐ 5005340		Ledsagerstyringsmekanisme for bruk ved vinklet rygg / stort tilt utslag, hreg, vreg.		
MERK : styreboks, kabler, kontakter velges etter behov ihht stolens konfigurasjon for øvrig					
DUAL ledsagerstyreboks ryggmontert					
3329AM-KIT	☐ MM-03329AM	308884	Dual Ledsagerstyreboks, montert på innside øvre tverrstag rygg, tverrstilt		
ACRH			○ Høyre side	ACLH	○ Venstre side
	☐ MM-PG-C1.0		Skjøtekabel 1.0m		
	☐ MM-PG-CY	298184	Skjøtekabel Y-kabel		
SCOOT ledsagerstyring regulerbar ryggmontert					
**	☐ LEDRSO10	308891	Scoot leds.styring m/kabel og feste, nedfell og høyderreg.bar, velg også 4603		
**	☐ 4603		Påvirkerfot, rygg/tiltvinkel MÅ monteres ved bruk av Attende eller Scoot.		
**	☐ A0753S	293026	Ekstern Ladekontakt MÅ velges dersom Scoot eneste Master i styresystemet		
**	☐ 5005309	293027	Feste ekstern ladekontakt MÅ velges dersom A0753S er valgt		
Merk! Montering av Scoot ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt					
ATTENDE ledsagerstyring regulerbar ryggmontert					
**	☐ LEDRATT10	308877	Attende Ledsagerstyring inkl. Dual styreboks (MM-PG-AM) 1)		
**	☐ 4603		Påvirkerfot, begrenser rygg/tiltvinkel MÅ monteres ved bruk av Attende/ Scoot.		
**	☐ MM-PG-CY	298184	Splitter Y-kabel for innkobling av R-Net enheter til R-Net Bus		
**	☐ MM-PG-C1.0		Skjøtekabel 1.0m		
Merk! Montering av Attende ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt					
	☐ 555561		Festebrakett f/Ctrl+5 og Direct Access på Baseplate til ledsagerstyring rygg		
1) Dersom std JSM ønskes flyttet inn i Attende-mekanisme, krediter: MM-PG-AM.					
Lev.art.nr:		HMS nr:	NØDSTOPP LØSNINGER montert utenom Ledsagerstyring		
**	☐ 802937	206460	Buddy button koblet i JSM Jack - velcromontert bryter.		
**			Angi plassering :		
**	☐ RSS-OBC	251496	Fjernstyrt stopp Switch-It for innkobling i OBC		
**	☐ MM-05932	307730	Scooter Stopper fjernstyrt nødstop, inkl feste		
**	☐ 5005320		Nødstop Std bryter for bruk alene, velg også Festeplate: 555559		
**	☐ 555560		Festeplate til Std Nødstop bryter: 5005320, montering ryggbøyle/Baseplate		

MAG ● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

	Lev.art.nr:	HMS nr:	TILBEHØR	se større illustrasjoner side 18	Illustrasjoner
5360	☐ MM-05362	307536	Horn kraftig (i tillegg til std horn)		
**	☐ 5329190	143920	Regntrekk overtrekk		
**	☐ UN099	236868	Presenning elektriske rullestoler		
**	☐ MM-05680	307530	Sikkerhetsboks armlene, avtakbar m/feste	Hø: ○ Ve: ○	
3145	☐ MM-05145	307010	Bagasjebrett for montering bak seteenhet		
**	☐ 5329260	198698	Bagasjeboks komplett (krever også bagasjebrett)		
**	☐ 5329150	079916	Sikkerhetsvimpel		
4705	☐ MM-04705	308911	USB ladeuttak x 2 + 12V sigarett kontakt uttak		
**	☐ 3007900	139123	Luftpumpe oppladbar bærbar		
**	☐ 5005215M		Flyfraktbryter, velg også festebrakett : 5005215QB2		
**	☐ 5005215QB2	307641	Festebrakett for flyfraktbryter		
HOOKA2RH	☐ MM-02040RH	301375	Krok montert på armlene høyre		
HOOKA2LH	☐ MM-02040LH	298247	Krok montert på armlene venstre		
	☐ MM-05730	307652	Krok montert på rygg bred flat		
4834	☐ MM-04834	296550	Veske A4 inkl festebrakett	Montert på rygg	
4834RH	☐ MM-04834	296550	Veske A4 inkl festebrakett	Montert armlen høyre	
4834LH	☐ MM-04834	296550	Veske A4 inkl festebrakett	Montert armlen venstre	
4834-2			Intern ks Calico, ved valg av MM-04834 på begge sider		
5320RHE	☐ MM-05320	298059	Veske A5 inkl festebrakett	Montert armlen høyre	
5320LHE	● MM-05320	298059	Veske A5 inkl festebrakett	Montert armlen venstre	
	☐ ALF6907	252353	Veske m/klaff Alfsnes	Hø: □ Ve: □ ***)	
**	☐ 22509080-002		Speil på Joystickside Hø, festes i utsvingmekanisme		
**	☐ 22509080-001		Speil på Joystickside Ve, festes i utsvingmekanisme		
**	☐ 22509080-012		Speil motsatt Joystickside Hø, festes i armleneskinne		
**	☐ 22509080-011		Speil motsatt Joystickside Ve, festes i armleneskinne		
	☐ MM-05731	297548	Festebrakett universal for armlene		
7700	☐ MM-02676-XX-CL		Bordfeste oppsvingbart, klar plate m sidekant tilpasset JSM plassering		
			Oppgi setebredde kode - XX=SB		
	Lev.art.nr:	HMS Art.	HOLDERE	se større illustrasjoner side 18	
4471	☐ MM-04471	298312	Holder kopp RAM (monteres motsatt side som styreboks) *)		
4478	☐ MM-04478	298088	Holder kopp og mobil Magic (monteres motsatt side som styreboks) *)		
**	☐ MM-05971	308789	Holder kopp og mobiltlf RAM (monteres motsatt side som styreboks) *)		
**	☐ MM-05424	298087	Holder fiskestang, justerbar. Montering:	Hø: ○ Ve: ○	
**	☐ MM-06806	308432	Holder Oksygenflaske, ryggmontert for el.vreg rygg og setetilt		
Monteres i øvre breddejusteringsstag på rygg, kan ikke kombineres med Attende/Scoot ledsagerstyring.					
**	☐ MM-05276	301326	Holder krykke (1 krykke) for Rehabrygg, Mont:	Hø: □ Ve: □ ***)	
**	☐ 030699X8	B4Me	Holder rullator universal for Gemino og tilsvarende modeller		
(OBS: Montering av rullatorholder påvirker og begrenser setefunksjoner)					
	☐ B4Me		Holder annet, oppgi:		

*) holder i kombinasjon med Ctrl+5 må MM-05433 brukes i stedet for MM-05431

Kommentar:

*) holder i kombinasjon med Ctrl+5 må MM-05433 brukes i stedet for MM-05431

**) Bestilles i tillegg og monteres i Norge

***) Avkryssing av begge sider = 2 stk

Magic 360 DK11

MAG ☒ = Standard ☐ = Pristillegg ☐ = Valgmulighet

	Lev.art.nr:	HMS nr:	LADER	Illustrasjoner
(NB!Legges i kr 0,-)	☒	9012366	286581	Batterilader Impulse II Smart 8A IP65 std
**	☐	24121320	251612	Batterilader Swede WPC-500 IP65 12 Amp
160104	☐	PCC442		Batterilader 10Amp

	Lev.art.nr:	HMS nr:	BATTERI
6669	☒	MM-BATT90	308897
			Batteri 12V 108 Ah 2stk Må ha 2stk std stk

	Lev.art.nr:	HMS nr:	TJENESTER
☐		308929	Utprøving enhetspris
☐		308924	Klargjøring f/gjenbruk enhetspris
☐		308923	Tilpassing timepris brukt utstyr Ant.timer:
☐		308921	Individuell tilpassing timepris ny/brukt Ant.timer:
☐		308919	Reparasjon timepris Ant.timer:
☐		308917	Reisetid timepris Ant.timer:
☐		308927	Frakt/opplæring bruker enhetspris
☐			Annet:
☐			B4Me Individuell tilpassing B4Me Risikoanalyse/Dok/Brukerveiledning
☐	DIETT		Oppholdsgodtgjørels statens satser, der reisekost ikke inngår i tjenesten *** Ihht bilag:
☐	19		Bom , Taxi , andre påløpte reiseutgifter.. *** Ihht bilag:
☐	12		Kjøregodtgjørelse, Km sats ihht statens satser Sats: *** Antall:

Kommentarer:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

**) Belastes når Utprøving, Reperasjon og Individuell tilpassing - samt Tilpassing av brukt rullestol - utføres hos bruker.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.no



Hjul

Type drivhjul

MAGIC 360 DRIVE WHEEL



BLACK PNEUMATIC

OFF-ROAD

- Soft ride with good shock absorption
- Best traction on all surfaces
- 660mm base width



BLACK PNEUMATIC



GREY PNEUMATIC

CROSSOVER

- Soft ride with decent shock absorption
- Good traction
- Grey tyre non-marking
- 635mm base width



BLACK PNEUMATIC



GREY PNEUMATIC



BLACK SOLID



GREY SOLID

URBAN

- Polyurethane solid inserts cannot be punctured
- Black tyre is low-marking compound
- Grey tyre non-marking
- 610mm base width



© Magic Mobility 2017

Punkteringsbeskyttelse:

Tilbake til side 2

MAGIC 360 PUNCTURE RESISTANCE



NEVERFLAT

- Offers good puncture protection for pneumatic tyres



PUNCTURE RESISTANT KIT (WITH PNEUMATIC OFF-ROAD TYRES)


- Offers comprehensive protection against glass, tacks, thorns, etc.
- Produced with aramid fibre and natural rubber
- Filled with Neverflat to give extra protection
- Can be retrofitted to all Magic Mobility chairs with knobby tyres

© Magic Mobility 2017

SETE, RYGG og KNEPUTEMONTERING

Rehabsete

REHAB SEAT AND BACK SIZING



Tilbake til side 2

© Magic Mobility 2016

Rehab ryggpute

MAGIC REHAB INSERT SIZE



Chest Width 'C'	Height 'Y' (mm)
330-470mm	
Large (Xtra tall)	530
Large	480
Large (Short)	430
280-420mm	
Medium (Xtra tall)	530
Medium	480
Medium (Short)	430
260-400mm	
Junior (Xtra tall)	410
Junior	350

- Bolsters can be mounted upside down for increased armpit support
- Bolster heights can be offset up and down, up to 25mm between each side (asymmetric)

© Magic Mobility 2016


Tilbake til side 4

Kneputer

Sentermontert benstøtte


Delte benstøtter

Tilbake til side 7



ILLUSTRASJONER ARMLEN OG STØTTEGREP

Armlene:



Flip up armlene (oppfellbare)



FLEXI


Flip-up, paralleling

Note: Depending on requested armrest height the Flexi arms will be assembled using slightly different parts. Therefore the range for each armrest will not be the full 220-440mm:

Requested Height	Actual Range (Flexis on MPS back)	Requested Height	Actual Range (Flexis on Rehab back)
220-330mm	220-370mm	220-330mm	180-360mm
340-370mm	250-400mm	340-440mm	275-440mm
380-440mm	330-440mm		

Tilbake til side 6
Armlener

Armlenepads / puter



Støttegrep:




Håndtak armlene




Håndgrepskule


Tilbake til side 7
Benstøtter



Leggputer



Sidemonterte benstøtter




Sentermontert benstøtte

ILLUSTRASJONER


Styresystemer

Tilbake til side 9/10
Styringer / Joystick

Styreboks JSM m/std joystick kule



Utsvingbar joystick mekanisme




Feste Joystick fast med Quick release



Ctrl+5 Bryter Flate gule knapper



Ctrl+5 Bryter Høye hvite brytere



Bryterpanel 5-funksjoner

Rehab seteputer:



Rehab setepute m stofftrekk:

Rehab setepute m vinyltrekk:

Tilbake
til side 3

		Lev art.nr:	HMS art.nr:	Lev art.nr:	HMS art.nr:
Setepute flat pad sb31 sd33 sb12" sd13"	h6 cm	MM-073301213FA	305704	MM-073301213VI	305705
Setepute flat pad sb33 sd35 sb13" sd14"	h6 cm	MM-073301314FA	305732	MM-073301314VI	305733
Setepute flat pad sb35 sd38 sb14" sd15"	h6 cm	MM-073301415FA	305760	MM-073301415VI	305761
Setepute flat pad sb38 sd40 sb15" sd16"	h6 cm	MM-073301516FA	305788	MM-073301516VI	305789
Setepute flat pad sb40 sd43 sb16" sd17"	h6 cm	MM-073301617FA	305816	MM-073301617VI	305817
Setepute flat pad sb43 sd45 sb17" sd18"	h6 cm	MM-073301718FA	305844	MM-073301718VI	305845
Setepute flat pad sb45 sd45 sb18" sd18"	h6 cm	MM-073301818FA	305870	MM-073301818VI	305871
Setepute flat pad sb48 sd48 sb19" sd19"	h6 cm	MM-073301919FA	305898	MM-073301919VI	305899
Setepute flat pad sb51 sd48 sb20" sd19"	h6 cm	MM-073302019FA	305924	MM-073302019VI	305925
Setepute flat pad sb53 sd51 sb21" sd20"	h6 cm	MM-073302120FA	305960	MM-073302120VI	305961
Setepute flat pad sb56 sd58 sb22" sd23"	h6 cm	MM-073302223FA	305992	MM-073302223VI	305993

OBS! I kontrakt finnes et stort utvalg størrelser. Sjekk denne dersom du ikke finner ønsket størrelse her. Putestørrelser finnes fra 30x30 til 60x60.

Et utvalg størrelser av standard Easy Visco puten


Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b30 d30	JEV3030FM	305600
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b30 d35	JEV3035FM	305601
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b35 d30	JEV3530FM	305602
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b35 d35	JEV3535FM	305603
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b35 d40	JEV3540FM	305604
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b35 d45	JEV3545FM	305605
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b38 d40	JEV3840FM	305606
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b38 d42	JEV3842FM	305607
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b38 d44	JEV3844FM	305608
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b40 d40	JEV4040FM	305609
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b40 d42	JEV4042FM	305597
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b40 d44	JEV4044FM	305598
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b40 d46	JEV4046FM	305599
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b42 d40	JEV4240FM	305610
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b42 d42	JEV4242FM	305611
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b42 d44	JEV4244FM	305612
Pute sete Easy Visco Cushion Magic 360 b42 d45	JEV4246FM	305613

ILLUSTRASJONER


TILBEHØR

Tilbake til side 12


Tilbehør




Holder kopp og mobiltelefon




Holder kopp og mobiltelefon Magic




Stroppefester (side 2)



Løftering
mont. i felg




Holder oksygenflaske




Holder fiskestang



Holder krykke/stokk
side 10




Holder rullator
side 10




Flyfraktbryter



Bagasjebrett




Vesker -side 10



Sikkerhetsboks
for armlenemontering



Luftpumpe oppladbar



Holder kopp