



«DIESER  
ROLLSTUHL HAT  
MIR MEINE  
FREIHEIT  
ZURÜCKGEBEN  
UND MIR EIN  
GANZ NEUES  
LEBEN  
ERMÖGLICHT.»

Lisa  
NEUSEELAND

**magic**  
Mobility™

### BELEUCHTUNGS- SET

Sie gehen aus, haben zu viel  
Spass, und es wird spät?  
Schalten Sie Ihr Licht an.  
Befestigt auf Gummihaltern.



### KOMMEN SIE SICH NÄHER

Seitliche Transfers sind  
nicht der einzige Grund,  
Ihre Armstütze aus dem  
Weg zu klappen.



Frontier V6 All Terrain  
**FÜR ULTIMATIVE  
OUTDOOR  
ABENTEUER**

### REHAB-SITZE

Unendlich viele Optionen für  
unendlich viele Körperformen.  
Sitze unserer Rehab-Serie  
sind leicht verstellbar oder  
können für eine bestimmte  
Position individuell  
angefertigt werden. Was  
immer Sie auch brauchen.

### ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE

Zahlreiche, besondere  
Steuerungssysteme sind  
verfügbar. Einfach zu  
programmieren und einfach zu  
bedienen.



 **SUNRISE**  
MEDICAL.

**Sunrise Medical AG**  
Erlenauweg 17  
3110 Münsingen  
Fon 031 958 3838  
info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch

V3/SWISS/APRIL19

BUILT  
TO LAST

CUSTOMISED FOR  
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN  
MADE

Frontier  
**V6**™



# FRONTIER V6 ALL TERRAIN

Unser beliebtester Elektrorollstuhl weltweit:  
Der Magic Mobility Frontier V6 All Terrain. Er ist  
ideal für draussen und, wegen seiner kompakten  
Grösse, auch für drinnen. Wenn Leistung und  
Vielseitigkeit gefragt sind, wird der Frontier V6  
All Terrain diejenigen beeindrucken, die Feldwege  
dem Asphalt vorziehen.

### Technische Daten:\*

- Länge: 1050 mm
- Breite: 710 mm
- Sitzhöhe: 435 mm
- Wendekreis: 580 mm
- max. Nutzergewicht: 182 kg, (155 kg mit Sitzlift und Sitzneigung)
- Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
- Motor: 4-polig, 2 x 800 W
- Antriebsräder: Allrad 14" schwarz
- Chromfelgen
- Lenkräder: 9" schwarz
- 70 Ah Gel-Batterien, wartungsfrei
- R-Net Steuerung mit LCD-Anzeige
- Zentralfussraste mit Fussbrett
- Sitz-, Rückensysteme: Komfort, Rehab

### Positionierung-Optionen:

- elektrisch einstellbare Optionen: Kombimodul Sitzlift (300 mm) und elektrisch verstellbare Sitzneigung (0° - 45°), elektrische Rückenwinkelverstellung, elektrische Zentralfussraste
- Sitz-, Rückensysteme: Komfort, Rehab
- Kopfstützen: Komfort, Magic standard
- Kopfstützenhalterungen: Standard, verstellbar
- Fussrasten: Zentralmontiert, manuell oder elektrisch
- Fussbrett: einteilig, hochklappbar

### Optionen und Zubehör:

- LED-Beleuchtung
- USB-Ladegerät
- Gepäckträger
- weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage

### Rahmenfarben:

- Rot (Standard)
- Dunkelblau
- Schwarz
- Grün
- Armeegrün
- Gelb
- Orange
- Pink
- Silber
- Blau
- Dunkelviolet

### Beispiele Farbausführungen:



SCHWARZ - CHROMFELGEN



ARMEEGRÜN - CHROMFELGEN

«WIR STELLEN SEIT  
25 JAHREN  
KUNDENSPEZIFISCH  
ANGEFERTIGTE  
ROLLSTÜHLE HER,  
DAMIT SIE SO  
LEBEN KÖNNEN,  
WIE SIE WOLLEN»

Ashley Daff  
GESCHÄFTSFÜHRER




### SORGFALT IM DETAIL

In Zusammenarbeit mit Ihnen  
passen wir Ihren Rollstuhl Ihren  
persönlichen Bedürfnissen  
an. Wir wissen, dass kleine  
Anpassungen einen grossen  
Unterschied bewirken.

### LANGLEBIG

Qualität ist für uns immer  
das höchste Gebot. Da Ihr  
Rollstuhl für Sie Mobilität  
bedeutet, ist Verlässlichkeit  
von höchster Bedeutung.  
Wir investieren lieber  
Zeit in die Verbesserung  
unserer Produkte, als in  
deren Reparatur.



### DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Sobald wir feststellen,  
dass wir etwas an unseren  
Produkten verbessern können,  
tun wir es. Unser hauseigenes  
Ingenieurteam arbeitet  
praxisnah mit Kunden und  
Therapeuten zusammen.  
Das gesamte Team arbeitet  
unermüdlich daran, Ihr  
Fahrerlebnis und die tägliche  
Leistung Ihres Magic Mobility  
Rollstuhls zu verbessern.

### VON EINER AUSTRALISCHEN FIRMA IN AUSTRALIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

Wir sind stolz darauf, dass  
unsere Produkte in Australien  
hergestellt werden. Wir  
lieben es, unsere Kunden  
zu treffen, ihre sich stets  
verändernden Bedürfnisse  
anzuhören und diese in  
den Entwicklungsprozess  
einzubringen.



Magic Mobility ist Teil  
der Sunrise Medical Familie.

Magic Mobility  
+61 3 8791 5600

3 International Court, Scoresby, Victoria 3179 Australia  
sales@magicmobility.com.au

Entdecken Sie mit uns [magicmobility.com.au](http://magicmobility.com.au)



\* Ihr Rollstuhl ist mit Elektromotoren ausgestattet und darf NIEMALS durch Wasser, in Flüsse, Bäche und ins Meer gefahren werden.

\* Technische Änderungen vorbehalten. Online nach aktueller Version suchen.

\* Verschiedene Modelloptionen ausgeschlossen.