

up!
go!

C-ME



zippie®
Explore your world!

QUICKIE®
Live without limits.

Q Serie
Elektrorollstühle



Q300



Q500



Q700

MIT IHREM ELEKTROLLSTUHL AUF AUGENHÖHE

Bei C-Me geht es darum, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Ihren Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen.

Stört es Sie, dass Sie Dinge nicht selbständig erreichen können? Würden Sie gerne mit Freunden und Familie spazieren gehen und sich auf gleicher Höhe unterhalten? Mit C-Me können Sie die Unabhängigkeit erreichen, die Sie sich wünschen.

Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4,5 km/h und einer Sitzhöhe von bis zu 300 mm Schulter an Schulter mit allen um Sie herum.

Die C-Me-Funktion ermöglicht es Ihnen, aktiver am Leben teilzunehmen, ohne sich auf andere verlassen zu müssen und senkt das Risiko von Schulterschmerzen und -verletzungen durch ständige Belastung. C-Me ermöglicht Ihnen Bereiche zu erreichen, die bisher unerreichbar waren, erleichtert die Kommunikation mit anderen Menschen und steigert so Ihre Unabhängigkeit und Ihr Selbstvertrauen.



FÜR MEHR UNABHÄNGIGKEIT UND VERBESSERTE MOBILITÄT

Schulter an Schulter

Fahren Sie mit hochgefahrenem Sitz mit Schrittgeschwindigkeit, wenn Sie mit Ihren Freunden unterwegs sind. C-Me nimmt Ihnen frustrierende Geschwindigkeitsbeschränkungen ab. Und Sie müssen sich nicht mehr anstrengen – weder um nach oben zu greifen noch um ständig nach oben zu schauen, um mit anderen zu kommunizieren.

Komfortable Fahrt

Unsere Federung sorgt für eine sanfte und komfortable Fahrt. Sie können sogar auf Knopfdruck den Sitzlift hoch- und runterfahren, ohne dass Sie anhalten müssen!

Erleichtert das Umsteigen

Zusammen mit dem höhenverstellbaren Sitz unterstützt Sie die C-Me-Technologie beim Transfer zu höher gelegenen Flächen.



Neue Höhen erreichen

Mehr Sicherheit im Strassenverkehr, insbesondere beim Überqueren belebter Strassen, durch verbesserten Überblick und Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen wie Schränken, Regalen und Türklingeln.



Scannen Sie den QR Code um
mehr Informationen zu erhalten.

VERFÜGBARKEIT VON C-ME

C-Me ist mit der R-Net-Steuerung, allen vier Antriebsarten und mit unseren Sitzsystemen SEDEO PRO ADVANCED, SEDEO PRO und SEDEO LITE der QUICKIE Q-Serie erhältlich.

KLINISCHE ANFORDERUNGEN



Q50

SITZSYSTEM SLING SEAT	ANTRIEB R
---------------------------------	---------------------



Q100

SITZSYSTEM SLING SEAT	ANTRIEB R
---------------------------------	---------------------



Q200

SITZSYSTEM SLING SEAT	ANTRIEB R
---------------------------------	---------------------



Q300 Mini

SITZSYSTEM SEDEO LITE SEDEO PRO KIDS SEAT	ANTRIEB M M M
---	-------------------------------



Q400

SITZSYSTEM SEDEO LITE	ANTRIEB M F R
---------------------------------	-------------------------------



Q500

SITZSYSTEM SEDEO PRO	ANTRIEB M F R
--------------------------------	-------------------------------



Q700

SITZSYSTEM SEDEO PRO	ANTRIEB M F R
SEDEO PRO ADVANCED	M F
SEDEO PRO HD	M



Q700-UP

SITZSYSTEM SEDEO PRO ADVANCED UP	ANTRIEB M
--	---------------------

◀ C-ME VERFÜGBARKEIT (NUR MIT R-NET) ▶

□ R: Heckantrieb □ M: Mittelradantrieb □ F: Frontantrieb

Nicht alle Sitzsysteme und Fahrbasen können miteinander kombiniert werden. Mögliche Kombinationen finden Sie im Bestellblatt.

FAHREIGENSCHAFTEN ▶



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical ist Ihre Sicherheit wichtig. Bitte lesen Sie für die sichere Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Wartungsrichtlinien.

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Sunrise Medical das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Die neuesten Informationen finden Sie unter www.SunriseMedical.ch. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.