



EASY LIFE
FAMILIE

FÜR JEDEN LIFESTYLE DER
PASSENDE ROLLSTUHL

DIE EASY LIFE FAMILIE

GENIESSEN SIE IHR LEBEN.

DIE EASY LIFE FAMILIE VERLEIHT IHREM LEBEN MEHR FREIHEIT.

EASY LIFE

FALTRAHMEN
MIT FIXEM
VORDERRAHMEN



EASY LIFE SA

FALTRAHMEN MIT
SWING AWAY
FUSSSTÜTZEN



Die EASY LIFE Familie besticht durch ihre leichten, robusten, modernen und hochgradig anpassungsfähigen Rollstühle.

Mit der Wahl zwischen einem starren Rahmen für Leistung oder einem faltbaren Rahmen für leichtere Transfers ist es einfach, einen EASY LIFE zu finden, der zu Ihnen passt.



EASY LIFE R

STARRRAHMEN
MIT FIXEM
VORDERRAHMEN



EASY LIFE R SA

STARRRAHMEN
MIT SWING AWAY
FUSSTÜTZEN



A person with curly hair and glasses, wearing a red hoodie and black pants, is seated in a wheelchair on a green artificial turf. They are reaching out with their right hand towards a black and white dog that is jumping over a blue and yellow hurdle. The background features a white wall with a grid pattern and several square windows. The overall scene is bright and active.

EASY LIFE

EIN AKTIVES LEBEN

DER EASY LIFE

Leben Sie Ihr Leben in vollen Zügen. Gehen Sie hinaus und erkunden Sie die Welt. Was auch immer Sie vorhaben, Ihr EASY LIFE ist bereit.

Der SOPUR Easy Life ist mit integrierten als auch mit abschwenkbaren Fusstützen erhältlich und erfüllt damit eine Reihe von Bedürfnissen und Anforderungen, die Sie an einen faltbaren Rollstuhl stellen.

Der SOPUR Easy Life basiert auf einem seit langem bewährtem Design, das sich als sehr robuster, energieeffizienter Rollstuhl mit einem maximalen Benutzergewicht von bis zu 140 kg bewährt hat.

Wählen Sie zudem aus einer breiten Palette von Seitenschützen, Armlehnen, Fusstützen, Fussaflagen, Rädern und Greifreifen. Oder definieren Sie Ihren Stil mit einer Auswahl von 24 Rahmenfarben und eloxierten Teilen.



EASY LIFE

DER ALL-ROUNDER

Faltrahmen, Fusstützen fix
oder Swing-Away
(wie abgebildet)



Optionen und Eigenschaften des EASY LIFE – konfigurieren Sie diesen Faltrahmenrollstuhl nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Weiterführende Informationen zu den Optionen finden Sie im EASY LIFE Bestellblatt.



// SITZHÖHE SIEBENFACH VERSTELLBAR

Radsturz von 0° bis 4°. Vier Schwerpunkteinstellungen von sehr aktiven 83 mm bis stabilen 23 mm.



// SCHMALES FALTMASS

Die abklappbare Rückenlehne und die abnehmbaren, wegschwenkbaren Swing-Away Fußstützen ermöglichen ein sehr kompaktes Faltmass.



// DESK-SEITENTEIL

Erhöhte Stabilität in elegantem Design.



// SEITENTEIL IN MODERNEM DESIGN

Alu-Seitenteile in Rahmenfarbe.



// VORDERRAHMENTEIL SWING-AWAY

Auch mit kompaktem Rahmen (Fußstützenwinkel 90°) erhältlich.



// FALTFIXATION

Betätigung mit einer Hand. Hält den Rollstuhl stabil in der gefalteten Position.



// HOCHKLAPPBARE FUSSAUFLAGE

Leicht sowie winkel- und tiefeinstellbar.



// INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Achsplatte und Lenkradgabel in drei verschiedenen Eloxalfarben.

EASY LIFE R

DIE LEISTUNG FÜR DIE BESONDEREN
MOMENTE IM LEBEN.



DER AKTIVE EASY LIFE R

Der EASY LIFE R ist starr, langlebig und robust und wurde entwickelt, um Ihr Leben zu verbessern. Was auch immer der Tag für Sie bereithält, das energieeffiziente Design des EASY LIFE R bedeutet, dass Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist.

Der neue EASY LIFE R ist mit fixem oder abschwenkbarem Vorderrahmen erhältlich und hat ein modulares Design. Das bedeutet, dass die Vorderseite des Rahmens verändert werden kann, um die Sitztiefe zu erhöhen, oder den Rahmentyp zu ändern.

Der fixe Vorderrahmen ist in verschiedenen Winkeln (75°, 85°, 85° mit 20 mm Rahmenkröpfung) und vier Rahmenlängen erhältlich. Der Swing-Away Vorderrahmen ist in drei Winkeln erhältlich (70°, 80° und 90°) sowie einer Auswahl an Fusstützen und drei Rahmenlängen.



EASY LIFE R

DER SPORTLICHE

Starrrahmen,
Fussstützen fix
(wie abgebildet)
und Swing-Away



Optionen und Eigenschaften des EASY LIFE R – konfigurieren Sie diesen Starrrahmenrollstuhl nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie im EASY LIFE R Bestellblatt.



// SITZHÖHE SIEBENFACH VERSTELLBAR

Radsturz von 0° bis 4°. Vier Schwerpunkteinstellungen von sehr aktiven 83 mm bis stabilen 23 mm.



// KNIEHEBELBREMSE

Leicht zu bedienende Bremse mit abschenkbarem Hebel für einfache Transfers.



// RÜCKEN WINKELVERSTELLBAR (OPTIONAL)

Leichtgewichtig und einfach einstellbar. Einstellbereich 20°, von -12° bis +8° in 4° Schritten.



// 24" LEICHTGEWICHTSRÄDER

3 eloxierte Farben stehen für die Felge und Nabe des 24"-Antriebsrads zur Auswahl.



// INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Achsplatte und Lenkradgabel in drei verschiedenen Eloxalfarben.



// ELLIPSE 3R GREIFREIFEN

Der Gripton Gummistreifen an der Oberseite des ergonomisch geformten, ovalen Greifrings sorgt für perfekten Grip.



// VERRIEGELTE FUSSAUFLAGE

Diese Fußauflage bleibt immer in Position, auch wenn Sie über unwegsames Gelände fahren.



// SWING-AWAY FUSSTÜTZEN

Für einen modernen & aktiven Look. Erhältlich in 70°, 80° und 90°.

TECHNISCHE DATEN

	Life	Life R
Max. Zuladung	140 kg	125 kg
Rahmenwinkel vorne	Fixe Vorderrahmen-Version: 75° / 85° / 85° mit 20 mm Kröpfung Swing-Away-Version: 90° / 80° / 70°	Fixe Vorderrahmen-Version: 75° / 85° / 85° mit 20 mm Kröpfung Swing-Away-Version: 90° / 80° / 70°
Sitzbreite	360 - 540 mm	340 - 480 mm
Sitztiefe	360 - 500 mm	360 - 500 mm
Sitzhöhe vorne	400 - 540 mm	390 - 500 mm
Sitzhöhe hinten	400 - 510 mm	360 - 470 mm
Rückenhöhe	250 - 500 mm	250 - 450 mm
Rückenwinkel	-12° - +12°	-12° - +12°
Radsturz	0°/1°/2°/3°/4°	0°/1°/2°/3°/4°
Gesamtbreite // -länge // -höhe	760 mm // 1075 mm // 995 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
Max. Wendekreis	700 mm	700 mm
Max. sichere Steigung	7° (für die Benutzung von Feststellbremsen)	7° (für die Benutzung von Feststellbremsen)
Lenkräder // Antriebsräder	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"
Gewicht	ab 11 kg	ab 11 kg
Transportgewicht	ab 6,7 kg	ab 6,7 kg
Gewicht schwerstes Teil	2,1 kg	2,1 kg
Abnehmbare Teile	Antriebsräder & Fussstützen (für den Transport)	Antriebsräder & Fussstützen (für den Transport)
Rahmenfarben	24	9
Crash getestet	Ja (zugelassen für den Transport in einem Fahrzeug gemäss ISO 7176-19)	
Transport ohne Nutzer	Befestigen Sie den Rollstuhl fest und sicher im Fahrzeug (z. B. Auto oder Flugzeug).	
Verwendungszweck und Umgebung	Für Menschen mit Gehbehinderung und eingeschränkter Mobilität (Kinder und Erwachsene); drinnen und draussen. Bedienung durch Nutzer oder Begleiter.	



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf: www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.