

WheelDrive

Kombinationsübersicht

WheelDrive, der elektrische Zusatzantrieb der Marke Empulse, passt an fast alle manuellen Rollstühle – und das ohne zusätzliche Anbauteile oder Änderungen am Rollstuhl.

Bitte kontaktieren Sie Sunrise Medical, wenn Ihr Rollstuhlmodell nicht in dieser Liste aufgeführt ist.



Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell	Rollstuhlmarke / Modell
Sunrise Medical	DIETZ	Meyra	SORG
Breezy BasiX ² (12 mm)	AS 01	Avanti / Avanti Pro	Jump Alpha (ab SB 280 mm)
Breezy Cirrus 4 (12 mm)	Etac	Eurochair 1.750	Jump Beta
Breezy Cirrus G5 (12 mm)	Cross 5	Eurochair 1.850	Vector (ab SB 280 mm)
Breezy Emineo (12 mm)	Invacare	Eurochair ² 2.750	Vector BSA
Breezy Exigo 20 (12 mm)	Action 3 / 4 / 4 NG / 5	Eurochair ² 2.850	Vassilli
Breezy RubiX ² (12 mm)	Action XT	Hurricane	Hi-Lo M
Sopur Argon (12,7 mm)	MyOn HC	Nano	Hi-Lo M Alu Line
Sopur Argon ² (12,7 mm)	Rea Focus	Service 3.600	Veldink4kids
Sopur Easy 160 i (12,7 mm)	SpinX	Smart ^f /Smart ^s	Adapt
Sopur Easy 200 (12,7 mm)	Top End Terminator	X1	Kiddo Classic
Sopur Easy 300 (12,7 mm)	XLT	X-Star	Kiddo Tilt
Sopur Easy ^{max} (12,7 mm)	Ki Mobility	ZX1 / ZX3	Kiddo Xperienz
Sopur Easy Life (12,7 mm)	Little Wave Click	O⁴	
Sopur Easy Life R (12,7 mm)	Rogue	Multihopper	
Sopur Easy Life RT (12,7 mm)	Küschall	OlympicHopper	
Sopur Easy Life T (12,7 mm)	Advance	SwayHopper	
Sopur Helium (12,7 mm)	Champion	Otto Bock	
Sopur Neon ² (12,7 mm)	Compact	Avantgarde 4/CS/CV/T/VR	
Sopur QS5 X (12,7 mm)	Compact attract	Motus	
Sopur Xenon ² /Xenon ² SA (12,7 mm)	K-Series	Motus CS/CV	
Berollka	K-Series attract	Start4 M2	
Basic	Ultra-Light	Start M2 Effect	
Cobra Sport	LEVO	Start M5 Comfort	
Finess	LEVO active-easy LAE	Ventus	
Phoenix	LEVO compact-easy LCEV	Panthera	
Slade AR/SLT	LEVO Summit EL	S2 / S2 Swing / S3 / S3 Swing	
Sprint AR/SLT	LEVO Summit M	U2 / U2 Light / U3 / U3 Light	
Kayou		Bambino	

Bitte beachten Sie: Diese Liste gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, an welche Rollstühle der WheelDrive angebaut werden kann. Baujahr, Schwerpunkteinstellung und Radgrösse können die Kompatibilität jedoch beeinflussen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die Aufnahme für die Steckachse einen Durchmesser von 12 oder 12,7 mm hat.

Um 100% sicher zu sein, dass der WheelDrive an Ihren Rollstuhl angebaut werden kann ist es notwendig die Montage zu testen. Oder fragen Sie Ihren Fachhändler um Hilfe.

Achtung: Kombination mit Trommelbremse ist nicht möglich.