

## **JAY Modifikationen**

Sitzkissen												
Angebotene Modifikationen	Beschreibung	JAY Basic	JAY Soft Combi P	JAY Easy Fluid	JAY Easy Visco	JAY J2	JAY J2DC	JAY Balance	JAY J3 FF Fluid	JAY J3 FV Fluid	JAY Xtreme Active	JAY Lite
Modifikation Länge / Breite												
Erweiterung Länge (vorderes Kissenteil verlängern)	25 mm (1")			•		•	•	•	•	•		•
	50 mm (2")			•		•	•	•	•	•		•
	75 mm (3")					•	•	•	•	•		•
	100 mm (4")					•	•	•	•	•		•
Reduktion Länge (vorderes Kissenteil kürzen)	25 mm (1")	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	50 mm (2")	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	75 mm (3")	•	•	•	•	•	•	•			•	•
	100 mm (4")	•	•	•	•	•	•	•			•	•
Erweiterung Breite	25 mm (1") pro Seite					•	•	•	•	•		•
	50 mm (2") pro Seite					•	•	•	•	•		•
	75 mm (3") pro Seite					•	•	•	•	•		•
	100 mm (4") pro Seite					•	•	•	•	•		•
Reduktion Breite	12.5 mm (1/2") pro Seite	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	25 mm (1") pro Seite	•				•		•	•	•	•	•
Fluid Modifikation												
Unterfüllen	bis zu 20% (in 5% Schritten)			•	•	•	•	•	•	•	•	
Überfüllen	bis zu 40% (in 5% Schritten)			•	•	•	•	•	•	•	•	
Partielles Unterfüllen	bis zu 20% (linke o. rechte Seite)			•	•	•	•	•	•	•	•	
Partielles Überfüllen	bis zu 40% (linke o. rechte Seite)			•	•	•	•	•	•	•	•	