


LINK-IT


GWARANTOWANA
ELASTYCZNOŚĆ!




LINK-IT | Zawartość zestawu





	CLIP BALL 16 mm	MODUŁ PODSTAWOWY	MODUŁ PŁYTOWY	STANDARDOWY ADAP- TER JOYSTICKA R-NET
				
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 035-ET	227 09 008-ET	227 09 009-ET	227 09 046-ET
ILOŚĆ	6	2	3	2


	ODCHYLANY MODUŁ CLIP BALL	CLIP BALL 6 mm	MOCOWANIE DO OMNI	MODUŁ GWIAZDA 3 x 8 mm
				
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 044-ET	227 09 031-ET	227 09 045-ET	227 09 050-ET
ILOŚĆ	1	2	3	2

	PŁYTA ZAGŁÓWKA WHITMYER	PŁYTA ZAGŁÓWKA SEDEO	TARCZA WYPEŁNIAJĄCA VERSAGUIDE	ADAPTER DO PROFILU SIEDZISKA
				
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 054-ET	600 38 15-ET	227 09 049-ET	227 09 073-ET
ILOŚĆ	2	2	2	4


	UCHWYT DO PRZYCIŚKU	MODUŁ GWIAZDA 3x8 / MODUŁ 1x16 mm	POZIOMA RURKA S 8 mm	MODUŁ GWIAZDA 3x8 / 1x MODUŁ PŁYTOWY
				
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 074-ET	227 09 107-ET	600 30 72-ET	227 09 108-ET
ILOŚĆ	2	1	1	1

LINK-IT | Zawartość zestawu

	RURKI ŁĄCZNIKOWE				
	8 x 50 mm	8 x 75 mm	8 x 100 mm	8 x 150 mm	8 x 200 mm
					
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 001-ET	227 09 002-ET	227 09 003-ET	227 09 004-ET	227 09 005-ET
ILOŚĆ	4	4	5	3	2

	DYSK POD RĘKĘ	MODUŁ GWIAZDA DO MOCOWANIA DYSKU	NAKRĘTKA T DIN 508	STAŁE MOCOWANIE JOYSTICKA
				
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 048-ET	227 09 051-ET	000 12 81 00-ET	900 31 53-ET
ILOŚĆ	1	1	5	1

	ZACISKI KABLOWE			
	3 - 12	3 - 8	6 - 12	6 - 8
				
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 081-ET	227 09 082-ET	227 09 079-ET	227 09 080-ET
IŁOŚĆ	20	20	20	20

	ADAPTER SZEŚCIOKĄTNY 13 x 8 mm	MOCOWANIE LEWE	MOCOWANIE PRAWE	ODCHYLENIE MOCOWA- NIE JOYSTICKA
				
NUMER PRZEDMIOTU	227 09 068-ET	218 09 062-001-ET	218 09 062-002-ET	200 09 100-ET
IŁOŚĆ	2	1	1	1

LINK-IT | Przykład użycia

KONTROLA W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

Wykorzystując kombinację dostępnych modułów i rurek, możesz stworzyć nieskończoność liczbę kombinacji, aby osiągnąć to, czego potrzebujesz. Nie tylko łatwo go ustawić, Link-It zapewnia również, że minimalistyczny, czysty projekt wózka nie zostanie naruszony poprzez dodatkowe sterowniki. Niezależnie od tego, czy jest to dodatkowy kontroler na podłokietniku, przycisk na oparciu, czy przełącznik na zagłówku, wystarczy go połączyć.

Przyciski Single Switch
zamontowane na podłokietniku





Przycisk Single Switch przymocowany do bocznej szyny wózka, aby można go było obsługiwać kolanem



Mikro joystick z odchylanym mocowaniem do zagłówka i przyciskami Single Switch



Moduły gwiazda



Upież na szyję



Mikro joystick zamontowany na dysku



Moduł łączący



Sunrise Medical Polnad Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

