

JAY XTREME ACTIVE

Ochrona skóry dla aktywnych użytkowników



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



MODUŁOWOŚĆ PODUSZKI XTREME ACTIVE

Poduszka JAY Xtreme Active oferuje dwie różne opcje wkładki żelowej.

Standardowa wkładka żelowa: Wkładka żelowa JAY, która zapewnia średni do wysokiego poziom redystrybucji ciśnienia dla większości użytkowników. Pasuje do standardowej bazy.

Duża wkładka żelowa: Przeznaczona dla użytkowników z zaawansowaną atrofią mięśni, którzy nie chcą używać cięższej poduszki o wysokim profilu, ale potrzebują więcej płynu pod obszarami kostnymi. Duża podkładka z żelom ma większą ilość płynu dla optymalnego zanurzenia i redystrybucji ciśnienia w widocznych obszarach.



→ Standardowa wkładka żelowa

ze standardową piankową podstawą.



→ Duża wkładka żelowa

w przypadku zaawansowanego zaniku mięśni. Jest wyposażona w podstawę z większą powierzchnią obciążenia miednicy.

OCHRONA SKÓRY I STABILIZACJA DLA AKTYWNEGO UŻYTKOWNIKA

Poduszka JAY Xtreme Active jest lekka i ma niski profil zapewniając aktywną wydajność i łatwe przesiadanie. Zaprojektowana, aby zapewnić odciążenie i stabilność aktywnym użytkownikom. Poduszka jest bardzo łatwa w utrzymaniu.

Wkładka żelowa JAY maksymalizuje ochronę integralności skóry i zmniejsza siły ścinające u osób aktywnych. **System podwójnego pokrowca** wspomaga przepływ powietrza i skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć. Pozycjonowanie ud można uzyskać dzięki **klinom pozycjonującym**.





KLINY POZYCJONUJĄCE

Xtreme Active oferuje opcjonalne elementy podparcia nóg, które można regulować w trakcie użytkowania. Elementy przywodzące i odwodzący o wysokości 2,5 cm można łatwo umieścić na wewnętrznym pokrowcu za pomocą rzepów. Dzięki temu uda mogą być prawidłowo ustawione w wielu zastosowaniach klinicznych, co sprzyja wyrównaniu ortopedycznemu i zwiększa tolerancję siedzenia.

→ **zestaw klinów pozycjonujących**
zawiera 2 elementy przywodzące i 1 odwodzący.

Pokrowiec zewnętrzny

Pokrowiec wewnętrzny

Lekka piankowa podstawa



→ **Pokrowiec mikroklimatyczny**



→ **Pokrowiec stretch**



→ **Pokrowiec dla osób z inkontynencją**

TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO POKROWCA

- Poduszka JAY Xtreme Active posiada system podwójnego pokrowca. Ta innowacyjna technologia pokrowcy wewnętrznego i zewnętrznego zapewnia dobrą wentylację i jednocześnie skuteczne zarządzanie nietrzymaniem moczu.
- Wewnętrzny materiał pokrowca jest wodoodporny i łatwy do wycierania i czyszczenia, a zamek Aqua-guard i nici zapobiegające odprowadzaniu wilgoci zapewniają, że podstawa z pianki pozostaje sucha. Jednocześnie mikroklimatyczny pokrowiec zewnętrzny wykorzystuje tkaninę 3DX™ do rozpraszania ciepła i wilgoci, aby zachować integralność skóry.
- Opcjonalnie JAY Xtreme Active jest również dostępna z zewnętrznym pokrowcem stretch lub dla osób z nietrzymaniem moczu. Wszystkie poduszki są dostarczane z przydatną torbą na akcesoria przyszytą do poszewki.
- Każdy wewnętrzny i zewnętrzny pokrowiec pasuje do obu rozmiarów wkładek żelowych i umożliwiają zamontowanie klinów pozycjonujących bez tworzenia naprężeń powierzchniowych.
- Wszystkie pokrowce można prać w pralce w temperaturze 60°C. Są one też szybko schnące.



DANE TECHNICZNE

Szerokość poduszki	34 cm – 50 cm (w 2 cm przedziałach)
Głębokość poduszki	34 cm – 50 cm (w 2 cm przedziałach)
Wysokość poduszki	5 cm
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Waga poduszki	1,7 kg (40 x 40 ze standardową wkładką); 2,2 kg (40 x 40 z dużą wkładką)
Wkładki	Standardowa & Duża JAY Flow Fluid™
Pokrowiec zewnętrzny	Mikroklimatyczny, stertch i dla osób nietrzymających moczu
Zestaw klinów pozycjonujących	Zawiera 2 elementy przywodzące i 1 odwodzący; każdy o wysokości 2,5 cm (opcjonalnie)

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia.

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



Producent:
Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727, USA
Tel. 1-800-333-4000

Upoważniony przedstawiciel:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl