



JAY® Fusion™
Adjustable Cushion

ジェイ フュージョン
調整可能クッション

2023年4月

2023_V1

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480 FAX:0480-31-6481

御注文: order@sunrisemedical.jp

代理店情報

発注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

代理店名: _____ 様 担当者: _____ 様

担当者電話番号 or Email: _____

住所: _____

電話番号: _____ () _____

送付先住所: _____

送付先電話番号: _____ () _____

送付先情報 ※上記と異なる場合のみご記入ください

サンライズ記入欄

受注日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

PO# _____

顧客情報

顧客名(漢字) _____ 様

顧客名(アルファベット) Mr. / Ms. _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg

障がい名(任意) _____

障がいレベル(任意) _____

JAY FUSION CUSHION ジェイフュージョン クッション

Note: XX = Width and YY = Depth (Select appropriate assembly # on page 2)

注: XX = 幅(インチ)、YY = 奥行(インチ) (ページ2 で選んだサイズ・組合せをお選びください)

JAY Fusion Cushion w/ JAY Flow Fluid ジェイフュージョン クッション JAY流動体付き★

Includes: X-Static fabric outer cover, inner cover, foam base, and a JAY Flow fluid insert with a 300 or 500 lb weight capacity. X-スタティック素材外カバー、内カバー、フォームベース、JAY流動体インサート含む。耐荷重136kg又は226kg

- JFUSIONXXYY ★ JAY Fusion Fluid Cushion ジェイフュージョン流動体付クッション
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥76,500
- JFUSIONXXYYRP ★ JAY Fusion Reduced Profile Fluid Cushion
ジェイフュージョン薄型ベース流動体付きクッション
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥76,500
- JFUSIONXXYYP ★ JAY Fusion Positioning Fluid Cushion
ジェイフュージョンポジショニング流動体付きクッション
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥76,500

JAY Fusion Cushion w/ Air Insert - Single Valve

ジェイフュージョンクッション エアインサート付き-シングルバルブ

Incl: Stretch fabric outer cover, inner cover, foam base, and an Air Insert single valve insert. ストレッチ素材外カバー、内カバー、フォームベース、エアインサート シングルバルブ インサート含む。

- JFUSIONXXYYAS JAY Fusion w/ Air Insert - Single Valve
ジェイフュージョン エア インサート付き-シングルバルブ
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,600
- JFUSIONXXYYRPAS JAY Fusion Reduced Profile w/ Air Insert -Single Valve
ジェイフュージョン薄型ベースエアインサート付-シングルバルブ
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,600
- JFUSIONXXYYPAS JAY Fusion Positioning w/ Air Insert -Single Valve
ジェイフュージョンポジショニング エアインサート付-シングルバルブ
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,600

JAY Fusion Cushion w/ Air Insert - Dual Valve

ジェイフュージョンクッション エア インサート付き-デュアルバルブ★

Includes: Stretch fabric outer cover, inner cover, foam base, and an Air Insert single valve insert. ストレッチ素材外カバー、内カバー、フォームベース、エアインサート シングルバルブ インサート含む。

- JFUSIONXXYYAD ★ JAY Fusion w/ Air Insert - Dual Valve
ジェイフュージョン エア インサート付き-デュアルバルブ
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,500
- JFUSIONXXYYRPAD ★ JAY Fusion Reduced Profile w/ Air Insert - Dual Valve
ジェイ 薄型ベース エアインサート付き-デュアルバルブ
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,500
- JFUSIONXXYYPAD ★ JAY Fusion Positioning w/ Air Insert -Dual Valve
ジェイフュージョンポジショニング エア インサート付-デュアルバルブ
14-21W-300lb capacity 45.56-53.34cm 耐荷重136kg ¥69,500

Note: To order sizes offered via JAY Your Way add a "M" to the front of the part number and follow the prompts. 注:ジェイユアウェイで特別サイズをご注文の際は商品番号の前に"M"を付けてください。For additional modifications see Page 2 or visit www.sunrisemedical.com to view even more! その他の変更は2ページまたはwww.sunrisemedical.comをご覧ください!

Please visit www.sunparts.us for spare parts information. 予備部品等の詳細は www.sunparts.us をご覧ください。


JAY Fusion Size Matrix フュージョンサイズ表

		WIDTH 幅											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
DEPTH 奥行	14						JYW	JYW	JYW	N/A	N/A		
	15							JYW	JYW	JYW	JYW		
	16							JYW	JYW	JYW	JYW		
	17								JYW	JYW	JYW		
	18									JYW	JYW		
	19	JYW											
	20	JYW											
	21	JYW											
	22	N/A	JYW										
	23	N/A	N/A	JYW									
	24	N/A	N/A	N/A	JYW								

- = Standard Offering 標準サイズ
- JYW = Offered Via Jay Your Way
- N/A = Not available 製造できないサイズ

Fusion Measuring Guide フュージョン測り方

Measurements made from completed cushion with covers. 完成したクッションをカバーを装着した上から測定



Width 幅
X = Width X=幅
Note: Measurement made from outside edge to outside edge of cushion. 注:外側から外側を測定 Ex: JFUSION1618 X=16" 例:JFUSION1618 X=40.64cm

Depth 奥行
Y = Depth Y=奥行
Note: Measurement made from front edge of rear cutout and front lower edge of cushion. 注:クッションの底面側の前側端から後ろ側切り込みまでを測定 Ex: JFUSION1618 Y=18" 例:JFUSION1618 Y=45.72cm

★ = 完成用部品認定製品



JAY® Fusion™ Adjustable Cushion

ジェイ フュージョン 調整可能クッション

2023年4月

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

TEL : 0480-31-6480 FAX:0480-31-6481

代理店情報

発注日: 年 月 日

代理店名: 様 担当者: 様

担当者電話番号 or Email: _____

住所: _____

電話番号: () _____

送付先情報 ※上記と異なる場合のみご記入ください

送付先住所: _____

送付先電話番号: () _____

サンライズ記入欄

受注日: 年 月 日

PO# _____

顧客情報

顧客名(漢字) _____ 様

顧客名(アルファベット) Mr./Ms. _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg

障がい名(任意) _____

障がいレベル(任意) _____

JAY Fusion Cushion Size ジェイフュージョンクッション サイズ

Table with columns: Option #, 商品番号#, Definition 詳細, Price 価格. Lists various cushion sizes and prices.

JAY Your Way - Modifications ジェイユアウェイ - 特注加工

Fluid Volume Change 流動体量の変更

Table for Fluid Volume Change options: OF (5% to 40% increase) and UF (-5% to -20% decrease).

Obliquity Fluid Volume Change 左右流動体量の変更

Table for Obliquity Fluid Volume Change options: OOFR, OOFL, OUFR, OUFL with percentage options.

Cover Options カバーオプション

Table for Cover Options: CVR (Stretch, Reverse Dartex, 3DX-Microclimatic).

Positioning Components ポジショニングパーツ

Table for Positioning Components: APC (Add Positioning Components).

Notes: Modification adds 1" tall Lateral, Medial, and Pelvic Positioning Pieces.

注:追加できるのは、高さ2.54cmの左右側面、中央、骨盤ポジショニング用パーツです。

Length Change 奥行変更

Table for Length Change options: IL (Increase Length +1" to +4"), RL (Reduce Length -1", -2"), IW (Increase Width +1" to +4"), RW (Reduce Width -1", -2").

Reduced Profile 薄型ベース

Table for Reduced Profile Option: RP (Reduced Profile Option).

Notes: Removes 5/8" of the top layer soft foam from the cushion for a reduced profile.

注:クッションのソフトフォームの上層部を1.59cm削って薄型にします

Don't see the option you want? NO PROBLEM! Write your request below and we can evaluate it and provide a quote. 必要なオプションが見つからない方は下記に詳細をご記入ください。可能かどうか検討させて頂きお見直しも致します。

Notes メモ: