

Q400[®] シリーズ

Q400M 中輪駆動
 Q400F 前輪駆動
 Q400R 後輪駆動
 電動車椅子
 SEDEO[®] ライト搭載



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
 ご注文: order@sunrisemedical.jp 問合せ: info@sunrisemedical.jp TEL: 0480-31-6480 2024年1月


ORDER FORM オーダーフォーム

Errors and imissions excepted.

代理店情報			ユーザー情報	
			Name:	
社名:			氏名:	
住所:			住所:	
住所, 〒:			身長:	
メール:			障害:	
電話:			障害レベル	
注文情報			ユーザー体重	
注文	見積り	B4M (特注)	耐荷重:	136 kg
P/O #			体重:	kg
Art. No.: Q400 M: 2280040M-000, Q400 F: 2280040F-000, Q400 R: 2280040R-000 Reimbursement Code: xxx				
受注日: 日 月 年				

Client Measurements 使用者寸法

a) Top Of Head To Seat 座面から頭の上	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘	mm
f) Shoulder Width 肩幅	mm
g) Trunk Width 胸の幅	mm
i) Hip Width 腰幅	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	mm
m) Foot Length 足の大きさ(長さ)	mm
n) Lower Leg Length 下腿長(膝裏から足底)	mm
o) Actual Seat Width シート幅	mm



Seating Specifications 製品仕様

すべてのベースはDAHLドッキングステーション対応	Seat Type シートタイプ	SEDEO LITE セデオ・ライト
典型的な車椅子重量 140 kg (バッテリーを外した状態)	Seat Size Range	座幅 385~510 mm、座奥 410~560 mm
165 kg (バッテリー搭載時)	Seat To Floor Height Range	415 mm~490 mm

MWD Base Specifications 中輪駆動ベース 製品仕様

User Weight Capacity 耐荷重 136 kgまで	Drive Wheels 駆動輪	13" 駆動輪(ブラック)
Base Size ベースサイズ 最小幅 620 mm	Tires / Castors タイヤ / キャスター	7" 前輪, 7" 後輪(ブラック)
Drive Control ドライブコントロール VR2, オプション R-Net	Charger 充電器	5A
Driving Range 走行距離 約40 km	Battery Size バッテリー	50, 60 または 80 Ah バッテリー
Drive Motors モーター 2-Pole 6 / 10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Colour Accents カラー	カラーアクセント4色
Ground Clearance 最低地上高 70 mm	Frame Colour フレーム色	ブラック

FWD Base Specifications 前輪駆動ベース 製品仕様

User Weight Capacity 耐荷重 136 kgまで	Drive Wheels 駆動輪	13" / 14" 駆動輪(ブラック)
Base Size ベースサイズ 最小幅 610 mm	Tires / Castors タイヤ / キャスター	9" 後輪(ブラック)
Drive Control ドライブコントロール VR2, オプション R-Net	Charger 充電器	5A
Driving Range 走行距離 約40 km	Battery Size バッテリー	50, 60 または 80 Ah バッテリー
Drive Motors モーター 2-Pole 6 / 10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Colour Accents カラー	カラーアクセント4色
Ground Clearance 最低地上高 65 mm	Frame Colour フレーム色	ブラック

RWD Base Specifications 後輪駆動ベース 製品仕様

User Weight Capacity 耐荷重 136 kgまで	Drive Wheels 駆動輪	13" / 14" 駆動輪(ブラック)
Base Size ベースサイズ 最小幅 610 mm	Tires / Castors タイヤ / キャスター	9" 前輪(黒)
Drive Control ドライブコントロール VR2, オプション R-Net	Charger 充電器	5A
Driving Range 走行距離 約40 km	Battery Size バッテリー	50, 60 または 80 Ah バッテリー
Drive Motors モーター 2-Pole 6 / 10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Colour Accents カラー	カラーアクセント4色
Ground Clearance 最低地上高 65 mm	Frame Colour フレーム色	ブラック

Base ベース

Q400 Drive Bases Q400ドライブベース

<input type="checkbox"/>	QPL000031	Q400 M (MWD Base Chair)	Q400 M 中輪駆動ベース
<input type="checkbox"/>	QPL000032	Q400 F (FWD Base Chair)	Q400 F 前輪駆動ベース
<input type="checkbox"/>	QPL000033	Q400 R (RWD Base Chair)	Q400 R 後輪駆動ベース

Motor Packages モーターパッケージ

MWD/FWD/RWD Base 中輪駆動ベース / 前輪駆動ベース / 後輪駆動ベース

<input type="checkbox"/>	QPL180012	2-Pole Motor, 6 kph / 4 mph, Performance	2-ポール6km/hモーター, パフォーマンス仕様
<input type="checkbox"/>	QPL180013	2-Pole Motor, 10 kph / 6.5 mph, Performance	2-ポール10km/hモーター, パフォーマンス仕様
<input type="checkbox"/>	QPL180009	4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph (8 kph Motor With Reduced Speed)	4-ポール6 km/hモーター (8 km/h モーター 減速仕様)
<input type="checkbox"/>	QPL180007	4-Pole Motor, 10 kph / 6.5 mph	4-ポール10km/h モーター

Tracking トラッキング

<input type="checkbox"/>	QPL110009	Traction Control System For R-Net (GYRO Technology)	トラクションコントロールシステム(R-Net用)(GYROテクノロジー)
<input type="checkbox"/>	QPL110014	Omit Traction Control System For R-Net	トラクションコントロールシステム(R-Net用)を搭載しない

Drive Wheels  ドライブホイール 駆動輪

MWD/FWD/RWD Base 中輪駆動ベース / 前輪駆動ベース / 後輪駆動ベース

<input type="checkbox"/>	QPL070065	Drive Wheel, 13", Pneumatic, Knobbly, Black	13"ドライブホイール, 空気入り, ノビータイヤ(ブラック)
<input type="checkbox"/>	QPL070069	Drive Wheel, 13", Solid, Knobbly, Black	13"ドライブホイール, ソリッド, ノビータイヤ(ブラック)
	QPL070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black	14"ドライブホイール, 空気入り, ノビータイヤ(ブラック)
	QPL070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black	14"ドライブホイール, ソリッド, ノビータイヤ(ブラック)

FWD/RWD Base 前輪駆動ベース / 後輪駆動ベース

	QPL070032	Drive Wheel, 14", Pneumatic, V-Type, Black	14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, V-タイプ(ブラック)
	QPL070031	Drive Wheel, 14", Solid, V-Type, Black	14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, V-タイプ(ブラック)

Castor Wheels  キャスターホイール

MWD Base 中輪駆動ベース

	QPL080213	Castor Wheel, 7", Solid, Black	7"キャスターホイール ソリッドタイヤ(ブラック)
--	-----------	--------------------------------	---------------------------

FWD Base 前輪駆動ベース

	QPL080210	Castor Wheel, 9", Solid, Black	9"キャスターホイール ソリッドタイヤ(ブラック)
	QPL080211	Castor Wheel, 9", Pneumatic, Black	9"キャスターホイール 空気入りタイヤ(ブラック)

RWD Base 後輪駆動ベース

	QPL080210	Castor Wheel, 9", Solid, Black	9"キャスターホイール ソリッドタイヤ(ブラック)
	QPL080211	Castor Wheel, 9", Pneumatic, Black	9"キャスターホイール 空気入りタイヤ(ブラック)
	QPL080212	Castor Wheel, 10", Pneumatic, Black (3)	10"キャスターホイール 空気入りタイヤ(ブラック)(3)
	QPL080058	Castor Wheel, 10", Solid, Black (3)	10"キャスターホイール 空気入りタイヤ(ブラック)(3)

Mudguards (FWD/RWD Only)  泥除け (前輪駆動/後輪駆動ベースのみ)

	QPL010007	Mudguard, Drive Wheel	泥除け, ドライブホイール駆動輪用
	QPL010008	Mudguard, Castor Wheel, 9"	泥除け, 9"キャスターホイール用

Kerb Climber (RWD Only) カーブクライマー (後輪駆動ベースのみ)

	QPL090038	Kerb Climber	カーブクライマー
--	-----------	--------------	----------

Suspension Setting (MWD Only) サスペンション設定 (中輪駆動ベースのみ)

	QPL150001	Standard Suspension	サスペンション標準
	QPL150002	Firm Suspension ⁽¹⁾⁽²⁾	サスペンション固め ⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Recommended with QPL130009 Seat elevator/tilt module

(1) QPL130009電動リフト/電動ティルト選択時推奨

(2) Recommended with Powered tilt (QPL130004/QPL130012/QPL130007 for clients over 75 kg user)

(2) 体重75kg以上の方が電動ティルト(QPL130004/QPL130012/QPL130007)を使用する際に推奨

(3) Only With Drive Wheel 14" (3) 14"ドライブホイールとの併用のみ

Base ベース**Colour Accents カラーアクセント**

QPL140005	Apple Green アップルグリーン (RAL 110 70 77)	
QPL140004	Black ブラック (RAL 9005)	
QPL140006	Orange オレンジ (RAL 060 60 80)	
QPL140007	Silver シルバー (RAL 9006)	

LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器

QPL110201	LED Light And Indicator StVZO Approved (1)	LEDライト及び方向指示器 (StVZO認証)(1)
QPL110209	Omit Light And Indicator	LEDライト及び方向指示器なし

Seat Heights (2) シート高 (2)

SH415	415 mm (3)(4)	
SH44	440 mm	
SH465	465 mm	
SH49	490 mm	

Batteries & Chargers バッテリー、充電器**Batteries**

QPL160001	Battery, 60 Ah, Gel, Maintenance-Free	60 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー
QPL160005	Battery, 80 Ah, Gel, Maintenance-Free	80 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー
QPL160009	Omit Batteries	バッテリーなし

Chargers

PF2410	Charger, Automatic, 100-120V, 8A	100-120V, 8A 充電器
QPL160109	Omit Charger	充電器なし

Powered Seating 電動シーティング**Power Seating Options 電動シーティング・オプション**

QPL130011	Fixed Tilt Module (Adjustable 0°, 3°, 6°, 9°, Factory Setting 6°)	角度設定ティルト・モジュール (0°, 3°, 6°, 9°工場設定=6°)
QPL130004	Posterior Tilt, Powered, 0° - 30° (6)	電動ティルト, 0° ~ 30° (6)
QPL130012	Posterior Tilt, Powered, -5° - 25° (6) (7)	電動ティルト, -5° ~ 25° (6) (7)
QPL130007	Posterior Tilt, Powered, 0° - 50° (6) (8)	電動ティルト 0° ~ 50° (6) (8) (9)
QPL130009	Seat Elevator (300 mm)/Tilt Module (Tilt 0° - 30°), Powered (6) (11)	電動リフト (300 mm)/電動ティルト (Tilt 0° ~ 30°) (6) (11)
QPL130006	Seat Elevator (300 mm)/Tilt Module (Tilt 0° - 50°), Powered (6) (10)	電動リフト (300 mm)/電動ティルト (Tilt 0° ~ 50°) (6) (10)

Backrest Frame Type バックレスト・フレーム・タイプ

QPL030147	Backrest, Tool Angle Adjustable, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	バックレスト, 工具角度設定式, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°
QPL030148	Backrest, Manual Recline, Attendant Operated Only, 85° - 120°	バックレスト, 手動リクライニング (介助者操作のみ), 85° ~ 120°
QPL030149	Backrest, Powered Recline, 85° - 120° (6)	バックレスト, 電動リクライニング, 85° ~ 120° (6)

C-Me Function (11) シーミー昇降リフト (11)

QPL110034	C-Me Function, Enabled (12)	シーミー昇降リフト, デフォルト時オン設定 (12)
QPL110035	C-Me Function, Disabled (13)	シーミー昇降リフト, デフォルト時オフ設定 (13)

Backrest Frame Option バックレスト・フレーム・オプション

QPL030156	Backrest, Fixed	固定式バックレスト
QPL030098	Backrest, Flip Down, Quick Release	バックレスト・フリップダウン, クイックリリース

(1) QPL110030 Lighting Module VR2 Or QPL110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required
VR2用ライト・モジュール(QPL110030)またはR-Net用アクチュエーターコントロール&ライト・モジュール(ISM-6L(QPL110032))が必要)

(2) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Heights
シートパン前部から床までを計測。シート高を確認するために見積書を手入してください。

(3) Not With 80 Ah Batteries 80 Ahバッテリーとの併用は不可

(4) If With QPL130009 Seat Elevator (300 mm) / Tilt Module (Tilt 0° - 30°), Powered, or with QPL130006 Seat Elevator (300 mm) / Tilt Module (Tilt 0° - 50°), Powered, Only With QPL030147 Backrest, Tool Angle Adjustable, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°
QPL130009 電動リフト (300 mm) / 電動ティルト (ティルト 0° - 30°) 又は QPL130006 電動リフト (300 mm) / 電動ティルト (ティルト 0° - 50°) と併用する場合、QPL030147 バックレスト, 工具角度設定式 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° のみ選択可能

(6) Not With QPL110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of QPL110004 Power Module, RNet: QPL110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required

(6) QPL110036 VR2リモートジョイスティックとの併用は不可。QP110004電源モジュール, R-Net選択時は、QPL110032アクチュエーターコントロール&ライトモジュールR-net, ISM-6Lが必要

(7) Not With Seat Height 415 Or 440 mm シート高415及び440には不可

(8) Only With QPL030147 Backrest, Tool Angle Adjustable バックレスト, 工具角度設定式,(QPL030147)専用

(9) Not With QPL000033 Q400 R (RWD Base Chair)

(9) QPL000033 Q400 R 後輪駆動ベースへには不可 (10)

Only with M base 中輪駆動ベースのみ可

(11) Only with M and R base and QPL130009 or QP130006

(11) 中輪駆動&後輪駆動ベースと QPL130009 又は QPL130006のみ可

(12) 4.5 kmh Maximum Speed When Lifted (Tilt Angle <9°)

(12) 昇降時 最大速度4.5km/h (ティルト角度<9°)

(13) 1.5 kph Maximum Speed When Lifted 昇降時 最大速度1.5km/h

SEDEO PRO Back Cushion Type SEDEOプロ バック・クッションタイプ**SEDEO Pro (See Section - C) フットプレートSEDEOプロ (セクション-C 参照)**

<input type="checkbox"/>	QPL030104	SEDEO PRO, Flexible Backrest, Back Cushion (1) (2) (3)	
		SEDEOプロ フレキシブルバックサポート, バッククッション (1) (2) (3)	

SEDEO Pro Interfaces SEDEOプロ インターフェース(取付金具)

<input type="checkbox"/>	QPL030106	SEDEO PRO, Interface Only (1) (2)	SEDEOプロ インターフェース(取付金具)のみ (1) (2)
--------------------------	-----------	-----------------------------------	---

(1) For armrests QPL040039, QPL040123 and QPL040022 only available with BW equivalent to SW or Smaller

(2) For armrests QPL040021 and QPL040019 available with BW upto 80mm wider than SW

(3) Not available with Flip back armrests (QPL040039) or Flip back reclining armrests at SW38- SW44 (QPL040123)

(1) アームレスト QPL040039, QPL040123, QPL040022 は、シート幅と同等の背布幅またはそれより小さいサイズのみ併用可

(2) アームレスト QPL040021, QPL040019 は、シート幅より最大80mm広い背布幅と併用可

(3) フリップバックアームレスト (QPL040039) または フリップバックリクライニングアームレストは、シート幅SW38- SW44 (QPL040123)と併用不可

C - SEDEO PRO Back Size SEDEOプロ バック・サイズ**Back Cushion Width バッククッション幅**

<input type="checkbox"/>	BM38	380 mm, For Effective Back Width 380 mm	380mm, バックサポート幅 380mm用
<input type="checkbox"/>	BW42	420 mm, For Effective Back Width 380 - 420 mm	420mm, バックサポート幅 380 - 420mm用
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm, For Effective Back Width 420 - 460 mm	460mm, バックサポート幅 420 - 460mm用
<input type="checkbox"/>	BW50	500 mm, For Effective Back Width 460 - 500 mm	500mm, バックサポート幅 460 - 500mm用
<input type="checkbox"/>	BW54	540 mm, For Effective Back Width 500 - 540 mm	540mm, バックサポート幅 500 - 540mm用
<input type="checkbox"/>	BW56	560 mm, For Effective Back Width 520 - 560 mm	560mm, バックサポート幅 520 - 560mm用

Back Cushion Height パッドクッション高さ

<input type="checkbox"/>	BH44	440 mm, For Effective Back Height 440 - 500 mm	440mm, バックサポート高さ 440 - 500mm用
<input type="checkbox"/>	BH50	500 mm, For Effective Back Height 500 - 560 mm	500mm, バックサポート高さ 500 - 560mm用
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm, For Effective Back Height 560 - 620 mm	560mm, バックサポート高さ 560 - 620mm用

C - SEDEO PRO Back Cushion SEDEOプロ バック・クッション

<input type="checkbox"/>	QPL030115	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Deep Contour, Passive, Adjustable Straps (1)	
		SEDEOプロ バッククッション,フレキシブル, ディープ コントウア, パッシブ, 調整式ストラップ (1)	
<input type="checkbox"/>	QPL030116	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Deep Contour, Active, Adjustable Straps (1)	
		SEDEOプロ バッククッション,フレキシブル, ディープ コントウア, アクティブ, 調整式ストラップ (1)	
<input type="checkbox"/>	QPL030117	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Extra Deep Contour, Active, Adjustable Straps (1)	
		SEDEOプロ バッククッション,フレキシブル, エクストラ ディープ コントウア, アクティブ, 調整式ストラップ (1)	

(1) Not available with Flip back armrests (QPL040039) or Flip back reclining armrests (QPL040123) Q400 M/F/R with SEDEO LITE

(1) Q400 M/F/R の SEDEO LITE シートでは、フリップバックアームレスト (QPL040039) または フリップバックリクライニングアームレスト (QPL040123)は選択不可

C - SEDEO PRO Back Cushion Cover SEDEOプロ バック・クッション カバー

<input type="checkbox"/>	QPL030059	Back Cushion Cover, Incontinence Protection	バッククッションカバー, 軽失禁対策用
<input type="checkbox"/>	QPL030108	Back Cushion Cover, Comfort	バッククッションカバー, コンフォート

Powered Seating 電動シーティング**Backrest Frame Size バックレスト フレームサイズ**

QPL030154	Backrest, Width-Adjustable, 385 - 485 mm	バックレスト, 幅調節式, 385 - 485 mm (7)
QPL030155	Backrest, Width-Adjustable, 460 - 510 mm	バックレスト, 幅調節式, 460 - 510 mm (7)

Back Cushion Type  バック・クッションタイプ**Sling Back (See Section A) 背布 (セクションA参照)**

QPL030150	Sling Back, With Tension Adjustable Straps	背布, 張り調節式(ストラップ)
-----------	--	------------------

SEDEO LITE (See Section B) SEDEOライト (セクションB参照)

QPL030151	SEDEO LITE, Back Cushion	SEDEOライト, バッククッション
-----------	--------------------------	--------------------

JAY J3 (See Section C) ※J3バックは別途J3バック・オーダーフォームを使用してください

※J3バック幅はシート幅と対応させてください

Interfaces インターフェース(取付金具)

QPL030153	SEDEO LITE, Interface Only	SEDEOライト, インターフェース(取付金具)のみ
QPL030055	JAY J3, Interface Only	Jay J3, インターフェース(取付金具)のみ
QPL030209	Omit Back Cushion	バッククッションなし

A – Sling Back Size (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) 背布サイズ**Sling Back Width 背布幅 ※背布幅はシート幅と対応させてください**

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm

Sling Back Height 背布高さ

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

A – SEDEO Lateral Thoracic Supports SEDEOラテラル体幹サポート

QPL030607	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm(L) x 130mm(H), 右側用
QPL030608	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm(L) x 130mm(H), 左側用
QPL030609	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90mm(L) x 120mm(H), 右側用
QPL030610	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90mm(L) x 120mm(H), 左側用

B – SEDEO LITE Back Size (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) SEDEOライトバックサイズ**Back Cushion Width バッククッション幅 ※バッククッション幅はシート幅と対応させてください**

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm

B – SEDEO LITE Back Cushion  SEDEOライト・バッククッション

QPL030130	SEDEOライト, バッククッション, ローコントウア, 高さ 500 mm, コンフォートカバー付き
QPL030133	SEDEOライト, バッククッション, ディープコントウア・アクティブ, ストラップ調節式, 高さ 570 mm, コンフォートカバー付き

B – SEDEO Lateral Thoracic Supports SEDEOラテラル体幹サポート

QPL030607	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 右側用
QPL030608	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 左側用
QPL030609	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90mm x 120mm, 右側用
QPL030610	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90mm x 120mm, 左側用

(7) Not Required When Selecting SEDEO PRO Backrest Or SEDEO PRO Interface

(7) SEDEO PRO バックサポート または SEDEO PRO インターフェース選択する場合は、選択不要

Powered Seating 電動シーティング**Headrest Pads**  **ヘッドレスト・パッド**

QPL030431 SEDEO, ヘッドレスト・パッド, スモール, カバー付き, (LxH) 240 x 150 mm (2)

※ウイットマイヤー・ヘッドレストは別途ご注文ください。

Headrest Mounts (1)  **ヘッドレスト・マウント** (1)

QPL030433 SEDEOヘッドレストマウント

QPL030434 SEDEOヘッドレスト・マウント, クイックリリース

Headrest Receiver **ヘッドレスト・レシーバー**

QPL030120 ヘッドレスト・レシーバー, バックレスト・フレーム・マウント

QPL030119 ヘッドレストレシーバー, バッククッション マウント (5)

Seat Cushion Type  **シートクッション・タイプ****Standard (See Section E) 標準 (セクションE参照)**

QPL020098 Seat Cushion, Standard, Height 50 mm シートクッション, 標準, 高さ 50 mm

SEDEO (See Section F) SEDEO (セクションF参照)

QPL020027 SEDEO, シートクッション

JAY ジェイ ※JAYクッションについてはJay価格リストをご参照ください。**Omit (Select Seat Width And Depth In Section E) なし (セクションEでシート幅と奥行きを選択)**

QPL020110 Omit Seat Cushion シートクッションなし

E – Seat Frame Size **シートフレームサイズ****Seat Frame Width** **シートフレーム幅**

SW385 385 mm, クッションサイズ= 410 mm

SW41 410 mm, クッションサイズ= 410 mm

SW435 435 mm, クッションサイズ= 410 mm

SW46 460 mm, クッションサイズ= 485 mm

SW485 485 mm, クッションサイズ= 485 mm

Seat Frame Depth **シートフレーム長(奥行き)**

SD41 410 mm, クッションサイズ= 500 mm

SD435 435 mm, クッションサイズ= 500 mm

SD46 460 mm, クッションサイズ= 500 mm

SD485 485 mm, クッションサイズ= 500 mm

SD51 510 mm, クッションサイズ= 500 mm

F – SEDEO Cushion Size **SEDEO クッションサイズ****Seat Cushion Width** **シートクッション幅**

SW38 380 mm

SW40 400 mm

SW44 440 mm

SW46 460 mm

SW48 480 mm

Seat Cushion Depth **シートクッション長(奥行き)**

SD41 410 mm, クッションサイズ= 500 mm

SD435 435 mm, クッションサイズ= 500 mm

SD46 460 mm, クッションサイズ= 500 mm

SD485 485 mm, クッションサイズ= 560 mm

SD51 510 mm, クッションサイズ= 560 mm

SD535 535 mm, クッションサイズ= 560mm (2)

F – SEDEO Seat Cushions (3)  **SEDEO シートクッション** (3)

QPL020073 SEDEO, シートクッション, ローコントウア, 高さ 70 mm

QPL020075 SEDEO, シートクッション, サポート, 高さ 100 mm

(1) 特殊コントロールでヘッドコントロールを選択する際はウイットマイヤーヘッドレストマウントとヘッドレスト・レシーバーを選択。

(2) B - SEDEOライト・バッククッション(QPL030130~133)との併用は不可

(3) クッションカバー(インコンチネンス・プロテクション)付き

(5) QPL030130-030133 SEDEO ライトバッククッションのみと併用可

Headrest Pads	ヘッドレストパッド(長さ×高さ)
<input type="checkbox"/> WHT030401	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 203 x 127 mm ⁽³⁾ Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, (長さx高さ) 203 x 127 mm (3)
<input type="checkbox"/> WHT030402	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm ⁽³⁾ Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, (長さx高さ) 254 x 127 mm (3)
<input type="checkbox"/> WHT030403	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 356 x 127 mm ⁽³⁾ Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, (長さx高さ) 356 x 127 mm (3)
<input type="checkbox"/> WHT030404	Whitmyer, Adjust-A-Plush, Small, 355x 76mm ⁽³⁾ Whitmyer, ヘッドレストパッド, アジャスタ プラッシュ, スモール, (長さx高さ) 355 x 76 mm (3)
<input type="checkbox"/> WHT030406	Whitmyer, Adjust-A-Plush, Large, 460mm x 127 mm ⁽³⁾ Whitmyer, ヘッドレストパッド, アジャスタ プラッシュ, ラージ, (長さx高さ) 460 x 127 mm (3)

Headrest Mounts	ヘッドレスト マウント
<input type="checkbox"/> WHT030407	Whitmyer, Headrest Mount, LINX Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス
<input type="checkbox"/> WHT030408	Whitmyer, Headrest Mount, LINX ² Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス²
<input type="checkbox"/> WHT030409	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス
<input type="checkbox"/> WHT030410	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS, Offset Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス, オフセット

(3) Only Use With Whitmyer Headrest Mount

(3) Whitmyerヘッドレストマウント専用

Powered Seating 電動シーティング**Thigh Supports (1) 大腿サポート(1)**

QPL020113	大腿ラテラルサポート(スモール) 120 x 120 mm, 着脱式, 右側	
QPL020114	大腿ラテラルサポート(スモール) 120 x 120 mm, 着脱式, 左側	
QPL020121	大腿ラテラルサポート(ラージ) 180 x 120 mm, 着脱式, 右側	
QPL020122	大腿ラテラルサポート(ラージ) 180 x 120 mm, 着脱式, 左側	

Armrest Types ② アームレストタイプ

QPL040039	アームレスト, フリップバック	
QPL040123	アームレスト, リクライニング, フリップバック	
QPL040019	アームレスト, シングルポスト, フリップバック (2)(3)	

Arm Pads ② アームパッド

QPL040040	イオーム・アームパッド, 380mm長, 右	
QPL040041	フォーム・アームパッド, 380mm長, 左	
QPL040025	フォーム・アームパッド, 400mm長, 右(4)	
QPL040026	フォーム・アームパッド, 400mm長, 左(4)	

Comfort Arm Pads コンフォート・アームパッド

QPL040204	コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 右	
QPL040203	コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 左	

Hemiplegia Arm Pads ヘミ・アームパッド

QPL040031	ヘミ・フォーム・アームパッド, 右(5)	
QPL040032	ヘミ・フォーム・アームパッド, 左(6)	

Side Guards サイドガード

QPL040033	Side Guard (8) サイドガード(7)	
-----------	--------------------------	--

Centre Mount Legrest ② センターマウント・レッグレスト

QPL050086	センターマウント・レッグレスト, 工具調節式, フリップアップ角度調節式フットボード付き(8)	
-----------	---	--

Pad Options パッドオプション

QPL050087	センター・カーフサポート(フォーム)	
QPL050092	カーフパッド(フォーム) 1組	

Fixed Centre Mount Legrest ② 固定式センターマウント・レッグレスト

QPL050140	Fixed Centre Mount Legrest 固定式センターマウント・レッグレスト(10)	
-----------	---	--

Footplates フットプレート

QPL050072	固定式センターマウント・レッグレスト, デュアル, 高さ角度調節式, 260 x 150 mm	
-----------	---	--

Power Centre Mount Legrest ② 電動センターマウント・レッグレスト

QPL050076	電動センターマウント・レッグレスト, 90° - 180°, 175 mm 延長(9) ★	
-----------	---	--

Footplates

QPL050072	フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, 260mm長 x 150mm幅	
QPL050073	フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, ラージ, 310mm長 x 170mm幅	

(1) シート高415mmには不可

(2) サイドガード付き

(3) QPL040040-41 フォーム・アームパッド 380 mm(右または左)との併用は不可

(4) QPL040022アームレスト, シングルポスト, SEDEOライトとの併用は不可

(5) QPL110052 ジョイスティックマウント(右), QPL090040 スイングアウエイ・トレイテーブル, QPL090046 スイングアウエイ・片側トレイテーブル, QPL090110 バックミラー(右)との併用は不可

(6) QPL11005 ジョイスティックマウント(左), QPL090040 スイングアウエイ・トレイテーブル, QPL090046 スイングアウエイ・片側トレイテーブル,

(7) QPL0403 フリップバック・アームスト及びQPL040123 フリップバック・リクライニング・アームスト専用

(8) リフトまたはティルトと共に使用する際は, QPL050087センター・カーフサポート(フォーム)またはQPL050092カーフパッド(フォーム1組)を選択

(9) RWD後輪駆動及びQPL110036 VR2リモートジョイスティックとの併用は不可。R-Net使用時はQPL110032 R-Netアクチュエーターコントロール及びライティング・モジュール ISM-6Lが必要

(10) RDG後輪駆動及びリフトとティルトの組合せとの併用は不可。QPL050092 カーフパッド(フォーム1組)を選択

Powered Seating 電動シーティング

SEDEO LITE Swing Away Legrest SEDEOライト・スイングアウェイ・レッグレスト

QPL050100	SEDEO ライト, レッグレスト, 70°, スイングアウェイ	
QPL050105	SEDEO ライト, レッグレスト, 手動エレベーターティンク, スイングアウェイ	
QPL050109	SEDEO ライト, ハンガーレシーバーのみ	
QPL050000	レッグレストなし	

SEDEO PRO Swing Away Legrest SEDEO プロ スイングアウェイ・レッグレスト

QPL050015	SEDEO プロ, レッグレスト, 70°, スイングアウェイ	
QPL050016	SEDEO プロ, レッグレスト, 手動エレベーターティンク, スイングアウェイ	
QPL050017	SEDEO プロ, レッグレスト, 電動エレベーターティンク, スイングアウェイ	
QPL050080	SEDEO プロ, ハンガーレシーバーのみ	

Footplates フットプレート

QPL050088	フットプレート, シート幅 385 - 400 mm用	
QPL050089	フットプレート, シート幅 420 - 460 mm用	
QPL050090	フットプレート, シート幅 480 - 520 mm用	

Support Options サポート・オプション

QPL050082	カーフサポート(フォーム) 奥行き調節(1組) (1)	
QPL050083	カーフサポート, パッド付き, 奥行き調節(1組) (1)	
QPL050084	ヒールループ	
QPL050085	カーフストラップ (2)	

Amputee Support (3) 切断者用サポート (3)

QPL050142	切断者用サポート, パッド付き, 右	
QPL050143	切断者用サポート, パッド付き, 左	

Positioning Supports & Accessories ポジショニング・サポート及びアクセサリ

QPL090128	ポジショニング・ベルト, カーシートバックル, ショート, 50 x 1700 mm	
QPL090123	ポジショニング・ベルト用シートレール取付金具(マウント・ブラケット)	
JAY090100	JAY 標準 2ポイント骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) パッドサイズ 190 x 40 mm	
JAY090101	JAY 標準 2ポイント骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) パッドサイズ 240 x 40 mm	
JAY090077	JAY 4ポイント骨盤ベルト(プッシュボタン・バックル) パッドサイズ 140 x 40 mm (4)	
JAY090078	JAY 4ポイント骨盤ベルト(プッシュボタン・バックル) パッドサイズ 165 x 40 mm (4)	
JAY090102	JAY 4ポイント V-コントゥア骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) ミディアム・パッド	
JAY090103	JAY 4ポイント V-コントゥア骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) ラージ・パッド	
QPL090110	バックミラー, 右 (5)	
QPL090118	バックミラー, 左 (5)	
QPL090009	クラッチホルダー (6)	
QPL030605	内転防止ポメル (7)	

Tray Table (Mounted Opposite Joystick) トレイテーブル(ジョイスティックと逆側に装着)

QPL090124	スイングアウェイ・トレイテーブル	
QPL090040	幅調節式スイングアウェイ・トレイテーブル	
QPL090046	片側スイングアウェイ・トレイテーブル	

(1) Not On RWD Base With QPL050015 SEDEO PRO, Legrest, 70°, Swing Away RWD 後輪駆動ベースでQPL050015 SEDEOプロ, 70°スイングアウェイ・レッグレストとの併用は不可

(2) Only For QPL050015 SEDEO PRO, Legrest, 70°, Swing Away QPL050015 SEDEOプロ, 70° スイングアウェイ・レッグレスト専用

(3) Extra On A Set Of Swing Away Legrests, Attached

(4) Choose Also QPL090123 Seat Rail Mounting

Brackets For Positioning Belt

ベルト取付にはQPL090123 Sポジショニング・ベルト用シートレール取付金具(マウント・ブラケット)を選択してください

(5) Not In Combination With Same Entry Side QPL090040 Tray Table, Swing Away, QPL090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away

QPL090040 幅調節式スイングアウェイ・トレイテーブルまたはQPL090046 片側スイングアウェイ・トレイテーブル使用時に同じ入側で同時使用は不可

(6) Not With QPL030148 Backrest, Manual Recline, Attendant Operated Only, 85° - 120° & QOL030149 Backrest, Powered Recline, 85° - 120°

QPL030148 85° ~ 120° 手動リクライニングバックレスト(介助者操作のみ)またはQOL030149 85° ~ 120° 電動リクライニングバックレストとの併用は不可

10(7) (電動)センターマウント・レッグレストとの併用は不可

Joystick / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス**Remote Joystick – VR2**  **VR2リモート・ジョイスティック**

QPL110036	Remote Joystick, VR2	VR2リモート・ジョイスティック	
QPL110037	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators	VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター用)	
QPL110040	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators And Lights	VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター及びライト用)	

Joystick Mounting ジョイスティック取付

QPL110050	ジョイスティック取付, 固定	
QPL110082	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウエイ	
QPL110056	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウエイ, マルチポジション (1)	

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

QPL110052	ジョイスティック取付位置, 右	
QPL110053	ジョイスティック取付位置, 左	

Joystick Knobs (Optional)  **ジョイスティック・ノブ (オプション)**

QPL090505	ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm	
QPL090506	ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅	
QPL090507	ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm	
QPL090508	ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm	
QPL090045	ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm	
QPL090509	ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm	
QPL090512	ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm	
QPL090511	ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm	

Electronic Programmers – VR2  **VR2エレクトロニック・プログラマー**

QPL090065	VR2モビリティ・プログラマー, ドングル付き	
-----------	-------------------------	--

Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック・アクセサリ等

	ジョイスティック プログラミング機能付き	
--	----------------------	--

Power Module – VR2 VR2パワーモジュール

QPL110001	VR2パワーモジュール, 70 A (2)	
QPL110002	VR2パワーモジュール, 90 A (3)	

Lighting Module – VR2 VR2ライティング・モジュール

QPL110030	VR2ライティング・モジュール (4)	
-----------	---------------------	--

Attendant Controls 介助者用コントロール

QPL110021	介助者用コントロール, デュアル	
QPL110020	介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (5)	

Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置

QPL110025	介助者用コントロール取付位置, 右	
QPL110026	介助者用コントロール取付位置, 左	

4-Actuator Control Box (Direct Actuator) 4アクチュエーターコントロールボックス (直動形アクチュエーター)

QPL110054	4アクチュエーターコントロールボックス, 右アームレストに取付	
QPL110055	4アクチュエーターコントロールボックス, 左アームレストに取付	

Remote Joystick – R-Net  **R-Netリモート・ジョイスティック**

QPL110015	R-Netリモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用	
QPL110016	R-Netリモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用	
QPL110017	R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD	
QPL110013	R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き	
QPL110023	R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き	
QPL110019	R-Netリモート・ジョイスティックなし	

(1) QPL040022 シングルポスト・アームレストとの併用は不可

(2) 時速6 km/hのみ

(3) 体重100 kg以上の使用者に強く推奨されます

(4) LEDライトと方向指示器が選択された場合、必ず選択してください

(5) リモート・ジョイスティックと共に選択してください

Joystick / Electronics ジョイスティック/エレクトロニクス**Joystick Mounting**  ジョイスティック取付

QPL110050	ジョイスティック取付, 固定	
QPL110082	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウエイ	
QPL110056	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウエイ, マルチポジション (1)	

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

QPL110052	ジョイスティック取付位置, 右	
QPL110053	ジョイスティック取付位置, 左	

Display Language Selection ディスプレイ言語

QPL119001	English 英語	
-----------	------------	--

Joystick Knobs (Optional) ジョイスティック・ノブ (オプション)

QPL090505	ジョイスティック, ゴルフボール Ø 42 mm	
QPL090506	ジョイスティック, T-バー, 82 mm 幅	
QPL090507	ジョイスティック, ソフトボール, Ø 70 mm	
QPL090508	ジョイスティック, ボール, Ø 35 mm	
QPL090045	ジョイスティック, オールラウンドボール Ø 48 mm	
QPL090509	ジョイスティック, チンカップ, Ø 37 mm	
QPL090512	ジョイスティック, スティック, 80 x 15 mm	
QPL090511	ジョイスティック, マッシュルーム, Ø 45 mm	

Electronic Programmers – R-Net  R-Netエレクトロニクス・プログラマー

QPL090066	R-Netエレクトロニクス・プログラマー、ドングル付き	
-----------	-----------------------------	--

Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニクス・アクセサリ等

	ジョイスティック プログラミング機能付き	
--	----------------------	--

Power Modules – R-Net  R-Netパワーモジュール

QPL110003	R-Netパワーモジュール, 90 A	
QPL110004	R-Netパワーモジュール 120 A	

Seating / Lighting Module Control – R-Net R-Netライティング・モジュール・コントロール

QPL110032	R-Netアクチュエーターコントロール及びライティング・モジュール ISM-6L(4)	
-----------	---	--

Attendant Controls  介助者用コントロール

QPL110021	介助者用コントロール, デュアル	
QPL110020	介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付 (2)	

Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置

QPL110025	介助者用コントロール取付位置, 右	
QPL110026	介助者用コントロール取付位置, 左	

Table Top Controls  テーブルトップ・コントロール

QPL110143	テーブルトップ・コントロール, LCD, センタートレイマウント	
-----------	----------------------------------	--

Tray Table Mounting Location テーブルトップ・コントロール取付位置

QPL110080	テーブルトップ・コントロール取付位置, 左	
QPL110081	テーブルトップ・コントロール取付位置, 右	

(1) QPL040022 シングルポスト・アームレストとの併用は不可

(2) リモート・ジョイスティックと共に選択してください

Joystick / Electronics ジョイスティック/エレクトロニクス

#1 Ctrl+5 Switch Box Options  #1 Ctrl+5 スイッチボックス・オプション

QPL110043	#1 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き (9)	
#1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置		
QPL110180	#1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック裏側 (1)	
QPL110181	#1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティックの反対側	
#1 Ctrl+5 Switch Type #1 Ctrl+5 スイッチタイプ		
QPL110175	#1 Ctrl+5 スイッチタイプ・プッシュボタン	
QPL110176	#1 Ctrl+5 スイッチタイプ・トグルスイッチ	

Bluetooth Mouse Modules R-Netブルートゥース・マウス・モジュール

Special Controls 特殊コントロール

OMNI2 Input Control Module – R-Net (2)  R-Net OMNI2 インプット・コントロール・モジュール(2)

QPL110116	OMNI2 Input Control Module, R-Net, Infrared (3)	R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール 赤外線機能付(3)
QPL110117	R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール	スキャンモード, Bluetooth, 赤外線機能付(3)

OMNI2 Module Mount (4) OMNI2モジュール取付 (4)

QPL110119	OMNI2モジュール取付, 固定, 右	
QPL110120	OMNI2モジュール取付, 固定, 左	
QPL110123	OMNI2モジュール取付, スイングアウエイ, 右	
QPL110124	OMNI2モジュール取付, スイングアウエイ, 左 (9) QPL090118 バックミラー左と併用不可	

Hand Control ハンドコントロール ※スイッチはセクションHから選択してください

Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス

QPL110301	ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド	
QPL110302	ハンドコントロール, Switch-It マイクロパイロット	
QPL110304	ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド	
QPL110305	ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド EZ (5)	
QPL110306	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	
QPL110307	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト(6)	
QPL110308	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ヘビィデューティ	
QPL110309	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス付き (7)	
QPL110310	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト R-Net バス付き (7)	
QPL110311	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ヘビィデューティ, R-Net バス付き (7)	

(1) QPL110056ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウエイ, マルチポジションはスイングアウエイが不可能

(2) 以下のセクションからOMNI2の取り付けとインプット・デバイスを選択し、セクションHでスイッチを選択してください

(3) リモート・フルVGAディスプレイ (赤外線, Bluetooth付きインプットボックス, USP充電器及びスピーカーを含む)

(5) ジョイスティック・ノブのQPL090512スティック, 80x15mm, QPL090511 マッシュルーム, 45 mm, QPL090506 T-バー, 82 mm幅との併用は不可

(6) デフォルトのジョイスティック・ノブまたはジョイスティック・ノブ, オールラウンド, ボール Ø 48 mm専用

(7) OMNI2 モジュールは 必須ではないがマスターR-Netモジュールが必須

(8) OMNI2モジュール(リモート・フルVGAディスプレイ, 赤外線, 個別のインプットボックス(Bluetooth, USB充電器及びスピーカー付き)を含む)

(9) 介助者用コントロールと併用する場合は、Ctrl/+5はアームレストに取り付けられます。

Special Controls 特殊コントロール

Hand Control Mounting Platforms ハンドコントロール取付プラットフォーム

QPL110342	ハンドコントロール取付, Link-Itでスペースディスク ハンドトレイに取付 (1)
-----------	---

Hand Control Mounting ハンドコントロール取付

QPL110350	ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・固定
-----------	-----------------------------------

QPL110353	ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・スイングアウェイ
-----------	---

Hand Control Mounting Location ハンドコントロール取付位置

QPL110362	ハンドコントロール取付位置, 右
-----------	------------------

QPL110361	ハンドコントロール取付位置, 左
-----------	------------------

Head Control (2) ヘッドコントロール (2)

Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス

QPL110370	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド
-----------	---

QPL110371	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド
-----------	---

QPL110372	ヘッドコントロール, Switch-It RIM 3方向プロポーションナル
-----------	---------------------------------------

プロポーションナル・インプット・デバイス・パッケージ (OMNI2モジュール及びトラクション・コントロール・システム(GYROTM/TM -)を含む) (6)

Switched Input Devices スイッチ・インプット・デバイス

スイッチ・インプット・デバイス・パッケージ (OMNI2モジュール及びトラクション・コントロール・システム(GYROTM/TM -)を含む) (3)

- (1) マイクロ・ジョイスティック専用
 (2) スイッチをセクションHから選択してください。前ページからウイットマイヤー・ヘッドレスト・マウントを選択してください。
 (3) OMNI2モジュール(リモート・フルVGAディスプレイ,赤外線,個別のインプットボックス(Bluetooth,USB充電器及びスピーカー付き)を含む)

Special Controls 特殊コントロール

H – Switches (1)  H – スイッチ (1)

#1 Switch Selection #1 スイッチ・セレクション

QPL110611	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm – ブラック	
QPL110612	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm – レッド	
QPL110613	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm – グリーン	
QPL110523	#1 エッグスイッチ – ブラック	
QPL110524	#1 マイクロライト・スイッチ – ブラック	
QPL110651	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm – ブラック	
QPL110654	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm – ブルー	
QPL110653	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm – グリーン	
QPL110652	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm – レッド	
QPL110655	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm – イエロー	
QPL110534	#1 ツイスタースイッチ – ブラック	
QPL110535	#1 ツイスタースイッチ – グリーン	
QPL110536	#1 ツイスタースイッチ – レッド	

#1 Switch Mounting  #1 スイッチ取付

QPL110560	#1 スイッチ取付, Link-Itでハンドコントロールに取付 (2)	
QPL110566	#1 スイッチ取付, Link-Itでアームレストに取付 (ハンドコントロールと反対側) (3)	
QPL110561	#1 スイッチ取付, Link-Itでヘッドレストに取付	
QPL110563	#1 スイッチ取付, Link-Itでシートレールに取付(4)	
QPL110565	#1 スイッチ取付g, Link-Itでチン・ブームに取付 (5)	
QPL110569	#1 スイッチ取付なし (6)	

#1 Switch Mounting Location #1 スイッチ取付位置

QPL110572	#1 スイッチ取付位置, 右	
QPL110571	#1 スイッチ取付位置, 左	

#1 Satellite Switches (7) #1 サテライト・スイッチ (7)

QPL110537	#1 サテライト・スイッチ – ブラック	
QPL110538	#1 サテライト・スイッチ – グリーン	
QPL110539	#1 サテライト・スイッチ – レッド	

#2 Switch Selection #2 スイッチ・セレクション

QPL110631	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm – ブラック	
QPL110632	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm – レッド	
QPL110633	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm – グリーン	
QPL110088	#2 エッグスイッチ – ブラック	
QPL110089	#2 マイクロライト・スイッチ – ブラック	
QPL110671	#2 シングルスイッチ, Ø 30 mm – ブラック	
QPL110674	#2 シングルスイッチ, Ø 30 mm – ブルー	
QPL110673	#2 シングルスイッチ, Ø 30 mm – グリーン	
QPL110672	#2 シングルスイッチ, Ø 30 mm – レッド	
QPL110675	#2 シングルスイッチ, Ø 30 mm – イエロー	
QPL110095	#2 ツイスタースイッチ – ブラック	
QPL110096	#2 ツイスタースイッチ – グリーン	
QPL110097	#2 ツイスタースイッチ – レッド	

(1) Select 1 Switch And Mounting Position Accordingly. For A Second Switch Please Use #2 Switch Selection Part Below. Single Function For Special Input Devices

第1スイッチと適切な取付位置を選択してください。第2スイッチは以下の#2スイッチ・セレクションから選択してください。特殊入力デバイスは単一機能

(2) Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount
HDオールラウンド・ジョイスティックまたはスペースディスク・マウントとの併用は不可

(3) Armrest Rail Mount
アームレストレールに装着

(4) Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount
膝による操作。スイッチを2つ選択した場合、左右に取付

(5) No Left / Right Switch Selection Required
左右スイッチの選択は不要

(6) Switches Attached Lose
同梱のみ。取付なし。

(7) Only For Allround Joystick, Maximum 2 Selectable
オールラウンド・ジョイスティック専用。最大2つ選択可能

Special Controls 特殊コントロール

Switches mount スイッチマウント(取付)

#2 Switch Mounting スイッチマウント(取付)

QPL110098	#2 スイッチマウント(取付), Link-It でハンドコントロールに取付 (1)	
QPL110099	#2 スイッチマウント(取付), Link-It でアームレストに取付 (ハンドコントロールと反対側) (2)	
QPL110100	#2 スイッチマウント(取付), Link-It でヘッドレストに取付	
QPL110104	#2 スイッチマウント(取付), Link-It でシートレールに取付 (3)	
QPL110105	#2 スイッチマウント(取付), Link-It でシートレールに取付 (4)	
QPL110106	#2 スイッチマウント(取付)なし (5)	

#2 Switch Mounting Location スイッチ取付位置

QPL110108	#2 スイッチ取付位置, 右	
QPL110107	#2 スイッチ取付位置, 左	

#2 Satellite Switches (6) #2 サテライト・スイッチ (6)

QPL110111	#2 サテライト・スイッチ-ブラック	
QPL110112	#2 サテライト・スイッチ-グリーン	
QPL110113	#2 サテライト・スイッチ-レッド	

Multi-Function Switches (7) マルチ・ファンクション・スイッチ (7)

QPL110550	ミニ 2 ボタン(ステレオ・プラグ) (8)	
QPL110551	ミニ 2 ボタン(デュアルモード・プラグ) (8)	
QPL110552	ミニ 4 ボタン InLine (DB9コネクター) (8)	
QPL110554	4-Way Toggle Switched Joystick 4方向・トグルスイッチ式ジョイスティック	

Accessories アクセサリー

QPL110580	Mono Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) モノラル延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	
QPL110581	Stereo Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) ステレオ延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	
QPL110582	Extension Cable DB9 (1 m) DB9延長ケーブル (1 m)	
QPL110583	Y-Cable, 2 Female Mono To 1 Male Stereo Y-ケーブル, , モノラル雌型2本からステレオ雄型1本	

Safety Devices セーフティ(安全)装置

QPL090147	遠隔停止スイッチ (30m Activation Range, Fit Via OBCポート経由 機能有効範囲30 m、OBCポート経由で接続(9))	
-----------	---	--

- (1) Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount
HDオールラウンド・ジョイスティックまたはスペースディスク・マウントとの併用は不可
- (2) Armrest Rail Mount
アームレストレールに装着
- (3) Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount
膝による操作。スイッチを2つ選択した場合、左右に取付
- (4) No Left / Right Switch Selection Required
左右スイッチの選択は不要
- (5) Switches Attached Lose スイッチは同梱のみ。取付なし。

- (6) Only For Allround Joystick, Maximum 2 Selectable
オールラウンド・ジョイスティック専用。最大2つ選択可能
- (7) Used In Combination With Assignable Button Programming
割り当て可能なボタンプログラミングと組み合わせて使用
- (8) Attached Lose, When Ordered. No Link-It Fixation Possible
注文された場合は同梱のみ。取付なし。Link-It 延長キットの使用は不可
- (9) Not With VR2
VR2には不可

Drive Wheels & Castor Wheels & Mudguards ドライブホイール(駆動輪)、泥除け



// QPL070069

13"ドライブホイール, ソリッド,
ノビータイヤ(ブラック)

// QPL080213

7"キャストールホイール
ソリッドタイヤ(ブラック)

// QPL010007

泥除け, ドライブホイール
駆動輪用


// QPL010008

泥除け, 9"キャストールホイール用

LED Lights LEDライト



// QPL110201

LEDライト及び方向指示器
(StVZO認証)

// QPL110201

LEDライト及び方向指示器
(StVZO認証)

Back Cushion Type バッククッション・タイプ



// QPL030150

背布, 張り調節式(ストラップ)

Backrest Frame Option バックレスト・フレーム・タイプ



// QPL030098

バックレスト・フリップダウン, クイックリリース

SEDEO LITE Back Cushions SEDEOライト・バッククッション



// QPL030130

SEDEOライト, バッククッション,
ローコントウア, 高さ 500 mm,
コンフォートカバー付き



// QPL030133

SEDEOライト, バッククッション,
ディープコントウア・アクティブ,
ストラップ調節式, 高さ 570 mm,
コンフォートカバー付き

Headrest Pads & Headrest Mounts ヘッドレスト及びヘッドレストマウント



// QPL030431

SEDEO, ヘッドレスト・パッド, スモール,
カバー付き, (LxH) 240 x 150 mm (2)

SEDEO Seat Cushions SEDEOシートクッション



// QPL020073

SEDEO, シートクッション,
ローコントウア, 高さ 70 mm



// QPL020075

SEDEO, シートクッション,
サポート, 高さ 90 mm

Seat Cushion Type シートクッション・タイプ



// QPL020098

シートクッション, 標準, 高さ 50 mm

Armrest Types & Arm Pads アームレスト・タイプ及びアームパッド



// QPLO40039

アームレスト, フリップバック



// QPLO40123

アームレスト, リクライニング, フリップバック



// QPLO40019

アームレスト, シングルポスト, フリップバック



// QPLO40204

コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 右

Power Centre Mount Legrest & Fixed / Centre Mount Legrest センターマウント・レッグレスト(固定/電動)



// QPLO50076

電動センターマウント・レッグレスト,
90° - 180°, 175 mm 延長

// QPLO50086

センターマウント・レッグレスト,
工具調節式, フリップアップ角度
調節式フットボード付き

// QPLO50140

固定式センターマウント・レッグレスト

SEDEO PRO Swing Away Legrest & Support Options SEDEOプロ・スイングアウェイ・レッグレスト及びサポート・オプション



// QPLO50100

SEDEO プロ, レッグレスト,
70°, スイングアウェイ

// QPLO50016

SEDEO プロ, レッグレスト,
手動エレベーター,
スイングアウェイ

Remote Joystick – R-Net & Joystick Mounting R-Netリモート・ジョイスティック及びマウント(取付)



// QPL110017

R-Netリモート・ジョイスティック,
カラー LCD

// QPL110013

R-Netリモート・ジョイスティック,
高解像度カラー LCD,
赤外線コントロール付き

// QPL110056

ジョイスティック取付, 平行,
スイングアウエイ, マルチポジション

Remote Joystick – VR2 VR2リモート・ジョイスティック



// QPL110036

VR2リモート・ジョイスティック



// QPL110037

VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター用)

Joystick Knobs ジョイスティック・ノブ



// QPL090505

ジョイスティック・ノブ,
ゴルフボール, Ø 42 mm

// QPL090045

ジョイスティック・ノブ,
オールラウンドボール, Ø 48 mm

// QPL090507

ジョイスティック・ノブ,
ソフトボール, Ø 70 mm

// QPL090508

ジョイスティック・ノブ,
ボール, Ø 35 mm

// QPL090509

ジョイスティック・ノブ,
チンカップ Ø 37 mm

// QPL090512

ジョイスティック・ノブ,
スティック, 80 x 15 mm

// QPL090511

ジョイスティック・ノブ,
マッシュルーム, Ø 45 mm

// QPL090506

ジョイスティック・ノブ,
T-バー, 82 mm 幅

Electronic Programmers – VR2 VR2エレクトロニック・プログラマー

Electronic Programmers – R-Net R-Netエレクトロニック・プログラマー



// QPL090066

R-Netエレクトロニック・プログラマー
ドングル付き

Power Modules – R-Net / Attendant Controls R-Netパワーモジュール / 介助者用コントロール



// QPL110004

R-Netパワーモジュール 120 A



// QPL110021

介助者用コントロール, デュアル

#1 Ctrl+5- Switch Box Options & R-Net OMNI2 Input Control Modules

#1 Ctrl+5- スイッチボックス・オプション及びR-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール



// QPL110175

#1 Ctrl+5 スイッチタイプ・
プッシュボタン



// QPL110176

#1 Ctrl+5 スイッチタイプ・
トグルスイッチ



// QPL110116

R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール
赤外線機能付

Head Control ヘッドコントロール



// QPL110370 // QPL110371

// QPL110370

ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ,
3方向プロポーショナル, フェイシャルパッド

// QPL110371

ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ,
3方向プロポーショナル, スポットパッド

Chin Control & Hand Control チンコントロール及びハンドコントロール



// QPL110470 // QPL110301

// QPL110470 チンコントロール,
Switch-It マイクロガイド

// QPL110301 ヘッドコントロール,
Switch-It マイクロガイド



// QPL110471 // QPL110302

// QPL110471 チンコントロール,
Switch-It マイクロパイロット

// QPL110302 ヘッドコントロール,
Switch-It マイクロパイロット



// QPL110472 // QPL110473 //
QPL110304 // QPL110305

// QPL110472 チンコントロール,
Switch-It バーサガイド

// QPL110473 チンコントロール,
Switch-It バーサガイド EZ

// QPL110304 ヘッドコントロール,
Switch-It バーサガイド

// QPL110305 ヘッドコントロール,
Switch-It バーサガイド EZ (5)



// QPL110306 ~ QPL110309 //
QPL110474 ~ QPL110477

// QPL110306 ~ QPL110309
ヘッドコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック各種

// QPL110474 ~ QPL110477
チンコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック各種



// QPL110475 チンコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック・ライト

// QPL110477 チンコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック・ライト,
R-Net バス付き (1)

// QPL110307 ヘッドコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック・ライト

// QPL110310 ヘッドコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック・ライト
R-Net バス付き

// QPL110475 // QPL110477
// QPL110307 // QPL110310

Table Top Controls テーブルトップ・コントロール



// QPL110143

テーブルトップ・コントロール,
LCD, センタートレイマウント

Switches スイッチ



// QPL110521
#1 パディボタン-レッド



// QPL110523
#1 エッグスイッチ-ブラック



// QPL110524
#1 マイクロライト・スイッチ-ブラック



// QPL110526 ~ QPL110530
ピコ・ボタン
(ブラック, ブルー, グリーン,
レッド, イエロー)



// QPL110537 ~ QPP110539
#1 サテライト・スイッチ
(ブラック, グリーン, レッド)



// QPL110534 ~ QPL110536
ツイスタースイッチ
(ブラック, グリーン, レッド)



// QPL110551
ミニ 2 ボタン
(デュアルモード・プラグ)



// QPL110552
ミニ 4 ボタン InLine
(DB9コネクター)

Switch Mounting スイッチ・マウント(取付)



// QPL110526 // QPL110566

// QPL110526 #1
ピコ・ボタン-ブラック

// QPL110566
#1 スイッチ取付, Link-It
でアームレストに取付
(ハンドコントロールと
反対側)



// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529

// QPL110566
#1 スイッチ取付, Link-Itで
アームレストに取付(ハン
ドコントロールと反対側)

// QPL110526
ピコ・ボタン-ブラック

// QPL110529
ピコ・ボタン-レッド



// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526

// QPL110560
#1 スイッチ取付, Link-Itでハン
ドコントロールに取付

// QPL110572
#1 スイッチ取付位置, 右

// QPL110013
R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラーLCD, 赤外線
コントロール付き

// QPL110056
ジョイスティック取付, パラレ
ル, スイングアウエイ, マルチポ
ジション (1)

// QPL110529
ピコ・ボタン-レッド

// QPL110526
ピコ・ボタン-ブラック



// QPL110563

#1 スイッチ取付,
Link-Itでシートレールに取付

Hand Control Mounting ハンドコントロール・マウント(取付)



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362

// QPL110353
ハンドコントロール取付,
Link-Itでアームレストに取付
・スイングアウエイ

// QPL110302
ヘッドコントロール, Switch-It
マイクロパイロット

// QPL110362
ハンドコントロール取付位置, 右



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362 // QPL110342

// QPL110353
ハンドコントロール取付,
Link-Itでアームレストに取付
・スイングアウエイ

// QPL110302
ヘッドコントロール, Switch-It
マイクロパイロット

// QPL110362
ハンドコントロール取付位置, 右

// QPL110342
ハンドコントロール取付, Link-It
でスペースディスクハンドトレイ
に取付



// QPL110302

ヘッドコントロール,
Switch-It マイクロパイロット



// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560

// QPL110353
ハンドコントロール取付,
Link-Itでアームレストに取付
・スイングアウエイ

// QPL110361
ハンドコントロール取付位置,
左

// QPL110524
マイクロライト・スイッチ -
ブラック

// QPL110526
ピコ・ボタン - ブラック

// QPL110560
#1 スイッチ取付, Link-Itで
ハンドコントロールに取付



// QPL110353 // QPL110306
// QPL110362 // QPL110538
// QPL110539

// QPL110353
ハンドコントロール取付,
Link-Itでアームレストに取付
・スイングアウエイ

// QPL110306
ヘッドコントロール, オール
ラウンド・ジョイスティック

// QPL110362
ハンドコントロール取付位置, 右

// QPL110538
#1 サテライト・スイッチ -
グリーン

// QPL110539
#1 サテライト・スイッチ -
レッド

Chin Control Mounting

チンコントロール・マウント(取付)



// QPL110480 // QPL110470 //
QPL110471

// QPL110480
チンコントロール取付,
Link-Itでチンハーネスに取付,
スモール

// QPL110470
チンコントロール Switch-It
マイクロガイド

// QPL110471
チンコントロール,
Switch-It マイクロパイロット



// QPL110483 // QPL110484

// QPL110483
チンコントロール取付,
Link-Itで手動チン・ブームに
取付, バックレスト取付, 右

// QPL110484
チンコントロール取付,
Link-Itで手動チン・ブームに
取付, バックレスト取付, 左



// QPL110483 // QPL110484

// QPL110483
チンコントロール取付,
Link-Itで手動チン・ブーム
に取付, バックレスト取付,
右

// QPL110484
チンコントロール取付,
Link-Itで手動チン・ブーム
に取付, バックレスト取付,
左



// QPL110485 // QPL110486

// QPL110485
チンコントロール取付,
Link-Itで電動チン・ブーム
に取付, バックレスト取付,
右

// QPL110486
チンコントロール取付,
Link-Itで電動チン・ブーム
に取付, バックレスト取付,
左



// QPL110485 // QPL110474

// QPL110485
チンコントロール取付,
Link-Itで電動チン・ブームに取付,
バックレスト取付, 右

// QPL110474
チンコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック



// QPL110487 // QPL110471 // QPL110526
// QPL110529 // QPL110561 // QPL110572
// QPL110571

// QPL110487
チンコントロール取付, Link-Itでヘッド
レストに取付, スイングアウェイ, 左

// QPL110471
チンコントロール, Switch-It マイクロ
パイロット

// QPL110526
#1 ピコ・ボタン - ブラック

// QPL110529
#1 ピコ・ボタン - レッド

// QPL110561
#1 スイッチ取付, Link-Itでヘッドレス
トに取付

// QPL110572
#1 スイッチ取付位置, 右

// QPL110571
#1 スイッチ取付位置, 左



// QPL110487 // QPL110474

// QPL110487
チンコントロール取付, Link-Itで
ヘッドレストに取付, スイング
アウェイ, 左

// QPL110474
チンコントロール,
オールラウンド・ジョイスティック

Comments For Customisations カスタマイズ依頼・コメント



Q400 M/F/R with SEDEO LITE Q400 M/F/R SEDEOライト搭載

Base Price 基本価格	
Total Of Additional Equipment 追加オプションの合計	
Packaging And Transport 梱包料および輸送料	
Exclusive VAT 消費税非課税	
VAT 消費税課税分	
Total Price 合計金額	

Date 日付

Signature 署名

年 月 日



サンライズメディカル ジャパン 株式会社
 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
 電話: 0480-31-6480
 FAX: 0480-31-6481
 注文関連: order@sunrisemedical.jp
 問い合わせ: info@sunrisemedical.jp
 WEB: <http://sunrisemedical-japan.jp/>