

Q700® M/F/R  
with SEDEO® PRO



2024年2月


## ORDER FORM オーダーフォーム

代理店情報	Billing Address Or Customer-ID	送付先情報	Shipping Address	<input type="checkbox"/> 代理店情報と同じ
C.-ID:		Name		
社名:		氏名:		
住所:		住所:		
住所, 〒:		住所, 〒:		
メール:		メール:		
電話:		電話:		
注文情報	Order Information	ユーザー体重	User Weight	
<input type="checkbox"/> 注文	<input type="checkbox"/> 見積り <input type="checkbox"/> B4M (特注)	耐荷重 : 160 kg		
P/O #		体重 :	kg	
Art. No.: Q700 M: 2250070M-000, Q700 F:2250070F-000, Q700 R: 2250070R-000		Reimbursement Code:		
受注日:	日 月 年			

★ = 完成用部品認定製品

使用者寸法 Client Measurements

a) 座面から頭の上	mm
b) 座面から肩の上	mm
c) 座面から脇の下	mm
d) 座面から肘	mm
e) 座面から上後腸骨棘	mm
f) 肩幅	mm
g) 胸の幅	mm
i) 腰幅	mm
j) 膝裏から背面	mm
m) 足の大きさ(長さ)	mm
n) 下腿長(膝裏から足底)	mm
o) シート幅	mm



Seating Specifications 製品仕様

すべてのベースはDAHLドッキングステーション対応	<b>Seat Type シートタイプ</b> SEDEO PRO セデオ・プロ
<b>典型的な車椅子重量</b> 140 kg (バッテリーを外した状態)	<b>Seat Size Range シートサ</b> 座幅 380 - 560 mm, 座奥 400 - 560 mm
165 kg (バッテリー搭載時)	<b>STFH Range シート高範囲</b> 415 mm - 490 mm

MWD Base Specifications 中輪駆動ベース 製品仕様

<b>User Weight Capa 耐</b> 160 kgまで	<b>Drive Wheels 駆動輪</b> 14" 駆動輪(ブラック)
<b>Base Size ベースサイ</b> 最小幅 620 mm	<b>Tires / Castors タイヤ / キャスター</b> 6" 前輪 / 6" 後輪(ブラック)
<b>Drive Control ドライブコントロール</b> VR2, オプション R-Net	<b>Charger 充電器</b> 8 A デュアルモード
<b>Driving Range 走行距</b> 約40 km	<b>Battery Size バッテリー</b> 60 または 80 Ah バッテリー
<b>Drive Motors モーター</b> 4-Pole 6 km/h, オプション 8, 10, 12.5	<b>Colour Accents カラー</b> カラーアクセント7色
<b>Ground Clearance 最低地上高</b> 70 mm	<b>Frame Colour フレーム色</b> ブラック

FWD Base Specifications 前輪駆動ベース 製品仕様

<b>User Weight Capa 耐</b> 160 kgまで	<b>Drive Wheels 駆動輪</b> 14" 駆動輪(ブラック)
<b>Base Size ベースサイ</b> 最小幅 640 mm	<b>Tires / Castors タイヤ / キャスター</b> 9" / 10" 後輪(ブラック)
<b>Drive Control ドライブコントロール</b> VR2, オプション R-Net	<b>Charger 充電器</b> 8 A デュアルモード
<b>Driving Range 走行距</b> 約40 km	<b>Battery Size バッテリー</b> 60 または 80 Ah バッテリー
<b>Drive Motors モーター</b> 4-Pole 6 km/h, オプション 8, 10, 12.5	<b>Colour Accents カラー</b> カラーアクセント7色
<b>Ground Clearance 最低地上高</b> 75 mm	<b>Frame Colour フレーム色</b> ブラック

RWD Base Specifications 後輪駆動ベース 製品仕様

<b>User Weight Capa 耐</b> 160 kgまで	<b>Drive Wheels 駆動輪</b> 14" 駆動輪(ブラック)
<b>Base Size ベースサイ</b> Width Min. 640 mm	<b>Tires / Castors タイヤ / キャスター</b> 9" / 10" 前輪(ブラック)
<b>Drive Control ドライブコントロール</b> VR2, オプション R-Net	<b>Charger 充電器</b> 8 A デュアルモード
<b>Driving Range 走行距</b> 約40 km	<b>Battery Size バッテリー</b> 60 または 80 Ah バッテリー
<b>Drive Motors モーター</b> 4-Pole 6 km/h, オプション 8, 10, 12.5	<b>Colour Accents カラー</b> カラーアクセント7色
<b>Ground Clearance 最低地上高</b> 75 mm	<b>Frame Colour フレーム色</b> ブラック

## Base ベース

## Q700 Drive Bases Q400ドライブベース

<input type="checkbox"/>	SEP000009	Q700 M (MWD Base Chair)	Q700 M 中輪駆動ベース
<input type="checkbox"/>	SEP000017	Q700 F (FWD Base Chair)	Q700 F 前輪駆動ベース
<input type="checkbox"/>	SEP000018	Q700 R (RWD Base Chair)	Q700 R 後輪駆動ベース

## Motor Packages モーターパッケージ

<input type="checkbox"/>	SEP180009	4-Pole Motor, 6 kph (8 kph Motor With Reduced Speed)	4-ポール6 km/hモーター (8 km/h モーター 減速仕様)
<input type="checkbox"/>	SEP180010	4-Pole Motor, 8 kph / 5 mph	4-ポール8 km/hモーター
<input type="checkbox"/>	SEP180007	4-Pole Motor, 10 kph / 6.5 mph (1)	4-ポール10 km/hモーター
<input type="checkbox"/>	SEP180008	4-Pole Motor, 12.5 kph / 8 mph (2)	4-ポール12.5 km/hモーター

## Tracking トラッキング

<input type="checkbox"/>	SEP110009	Traction Control System For R-Net (GYRO Technology)	トラクションコントロールシステム(R-Net用)(GYROテクノロジー)
<input type="checkbox"/>	SEP110014	Omit Traction Control System For R-Net	トラクションコントロールシステム(R-Net用)を搭載しない

## Drive Wheels ドライブホイール 駆動輪

<input type="checkbox"/>	SEP070032	Drive Wheel, 14", Pneumatic, V-Type, Black	14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, V-タイプ (ブラック)
<input type="checkbox"/>	SEP070031	Drive Wheel, 14", Solid, V-Type, Black	14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, V-タイプ (ブラック)
<input type="checkbox"/>	SEP070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black	14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, ノビー (ブラック)
<input type="checkbox"/>	SEP070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black	14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, ノビー (ブラック)

## Castor Wheels キャスターホイール

## MWD Base 中輪駆動ベース

<input type="checkbox"/>	SEP080206	Castor Wheel, 6", Solid, Black	6"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)
--------------------------	-----------	--------------------------------	----------------------------

## FWD Base 前輪駆動ベース

<input type="checkbox"/>	SEP080210	Castor Wheel, 9", Solid, Black	9"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)
<input type="checkbox"/>	SEP080211	Castor Wheel, 9", Pneumatic, Black	9"キャスターホイール 空気入りタイヤ (ブラック)

## RWD Base 後輪駆動ベース

<input type="checkbox"/>	SEP080210	Castor Wheel, 9", Solid, Black	9"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)
<input type="checkbox"/>	SEP080211	Castor Wheel, 9", Pneumatic, Black	9"キャスターホイール 空気入りタイヤ (ブラック)
<input type="checkbox"/>	SEP080212	Castor Wheel, 10", Pneumatic, Black	10"キャスターホイール 空気入りタイヤ (ブラック)

## Mudguards (FWD &amp; RWD Only) マッドガード (泥除け)

<input type="checkbox"/>	SEP010007	Mudguard, Drive Wheel, 14"	泥除け, 14"ドライブホイール駆動輪用
<input type="checkbox"/>	SEP010008	Mudguard, Castor Wheel, 9"	泥除け, 9"キャスターホイール用

## Kerb Climber (RWD Only) カーブクライマー (後輪駆動ベースのみ)

<input type="checkbox"/>	SEP090038	Kerb Climber	カーブクライマー
--------------------------	-----------	--------------	----------

## Colour Accents カラーアクセント

<input type="checkbox"/>	SEP140005	Apple Green	アップルグリーン (RAL 110 70 77)
<input type="checkbox"/>	SEP140004	Black	ブラック (RAL 9005)
<input type="checkbox"/>	SEP140003	Blue	ブルー (RAL 260 40 45)
<input type="checkbox"/>	SEP140006	Orange	オレンジ (RAL 060 60 80)
<input type="checkbox"/>	SEP140002	Red	レッド (RAL 040 40 67)
<input type="checkbox"/>	SEP140007	Silver	シルバー (RAL 9006)
<input type="checkbox"/>	SEP140001	White	ホワイト (RAL 9010)

## LED Lights &amp; Indicators LEDライト及び方向指示器

<input type="checkbox"/>	SEP110201	LED Light And Indicator StVZO Approved (3)	LEDライト及び方向指示器 (StVZO認証)(3)
<input type="checkbox"/>	SEP110209	Omit Light And Indicator	LEDライト及び方向指示器なし
<input type="checkbox"/>	SEP110202	LED Fendar Light	LEDフェンダーライト

(1) Highly Recommended With 80 Ah Battery

(1) 80 A バッテリーが強く推奨されます。

(2) If FWD Selected: Highly Recommended With Traction Control System

(2) 前輪駆動を選択した場合、トラクションコントロールシステムの使用が強く推奨されます。

(1) SEP110030 Lighting Module VR2 Or SEP110032 Actuator Control &amp; Lights Module, R-Net, ISM-6L Required

(1) SEP110030 照明モジュールVR2 または SEP110032 アクチュエーターコントロール及び照明モジュール, R-Net, ISM-6Lが必要

## Base ベース

## Seat Heights (1) シート高 (1)

<input type="checkbox"/>	SH415	415 mm (2) (3)	
<input type="checkbox"/>	SH425	425 mm (4)	
<input type="checkbox"/>	SH44	440 mm (3)	
<input type="checkbox"/>	SH45	450 mm (4)	
<input type="checkbox"/>	SH465	465 mm	
<input type="checkbox"/>	SH49	490 mm	

## Batteries &amp; Chargers バッテリー、充電器

## Batteries バッテリー

<input type="checkbox"/>	SEP160001	Battery, 60 Ah, Gel, Maintenance-Free	60 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー
<input type="checkbox"/>	SEP160005	Battery, 80 Ah, Gel, Maintenance-Free (5) (6)	80 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー(5)(6)
<input type="checkbox"/>	SEP160009	Omit Batteries	バッテリーなし

## Chargers 充電器

<input type="checkbox"/>	PF2410	Charger, Automatic, 100-120V, 8A	100-120V, 8A 充電器
<input type="checkbox"/>	SEP160109	Omit Charger	充電器なし

## Powered Seating 電動シーティング

## Power Seating Options 電動シーティング・オプション

<input type="checkbox"/>	SEP130011	Fixed Tilt Module (Adjustable 0°, 3°, 6°, 9°, Factory Setting 6°)	角度設定ティルト・モジュール(0°, 3°, 6°, 9°工場設定=6°)
<input type="checkbox"/>	SEP130004	Posterior Tilt, Powered, 0° - 30° (7)	電動ティルト, 0°~30° (7)
<input type="checkbox"/>	SEP130012	Posterior Tilt, Powered, -5° - 25° (7) (8)	電動ティルト, -5°~25° (7) (8)
<input type="checkbox"/>	SEP130007	Posterior Tilt, Powered, 0° - 50° (7)	電動ティルト, 0°~50° (7)
<input type="checkbox"/>	SEP130005	Posterior Tilt, Powered, -5° - 45° (7) (8)	電動ティルト, -5°~45° (7) (8)
<input type="checkbox"/>	SEP130009	Seat Elevator (300 mm) / Tilt Module (Tilt 0° - 30°), Powered (7)	電動リフト (300 mm) / 電動ティルト (Tilt 0°~30°)(7)
<input type="checkbox"/>	SEP130006	Seat Elevator (300 mm) / Tilt Module (Tilt 0° - 50°), Powered (7)	電動リフト (300 mm) / 電動ティルト (Tilt 0°~50°)(7)(9)

## C-Me Function (10) シーミー昇降リフト(10)

<input type="checkbox"/>	SEP110034	C-Me Function, Enabled (11)(13)	シーミー昇降リフト, デフォルト時オン設定 (11)(13)
<input type="checkbox"/>	SEP110035	C-Me Function, Disabled (12)	シーミー昇降リフト, デフォルト時オフ設定 (12)

## Backrest Frame Type バックレスト・フレーム・タイプ

<input type="checkbox"/>	SEP030083	Backrest, Tool Angle Adjustable, 90° - 120°	バックレスト, 工具角度設定式, 90° - 120°
<input type="checkbox"/>	SEP030084	Backrest, Manu. Recline, User Adj., 90 - 130°, Lev, Right (8)	バックレスト, 手動リクライニング (調節式), 90 - 130°リリースレバ - 右(8)
<input type="checkbox"/>	SEP030085	Backrest, Manu. Recline, User Adj., 90 - 130°, Lev, Left (8)	バックレスト, 手動リクライニング (調節式), 90 - 130°リリースレバ - 左(8)
<input type="checkbox"/>	SEP030086	Backrest, Powered Recline, 90° - 130° (7)	バックレスト, 電動リクライニング, 90° - 130°(7)
<input type="checkbox"/>	SEP030087	Backrest, P.Recl, 90-150°/100mm Mech Anti-Shear(7)	バックレスト, 電動リクライニング, 90-150°, 100 mm機械的せん断防止機能付(7)
<input type="checkbox"/>	SEP030229	Backrest, Powered Recline, 90 - 150 With 100 mm Mechanical Anti-Shearwith Relax Function (7) Only with SEP130006 Lift Tile 0-50	バックレスト, 電動リクライニング, 90-150°, 100 mm機械的せん断防止機能, リラックス機能付き (7) SEP130006電動ティルト (0°~50°)のみ

## Backrest Frame Option バックレスト・フレーム・オプション

<input type="checkbox"/>	SEP030098	Backrest, Flip Down, Quick Release	バックレスト・フリップダウン, クイックリリース
--------------------------	-----------	------------------------------------	--------------------------

## Back Cushion Type バック・クッション・タイプ

## SEDEO PRO (See Section A) SEDEOライト (セクションA参照)

<input type="checkbox"/>	SEP030104	SEDEO PRO, Back Cushion	SEDEOプロ, バッククッション
--------------------------	-----------	-------------------------	-------------------

**JAY J3** ※J3バックは別途J3バック・オーダーフォームを使用してください ※J3バック幅はシート幅と対応させてください

## Interfaces インターフェース

<input type="checkbox"/>	SEP030106	SEDEO PRO, Interface Only	SEDEOプロ, バッククッション
<input type="checkbox"/>	SEP030107	SEDEO PRO, Interface Only For Back Cushion, Flexible	SEDEOプロ, バッククッション用インターフェースのみ, フレキシブル
<input type="checkbox"/>	SEP030055	JAY J3, Interface Only	JAY J3用インターフェースのみ
<input type="checkbox"/>	SEP030209	Omit Back Cushion	バッククッションなし

(1) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify STF Heights  
(1) シートパンの前面から床までを測定。シート高は見積書を取得して確認して下さい。

(2) Only With 60 Ah Batteries 60 Ahバッテリーのみ

(3) Not With SEP130009 Seat Elevator/Tilt Module, Powered or SEP130006 Seat Elevator/Tilt Module (Tilt 0° - 50°), Powered

(3) SEP130009 電動リフト/電動ティルトモジュール又はSEP130006 電動リフト/電動ティルトモジュール (ティルト0° - 50°)との併用は不可。

(4) Only For SEP130009 Seat Elevator (300mm) / Tilt Module (Tilt 0° - 30°), Powered or SEP130006 Seat Elevator/Tilt Module (Tilt 0° - 50°), Powered

(4) SEP130009 電動リフト(300 mm)/電動ティルトモジュール(0° - 30°), SEP130006 電動リフト/電動ティルトモジュール (ティルト0° - 50°)のみ併用可能

(5) Highly Recommended With Battery Charger 220 V / 10 A  
(5) バッテリー充電器220 V / 10 Aが強く推奨されます。

(6) Not With Seat Height 415mm シート高415mm似は不可

(7) Not With SEP110036 Remote Joystick, VR2; In Case Of SEP110004 Power Module, R-Net, 120A; SEP110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required

(7) SEP110036 リモートジョイスティック, VR2との併用は不可。SEP110004 電源モジュール, R-Net選択時はSEP110032 アクチュエータコントロール及び照明モジュール, R-Net, ISM-6Lが必要。

(8) Not With Seat Height 415 or 440 mm シート高415mmと440mmには不可。

(9) Only with M base 中輪駆動ベース専用

(10) Require SEP130009 Or SEP130006. Not Available With SEP030084 And SEP030085 Backrest, Manual Recline Or SEP110002 VR2

(10) SEP130009 又は SEP130006が必要。SEP030084 & SEP030085バックレスト, 手動リクライニング 又は SEP110002 VR2と併用不可。

(11) 4.5kph Maximum Speed When Lifted (Tilt Angle <16° (FWD)/<9° (RWD/MWD) And ReclineAngle <30° )

(11) 昇降時の最大速度4.5km/h(ティルト角度 <16° (前輪駆動)/<9° (後輪駆動/中輪駆動) とリクライニング角度 <30° )

(12) 1.5kph Maximum Speed When Lifted 昇降時の最大速度1.5km/h

(13) Not Available With 50° Lift/Tilt In Combination With 90° -150° Power Recline

(13) 50° リフト/ティルト と 90° -150° 電動リクライニングの組合せ不可

## Powered Seating 電動シーティング

## A – SEDEO PRO Back Size SEDEOプロ・バックサイズ

## Back Cushion Width バッククッション幅

<input type="checkbox"/>	BW38	380 mm, For Effective Back Width 380 mm	380 mm, バックサイズ= 380 mm
<input type="checkbox"/>	BW42	420 mm, For Effective Back Width 380 - 420 mm	420 mm, バックサイズ= 380 - 420 mm
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm, For Effective Back Width 420 - 460 mm	460 mm, バックサイズ= 420 - 460 mm
<input type="checkbox"/>	BW50	500 mm, For Effective Back Width 460 - 500 mm	500 mm, バックサイズ= 460 - 500 mm
<input type="checkbox"/>	BW54	540 mm, For Effective Back Width 500 - 540 mm	540 mm, バックサイズ= 500 - 540 mm
<input type="checkbox"/>	BW56	560 mm, For Effective Back Width 520 - 560 mm	560 mm, バックサイズ= 520 - 560 mm

## Back Cushion Height バッククッション高

<input type="checkbox"/>	BH44	440 mm, For Effective Back Height 440 - 500 mm (1)	440 mm, バックサイズ= 440 - 500 mm (1)
<input type="checkbox"/>	BH50	500 mm, For Effective Back Height 500 - 560 mm	500 mm, バックサイズ= 460 - 500 mm
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm, For Effective Back Height 560 - 620 mm	560 mm, バックサイズ= 560 - 620 mm

## A – SEDEO PRO Back Cushion SEDEOプロ・バッククッション

<input type="checkbox"/>	SEP030109	SEDEO PRO, Back Cushion, Profiled	SEDEOプロ, バッククッション, ローコントゥア
<input type="checkbox"/>	SEP030113	SEDEO PRO, Back Cushion, Prof., Adj. Straps	SEDEOプロ, バッククッション, ローコントゥア, ストラップ調節式
<input type="checkbox"/>	SEP030116	SEDEO PRO, Back Cushion, Flex., Deep Contour, Active, Adj. Straps	SEDEOプロ, バッククッション, フレキシブル, ディープコントゥア, アクティブ, ストラップ調節式
<input type="checkbox"/>	SEP030117	SEDEO PRO, Back Cushion, Flex., Ex. Deep Contour, Active, Adj. Straps	SEDEOプロ, バッククッション, フレキシブル, エクストラディープコントゥア, アクティブ, ストラップ調節式

## A – SEDEO PRO Back Cushion Cover SEDEOバッククッション・カバー

<input type="checkbox"/>	SEP030059	Back Cushion Cover, Incontinence Protection	バッククッションカバー, 失禁対応
<input type="checkbox"/>	SEP030108	Back Cushion Cover, Comfort	バッククッションカバー, コンフォート

## A – SEDEO Lateral Thoracic Supports SEDEOラテラル体幹サポート

<input type="checkbox"/>	SEP030607	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150 x 130 mm, 右側用	
<input type="checkbox"/>	SEP030608	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150 x 130 mm, 左側用	
<input type="checkbox"/>	SEP030609	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90 x 120 mm, 右側用	
<input type="checkbox"/>	SEP030610	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ショートパッド, 90 x 120 mm, 左側用	

## Headrest Pad ヘッドレスト・パッド

<input type="checkbox"/>	SEP030431	SEDEO, Headrest Pad, S, w/cover, (LxH)240x150 mm (2)	SEDEO, ヘッドレスト・パッド, S, カバー付き, (LxH) 240x150 mm (2)
<input type="checkbox"/>	WHT030401	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 203 x 127 mm (3)	Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 8" (幅100mm) パッド (3)
<input type="checkbox"/>	WHT030402	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm (3)	Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 10" (幅250mm) パッド (3)
<input type="checkbox"/>	WHT030403	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 356 x 127 mm (3)	Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 14" (幅360mm) パッド (3)
<input type="checkbox"/>	WHT030404	Whitmyer, Headrest Pad, Adj-A-Plush, S, (LxH) 355x76mm (3)	Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 Aブラッシュ S (横x縦) 355x76 mm (3)
<input type="checkbox"/>	WHT030406	Whitmyer, Headrest Pad, Ad-A-Plush, L, (LxH) 460x127mm (3)	Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 Aブラッシュ L (横x縦) 460x127mm (3)

## Headrest Mount (4) ヘッドレスト・マウント (4)

<input type="checkbox"/>	SEP030434	SEDEO, Headrest Mount, With Quick Release	SEDEOヘッドレスト・マウント, クイックリリース
<input type="checkbox"/>	WHT030407	Whitmyer, Headrest Mount, LINX	Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス
<input type="checkbox"/>	WHT030408	Whitmyer, Headrest Mount, LINX <sup>2</sup>	Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	WHT030409	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS	Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アクシス
<input type="checkbox"/>	WHT030410	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS, Offset	Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アクシス, オフセット

## Headrest Receiver ヘッドレスト・レシーバー

<input type="checkbox"/>	SEP030119	Headrest Receiver, Back Cushion Mount (4)	ヘッドレスト・レシーバー, バッククッション・マウント (4)
<input type="checkbox"/>	SEP030120	Headrest Receiver, Backrest Frame Mount	ヘッドレスト・レシーバー, バックレスト・フレーム・マウント

(1) Only with SEP030116 SEDEO Pro, Back Cushion, Flex, Deep Contour, Active, Adj Straps & SEP030117 SEDEO Pro, Back Cushion, Flex, Ex. Deep Contour, Active, Adj Straps

(1) SEP030116 SEDEO PRO, バッククッション, フレキシブル, ディープコントゥア, アクティブ, 調節式ストラップおよび SEP030117 SEDEO PRO, バッククッション, フレキシブル, エクストラディープコントゥア, アクティブ, 調節式ストラップのみ

(2) Only Use With SEDEO Headrest Mount SEDEOヘッドレストマウント専用

(3) Only Use With Whitmyer Headrest Mount

(3) Whitmyerヘッドレストマウント専用

(4) Choose Whitmyer Headrest Mount And Headrest Receiver In Case You Would Like To Add A Head Control In The Special Control Section

(4) 特殊コントロールセクションでヘッドコントロールを追加したい場合は、Whitmyer ヘッドレストマウントとヘッドレストレシーバーを選択してください。

**Powered Seating 電動シーティング****Push Handles プッシュハンドル**

- SEP030204 Push Handles, Height-Adjustable プッシュハンドル, 高さ調節式

**Seat Rail シートレール**

- SEP020085 Seat Rail, Short, For Seat Depth 400 - 520 mm シートレール, ショート, シート長400 - 520 mm専用
- SEP020069 Seat Rail, Long, For Seat Depth 460 - 560 mm (1) シートレール, ロング, シート長460 - 560 mm専用 (1)

**Seat Cushion Type シートクッション・タイプ****SEDEO (See Section C) SEDEO (セクションC参照)**

- SEP020027 SEDEO, Seat Cushion SEDEO, シートクッション

**JAY ジェイ ※JAYクッションについてはJay価格リストをご参照ください。****Omit (Select Seat Width And Depth in Section C) なし (セクションCでシート幅と奥行きを選択)**

- SEP020070 Omit Seat Cushion シートクッションなし

**C - SEDEO Seat Size SEDEO シートサイズ****Seat Cushion Width シートクッション幅**

- SW38 380 mm, For Effective Seat Width 380 mm 380 mm, クッションサイズ= 380 mm
- SW42 420 mm, For Effective Seat Width 380 - 420 mm 420 mm, クッションサイズ= 380 - 420 mm
- SW46 460 mm, For Effective Seat Width 420 - 460 mm 460 mm, クッションサイズ= 420 - 460 mm
- SW50 500 mm, For Effective Seat Width 460 - 500 mm 500 mm, クッションサイズ= 460 - 500 mm
- SW54 540 mm, For Effective Seat Width 500 - 540 mm 540 mm, クッションサイズ= 500 - 540 mm

**Seat Cushion Depth シートクッション長(奥行き)**

- SD40 400 mm, Comes With Cushion Size 460 mm 400 mm, クッションサイズ= 460 mm
- SD42 420 mm, Comes With Cushion Size 460 mm 420 mm, クッションサイズ= 460 mm
- SD44 440 mm, Comes With Cushion Size 460 mm 440 mm, クッションサイズ= 460 mm
- SD46 460 mm, Comes With Cushion Size 500 mm 460 mm, クッションサイズ= 500 mm
- SD48 480 mm, Comes With Cushion Size 500 mm 480 mm, クッションサイズ= 500 mm
- SD50 500 mm, Comes With Cushion Size 500 mm 500 mm, クッションサイズ= 500 mm
- SD52 520 mm, Comes With Cushion Size 560 mm 520 mm, クッションサイズ= 560 mm

**C- SEDEO Seat Cushions SEDEO シートクッション**

- SEP020073 SEDEO, Seat Cushion, Profiled, Height 70 mm SEDEO, シートクッション, ローコントゥア, 高さ 70 mm
- SEP020075 SEDEO, Seat Cushion, Support, Height 90 mm SEDEO, シートクッション, サポート, 高さ 90 mm
- SEP020076 SEDEO, Seat Cushion, Support Memory, Height 90 mm SEDEO, シートクッション, 低反発サポート, 高さ 90 mm
- SEP020078 SEDEO, Seat Cushion, Stabilizer, Height 90 mm SEDEO, シートクッション, スタビライザー, 高さ 90 mm

**C - SEDEO Seat Cushion Cover SEDEO シートクッション カバー**

- SEP020518 Seat Cushion Cover, Incontinence Protection シートクッションカバー, 失禁保護対応
- SEP020080 Seat Cushion Cover, Comfort シートクッションカバー, コンフォート

(1) Not With Seat Width 380 - 420 mm シート幅380~420mmには不可

Powered Seating 電動シーティング

D – JAY Seat Cushion JAYシートクッション

\* All prices are in Jay OF. Indispensable attach Jay OF \*価格はJay オーダーフォーム参照。必ずJay オーダーフォームを添付してください。

Knee & Thigh Supports 膝サポート, 大腿サポート

<input type="checkbox"/>	SEP020342	Knee Support, Lateral, 120 x 120 mm, S/A, Right(3)	膝サポート, ラテラル, 120 x 120 mm, スイングアウェイ, 右 (3)
<input type="checkbox"/>	SEP020341	Knee Support, Lateral, 120 x 120 mm, S/A, Left (3)	膝サポート, ラテラル, 120 x 120 mm, スイングアウェイ, 左 (3)
<input type="checkbox"/>	SEP020113	Thigh Support, Lateral, S, 120 x 120 mm, Removable, Right(4)	大腿サポート, ラテラル, S, 120 x 120 mm, 着脱式, 右 (4)
<input type="checkbox"/>	SEP020114	Thigh Support, Lateral, S, 120 x 120 mm, Removable, Left (4)	大腿サポート, ラテラル, S, 120 x 120 mm, 着脱式, 左 (4)
<input type="checkbox"/>	SEP020121	Thigh Support, Lateral, L, 180 x 120 mm, Removable, Right(4)	大腿サポート, ラテラル, L, 180 x 120 mm, 着脱式, 右 (4)
<input type="checkbox"/>	SEP020122	Thigh Support, Lateral, L, 180 x 120 mm, Removable, Left (4)	大腿サポート, ラテラル, L, 180 x 120 mm, 着脱式, 左 (4)

Powered Seating 電動シーティング

Armrest Types アームレストタイプ

<input type="checkbox"/>	SEP040019	Armrest, Single Post, Flip Back (1)	アームレスト, シングルポスト, フリップバック (1)(7)(8)
<input type="checkbox"/>	SEP040021	Armrest, Single Post, Removable (1)	アームレスト, シングルポスト, 着脱式 (1)(7)(8)
<input type="checkbox"/>	SEP040123	Armrest, Reclining, Flip Back	アームレスト, リクライニング, フリップバック
<input type="checkbox"/>	SEP040070	Armrest, Reclining, Multi-Adjustable, Flip Back	アームレスト, リクライニング, 多調整, フリップバック
<input type="checkbox"/>	SEP040022	Armrest, Single Post, SEDEO LITE (11)(12)(13)	アームレスト, シングルポスト, セデオライト (11)(12)(13)

Arm Pads アームパッド

<input type="checkbox"/>	SEP040023	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Right	フォーム・アームパッド, 300 mm長, 右
<input type="checkbox"/>	SEP040024	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Left	フォーム・アームパッド, 300 mm長, 左
<input type="checkbox"/>	SEP040025	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Right	フォーム・アームパッド, 400 mm長, 右
<input type="checkbox"/>	SEP040026	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Left	フォーム・アームパッド, 400 mm長, 左
<input type="checkbox"/>	SEP040027	Arm Pad, Integral Foam, 450 mm, Right (2)	フォーム・アームパッド, 450 mm長, 右 (2)
<input type="checkbox"/>	SEP040028	Arm Pad, Integral Foam, 450 mm, Left (2)	フォーム・アームパッド, 450 mm長, 左 (2)
<input type="checkbox"/>	SEP040029	Omit Arm Pad, Right	アームパッドなし, 右
<input type="checkbox"/>	SEP040030	Omit Arm Pad, Left	アームパッドなし, 左

Comfort Arm Pads コンフォート・アームパッド

<input type="checkbox"/>	SEP040204	Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Right	コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 右
<input type="checkbox"/>	SEP040203	Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Left	コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 左

Hemiplegia Arm Pads ヘミ・アームパッド

<input type="checkbox"/>	SEP040031	Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Right (5)	ヘミ・フォーム・アームパッド, 右 (5)
<input type="checkbox"/>	SEP040032	Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Left (6)	ヘミ・フォーム・アームパッド, 左 (6)

(1) Only With Seat Width 560 mm シート幅560 mm専用

(2) Only For Cushions With Seat Depth 420 - 500 mm シート長420~500 mmのクッション専用

(3) Not With SEP050015-17 SEDEO PRO, Legrest, Swing Away, SEP050080 SEDEO PRO, Hanger Receivers Only, SEP090122 Transfer Bar

(3) SEP050015-17 SEDEOプロ, レッグレスト, スイングアウェイ, SEP050080 SEDEOプロ, ハンガー・レシーバーのみ, SEP090122 トランスファーバーとの併用は不可

(4) Not With Seat To Floor Height 415 mm, Not With SEP040035 Side Guard, Wedge Shaped, Padded

(4) シート高415mm, SEP040035 サイドガード, ウェッジ型, パッド付きとの併用は不可

(5) With SEP040019 Flip Back Armrest, Seat Width +20 mm

(5) SEP040019フリップバックアームレスト用, シートレール+20 mm

(6) Not With SEP110052 Joystick Mount, Right, SEP090040 Tray Table, Swing Away, SEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, SEP090110 Rear View Mirror, Right

(6) SEP110053ジョイスティックマウント, 左, SEP090040トレイテーブル, スイングアウェイ, SEP090046トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイ, SEP090118リアビューミラー, 左との併用は不可。

(7) Not with Seat height 415/Seat height 425

(7) 座面高415または425と併用不可

(8) In case of MWD base not with Seat height 440/Seat height 450 AND 130004 Powered Tilt 0° - 30° / 130007 Powered Tilt 0° - 50° / 130009 Seat Elevator-Tilt Module

(8) 中輪駆動ベースで、座面高が440/座面高450、かつ 130004 電動ティルト 0° - 30° / 130007 電動ティルト 0° - 50° / 130009 電動リフト-ティルト モジュールではない場合

**Side Guard Pads For Armrests アームレスト用サイドガードパッド**

**Side Guard Pads For Armrest, Single Post, Flip Back / Removable** アームレスト, シングルポスト, フリップバック / 着脱式用サイドガードパッド

- SEP040033 Side Guard (5) サイドガード (5)
- SEP040034 Side Guard, Integral Foam (6) サイドガード, フォーム (6)
- SEP040035 Side Guard, Wedge Shaped, Padded (7) サイドガード, ウェッジ形, パッド付き (7)

**Side Guard Pads For Armrest, Reclining, Flip Back** リクライニングアームレスト, フリップバック用サイドガードパッド

- SEP040036 Side Guard, Mounted On Seat Rail Bracket (8) サイドガード, シートレールブラケットに取付 (8)

**Centre Mount Legrest センターマウント・レッグレスト**

- SEP050086 センターマウントレッグレスト, 工具調節式, フリップアップ&角度調節式フットボード (10)(11)

**Pad Options パッド・オプション**

- SEP050087 Centre Calf Support, Integral Foam センター・カーフサポート(フォーム)
- SEP050092 Calf Pad, Integral Foam, Pair カーフパッド (フォーム) 1組

**Fixed Centre Mount Legrest 固定式センターマウント・レッグレスト**

- SEP050140 Fixed Centre Mount Legrest (11) (13) 固定式センターマウント・レッグレスト (11) (13)

**Footplates フットプレート**

- SEP050072 Footplate, Dual, Ht & Angle-Adj, 260 x 150 mm 固定式センターマウント・レッグレスト, デュアル, 高さ角度調節式, 260 x 150 mm

**Pad Options パッド・オプション**

- SEP050092 Calf Pad, Integral, Foam, Pair カーフパッド (フォーム) 1組

**Power Centre Mount Legrest 電動センターマウント・レッグレスト**

- SEP050076 電動センターマウント・レッグレスト, 90° - 180°, 175 mm 延長 (11) (13) ★
- SEP050071 電動センターマウント・レッグレスト, 90° - 180°, 175 mm 延長, フットプレートは床まで (11)(13)(15)

**Footplates フットプレート**

- SEP050072 Footplate, Dual, Ht & Angle-Adj, 260 x 150mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, 260mm長 x150mm
- SEP050073 Footplate, Dual, Ht & Angle-Adj, L, 310x170mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, ラージ, 310長 x170mm

**Pad Options パッド・オプション**

- SEP050092 Calf Pad, Integral, Foam, Pair カーフパッド (フォーム) 1組

**Powered Seating 電動シーティング**

**SEDEO PRO Swing Away Legrest SEDEOプロ・スイングアウェイ・レッグレスト**

- SEP050015 SEDEO PRO, Legrest, 70°, Swing Away SEDEOプロ, レッグレスト, 70°, スイングアウェイ
- SEP050016 SEDEO PRO, Legrest, Manual Elevating, S/A SEDEOプロ, レッグレスト, 手動エレベーター, スイングアウェイ
- SEP050017 SEDEO PRO, Legrest, Power Elevating, S/A SEDEOプロ, レッグレスト, 電動エレベーター, スイングアウェイ
- SEP050183 Power Elevating, SA, Short, LLL300mmSEDEOプロ, レッグレスト, 電動エレベーター, スイングアウェイ, ショート, 下腿長300mm
- SEP050000 Omit Legrest レッグレストなし

**Footplates フットプレート**

- SEP050088 Footplate, For Seat Width 385 - 400 mm フットプレート, シート幅 385 - 400 mm用
- SEP050089 Footplate, For Seat Width 420 - 460 mm フットプレート, シート幅 420 - 460 mm用
- SEP050090 Footplate, For Seat Width 480 - 520 mm フットプレート, シート幅 480 - 520 mm用

**Hanger Receivers ハンガーレシーバー SEDEO PRO用**

- SEP050170 Hanger Receivers, High, Seat Cushion Thickness 70 mm&Higher SEDEOプロハンガーレシーバー, ハイ, クッション高さ 70mm以上用
- SEP050171 Hanger Receivers, Low, Seat Cushion Thickness 50 mm&Lower SEDEOプロハンガーレシーバー, ロウ, クッション高さ 50mm以下用
- SEP050080 SEDEO PRO, Hanger Receivers Only, High SEDEOプロ ハンガーレシーバーのみ, ハイ
- SEP050172 SEDEO PRO, Hanger Receivers Only, Low SEDEOプロ ハンガーレシーバー, ロウ

(5) Not With SEP040123 Armrest, Reclining, Flip Back  
 (5) SEP040123アームレスト, リクライニング, フリップバックとの併用は不可。  
 (6) Seat Width -20 mm Not With SEP040123 Armrest, Reclining, Flip Back  
 (6) シート幅 - 20 mm、SEP040123アームレスト, リクライニング, フリップバックとの併用は不可。  
 (7) Seat Width -80 mm, Only With SEP040021 Armrest, Single Post, Removable  
 (7) シート幅 - 80 mm、SEP040021アームレスト, シングルポスト, 着脱式 専用  
 (8) Only With SEP040123 Armrest, Reclining, Flip Back  
 (8) SEP040123アームレスト, リクライニング, フリップバック専用  
 (9) Only With SEP040123 Armrest, Reclining, Flip Back.  
 (9) SEP040123アームレスト, リクライニング, フリップバック専用  
 (10) In Combination With Lift Or Tilt, Choose SEP050087 Centre Calf Support, Integral Foam Or SEP050092 Calf Pad, Integral Foam, Pair.  
 (10) リフトまたはティルトと共に使用する際は、QPL050087センター・カーフサポート (フォーム)またはQPL050092カーフパッド(フォーム1組)を選択してください。

(11) Not With RWD. 後輪駆動には不可  
 (12) Limited Knee Angle Possibilities with RWD. 後輪駆動では膝角度に制限あり。  
 (13) In Combination With Lift Or Tilt, Choose SEP050092 Calf Pad, Integral, Foam, Pair.  
 (13) リフトまたはティルトと共に使用する際は、SEP050092カーフパッド (フォーム) 1組を選択してください。  
 (14) Not With RWD to SEP050086 CML tool adjustable  
 (14) SEP050086センターマウントレッグレスト, 工具調節式, フリップアップ&角度調節式フットボードに後輪駆動不可  
 (15) Not With SEP110036 Remote Joystick, VR2; SEP110037 Remote Joystick, VR2, 2 Actuators & SEP110040 Remote Joystick, VR2, 2 Actuators And Lights. In Case Of R-Net: SEP110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L  
 (15) 併用不可: SEP110036 VR2リモート・ジョイスティック; SEP110037 VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター用) & SEP110040 VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター及びライト用) R-Net: SEP110032 R-Netアクチュエーターコントロール及びライティング・モジュール ISM-6L



Support Options サポート・オプション	
<input type="checkbox"/>	SEP050082 Calf Support, Integral Foam, Depth-Adjustable, Pair (10) カーフサポート(フォーム) 奥行き調節(1組) (10)
<input type="checkbox"/>	SEP050083 Calf Support, Padded, Depth-Adjustable, Pair (10) カーフサポート,パッド付き,奥行き調節(1組) (10)
<input type="checkbox"/>	SEP050084 Heel Loop ヒールループ
<input type="checkbox"/>	SEP050085 Calf Strap (2) カーフストラップ (2)
<input type="checkbox"/>	SEP050200 Knee Pad, Integral Foam 膝パッド(フォーム)
Amputee Support (3) 切断者用サポート (3)	
<input type="checkbox"/>	SEP050013 Amputee Support, Padded, Right 切断者用サポート,パッド付き,右
<input type="checkbox"/>	SEP050014 Amputee Support, Padded, Left 切断者用サポート,パッド付き,左

Positioning Supports & Accessories ポジショニング・サポート及びアクセサリー	
<input type="checkbox"/>	SEP090128 Positioning Belt, Carseat Buckle, Short, 50 mm x 1700 mm ポジショニング・ベルト,カーシートバックル,ショート,50 x 1700 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090129 Positioning Belt, Carseat Buckle, Long, 50 mm x 2700 mm ポジショニング・ベルト,カーシートバックル,ロング,50 mm x 2700 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090110 Rear View Mirror, Right (4) バックミラー,右 (4)
<input type="checkbox"/>	SEP090118 Rear View Mirror, Left (4) バックミラー,左 (4)
<input type="checkbox"/>	SEP090009 Crutch Holder (5) クラッチホルダー (5)
<input type="checkbox"/>	SEP090119 Brackets For Bag On Backrest Frame (5) バックレストフレームにアームレスト用バッグ・ブラケット取付 (5)
<input type="checkbox"/>	SEP090120 Bag For Armrest (6) アームレスト用バッグ (6)
<input type="checkbox"/>	SEP090122 Transfer Bar (7) トランスファーバー (7)
<input type="checkbox"/>	SEP030605 Abduction Pommel (8) 内転防止ポメル (8)

Tray Table (Mounted Opposite Joystick) トレイテーブル(ジョイスティックと逆側に装着)	
<input type="checkbox"/>	SEP090040 Tray Table, Width-Adjustable, Swing Away トレイテーブル,幅調節式,スイングアウェイ
<input type="checkbox"/>	SEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away (9) トレイテーブル,ハーフサイド,スイングアウェイ (9)

Tray Table Accessories トレイテーブル・アクセサリー	
<input type="checkbox"/>	SEP090125 Partial Padding For Tray Table トレイテーブルの部分的にパッド
<input type="checkbox"/>	SEP090126 Raised Edges, Acrylic For Tray Table トレイテーブル用縁付きアクリル
<input type="checkbox"/>	SEP090127 Elbow Pads, Padded, Pair For Tray Table トレイテーブル用肘パッド,パッド付き (1組)

(2) Only For SEP050015 SEDEO PRO, Legrest, 70°, Swing Away

(2) SEP050015 SEDEOプロ, レッグレスト, 70°, スイングアウェイ専用

(3) Extra On A Set Of Swing Away Legrests, Attached Lose

(3) スイングアウェイ・レッグレストのセットに追加。同梱のみ。取付なし。

(4) Not In Combination With Same Entry Side SEP090040 Tray Table, Swing Away, SEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away

(4) SEP090040 トレイテーブル, スイングアウェイ及びSEP090046 トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイは移乗側に取り付けない。

(5) Not With SEP030086 Powered Recline, 90° - 130°, SEP030087 Powered Recline, 90° - 150° With 100 mm Mechanical Anti-Shear

(5) SEP030086 バックレスト, 電動リクライニング, 90° - 130°, SEP030087 バックレスト, 電動リクライニング, 90° - 150°, 100 mm 機械的せん断防止機能付 との併用は不可。

(6) Not With SEP040123 Armrest, Reclining, Flip Back

(6) SEP040123 アームレスト, リクライニング, フリップバックとの併用は不可。

(7) Not With SEP020342/SEP020341 Knee Support, Lateral, Swing Away, Right/Left & SEP050015-17 SEDEO PRO, Legrest, Swing Away & SEP050080 SEDEO PRO, Hanger Receivers Only

(7) SEP020342 / SEP020341 膝サポート, ラテラル, 120 x 120 mm, スイングアウェイ, 右/左、SEP050015-17 SEDEOプロ, レッグレスト, 70°, スイングアウェイ 及び SEP050080 SEDEO プロ, ハンガーレシーバーのみ との併用は不可。

(8) Not With (Power) Centre Mount Legrests (電動)センターマウント・レッグレストとの併用は不可。

(9) Not With SEP090125-127 Tray Table Accessories SEP090125-127 トレイテーブルアクセサリーとの併用は不可。

**Joystick / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス****Remote Joystick – VR2 VR2リモート・ジョイスティック**

<input type="checkbox"/>	SEP110036	Remote Joystick, VR2	VR2リモート・ジョイスティック
<input type="checkbox"/>	SEP110037	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators	VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター用)
<input type="checkbox"/>	SEP110040	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators And Lights	VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター及びライト用)

**Joystick Mounting ジョイスティック取付**

<input type="checkbox"/>	SEP110050	Joystick Mounting, Fixed	ジョイスティック取付, 固定
<input type="checkbox"/>	SEP110056	Joystick Mtg, Parallel, Swing Away, Capsulated	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジション

**Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置**

<input type="checkbox"/>	SEP110052	Joystick Mounting Location, Right	ジョイスティック取付位置, 右
<input type="checkbox"/>	SEP110053	Joystick Mounting Location, Left	ジョイスティック取付位置, 左

**Joystick Knobs (Optional) ジョイスティック・ノブ (オプション)**

<input type="checkbox"/>	SEP090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm	ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide	ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅
<input type="checkbox"/>	SEP090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm	ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm	ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090045	Joystick Knob, Allround, Ball, Ø 48 mm	ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm	ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm	ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm	ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm

**Electronic Programmers – VR2 VR2エレクトロニック・プログラマー**

<input type="checkbox"/>	SEP090065	Mobility Programmer With Dongle, VR2	VR2モビリティ・プログラマー、ドングル付き
--------------------------	-----------	--------------------------------------	------------------------

**Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック・アクセサリ等**

<input type="checkbox"/>		ジョイスティック プログラミング機能付き	
--------------------------	--	----------------------	--

**Power Module – VR2 VR2パワーモジュール**

<input type="checkbox"/>	SEP110002	Power Module, VR2, 90 A	VR2パワーモジュール, 90 A
--------------------------	-----------	-------------------------	-------------------

**Lighting Module – VR2 VR2ライティング・モジュール**

<input type="checkbox"/>	SEP110030	Lighting Module, VR2 (1)	VR2ライティング・モジュール (1)
--------------------------	-----------	--------------------------	---------------------

**Attendant Controls 介助者用コントロール**

<input type="checkbox"/>	SEP110021	Attendant Control, Dual	介助者用コントロール, デュアル
<input type="checkbox"/>	SEP110020	Joystick Mounted As Attendant Control (2)	介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (2)

**Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置**

<input type="checkbox"/>	SEP110025	Attendant Mounting Location, Right	介助者用コントロール取付位置, 右
<input type="checkbox"/>	SEP110026	Attendant Mounting Location, Left	介助者用コントロール取付位置, 左

(1) If LED Light And Indicator Is Chosen, Then This Is Required

(1) LEDライトとインジケータが選択されている場合、これが必要となります。

(2) Choose Also Remote Joystick

(2) リモートジョイスティックも選択してください。

## Joystick / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス

## Remote Joystick – R-Net R-Netリモート・ジョイスティック

<input type="checkbox"/>	SEP110015	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators	R-Netリモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用
<input type="checkbox"/>	SEP110016	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators And Lights	R-Netリモート・ジョイスティック, LED, アクチュエータ及びライト用
<input type="checkbox"/>	SEP110017	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD	R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD
<input type="checkbox"/>	SEP110018	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD, Heavy Duty	R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD, ヘビィデューティ
<input type="checkbox"/>	SEP110013	R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き	
<input type="checkbox"/>	SEP110023	R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き	
<input type="checkbox"/>	SEP110019	Omit Remote Joystick, R-Net	R-Netリモート・ジョイスティックなし

## Joystick Mounting ジョイスティック取付

<input type="checkbox"/>	SEP110050	Joystick Mounting, Fixed	ジョイスティック取付, 固定
<input type="checkbox"/>	SEP110056	Joystick Mounting, Parallel, S/A, Capsulated	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジション

## Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

<input type="checkbox"/>	SEP110052	Joystick Mounting Location, Right	ジョイスティック取付位置, 右
<input type="checkbox"/>	SEP110053	Joystick Mounting Location, Left	ジョイスティック取付位置, 左

## Display Language Selection ディスプレイ言語

<input type="checkbox"/>	SEP119001	English	英語
--------------------------	-----------	---------	----

## Joystick Knobs (Optional) ジョイスティック・ノブ (オプション)

<input type="checkbox"/>	SEP090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm	ジョイスティック, ゴルフボール Ø 42 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide	ジョイスティック, T-バー, 82 mm 幅
<input type="checkbox"/>	SEP090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm	ジョイスティック, ソフトボール, Ø 70 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm	ジョイスティック, ボール, Ø 35 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090045	Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm	ジョイスティック, オールラウンドボール Ø 48 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm	ジョイスティック, チンカップ, Ø 37 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm	ジョイスティック, スティック, 80 x 15 mm
<input type="checkbox"/>	SEP090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm	ジョイスティック, マッシュルーム, Ø 45 mm

## Electronic Programmers – R-Net R-Netエレクトロニック・プログラマー

<input type="checkbox"/>	SEP090066	PC Programmer With Dongle, R-Net	R-Netエレクトロニック・プログラマー、 dongle付き
--------------------------	-----------	----------------------------------	--------------------------------

## Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック・アクセサリ等

<input type="checkbox"/>		ジョイスティック	プログラミング機能付き
--------------------------	--	----------	-------------

## Power Module – R-Net R-Netパワーモジュール

<input type="checkbox"/>	SEP110004	Power Module, R-Net, 120 A	R-Netパワーモジュール 120 A
--------------------------	-----------	----------------------------	---------------------

## Seating / Lighting Module Control – R-Net R-Netライティング・モジュール・コントロール

<input type="checkbox"/>	SEP110032	Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L	R-Netアクチュエーターコントロール及びライティング・モジュール ISM-6L
--------------------------	-----------	---	--

## Attendant Controls 介助者用コントロール

<input type="checkbox"/>	SEP110021	Attendant Control, Dual	介助者用コントロール, デュアル
<input type="checkbox"/>	SEP110020	Joystick Mounted As Attendant Control (2)	介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (2)

## Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置

<input type="checkbox"/>	SEP110025	Attendant Mounting Location, Right	介助者用コントロール取付位置, 右
<input type="checkbox"/>	SEP110026	Attendant Mounting Location, Left	介助者用コントロール取付位置, 左

(2) Choose Also A Remote Joystick リモートジョイスティックも選択してください。

## Joystick / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス

## Table Top Contols テーブルトップ・コントロール

SEP110143 Table Top Control, LCD, Centre Tray Mounted テーブルトップ・コントロール, LCD, センタートレイマウント

## Tray Table Mounting Location テーブルトップ・コントロール取付位置

SEP110080 Tray Table Mounting Location, Left テーブルトップ・コントロール取付位置, 左

SEP110081 Tray Table Mounting Location, Right テーブルトップ・コントロール取付位置, 右

## #1 Ctrl+5 Switch Box Options #1 Ctrl+5 スイッチボックス・オプション

SEP110043 #1 Ctrl+5 Switch Box With Free Assignable Functions #1 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き

## #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置

SEP110180 #1 Ctrl+5 Switch Box Mtg Location, Behind Joystick (1) #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック後ろ

SEP110181 #1 Ctrl+5 Switch Box Mtg Loc., Opposite Joystick #1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティックの反対側

## #1 Ctrl+5 Switch Type #1 Ctrl+5 スイッチタイプ

SEP110175 #1 Ctrl+5 Switch Type With Push Buttons #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・プッシュボタン

SEP110176 #1 Ctrl+5 Switch Type With Toggle Switches #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・トグルスイッチ

## Bluetooth Mouse Modules / Electronics – R-Net R-NetBluetoothマウス・モジュール/エレクトロニクス

## Special Controls 特殊コントロール

## OMNI2 Input Control Module – R-Net (2) R-Net OMNI2 インプット・コントロール・モジュール(2)

SEP110116 R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール, Bluetooth, 赤外線機能付 (3)

SEP110117 R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール スキャンモード, Bluetooth, 赤外線機能付(3)

## OMNI2 Module Mount (4) OMNI2モジュール取付 (4)

SEP110119 OMNI2 Module, Fixed Mount, Right OMNI2モジュール取付, 固定, 右

SEP110120 OMNI2 Module, Fixed Mount, Left OMNI2モジュール取付, 固定, 左

SEP110123 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Right OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 右

SEP110124 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Left OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 左

(1) Not Possible With SEP110056 Joystick Mounting, Parallel Swing Away, Capsulated (Here We Can't Swing Away)

(1) SEP110056 ジョイスティック取付, パラレル・スイングアウェイ, マルチポジションとの併用は不可能 (この状態ではスイングできない)

(2) Choose OMNI2 Mount And Input Device in Sections Below And Choose Switches in Section E

(2) 以下のセクションでOMNI2マウントおよび入力デバイスを選択し、セクションEでスイッチを選択してください。

(3) Remote Full VGA Display, With Separate Input Box With Bluetooth, Infrared, USB Charger And Speaker For Speciality Input Devices

(3) リモートフルVGAディスプレイ、Bluetooth、赤外線、USB充電器、特殊インプットデバイスE用のスピーカーを備えた個別のインプットボックス付き

(4) If Used With Standard Joystick Selection, It Must Be Mounted Opposite Side

(4) 標準のジョイスティックと使用する場合、反対側に取り付ける必要があります。

**Hand Control (1) ハンドコントロール (1)**

**Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス**

<input type="checkbox"/>	SEP110301	Hand Control, Switch-It MicroGuide	ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド
<input type="checkbox"/>	SEP110302	Hand Control, Switch-It MicroPilot	ハンドコントロール, Switch-It マイクロパイロット
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	SEP110304	Hand Control, Switch-It VersaGuide	ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド
<input type="checkbox"/>	SEP110305	Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ (2)	ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド EZ (2)
<input type="checkbox"/>	SEP110306	Hand Control, Allround Joystick	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック
<input type="checkbox"/>	SEP110307	Hand Control, Allround Joystick Light (3)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト(3)
<input type="checkbox"/>	SEP110308	Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ヘビィデューティ
<input type="checkbox"/>	SEP110309	Hand Cont, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled(4)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス付(4)
<input type="checkbox"/>	SEP110310	Hand Cont, Allround J-stick Light, R-Net Bus Enabled (4)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティックライト R-Net バス付(4)
<input type="checkbox"/>	SEP110311	Hand Cont, Allround J-stick HD., R-Net Bus(4)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ヘビィデューティ, R-Netバス付

**Hand Control Mounting Platforms ハンドコントロール取付プラットフォーム**

<input type="checkbox"/>	SEP110342	ハンドコントロール取付, Link-Itでスペースディスク	ハンドトレイに取付 (5)
--------------------------	-----------	-------------------------------	---------------

**Hand Control Mounting ハンドコントロール取付**

<input type="checkbox"/>	SEP110350	Hand Control Mounting, Link-It To The Armrest, Fixed	ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・固定
<input type="checkbox"/>	SEP110353	Hand Control Mtg, Link-It To The Armrest, S/A	ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・スイングアウェイ

**Hand Control Mounting Location ハンドコントロール取付位置**

<input type="checkbox"/>	SEP110362	Hand Control Mounting Location, Right	ハンドコントロール取付位置, 右
<input type="checkbox"/>	SEP110361	Hand Control Mounting Location, Left	ハンドコントロール取付位置, 左

**Head Control (6) ヘッドコントロール (6)**

**Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス**

<input type="checkbox"/>	SEP110370	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド
<input type="checkbox"/>	SEP110371	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド
<input type="checkbox"/>		

**Switched Input Devices スイッチ・インプット・デバイス**

<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

**Chin Control チン・コントロール**

**Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス**

<input type="checkbox"/>	SEP110470	Chin Control, Switch-It MicroGuide	チンコントロール Switch-It マイクロガイド
<input type="checkbox"/>	SEP110471	Chin Control, Switch-It MicroPilot	チンコントロール, Switch-It マイクロパイロット
<input type="checkbox"/>	SEP110472	Chin Control, Switch-It VersaGuide	チンコントロール, Switch-It バーサガイド
<input type="checkbox"/>	SEP110473	Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ	チンコントロール, Switch-It バーサガイド EZ
<input type="checkbox"/>	SEP110474	Chin Control, Allround Joystick	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック
<input type="checkbox"/>	SEP110475	Chin Control, Allround Joystick Light	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト
<input type="checkbox"/>	SEP110476	Chin Control, Allround J-stick, R-Net Bus Enabled (1)	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス (1)
<input type="checkbox"/>	SEP110477	Chin Control, Allround J-stick Light, R-Net Bus Enbd (1)	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト, R-Net バス

(1) For Switch Selection See Section E スイッチの選択はセクションE参照

(2) Not With SEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, SEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm, SEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide

(2) SEP090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, SEP090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø45 mm, SEP090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 幅82 mm との併用は不可。

(3) Only Use With Default Joystick Knob Or Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm

(3) デフォルトのジョイスティックノブまたはジョイスティックノブ, オールラウンド, ボールØ 48 mm専用

(4) OMNI2 Module Not Required OMNI2モジュールは不要

(5) Only For Micro Series Joysticks Microシリーズのジョイスティック専用

(6) For Switch Selection See Section E. Choose A Whitmyer Headrest Mount On Previous Pages

(6) スイッチの選択については、セクションEを参照。前ページでWhitmyerヘッドレストマウントを選択してください。

**Chin Control Mounting チンコントロール取付**

<input type="checkbox"/>	SEP110480	Chin Control Mtng, Link-It To Chin Harness, S (2) チンコントロール取付, Link-Itでチンハーネスに取付, スモール (2)	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	SEP110483	チンコントロール取付, Link-Itで手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	
<input type="checkbox"/>	SEP110484	チンコントロール取付, Link-Itで手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	
<input type="checkbox"/>	SEP110485	チンコントロール取付, Link-Itで電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	
<input type="checkbox"/>	SEP110486	チンコントロール取付, Link-Itで電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	
<input type="checkbox"/>	SEP110487	チンコントロール取付, Link-Itでヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 左	
<input type="checkbox"/>	SEP110488	チンコントロール取付, Link-Itでヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 右	

**Link-It Extension Kit Link-It 延長キット**

<input type="checkbox"/>	SEP110590	Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 100 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	
<input type="checkbox"/>	SEP110591	Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 150 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	

**Sip 'N Puff (3) シップ&パフ 呼気吸気スイッチ (3)**

<input type="checkbox"/>	SEP110510	シップ&パフ 呼気吸気スイッチ, Link-It 取付金具でヘッドレストにスイングアウェイ・マウント (4)	
--------------------------	-----------	--	--

(2) Not With SEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, SEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm, SEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide

(2) SEP090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, SEP090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø45 mm, SEP090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 幅 82 mm との併用は不可。

(3) For Switch Selection See Section E

(3) スイッチの選択については、セクションEを参照してください。

(4) Headrest To Be Selected ヘッドレストを選択してください。

Special Controls 特殊コントロール

E – Switches (1) E – スイッチ (1)

Switch Selection スイッチ・セレクション

<input type="checkbox"/>	SEP110611	Single Switch, Ø 64 mm, Black	シングルスイッチ, Ø 64 mm – ブラック
<input type="checkbox"/>	SEP110612	Single Switch, Ø 64 mm, Red	シングルスイッチ, Ø 64 mm – レッド
<input type="checkbox"/>	SEP110613	Single Switch, Ø 64 mm, Green	シングルスイッチ, Ø 64 mm – グリーン
<input type="checkbox"/>	SEP110523	Egg Switch – Black	エッグスイッチ – ブラック
<input type="checkbox"/>	SEP110524	MicroLite Switch – Black	マイクロライト・スイッチ – ブラック
<input type="checkbox"/>	SEP110651	Single Switch, Ø 30 mm, Black	シングル スイッチ, Ø 30 mm – ブラック
<input type="checkbox"/>	SEP110654	Single Switch, Ø 30 mm, Blue	シングル スイッチ, Ø 30 mm – ブルー
<input type="checkbox"/>	SEP110653	Single Switch, Ø 30 mm, Green	シングル スイッチ, Ø 30 mm – グリーン
<input type="checkbox"/>	SEP110652	Single Switch, Ø 30 mm, Red	シングル スイッチ, Ø 30 mm – レッド
<input type="checkbox"/>	SEP110655	Single Switch, Ø 30 mm, Yellow	シングル スイッチ, Ø 30 mm – イエロー
<input type="checkbox"/>	SEP110534	Twister Switch – Black	ツイスタースイッチ – ブラック
<input type="checkbox"/>	SEP110535	Twister Switch – Green	ツイスタースイッチ – グリーン
<input type="checkbox"/>	SEP110536	Twister Switch – Red	ツイスタースイッチ – レッド

Switch Mounting スイッチ取付

<input type="checkbox"/>	SEP110560	Switch Mounting, Link-It To The Hand Control (2)	スイッチ取付, Link-Itでハンドコントロールに取付 (2)
<input type="checkbox"/>	SEP110566	Switch Mtg, Link-It To Armrest (Op.Site as Head Ctl)(3)	スイッチ取付, Link-Itでアームレストに取付(ハンドコントロールと反対側)(3)
<input type="checkbox"/>	SEP110561	Switch Mounting, Link-It To The Headrest	スイッチ取付, Link-Itでヘッドレストに取付
<input type="checkbox"/>	SEP110563	Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail (4)	スイッチ取付, Link-Itでシートレールに取付(4)
<input type="checkbox"/>	SEP110565	Switch Mounting, Link-It To Chin Boom (5)	スイッチ取付, Link-Itでチン・ブームに取付 (5)
<input type="checkbox"/>	SEP110569	Omit Switch Mounting (6)	スイッチ取付なし (6)

Switch Mounting Location スイッチ取付位置

<input type="checkbox"/>	SEP110572	Switch Mounting Location, Right	スイッチ取付位置, 右
<input type="checkbox"/>	SEP110571	Switch Mounting Location, Left	スイッチ取付位置, 左

Satellite Switches (7) サテライト・スイッチ (7)

<input type="checkbox"/>	SEP110537	Satellite Switch – Black	サテライト・スイッチ – ブラック
<input type="checkbox"/>	SEP110538	Satellite Switch – Green	サテライト・スイッチ – グリーン
<input type="checkbox"/>	SEP110539	Satellite Switch – Red	サテライト・スイッチ – レッド

Multi-Function Switches (8) マルチ・ファンクション・スイッチ (8)

<input type="checkbox"/>	SEP110550	Mini 2 Button (Stereo Plug) (9)	ミニ 2 ボタン (ステレオ・プラグ) (9)
<input type="checkbox"/>	SEP110551	Mini 2 Button (Dual Mono Plug) (9)	ミニ 2 ボタン (デュアルモード・プラグ) (9)
<input type="checkbox"/>	SEP110552	Mini 4 Button InLine (DB9 Connector) (9)	ミニ 4 ボタン InLine (DB9コネクタ) (9)
<input type="checkbox"/>	SEP110554	4-Way Toggle Switched Joystick	4方向・トグルスイッチ式ジョイスティック

Accessories アクセサリー

<input type="checkbox"/>	SEP110580	Mono Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m)	モノラル延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)
<input type="checkbox"/>	SEP110581	Stereo Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m)	ステレオ延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)
<input type="checkbox"/>	SEP110582	Extension Cable DB9 (1 m)	DB9延長ケーブル (1 m)
<input type="checkbox"/>	SEP110583	Y-Cable, 2 Female Mono To 1 Male Stereo	Y-ケーブル, モノラル雌型2本からステレオ雄型1本

Safety Devices セーフティ(安全)装置

<input type="checkbox"/>	SEP090147	遠隔停止スイッチ (30m Activation Range, Fit Via OBCポート経由 機能有効範囲30 m、OBCポート経由で接続(10))
--------------------------	-----------	--

(1) Select 1 Switch And Mounting Position Accordingly. For A Second Switch Please Use #2 Switch Selection Part. Single Function For Special Input Devices

(1) スイッチ1つと取り付け位置を適宜選択します。2番目のスイッチの選択には、#2スイッチセレクションを使用してください。特殊インプットデバイスには単一機能。

(2) Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount

(2) HDオールラウンド・ジョイスティックまたはスペースディスクマウントとの併用は不可。

(3) Armrest Rail Mount アームレストレール取付

(4) Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount

(4) 膝による操作。スイッチを2つ選択した場合、左右に取付。

(5) No Left / Right Switch Selection Required 左右スイッチの選択は不要

(6) Switches Attached Lose 同梱のみ。取付なし。

(7) Only For Allround Joystick, Maximum 2 Selectable

(7) オールラウンド・ジョイスティック専用。最大2つ選択可能

(8) Used In Combination With Assignable Button Programming

(8) 割り当て可能ボタンプログラミングと組み合わせて使用

(9) Attached Lose, When Ordered. No Link-It Fixation Possible

(9) 注文時は同梱のみ。取付なし。リンクイットによる固定は不可能。

(10) Not With VR2 VR2との併用は不可。

Drive Wheels & Castor & Mudguards & Kerb Climber ドライブホイール(駆動輪), キャスター, 泥除け, カーブクライマー



// SEP070069



// SEP080213



// SEP010007



// SEP010008



// SEP90038

LED Lights & Chargers

LEDライト及び充電器

LEDライト

方向指示器



// SEP110201



// SEP110201



// SEP160101



// SEP160104

SEDEO PRO Back Cushions

SEDEOプロ・バッククッション



// SEP030109



// SEP030113



// SEP030116



// SEP030117




SEDEO Headrest Pads & Whitmyer Headrest Pads & Headrest Mounts

SEDEOヘッドレストパッド&Whitmyerヘッドレストパッド及びヘッドレストマウント



// SEP030430 & SEP030431




// SEP030429



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// SEP030433



// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030411



// SEP030204

SEDEO Seat Cushions

SEDEOシートクッション



// SEP020073



// SEP020074



// SEP020075



// SEP020076



// SEP020077



// SEP020078

JAY Seat Cushion JAYシートクッション



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// SEP020076



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019




// JAY020020

Armrest Types & Arm Pads アームレスト・タイプ及びアームパッド



// SEP040019



// SEP040021



// SEP040123



// SEP040027



// SEP040023



// SEP040204

Power Centre Mount Legrest & Centre Mount Legrest センターマウント・レッグレスト(固定/電動)



// QOP050140



// QOP050086

SEDEO PRO Swing Away Legrest & Support Options & Power Centre Mount Legrest

SEDEO プロ・スイングアウェイ・レッグレスト及びサポート・オプション



// SEP050015



// SEP050016



// SEP050082



// SEP050076

Remote Joystick, R-Net & Joystick Mounting R-Netリモート・ジョイスティック及びマウント



// SEP110017



// SEP110013



// SEP110018



// SEP110056

Remote Joystick, VR2 VR2リモート・ジョイスティック



// SEP110036



// SEP110037

Joystick Knobs ジョイスティック・ノブ



// SEP090505



// SEP090045



// SEP090507



// SEP090508



// SEP090509



// SEP090512



// SEP090511



// SEP090506

Electronic Programmers - VR2 VR2エレクトロニック・プログラマー



// SEP090066

Electronic Programmers - R-Net R-Netエレクトロニック・プログラマー

Power Modules & R-Net Seating / Lighting Module Control - R-Net

パワーモジュール及びR-Net シーティング / R-Netライティング・モジュール・コントロール



// SEP110004

Attendant Controls 介助者用コントロール



// SEP110021

#1 Ctrl+5- Switch Box Options & R-Net OMNI Input Options

#1 Ctrl+5- スイッチボックス・オプション及びR-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール



// SEP110175



// SEP110176



// SEP090068



// SEP110101

Head Control ヘッドコントロール



// SEP110401 - SEP110406



// SEP110370 // SEP110371

Chin Control & Hand Control チンコントロール及びハンドコントロール



// SEP110470 // SEP110301



// SEP110471 // SEP110302



// SEP110472 // SEP110473  
// SEP110304 // SEP110305



// SEP110306 - SEP110309  
// SEP110475 // SEP110477



// SEP110475 // SEP110477  
// SEP110307 // SEP110310

Table Top Controls テーブルトップ・コントロール



//SEP110143

Switches スイッチ



// SSEP110521



// SEP110523



// SEP110524



// SEP110526 - SEP110530



// SEP110537 - SEP110539



// SEP110534 - SEP110536



// SEP110551



// SEP110552

Switch Mounting Position スイッチ・マウント(取付)



// SEP110526 // SEP110566



// SEP110566 // SEP110526  
// SEP110529



// SEP110560 // SEP110572  
// SEP110013 // SEP110056  
// SEP110529 // SEP110526



// SEP110563

Mounting Position for Hand Control ハンドコントロール・マウント(取付)



// SEP110353 // SEP110302  
// SEP110362



// SEP110353 // SEP110302  
// SEP110362 // SEP110342



// SEP110302



// SEP110353 // SEP110361  
// SEP110524 // SEP110526  
// SEP110560



//SEP110353 // SEP110306  
//SEP110362 // SEP110538  
//SEP110539

Mounting Position for Chin Control チンコントロール・マウント(取付)



// SEP110480 // SEP110481  
// SEP110470 // SEP110471



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110485 // SEP110486



// SEP110485 // SEP110474



// SEP110487 // SEP110471  
// SEP110526 // SEP110529  
// SEP110561 // SEP110572  
// SEP110571



// SEP110487 // SEP110474


**Q700 M/F/R with SEDEO PRO    Q700 M/F/R SEDEOプロ搭載**

<b>Base Price</b>	<b>基本価格</b>	
Total Of Additional Equipment	追加オプションの合計	
Packaging And Transport	梱包料および輸送料	
Exclusive VAT	消費税非課税	
VAT	消費税課税分	
<b>Total Price</b>	<b>合計金額</b>	

Date 日付			Signature 署名
Day 日	Month 月	Year 年	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

