



**SUNRISE
MEDICAL.**

QUICKIE Q500R

OF_Q500R_DK15_Rev1.5_06.12.23_no

DelKontrakt 15

Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no

Tlf: 66 96 38 00

● = Standard

□ = Pristillegg

○ = Valgmulighet

Art. nr.: Q500RNAV15 HMS art.nr: 304598


OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

Maks. brukervekt: **160 kg**
Personens vekt *): kg

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

BESTILLINGSSKJEMA Q500R med SEDEO Pro

a
b
c
d
e
f
g
i
j
m
n
o



Setetype

SEDEO Pro med Elektriske funksjoner : Løft /Tilt/Rygg/ 2-delt Benstøtte
 Ryggpute : Aktiv Flex Deep Contour Comfort trekk
 Setepute : Support Comfort trekk
 Sete intervall: sb:385 - 510 mm
 Sete intervall: sd:410 - 560 mm
 Setehøyde intervall: 415 mm - 490 mm *)
 Innstillinger av seteenhets gjøres med bruker i stolen
 Infesting for stroppefesting i kjøretøy ihht ISO 7176-19
 *) Avhengig av batteristørrelse og setefunksjoner



Understell

Max brukervekt	160 kg(150kg v/bruk som sete i bil)	Drivhjul	14" Luft knast, sort
Understell bredde	std 64cm, avhengig av hjulvalg	Svinghjul	10" Kompakt, sort
Styresystem	R-Net	Batterilader	Victron Impulse II
Rekkevidde	opptil 40 km	Batteri	IATA godkjent
Drivmotorer	10 km/t	Deksel/Dekorffarge	Sort/Sølv
Bakkeklaring	70 mm, Forberedt for Dahl Docking	Rammefarge	Sort

Kommentarer:

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
 T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no




For mer informasjon
 besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2023

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Beskrivelse	Illustrasjoner
	● Q500RNAV15	304598	Q500R komplett med Sedeo Pro seteenhet	
	Q500RNA15U	304617	Q500R understell	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Motor	
180008	□ 22710010-005 HØ 22710010-006 VE	307470 307471	Motor inntil max 13 km/t	
180007	● 22710010-001 HØ 22710010-002 VE	308346 308347	Motor inntil max 10 km/t	STD
			Gyro	
110009	● 21809080		Gyro for stabil kjøring	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Drivhjul	
070069	□ 244823		Drivhjul 13" profilert luft sort	
070034	● 245399	307896	Drivhjul 14" profilert luft sort	STD
070033	□ 245400	307895	Drivhjul 14" profilert massivt sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Svinghjul	
080058	● 22708027	308751	Svinghjul Q500R 10" massivt sort	STD
080212	□ 22708028	308754	Svinghjul Q500R 10" luft sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Deksel m/skjerm	
010007	● 22700055	308629	Skjermsett drivhjul 14" RWD	STD
100579	● 22700086	307419	Sort deksel front	STD
100577	● 22700079	307407	Sort deksel bak med utsparring for integrert lys	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Dekorsett farger	
140005	○ 161952	307307	Grønn	
140004	○ 22700053-002		Sort	
140006	○ 22700050-002		Orange	
140007	● 22700051-002	307306	Sølv	STD
140002	○ 22700054-002		Rød	
140003	○ 22700049-002		Blå	
140001	○ 162043	307304	Hvit	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lys	
110201	● 22701216-001		Frontlys venstre	STD
110201	● 22701216-002		Frontlys høyre	STD
110201	● 21509003-001	213065	Baklys rød	<i>2 stk kreves</i> STD
110201	● 21509003-002	213045	Baklys blink gul	<i>3 stk kreves</i> STD
	●		Refleks sett	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Sittehøyde. Innstilling for laveste setehøyde med elektrisk løft/tilt (2)	
SH415	○		410mm - kun med std 60 Ah batterier, uten el-funksjoner	
SH425	○		425mm - kun med std 60 Ah batterier	
SH450	●		450mm	STD
SH485	○		485mm	
SH490	○		490mm	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Batteri/Lader	
160005	□ 20016005	251613	Batteri 80Ah	<i>2 stk kreves</i>
160033	● 20016002	251614	Batteri Q500R std 60Ah	<i>2 stk kreves</i> STD
160102	□ 133001.10013	308909	Classic 220V/8A IP54	
160029	● 9012366	286581	Victron Impulse II Smart IP65 *)	STD
			*)Legges inn med pris 0 ved kjøp av ny stol.	



Kommentarer:

2) Mål fra gulv til underside setepute



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Kun intern:	Lev.art.nr	HMSart.nr	Setefunksjoner og ryggmoduler	Illustrasjoner	
			Setefunksjoner, elektrisk regulering		
130006	● 20012011-003	306497	Q500R Post15 leveres med el seteløft 30cm/el tilt 0-50° modul som STD		
Lev.art.nr	HMSart.nr	Rygggramme			
030229	●		Sedeo Pro rygggramme med anti shearing og beslag for enkel innstilling av ryghøyde og vinkling av sidestøtter i ryggputen	STD	
030098	●				
030054	□		Ryggfeste Jay J3 -Se eget skjema for Jay J3 rygger		
Lev.art.nr	Ryggputer Sedeo Pro				
030104	●		Sedeo Pro Ryggpute, trinnløs høydejusterbar og med justerbare sidevanger og velcro ryggband for forming av ønsket støtte/komfort.	STD	
030109	□ 22503502-xxx		Ryggpute Profiled fast skum svakt buet SR vannavvisende trekk		
030059	(kode for trekktipe)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50:001-305427	○ 42x56:008-305585	○ 50x50:004-305432		○ 54x56:011-305435
	○ 38x56:007-305428	○ 46x50:003-305430	○ 50x56:010-305433		○ 56x50:006-305436
	○ 42x50:002-305429	○ 46x56:009-305431	○ 54x50:005-305434	○ 56x56:012-305437	
030109	□ 22503502-xxx		Ryggpute Profiled fast skum svakt buet Comfort trekk	// QMP030109	
030108	(kode for trekktipe)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50:101-305413	○ 42x56:108-305416	○ 50x50:104-305419		○ 54x56:111-305422
	○ 38x56:107-305414	○ 46x50:103-305417	○ 50x56:110-305420		○ 56x50:106-305423
	○ 42x50:102-305415	○ 46x56:109-305418	○ 54x50:105-305421	○ 56x56:112-305424	
030113	□ 22503570-xxx		Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, vannavvisende trekk	// QMP030113	
030059	(kode for trekktipe)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50:001-305582	○ 42x56:008-305586	○ 50x50:004-305589		○ 54x56:011-305592
	○ 38x56:007-305583	○ 46x50:003-305587	○ 50x56:010-305590		○ 56x50:006-305593
	○ 42x50:002-305584	○ 46x56:009-305588	○ 54x50:005-305591	○ 56x56:012-305594	
030113	□ 22503570-xxx		Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, Comfort trekk	// QMP030113	
030108	(kode for trekktipe)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50:101-305570	○ 42x56:108-305573	○ 50x50:104-305576		○ 54x56:111-305579
	○ 38x56:107-305571	○ 46x50:103-305574	○ 50x56:110-305577		○ 56x50:106-305580
	○ 42x50:102-305572	○ 46x56:109-305575	○ 54x50:105-305578	○ 56x56:112-305581	
030116	● 22503536-209	305387	Ryggpute Active Flex, Dyp sideprofil 14cm, Velcrobånd, Comfort trekk, Dobbel glidelås/trekk (str.46x50)	STD	
030230	● (kode for trekktipe)			// QMP030116	
	○ 38x44:201:305382	○ 42x56:214:305463	○ 50x50:210:305389		○ 56x44:206:305391
	○ 38x50:207:305383	○ 46x44:203:305386	○ 50x56:216:305465		○ 56x50:212:305468
	○ 38x56:213:305462	● 46x50:209:305387	○ 54x44:205:305390		○ 56x56:218:305469
	○ 42x44:202:305384	○ 46x56:215:305464	○ 54x50:211:305466		
	○ 42x50:208:305385	○ 50x44:204:305388	○ 54x56:217:305467		

Kommentarer:

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	Ryggputer Sedeo Pro
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Comfort trekk
030108	<input type="checkbox"/>	rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44:101-305530	<input type="radio"/> 42x50:108-305534
	<input type="radio"/> 38x50:107-305531	<input type="radio"/> 42x56:114-305535
	<input type="radio"/> 38x56:113-305532	<input type="radio"/> 46x44:103-305536
	<input type="radio"/> 42x44:102-305533	<input type="radio"/> 46x50:109-305537
	<input type="radio"/> 46x56:115-305538	<input type="radio"/> 50x44:104-305539
	<input type="radio"/> 54x44:105-305542	<input type="radio"/> 50x50:110-305540
	<input type="radio"/> 54x50:111-305543	<input type="radio"/> 54x56:117-305544
	<input type="radio"/> 56x50:112-305546	<input type="radio"/> 56x44:106-305545
	<input type="radio"/> 56x56:118-305547	

Kun intern:	Lev.art.nr	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
030059	<input type="checkbox"/>	rbxrh: xxx-HMSnr.
	<input type="radio"/> 38x44:001-305552	<input type="radio"/> 42x50:008-305556
	<input type="radio"/> 38x50:007-305553	<input type="radio"/> 42x56:014-305557
	<input type="radio"/> 38x56:013-305554	<input type="radio"/> 46x44:003-305558
	<input type="radio"/> 42x44:002-305555	<input type="radio"/> 46x50:009-305559
	<input type="radio"/> 46x56:015-305560	<input type="radio"/> 50x44:004-305561
	<input type="radio"/> 54x44:005-305564	<input type="radio"/> 50x50:010-305562
	<input type="radio"/> 54x50:011-305565	<input type="radio"/> 54x56:017-305566
	<input type="radio"/> 56x50:012-305568	<input type="radio"/> 56x44:006-305567
	<input type="radio"/> 56x56:018-305569	



/ QMP030117


Lev.art.nr	HMSnr:	Sidestøtte (For bruk i kombinasjon med Sedeo Profiled ryggpute)
030607	<input type="checkbox"/> 22509107-011	308575 Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres høyre side
030608	<input type="checkbox"/> 22509107-001	308576 Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres venstre side
030609	<input type="checkbox"/> 22509107-012	308573 Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres høyre side
030610	<input type="checkbox"/> 22509107-002	308574 Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres venstre side





Kommentarer:


Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris




Kun intern:	Lev.art.nr	HMSart.nr	Hodestøtter	Illustrasjoner
030430	☐ 22509013-001	305177	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt	
030431	● 22509013-001 20009103	305177 294261	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt m tekstil trekk STD	
030432	☐ 22509013-002	305176	Hodestøttepute Sedeo 400X110 myk polstret vannavvisende trekk, formbar	
WHT030402	☐ P1000L	272244	Hodestøttepute Whitmyer Plush 254x127 Lycra	
WHT030404	☐ P8044L	251109	Hodestøttepute Whitmyer Plush justerbar 355x76mm Lycra	

	Lev.art.nr	HMSart.nr	Hodestøttestag	
030434	● 22509012	305185	Sedeo med hurtigfeste	STD
WHT030408	☐ 20009005-002	305189	Festestag Whitmyer puter Linx ²	
WHT030409	☐ 20009005-003	305187	Festestag Whitmyer puter Axys	

	Lev.art.nr	HMSart.nr	Feste hodestøtte / Seteskinne	
030119	● 22809015		Mottaker utforet hodestøtte beslag Sedeo Pro	STD
020085	● inkl. i standard		Seteskinne for setedybde 400-520	STD
020069	○		Seteskinne lang	

	Lev.art.nr	HMSart.nr	Seteputer Sedeo		
020073	☐ 22502522-0xx		Setepute Profiled h70mm vannavvisende trekk		
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.			
	○ 38x46:001:306122	○ 42x50:009:306128	○ 46x56:020:306134		○ 54x46:005:306140
	○ 38x50:007:306123	○ 42x56:018:306129	○ 48x50:012:306135		○ 54x50:014:306141
	○ 38x56:016:306124	○ 44x50:010:306130	○ 48x56:021:306136		○ 54x56:023:306142
	○ 40x50:008:306125	○ 44x56:019:306131	○ 50x46:004:306137		○ 56x46:006:306143
	○ 40x56:017:306126	○ 46x46:003:306132	○ 50x50:013:306138		○ 56x50:015:306144
	○ 42x46:002:306127	○ 46x50:011:306133	○ 50x56:022:306139		○ 56x56:024:306145








020073	☐ 22502522-1xx		Setepute Profiled h70mm Comfort trekk	// QMP020073
020080	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.		
	○ 38x46:101:306098	○ 42x50:109:306104	○ 46x56:120:306109	○ 54x46:105:306115
	○ 38x50:107:306099	○ 42x56:118:306105	○ 48x50:112:306110	○ 54x50:114:306116
	○ 38x56:116:306100	○ 44x50:110:306106	○ 48x56:121:306111	○ 54x56:123:306117
	○ 40x50:108:306101	○ 44x56:119:306121	○ 50x46:104:306112	○ 56x46:106:306118
	○ 40x56:117:306102	○ 46x46:103:306107	○ 50x50:113:306113	○ 56x50:115:306119
	○ 42x46:102:306103	○ 46x50:111:306108	○ 50x56:122:306114	○ 56x56:124:306120

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Seteputer Sedeo Pro				Illustrasjoner
020074	<input type="checkbox"/> 22502540-0xx		Setepute Memory h70mm vannavvisende trekk				Memory:  // QMP020074
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x50:001:306086	<input type="checkbox"/> 46x50:003:306090	<input type="checkbox"/> 54x50:005:306094				
	<input type="checkbox"/> 38x56:007:306087	<input type="checkbox"/> 46x56:009:306091	<input type="checkbox"/> 54x56:011:306095				
	<input type="checkbox"/> 42x50:002:306088	<input type="checkbox"/> 50x50:004:306092	<input type="checkbox"/> 56x50:006:306096				
	<input type="checkbox"/> 42x56:008:306089	<input type="checkbox"/> 50x56:010:306093	<input type="checkbox"/> 56x56:012:306097				
Sedeo Support gir svært god stabilitet og trykkfordeling. Comfort trekk gir god ventilasjon.							
020075	<input type="checkbox"/> 22502544-0xx		Setepute Sedeo Support h90mm vannavvisende trekk				Support:  // QMP020075
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:306208	<input type="checkbox"/> 42x50:009:306214	<input type="checkbox"/> 46x56:020:306220	<input type="checkbox"/> 54x46:005:306226			
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:306209	<input type="checkbox"/> 42x56:018:306215	<input type="checkbox"/> 48x50:012:306221	<input type="checkbox"/> 54x50:014:306227			
	<input type="checkbox"/> 38x56:016:306210	<input type="checkbox"/> 44x50:010:306216	<input type="checkbox"/> 48x56:021:306222	<input type="checkbox"/> 54x56:023:306228			
	<input type="checkbox"/> 40x50:008:306211	<input type="checkbox"/> 44x56:019:306217	<input type="checkbox"/> 50x46:004:306223	<input type="checkbox"/> 56x46:006:306229			
	<input type="checkbox"/> 40x56:017:306212	<input type="checkbox"/> 46x46:003:306218	<input type="checkbox"/> 50x50:013:306224	<input type="checkbox"/> 56x50:015:306230			
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:306213	<input type="checkbox"/> 46x50:011:306219	<input type="checkbox"/> 50x56:022:306225	<input type="checkbox"/> 56x56:024:306231			
020075	● 22502544-1xx		Setepute Sedeo Support h90mm m/avtagb. Comfort trekk STD				
020080	● (kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.				STD	
	<input type="checkbox"/> 38x46:101:306184	<input type="checkbox"/> 42x50:109:306190	<input type="checkbox"/> 46x56:120:306196	<input type="checkbox"/> 54x46:105:306202			
	<input type="checkbox"/> 38x50:107:306185	<input type="checkbox"/> 42x56:118:306191	<input type="checkbox"/> 48x50:112:306197	<input type="checkbox"/> 54x50:114:306203			
	<input type="checkbox"/> 38x56:116:306186	<input type="checkbox"/> 44x50:110:306192	<input type="checkbox"/> 48x56:121:306198	<input type="checkbox"/> 54x56:123:306204			
	<input type="checkbox"/> 40x50:108:306187	<input type="checkbox"/> 44x56:119:306193	<input type="checkbox"/> 50x46:104:306199	<input type="checkbox"/> 56x46:106:306205			
	<input type="checkbox"/> 40x56:117:306188	<input type="checkbox"/> 46x46:103:306194	<input type="checkbox"/> 50x50:113:306200	<input type="checkbox"/> 56x50:115:306206			
	<input type="checkbox"/> 42x46:102:306189	● 46x50:111:306195	<input type="checkbox"/> 50x56:122:306201	<input type="checkbox"/> 56x56:124:306207			
020076	<input type="checkbox"/> 22502536-0xx		Setepute Sedeo Support Memory h90mm SR vannavvisende trekk				Support Memory:  // QMP020076
020518	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:306250	<input type="checkbox"/> 42x56:014:306255	<input type="checkbox"/> 50x50:010:306260	<input type="checkbox"/> 56x46:006:306265			
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:306251	<input type="checkbox"/> 46x46:003:306256	<input type="checkbox"/> 50x56:016:306261	<input type="checkbox"/> 56x50:012:306266			
	<input type="checkbox"/> 38x56:013:306252	<input type="checkbox"/> 46x50:009:306257	<input type="checkbox"/> 54x46:005:306262	<input type="checkbox"/> 56x56:018:306267			
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:306253	<input type="checkbox"/> 46x56:015:306258	<input type="checkbox"/> 54x50:011:306263				
	<input type="checkbox"/> 42x50:008:306254	<input type="checkbox"/> 50x46:004:306259	<input type="checkbox"/> 54x56:017:306264				
020076	<input type="checkbox"/> 22502536-1xx		Setepute Support Memory h90mm Comfort trekk				
020080	(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.					
	<input type="checkbox"/> 38x46:101:306232	<input type="checkbox"/> 42x56:114:306237	<input type="checkbox"/> 50x50:110:306242	<input type="checkbox"/> 56x46:106:306247			
	<input type="checkbox"/> 38x50:107:306233	<input type="checkbox"/> 46x46:103:306238	<input type="checkbox"/> 50x56:116:306243	<input type="checkbox"/> 56x50:112:306248			
	<input type="checkbox"/> 38x56:113:306234	<input type="checkbox"/> 46x50:109:306239	<input type="checkbox"/> 54x46:105:306244	<input type="checkbox"/> 56x56:118:306249			
	<input type="checkbox"/> 42x46:102:306235	<input type="checkbox"/> 46x56:115:306240	<input type="checkbox"/> 54x50:111:306245				
	<input type="checkbox"/> 42x50:108:306236	<input type="checkbox"/> 50x46:104:306241	<input type="checkbox"/> 54x56:117:306246				
020515	<input type="checkbox"/>		JAY Sittepute -oppgi art.nr.og type:				
			Se JAY-katalogen.				

Kommentar:




Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris











Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setepute Form	Illustrasjoner	
	Sedeo Stabilizer gir ekstra god mekanisk stabilitet og oppleves omsluttende for bekken og lår. Sedeo Form har utdypet kurvatur i kaldskum.			Form:	
020077	<input type="checkbox"/> 22502541-0xx		Setepute Form h110mm vannavvisende trekk	 // QMP020077	
020518	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.		
	<input type="radio"/> 38x50:001:306072	<input type="radio"/> 46x50:003:306076	<input type="radio"/> 54x50:005:306080		<input type="radio"/> 56x61:013:306084
	<input type="radio"/> 38x56:007:306073	<input type="radio"/> 46x56:009:306077	<input type="radio"/> 54x56:011:306081		<input type="radio"/> 56x66:014:306085
	<input type="radio"/> 42x50:002:306074	<input type="radio"/> 50x50:004:306078	<input type="radio"/> 56x50:006:306082		
	<input type="radio"/> 42x56:008:306075	<input type="radio"/> 50x56:010:306079	<input type="radio"/> 56x56:012:306083		
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setepute Stabilizer		Stabilizer	
020078	<input type="checkbox"/> 22502525-1xx		Setepute Stabilizer h90mm Comfort trekk	 // QMP020078	
020080	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.		
	<input type="radio"/> 38x46:101:306148	<input type="radio"/> 42x56:114:306153	<input type="radio"/> 50x50:110:306158		<input type="radio"/> 56x46:106:306163
	<input type="radio"/> 38x50:107:306149	<input type="radio"/> 46x46:103:306154	<input type="radio"/> 50x56:116:306159		<input type="radio"/> 56x50:112:306164
	<input type="radio"/> 38x56:113:306150	<input type="radio"/> 46x50:109:306155	<input type="radio"/> 54x46:105:306160		<input type="radio"/> 56x56:118:306165
	<input type="radio"/> 42x46:102:306151	<input type="radio"/> 46x56:115:306156	<input type="radio"/> 54x50:111:306161		
	<input type="radio"/> 42x50:108:306152	<input type="radio"/> 50x46:104:306157	<input type="radio"/> 54x56:117:306162		
020078	<input type="checkbox"/> 22502525-0xx		Setepute Stabilizer h90mm vannavvisende trekk		
020518	(kode for trekktipe)		sbxsd:xxx:HMSnr.		
	<input type="radio"/> 38x46:001:306166	<input type="radio"/> 42x56:014:306171	<input type="radio"/> 50x50:010:306176	<input type="radio"/> 56x46:006:306181	
	<input type="radio"/> 38x50:007:306167	<input type="radio"/> 46x46:003:306172	<input type="radio"/> 50x56:016:306177	<input type="radio"/> 56x50:012:306182	
	<input type="radio"/> 38x56:013:306168	<input type="radio"/> 46x50:009:306173	<input type="radio"/> 54x46:005:306178	<input type="radio"/> 56x56:018:306183	
	<input type="radio"/> 42x46:002:306169	<input type="radio"/> 46x56:015:306174	<input type="radio"/> 54x50:011:306179		
	<input type="radio"/> 42x50:008:306170	<input type="radio"/> 50x46:004:306175	<input type="radio"/> 54x56:017:306180		
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Planseter			
<input type="checkbox"/> 22502570	308463	Putestopp		   	
020082	<input type="checkbox"/> 22502513-013	305242	Plansete uten frontpute		
	<input type="radio"/> 38x46:001:305264	<input type="radio"/> 42x56:018:305270	<input type="radio"/> 48x56:021:305240		<input type="radio"/> 56x46:006:305247
	<input type="radio"/> 38x50:007:305265	<input type="radio"/> 44x50:010:305271	<input type="radio"/> 50x46:004:305241		<input type="radio"/> 56x50:015:305248
	<input type="radio"/> 38x56:016:305266	<input type="radio"/> 44x56:019:305272	<input type="radio"/> 50x50:013:305242		<input type="radio"/> 56x56:024:305249
	<input type="radio"/> 40x50:008:305267	<input type="radio"/> 46x46:003:305236	<input type="radio"/> 50x56:022:305243		
	<input type="radio"/> 40x56:017:305268	<input type="radio"/> 46x50:011:305237	<input type="radio"/> 54x46:005:305244		
	<input type="radio"/> 42x46:002:305263	<input type="radio"/> 46x56:020:305238	<input type="radio"/> 54x50:014:305245		
	<input type="radio"/> 42x50:009:305269	<input type="radio"/> 48x50:012:305239	<input type="radio"/> 54x56:023:305246		
020083	<input type="checkbox"/> 22502512-018	305289	Plansete med frontpute 50mm		
020084	<input type="checkbox"/> 22502512-112	305262	Plansete med frontpute 75mm		
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lårstøtte og Knestøtte			
020113	<input type="radio"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres høyre side	1)	
020114	<input type="radio"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres venstre side	1)	
020121	<input type="radio"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres høyre side	1)	
020122	<input type="radio"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres venstre side	1)	
020341	<input type="checkbox"/> 22509025-011	305012	Knestøtte ve 120x120 inkl feste		
020342	<input type="checkbox"/> 22509025-012	305011	Knestøtte hø 120x120 inkl feste		

Kommentarer:

1) Ikke sammen med klesbeskytter/sideplate


Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlen og sidestøtter	Illustrasjoner
040073	● 23104150-012		Armlene mekanisme oppfellbar std Hø STD	
040073	● 23104150-011		Armlene mekanisme oppfellbar std Ve STD	
	● 22804051		Festeplate for armlenepads med dobbelt slidespor STD	
			Elektrisk Oppfellbar/Nedsenkbar Armlenemekanisme:	
	□ 1018046Q		Armlenemekanisme El oppfellbar Hø	
	□ 1018047Q		Armlenemekanisme El oppfellbar Ve	
	□ MC-1CH		Motor kontroll med bryter for 1stk El. armlenemekanisme	
	□ B4Me		Festebrakett for bryter El armlenemekanisme	
	□ B4Me		Angi Bryterplassering(er) :	
	□ B4Me		Programmering av styring av El.armlenemekanisme i brukermeny på styreboks/bryterpanel R-Net	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Integralskum	
040040	□ 22804052	304749	Armlenepolster integralskum 380mm inkl festeskruer hø/ve Hø	
040041	□ 22804052	304749	Armlenepolster integralskum 380mm inkl festeskruer hø/ve Ve	
040023	□ 22504218-004	304747	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate hø	
040024	□ 22504218-003	304748	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate ve	
040025	□ 22504218-002	304750	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate hø	
040026	□ 22504218-001	304751	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate ve	
040027	□ 22504218-006	304752	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate hø	
040028	□ 22504218-005	304753	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate ve	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster komfort	
040204	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont hø	
040203	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont ve	
040074	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate hø	
040075	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate ve	
040076	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate hø STD	
040077	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate ve STD	
040078	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk, festeplate hø	
040079	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve	
040080	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate hø	
040081	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Hemiplegi	
	□ 22804080	304741	Armlenepolster hemiplegi integralskum motsatt av styreboksside ○ Hø -040031 ○ Ve - 040032	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Klesbeskytter	
040033	□ 22504035-001	308083	Klesbeskytter seteskinne monteret, Ve	
040033	□ 22504035-002	308082	Klesbeskytter seteskinne monteret, Hø	

Kommentarer:

Q500R DK15				
QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris				
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO sentermontert elektrisk (krever R-Net styresyst).	Illustrasjoner
050076	□ 21505675	304793	Benstøttehenger Q500 R lengdekompenenserende uten fotplate/leggplate	
	□ 21505681-001	304791	Benstøtte Q500 vreg, lengdekomp.med fotplate 260x150/leggplate	
	□ 21211004-135 21211005-060	308029	Kabelsett for sentermontert benstøtte OBS:Kreves 2 av hvert nr.	
050072	□ 21505680	304921	Fotplate 260x150mm for benstøtte sentermontert par	
050073	□ 247181	304924	Fotplate 310x170mm for benstøtte sentermontert par	
	□		Fotplate 220x150mm for benstøtte sentermontert par	
050092	□ 21505678	305030	Leggplate for sentermont. Benstøtte hø/ve, NB:2 stk	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtter SEDEO Pro utsvingbare elektrisk vinkelregulerbar		
050017	● 002 Ve: 22505216-001	304848 304849	Benstøttehenger Sedeo Pro elektrisk vinkelregulerbar utsvingbar hø/ve	STD 
	● 22511005 22511004	307970 307971	Kabelpakke for elektrisk benstøtte utsvingbar -kreves 2 stk av begge nr.	STD 
	● 012 Ve: 22505010-011	304646 304647	Feste for utsvingbar benstøtte/amputasjonsstøtte lavt hø/ve	
			Fotplate/Leggpute	
050088	○ 22505217-001	304932	Fotplate setebredder 385 - 400mm Sedeo Pro	
050089	● 22505217-002	304933	Fotplate setebredder 420 - 460mm Sedeo Pro STD	
050090	○ 22505217-003	304934	Fotplate setebredder 480 - 520mm Sedeo Pro	
050091	○ 22505217-004	304935	Fotplate setebredder 540 - 560mm Sedeo Pro	
050082	● 9010430	240229	Leggpute utsvingbar inkl feste hø/ve 2 stk. kreves STD Benstøtte tilbehør NB! Velg riktig setebredde!	
050083	□ 22505114-005	305026	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:385-420 mm *) 2 stk. kreves	
050083	□ 22505114-006	305027	Leggpute polstret dybdejusterbar til SB:440-550 mm *) 2 stk. kreves	
050084	□ 90009061	304982	Hælstropp Sedeo Pro passer hø/ve	 
050200	□ 22509129-002	305005	Knestøttepute hø integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
050201	□ 22509129-001	305008	Knestøttepute ve integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
050081	□ 90005040	308309	Mekanisme/lås for sammenkobling av 2-delte fotplater	
				
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Amputasjonsstøtte		
050142	□ 22505200-002	304644	Amputasjonsstøtte Hø	
050143	□ 22505200-001	304645	Amputasjonsstøtte Ve	
Kommentar:				

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	TILBEHØR	Illustrasjoner
			Bilfeste	
090205	<input type="checkbox"/> 503439		Dahl's docking montert på stolen, med 1stk 8mm spacer.	
	503125		Dahl's docking (velges i tillegg til 503439)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør (Se også Diverse på siste side)	Illustrasjoner
090128	<input type="checkbox"/> 22509015-001	307042	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 1700mm , velg også feste : 22809095	 <p>BACKSPEGEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Djup- og høydejusterbar • Sidosvingbar <p>Størlek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dybde: 7 x 19 x 10 cm
090129	<input type="checkbox"/> 22509015-002	307043	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 2700mm , velg også feste : 22809095	
090123	<input type="checkbox"/> 22809095		Belteinnfesting for sideskinne	
090110	<input type="checkbox"/> 22509080-012	308666	Speil Hø (motsatt JSM side)	
090118	<input type="checkbox"/> 22509080-011	308667	Speil Ve (motsatt JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-002	308664	Speil Hø (samme som JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-001	308665	Speil Ve (samme som JSM side)	
090009	<input type="checkbox"/> 22809030	308115	Krykkeholder	
030605	<input type="checkbox"/> 22509056	304627	Abduksjonskloss (1)	
030605	<input type="checkbox"/> 22509054	304625	Feste Abduksjonskloss (1)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Vesker / Holdere	
090120	<input type="checkbox"/> 9004673	307654	Veske armlenemontert med glidelås	
	<input type="checkbox"/> 1017051		Veske armlene montert	
	<input type="checkbox"/> ALF6907	252353	Veske m/klaff Alfsnes (innfestning)	
	<input type="checkbox"/> 1017986		Holder for oksygenflaske (fastmontert)	
	<input type="checkbox"/> 7109051		Holder for oksygenflaske (kun veske fra Gemino)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Annet tilbehør	
	<input type="checkbox"/> UN099	079928	Presenning	
	<input type="checkbox"/> 3007900	139123	Oppladbar luftpumpe	
	<input type="checkbox"/> 5005220		Universalplate for seteinnfestning støp/ekstremer seteeenheter	
	<input type="checkbox"/> A0753S		Eksternt OBC ladeuttak L; 1,75cm for Scoot som selvstendig master	
	<input type="checkbox"/> 5005309		Brakett for eksternt ladeuttak	
090147	<input type="checkbox"/> 5005209		Fjernstyrt stopp	
	<input type="checkbox"/> 5005207		Feste til bruk for rolltalk, Mediaenheter etc for stillbare rørstag RWD	
	<input type="checkbox"/> 1017108L1-12		Pute sete lav for bruk i bil. SB: <input type="text"/> SD: <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> 1017108	205112	Setemodul. Individuelt tilpassede sete/ryggputer	
	<input type="checkbox"/> 1017980		Adapter for kortere SD	
	<input type="checkbox"/> 5005120		El. oppfellbar fotplater sentermontert elektrisk benstøtte	
	<input type="checkbox"/> 1015507	206388	Rullebelte med polstring	
	<input type="checkbox"/> 5005247Q	307954	Kinetic balance Innfesting vest skulder	
	<input type="checkbox"/> 5005246Q	307045	Kinetic balance hoftebelte feste	
	<input type="checkbox"/> 5005245Q	307046	Kinetic balance lårbelte (setebaseplassert)	
	<input type="checkbox"/> 22509065	307653	Festekroker rygg (sett av 2 stk)(for innfesting i skinne seterygg) ikke SB38	
	<input type="checkbox"/>		Festebakke for festekroker rygg	
	<input type="checkbox"/> 5005215		Flyfraktbryter	


Kommentar:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, be om B4Me løsning

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Lev.art.nr		HMS art.nr:	Bord med utsparring til Joystick monteres motsatt Joystickside
Velg både type Bordplate(Hel, Halv, etc..) samt Feste arm og Festemateriell under for komplett oppsett			
090040	<input type="checkbox"/> 20009276	307591	Festearm komplett til bord med hel bordplate utsvingbart
090040	<input type="checkbox"/> 066902-001-ET	308638	Festemateriell for hel bordplate til festearm
090040	<input type="checkbox"/> 22509126	307110	Mottakerdel festearm bord , armlenemontert
090125	<input type="checkbox"/> 90009097	308466	Polstring for bord
090126	<input type="checkbox"/> 9002019-001	307124	Bordplate med kanter b:63cm joystick Hø
090126	<input type="checkbox"/> 9002017-001	307125	Bordplate med kanter b:63cm joystick Ve
090040	<input type="checkbox"/> 90009005	307123	Bordplate Flat overflate b:63cm joystick Hø/Ve
	<input type="checkbox"/> 90009102-002	307107	Bordplate Flat overflate b:75cm joystick Hø/Ve
	<input type="checkbox"/> 20009275-001	307112	Festearm m festematriell utsvingbar halvbord ve
	<input type="checkbox"/> 20009275-002	307593	Festearm m festematriell utsvingbar halvbord hø
090046	<input type="checkbox"/> 90009036-001	307842	Bordplate halvside b30 hø/ve
	<input type="checkbox"/> 90009028	308443	Overgangsplate/Adapter for feste av bord



Kommentar:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, be om B4Me løsning



For mer informasjon
 besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2023

Q500R DK15






QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks / Elektronikk	Illustrasjoner
110016	<input type="checkbox"/> 21011018		Styreboks R-Net LED JSM aktuator og lys knapper	
110013	<input type="checkbox"/> 20011016-001	308861	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender	
110023	● 20011016-002	308860	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender og Blåtanssender	STD
	● 20011032-120	307974	Kabel R-Net vinklet kontakt	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks montering	
110056	● 22509070-002	308453	Parallellbeslag utsvingbar inkapslet mekanisme hø/ve	STD
110050	<input type="checkbox"/> 20009099	307720	Fast beslag joystickfeste hø/ve	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks plassering, språk	
110052	●		Styreboks på høyre side	STD
110053	○		Styreboks på venstre side	
119008	<input type="checkbox"/>		Ønsker annet språk enn Norsk i display, angi språk: <input type="text"/>	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Joystick grep - tilbehør	
090505	<input type="checkbox"/> 014860	308842	Joystick grep golfball d 42mm	
090506	<input type="checkbox"/> 172384.3801	308846	Joystick grep T-grep bredde 82mm	
090507	<input type="checkbox"/> 172384.3800	308841	Joystick grep myk ball d 70mm	
090508	<input type="checkbox"/> 172384.3804	308840	Joystick grep kule plast d 35mm	
090045	<input type="checkbox"/> 6003447	308848	Joystick grep kule plast d 48mm	
090509	<input type="checkbox"/> 000934.0139	308843	Joystick grep hakekopp d 37mm	
090512	<input type="checkbox"/> 172384.3803	308844	Joystick grep pennegrepp 80x15mm	
090511	<input type="checkbox"/> 172384.3802	308845	Joystick grep sopp formet d 45mm	
	<input type="checkbox"/>		Individuell tilpasset, beskriv på B4Me skjema.	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk - programmering R-Net	
090066	<input type="checkbox"/> 108532	168637	PC programmerer R-net inkl kabel, dongel og software	
090064	<input type="checkbox"/> 108664 015574	168639 168626	Håndprogrammerer DTT R-Net med tilkoblingskabel	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk	
010004	● 20011080-004	308102	Elektronikk R-Net 120A	STD
			Setefunksjonsmodul og Lysmodul R-Net	
110032	● 21011013	213075	Aktuator og Lysmodul ISM6-L	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks bordmontering	
110143	<input type="checkbox"/> 20009277	307592	Innfestings arm med feste armlen for bordplate med utsparring for styreboks	
110143	<input type="checkbox"/> 6002050	308850	Styreboks komplett for nedfelling i bordplate	
110143	<input type="checkbox"/> 9003840-001	307122	Bordplate med utsparring for nedfellbar styreboks	
110080	○		Monteres høyre side	
110081	○		Monteres venstre side	

Kommentar:

Q500R DK15

GOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Ctrl-5	Illustrasjoner
Kan montere 1 stk Direct Access pr master JSM (i tillegg til evt Ctrl+5 bryterpanel)			
110174 ●	20011267	Direct Access bryterpanel kort kabel, styreboksside m feste	STD 
□	20011265	Direct Access bryterpanel lang kabel, armlene motsatt styreboksside m festemateriell.	
Kun internt: Lev.art.nr HMS art.nr: Bryterpanel Ctrl-5 Illustrasjoner			
Kan montere 2 stk Ctrl-5 paneler pr stol (i tillegg til evt Direct Access bryterpanel)			
□	20011034	308014 Y-Skjøtekabel for bruk ved innkobling Ctrl-5 bryter	
Ctrl-5 bryterpanel montering			
110180 □	21709011	251376 Ctrl-5 bryterpanel monteres i styreboks	
110181 □	22509070-001	307961 Ctrl-5 bryterpanel monteres motsatt styreboksside	
□		Ctrl-5 bryterpanel montert på rygg: Hø: □ Ve: □	
110043	<i>inkl i nr.nedenfor:</i>		Ctrl-5 bryterpanel Brytertype
110175 □	20011151-001	236790 Ctrl+5 bryterpanel med knapper	
110179			
110176 □	20011150-001	243456 Ctrl+5 bryterpanel med vippebrytere	
110179 □	21709011	251376 Monteringsplate Ctrl-5 på styreboks	
CTRL+5 bryterpanel kan programmeres i ulike Modus og den kan også settes opp via Assignable Buttons for å betjene alle funksjoner som er koblet til stolen			

OMNI2 Styringsenhet for tilkobling av inntil 2 ulike individuelle joysticker, hodestyrenger, sug&blås, samt bryterstyring og brytere. Vi bistår ved valg av alternative styringer for tilkobling og bruk med **Omni2**. **Omni2** styrer også IR og Blåtann signaler slik at omgivelseskontroll og Tlf/Pad/Pc kan betjenes via rullestolen.



Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Kontroll modul og skjerm med veske og tilkoblingskabel R-Net	
□	108312	168622 R-Net kontaktblokk for 4 bus kabler. Brukes v/tilkobling ekstra R-Net kabler v/behov	
110118 □	20011230-010	308100 Omni2 enhet	
110118 □	20011236-200	307986 Kabel Display	
110118 □	20011231-010	308875 Omni2 Display	
Montasjesett Omni2, bag med R-Net kabel og ladeuttak og plass for kabler			
□	20009190-010	307339 Bag Omni2	
□	20011035	307977 Kabel R-Net	
□	20011034	308014 Y-Skjøtekabel ved innkobling av Omni2 som sekundær master	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Skjermplassing med Link-It innfestingmoduler	
110119 □	20009251	307556 Fastmontert Hø armlene	
110120 □	20009251	307556 Fastmontert Ve armlene	
110123 □	20009252	307558 Utsvingbart beslag Hø armlene	
110124 □	20009252	307558 Utsvingbart beslag Ve armlene	
Ved behov for individuell plassering oppgi mål og plassering. Velg Link-It komponenter (se egen katalog,) alternativt løses via B4Me.			

[Se Link-It-katalog](#)




For mer informasjon besøk vår hjemmeside www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris


*) **For montering av Dual Ledsagerstyring.**

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Ledsagerstyringer	Illustrasjoner
<input type="checkbox"/>	21011025	203099	Dual ledsagerstyring R-Net , velg infestingsbrakett under	
<input type="checkbox"/>	22503412-001	307540	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø	
<input type="checkbox"/>	22503415-002	304995	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø	
<input type="checkbox"/>	22503412-002	307541	Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve	
<input type="checkbox"/>	22503415-001	304996	Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve	


110020 **Ved montering av standard styreboks og rygg benyttes innfestingsbrakett over.**

<input type="checkbox"/>	Vnr: _____	Flytt standard styreboks bak på rygg
<input type="checkbox"/>	Vnr: _____	

*) **For montering av Scoot Ledsagerstyring velges artiklene under:**

<input type="checkbox"/>	LEDQPSCO	308889	Scoot ledsagerstyring komplett m/innfesting	
--------------------------	----------	--------	---	---

*) **) **For montering av Attende Ledsagerstyring velges artiklene under:**

<input type="checkbox"/>	20011034	308014	Y-Skjøtekabel for bruk ved innkobling Ledsagerstyringer	
<input type="checkbox"/>	555546-1		Sedeo Pro festemekanisme Attende ledsagerstyring	
<input type="checkbox"/>	108198		Forus Attende ledsagerstyrings- mekanisme inkl nødstop	
<input type="checkbox"/>	21011025	203099	Dual R-Net ledsagerstyreboks	
<input type="checkbox"/>	1018316-100		Kabel R-Net 100cm	

*) **MERK: Ved kombinasjon av Scoot eller Attende med Dual, eller med std JSM montert bak velges :**

<input type="checkbox"/>	EL4682	308412	Monteringssett for Dual/Std JSM på ryggmekanisme
			Monterings side Hø <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/>






Kommentarer:

*) **Monteres i Vestby****) **Kan ikke kombineres med : 22503412-001/-002**

For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q500R DK15

QOP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Joystick for innkobling i Omni2 enhet(DB9 kontakt)	Illustrasjoner
110301	<input type="checkbox"/> 21011083	308837	Joystick Switch-It MicroGuide 1)	
110302	<input type="checkbox"/> 21011006	203085	Joystick Switch-It MicroPilot 1)	
110304	<input type="checkbox"/> 20011000	308839	Joystick Switch-It VersaGuide	
110305	<input type="checkbox"/> VG-EZ	251575	Joystick Switch-It VersaGuide EZ	
110306	<input type="checkbox"/> 60003568	251566	Joystick Allround Styreboks	
110307	<input type="checkbox"/> 60003569	251568	Joystick Allround Styreboks Light	
110308	<input type="checkbox"/> 60003569	251564	Joystick Allround Styreboks Heavy Duty	
			Joystick for innkobling direkte i R-Net BUS	
110309	<input type="checkbox"/> 1018557	251569	Joystick Allround Styreboks, NB : R-Net Buskontakt	
110310	<input type="checkbox"/> 1018558	251567	Joystick Allround Styreboks Light, NB: R-Net Buskontakt	
110311	<input type="checkbox"/> 1018559	251565	Joystick Allround Styreboks Heavy Duty, NB: R-Net Buskontakt	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Montering Joystick		
110342	<input type="checkbox"/> 22709052	251451	Monteringskit Link-It for Armlenemontering av joystick med Spacedisk <i>velg også innfestingstype under</i>	
			Innfesting Spacedisk	
110350	<input type="checkbox"/> 20009253	307544	Monteringskit Link-It Armlensmontert joystick fast	
110353	<input type="checkbox"/> 20009254	308408	Monteringskit Link-It Armlensmontert joystick utsvingbar	
			Plassering Joystick	
110362	○		Hø Armlene	
110361	○		Ve Armlene	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Hodestyring		
<i>Proporsjonal styring med 3-veis sensorer. Valg av kjøretning frem/bakover via egen bryter eller dobbel klikk mot hodepute</i>				
110370	<input type="checkbox"/> DPA-WH-CON-ET	307908	Hodestyring Switch-It Dual Pro 3-Way, Proportional ovale Facial Pads	
110371	<input type="checkbox"/> DPP-WH-CON-ET	307909	Hodestyring Switch-It Dual Pro 3-Way, Proportional Head Array runde Spot Pads	
	<input type="checkbox"/> EL8018	307911	Vigo hodestyrings sett kompl. Blåtann styring av stol og andre enheter som PC/Pad/Tlf/Etc.. <i>(Krever også Omni2 for styring av rullestol)</i>	


Kommentar:

1) krever Link-It innfestingsmodul




For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Hakestyring	Illustrasjoner
			Joystick for tilkobling Omni2, max 2 joysticker pr Omni2 kan tilkobles , eller direkte i R-Net Bus, krever da ikke Omni2, men kan kombineres	
110470	<input type="checkbox"/> 21011083	308837	Joystick for hakestyring type: Switch-It MicroGuide	
110471	<input type="checkbox"/> 21011006	203085	Joystick for hakestyring type: Switch-It MicroPilot	
110472	<input type="checkbox"/> 20011000	308839	Joystick for hakestyring type: Switch-It VersaGuide	
110473	<input type="checkbox"/> VG-EZ	251575	Joystick for hakestyring type: Switch-It VersaGuide EZ	
110474	<input type="checkbox"/> 60003568	251566	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks	
110475	<input type="checkbox"/> 60003569	251568	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks Light	
110476	<input type="checkbox"/> 1018557	251569	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks R-Net Buskontakt	
110477	<input type="checkbox"/> 1018558	251567	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks Light R-Net Buskontakt	
110583	<input type="checkbox"/> 20011063	251456	Y-Skjøtekabel for tilkobling JS med R-Net BUS kontakt	
Innfesting av hakestyrings joystick				
110480	<input type="checkbox"/> MA-BDN3S-SR	305206	Monteringssett Link-It for avtagbar nakkekrage Liten	
	22709035-ET	307662		
	22709110-ET	307706		
	22709075-ET	307664		
110481	<input type="checkbox"/> MA-BDN3L-SR	305207	Monteringssett Link-It for avtagbar nakkekrage Stor	
	22709035-ET	307662		
	22709110-ET	307706		
	22709075-ET	307664		
110483	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Manuell ryggmontert utsvingbar bøyلة Hø	
110484	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Manuell ryggmontert utsvingbar bøyلة Ve	
110485	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Elektrisk ryggmontert utsvingbar bøyلة Hø	
110486	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Elektrisk ryggmontert utsvingbar bøyلة Ve	
110487	<input type="checkbox"/> 20009232	251372	Monteringssett Link-It utsvingbart for Sedeo Hodestøtte, Ve	
110488	<input type="checkbox"/> 20009232	251372	Monteringssett Link-It utsvingbart for Sedeo Hodestøtte, Hø	
110487	<input type="checkbox"/> 20009231	251373	Monteringssett Link-It utsvingbart for Whitmyer Hodestøtte, Ve	
110488	<input type="checkbox"/> 20009231	251373	Monteringssett Link-It utsvingbart for Whitmyer Hodestøtte, Hø	
Link-It forlengelse (se Link-It Katalog for fullstendig utvalg av komponenter)				
110590	<input type="checkbox"/> 22709112-ET	307705	Link-It rørsett 3stk 8mm rør i lengdene : 100/150/200mm	
110591	<input type="checkbox"/> 20009202	251452	Link-It feste arm for Micro bryter/bryter/skruefeste 8X100mm + 2 clips	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styresystem Sug og blås	
110510	<input type="checkbox"/> 244020	308730	Sug- og blåsstyring m/Link-It Hardware utsvingbar f/montering på hodestøtte	
			velg innfestingstype ifht hodestøtte som er i bruk (Sedeo/Whitmyer)	
	<input type="checkbox"/> 20009230	251494	Monteringssett for Sedeo hodestøtte	
	<input type="checkbox"/> 20009229	251495	Monteringssett for Whitmyer hodestøtte	
Kommentar:				

Plassering angis , eventuelt med tilvalg av tilpassede bryter innfestinger fra Link-It sortiment: [se katalog](#)**Velg type bryter for #1 og #2 bryter**

110611	<input type="checkbox"/>	20011160-002	307186	#1 Bryter 64 – sort
110612	<input type="checkbox"/>	20011160-001	307180	#1 Bryter 64 – rød
110613	<input type="checkbox"/>	20011160-003	307172	#1 Bryter 64 – grønn
110523	<input type="checkbox"/>	244026	251348	#1 Egg knapp – sort
110524	<input type="checkbox"/>	244028	251350	#1 MicroLite Bryter – sort
110561	<input type="checkbox"/>	20011161-002	307184	#1 Bryter 30 – sort
110654	<input type="checkbox"/>	20011161-005	307168	#1 Bryter 30 – blå
110653	<input type="checkbox"/>	20011161-003	307170	#1 Bryter 30 – grønn
110652	<input type="checkbox"/>	20011161-001	307178	#1 Bryter 30 – rød
110655	<input type="checkbox"/>	20011161-004	307173	#1 Bryter 30 – gul
110534	<input type="checkbox"/>	6003579	307191	#1 Twister Switch – sort
110535	<input type="checkbox"/>	6003581	307189	#1 Twister Switch – grønn
110536	<input type="checkbox"/>	6003580	307190	#1 Twister Switch – rød

**Lev.art.nr HMS art.nr: #1 Bryter montering Link-It**

110560	<input type="checkbox"/>			#1 Bryter montering Link-It ved joystick
11056	<input type="checkbox"/>			#1 Bryter montering Link-It motsatt side Joystick
110561	<input type="checkbox"/>			#1 Bryter montering Link-It ved hodestøtte
110563	<input type="checkbox"/>	20009257	307668	#1 Bryter montering Link-It på tilbehørsskinne sete
110565	<input type="checkbox"/>			#1 Bryter montering Link-It ved haken
110569	<input type="checkbox"/>			#1 Lever løs bryter


HMS art.nr: #1 Bryter plassering

110572	<input type="checkbox"/>			#1 Bryter hø
110571	<input type="checkbox"/>			#1 Bryter ve

HMS art.nr: #1 Satellitbryter

110537	<input type="checkbox"/>	6003579	307191	#1 Twister Bryter – sort
110538	<input type="checkbox"/>	6003581	307189	#1 Twister Bryter – grønn
110539	<input type="checkbox"/>	6003580	307190	#1 Twister Bryter – rød



Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør Alternative styringer	Illustrasjoner
				
#2 Bryter utvalg				
110631	<input type="checkbox"/> 20011160-002	307186	#2 Bryter 64 – sort	
110632	<input type="checkbox"/> 20011160-001	307180	#2 Bryter 64 – rød	
110633	<input type="checkbox"/> 20011160-003	307172	#2 Bryter 64 – grønn	
110088	<input type="checkbox"/> 244026	251348	#2 Egg knapp – sort	
110089	<input type="checkbox"/> 244028	251350	#2 MicroLite Bryter – sort	
110671	<input type="checkbox"/> 20011161-002	307184	#2 Bryter 30 – sort	
110674	<input type="checkbox"/> 20011161-005	307168	#2 Bryter 30 – blå	
110673	<input type="checkbox"/> 20011161-003	307170	#2 Bryter 30 – grønn	
110672	<input type="checkbox"/> 20011161-001	307178	#2 Bryter 30 – rød	
110675	<input type="checkbox"/> 20011161-004	307173	#2 Bryter 30 – gul	
110095	<input type="checkbox"/> 6003579	307191	#2 Twister Switch – sort	
110096	<input type="checkbox"/> 6003581	307189	#2 Twister Switch – grønn	
110097	<input type="checkbox"/> 6003580	307190	#2 Twister Switch – rød	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	#2 Bryter montering	
110098	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter montering Link-It ved joystick	
110099	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter montering Link-It (motsatt side Joystick)	
110100	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter montering Link-It ved hodestøtte	
110104	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter montering Link-It på tilbehørsskinne setet	
110105	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter montering Link-It ved haken	
110106	<input type="checkbox"/>		#2 Lever løs bryter	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	#2 Bryter plassering	
110108	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter høyre	
110107	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter venstre	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	#2 Satellitbryter	
110111	<input type="checkbox"/> 6003579	307191	#2 Twister Bryter – sort	
110112	<input type="checkbox"/> 6003581	307189	#2 Twister Bryter – grønn	
110113	<input type="checkbox"/> 6003580	307190	#2 Twister Bryter – rød	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Multifunksjons fingerbrytere. Kan festes med Velcro.	
110550	<input type="checkbox"/> MB-2-S	251352	Mini-2-knapp (Stereo Plug)	
110551	<input type="checkbox"/> MB-2-M	251351	Mini-2-knapp (Dual Mono Plug)	
110552	<input type="checkbox"/> MB-4-IL	251353	Mini-4-knapp InLine (DB9 Connector)	
110554	<input type="checkbox"/> 139221	307198	4-vegs Styreboks Brytere (toggle)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør brytere	
110580	<input type="checkbox"/> 015734	251455	forlengerkabel 3,5mm Mono (2m)	
110581	<input type="checkbox"/> 20011065	251457	forlengerkabel 3,5mm Stereo (2m)	
110582	<input type="checkbox"/> 015526	307773	forlengerkabel DB9 (800mm)	
110583	<input type="checkbox"/> 20011034	308014	Y-forgrening 3,5mm (2 honor mono-1 hane stereo)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Nødstopp Fjernstyrt	
090147	<input type="checkbox"/> RSS-OBC	251496	Nødstopp via OBC port. Rekkevidde ca 30 M avhengig av forhold.	

Kommentar:

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Diverse tilleggsutstyr	Illustrasjoner	
<input type="checkbox"/>	6.70043.0	216116	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XS		
<input type="checkbox"/>	6.70043.1	216513	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: S		
<input type="checkbox"/>	6.70043.2	216514	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: M		
<input type="checkbox"/>	6.70043.3	216515	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: L		
<input type="checkbox"/>	6.70043.4	216516	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XL		
<input type="checkbox"/>	8.70001.0	216534	Ankle Positioning Velcro Closure Strl XS		
<input type="checkbox"/>	8.70001.1	216535	Ankle Positioning Velcro Closure Strl S		
<input type="checkbox"/>	8.70001.2	215256	Ankle Positioning Velcro Closure Strl M		
<input type="checkbox"/>	8.70001.3	213225	Ankle Positioning Velcro Closure Strl L		
			Se flere produkter og beskrivelser Kinetic Balance katalog.		
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.001	288765	Raincape Plus, Grå str. XS (X-liten)		
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.002	288766	Raincape Plus, Grå str. S (liten)		
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.003	288767	Raincape Plus, Grå str. M (medium)		
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.004	288768	Raincape Plus, Grå str. L (stor)		
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.005	288769	Raincape Plus, Grå str. XL (X-stor)		
<input type="checkbox"/>	KBRDET.X.BLK.002	288784	Raindek ETX, varmepose str. S (liten) finnes også i 2 mindre størrelser.	 <small>Id i fargen: edbrogryne på</small>	
<input type="checkbox"/>	KBRDET.X.BLK.003	288785	Raindek ETX, varmepose str. M (medium)		
<input type="checkbox"/>	KBRDET.X.BLK.004	288786	Raindek ETX, varmepose str. L (stor)		
<input type="checkbox"/>	KBRDET.X.BLK.005	288787	Raindek ETX, varmepose str. XL (X-stor)		
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.001	288770	Raindek Long, sort str. XS (X-liten)		
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.002	288771	Raindek Long, sort str. S (liten)		
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.003	288772	Raindek Long, sort str. M (medium)		
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.004	288773	Raindek Long, sort str. L (stor)		
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.005	288774	Raindek Long, sort str. XL (X-stor)		
			Ullprodukter Se flere produkter og beskrivelser Bekledningsprodukter		
<input type="checkbox"/>	8007	154779	Sete-/Ryggavlaster, 46x55 cm		
<input type="checkbox"/>	8008	154772	Fotavlaster, one size (par)		
<input type="checkbox"/>	2145	217575	Armbeskytter, one size (par)		
<input type="checkbox"/>	8015	155074	Albuebeskytter, one size (par)		
			Se flere produkter og beskrivelser på hjemmesiden.		
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tjenester			
<input type="checkbox"/>	308928	Utprøving enhetspris	Antall:		
<input type="checkbox"/>	308922	Tilpasning på brukt elektrisk rullestol timepris	Antall:		
<input type="checkbox"/>	308920	Individuell tilpasning på ny og brukt elektrisk rullestol timepris	Antall:		
<input type="checkbox"/>	308918	Reparasjon timepris	Antall:		
<input type="checkbox"/>	308926	Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker enhetspri	Antall:		
<input type="checkbox"/>	308925	Klargjøring til gjenbruk enhetspris	Antall:		
<input type="checkbox"/>	308916	Reisetid timepris	Antall:		

Kommentarer: