



子どもに必要なサポートを提供する



ビー・ミー
BeMe

一人ひとりに見合ったサポート

一人ひとりの 個性に対応

ビーミーには多数の調節可能パーツがあります。子どもの発達や座位姿勢で行える体験活動を視野に入れ開発された革新的なシーティングサポートが行えます。

子ども自身が

「自分らしく (Be Me: ビー・ミー) 」

過ごせる様に

ビーミーは、レッキーが長年培ってきた開発・設計技術と、療法士や介助者から臨床で得られた詳細なフィードバックを全て統合した、高いレベルで個別ニーズに対応できるシーティングシステムです。基本サイズは3つ用意しており、一人ひとりに合わせて最適な調整が可能です。ビーミー特有のモジュラー性によって成長や変化する子どものニーズに正確に調整対応することができます。

良い姿勢を通じて、ビーミーは日常の様々な活動への参加機会を促進し、自信と自立性を引き出します。



ビーミーは、
姿勢や機能の促進
快適性を制限なく
提供します

シーティングに おける革命

各要望とニーズに対応するため、

**3つのベース サイズ と 3つの座面
オプション**：「コントゥア」「ベーシック」
「分割」

3つのバックサポート：「ベーシック」
「モデレート」「コンプレックス」



がございます。

容易にパーツが 取り替えられる

ビー・ミーの開発は、
簡単に使用できること、
幅広い対応力の実現を
目標に行われました。

ビーミーは正しいサポートを迅速にかつ、
簡単に調整できる様に設計されています。
最適なフィットを、いつでも簡単に得ることが
できます。

- 直観的 & 簡単にパーツを調整できます。
- 座奥、座幅や背高などの調整も、
お子様が座ったままの状態で行うことも
可能です。
- アームレスト、ボメル（内転防止）や
大腿部サポートは非常に簡単に取り
外しができます。移乗操作が今まで
以上に負担なく行えます。

イムテヤズちゃんのご紹介

「イムテヤズちゃんのニーズに対応する上で、ビーミーは大きな変化をもたらしました。彼女の座る姿勢は改善され、筋緊張が和らいだおかげで、お友達と交流できるようになりました。」

詳細及びその他の症例紹介は
以下を参照ください。

leckey.com/products/BeMe



- ① ヘッドサポートは簡単にフラット、
コントゥアもしくはクレイドル姿位に
対応可能です。
- ② 伸張性のあるネオプレン胸部
ストラップで姿勢アライメントを保持
したまま動作時の自由度を提供し
ています。
- ③ 空気圧制御の動的バックサポート
オプションは、子どもの伸展への抵抗
制御と屈曲位に戻る速度調整も
可能です。
- ④ スリムライン、幅、奥行きと角度調整
可能な胸部ラテラルサポートで優しく
お子様を支えて安全性を提供してい
ます。
- ⑤ 特許取得済みの特殊な骨盤クレイドル
は最適なポジショニングと安定性を付与
しています。

世界初「真」の成長対応クッション

ビーミーの子ども中心の精神に基づいて、
レッキーの初となる真の**成長対応**コントウア
クッション開発が実現しました。

この革新的な成長対応型クッションには
特別に開発された高い伸張性のある
フォームや素材が用いられています。
お子様の成長発達や変化に対応しながら、
最大限の骨盤のサポートと快適性を提供
するためのコントウア形状になっています。

ビーミーで採用している座面サポート技術
は、お子様の骨盤を包み込む形状であり、
十分な沈み込みで快適なポジショニングを
提供するとともに圧の分散と機能を促進
させます。

取り付け調整パーツを最小限にしつつも
高いサポート力を実現しているため、
お子様を中心とした生活を送ることが
できます。



- ✓ 特殊な成長対応設計
- ✓ 骨盤ポジショニングを妥協することなく
最適なフィット感の実現
- ✓ 改良された圧分散能

シート（座面）

	スモール (S)	ミディアム (M)	ラージ (L)	ミディアムロング (ML)	ラージロング (LL)
シート奥行 (mm)	170*-325	275-390	350-475	325-440	400-525
シート幅 (mm)	275	325	415	325	415
耐荷重 (kg)**	35	50	70	50	70

バックサポート

	スモール (S)	ミディアム (M)	ラージ (L)
バックレスト高 (mm)	360-470	390-520	500-650
コントゥアシートのバックレスト高 (mm)	370-480	400-530	475-625
ラテラル幅	130-230	200-300	225-350
ヒップサポート幅 (mm)	165-230	200-260	250-350
バックサポート角度	+10to -25	+10to -25	+10to -25
耐荷重 (kg)**	35	50	70

フットレスト

	スモール (S)	ミディアム (M)	ラージ (L)
下腿長 ベーシック / 分割シート (mm)	185-285	280-450	290-510
下腿長 コントゥアシート (mm)	185-285	290-460	300-520
最大 底背屈 可動域 足首（足関節）の曲げ伸ばし（底屈と背屈）	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°

シャシー

	スモール (S)	ミディアム (M)	ラージ (L)
耐荷重 (kg)**	35	50	70

*170mm - 220mm座幅スパーサーオプション選択が必要

**システム最大荷重耐久重量はシート、シャシー、バックサポートの値よりも小さい

商品詳細、デモ/評価希望の際は下記にご連絡ください

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

0480-31-6480

info@sunrisemedical.jp

