

ACCESS

QUICKIE®




アクセス
ACCESS

生活へ
よりアクセスする



QUICKIE アクセス

テイルトの利点を生かした自走式車いす



自立

手 または 脚 での 車いす操作が可能

アクセス

低い座面高は、テーブルの下へも楽々アクセス

除圧

最大 25° ティルト& 50° リクライニング



使用シーティング： JAY Fusion® (フュージョン) クッション
JAY J3® バックと Whitmyer® ブラッシュヘッドサポート




前傾ティルト姿勢

立ち上がり、移乗するのが楽になる
5°の前傾ティルト姿勢がとれる 唯一の車いすです。



低床型

分厚い除圧クッションが必要な方や、大きなキャスターを好む方でも、低い座面高が保たれます。



ポジショニングオプション

JAY & Whitmyer の豊富なシーティング&ポジショニング
オプションで、お一人おひとりのニーズに合わせられます。




持ち運びラクラク

輸送時の重さは、たったの14.5kg。背もたれが折りたたみため、
車への積み込みが簡単です。Quickieアクセスは、車への
アクセスも、外出先へのアクセスも楽々です。

QUICKIE フレーム カラー

ハイグロスカラー

マット仕上げカラー



注意：
印刷工程では、塗装の仕上がりを正確に表現することはできません。
実際の色とは異なる場合があります。

車いすの種類やフレームの材質により、
色や柄が異なる場合があります。

すべての製品ですべてのカラーが使用できるわけではありません。
具体的な色については、製品注文書をご参照ください。

ACCESS 仕様	
テイルト範囲	-5° ~ 20° 0° ~ 25°
シート幅	14" ~ 22" (35.56cm - 55.88 cm)
シート奥行き	14" ~ 22" (35.56cm - 55.88 cm)
座面高	12" ~ 20" (30.48cm - 50.8 cm)
リクライニング角度	0° ~ 50°
輸送時の重量*	14.51kg
耐荷重	136kg
車載時固定用フック	あり

*アームレスト、フットレスト、後輪を取り外した状態の16インチ×16インチ サイズ

構成によって仕様が異なる場合がありますので、注文書をご覧ください。