



クイッキーアイリス

The Superior Standard for Wheelchair Tilt Technology



シートパンおよび角度調整式フットプレートが標準装備されます。

スムーズなティルト操作！
新開発のローテーションシステム！

最大ティルト角度 60°！
ニーズに合わせて角度を設定できる！

■ 2種類から選択できるティルト機能

●ティルト角度が 40 度と 55 度から選べます。


40 度 (-5°～35°、0°～40°、5°～45°)、55 度 (-5°～50°、0°～55°、5°～60°)

※リクライニングバックレストを選択する場合は、ティルト角度 40 度モデルのみ選択できます。55 度モデルは選択できません。



ティルト角度 40 度モデル

●さらにコンパクトなティルトが必要な方へ



ティルト角度 55 度モデル

●大きなティルト角度が必要な方へ

Nothing Beats a Quickie™

クイッキー I R I S がモデルチェンジ！

多くの新開発オプションとともに、お求めやすい価格で登場です！

■ ローテーションシステム

※ 1



- IRIS とは、Intelligent Rotation In Space の略。これまでのティルトを超えた次世代のティルトシステムです。
後ろに倒すだけでなく、アーク状のレールに沿って円を描くようにスライドします。この方式によりコンパクトでありながら大きなティルト角度を実現しました※1

■ 新型クイッキー IRIS の新しいオプション

- ケーブルマネジメントシステムにより、すっきりとした外観と使いやすさを実現しました※2
- ティルト角度が 40 度と 55 度から選べます※1
40 度 (-5° ~ 35°、0° ~ 40°、5° ~ 45°)、55 度 (-5° ~ 50°、0° ~ 55°、5° ~ 60°)
- 改良された角度調整式のストローラーハンドル。
- スイングアウトに加えてスイングインもするようになったフットレストハンガー。
- 前部シート高は、12.5"(31.8cm) ~ から選択できます。


※ 2



※ 2



※ 3



※ 4



- 車載用取り付け金具（固定用フック）の位置が使いやすい位置になりました※3
- ティルトのためのレールが改良されました※4
- 高さ調整アームレストのデザインが一新されました※5
- クリア・スポークガードのデザインが一新されました。
- フレームカラーに新色が加わり、いくつかの旧色がなくなりました。

※ 5



※リクライニングバックレストを選択する場合は、ティルト角度 40 度モデルのみ選択できます。55 度モデルは選択できません。



サンライズメディカルジャパン株式会社
Sunrise Medical Japan Co., Ltd.

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
TEL: 0480-31-6480 FAX: 0480-31-6481

販売店