

成長対応型 成長さども用アクティブ車いす ジッピーゾーン

きびきび動ける!







シェイプロック製法と 7000 シリーズアルミニウム

「航空機用硬質アルミ」のパイプを熱処理することにより、7000 シリーズアルミ ニウムが生まれます。この製法によって従来の方法では難しかった合金の可能性を 引き出すことに成功しました。強度と剛性が増し、パイプの厚みを薄くできること で、空前の軽さを実現しました。

比類なき性能

■剛性 フレーム、アクスルプレート、キャ スターハウジングを楕円形にすることで、パ イプの強度が増し、車体の剛性と車いすの推 進力が向上しました。



驚異の軽さ!

■重量 最軽量構成時には、ジッピーゾーンの 重量はおよそ 6.4kg!

■軽量で強靭 この驚異的な軽さの秘密はシェ イプロック製法にあります。この製法により 軽量化と剛性の両立が可能となりました。





オプション装着例

写真 1

成長に合わせて調節

■調節 ジッピーゾーンには成長に対応した拡張機能が付 いています。身長の伸びに対してシート奥行きの調節が可 能です。(12 cm まで)幅に関しては、パーツ交換(有料) で拡張が可能です。





基本重量 :最小 6.4kg ~

※最軽量設定時

耐荷重 : 74.8 kg

シート : (幅) 8"~16"(20.3~40.6cm)

: (奥行き) 8" ~ 18"(20.3 ~ 45.7cm)

前部シート高 : 14"(35.6cm) ~ 後部シート高 : 13"(33cm) ~

フレーム フレーム角度 : (材質) 航空機用硬質アルミ

: 80°

: フレーム生涯保証、その他1年保障 ※消耗品等は除く 保証



サンライズメディカルジャパン株式会社

Sunrise Medical Japan Co.,Ltd.

〒 349-1145 埼玉県加須市間口456番地1 TEL: 0480-31-6480 FAX: 0480-31-6481 https://sunrisemedical-japan.jp e-mail: info@sunrisemedical.jp