

# Solido 2

## Senge- og lesebord



Solido 2 senge- og lesebord er et praktisk bord for bruk ved opphold i seng eller stol.



Solido 2

# Solido 2

## SENGE OG LESEBORD

Solido 2 senge- og lesebord er et praktisk bord for bruk ved opphold i seng eller stol. Spis komfortabelt med et stødig bord som kommer godt inn over sengen eller stolen. Den store spiseplaten kan vinkles for lesing eller skrivning. En støttekant sørger for at for eksempel papirer eller nettbrett ligger støtt.



### DERFOR ER SOLIDO 2 ET GODT VALG:

- A** Alltid riktig høyde – Solido 2 er trinnløst høyderegulerbart ved hjelp av en hendel. Bordet kan raskt og enkelt stilles inn til riktig høyde.
- B** Fleksibel bruk – spiseplaten kan vinkles til begge sider, -40, -20, 0, 20 eller 40 °. Dette gir fleksibel bruk.
- C** Alltid tilgang til kaffekoppen – sideplaten vil alltid stå horisontalt og fungerer som avlastningsplass selv om spiseplaten er vinklet.
- D** Nok plass - Solido 2 har stor spiseplate og gir deg god plass til alle aktiviteter.
- E** Enkelt å trille – med doble 50mm Tente hjul er bordet enkelt å flytte dit du trenger det. To av hjulene har brems slik at bordet står stødig på plass.
- F** Enkelt å holde rent – enkelt design og rene linjer gjør bordet enkelt å holde rent og hygienisk.



Solido 2 er trinnløst høyderegulerbart.



Solido 2 høydereguleres enkelt ved hjelp av hendelen.



Hendel på begge sider av bordet gir enkel tilgang til å vinkle bordplaten.



Bremse sørger for at bordet står støtt.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER SOLIDO 2

<b>Høyde bordplate</b>	<b>713 - 1013 mm</b>
<b>Spiseplate størrelse</b>	<b>450 x 760 mm</b>
<b>Sideplate størrelse</b>	<b>450 x 230 mm</b>
<b>Tilt spiseplate</b>	<b>-40°, -20°, 0°, 20°, 40°</b>

<b>Høyde understell</b>	<b>102,4 mm</b>
<b>Bredde understell (innvendig)</b>	<b>830 mm</b>
<b>Dybde understell (innvendig)</b>	<b>370mm</b>
<b>Maks belastning</b>	<b>30kg</b>



# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.