

# EMPULSE R20

WYJĄTKOWE SKŁADANE URZĄDZENIE  
DO WSPOMAGANIA PROWADZENIA WÓZKA PRZEZ ASYSTENTA

To jest wyrób medyczny. Używaj go  
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



## PROWADZENIE WÓZKA PRZEZ ASYSTENTA ŁATWIEJSZE NIŻ DOTYCHCZAS

Dzięki nowemu urządzeniu Empulse R20 prowadzenie wózka przez asystenta stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pod górę, z góry czy na długich dystansach, R20 pomaga w każdej sytuacji. Wyjątkowe, składane urządzenie R20 waży jedynie 5 kg i umożliwia łatwy transport, nie utrudniając przy tym samodzielnego napędzania wózka przez użytkownika.





# Empulse R20

WYJĄTKOWA FUNKCJA  
SKŁADANIA

## LEKKOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ NAPĘDZANIA  
PRZEZ UŻYTKOWNIKA

# EMPULSE R20

## NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

---





### **WYJĄTKOWE SKŁADANIE**

R20 to jedyne składane urządzenie do wspomagania prowadzenia wózka przez asystenta dostępne na rynku

### **LEKKOŚĆ**

Najlżejsze (< 5 kg) urządzenie dla asystentów

### **MOŻLIWOŚĆ NAPĘDZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA**

Urządzenie wspomagające prowadzenie wózka umożliwia również samodzielną jazdę bez demontażu, co daje użytkownikowi wyjątkowe poczucie niezależności

### **PROSTA OBSŁUGA**

Konstrukcja R20 zapewnia łatwą obsługę oraz unieruchamianie na czas transportu

### **WYGODNY TRANSPORT**

Możliwość składania i lekkość R20 pozwalają na bezproblemowy transport z urządzeniem przymocowanym do wózka lub osobno

### **NIEZAWODNOŚĆ**

Silnik o dużej mocy z akumulatorem litowo-jonowym gwarantuje najwyższą niezawodność

### **PRZEDŁUŻONA GWARANCJA**

R20 jest objęty przedłużoną gwarancją na silnik (3 lata) i akumulator litowo-jonowy (2 lata)

### **WYSOKA KOMPATYBILNOŚĆ**

Urządzenie wspomagające prowadzenie pasuje do niemal każdego wózka (rama zamknięta, średnica rury 22-28 mm)

# ŁATWY TRANSPORT DZIĘKI WYJĄTKOWEJ FUNKCJI SKŁADANIA

R20 to jedyne na rynku składane urządzenie wspomagające prowadzenie wózka przez asystenta, zapewniające łatwy transport, obsługę i przechowywanie, idealne na co dzień.





### **PROSTA OBSŁUGA**

R20 może pozostać na wózku, nawet po jego złożeniu.



### **PROSTY MONTAŻ I DEMONTAŻ**

Zatrzaskowy system mocowania umożliwi unieruchomienie wózka na czas transportu bez żadnych narzędzi. Przy wózku pozostaje jedynie mały i ledwo dostrzegalny bolec do montażu, co zapewnia urządzeniu lekkość i estetykę.



### **NOWOCZESNA KONSTRUKCJA PLECAKOWA**

Lekkość R20 oraz stylowy plecak ułatwiają obsługę, transport i przystosowanie urządzenia do prawie każdego wózka.



**PROSTA  
OBSŁUGA  
JEDNOSTKI  
STERUJĄCEJ**

---







**WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA**

**PROSTA REGULACJA PRĘDKOŚCI**  
3 PRĘDKOŚCI: 2, 3.7 ORAZ 5 KM/H

**SZYBKI DEMONTAŻ JEDNOSTKI**  
FUNKCJA SZYBKIEGO DEMONTAŻU UMOŻLIWIA PROSTY  
I BEZPIECZNY TRANSPORT BEZ ROZŁĄCZANIA PRZEWODÓW

**PROSTE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE**  
WYSTARCZY PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK  
ABY R20 NAPĘDZAŁ WÓZEK



# KOŁO Z NAPĘDEM I AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

## KOŁO Z NAPĘDEM

BEZSZCZOTKOWY SILNIK O DUŻEJ MOCY 250W  
Z BŁOTNIKIEM. SOLIDNA I TRWAŁA PEŁNA  
OPONA, KTÓRĄ MOŻNA WYMIENIAĆ. NIE  
WYMAGA KONSERWACJI





### AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

AKUMULATOR 5,8 AH POZWALA NA PRZEJECHANIE OKOŁO 15 KM. JEST BARDZO LEKKI I POZWALA NA ŁATWY DEMONTAŻ.

CZAS ŁADOWANIA: 4,5 - 5 H

# Empulse R20

## DANE TECHNICZNE

### EMPULSE R20

Waga:	3 kg	Waga całkowita urządzenia:	Maks. 4.5 kg
Silnik::	250 W, 36 V / 15 A, silnik bezszczotkowy z przekładnią	Szacowany zasięg:	15 km
Hamulec silnikowy:	Brak, brak biegu wstecznego	Maks. prędkość:	5 km/h (regulowana w 3 krokach)
Akumulator::	Akumulator Litowo-Jonowy 5,8 5.8 Ah	Maks. kąt podjazdu:	18 % (10°)
Czas ładowania:	4.5 - 5 h	Maks. waga użytk. / obciążenia:	170 kg / 190 kg
Waga akumulatora:	1.4 kg	Warranty:	2 lata akumulator, 3 lata silnik

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF pod adresem: [www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl).



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6  
94-103 Łódź  
Tel.: +48 42 275 83 38

E-Mail: [pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)  
[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

Producent:

Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4, Germany  
D-69254 Malsch / Heidelberg  
Tel. +49 (0)7253 980-0

