

up!
go!

C-ME

zippie.
Explore your world!

QUICKIE®
Live without limits.

Wózki elektryczne
Seria Q



Q300



Q400



Q500



Q700

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

TWÓJ WÓZEK ZAPROJEKTOWANO, ABY CIĘ WSPIERAŁ, A NIE DEFINIOWAŁ

C-Me polega na tym, żeby zobaczyć Ciebie i tylko Ciebie.

Martwisz się, że przez większość czasu jesteś poza zasięgiem wzroku osób wokół Ciebie? Czy masz coś przeciwko temu, że nie możesz dotrzeć do rzeczy samodzielnie? Czy chciałbyś wybrać się na spacer z przyjaciółmi i rodziną i porozmawiać będąc na wysokości ich oczu? Z C-Me możesz osiągnąć niezależność, której szukasz.

Unieś fotel do 300 mm podczas jazdy z prędkością do 4,5 km/h i poruszaj się ramię w ramię ze wszystkimi wokół.

Funkcja C-Me pozwala aktywniej uczestniczyć w życiu bez polegania na innych, a także zmniejsza ryzyko bólu barku oraz kontuzji. Pozwala dotrzeć do obszarów niedostępnych, ułatwia komunikację z innymi ludźmi, a tym samym podnosi poziom niezależności i pewności siebie.



DLA WIĘKSZEJ NIEZALEŻNOŚCI I LEPSZEJ MOBILNOŚCI

Jedź ramię w ramię
Jedź z prędkością chodu z z w pełni podniesioną windą, gdy jesteś z przyjaciółmi - C-Me usuwa frustrujące ograniczenia prędkości i nie musisz się męczyć, gdy sięgasz w górę lub ciągle patrzysz w górę aby komunikować się z ludźmi.

Komfortowa jazda
Nasze zawieszenie zapewnia płynną i wygodną jazdę od początku do końca. Możesz nawet podnosić lub opuszczać siedzisko za naciśnięciem jednego przycisku, bez konieczności zatrzymywania się podczas zmiany położenia!

Ułatwia transfer
Wraz z widną technologią C-Me wspiera Cię w przesiadaniu się na wyżej umieszczone powierzchnie.

Większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwłaszcza podczas przechodzenia przez ruchliwe ulice, dzięki lepszej widoczności i zwiększony dostęp do trudno dostępnych miejsc, takich jak szafka, półki i dzwonki do drzwi.



Zeskanuj kod QR aparatem iPhone'a,
aby uzyskać więcej informacji.

DOSTĘPNOŚĆ C-ME

C-Me jest dostępny we wszystkich naszych czterech typach podstaw jezdnych oraz w pięciu różnych systemach siedzeń (KIDS, TEENS, SEDEO LITE, SEDEO PRO i SEDEO ERGO/SEDEO PRO ADVANCE) produktów QUICKIE Serii Q od Q300 do Q700.

WYMAGANIA KLINICZNE



Q50

SIEDZISKO
SLING SEAT

PODSTAWA
RWD



Q100

SIEDZISKO
SLING SEAT

PODSTAWA
RWD



Q200

SIEDZISKO
SLING SEAT

PODSTAWA
RWD



Q300

SIEDZISKO
SEDEO PRO
SEDEO LITE
KIDS
TEENS

PODSTAWA
MWD
RWD



Q400

SIEDZISKO
SEDEO PRO
SEDEO LITE

PODSTAWA
MWD
RWD



Q500

SIEDZISKO
SEDEO PRO
SEDEO LITE

PODSTAWA
MWD
RWD
HWD



Q700

SIEDZISKO
SEDEO PRO
SEDEO PRO ADV
SEDEO PRO HD

PODSTAWA
MWD
FWD
RWD
HWD



Q700-UP

SIEDZISKO
SEDEO PRO ADV
UP

PODSTAWA
MWD
FWD

DOSTĘPNOŚĆ C-ME

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE

RWD: Napęd na oś tylna
 MWD: Napęd na oś środkową
 FWD: Napęd na oś przednią
 HWD: Napęd hybrydowy



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
 Ul. Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel.: +48 42 275 83 38
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
 www.Sunrise-Medical.pl

Firma Sunrise Medical dba o Twoje bezpieczeństwo. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i wytyczne dotyczące konserwacji.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia produktów, Sunrise Medical zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź stronę www.sunrise-medical.pl
 Osoby niedowidzące mogą obejrzeć ten dokument w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl

Nie wszystkie siedziska można łączyć ze wszystkimi bazami. Proszę zapoznać się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o możliwych kombinacjach siedziska/podstawy.

Producent:
 Sunrise Medical GmbH | Kahlbachring 2-4, Germany
 D-69254 Malsch / Heidelberg | Tel. +49 (0)7253 980-0



Rev.A04/2023