

Ein Abenteuer mit jedem Schritt

MyWay+



MyWay+ Eigene Wege gehen

Der MyWay+ ist eine Lauflernhilfe mit offenem Rahmen, der Kinder in einer aufrechten Position unterstützt, die Trittsicherheit verbessert und die Möglichkeit zur Erkundung, Interaktion und Beteiligung maximiert.

Ein maßgeschneiderter Rahmen in Kombination mit einer patentierten Weste und einer großen Auswahl an Zubehör sorgt dafür, dass der MyWay+ auf alle Bedürfnisse eingeht.

Scannen Sie mit Ihrer Kamera, um den neuen MyWay+ in Aktion zu sehen



MyWay+ ist nach wie vor führend, wenn es darum geht, Kindern eine Welt der Unabhängigkeit und Erkundung zu eröffnen.

Aufbauend auf die MyWay Lauflernhilfe freuen wir uns, den MyWay+ vorzustellen, der mit einer breiten Palette neuer Funktionen und Zubehörteilen ausgestattet ist, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dadurch, dass er auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten werden kann, eröffnen wir so noch mehr Möglichkeiten, ohne Einschränkungen zu spielen, Spaß zu haben und zu entdecken.

Frühes Eingreifen ist der Schlüssel zur Optimierung des Potenzials eines Kindes. Deshalb haben wir die Größe unseres Rahmens in Größe 1 angepasst, damit er besser zu den Körperproportionen jüngerer Kinder passt und ihnen die besten Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten bietet



“
Emilia liebt die Freiheit, die ihr die MyWay+ Lauflernhilfe ihr bietet, und die Möglichkeit, mit ihren Geschwistern zu spielen, wenn sie zusammen sind. Der MyWay+ hält alle ihre Gelenke und Muskeln beweglich und bietet ihr die besten Möglichkeiten für Bewegung und Unabhängigkeit

Emilia's Mutter



Maßgeschneidert jedes Kind

MyWay+ ist in 3 Rahmengrößen mit 6 farbcodierten Westen erhältlich und bringt Individualität in die Welt der Laufhilfen. Jeder Rahmen ist mit unseren robusten neuen Rädern für den Innen- und Außenbereich ausgestattet, die sicherstellen, dass es keine Grenzen gibt, welchen Weg Ihr Kind gehen kann. Die robusten Räder mit der „Side-Step-Technologie“ sind serienmäßig mit Rücklaufstopp, Richtungsfeststeller und variablem Widerstand ausgestattet und sorgen so für eine individuelle Einstellung, die jeden in Bewegung bringt. .

Eine breite Palette von Zubehörteilen kann kombiniert werden, um eine Laufhilfe zu erstellen, der auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes zugeschnitten ist.

- 1** Neue, große, robuste Rollen mit Rücklaufsperre, Richtungsfeststeller, u.v.m.
- 2** Kopfstütze (Standard oder Komplex) Für bessere Unterstützung des Hinterkopfs.
- 3** Nutzergriffe (Standard und Komplex) – Mehrfachverstellbar, Erleichtert das Laufen
- 4** Oberschenkelteilung – Stützende Körpermitte, um die Hüftadduktion zu verringern
- 5** Sattel (Standard und Schmal) - zur Unterstützung bei Transfers und zur zusätzlichen Entlastung von Hüfte bis zu den Füßen

Lerne mehr über die
MyWay+ Rollen



Lerne mehr über das
MyWay+ Zubehör

- 6** Drei verschiedene Rahmengrößen
- 7** Maßgeschneiderte korsettartige Westen und MyWay+ Rahmen
- 8** Gesamt- und Feineinstellung der Höhe der Führungseinheit
- 9** Abnehmbare und höhenverstellbare Griffe für Erwachsene - damit Eltern oder Betreuer den MyWay+ sicher schieben und lenken können. Besonders nützlich mit dem Pedal-Zubehör.
- 10** Knöchelführungen - um die Bewegung der unteren Gliedmaßen zu lenken und ein Scheren oder asymmetrisches Schrittmuster zu vermeiden



Einzigartige korsettartige Weste

Die revolutionäre, korsettartige Weste des MyWay+ wurde so konzipiert, dass sie eine 360°-Stütze bietet, um ein optimales Schrittmuster zu fördern, und gleichzeitig hebbbar ist. Durch die Konzentration auf die Funktion und ein natürlicheres, aufrechtes Bewegungsmuster bietet der MyWay+ all die Unterstützung und Sicherheit, die Kinder brauchen, um die Dinge auf ihre Weise zu tun - vom Kicken eines Fußballs oder der Teilnahme an Spielplatzspielen bis hin zum Hand-in-Hand-Gehen mit ihren Geschwistern.

- Der Umarmungseffekt erhöht die sensorische Rückmeldung, dämpft unwillkürliche Bewegungen und bietet Komfort, Unterstützung und Beruhigung.
- Bietet zusätzliche Kernstabilität, was wiederum die Bewegungen der unteren Gliedmaßen und der Kopfkontrolle verbessern kann.



Treffe Harry



Offenes Rahmendesign

Die Förderung von Freiheit und Unabhängigkeit ist das Herzstück von MyWay+. Deshalb haben wir ein minimalistisches, offenes Rahmendesign, das Unterstützung ohne Einschränkungen bietet und eine Welt der Möglichkeiten eröffnet.

- Der offene, leicht zugängliche Rahmen fördert die Interaktion und die Teilnahme, ob zu Hause, auf dem Spielplatz oder im Klassenzimmer.
- Neu entwickelte Rollen für den Innen- und Außenbereich ermöglichen es Kindern, in vielen verschiedenen Umgebungen aktiv zu sein, und ermutigen Kinder aller Fähigkeiten, die empfohlenen Vorgaben für die körperliche Aktivität zu erfüllen.



Treffe Tom





Förderung der therapeutischen Praxis

Kinder mit zusätzlichen Bedürfnissen haben oft schwächere Muskeln, insbesondere im Hüftbereich, was sich auf ihren Gang, ihre Funktion und die Entwicklung des Hüftgelenks auswirken kann. Die neue Seitenschrittfunktion des myway+ arretiert die Räder des Rahmens in einer seitlichen Position und bietet so die Möglichkeit, die Hüftabduktoren zu trainieren und zu stärken, während das Kind vollständig im Rahmen unterstützt wird.



Scannen Sie mit Ihrer Kamera, um Willows fantastische Verbesserung der Hüftmuskulatur nach der Verwendung der Side Stepping-Funktion zu sehen

Mit dem MyWay Pedal können die Kinder ihre Anti-Schwerkraft-Muskeln (Waden, Quadrizeps und Knie) in einer aufrechten, gewichtstragenden Position trainieren und stärken - im Gegensatz zu einem Dreirad, das eine gebeugte Position und eine Überbeanspruchung der Hüftbeuger sowie eine Bewegung in einem kreisförmigen Muster fördert. Das MyWay-Pedal bietet ein sensorisches Bewegungserlebnis, das dem Gehen ähnlicher ist, da es ein elliptisches Bewegungsmuster ermöglicht und gleichzeitig eine verbesserte Ausrichtung der unteren Gliedmaßen und Symmetrie fördert. Es eignet sich für Kinder mit CMFCS III bis V und kann als Teil des Gehtherapieprogramms eines Kindes oder als Vorstufe zum Steppen eingesetzt werden

MyWay Pedal



MyWay is the right Way

Große Multifunktionsrollen, leichter höhenverstellbarer Rahmen,
Feineinstellung der Höhe hilft bei der Initiierung von Schritten.

Rahmengröße	1	2	3
Alter (ca.)	1-5	4-11	9-16
Schulterhöhe des Nutzers (zum Boden)	590 - 870 mm	870 - 1190 mm	1070 - 1490 mm
Höhe des Nutzersattels (Innenseite des Beins)	240 - 410 mm	400 - 610 mm	550 - 810 mm
Max. Nutzergewicht	25 kg	50 kg	80 kg
Gewicht des Rahmens	14 kg	7,5 kg	11 kg
Gewicht der oberen Führungseinheit	Rahmen Gr. 1 inkl. Führungseinheit ist nicht abnehmbar	10 kg	11 kg
Rahmenbreite	570 mm	670 mm	720 mm
Rahmenlänge	840 mm	930 mm	1180 mm

Westengröße	1	2	3	4	5	6
Alter (ca.)	1-4	2-6	5-9	8-12	12-15	Up to 16
Taille auf Höhe des Bauchnabels	460 - 560 mm	500 - 600 mm	550 - 650 mm	600 - 700 mm	700 - 800 mm	800 - 900 mm
Max. Nutzergewicht	50 kg	50 kg	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Farbe	Lila	Grün	Blau	Rot	Orange	Grau



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

Weitere Informationen zu den kompletten technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular.
Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise
Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung
oder es ist auch im Großdruck erhältlich.