

ZAGŁÓWKI WHITMYER

NAJWYŻSZE WSPARCIE KLINICZNE

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



SPIS TREŚCI

STRUKTURA NASZEGO KATALOGU	4
CECHY WHITMYER	6
PRZEWODNIK PO KORZYSTANIU Z NASZYCH PRODUKTÓW	7
GAMA ZAGŁÓWKÓW WHITMYER	8
GAMA SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH	12
SYSTEMY PODPARCIA GŁOWY	
PLUSH Systemy podparcia głowy z pojedynczą poduszką i akcesoria	14
Specjalty PLUSH Systemy podparcia głowy z pojedynczą poduszką i akcesoria	16
Contoured Cradle Systemy podparcia głowy i akcesoria	18
S.O.F.T. Single Sub-occipital Systemy podparcia głowy i akcesoria	20
S.O.F.T. Adult Systemy podparcia głowy i akcesoria	22
S.O.F.T. Paediatric Systemy podparcia głowy i akcesoria	24
Cuddles Infant Systemy podparcia głowy	26
HEADS UP Przednie systemy podparcia głowy	28
ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE	
Rozwiązania niestandardowe Opcje i akcesoria	31
Rozwiązania niestandardowe Opcje montażu	33
INFORMACJE TECHNICZNE	
Informacje techniczne System montażu AXYS	34
Informacje techniczne System montażu LINX	35
Informacje techniczne System montażu PRO	36
Informacje techniczne System montażu COBRA XTRA Flip Back	37
Informacje techniczne System montażu ONYX	38
Informacje techniczne System montażu COBRA	39
Informacje techniczne Poduszki Plush	40
Informacje techniczne Poduszki Specjalty Plush	41
Informacje techniczne Poduszki potyliczne i wyprofilowane poduszki Contoured Cradle	42
Informacje techniczne Poduszki podpotyliczne i pojedyncze poduszki podpotyliczne	43
Informacje techniczne Zespół płyty bazowej S.O.F.T.	44
CZĘŚCI ZAMIENNE	
Części zamienne Stabilizatory przednie i elementy LF	45
Części zamienne Pianki i pokrowce	46

STRUKTURA NASZEGO KATALOGU

SKONFIGUROWANE STRONY SYSTEMOWE

Aby uprościć proces zamawiania, sekcje poświęcone systemom podparcia głowy zostały ułożone w taki sposób, aby można było zamówić kompletny system z akcesoriami bez konieczności przewracania strony. Systemy są podzielone według konfiguracji poduszek.

Lewa strona


Umożliwia wybór:

Konfiguracja poduszki →

System montażu →

Uchwyt montażowy →

PLUSH | Single Pad Head Support Systems

STEP 1		STEP 2		STEP 3	
Select Pad Size and Mounting System. Detailed pad dimensions are located on page 35.		Use table to identify headrest part numbers.		Select mounting bracket to complete headrest system. Example: PRO-P4L and M2200-WB Exception: Cobra XTRA Systems.	
STEP 1					
	480 mm	350 mm	250 mm	200 mm	150 mm
STEP 2	MOUNTING SYSTEM	AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA FLIP BACK
					
	PAD SIZE	HEAD SUPPORT PART NUMBER			
	480 mm	AXYS-P4L	LINX-P4L	PRO-P4L	FB-Cobra-P4L
	350 mm	AXYS-P2L	LINX-P2L	PRO-P2L	FB-Cobra-P2L
	250 mm	AXYS-P1L	LINX-P1L	PRO-P1L	FB-Cobra-P1L
STEP 3	MOUNTING BRACKET				
					This system includes detachable mounting bracket and has a swing away function
	Detachable	M2500	M2300	M2200-WB	
	Swing away	M5500	M5300	M5200	This system includes detachable mounting bracket and has a swing away function

Prawa strona

Wybierz akcesoria:

Boczne podpórki twarzy

Opcje podparcia
przedniego

PLUSH | Lateral Facial Supports

STEP 4A

Select pad contour and size.

STEP 5A


Use table to identify Lateral Facial Support Options and part numbers.



Unilateral



Bilateral



NOTE: All Lateral Supports come with swing away hardware

		SPOT	STANDARD	LONG	OVAL	LARGE-C	MEDIUM-C	SMALL-C
STEP 4A								
STEP 5A		LATERAL FACIAL SUPPORT PART NUMBER						
	UNILATERAL SUPPORT OPTION	LFC10-PLL	LFC15-PLL	LFC20-PLL	LFC25-PLL	LFC30-PLL	LFC35-PLL	LFC40-PLL
	BILATERAL SUPPORT OPTION	LFC10-PL2L	LFC15-PL2L	LFC20-PL2L	LFC25-PL2L	LFC30-PL2L	LFC35-PL2L	LFC40-PL2L

PLUSH | Anterior Support Options

STEP 4B

Select Anterior Support Option.

STEP 5B

Use table to select size/colour and to identify Anterior Support Option part numbers.

		DYNAMIC FOREHEAD STRAP	DFS ¹	STRAP CAP	HEDZ-UP
STEP 4B					
STEP 5B	ADULT ¹	DFS10	DFSQ10	CAP10 (black)	HU10
	PAEDIATRIC ¹	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (red) CAP30-B (blue)	HU10

¹ Anterior supports are not compatible with 480 mm PLUSH systems and have limited results with 350 mm PLUSH systems.

CECHY WHITMYER

Każda część produktu ma określony cel wsparcia

Poduszka potyliczna:

Zapewnia tylne wsparcie potylicy.

Poduszki podpotyliczne:


Zapewniają stabilizację proksymalną głowy.

Boczne poduszki podpotyliczne:

Zapewniają boczne wsparcie szyi, a nie żuchwy!

Rozchylane podłkadki:

Zapewniają ochronę przed "zahaczeniem" użytkownika wokół krawędzi podparcia głowy.



- **Różnorodność kształtów i rozmiarów poduszek:**
 - Systemy z pojedynczą poduszką zapewniają podstawowe wsparcie przed grawitacją z minimalnymi funkcjami kontrolnymi.
 - Systemy z pojedynczą poduszką podpotyliczną zapewniają łatwiejszą regulację.
 - Systemy z trzema poduszkami S.O.F.T. są przeznaczone dla użytkowników o bardziej złożonych potrzebach.
- **Wybór systemów montażowych** zapewnia szeroki zakres możliwości regulacji i pozycjonowania. Wszystkie systemy montażowe zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i estetycznym wyglądzie.
- **Radełkowane kule** gwarantują bezpieczne mocowanie i zapobiegają wyslizgiwaniu się poduszek z regulacji.
- **Uniwersalny rozmiar kuli i gniazda** umożliwia dostosowanie podparcia głowy użytkownika za pomocą gotowych produktów.
- **Odchylane elementy montażowe** zostały zaprojektowane w celu odsunięcia podparcia głowy na podczas przenoszenia, przy jednoczesnym utrzymaniu podparcia głowy przymocowanego do siedziska.
- **Komponenty akcesoriów** zostały zaprojektowane w celu zapewnienia boczno i/lub przedniego wsparcia dla bardziej złożonych potrzeb pozycjonowania..
- **Przednie elementy podpierające:**
Dynamiczny ruch zapewnia swobodę ruchu obrotowego przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia.
- **Statyczny pasek na czoło** działa jako wsparcie obwodowe dla osób, które opierają się stałemu kontaktowi.
- **Boczne elementy twarzy** z tylnym punktem obrotu zapewniają większy prześwit podczas przenoszenia i/lub okresów nieużywania przetłaczników/padów.
- **Płytki adaptacyjne** umożliwiają łatwą integrację wszystkich akcesoriów Whitmyer z systemami pojedynczych poduszek.

PRZEWODNIK PO KORZYSTANIU Z NASZYCH PRODUKTÓW



Wyznacz realne cele

Żaden system podparcia głowy nie rozwiąże problemów z siedzeniem! Podparcie głowy jest integralną częścią siedzenia i pozycjonowania, a nie dodatkiem. Ustal możliwe do osiągnięcia cele dotyczące siedzenia, pozycjonowania i podparcia głowy, aby użytkownik mógł osiągnąć optymalną pozycję. Jeśli jest to możliwe, użyj symulatora siedzenia, aby określić sprzęt potrzebny do osiągnięcia tych celów.



Oceń ogólną kondycję

Określ stan ortopedyczny użytkownika, wykonując pełną ocenę na macie w pozycji siedzącej i leżącej. Oceń następujące elementy, aby określić stopień potrzebnego podparcia głowy:

- Zgięcie boczne i rotacja
- Wzorce tonalne
- Tolerancja kontaktu lub nacisku
- Siła lub słabość mięśni
- Ilość siły niezbędnej do dostosowania/korekty.

Określ stopień wsparcia, jaki użytkownik będzie tolerował. W niektórych przypadkach lepiej jest zrezygnować z agresywnego sprzętu podtrzymującego głowę i osiągnąć spójność użytkowania lub pozycjonowania.



Zdobądź doświadczenie!

Symuluj pozycję głowy za pomocą rąk. Oceń siły niezbędne do osiągnięcia celów związanych z pozycjonowaniem głowy. Zanotuj kierunek i wielkość zastosowanej siły, monitorując stopień aktywnego ruchu lub oporu ze strony użytkownika. Weź pod uwagę rozmiar/kształt głowy użytkownika i to, jak duża powierzchnia będzie dostępna do rozłożenia nacisku.



Wybierz odpowiednie komponenty

Wybierz podparcie głowy i opcje, które najlepiej naśladowują siły i kształty dłoni podczas oceny na macie.

Rozważ zapotrzebowanie powierzchni podparcia:

- Jedna, dwie, trzy lub więcej poduszek do podparcia?
- Wybór opcji bocznych, przednich, tylnych?
- Akomodacja boczna lub obrotowa?
- Wsparcie dynamiczne czy statyczne?



Obszary, których należy unikać przy bezpośrednim nacisku

Należy unikać bezpośredniego nacisku na te punkty:

- Obszar skroniowy i oczy
- Uszy
- Wyrostek sutkowaty (wyrostek kostny za uchem)
- Żuchwa lub kość szczęki.

Obszary wsparcia

Podeprzyj potylicę tak mocno, jak to możliwe. Poszukaj płaskich obszarów z boku głowy, twarzy lub czoła do podparcia.

Pozycja montażowa

Należy pamiętać, że kwestie ortopedyczne mogą wpływać na zdolność użytkownika do osiągnięcia pozycji głowy w linii środkowej. Rozważ zamontowanie podparcia głowy poza linią środkową, aby lepiej podążyć za szyją w odniesieniu do ramion.


GAMA ZAGŁÓWKÓW WHITMYER

PLUSH



Pojedyncza poduszka pod głowę

Systemy zagłówek PLUSH z pojedynczą poduszką wykorzystuje warstwy pianki o podwójnej gęstości na wyprofilowanym, zakrzywionym panelu. Te pojedyncze zagłówki są łatwo regulowane i dostosowują się do zmian lub niespójności w ułożeniu ciała. Unikalny kształt "cupping" zapewnia wsparcie tylnej części ciała z wysokim stopniem komfortu i bezpieczeństwa. Ten podstawowy zagłówek jest idealny do przechylenia siedziska / odchylania oparcia i ma możliwość dodania podparcia bocznego, podparcia przedniego lub przycisków programowalnych w miarę zmieniających się potrzeb użytkownika. Większy rozmiar poduszek zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom z problemami behawioralnymi i aktywnymi ruchami.



SPECIALTY PLUSH




Pojedyncza poduszka pod głowę

Specjalistyczne systemy zagłówek PLUSH z pojedynczą poduszką wcześniej dostępne tylko jako produkty zamawiane na zamówienie, są teraz dostępne w magazynie i gotowe do wysyłki! Poduszki Podwójne mocowanie 480 mm i 350 mm PLUSH mogą być idealne dla użytkowników z wysokim napięciem i dużym wydłużeniem. Poduszka Wąski PLUSH 300 mm oferuje wsparcie o niskim profilu. Poduszka Adjust A Plush ma dwa stożkowe punkty blokady, dzięki którym zagłówek można zwęzić lub poszerzyć, aby zapewnić maksymalne wsparcie boczne. Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny ukrywa punkty regulacji. poszerzyć, aby zapewnić maksymalne wsparcie boczne. Zapinana na zamek pokrywa ukrywa punkty regulacji.



GAMA ZAGŁÓWKÓW WHITMYER

CONTOURED CRADLE



Wsparcie głowy

Zagłówek Contoured Cradle, jego sukces pozycjonowania wynika z unikalnego anatomicznego kształtu. Zaprojektowany tak, aby obejmować potylicę i zapewniać boczne wsparcie odcinka szyjnego kręgosłupa, zapewnia wysoki poziom komfortu i pozycjonowania w prostym do regulacji podparciu głowy. Pojedyncza obrotowa regulacja kołnierza umożliwia pozycjonowanie dla maksymalnego kontaktu z powierzchnią podparcia. Sześć rozmiarów podkładek pasuje dla niemowląt i dorosłych. Dodaj boczne poduszki na twarz, przełączniki i/lub podparcie przednie, aby uzyskać większą wszechstronność.




S.O.F.T. SINGLE SUB-OCCIPITAL



Wsparcie głowy

Pojedyncze podparcie podpotyliczne głowy S.O.F.T. zapewnia podparcie podpotyliczne i proksymalne boczne podparcie szyi za pomocą pojedynczej zakrzywionej podkładki podpotylicznej. Ten bardziej ogólny kształt podkładki pozwala na mniej skomplikowane regulacje. Unikalną cechą naszego pojedynczego systemu podpotylicznego jest niezależny ruch podkładki potylicznej do przodu i do tyłu. Stałe, powtarzalne pozycjonowanie użytkownika jest wymagane dla uzyskania najlepszej wydajności. Dodanie bocznych poduszek twarzowych, przycisków i przednich podpór zwiększa wszechstronność tego systemu.



GAMA ZAGŁÓWKÓW WHITMYER

S.O.F.T. ADULT + PAEDIATRIC



Wsparcie głowy

Podpórki pod głowę z trzema poduszkami

S.O.F.T. rozwiązuje najtrudniejsze problemy związane z pozycjonowaniem głowy. To opatentowane urządzenie z trzema poduszkami łączy w sobie dwie poduszki podpotyliczne o regulowanej szerokości i rotacji z regulowaną poduszką potyliczną dla niezależnego ruchu przód/tył. Dodatkowa regulacja poszczególnych poduszek podpotylicznych umożliwia dostosowanie do asymetrycznych pozycji i deformacji. Ta unikalna konfiguracja poduszek zapewnia maksymalne wsparcie potyliczne i proksymalne boczne wsparcie szyjne dla bardziej agresywnego pozycjonowania i komfortu. Aby uzyskać najlepszą wydajność, wymagane jest spójne, powtarzalne pozycjonowanie użytkownika. Dołączenie bocznych poduszek na twarz, przycisków i/lub przednich podpór zwiększa wszechstronność tego systemu.




CUDDLES INFANT




Wsparcie głowy

Zagłówek CUDDLES INFANT wykorzystuje te same poduszki i podpórki, co pediatryczny system podparcia głowy S.O.F.T., ale zapewnia unikalny miękki i delikatny pokrowiec z polaru.




GAMA ZAGŁÓWKÓW WHITMYER

HEADS UP



Przednie wsparcie głowy

HEADS UP – Innowacyjny system przedniego podparcia głowy zaprojektowany w celu zmaksymalizowania interakcji użytkowników z otoczeniem poprzez zapewnienie przedniego, tylnego i bocznego wsparcia głowy i szyi. Posiada odchylane, regulowane ramiona, aby z łatwością dostosować się do transferów klientów i różnych prezentacji klientów.



AKCESORIA DO ZAGŁÓWKÓW



Boczne poduszki na twarz

Boczne poduszki pod twarz można skonfigurować tak, aby uwzględniły lub blokowały odchylenia zgięcia bocznego i / lub wzorców rotacji lub funkcji dostarczania ogólnych powierzchni podparcia lub przełączania umieszczenia powyżej poziomu szyi. Tylny punkt obrotu osprzętu montażowego umożliwia odsuwanie podkładek podczas przenoszenia lub gdy nie są używane. Zakrzywione pręty kulowe umożliwiają umieszczenie podkładek wokół głowy w kierunku bocznym lub przednim. Wybór 7 unikalnie ukształtowanych rozmiarów podkładek, z których 5 jest plastycznych, zapewnia możliwość dopasowania podkładki do obszaru wymagającego wsparcia.



Wybór podparć przednich


Wybór przedniego podparcia – opatentowany dynamiczny pasek na czoło ułatwia podparcie głowy w pozycji pionowej i swobodę ruchów obrotowych. Doskonale nadaje się dla osób o niskim napięciu ze słabym balansem głowy, osób wykazujących wzorce zgięcia do przodu lub osób, które wymagają pionowej pozycji głowy z powodów medycznych, tj. upośledzonego oddychania i połykania. Z powodzeniem stosowany w aplikacjach zorientowanych na zadania, takich jak interakcja w klasie lub podczas posiłków. Dodanie nakładki na pasek zapewnia niskoprofilowe rozwiązanie dla osób, które nie mogą z powodzeniem korzystać z paska. Alternatywnie, statyczny pasek na czoło Hedz-Up został zaprojektowany jako pasek obwodowy, aby ograniczyć zakres ruchu do przodu/boku. Prawidłowe dopasowanie paska do czoła pozwala na taki zakres ruchu. Regulowane kątowe wsporniki obrotowe zatrzymują ruch paska w dół i zapewniają stałą pozycję paska. Osoby z ALS, SM i MD są doskonałymi kandydatami do stosowania Hedz-Up. Podczas korzystania z przednich opcji wsparcia, powtarzalne pozycjonowanie użytkownika jest wymagane dla uzyskania najlepszej wydajności.

GAMA SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH


SYSTEM MONTAŻU AXYS




System montażu AXYS to sprawdzona, ekonomiczna opcja. Czarne chromowane wykończenie w połączeniu ze stalowym kwadratowym prętem o małym profilu stanowi kompaktowe i estetyczne rozwiązanie montażowe. Zaprojektowany z myślą o rygorystycznych zastosowaniach, łatwości regulacji i prostych modyfikacjach. System ten jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami Whitmyer.



SYSTEM MONTAŻU LINX




System montażu LINX oferuje najnowszą współczesną koncepcję. Połączenie dwóch prostych, unikalnych punktów regulacji pozwala na pełny płynny ruch przednio-tylny, tworząc nieskończony zakres umiejscowienia powierzchni podparcia. Satynowe czarne rurki z kontrastującymi zaciskami z polerowanego aluminium i radełkowaną kulką montażową zapewniają regulację i pewne trzymanie oraz stylowy wygląd.



SYSTEM MONTAŻU PRO




System montażu PRO to sprawdzona opcja sprzętowa do wymagających zastosowań. Ten system montażowy jest idealny do stosowania, gdy problemem jest wytrzymałość lub silne wzorce tonalne użytkownika. Idealny do środowisk instytucjonalnych.




GAMA SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

SYSTEM MONTAŻU COBRA XTRA FLIP BACK



System montażu COBRA XTRA Flip Back jest obsługiwany za pomocą jednego przycisku z boku wspornika i zgrabnie odsuwa zespół zagłówka za oparcie wózka. Dzięki doskonałej wytrzymałości i zakresowi pozycjonowania, system montażowy COBRA XTRA Flip Back jest dostępny w wersjach Small (wczesna interwencja i pediatria), Medium (pediatria) i Large (dorośli). Komponenty są modułowe i można je łatwo wymieniać w terenie, aby umożliwić dokładne pozycjonowanie poduszki pod głowę - nawet jeśli pozycja głowy użytkownika zmieni się w czasie.




SYSTEM MONTAŻU ONYX




System montażu ONYX to kompaktowe rozwiązanie, które charakteryzuje się czarnym chromowanym wykończeniem w połączeniu ze stalowym prętem o małym profilu. Został zaprojektowany z myślą o rygorystycznych zastosowaniach, łatwości regulacji i prostych modyfikacjach.



SYSTEM MONTAŻU COBRA



System montażu COBRA ma elegancką i dyskretną konstrukcję, która eliminuje wystające elementy z tyłu wózka. Dzięki doskonałej wytrzymałości i zakresowi pozycjonowania, COBRA jest dostępna w trzech rozmiarach. Komponenty są modułowe i łatwe do wymiany w terenie, aby umożliwić dokładne pozycjonowanie poduszki, nawet jeśli pozycja głowy użytkownika zmienia się w czasie.



PLUSH | Systemy podparcia głowy z pojedynczą poduszką

KROK 1








Wybierz rozmiar poduszki i system montażu. Szczegółowe wymiary poduszek znajdują się na stronie 40.

KROK 2

Użyj tabeli, aby zidentyfikować numery części zagłówka.

KROK 3

Wybierz uchwyt montażowy, aby uzupełnić system zagłówka. Przykład: PRO-P4L i M2200-WB
Wyjątek: Systemy Cobra XTRA.

KROK 1					
		AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA FLIP BACK
	SYSTEM MONTAŻU				
KROK 2	ROZMIAR PODUSZKI	NUMER CZĘŚCI SYSTEMU ZAGŁÓWKA			
	480 mm	AXYS-P4L	LINX-P4L	PRO-P4L	FB-Cobra-P4L
	350 mm	AXYS-P2L	LINX-P2L	PRO-P2L	FB-Cobra-P2L
	250 mm	AXYS-P1L	LINX-P1L	PRO-P1L	FB-Cobra-P1L
	200 mm	AXYS-P3L	LINX-P3L	PRO-P3L	FB-Cobra-P3L
	150 mm	AXYS-P8L	LINX-P8L	PRO-P8L	FB-Cobra-P8L
KROK 3		UCHWYT MONTAŻOWY			
					System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
	Odłączany	M2500	M2300	M2200-WB	
					System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
	Odchylany	M5500	M5300	M5200	

PLUSH | Boczne wsporniki twarzy

KROK 4A

Wybierz kontur poduszki i rozmiar.

KROK 5A



Użyj tabeli, aby zidentyfikować opcje bocznego wsparcia twarzy i numery części.



Unilateral



Bilateral



UWAGA: Wszystkie wsporniki boczne są dostarczane z osprzętem odchylanym.

		OKRĄGŁY	STANDARDOWY	DŁUGI	OWAL	DUŻY-C	ŚREDNI-C	MAŁY-C
KROK 4A								
		NUMER CZĘŚCI BOCZNEGO WSPORNIKA TWARZY						
KROK 5A	JEDNOSTRONNA OPCJA WSPARCIA	LFC10-PLL	LFC15-PLL	LFC20-PLL	LFC25-PLL	LFC30-PLL	LFC35-PLL	LFC40-PLL
	DWUSTRONNA OPCJA WSPARCIA	LFC10-PL2L	LFC15-PL2L	LFC20-PL2L	LFC25-PL2L	LFC30-PL2L	LFC35-PL2L	LFC40-PL2L

PLUSH | Opcje wsparcia przedniego

KROK 4B

Wybierz opcję wsparcia przedniego.

KROK 5B

Użyj tabeli, aby wybrać rozmiar/kolor i zidentyfikować numery części wsparcia przedniego.

		DYNAMICZNY PAS NA GŁOWĘ	DFS ²	CZAPKA Z PASKIEM	HEDZ-UP
KROK 4B					
KROK 5B	DOROSŁY¹	DFS10	DFSQ10	CAP10 (czarna)	HU10
	PEDIATRYCZNY¹	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (czerwona) CAP30-B (niebieska)	HU10

¹ Wsporniki przednie nie są kompatybilne z systemami PLUSH 480 mm i mają ograniczone możliwości z systemami PLUSH 350 mm.

SPECIALTY PLUSH | Systemy podparcia głowy z pojedynczą poduszką¹

KROK 1


Wybierz rozmiar poduszki i system montażu. Szczegółowe wymiary poduszek znajdują się na stronie 41.

KROK 2

Użyj tabeli, aby zidentyfikować numery części zagłówka.

KROK 3

Wybierz uchwyt montażowy, aby uzupełnić system zagłówka. Przykład: PRO-P44L i M2200-WB
Wyjątek: Systemy Cobra XTRA.

KROK 1					
		AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA FLIP BACK
	SYSTEM MONTAŻU				
KROK 2	ROZMIAR PODUSZKI	NUMER CZĘŚCI SYSTEMU ZAGŁÓWKA			
	480 mm Podwójne mocowanie PLUSH ²	AXYS-P44L	LINX-P44L	PRO-P44L	-
	350 mm Podwójne mocowanie PLUSH ²	AXYS-P22L	LINX-P22L	PRO-P22L	-
	300 mm Wąski PLUSH	AXYS-P12L	LINX-P12L	PRO-P12L	FB-Cobra-P12L
	Adjust-A-PLUSH Wąski	AXYS-AP1L	LINX-AP1L	PRO-AP1L	FB-Cobra-AP1L
	Adjust-A-PLUSH Standardowy	AXYS-AP2L	LINX-AP2L	PRO-AP2L	FB-Cobra-AP2L
KROK 3		UCHWYT MONTAŻOWY			
					System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
	Odłączany	M2500	M2300	M2200-WB	
					System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
	Odchylany	M5500	M5300	M5200	

¹ UWAGA: Poduszki nie są skalowane proporcjonalnie. Wymiary poduszek podano na stronie 41.

² Systemy podwójnego montażu PLUSH 480 mm i 350 mm wymagają dwóch uchwytów montażowych. Opcja odchylania nie jest zalecana.

SPECIALTY PLUSH | Boczne wsporniki twarzy

KROK 4A

Wybierz kontur poduszki i rozmiar.

KROK 5A



Użyj tabeli, aby zidentyfikować opcje bocznego wsparcia twarzy i numery części.



Unilateral



Bilateral



UWAGA: Wszystkie wsporniki boczne są dostarczane z osprzętem odchylanym.

		OKRĄGŁY	STANDARDOWY	DŁUGI	OWAL	DUŻY-C	ŚREDNI-C	MAŁY-C
KROK 4A								
		NUMER CZĘŚCI BOCZNEGO WSPORNIKA TWARZY						
KROK 5A	JEDNOSTRONNA¹ OPCJA WSPARCIA	LFC10-PLL	LFC15-PLL	LFC20-PLL	LFC25-PLL	LFC30-PLL	LFC35-PLL	LFC40-PLL
	DWUSTRONNA¹ OPCJA WSPARCIA	LFC10-PL2L	LFC15-PL2L	LFC20-PL2L	LFC25-PL2L	LFC30-PL2L	LFC35-PL2L	LFC40-PL2L

SPECIALTY PLUSH | Opcje wsparcia przedniego

KROK 4B

Wybierz opcję wsparcia przedniego.

KROK 5B

Użyj tabeli, aby wybrać rozmiar/kolor i zidentyfikować numery części wsparcia przedniego.

		DYNAMICZNY PAS NA GŁOWĘ	DFS ²	CZAPKA Z PASKIEM	HEDZ-UP
KROK 4B					
KROK 5B	DOROSŁY^{1,2}	DFS10	DFSQ10	CAP10 (czarna)	HU10
	PEDIATRYCZNY^{1,2}	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (czerwona) CAP30-B (niebieska)	HU10

¹ Boczne wsporniki twarzy nie są zalecane do użytku z systemami PLUSH z podwójnym mocowaniem.

² Wsporniki przednie nie są kompatybilne z systemami PLUSH z podwójnym mocowaniem.

CONTOURED CRADLE | Systemy podparcia głowy

KROK 1


Wybierz rozmiar poduszki i system montażu. Szczegółowe wymiary poduszek znajdują się na stronach 42 and 43.

KROK 2

Użyj tabeli, aby zidentyfikować numery części zagłówka.

KROK 3

Wybierz uchwyt montażowy, aby uzupełnić system zagłówka..
Przykład: PRO-CCS4L i M2200-WB
Wyjątek: Systemy Cobra XTRA.



KROK 1

	AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA FLIP BACK
SYSTEM MONTAŻU				

KROK 2

ROZMIAR PODUSZKI	NUMER CZĘŚCI SYSTEMU ZAGŁÓWKI			
Duży	AXYS-CCS4L	LINX-CCS4L	PRO-CCS4L	FB-Cobra-CCS4L
Średni	AXYS-CCS3L	LINX-CCS3L	PRO-CCS3L	FB-Cobra-CCS3L
Mały	AXYS-CCS2L	LINX-CCS2L	PRO-CCS2L	FB-Cobra-CCS2L
C-PLUSH Large	AXYS-CCP4L	LINX-CCP4L	PRO-CCP4L	FB-Cobra-CCP4L
C-PLUSH Medium	AXYS-CCP3L	LINX-CCP3L	PRO-CCP3L	FB-Cobra-CCP3L
C-PLUSH Small	AXYS-CCP2L	LINX-CCP2L	PRO-CCP2L	FB-Cobra-CCP2L

KROK 3

	UCHWYT MONTAŻOWY			
				System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
Odłączany	M2500	M2300	M2200-WB	
				System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
Odchylany	M5500	M5300	M5200	


CONTOURED CRADLE | Boczne wsporniki twarzy

KROK 4A


Wybierz kontur poduszki i rozmiar.

KROK 5A



Użyj tabeli, aby zidentyfikować opcje bocznego wsparcia twarzy i numery części.



Unilateral



Bilateral



UWAGA: Wszystkie wsporniki boczne są dostarczane z osprzętem odchylanym.

		OKRĄGŁY	STANDARDOWY	DŁUGI	OWAL	DUŻY-C	ŚREDNI-C	MAŁY-C
KROK 4A								
		NUMER CZĘŚCI BOCZNEGO WSPORNIKA TWARZY						
KROK 5A	JEDNOSTRONNA OPCJA WSPARCIA	LFC10-CSL	LFC15-CSL	LFC20-CSL	LFC25-CSL	LFC30-CSL	LFC35-CSL	LFC40-CSL
	DWUSTRONNA OPCJA WSPARCIA	LFC10-CS2L	LFC15-CS2L	LFC20-CS2L	LFC25-CS2L	LFC30-CS2L	LFC35-CS2L	LFC40-CS2L

SPECIALTY PLUSH | Opcje wsparcia przedniego

KROK 4B

Wybierz opcję wsparcia przedniego.

KROK 5B

Użyj tabeli, aby wybrać rozmiar/kolor i zidentyfikować numery części wsparcia przedniego.

		DYNAMICZNY PAS NA GŁOWĘ	DFS ²	CZAPKA Z PASKIEM	HEDZ-UP
KROK 4B					
KROK 5B	DOROSŁY	DFS10	DFSQ10	CAP10 (czarna)	HU10
	PEDIATRYCZNY	DFS30	DFSQ30	CAP30-R (czerwona) CAP30-B (niebieska)	HU10

S.O.F.T. SINGLE SUB-OCCIPITAL | Systemy podparcia głowy

KROK 1


Wybierz rozmiar poduszki i system montażu. Szczegółowe wymiary poduszek znajdują się na stronie 43.

KROK 2

Użyj tabeli, aby zidentyfikować numery części zagłówka.


KROK 3

Wybierz uchwyt montażowy, aby uzupełnić system zagłówka. Przykład: PRO-SS10L i M2200-WB Wyjątek: Systemy Cobra XTRA.




SS10

250 mm PLUSH potyliczna z/
Pojedyncza podpotyliczna dla
dorosłych.




SS8

Potyliczna dla dorosłych z/
Pojedyncza podpotyliczna
dla dorosłych.



SS4

Potyliczna dla dorosłych z/
Pojedyncza podpotyliczna
pediatryczna.



SS3

Paediatric potyliczna z/
Pojedyncza podpotyliczna pedi-
atryczna.

KROK 1

	AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA FLIP BACK
SYSTEM MONTAŻU				

KROK 2

ROZMIAR PODUSZKI	NUMER CZĘŚCI SYSTEMU ZAGŁÓWKI			
SS10	AXYS-SS10L	LINX-SS10L	PRO-SS10L	FB-Cobra-SS10L
SS8	AXYS-SS8L	LINX-SS8L	PRO-SS8L	FB-Cobra-SS8L
SS4	AXYS-SS4L	LINX-SS4L	PRO-SS4L	FB-Cobra-SS4L
SS3	AXYS-SS3L	LINX-SS3L	PRO-SS3L	FB-Cobra-SS3L

KROK 3

	UCHWYT MONTAŻOWY			
				System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
Odłączany	M2500	M2300	M2200-WB	
				System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
Odchylany	M5500	M5300	M5200	

S.O.F.T. SINGLE SUB-OCCIPITAL | Boczne wsporniki twarzy

KROK 4A


Wybierz kontur poduszki i rozmiar.

KROK 5A



Użyj tabeli, aby zidentyfikować opcje bocznego wsparcia twarzy i numery części.



Unilateral



Bilateral



UWAGA: Wszystkie wsporniki boczne są dostarczane z osprzętem odchylanym.

		OKRĄGŁY	STANDARDOWY	DŁUGI	OWAL	DUŻY-C	ŚREDNI-C	MAŁY-C
KROK 4A								
KROK 5A		NUMER CZĘŚCI BOCZNEGO WSPORNIKA TWARZY						
	JEDNOSTRONNA OPCJA WSPARCIA	LFC10L	LFC15L	LFC20L	LFC25L	LFC30L	LFC35L	LFC40L
	DWUSTRONNA OPCJA WSPARCIA	(2) LFC10L	(2) LFC15L	(2) LFC20L	(2) LFC25L	(2) LFC30L	(2) LFC35L	(2) LFC40L

S.O.F.T. SINGLE SUB-OCCIPITAL | Opcje wsparcia przedniego

KROK 4B

Wybierz opcję wsparcia przedniego.

KROK 5B

Użyj tabeli, aby wybrać rozmiar/kolor i zidentyfikować numery części wsparcia przedniego.

		DYNAMICZNY PAS NA GŁOWĘ	DFS ²	CZAPKA Z PASKIEM	HEDZ-UP
KROK 4B					
KROK 5B	DOROSŁY	DFS1	DFSQ1	CAP1 (czarna)	HU1
	PEDIATRYCZNY	DFS3	DFSQ3	CAP3-R (czerwona) CAP3-B (niebieska)	HU1

S.O.F.T. ADULT | Systemy podparcia głowy

KROK 1

Wybierz rozmiar poduszki i system montażu. Szczegółowe wymiary poduszek znajdują się na stronie 47.


KROK 2

Użyj tabeli, aby zidentyfikować numery części zagłówka.

KROK 3


Wybierz uchwyt montażowy, aby uzupełnić system zagłówka. Przykład: PRO-8L i M2200-WB. Wyjątek: Systemy Cobra XTRA.

KROK 1




5

250 mm PLUSH Potyliczna z/
Rozmiar-1 Podpotyliczna




8

200 mm PLUSH Potyliczna z/
Rozmiar-1 Podpotyliczna





2

Potilyczna dla dorosłych z/
Rozmiar-2 Podpotyliczna



1





Potilyczna dla dorosłych z/
Rozmiar-1 Podpotyliczna

	AXYS	LINX	PRO	COBRA XTRA FLIP BACK
SYSTEM MONTAŻU				

KROK 2

ROZMIAR PODUSZKI	NUMER CZĘŚCI SYSTEMU ZAGŁÓWKA			
8	AXYS-8L	LINX-8L	PRO-8L	FB-Cobra-8L
5	AXYS-5L	LINX-5L	PRO-5L	FB-Cobra-5L
2'	AXYS-2L	LINX-2L	PRO-2L	FB-Cobra-2L
1	AXYS-1L	LINX-1L	PRO-1L	FB-Cobra-1L

KROK 3

	UCHWYT MONTAŻOWY			
				System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
Odłączany	M2500	M2300	M2200-WB	
				System ten zawiera odłączany uchwyt montażowy i ma funkcję odchylania
Odchylany	M5500	M5300	M5200	

¹ Poduszki podpotyliczne w rozmiarze 2 są zalecane do stosowania u osób wykazujących lepszą kontrolę nad napięciem i głową.


S.O.F.T. ADULT | Boczne wsporniki twarzy

KROK 4A


Wybierz kontur poduszki i rozmiar.

KROK 5A



Użyj tabeli, aby zidentyfikować opcje bocznego wsparcia twarzy i numery części.



Unilateral



Bilateral



UWAGA: Wszystkie wsporniki boczne są dostarczane z osprzętem odchylanym.

		OKRĄGŁY	STANDARDOWY	DŁUGI	OWAL	DUŻY-C	ŚREDNI-C	MAŁY-C
KROK 4A								
KROK 5A		NUMER CZĘŚCI BOCZNEGO WSPORNIKA TWARZY						
	JEDNOSTRONNA OPCJA WSPARCIA	LFC10L	LFC15L	LFC20L	LFC25L	LFC30L	LFC35L	LFC40L
	DWUSTRONNA OPCJA WSPARCIA	(2) LFC10L	(2) LFC15L	(2) LFC20L	(2) LFC25L	(2) LFC30L	(2) LFC35L	(2) LFC40L

S.O.F.T. ADULT | Opcje wsparcia przedniego

KROK 4B

Wybierz opcję wsparcia przedniego.

KROK 5B

Użyj tabeli, aby wybrać rozmiar/ kolor i zidentyfikować numery części wsparcia przedniego.

		DYNAMICZNY PAS NA GŁOWĘ	DFS ²	CZAPKA Z PASKIEM	HEDZ-UP
KROK 4B					
KROK 5B	DOROSŁY	DFS1	DFSQ1	CAP1 (czarna)	HU1
	PEDIATRYCZNY	DFS3	DFSQ3	CAP3-R (czerwona) CAP3-B (niebieska)	HU1


S.O.F.T. PAEDIATRIC | Boczne wsporniki twarzy

KROK 4A


Wybierz kontur poduszki i rozmiar.

KROK 5A



Użyj tabeli, aby zidentyfikować opcje bocznego wsparcia twarzy i numery części.



Unilateral



Bilateral



UWAGA: Wszystkie wsporniki boczne są dostarczane z osprzętem odchylanym.

		OKRĄGŁY	STANDARDOWY	DŁUGI	OWAL	DUŻY-C	ŚREDNI-C	MAŁY-C
KROK 4A								
KROK 5A		NUMER CZĘŚCI BOCZNEGO WSPORNIKA TWARZY						
	JEDNOSTRONNA OPCJA WSPARCIA	LFC10L	LFC15L	LFC20L	LFC25L	LFC30L	LFC35L	LFC40L
	DWUSTRONNA OPCJA WSPARCIA	(2) LFC10L	(2) LFC15L	(2) LFC20L	(2) LFC25L	(2) LFC30L	(2) LFC35L	(2) LFC40L

S.O.F.T. PAEDIATRIC | Opcje wsparcia przedniego

KROK 4B

Wybierz opcję wsparcia przedniego.

KROK 5B

Użyj tabeli, aby wybrać rozmiar/kolor i zidentyfikować numery części wsparcia przedniego.

		DYNAMICZNY PAS NA GŁOWĘ	DFS ²	CZAPKA Z PASKIEM	HEDZ-UP
KROK 4B					
KROK 5B	DOROSŁY	DFS1	DFSQ1	CAP1 (czarna)	HU1
	PEDIATRYCZNY	DFS3	DFSQ3	CAP3-R (czerwona) CAP3-B (niebieska)	HU1

CUDDLES INFANT | Systemy podparcia głowy

KROK 1

Wybierz rozmiar poduszki i system montażowy AXYS.

KROK 2


Użyj tabeli, aby zidentyfikować numery części zagłówka.

KROK 3

Wybierz uchwyt montażowy, aby uzupełnić system zagłówka.

UWAGA:

Dostępne tylko z pokrowcem Lycra i systemem montażowym AXYS



S.O.F.T. Potyliczna niemowlęca z/ Podpotyliczna niemowlęca



CCS Poduszka niemowlęca Contoured Cradle

KROK 1

AXYS

SYSTEM
MONTAŻU



ROZMIAR PODUSZKI

NUMER CZĘŚCI SYSTEMU ZAGŁÓWKA

S.O.F.T.


AXYS-INFT

CCS

AXYS-CCS1

KROK 2


UCHWYT MONTAŻOWY



KROK 3

Odłączany

M2500



Odchylany

M5500



HEADS UP | Przednie systemy podparcia głowy

System HEADS UP umożliwia łatwe tworzenie inteligentnych numerów części do konfiguracji zagłówka. Wykonaj 6 prostych kroków poniżej, aby wygenerować numer części systemu zagłówka. System montażu (KROK 7) i uchwyt montażowy (KROK 8) należy zamówić osobno.

HU: HEADS UP

ISSSL-05: Infant Size, Small Height, Short Arms, Standardowy Foam, Lycra Cover, Paediatric 120 mm Pad

AX7010: SYSTEM MONTAŻU AXYS

KROK 1	KROK 2	KROK 3	KROK 4	KROK 5	KROK 6
Wybierz Szerokość szyi	Wybierz Wysokość poduszki	Wybierz długość odchylanego podparcia ramion	Select Rodzaj pianki	Wybierz Lycra	Wybierz opcjonalnie rozmiar poduszki potylicznej. Dostępne tylko przy niskiej wysokości.

KROK 1		Szerokość szyi							
		Noworodek (71 mm)		Mała (89 mm)		Średnia (104 mm)		Duża (135 mm)	
		I		S		M		L	
KROK 2		Wysokość poduszki							
		Wysoka				Niska			
		T				S			
KROK 3		Długość odchylanego podparcia ramion							
						Krótkie		Długie	
						S		L	
		Noworodek i Małe		142 mm		185 mm		229 mm	
KROK 4		Rodzaj pianki							
		Standardowa				Komfortowa			
		S				C			
		Noworodek	Mała	Średnia	Duża	Noworodek	Mała	Średnia	Duża
KROK 5		Lycra (Neoprene)							
		L							
KROK 6	UWAGA: Po KROK 6 inteligentny numer części dla systemu podparcia głowy jest kompletny. Przejdź do KROK 7 i 8 i dodaj te numery części oddzielnie od inteligentnego numeru części.	ROZMIAR PODUSZKI (Opcjonalnie)							
		Poduszka pediatryczna 127 mm		Poduszka dla dorosłych 152 mm		Poduszka Plush 203 mm		Poduszka Plush 254 mm	
		-05		-06		-08		-010	

UWAGA:

Po KROK 6 inteligentny numer części dla systemu podparcia głowy jest kompletny. Przejdź do KROK 7 i 8 i dodaj te numery części oddzielnie od inteligentnego numeru części.

KROK 7

Wybierz
system montażu

KROK 8

Wybierz
uchwyt montażowy

UWAGA:

Dodaj oba numery części oddzielnie
od inteligentnego numeru części































		SYSTEM MONTAŻU					
		AXYS	ONYX	LINX	PRO	COBRA	COBRA XTRA FLIP BACK
KROK 7		AX7010	DOROSŁY: OX7010 PEDIATRYCZNY: OX7030	LX7000	DOROSŁY: PRC7010 PEDIATRYCZNY: PRC7030	DOROSŁY: CBRA7010 PEDIATRYCZNY: CBRA7030 WCZESNA INTERWENCJA: CBRA7080	DOROSŁY: CBRA5010 PEDIATRYCZNY: CBRA5030 WCZESNA INTERWENCJA: CBRA5080
KROK 8		UCHWYT MONTAŻOWY					
	Odłączany	M2500	M2100-WB	M2300	M2200-WB	System osprzętu COBRA obejmuje odłączany uchwyt montażowy.	
	Odchylany	M5500	M5100	M5300	M5200	Wybierz system osprzętu COBRA Flip Back dla możliwości odchylania.	

UWAGA:

Podpórka pod brodę w zestawie
Dołączenie bocznych poduszek na twarz i
przednich wsporników może zwiększyć ws-
zechstronność tego systemu (patrz strona 19,
Contoured Cradle)




HEADS UP | Przewodnik zamawiania

Poduszki Heads Up				
Duża				
Krótkie				
Długie / Wysokie				
Średnia				
Krótkie				
Długie / Wysokie				
Mała				
Krótkie				
Długie / Wysokie				
Wczesna interwencja				
Krótkie				
Długie / Wysokie				

ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE | Opcje i akcesoria

Mocowanie Mini Joysticka




Mocowanie Mini Joysticka ułatwia precyzyjne umieszczenie joysticka dzięki dwóm w pełni obrotowym przegubom blokującym, zachowując jednocześnie możliwość odchylania się. Mechanizm zwalniania dźwigni jednym palcem automatycznie blokuje się po powrocie do ustawionej pozycji. Zakrzywiony pręt montażowy umożliwia zarówno regulację długości, jak i obrotu. System umożliwia montaż bezpośrednio do zagłówka Whitmyer lub do tylnej części systemu siedziska. Uchwyt boczny LM115 zamawiany oddzielnie. Mini joystick nie wchodzi w skład zestawu.

NUMERY CZĘŚCI:

LM1094	Mocowanie Mini Joysticka
LM1092	Mocowanie Mini Joysticka z / interfejsem PLUSH
LM1093	Mocowanie Mini Joysticka z / interfejsem CCS

Przedni pręt kulowy




Przedni pręt kulowy umożliwia precyzyjne umieszczenie poduszki pozycjonującej lub przycisku na czole lub w jego pobliżu. Może być montowany z prawej lub lewej strony użytkownika lub od góry i zapewnia spójne umieszczenie poduszki lub przycisku przy zachowaniu wystarczającego odstępu między głową użytkownika a osprzętem. Odchylany uchwyt montażowy jest wyposażony w mechanizm zwalniania jednym palcem, który automatycznie blokuje się po powrocie do wstępnie wyregulowanej pozycji. Mocowanie boczne LM115 i poduszka zamawiane oddzielnie.

NUMERY CZĘŚCI:

LM2094	Przedni pręt kulowy dla S.O.F.T.
LM2092	Przedni pręt kulowy z / interfejsem PLUSH
LM2093	Przedni pręt kulowy z / interfejsem CCS

Elastyczny wspornik interfejsu




Elastyczny wspornik interfejsu zapewnia zginanie, przesuwanie i powrót w górę, gdy zagłówek jest wysunięty. Ten dynamiczny ruch pomaga w utrzymaniu kontaktu zagłówka z głową przez cały czas trwania ruchu prostowników użytkownika. Elastyczny wspornik interfejsu wykorzystuje elastomerowe tuleje zaprojektowane w celu zapewnienia prawidłowego oporu do siły, jednocześnie umożliwiając powrót zagłówka do wyregulowanej pozycji. Używany jako wspornik łączący mocowanie zagłówka z powierzchnią styku, elastyczny wspornik interfejsu może być używany z większością akcesoriów podparcia głowy Whitmyer.

NUMER CZĘŚCI:

M9450	Elastyczny wspornik interfejsu
--------------	--------------------------------

ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE | Opcje i akcesoria

Mocowanie potyliczne T-bar



Poduszki T-bar umieszczone bocznie korygują lub blokują boczne wzorce zgięcia lub rotacji. Obustronne LFC z poduszkami są przeznaczone do korekcji lub blokowania rotacji lub do utrzymywania środkowej pozycji głowy. Odchylenie zgięcia bocznego można skorygować poprzez jednostronne zastosowanie poduszek. Nakładki powinny imitować ułożenie dłoni podczas oceny i/lub symulacji. Należy unikać bezpośredniego nacisku na skroń lub obszar w pobliżu oczu i uszu.

NUMERY CZĘŚCI:

PLT15L	T-bar z krótkimi poduszkami
PLT20L	T-bar z długimi poduszkami

Zestaw Whit




To cenne narzędzie pozwala znaleźć optymalne rozwiązania w zakresie podparcia głowy. Zapakowany w wytrzymałą walizkę na kółkach z teleskopowym uchwytem, zestaw Whit umożliwia transport pełnego wyboru poduszek, akcesoriów i opcji montażu. Zestaw ten został zaprojektowany, aby pomóc we właściwym doborze i zastosowaniu zagłówek Whitmyer. Zestaw Whit jest dostarczany w komplecie z uniwersalnym "szybkim mocowaniem", które pozwala na montaż podparcia głowy bez konieczności modyfikacji wózka użytkownika. Zakres mocowania od 300 mm do 600 mm oznacza, że pasuje on do większości wózków.

NUMER CZĘŚCI:

KIT-100	Zestaw Whit
----------------	-------------

System montażu PRO Off-set



Uchwyt offsetowy systemu PRO umożliwia regulację belki poziomej w zakresie 63 mm do tyłu. Odwrócenie drążka poziomego umożliwia również regulację o 63 mm do przodu.

NUMER CZĘŚCI:

PRC7070	System montażu PRO Off-set
----------------	----------------------------


Zestaw narzędzi Imperialnych

NUMER CZĘŚCI:

T 2500	Zestaw narzędzi Imperialnych
---------------	------------------------------

ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE | Opcje montażu

Uniwersalny uchwyt odchylany




Uchwyty odłączane Whitmyer są mocowane do naszego uniwersalnego uchwyty odchylanego. Po podłączeniu do uchwyty odchylanego, zespół staje się kombinacją uchwyty odłączanego i odchylanego.

NUMER CZĘŚCI:

M5000

Uniwersalny uchwyt odchylany

Szybkie mocowanie (Quick Mount)




Szybkie mocowanie Whitmyer (Quick Mount) uniwersalnie mocuje zagłówek do dowolnej konstrukcji oparcia wózka bez wiercenia lub wkładania nakrętek teowych. Wykorzystując rurki oparcia wózka jako punkty mocowania, zaciski Quick Mount dostosowują się do rurek oparcia lub uchwytów do pchania i pasują do wózków o szerokości od 300 do 600 mm.

NUMER CZĘŚCI:

M7000

Szybkie mocowanie (Quick Mount)

Interfejs do plastikowej płyty oparcia




Interfejs do plastikowej płyty oparcia zapewnia płaską powierzchnię do mocowania uchwyty montażowych do urządzeń mobilnych z zakrzywionymi oparciami. Służy również jako płyta wzmacniająca, aby rozłożyć siły na większym obszarze montażowym.

NUMER CZĘŚCI:

M1010

Interfejs do plastikowej płyty oparcia

Mocowanie ślizgowe




Ta szczelinowa płyta z tworzywa sztucznego umożliwia ustawienie zagłówka/podparcia głowy w bardziej prostokątny sposób za głowę osób, u których występuje znaczna asymetria. Płyta jest przykręcana do istniejącego układu otworów w wózku i umożliwia ruch o 100 mm w lewo lub w prawo. Idealnie nadaje się do wypróbowywania przesuniętych miejsc podparcia głowy, dostosowania do niewłaściwej lokalizacji nakrętek T i przesunięcia zagłówka, aby było bardziej zgodne z kierunkiem przyłożonych sił.

NUMER CZĘŚCI:

M7010

Mocowanie ślizgowe

INFORMACJE TECHNICZNE | SYSTEM MONTAŻU AXYS



System montażu **AXYS** to sprawdzona, ekonomiczna opcja osprzętu. Czarne chromowane wykończenie w połączeniu ze stalowym kwadratowym prętem o małym profilu 12,5 mm stanowi kompaktowe, estetyczne rozwiązanie montażowe. Zaprojektowany z myślą o rygorystycznych zastosowaniach, łatwej regulacji i prostych modyfikacjach. System ten jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami Whitmyer.

System Montażu AXYS dla dorosłych bez poduszki (poduszek) część # AX7010

Uwagi szczególne:

- Obrót drążka poziomego o 180° w celu zwiększenia regulacji kąta nachylenia podkładki
- Pionowy drążek przesunięty do tyłu dostępny dla użytkowników z węższymi plecami
- Dostępny kwadratowy interfejs drążka pionowego

Materiał: Stal

Wykończenie: chromowane na czarno

Profil/rozmiar:

- Pręt kwadratowy 12,5 mm
- Drążek poziomy 120 mm i drążek pionowy 250 mm

Punkt regulacji:


Stały zacisk kołnierzowy na interfejsie pręta pionowego/poziomego
Zmiana wymiarów w przypadku zastosowania płyt bazowych:
dodać 45 mm dla płyty bazowej S.O.F.T.

Uchwyty montażowe:

- Odłączany: M2500
- Odchylany: M5500
- Materiał: Wytłaczane aluminium
- Wykończenie: anodowane na czarno

	Wysokość	Głęb. w poziomie	Obrót	Otwory montażowe	Umieszczenie uchwyty
Standardowy	250 mm	150 mm	30°	47 - 50 mm na środku	75 mm min.imum od górnej części oparcia wózka

INFORMACJE TECHNICZNE | SYSTEM MONTAŻU LINX



System montażu **LINX** oferuje najnowszą koncepcję współczesnego osprzętu do montażu podparcia głowy. Połączenie dwóch prostych, unikalnych punktów regulacji pozwala na pełny płynny ruch przednio-tylny, tworząc nieskończony zakres umiejscowienia powierzchni podparcia. Satynowe czarne rurki z kontrastującymi zaciskami z polerowanego aluminium i radełkowaną kulą montażową zapewniają regulację i pewne trzymanie oraz stylowy wygląd.

System montażu LINX bez poduszki (poduszek) część # LX7000

Uwagi szczególne:

Brak tylnej wypukłości i dwa łatwo dostępne punkty regulacji upraszczają proces dopasowania. .

Materiał:

Wytłaczane i odlewane aluminium oraz stal nierdzewna
Wykończenie: zaciski, anodowane bezbarwnie - kulka radełkowana, polerowana bezbarwnie, rurki, anodowane na czarny mat

Profil/rozmiar: Rurka 22 mm

Punkt regulacji:

Trzyczęściowy system blokujący
system obrotowy

Zmiany wymiarów podczas stosowania płyt bazowych:
dodać 45 mm dla płyty bazowej S.O.F.T.

Uchwyty montażowe:

Odłączany: M2300


Odchylany: M5300

Materiał: Wytłaczane aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

	Wysokość	Głęb. w poziomie	Obrót	Otwory montażowe	Umieszczenie uchwyty
Standardowy	178 mm	215 mm do przodu 20 mm do tyłu	30°	47 - 50 mm na środku	150 mm min.imum od górnej części oparcia wózka

INFORMACJE TECHNICZNE | SYSTEM MONTAŻU PRO



System montażu **PRO** to sprawdzona opcja sprzętowa do wymagających zastosowań. Ten system montażowy jest idealny do stosowania, gdy problemem jest wytrzymałość lub silne wzorce tonalne użytkownika. Idealny do środowisk instytucjonalnych.

System montażu PRO dla dorosłych bez poduszki (poduszek) część # PRC7010

System montażu PRO pediatryczny bez poduszki (poduszek) część # PRC7030

Uwagi szczególne:

Wypukłość do tyłu: poziomy pasek można łatwo przyciąć
Wspornik przesunięty do tyłu dostępny dla cieńszych pleców

Materiał: Aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

Profil/rozmiar:

Niestandardowe wytłaczanie 30 mm dla dorosłych i dzieci

Punkt regulacji:

Pozioma oś obrotu

Zmiana wymiarów w przypadku zastosowania płyt bazowych:
dodać 30 mm dla płyty bazowej S.O.F.T.






Uchwyty montażowe:

Odłączany: M2200


Odchylany: M5200

Materiał: Aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

					
	Wysokość	Głęb. w poziomie	Obrót	Otworki montażowe	Umieszczenie uchwyty
Dorosły	150 mm	38 mm do przodu 200 mm do tyłu	45°	47 - 50 mm na środku	75 mm min.imum od górnej części oparcia wózka
Pediatryczny	150 mm	38 mm do przodu 150 mm do tyłu	45°	47 - 50 mm na środku	75 mm min.imum od górnej części oparcia wózka

INFORMACJE TECHNICZNE | SYSTEM MONTAŻU ONYX



System montażu **ONYX** to kompaktowe rozwiązanie, które charakteryzuje się czarnym chromowanym wykończeniem w połączeniu ze stalowym prętem o małym profilu. Został zaprojektowany z myślą o rygorystycznych zastosowaniach, łatwości regulacji i prostych modyfikacjach.

System montażu **ONYX** bez poduszki (poduszek)

część # dorosły: OX7010

część # pediatriczny: OX7030

Uwagi szczególne:

Obrót drążka poziomego o 180° zapewnia większą regulację kąta nachylenia poduszki.

Przesunięty do tyłu drążek pionowy dostępny dla użytkowników z węższymi plecami.

Dostępny kwadratowy interfejs pręta pionowego.

Materiał: Stal

Wykończenie: chromowane na czarno

Punkt regulacji:

Stały zacisk kołnierzowy na styku pręta pionowego/poziomego..






Zmiany wymiarów podczas stosowania płyt bazowych:
dodać 45 mm dla płyty bazowej S.O.F.T.

Uchwyty montażowe:


Odłączany: M2100 Odchylany: M5100

Materiał: Wyciskane aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

					
	Wysokość	Głęb. w poziomie	Obrót	Otwory montażowe	Umieszczenie uchwyty
Dorosły	279 mm	25 mm min. 203 mm maks.	30°	48 mm do 51 mm na środku	76 mm min. od górnej części oparcia wózka
Pediatriczny	178 mm	25 mm min. 152 mm maks.	30°	48 mm do 51 mm na środku	76 mm min. od górnej części oparcia wózka

INFORMACJE TECHNICZNE | SYSTEM MONTAŻU COBRA



System montażu **COBRA** ma elegancką i dyskretną konstrukcję, która eliminuje wystające elementy z tyłu wózka. Dzięki doskonałej wytrzymałości i zakresowi pozycjonowania, COBRA jest dostępna w trzech rozmiarach. Komponenty są modułowe i łatwe do wymiany w terenie, aby umożliwić dokładne pozycjonowanie poduszki, nawet jeśli pozycja głowy użytkownika zmienia się w czasie.

Uwagi szczególne:

- Wszystkie systemy montażowe COBRA są dostarczane z odchylanym uchwytem montażowym.
- Górna część pionowego drążka COBRA ma regulowany, blokujący zespół rotatora, który umożliwia regulację obrotową, a także regulację przód-tył przedniego drążka regulacyjnego (szyi) w kształcie szydełka pasterskiego.
- Niskoprofilowa konstrukcja nie utrudnia dostępu od tyłu.

Materiał: Aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

Punkt regulacji:






Dwupunktowy, regulowany, blokujący zespół rotatora na przecięciu pionowego pręta i szyi oraz jednopunktowa regulacja na wsporniku interfejsu poduszki.

Uchwyty montażowe:

Odłączany uchwyt montażowy dołączony do wszystkich systemów montażowych COBRA.


Materiał: Wyciskane aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

					
	Wysokość	Głęb. w poziomie	Obrót	Otwory montażowe	Umieszczenie uchwyty
Dorosły	165 mm	165 mm do przodu 50 mm do tyłu	30°	48 - 51 mm na środku	127 mm min.imum od górnej części oparcia wózka
Pediatryczny	89 mm	127 mm do przodu 38 mm do tyłu	30°	48 - 51 mm na środku	127 mm min.imum od górnej części oparcia wózka
Wczesna interwencja	89 mm	100 mm do przodu 12 mm do tyłu	30°	48 - 51 mm na środku	127 mm min.imum od górnej części oparcia wózka

INFORMACJE TECHNICZNE | SYSTEM MONTAŻU COBRA

XTRA Flip Back



System montażu **COBRA XTRA** Flip Back jest obsługiwany za pomocą jednego przycisku z boku wspornika i zgrabnie odsuwa zespół zagłówka za oparcie wózka. Dzięki doskonałej wytrzymałości i zakresowi pozycjonowania, system montażowy COBRA XTRA Flip Back jest dostępny w wersjach Small (wczesna interwencja i pediatria), Medium (pediatria) i Large (dorośli). Komponenty są modułowe i można je łatwo wymieniać w terenie, aby umożliwić dokładne pozycjonowanie poduszki pod głowę - nawet jeśli pozycja głowy użytkownika zmienia się w czasie.

Uwagi szczególne:

Wszystkie systemy montażowe COBRA XTRA Flip Back są dostarczane z odłączanym uchwytem montażowym ale bez poduszki (poduszek):

Wczesna interwencja część # **CBRA5080**

Pediatriczny część # **CBRA5030**

Dorosły część # **CBRA5010**

Górna część pionowego drążka COBRA XTRA ma regulowany, blokujący zespół rotatora, który umożliwia regulację obrotową, a także regulację przód-tył przedniego drążka regulacyjnego (szyi) w kształcie szydełka pasterskiego.

Niskoprofilowa konstrukcja nie utrudnia dostępu od tyłu.

Materiał: Aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

Rozmiar profilu: Pręt 12 mm x 22 mm i pręt 12 mm

Wczesna interwencja 70 mm szyja, drążek pionowy 280 mm

Pediatriczny 115 mm szyja, drążek pionowy 280 mm

Dorosły 140 mm szyja, drążek pionowy 288 mm

Punkt regulacji: Dwupunktowy, regulowany, blokujący zespół rotatora na przecięciu pionowego pręta i szyi oraz jednopunktowa regulacja na wsporniku interfejsu poduszki

Uchwyty montażowe:

Odłączany uchwyt montażowy dołączony do wszystkich systemów montażowych COBRA XTRA Flip Back.

Materiał: Wytłaczane aluminium

Wykończenie: anodowane na czarno

	Wysokość	Głęb. w poziomie	Obrót	Otwory montażowe	Umieszczenie uchwytu
Dorosły	140 mm	165 mm do przodu 50 mm do tyłu	30°	47 - 50 mm na środku	127 mm min.imum od górnej części oparcia wózka
Pediatriczny	62 mm	127 mm do przodu 38 mm do tyłu	30°	47 - 50 mm na środku	127 mm min.imum od górnej części oparcia wózka
Wczesna interwencja	62 mm	100 mm do przodu 12 mm do tyłu	30°	47 - 50 mm na środku	127 mm min.imum od górnej części oparcia wózka

INFORMACJE TECHNICZNE | Poduszki Plush

Pianka:

Laminat o podwójnej gęstości:

Warstwa nośna o grubości 16 mm, bezłateksowa mieszanka gumy etylenowo-propylenowej o zamkniętych komórkach z laminowanym samoprzylepnym flanelowym materiałem pętelkowym do łatwej wymiany pianki (czarna).

Warstwa zapewniająca komfort:

Grubość 19 mm, kontaktowa pianka poliuretanowa o otwartych komórkach pianki (biała).

Panel:

Formowany stalowy panel pokryty powłoką epoksydową z laminowaną samoprzylepną pętelką ułatwiającą wymianę pianki.

Kołnierz:

Uniwersalny kołnierz dzielony o promieniu 19 mm z winylową osłoną kołnierza.

Pokrowiec:

Zamykany na zamek błyskawiczny pokrowiec z lycry, kombinacja neoprenu z laminowaną tkaniną zewnętrzną z lycry i nylonową tkaniną wewnętrzną (czarny).

Opcje pokrowca:

Tkanina Lycra jest standardem.













UWAGA:












Wymiary mogą się różnić ze względu na zróżnicowanie pianki.

Instrukcja prania: Prać ręcznie w łagodnym detergencie i chłodnej

Poduszki Plush				
480 mm PLUSH P1900L				
350 mm PLUSH P1400L				
250 mm PLUSH P1000L				
200 mm PLUSH P800L				
150 mm PLUSH P600L				
Adjust-A-PLUSH Standardowy: P8088L Wąski: P8044L	 Standardowy: 50 – 152 mm	 Standardowy Regulacja: 200 mm – 460 mm	 Wąski Regulacja: 152 – 355 mm	

INFORMACJE TECHNICZNE | Poduszki Specjalty Plush

Poduszki Specjalty Plush				
48 Dual PLUSH P1920L				
350 mm Dual PLUSH P1420L				
Wąski PLUSH P1205L				

Specjalty PLUSH C- Poduszki Plush				
Duży C-PLUSH P4010L				
Średni C-PLUSH P3010L				
Mały C-PLUSH P2010L				

INFORMACJE TECHNICZNE | Poduszki potyliczne i Contoured Cradle

Pianka:

Bezlateksowa mieszanka gumy etylenowo-propylenowej o zamkniętych komórkach z laminowanym samoprzylepnym materiałem flanelowym ułatwiającym wymianę pianki.

Panel:

Formowany stalowy panel pokryty powłoką epoksydową z laminowaną samoprzylepną pętelką ułatwiającą wymianę pianki.

Kołnierz:

Uniwersalny kołnierz dzielony o promieniu 19 mm z winylową osłoną kołnierza.

Pokrowiec:

Zamykany na zamek błyskawiczny pokrowiec z lycry, kombinacja

neoprenu z laminowaną tkaniną zewnętrzną z lycry i nylonową tkaniną wewnętrzną (czarny).

Pokrowiec z miękkiego polaru dostępny tylko dla zagłówka CUDDLES INFANT.

Opcje pokrowca:





















Tkanina Lycra jest standardem.








Pokrowiec z miękkiego polaru dostępny tylko dla zagłówka CUDDLES INFANT.

UWAGA:









Wymiary mogą się różnić ze względu na zróżnicowanie pianki.








Instrukcja prania: Prać ręcznie w łagodnym detergencie i chłodnej wodzie. Rozłożyć na płasko do wyschnięcia.





















Poduszki potyliczne				
Dorosły P600L				
Pediatryczny P500L-WB				
Noworodek INFT100				
Długi T-bar PL20L1				
Standardowy T-bar PL15L1				

Poduszki Contoured Cradle				Ciąg dalszy na stronie 43
Duża P400L				
Średnia P300L				


INFORMACJE TECHNICZNE | Poduszki podpotyliczne i pojedyncze poduszki podpotyliczne

Poduszki Contoured Cradle kontynuacja				
Mała P200L	 57 mm	 82 mm 127 mm	 100 mm 216 mm 139 mm	 15 mm
Noworodek INFT200LSE	 38 mm	 50 mm 116 mm	 89 mm 165 mm 100 mm	 12 mm
Cuddles Infant INFT200	 38 mm	 50 mm 116 mm	 89 mm 165 mm 100 mm	 12 mm

Pojedyncze poduszki podpotyliczne				
Duża PSS01L	 114 mm	 89 mm 190 mm	 76 mm 228 mm 38 mm	 25 mm
Mała PSS03L	 89 mm	 89 mm 139 mm	 50 mm 216 mm 25 mm	 25 mm

Poduszki podpotyliczne				
Rozmiar-1 PS01R / PS01L	 108 mm	 203 mm 76 mm 95-203 mm	 76 mm 50 mm	 25 mm
Rozmiar-3 PS03R / PS03L	 108 mm	 178 mm 50 mm 89 - 178 mm	 63 mm 31 mm	 25 mm
Rozmiar-2 PS02R / PS02L	 108 mm	 100 mm 95 - 203 mm	 76 mm 38 mm	 25 mm
Rozmiar-4 PS04R / PS04L	 108 mm	 100 mm 89 - 178 mm	 63 mm 31 mm	 25 mm
Infant INFT-R / INFT-L	 108 mm	 100 mm 25 mm 127 - 165 mm	 44 mm 19 mm	 12 mm


INFORMACJE TECHNICZNE | S.O.F.T. Pojedyncza podpotyliczna Zespół płyty bazowej



Uniwersalna konstrukcja zespołu pojedynczej płyty podstawy podpotylicznej pasuje do poziomego pręta dowolnego systemu montażowego Whitmyer. Obrotowe mocowanie kołnierza umożliwia pełny zakres pochyleń i obrotu całego zespołu płyty podstawy. Zamontowana na wsporniku potylicznym kula mocowania potylicznego umożliwia regulację wysokości i obrotu. Niezależną regulację przednią/tylną uzyskuje się dzięki szczelinowej konstrukcji mocowania potylicznego.

M9275 Regulacja					
	Obrót	Rotacja do przodu	Do tyłu	Odwrócony montaż	Wysokość
	30°	30°	57 mm	127 mm	50 mm





INFORMACJE TECHNICZNE | S.O.F.T. Dorośli i dzieci Zespół płyty bazowej







Uniwersalna konstrukcja zespołu płyty bazowej S.O.F.T. pasuje do poziomego pręta dowolnego systemu montażowego Whitmyer. Zaprojektowany dla trzech konfiguracji podkładek, obrotowy kołnierz montażowy umożliwia pełny zakres pochyleń i obrotu dla całego zespołu płyty bazowej. Obrotowe mocowanie kołnierza podpotylicznego z regulacją szerokości zapewnia równomierny rozkład nacisku podczas pozycjonowania poduszek. Regulacja wysokości obrotowej kuli montażowej, wraz z oddzielną regulacją głębokości mocowania potylicznego zapewnia prawidłowe anatomiczne dopasowanie do korekcji/kontroli i wsparcia.


M9375 Regulacja					
	Obrót	Rotacja do przodu	Do tyłu	Odwrócony montaż	Wysokość
	30°	30°	57 mm	127 mm	50 mm



CZĘŚCI ZAMIENNE | Wsporniki przednie

					
DFS	Terry Against Skin	Neoprene Against Skin	Przedni interfejs wsparcia	Obudowa krążka DFS	Regulatory linki i naprężenia
Dorosły	D1017	D1018	D1010	D1015	D1013
Pediatryczny	D1028	D1027	D1010	D1015	D1013

				
DFS²	Neoprene Against Skin	Pasek i podpórka	Zespół poprzeczki	Zestaw osprzętu
Dorosły	D2018	DQ1010	DQ-CBA1	DQ-HDW
Pediatryczny	D2027	DQ3010	DQ-CBA3	DQ-HDW

CZĘŚCI ZAMIENNE | Boczne elementy twarzy

							
	OKRĄGŁY	STANDARDOWY	DŁUGI	OWAL	DUŻY-C	ŚREDNI-C	MAŁY-C
Numer części	PL10L	PL15L	PL20L	P600L	PL30L	PL35L	PL40L
Rozmiar	50 mm	60 x 127 mm	60 x 178 mm	100 x 150 mm	50 x 152 mm	15 x 127 mm	12 x 100 mm



					
	Mocowanie odchylane	Podzielona kula	Lateral Ballrod	PLUSH płytki interfejsu bocznego	CCS płytki interfejsu bocznego
Numer części	LM115	LM1100	LM1090	LM-PL	LM-CCS
Rozmiar	-	12 mm	279 mm	-	-




INFORMACJE TECHNICZNE | Zamienne pianki i pokrowce



Pianka i pokrowce to elementy, które ulegają zużyciu i powinny być okresowo sprawdzane, prane i wymieniane. Firma Whitmyer oferuje pokrowce z lycry, a w przypadku zagłówka CUDDLES INFANT także pokrowce z miękkiego polaru. Zestawy zamienne składające się z pianki i samoprzylepnego materiału z pętelką są dostępne dla wszystkich konfiguracji poduszek Whitmyer.

UWAGA: Nasze obecne zestawy zamienne będą również pasować do oryginalnych systemów poduszek S.O.F.T. (jasny chrom). Aby jednak zapewnić prawidłowe dopasowanie, do tych systemów należy zakupić nowe pokrowce zapinane na zamek błyskawiczny.

Poduszki Plush					
					
	480 mm PLUSH	350 mm PLUSH	250 mm PLUSH	200 mm PLUSH	150 mm PLUSH
Pianka	PF1900	PF1400	PF1000	PF800	PF605
Pokrowiec	PC1900L	PC1400L	PC1000L	PC800L	PC605L


Poduszki Plush	
	
Standardowy	Wąski
Pianka	PF8088
Pokrowiec	PC8088L

Poduszki Plush						
						
	480 mm DUAL PLUSH	350 mm DUAL PLUSH	300 mm Wąski PLUSH	Duża "C" PLUSH	Średnia "C" PLUSH	Mała "C" PLUSH
Pianka	PF1900	PF1400	PF1205	PF4010	PF3010	PF2010
Pokrowiec	PC1900L	PC1400L	PC1205L	PC4010L	PC3010L	PC2010L



Poduszki Plush					
					
	Duża	Średnia	Mała	Noworodek	CUDDLES INFANT
Pianka	PF400	PF300	PF200	INFTF200	INFTF200
Pokrowiec	PC400L	PC300L	PC200L	INFTC200-L	INFTC200F

INFORMACJE TECHNICZNE | Zamienne pianki i pokrowce




Pojedyncze poduszki podpotyliczne

				
	SS10	SS8	SS4	SS3
Pianka	PFSS10	PFSS8	PFSS4	PFSS3
Pokrowiec	PCSS10L	PCSS8L	PCSS4L	PCSS3L

Poduszki dla dorosłych S.O.F.T.

				
	S.O.F.T. 5	S.O.F.T. 1	S.O.F.T. 2	S.O.F.T. 8
Pianka	PF5	PF1	PF2	PF8
Pokrowiec	PC5L	PC1L	PC2L	PC8L

Poduszki pediatryczne S.O.F.T.

				
	S.O.F.T. 3	S.O.F.T. 6	S.O.F.T. 4	S.O.F.T. 7
Pianka	PF3	PF6	PF4	PF7
Pokrowiec	PC3L	PC6L	PC4L	PC7L

Producent:

Sunrise Medical (US) LLC

2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727, USA

Upoważniony przedstawiciel:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD, Germany

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.sunrise-medical.pl

