

PURE VRIJHEID

QS5X



Ultra-lichtgewicht
rolstoelen



Quickie QS5 X
vast voorframe

Quickie QS5 X
Wegzwenkbaar voorframe



5 GOEDE REDENEN OM DE QS5 X[®] UIT TE PROBEREN

1 MOEITeloos OP- & UITVouwen - BESPAAR MEER DAN 40% KRACHT* - De QS5 X is moeiteloos op te vouwen door het unieke vouwmechanisme "FREEFOLD". Er is maar liefst 40%* minder kracht nodig dan bij vergelijkbare rolstoelen. Door het optionele en gepatenteerde Quickie Locking System vergendelt de QS5 X automatisch en blijft deze stevig opgevouwen. Dat is handig!

2 OPTILLEN IS EEN FLUITJE VAN EEN CENT - Met een zeer laag transportgewicht van 7,3 kg voor het vaste voorframe en 7,5 kg voor het wegzwenkbare voorframe is de QS5 X de lichtste in zijn klasse*. Hierdoor gaat het in- en uit een auto tillen van deze boxframe rolstoel een stuk gemakkelijker.

3 EFFICIËNT VOORTBEWEGEN MET MINDER ENERGIE - De QS5 X is niet alleen de lichtste in zijn klasse* maar heeft ook een uitstekende frame stijfheid dankzij gepatenteerde productieprocessen en technologieën die kenmerkend zijn voor de hoogwaardige producten van Sunrise Medical, zoals speciaal warmtebehandeld aluminium uit de 7000-serie en ovale buizen. Hierdoor biedt de QS5 X sublieme rijeigenschappen en reageert hij snel en direct bij minimale inspanning. Zo houd je energie over voor andere dingen.

4 STIJLVOL MAAR ROBUUST - De QS5 X is voorzien van een ovaal 4-armig kruisframe, rubberen framebeschermers (Touch Points) op krasgevoelige plekken en de voorvorkverbindingen zijn in het frame geïntegreerd. Dit maakt de QS5 X betrouwbaar en kun je met een goed gevoel de deur uit gaan. De strakke, moderne lijnen geven de QS5 X een stijlvolle en verfijnde uitstraling.

5 AAN INDIVIDUELE BEHOEFTE AAN TE PASSEN - Twee frameversies, een balhoofdinstelling in 3 richtingen en een ruim assortiment aan opties en accessoires zorgen ervoor dat de QS5 X aangepast kan worden aan de individuele behoeften, ook als deze in de loop der tijd wijzigen.



Scan de QR code -
Algemene video van de QS5 X

* Bewezen door interne benchmarktests (kwalitatieve vergelijkingen met prestaties van concurrerende rolstoelen).

VOUWPRESTATIES

MOEITeloos OP- & UITVOUWEN - BESPAAR MEER DAN 40% KRACHT*

GEMAKKELIJK OP TE VOUWEN & BLIJFT OPGEVOUWEN - De QS5 X is moeiteloos op te vouwen door het unieke vouwmechanisme "FREEFOLD". Er is maar liefst 40%* minder kracht nodig dan bij vergelijkbare rolstoelen. Zittend vanuit een andere stoel is het eenvoudig zelfstandig uit te voeren. Verder blijven de wielen tijdens het opvouwen verticaal, de camber ongewijzigd en de rolstoel stevig op de grond staan - een groot voordeel wanneer je de rolstoel vaak opvouwt en meeneemt in de auto.



Scan de QR code -
Video van op- & uitvouwen van de QS5 X



Het optionele en gepatenteerde **Quickie Locking System** vergrendelt de rolstoel automatisch en blijft deze stevig opgevouwen. Met een simpele "klik" kan je rolstoel nu compact opgevouwen blijven, zonder dat je hem vast hoeft te houden tijdens het optillen of opbergen! Dat is handig!

* Bewezen door interne benchmarktests (kwalitatieve vergelijkingen met prestaties van concurrerende rolstoelen).



De **OVALE BUIZEN** (dezelfde technologie van de Quickie Nitrum en Quickie Xenon²) zoals die gebruikt worden in het 4-armige kruisframe van de QS5 X, bieden verschillende voordelen ten opzichte van conventionele ronde buizen, namelijk:

- Uitstekende frame stijfheid en zeer sterk
- Licht in gewicht
- Minder energieverlies
- Moeiteloos opvouwbaar

Deze functies verbeteren de rijervaring, verminderen de belasting op het lichaam en bieden extra gemak. Dat is wat je verwacht van je lichtgewicht rolstoel!







Strakke en moderne lijnen

De QS5 X heeft een minimalistisch ontwerp met geïntegreerde voorvorkverbindingen voor de voorwielen. Daarnaast zijn er maar weinig zichtbare schroeven of gaten. Dit geeft jouw QS5 X een stijlvol en verfijnd uiterlijk.



**Scan de QR code -
Video van het rijden van
de QS5 X**

LICHTGEWICHT

DE QS5 X - EFFICIËNT RIJDEN EN EENVOUDIG OPTILLEN

LICHTGEWICHT - Een zeer laag transportgewicht van 7,3 kg voor het vaste voorframe en 7,5 kg voor het wegzwenkbare voorframe! De QS5 X als lichtste opvouwbare rolstoel in zijn klasse* is niet alleen heel makkelijk op te tillen en te vervoeren maar het kost ook minder inspanning om de rolstoel voort te bewegen. Zo houd je energie over voor andere leuke dingen! Het **materiaal en het ontwerp** maken het verschil - sterk hoeft niet altijd zwaar te betekenen. Het frame van de QS5 X is gemaakt van hoogwaardig **aluminium** uit de **7000 serie** met een goede balans tussen sterkte en gewicht.

UITSTEKENDE FRAMESTIJFHEID - Aluminium 7000 serie in combinatie met een warmtebehandeling zorgen ervoor dat het frame dunner, lichter en 2,5 keer zo sterk is. Het resultaat is een rolstoel die verrassend gemakkelijk op te tillen is en die **minimale inspanning omzet in maximale beweging**.



Scan de QR code -
Video van in de auto
leggen van de QS5 X



Gemakkelijk op te tillen en in de auto te laden -
zowel voor jezelf als voor zorgverleners.

* Bewezen door interne benchmarktests (kwalitatieve vergelijkingen met prestaties van concurrerende rolstoelen).



SLIMME OPTIES

COMFORT & FUNCTIONALITEIT

ERGONOMISCHE TOUCH POINTS

De QS5 X is voorzien van rubberen framebeschermers op krasgevoelige plekken. Het vaste voorframe kan voorzien worden van touchpoints die maximaal grip bieden tijdens transfers en het optillen van de rolstoelen. Ze verminderen de belasting op je polsen tijdens deze handelingen. Daarnaast beschermen ze het voorframe ook nog eens tegen beschadigingen. Zo houd je je rolstoel langer als nieuw!

TWEE FRAMEVERSIES

Er zijn twee frameversies beschikbaar, namelijk vast - en wegzwenkbaar voorframe. De framelengte is geschikt voor bijna alle zitdieptes waardoor de QS5 X zo compact mogelijk blijft. Dat is erg gemakkelijk in smalle ruimtes of gangen.

ALTIJD RECHT RIJDEN

Het balhoofdsysteem is in hoek (zowel voor-, achter- als zijwaarts) en in hoogte in te stellen. Het voorkomt zwevende voorwielen en het scheef trekken van de rolstoel. Dus je hebt altijd contact met de grond en een goede controle over je rolstoel. Het voorframe is geschikt voor het koppelen van (elektrische) hulpaandrijvingen.

NIEUW ALUMINIUM VOETENPLANK

De nieuwe, opklapbare aluminium voetenplank is **lichter van gewicht** en nog **beter instelbaar**.



KNIEHEVELREMMEN

De kniehevelremmen vereisen **minder kracht** om te bedienen dan standaardremmen en bieden tegelijkertijd een **sterke vergrendeling**. Ideaal wanneer er sprake is van verminderde handkracht.



HELDERE GEÏNTEGREERDE LED-VERLICHTING

In veel situaties is het handig om verlichting op je rolstoel te hebben: bijvoorbeeld wanneer je 's nachts naar de wc moet en je niet de hele woning wilt verlichten, of wanneer je 's avonds onderweg bent en je de weg voor je goed wilt zien. De LED-verlichting van de QS5 X is een geweldige oplossing! Ze zijn discreet **geïntegreerd** in het ontwerp van de QS5 X en de **verwijderbare batterij** kan voor het opladen eenvoudig losgekoppeld worden. Veiligheid voorop!



TRAPDOP

De gepatenteerde trapdop klapt omhoog als deze een stoeprand of trede raakt en voorkomt daarmee dat de rolstoel blijft haken of kantelt. Wel zo veilig!





Perfect te combineren met een aankoppelbike of een (elektrische) rolstoelaandrijving

Het voorframe is versterkt om de hoge belasting vanuit een aankoppelbike of (elektrische) rolstoelaandrijving op het frame te weerstaan en stabiel en comfortabel rijgedrag te waarborgen.



Scan de QR code en leer meer over de QS5 X

OPTIES

LAAT ZIEN WIE JIJ BENT - KIES UIT EEN SCALA AAN OPTIES EN INSTELMOGELIJKHEDEN

Het ruime aanbod aan opties en accessoires en ook instelmogelijkheden maken het gemakkelijk om de QS5X aan jouw persoonlijke behoeften en wensen aan te passen. En veranderen deze in de toekomst? Geen probleem, je rolstoel is ook achteraf eenvoudig aan te passen zodat het voor jou de perfecte rolstoel blijft.

Specifieke zitvereisten of -wensen? De QS5 X kan ook eenvoudig gecombineerd worden met verschillende **JAY® zitkussens en rugleuningen**.



Scan de QR code -
Optie en accessoire
brochure



Scan de QR code -
Jay brochure

Kies uit 24 levendige framekleuren en diverse kleuren voor de voorvorken, voorwielen en velgen. Welke kleur vind jij mooi?





FRAME VERSIES

WEGZWENKBAAR EN VAST VOORFRAME - 1 CONCEPT, 2 FRAMES

De QS5 X is verkrijgbaar in twee verschillende frameversies - vast en wegzwenkbaar voorframe.

De **vaste voorframe** versie is lichter omdat de voetsteunen aan het frame vastzitten. Daardoor is de rolstoel stabiel en wordt door een hoge constructiestijfheid jouw energie zeer efficiënt gebruikt. Deze frameversie kan vooral gunstig zijn voor mensen met een hogere positioneringsbehoefte omdat het helpt de benen in een ideale positie te houden en voor mensen die op zoek zijn naar betere rijeigenschappen.

Het **wegzwenkbare voorframe** heeft voetsteunen die naar opzij weggeklapt kunnen worden om meer ruimte te creëren voor een transfer. Wanneer de voetsteunen verwijderd worden, kun je de rolstoel nog dichter bij een object, bijvoorbeeld een stoel of bed, plaatsen. Het verwijderen van de voetsteunen is ook handig bij transport, omdat de rolstoel dan nog compacter is.



OPTIES

CREËER JOUW QS5 X

De QS5 X heeft vele opties en configuratiemogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Wil je weten hoe jouw ideale versie eruit ziet? Scan de QR code en bouw je eigen QS5 X in de **3D Visualizer**. Hoe gaaf is dat!



Scan de QR code -
Visualizer

Bekijk onze **Optie & accessoire** brochure voor een zeer gedetailleerd overzicht van ALLE beschikbare opties.



Scan de QR code -
Optie & accessoire
brochure

Wil je iets unieks? Ons **Built-4-Me** team kan je helpen bij het realiseren van jouw wensen in een aangepaste QS5 X. Vraag je dealer om meer informatie.

built4me



ONZE MODELLEN

KIM



Kim kreeg de diagnose spinale musculaire atrofie (SMA) toen ze twee jaar oud was en zit nu al 20 jaar in een rolstoel. Desondanks is ze een gepassioneerd reiziger en verkent ze de hele wereld op vier wielen. Haar reisblog, Wheeliewanderlust, geeft een inkijkje in haar spannende reiservaringen en biedt nuttige tips voor mensen die graag met hun rolstoel erop uit gaan.

<https://wheeliewanderlust.de/barrierefrei-durch-den-freizeitpark-efdeling/>

<https://wheeliewanderlust.de/category/reiseziele/belgien/>

TAREK



Het leven van Tarek draait altijd om fietsen - vanaf zijn kindertijd tot aan nu. Hij was professioneel freestyle BMX- en mountainbiker tot hij in 2002 een ongeluk kreeg en een dwarslaesie opliep. Ondanks zijn dwarslaesie bleef Tarek actief in de fietswereld. Hij richtte zijn eigen bedrijf Rasolution op en bleef betrokken bij de ontwikkeling van de fietswereld. In 2022 werd Tarek opgenomen in de Mountain Bike Hall of Fame.

<https://rasolution.com/team/tarek-rasouli/>

JOSH



Josh, een USMC (United States Marine Corps) veteraan, liep in 2009 tijdens zijn dienst in Afghanistan een cervicale ruggenmergletsel op. Josh kreeg een Purple Heart onderscheiding nadat hij verlamd raakte na een IED explosie (Improvised Explosive Device). Om zijn onafhankelijkheid te behouden wilde hij leren autorijden en met behulp van majoor Tammy Phipps is dat gelukt. Uiteindelijk richtten ze samen de Driver Rehabilitation Center of Excellence LLC op om ook andere lotgenoten rijrevalidatietraining aan te bieden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES	QS5 X
Max. gebruikersgewicht	140 kg
Zitbreedte	340 - 540 mm (in 20 mm stappen)
Zitdiepte	340 - 500 mm
Zithoogte voor	360 - 540 mm
Zithoogte achter	350 - 520 mm
Rughoogte	250 - 500 mm
Rughoek	vanaf -15° tot +15°
Totale breedte	ZB +180/240/270 mm bij 0°, 2°, 4° camber en 25" wielen
Totale lengte	vanaf 1113 mm (gemeten van achterkant achterwielen tot voorkant voetplaat)
Totale hoogte	vanaf 1020 mm
Frame versies	wegzwenkbaar voorframe of vast voorframe
Framehoek	wegzwenkbaar voorframe: 70° / 80° / 90°, vast voorframe: 75° / 85°
Voorwiel	4", 5", 6", 7"
Achterwiel	22", 24", 25", 26"
Totaalgewicht rolstoel (vanaf)	wegzwenkbaar voorframe: vanaf 10,1 kg, vast voorframe: vanaf 9,9 kg
Transportgewicht	wegzwenkbaar voorframe: vanaf 7,5 kg, vast voorframe: vanaf 7,3 kg
Framekleuren	24 kleuren
Crahstest	Ja, indien uitgerust met transporthulpset (goedgekeurd volgens ISO 7176-19)



EDUCATION
IN MOTION



built4me



www.SunriseMedical.nl

www.SunriseMedical.be