

# spex<sup>®</sup>

BY  JAY<sup>®</sup>

より良い人生をかたちにする




アクシアル  
バイアングュラー  
ラテラルサポート  
処方 & オーダーガイド



[SPEXSEATING.COM](https://SPEXSEATING.COM)

# アクシアル バイアンギュラー ラテラルサポート

アクシアル・バイアンギュラー・ラテラルサポートは、脊柱の側弯や前額面上の複雑な非対称性の見られる方に、高いレベルの体幹保持と圧分散を提供します。ラテラルパッドに組み込まれたピボットヒンジにより、ラテラルパッド自体の角度を設定できます。さまざまな体形や変形の凹面と凸面の両方に合わせてラテラルパッドを最適な角度に調整し、複雑な姿勢保持も可能にします。バイアンギュラー・ラテラルサポートは、アクシアル・テクノロジーと快適に支持を提供するフォームパッドによって、非対称な身体形状に対する最適なフィッティングが保証され、最大限の支持面が優れた圧分散と最高の快適性を提供します。



## パッドオプション



標準パッド (厚さ30mm、フォーム12mm)



除圧パッド (厚さ45mm、フォーム24mm)

## カバーオプション



標準



コンフィー

## 臨床 - CLINICAL

以下のようなニーズのある方のためにデザインされています:


- 側弯や他の体幹非対称性によって側屈が助長されている
- 側弯の凹側と凸側の両方において、優れた接触面積と最大限の圧力配分が必要
- 体幹の非対称性を正中線に向かって段階的に修正していくことが必要

## 機能 - FUNCTIONAL

- ラテラル・トランクサポートパッド内のピボットリンク・システム(特許取得済み)によりパッド自体の角度調節が可能です。段階的なポジショニングと快適性にはこれが不可欠です。
- この優れたラテラル・トランクサポートとアクシアル・テクノロジーにより、パッドを実質的にどこにでも配置することができます。
- フォームパッドには表面の柔らかい除圧フォームの層が接触面積を最大限にして、優れた除圧と高い快適性を提供します。パッドは標準と除圧の2タイプから選択できます。除圧パッドには追加フォームの層が含まれています。
- ライトグレー(灰色)の除圧フォームがユーザーの体に接触する面です。柔らかくて快適なフォーム(サンメイト)が使用されています。
- 除圧フォーム裏側のダークグレーのフォームは30kgEVAフォーム(独立気泡)です。ブラケット(取付金具)が取り付けられていて支持を提供します。
- ブラケットにスイングアウェイ(開閉)機能があるので、ラテラルサポートは移乗動作の妨げになりません。

## カバースタイル

| パッドサイズ | パッドスタイル | 標準            | コンフィー         | パッド高 (mm) | パッド長 (mm) | 角度範囲         |
|--------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 4      | 標準      | 1266-3044-400 | 1266-3044-800 | 165       | 175       | 水平から<br>±90° |
|        | 除圧      | 1266-3044-410 | 1266-3044-810 |           |           |              |
| 6      | 標準      | 1266-3046-400 | 1266-3046-800 | 215       | 195       |              |
|        | 除圧      | 1266-3046-410 | 1266-3046-810 |           |           |              |
| 8      | 標準      | 1266-3048-400 | 1266-3048-800 | 265       | 195       |              |
|        | 除圧      | 1266-3048-410 | 1266-3048-810 |           |           |              |




アクシアル・バイアンギュラー・ブラケット

1255-2501-100

# アクシアル バイアンギュラー ラテラルサポート

## 1. ハードウェアを選択 (ラテラルはペア(1組)ではなく、ひとつずつ仕様を決定して処方してください)



1266-2501-100

## 2. バイアンギュラーパッドサイズを選択

アクシアルパッド

選択可能サイズ

- 4 (165mm x 175mm) -XX44-
- 6 (215mm x 195mm) -XX46-
- 8 (265mm x 195mm) -XX48-

選択


L R

L R

L R



## 3. パッドを選択



厚さ (30mm) フォーム12mm  
標準パッド  
-X00



厚さ (45mm) フォーム24mm  
除圧パッド  
-X10

## 4. カバーを選択



標準カバー  
-8XX



コンフィーカバー  
-4XX


## 5. カスタム化

| 選択  | 製品   | 画像 |
|---|--|----|
| <input type="radio"/>   | 1266-2411-100<br>左側バックポスト取付け<br>(車椅子のバックポストに直接取付ける)  |    |
| <input type="radio"/>   | 1266-2412-100<br>右側バックポスト取付け<br>(車椅子のバックポストに直接取付ける)  |    |
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | 1266-2550-100<br>補強プレート<br>(強い側方への傾き、体重100kg以上)      |    |
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | 1266-2520-100<br>ディープコントゥア・ブラケット<br>(奥行きを30mm延長)     |    |
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | 1266-2530-100<br>ディープコントゥア延長ブラケット<br>(奥行きを115mmまで延長) |    |

## 6. コードを作成

上記のラテラル体幹サポートコードを参照してください

1 2 6 6 - 3 0 - - - -





アクシアル・バイアングュラー・ラテラルサポート  
価格表

| コード             | サイズ                  | パッド | カバー   | 小売価格    |
|-----------------|----------------------|-----|-------|---------|
| 1266-3044-810   | 4                    | 除圧  | コンフィー | ¥32,000 |
| ★ 1266-3044-410 | 4                    | 除圧  | 標準    | ¥30,000 |
| 1266-3044-800   | 4                    | 標準  | コンフィー | ¥27,000 |
| 1266-3044-400   | 4                    | 標準  | 標準    | ¥22,000 |
| 1266-3046-810   | 6                    | 除圧  | コンフィー | ¥32,000 |
| ★ 1266-3046-410 | 6                    | 除圧  | 標準    | ¥30,000 |
| 1266-3046-800   | 6                    | 標準  | コンフィー | ¥27,000 |
| 1266-3046-400   | 6                    | 標準  | 標準    | ¥22,000 |
| 1266-3048-810   | 8                    | 除圧  | コンフィー | ¥32,000 |
| ★ 1266-3048-410 | 8                    | 除圧  | 標準    | ¥30,000 |
| 1266-3048-800   | 8                    | 標準  | コンフィー | ¥27,000 |
| 1266-3048-400   | 8                    | 標準  | 標準    | ¥22,000 |
| ★ 1266-2501-100 | アクシアル バイアングュラー ブラケット |     |       | ¥51,000 |

★ = 完成用部品認定製品



サンライズメディカル ジャパン 株式会社  
Sunrise Medical Japan Co.,Ltd.

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

電話: 0480-31-6480

注文関連: [order@sunrisemedical.jp](mailto:order@sunrisemedical.jp)

問い合わせ: [info@sunrisemedical.jp](mailto:info@sunrisemedical.jp)

WEB: <http://sunrisemedical-japan.jp/>

2023年4月 v.1