



Q700® M/F

with
SEDEO® PRO ADVANCED™
セデオ プロ アドバンスド

NEW
CTRL+5
音声操作機能
搭載!



2026年1月V.1

ORDER FORM オーダーフォーム

代理店情報 Billing Address Or Customer-ID	顧客情報
会社名:	氏名:
住所〒	住所:
住所	身長:
E-Mail:	障がい:
電話:	障がいレベル:


注文情報 Order Information	ユーザー体重 User Weight
<input type="checkbox"/> 注文 <input type="checkbox"/> 見積り <input type="checkbox"/> Built-4-Me® (FRS)	User Weight Capacity 耐荷重: 160 kg
PO No#:	User Weight 体重: kg

Art. No.: Q700 M SEDDEO PRO ADV. : 2310070M-000,
Q700 F: SEDEO PRO ADV. 2310070F-000 Reimbursement Code: xxx
受注日: 年 月 日

ベース価格 ¥3,400,000

使用者寸法 Client Measurements

a) Top Of Head To Seat 座面から頭の上	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘	mm
f) Shoulder Width 肩幅	mm
g) Trunk Width 胸の幅	mm
i) Hip Width 腰幅	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	mm
m) Foot Length 足の大きさ	mm
n) Lower Leg Length 下腿長	mm
o) Actual Seat Width シート幅	mm



Seating Specifications 製品仕様

DAHL Approved For Q700 M and Q700 F [Max. 136kg User Weight] DAHLドッキングステーション対応 耐荷重136kg		Seat Type シートタイプ	SEDEO PRO ADVANCED セデオ プロ アドバンスド
Typical WC Weight 車いす重量(目安)	WO Batteries バッテリーなし117 kg	Seat Size Range シートサイズ範囲	Width 幅 380 - 560 mm, Depth 奥行 400 - 560 mm
	W Batteries バッテリーあり 160 kg	STFH 座面高 範囲	430 mm - 480 mm
電動シーティング	50° CG ティルト、電動リクライニング 180 mm 機械的せん断防止機能付き、300 mm シート昇降		

MWD Base Specifications 中輪駆動ベース仕様 ※DAHLドッキングステーション対応 耐荷重136kg

耐荷重	160 kg	Drive Wheels 駆動輪	14" Drive Wheels (ブラック)
ベースサイズ	Width Min. 最小幅 622 mm	Tires / Castors キャスター	6" 前輪 / 6" 後輪 (ブラック)
ドライブコントロール	R-Net PM 90A/120A (拡張可能)	Charger 充電器	8 A デュアルモード
走行距離	Up To 最大 40 km	Battery Size バッテリー	60 または 80 Ah バッテリー
Drive Motors ドライブモーター	4-ポール 6 km/h ※スポーツ専用オプション 8, 10, 12.5 km/h	Colour Accents カラー	7 Colour Accents カラーアクセント 7色
最低地上高	90 mm	Frame Colour フレーム色	Black ブラック

FWD Base Specifications 前輪駆動ベース仕様 ※DAHLドッキングステーション対応 耐荷重136kg

耐荷重	160 kg	Drive Wheels 駆動輪	14" Drive Wheels (ブラック)
ベースサイズ	Width Min. 最小幅 640 mm	Tires / Castors キャスター	9" 後輪 (ブラック)
ドライブコントロール	R-Net PM 90A/120A (拡張可能)	Charger 充電器	8 A デュアルモード
走行距離	Up To 最大 40 km	Battery Size バッテリー	60 または 80 Ah バッテリー
Drive Motors ドライブモーター	4-ポール 6 km/h ※スポーツ専用オプション 8, 10, 12.5 km/h	Colour Accents カラー	7 Colour Accents カラーアクセント 7色
最低地上高	60 mm	Frame Colour フレーム色	Black ブラック

For Optimum Comfort & Driving Experience Of Your FWD Powerchair, Recommended Seat Depth Relationship To User Weight Is: 75 kg User Weight: SD40 - SD 44 cm; 90 kg User Weight: SD46 - SD50 cm; 160 kg User Weight: SD50 - SD56 cm. 前輪駆動の最適な走行体験と快適性に推奨されるシート奥行とユーザーの体重との関係は以下です: 体重75 kg: シート奥行40 ~ 44 cm、体重90 kg: シート奥行46 ~ 50 cm、体重160 kg: シート奥行50 ~ 56 cm

Where Wheelchair Configuration Allows, A Recommended Backrest Angle Of 95° And A Seat Tilt Of 5° Will Further Improve The Driving Experience. 車いすの仕様組み合わせが許す限り、背もたれ角度95°とティルト角度5°は走行体験をさらに向上させるために推奨されます。

Base ベース		価格
Q700 Drive Bases Q700 ドライブベース		
<input type="checkbox"/>	QEP00009 Q700 M (MWD Base Chair) Q700 M 中輪駆動ベース	¥3,400,000
<input type="checkbox"/>	QEP00017 Q700 F (FWD Base Chair) Q700 F 前輪駆動ベース	¥3,400,000
Motor Packages モーターパッケージ ※8, 10, 12.5km/h は、スポーツ専用オプション		
<input type="checkbox"/>	QEP180009 4-Pole Motor, 6 kph(8 kph Motor w/Reduced Speed) 4-ポール6 km/hモーター (8 km/h モーター 減速仕様) Motors optimised only for use with QEP110003 Power Module, R-Net, 90A QEP110003 電動モジュール、R-Net、90Aとの使用にのみ最適化されたモーター	-
<input type="checkbox"/>	QEP180010 4-Pole Motor, 8 kph / 5 mph 4-ポール8 km/hモーター Motors optimised only for use with QEP110003 Power Module, R-Net, 90A QEP110003パワーモジュール、R-Net、90Aとの使用にのみ最適化されたモーター	¥42,000
<input type="checkbox"/>	QEP180007 4-Pole Motor, 10 kph / 6.5 mph 4-ポール10 km/hモーター If FWD Selected: Highly Recommended With Traction Control System Motors optimised only for use with QEP110004 Power Module, R-Net, 120A 前輪駆動選択時: QEP110004 電動モジュール、R-Net、120Aとの使用にのみ最適化されたトラクション・コントロール・システム付きモーターの使用を強く推奨	¥53,000
<input type="checkbox"/>	QEP180008 4-Pole Motor, 12.5 kph / 8 mph 4-ポール12.5 km/hモーター If FWD Selected: Only In Combination With Traction Control System, Motors optimised only for use with QEP110004 Power Module, R-Net, 120A 前輪駆動選択時: QEP110004 電動モジュール、R-Net、120Aとの使用にのみ最適化されたトラクション・コントロール・システム付きモーターの組み合わせのみ使用	¥88,000
Tracking トラッキング		
<input type="checkbox"/>	QEP110009 Traction Control System For R-Net (GYRO Technology) トラクションコントロールシステム(R-Net用)(GYROテクノロジー)	¥74,000
<input type="checkbox"/>	QEP110014 Omit Traction Control System For R-Net トラクションコントロールシステム(R-Net用)を搭載しない	-
Drive Wheels ドライブホイール 駆動輪 		
<input type="checkbox"/>	QEP070032 Drive Wheel, 14", Pneumatic, V-Type, Black 14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, V-タイプ (ブラック)	-
<input type="checkbox"/>	QEP070031 Drive Wheel, 14", Solid, V-Type, Black 14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, V-タイプ (ブラック)	¥21,000
<input type="checkbox"/>	QEP070034 Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobby, Black 14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, ノビー (ブラック)	¥37,000
<input type="checkbox"/>	QEP070033 Drive Wheel, 14", Solid, Knobby, Black 14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, ノビー (ブラック)	¥37,000
Castor Wheels キャスターホイール 		
MWD Base 中輪駆動ベース		
<input type="checkbox"/>	QEP080206 Castor Wheel, 6", Solid, Black 6"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)	-
FWD Base 前輪駆動ベース		
<input type="checkbox"/>	QEP080210 Castor Wheel, 9", Solid, Black 9"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)	-
<input type="checkbox"/>	QEP080211 Castor Wheel, 9", Pneumatic, Black 9"キャスターホイール 空気入りタイヤ (ブラック)	-
Mudguards (FWD) マッドガード(泥除け)(前輪駆動のみ) 		
<input type="checkbox"/>	QEP010007 Mudguard, Drive Wheel 泥除け, ドライブホイール駆動輪用	-
<input type="checkbox"/>	QEP010008 Mudguard, Castor Wheel, 9" 泥除け, 9"キャスターホイール用	-
Shroud Colours Q700 M シュラウド カラー Q700M		
<input type="checkbox"/>	QEP100577 Black (RAL 9005) ブラック Black Natural Non-Painted finish ブラック・ナチュラル 塗装なし仕上げ	-
Colour Accents カラーアクセント		
<input type="checkbox"/>	QEP140005 Apple Green (RAL 110 70 77) アップルグリーン	-
<input type="checkbox"/>	QEP140004 Black (RAL 9005) ブラック	-
<input type="checkbox"/>	QEP140003 Blue (RAL 260 40 45) ブルー	-
<input type="checkbox"/>	QEP140006 Orange (RAL 060 60 80) オレンジ	-
<input type="checkbox"/>	QEP140002 Red (RAL 040 40 67) レッド	-
<input type="checkbox"/>	QEP140007 Silver (RAL 9006) シルバー	-
<input type="checkbox"/>	QEP140001 White (RAL 9010) ホワイト	-
LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器 		
<input type="checkbox"/>	QEP110201 LED Light And Indicator LEDライト及び方向指示器 QEP110031 Lighting Module, R-Net LM Required, Approved for Road Use QEP110031 R-Net ライトモジュール LM必須、公道使用承認済み	-
<input type="checkbox"/>	QEP110202 LED Fender Light LEDフェンダーライト QEP110031 Lighting Module, R-Net LM Required, Fender Light - Not Road Approved and Without Indicators QEP110031 R-Net ライトモジュールLM必須、フェンダーライトは公道使用未承認、方向指示器なし	-
<input type="checkbox"/>	QEP110209 Omit Light And Indicator LEDライト及び方向指示器なし	-
Seat Heights Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Heights		
座面高 シートパン前方から床面までを測定。シートから床までの高さを確認するには、見積もりをご依頼ください。		
<input type="checkbox"/>	SH43 430 mm Only W/QEP160001 60 Ah, Gel, Maintenance Free QEP160001 60 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリーのみ	-
<input type="checkbox"/>	SH445 445 mm Only W/QEP160001 60 Ah, Gel, Maintenance Free QEP160001 60 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリーのみ	-
<input type="checkbox"/>	SH46 460 mm	-
<input type="checkbox"/>	SH47 470 mm	-
<input type="checkbox"/>	SH48 480 mm	-

Batteries & Chargers バッテリー&充電器			
Battery バッテリー			
<input type="checkbox"/>	QEP160001	Battery, 60 Ah, Gel, Maintenance-Free 60 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー	-
<input type="checkbox"/>	QEP160005	Battery, 80 Ah, Gel, Maintenance-Free 80 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー	¥32,000
<input type="checkbox"/>	QEP160009	Omit Batteries バッテリーなし	-
Chargers 充電器			
<input type="checkbox"/>	PF2410	Charger, Automatic, 100 - 120 V / 8 A 自動	-
<input type="checkbox"/>	QEP160109	Omit Charger 充電器なし	-
Powered Seating 電動シーティング			
Power Setting Options 電動シーティング・オプション			
<input type="checkbox"/>	QEP130006	Seat Elevator (300 mm) / Tilt Module (Tilt 0° - 50°), Powered 電動リフト (300 mm) / 電動ティルト (Tilt 0°~50°)	¥465,000
<input type="checkbox"/>	QEP130014	Anterior Tilt Module 30°, Posterior Tilt 50°, Seat Elevator (300mm), Powered 電動前傾ティルトモジュール30°, 電動後傾ティルト50°, 電動シート昇降 (300mm)	-
C-Me Function シーミー昇降リフト			
<input type="checkbox"/>	QEP110034	C-Me Function, Enabled シーミー昇降リフト, デフォルト時オン設定 4.5 kph Max. Speed When Elevated, Max. Recline 120° When Lifted 昇降時 最高速度4.5km、最大リクライニング120°	-
<input type="checkbox"/>	QEP110035	C-Me Function, Disabled シーミー昇降リフト, デフォルト時オフ設定 1.5 kph Max. Speed When Elevated, Max. Recline 175° When Lifted, Seat Depth Related 昇降時 最高速度1.5km、最大リクライニング175°、シート奥行に關係する	-
Backrest Frame Type バックレスト・フレーム・タイプ			
<input type="checkbox"/>	QEP030047	Backrest, Powered Recline, 90° - 175° With 180 mm Mechanical Anti-Shear バックレスト、電動リクライニング、90° ~ 175°、180 mm 機械的せん断防止機能付き	-
Back Cushion Type バック・クッション・タイプ			
SEDEO PRO (See Section A) セデオプロ (セクションA参照)			
<input type="checkbox"/>	QEP030104	SEDEO PRO, Back Cushion セデオプロ バッククッション	-
Interfaces インターフェース (取付金具)			
<input type="checkbox"/>	QEP030107	SEDEO PRO, Interface Only For Back Cushion, Flexible セデオプロ, バッククッション用インターフェースのみ, フレキシブル	¥10,000
<input type="checkbox"/>	QEP030055	JAY J3, Interface Only JAYJ3用インターフェースのみ ※J3バックのご注文は、Jayオーダーフォーム参照	¥21,000
<input type="checkbox"/>	QEP030209	Omit Back Cushion バッククッションなし	-
A - SEDEO PRO Back Size セデオプロ バック サイズ			
Back Cushion Width バッククッション幅			
<input type="checkbox"/>	BW38	380 mm, For Effective Back Width 380 mm 380 mm, 有効なバック幅 = 380 mm	-
<input type="checkbox"/>	BW42	420 mm, For Effective Back Width 380 - 420 mm 420 mm, 有効なバック幅 = 380 - 420 mm	-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm, For Effective Back Width 420 - 460 mm 460 mm, 有効なバック幅 = 420 - 460 mm	-
<input type="checkbox"/>	BW50	500 mm, For Effective Back Width 460 - 500 mm 500 mm, 有効なバック幅 = 460 - 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	BW54	540 mm, For Effective Back Width 500 - 540 mm 540 mm, 有効なバック幅 = 500 - 540 mm	-
<input type="checkbox"/>	BW56	560 mm, For Effective Back Width 520 - 560 mm 560 mm, 有効なバック幅 = 520 - 560 mm	-
Back Cushion Height バッククッション高			
<input type="checkbox"/>	BH44	440 mm, For Effective Back Height 510 - 570 mm 440 mm, 有効なバック高さは 510 - 570 mm	-
<input type="checkbox"/>	BH50	500 mm, For Effective Back Height 570 - 630 mm 500 mm, 有効なバック高さは 570 - 630 mm	-
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm, For Effective Back Height 630 - 700 mm 560 mm, 有効なバック高さは 630 - 700 mm	-
Installed Back Height (From Seat Pan to Top of Back) 取付バック高さ(シートパンから背もたれ上部まで)			
<input type="checkbox"/>	BIH51	510 mm (440 mm Back Cushion Height) 510 mm (440 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH54	540 mm (440 mm Back Cushion Height) 540 mm (440 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH57	570 mm (440 mm Back Cushion Height) 570 mm (440 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH57_1	570 mm (500 mm Back Cushion Height) 570 mm (500 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH60	600 mm (500 mm Back Cushion Height) 600 mm (500 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH63	630 mm (500 mm Back Cushion Height) 630 mm (500 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH63_1	630 mm (560 mm Back Cushion Height) 630 mm (560 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH66	660 mm (560 mm Back Cushion Height) 660 mm (560 mm バッククッション高)	-
<input type="checkbox"/>	BIH70	700 mm (560 mm Back Cushion Height) 700 mm (560 mm バッククッション高)	-
A - SEDEO PRO Back Cushion セデオプロ バック クッション			
<input type="checkbox"/>	QEP030116	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Deep Contour, Active, Adjustable Straps セデオプロ バッククッション フレキシブル ディープ コントゥア アクティブ 調整式ストラップ	-
<input type="checkbox"/>	QEP030117	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Extra Deep Contour, Active, Adjustable Straps セデオプロ バッククッション フレキシブル エクストラ ディープ コントゥア アクティブ 調整式ストラップ	¥78,000
A - SEDEO PRO Back Cushion Cover セデオプロ バック クッション カバー			
<input type="checkbox"/>	QEP030108	Back Cushion Cover, Comfort バッククッションカバー, コンフォート	-

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Headrest Pad ヘッドレストパッド(※長さ x 高さ)			
<input type="checkbox"/>	QEP030430 SEDEO, Headrest Pad, Small, (LxH) 240 x 150 mm セデオ, ヘッドレストパッド, スモール (長さx高さ) 240x150 mm Only Use With SEDEO Headrest Mount セデオヘッドレストマウントのみ		-
<input type="checkbox"/>	QEP030431 SEDEO, Headrest Pad, Small, With Cover, (LxH) 240 x 150 mm セデオ, ヘッドレストパッド, スモール, カバー付き (長さx高さ) 240x150 mm Only Use With SEDEO Headrest Mount セデオヘッドレストマウントのみ		¥40,000
<input type="checkbox"/>	QEP030432 SEDEO, Headrest Pad, Flexible, (LxH) 400 x 110 mm セデオ, ヘッドレストパッド, フレキシブル (長さx高さ) 400x110 mm Only Use With SEDEO Headrest Mount セデオヘッドレストマウントのみ		¥64,000
<input type="checkbox"/>	WHT030401 Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 203 x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 8" (幅100mm) パッド Only Use With Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレストマウントのみ		¥62,000
<input type="checkbox"/>	WHT030402 Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 10" (幅250mm) パッド Only Use With Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレストマウントのみ		¥65,000
<input type="checkbox"/>	WHT030403 Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 356 x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 14" (幅360mm) パッド Only Use With Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレストマウントのみ		¥66,000
<input type="checkbox"/>	WHT030404 Whitmyer, Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Small, (LxH) 355 x 76 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 A ブラッシュ スモール Only Use With Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレストマウントのみ		¥83,000
<input type="checkbox"/>	WHT030406 Whitmyer, Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Large, (LxH) 460 mm x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 A ブラッシュ ラージ Only Use With Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレストマウントのみ		¥88,000
Headrest Mount ヘッドレストマウント			
Choose A Whitmyer Headrest Mount And Headrest Receiver In Case You Would Like To Add A Head Control In The Special Control Section 特殊コントロールのセクションで、ヘッドコントロールを選択したい方は、Whitmyerヘッドレストマウントとヘッドレストレシーバーを選択してください。			
<input type="checkbox"/>	QEP030433 SEDEO, Headrest Mount SEDEOヘッドレストマウント		-
<input type="checkbox"/>	QEP030434 SEDEO, Headrest Mount, With Quick Release SEDEOヘッドレストマウント, クイックリリース		¥21,000
<input type="checkbox"/>	WHT030407 Whitmyer, Headrest Mount, LINX Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス		¥71,000
<input type="checkbox"/>	WHT030408 Whitmyer, Headrest Mount, LINX ² Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス²		¥74,000
<input type="checkbox"/>	WHT030409 Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アクシス		¥36,000
<input type="checkbox"/>	WHT030410 Whitmyer, Headrest Mount, AXYS, Offset Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アクシス, オフセット		¥36,000
<input type="checkbox"/>	WHT030411 Whitmyer, Headrest Mount, COBRA XTRA Flip Back Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, コブラ, フリップバック		¥81,000
Headrest Receiver ヘッドレストレシーバー			
<input type="checkbox"/>	QEP030120 Headrest Receiver, Backrest Frame Mount ヘッドレストレシーバー, バックレストフレームマウント		-
Push Handles プッシュハンドル			
<input type="checkbox"/>	QEP030202 Push Handles, Fixed プッシュハンドル 固定式		¥24,000
<input type="checkbox"/>	QEP030200 Omit Push Handles プッシュハンドル なし		-
Seat Rail シートレール			
<input type="checkbox"/>	QEP020085 Seat Rail, Short, For Seat Depth 400 - 560 mm シートレール, ショート, シート長 400 - 520 mm 用		-
<input type="checkbox"/>	QEP020069 Seat Rail, Long, For Seat Depth 460 - 560 mm シートレール, ロング, シート長 460 - 560 mm 用 Seat Depth 460 mm - Seat Depth 520 mm Not Available With Seat Width 380 mm - Seat Width 460 mm シート奥行460mm~520mmの場合、シート幅380mm~360mmの選択不可		-
Seat Cushion Type シートクッションタイプ			
SEDEO (See Section D) セデオ(セクションD 参照)			
<input type="checkbox"/>	QEP020027 SEDEO, Seat Cushion セデオ シートクッション Omit (Select Seat Width And Depth in Section D) なし(シート幅&奥行 セクション D 参照)		-
<input type="checkbox"/>	QEP020110 Omit Seat Cushion シートクッションなし		-
D - SEDEO Seat Size セデオ シート サイズ			
Seat Cushion Width シートクッション幅			
<input type="checkbox"/>	SW38 380 mm, For Effective Seat Width 380 mm 380 mm, 有効なバック幅= 380 mm		-
<input type="checkbox"/>	SW42 420 mm, For Effective Seat Width 380 - 420 mm 420 mm, 有効なバック幅= 380 - 420 mm		-
<input type="checkbox"/>	SW46 460 mm, For Effective Seat Width 420 - 460 mm 460 mm, 有効なバック幅= 420 - 460 mm		-
<input type="checkbox"/>	SW50 500 mm, For Effective Seat Width 460 - 500 mm 500 mm, 有効なバック幅= 460 - 500 mm		-
<input type="checkbox"/>	SW54 540 mm, For Effective Seat Width 500 - 540 mm 540 mm, 有効なバック幅= 500 - 540 mm		-
<input type="checkbox"/>	SW56 560 mm, For Effective Seat Width 520 - 560 mm 560 mm, 有効なバック幅= 520 - 560 mm		-

Seat Cushion Depth シートクッション奥行き

<input type="checkbox"/>	SD40	400 mm, Comes With Cushion Size 460 mm 400 mm, クッションサイズ = 460 mm If MWD Selected: The Max. Recline is 160° If FWD Selected: The Max. Recline is 150° 中輪駆動選択時:最大リクライニング 160°、前輪駆動選択時:最大リクライニング 150°	-
<input type="checkbox"/>	SD42	420 mm, Comes With Cushion Size 460 mm 420 mm, クッションサイズ = 460 mm If MWD Selected: The Max. Recline is 160° If FWD Selected: The Max. Recline is 150° 中輪駆動選択時:最大リクライニング 160°、前輪駆動選択時:最大リクライニング 150°	-
<input type="checkbox"/>	SD44	440 mm, Comes With Cushion Size 460 mm 440 mm, クッションサイズ = 460 mm If MWD Selected: The Max. Recline is 170° If FWD Selected: The Max. Recline is 150° 中輪駆動選択時:最大リクライニング 170°、前輪駆動選択時:最大リクライニング 150°	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, Comes With Cushion Size 500 mm 460 mm, クッションサイズ = 500 mm If Filler Module Selected: The Max. Recline is 170° フィラーモジュール選択時:最大リクライニング 170° If FWD & Lift/Tilt Module Selected: The Max. Recline is 150° 前輪駆動&電動リフト/ティルトモジュール選択時:最大リクライニング150°	-
<input type="checkbox"/>	SD48	480 mm, Comes With Cushion Size 500 mm 480 mm, クッションサイズ = 500 mm If Filler Module Selected: The Max. Recline is 170° フィラーモジュール選択時:最大リクライニング 170° If FWD & Lift/Tilt Module Selected: The Max. Recline is 150° 前輪駆動&電動リフト/ティルトモジュール選択時:最大リクライニング150°	-
<input type="checkbox"/>	SD50	500 mm, Comes With Cushion Size 500 mm 500 mm, クッションサイズ = 500 mm If Filler Module Selected: The Max. Recline is 170° フィラーモジュール選択時:最大リクライニング 170° If FWD & Lift/Tilt Module Selected: The Max. Recline is 150° 前輪駆動&電動リフト/ティルトモジュール選択時:最大リクライニング150°	-
<input type="checkbox"/>	SD52	520 mm, Comes With Cushion Size 560 mm 520 mm, クッションサイズ = 560 mm If Filler Module Selected: The Max. Recline is 170° フィラーモジュール選択時:最大リクライニング 170°	-
<input type="checkbox"/>	SD54	540 mm, Comes With Cushion Size 560 mm 540 mm, クッションサイズ = 560 mm If Filler Module Selected: The Max. Recline is 170° フィラーモジュール選択時:最大リクライニング 170°	-
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm, Comes With Cushion Size 560 mm 560 mm, クッションサイズ = 560 mm If Filler Module Selected: The Max. Recline is 170° フィラーモジュール選択時:最大リクライニング 170°	-

D- SEDEO Seat Cushions SEDEO シートクッション

<input type="checkbox"/>	QEP020073	SEDEO, Seat Cushion, Profiled, Height 70 mm SEDEO, シートクッション, ローコントゥア, 高さ 70 mm	-
<input type="checkbox"/>	QEP020076	Seat Cushion, Support Memory, Height 90 mm SEDEO, シートクッション, 低反発サポート, 高さ 90 mm	¥72,000

D - SEDEO Seat Cushion Cover SEDEO シートクッションカバー

<input type="checkbox"/>	QEP020518	Seat Cushion Cover, Incontinence Protection シートクッションカバー, 失禁保護対応	-
<input type="checkbox"/>	QEP020080	Seat Cushion Cover, Comfort シートクッションカバー, コンフォート	¥12,000

D/E - SEDEO Seat Boards SEDEO シートボード/パン

<input type="checkbox"/>	QEP020082	SEDEO, Seat Board, Flat, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear SEDEO, シートボード, フラット, 奥行調整, クッションガイド後方	¥15,000
<input type="checkbox"/>	QEP020083	SEDEO, Seat Pan, 50 mm, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear SEDEO, シートパン, 50 mm, 奥行調整, クッションガイド後方	¥24,000
<input type="checkbox"/>	QEP020084	SEDEO, Seat Pan, 75 mm, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear SEDEO, シートパン, 75 mm, 奥行調整, クッションガイド後方	¥23,000

Knee & Thigh Supports 膝&大腿サポート

<input type="checkbox"/>	QEP020342	Knee Support, Lateral, 120x120mm, SA, Right 膝サポート, ラテラル, 120 x 120 mm, スイングアウェイ, 右	¥37,000
<input type="checkbox"/>	QEP020341	Knee Support, Lateral, 120x 120mm, SA, Left 膝サポート, ラテラル, 120 x 120 mm, スイングアウェイ, 左	¥37,000
<input type="checkbox"/>	QEP020113	Thigh Support, Lateral, Small, 120x120mm, Removable, R 大腿サポート, ラテラル, スモール, 120 x 120 mm, 着脱式, 右	¥29,000
<input type="checkbox"/>	QEP020114	ThighSupport, Lateral, Small, 120x120mm, Removable, L 大腿サポート, ラテラル, スモール, 120 x 120 mm, 着脱式, 左	¥29,000
<input type="checkbox"/>	QEP020121	Thigh Support, Lateral, Large, 180x120mm, Removable, R 大腿サポート, ラテラル, ラージ, 180 x 120 mm, 着脱式, 右 Not Available With QEP040036 Side Guard QEP040036 サイドガードと併用不可	¥34,000
<input type="checkbox"/>	QEP020122	Thigh Support, Lateral, Large, 180x120mm, Removable, L 大腿サポート, ラテラル, ラージ, 180 x 120 mm, 着脱式, 左 Not Available With QEP040036 Side Guard QEP040036 サイドガードと併用不可	¥34,000

Armrest Type アームレストタイプ

<input type="checkbox"/>	QEP040070	Armrest, Reclining, Multi-Adjustable, Flip Back アームレスト, リクライニング, 多調整, フリップバック	-
--------------------------	-----------	--	---

Arm Pads アームパッド

<input type="checkbox"/>	QEP040023	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Right フォーム・アームパッド, 300 mm長, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP040024	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Left フォーム・アームパッド, 300 mm長, 左	-
<input type="checkbox"/>	QEP040025	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Right フォーム・アームパッド, 400 mm長, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP040026	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Left フォーム・アームパッド, 400 mm長, 左	-
<input type="checkbox"/>	QEP040029	Omit Arm Pad, Right アームパッドなし, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP040030	Omit Arm Pad, Left アームパッドなし, 左	-

Comfort Arm Pads コンフォート・アームパッド

<input type="checkbox"/>	QEP040204	Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Right コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 右	¥13,000
<input type="checkbox"/>	QEP040203	Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Left コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 左	¥13,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Hemiplegia Arm Pads ヘミ・アームパッド

<input type="checkbox"/>	QEP040031 Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Right ヘミ・フォーム・アームパッド, 右 Not With QEP110052 Joystick Mount, Right, QEP090040 Tray Table, Swing Away, QEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QEP090110 Rear View Mirror, Right; not with QEP110362 Hand Control Mounting Location Right; not with QEP110119/QEP110123 OMNI2 Module Mount Right QEP110052 ジョイスティック取付位置, 右, QEP090040 トレイテーブル, 幅調節式, スイングアウェイ, QEP090046 トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイ, QEP090110 バックミラー 右; QEP110362 ハンドコントロール取付位置, 右; QEP110119/QEP110123 OMNI2 モジュール取付, 右 と併用不可	¥32,000
<input type="checkbox"/>	QEP040032 Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Left ヘミ・フォーム・アームパッド, 左 Not With QEP110053 Joystick Mount, Right, QEP090040 Tray Table, Swing Away, QEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QEP090118 Rear View Mirror, Left; not with QEP110361 Hand Control Mounting Location Left; not with QEP110120/QEP110124 OMNI2 Module Mount Left QEP110053 ジョイスティック取付位置, 左, QEP090040 トレイテーブル, 幅調節式, スイングアウェイ, QEP090046 トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイ, QEP090118 バックミラー 左; QEP110361 ハンドコントロール取付位置, 左; QEP110120/QEP110124 OMNI2 モジュール取付, 左 と併用不可	¥32,000

Side Guard Pads For Armrests アームレスト用サイドガードパッド

Side Guard Pads For Armrest, Reclining, Multi-Adjustable, Flip Back
アームレスト用サイドガードパッド多調整フリップバック

<input type="checkbox"/>	QEP040036 Side Guard, Mounted On Seat Rail Bracket サイドガード シートレール ブラケットに取付	¥53,000
--------------------------	--	---------

Power Centre Mount Legrest 電動センターマウントレッグレスト

<input type="checkbox"/>	QEP050076 Centre Mount Legrest, Powered, 90° - 180°, 175 mm Extension 電動センターマウント・レッグレスト, 90° - 180°, 175 mm 延長	-
<input type="checkbox"/>	QEP050071 Centre Mount Legrest, Powered, 90° - 180°, 175 mm Extension, Footplate To Floor 電動センターマウント・レッグレスト, 90° - 180°, 175 mm 延長, フットプレートは床まで Footplates フットプレート	¥320,000
<input type="checkbox"/>	QEP050072 Footplate, Dual, Height- And Angle-Adjustable, 260 x 150 mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, 260mm長 x150mm	-
<input type="checkbox"/>	QEP050073 Footplate, Dual, Height- And Angle-Adjustable, Large, 310 x 170 mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, ラージ, 310長 x170mm	¥24,000
<input type="checkbox"/>	QEP050074 Knee Fixation Pad, Intergral Foam, Adjustable ニー(膝)フレキシブル パッド, フォーム, 調整式 Shortest distance calf support to knee fixation + 40 mm adjustment; Select in combination with Anterior Tilt Module QEP130013 カーフサポートからニーフレクションまでの最短長さは +40mm 調整: 前傾ティルトモジュールQEP130013と組み合わせて選択	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP050139 Knee Fixation Pad, Soft Foam, Small, Adjustable ニー(膝)フレキシブル パッド, ソフトフォーム, スモール, 調整式 Shortest distance calf support to knee fixation + 40 mm adjustment; Select in combination with Anterior Tilt Module QEP130013 カーフサポートからニーフレクションまでの最短長さは +40mm 調整: 前傾ティルトモジュールQEP130013と組み合わせて選択 Pad Options パッド オプション	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP050092 Calf Pad, Integral Foam, Pair カーフ(ふくらはぎ)パッド フォーム 1組	¥22,700

Positioning Supports & Accessories ポジショニング・サポート及びアクセサリ

<input type="checkbox"/>	QEP090047 Positioning Belt, Aircraft Buckle, 50 x 1300 mm ポジショニング ベルト, 航空機バックル	-
<input type="checkbox"/>	QEP090048 Positioning Belt, Aircraft Buckle, Padded, 50 x 1300 mm ポジショニング ベルト, 航空機バックル, パッド付き	¥34,000
<input type="checkbox"/>	QEP090052 Chest Strap, 2-Point, Padded 胸ベルト 2点止め パッド付き	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP090053 Additional Chest Strap, 2-Point, Padded 追加用 胸ベルト 2点止め パッド付き	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP090110 Rear View Mirror, Right バックミラー 右	¥15,000
<input type="checkbox"/>	QEP090118 Rear View Mirror, Left バックミラー 左	¥15,000
<input type="checkbox"/>	QEP090122 Transfer Bar トランスファー バー Not Available With Knee Support 膝サポートと併用不可	¥21,000
<input type="checkbox"/>	QEP090600 Black Utility Backpack (Requires Push Handles) バックパック ブラック (プッシュハンドル必要)	¥17,000
<input type="checkbox"/>	QEP090172 Ram Mount Phone Ram マウント 携帯電話用	¥42,000
<input type="checkbox"/>	QEP090173 Ram Mount Tablet Ram マウント タブレット用	¥62,000
<input type="checkbox"/>	QEP090174 Ram Mount Cup Holder Ram マウント カップホルダー	¥38,000
<input type="checkbox"/>	QEP090175 Reflectors (Backrest shroud mounted) 反射パネル(バックレスト シュラウドに取付) Tray Table (Mounted Opposite Joystick) トレイテーブル(ジョイスティックの反対側に取付)	¥3,000
<input type="checkbox"/>	QEP090040 Tray Table, Width-Adjustable, Swing Away トレイテーブル, 幅調節式, スイングアウェイ	¥43,000
<input type="checkbox"/>	QEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイ	¥61,000
Tray Table Accessories トレイテーブル・アクセサリ		
<input type="checkbox"/>	QEP090125 Partial Padding For Tray Table トレイテーブルの部分的にパッド Not available with QEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away QEP090046 トレイテーブル ハーフサイド スイングアウェイと併用不可	¥17,000
<input type="checkbox"/>	QEP090126 Raised Edges, Acrylic For Tray Table トレイテーブル用縁付きアクリル Not available with QEP090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away QEP090046 トレイテーブル ハーフサイド スイングアウェイと併用不可	¥33,000

Joystick / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス		
Remote Joystick - R-Net R-Netリモート・ジョイスティック		
<input type="checkbox"/>	QEP110017 Remote Joystick, R-Net, Colour LCD R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD	-
<input type="checkbox"/>	QEP110018 Remote Joystick, R-Net, Colour LCD, Heavy Duty R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性	¥126,000
<input type="checkbox"/>	QEP110013 Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き	¥153,000
<input type="checkbox"/>	QEP110023 Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き	¥208,000
<input type="checkbox"/>	QEP110019 Omit Remote Joystick, R-Net R-Netリモート・ジョイスティックなし	-
Joystick Mounting ジョイスティック取付		
<input type="checkbox"/>	QEP110050 Joystick Mounting, Fixed ジョイスティック取付, 固定	-
<input type="checkbox"/>	QEP110056 Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated ジョイスティック取付, 水平, スイングアウェイ, マルチポジション	-
Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置		
<input type="checkbox"/>	QEP110052 Joystick Mounting Location, Right ジョイスティック取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP110053 Joystick Mounting Location, Left ジョイスティック取付位置, 左	-
Display Language Selection ディスプレイ言語		
<input checked="" type="checkbox"/>	QEP119001 English 英語	-
Joystick Knobs (Optional) ジョイスティック・ノブ(持ち手) (オプション)		
<input type="checkbox"/>	QEP090505 Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm ジョイスティックノブ, ゴルフボール Ø 42 mm	¥8,000
<input type="checkbox"/>	QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm 幅	¥21,000
<input type="checkbox"/>	QEP090507 Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm ジョイスティックノブ, ソフトボール, Ø 70 mm	¥8,000
<input type="checkbox"/>	QEP090508 Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm ジョイスティックノブ, ボール, Ø 35 mm	¥8,000
<input type="checkbox"/>	QEP090045 Joystick Knob, Allround, Ball, Ø 48 mm ジョイスティックノブ, オールラウンドボール Ø 48 mm	¥8,000
<input type="checkbox"/>	QEP090509 Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm ジョイスティックノブ, チンカップ, Ø 37 mm	¥8,000
<input type="checkbox"/>	QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm	¥8,000
<input type="checkbox"/>	QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm	¥8,000
Electronic Programmers - R-Net R-Netエレクトロニック・プログラマー		
<input type="checkbox"/>	QEP090066 Mobility Programmer With Dongle, R-Net R-Netエレクトロニック・プログラマー, ドングル付き	¥90,000
<input type="checkbox"/>	QEP090176 Wireless Programmer - WI-FI Dongle ワイヤレス プログラマー WI-FI ドングル	¥197,000
Power Module - R-Net R-Netパワーモジュール		
<input type="checkbox"/>	QEP110003 Power Module, R-Net, 90 A R-Netパワーモジュール 90 A	-
<input type="checkbox"/>	QEP110004 Power Module, R-Net, 120 A R-Netパワーモジュール 120 A	¥95,000
Seating / Lighting Module Control - R-Net R-Netシーティング/ライト・モジュール・コントロール		
<input type="checkbox"/>	QEP110031 Lighting Module, R-Net R-Net ライト モジュール	-
<input type="checkbox"/>	QEP110033 Actuator Control Module CxSM, R-Net R-Net アクチュエーター コントロール モジュール CxSM	-
Attendant Control 介助者用コントロール		
<input type="checkbox"/>	QEP110021 Attendant Control, Dual 介助者用コントロール, デュアル	¥87,000
<input type="checkbox"/>	QEP110020 Joystick Mounted As Attendant Control 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 Choose Also Remote Joystick リモートジョイスティックも選択してください。 Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置	¥31,000
<input type="checkbox"/>	QEP110025 Attendant Mounting Location, Right 介助者用コントロール取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP110026 Attendant Mounting Location, Left 介助者用コントロール取付位置, 左	-
Table Top Controls テーブルトップ・コントロール		
<input type="checkbox"/>	QEP110143 Table Top Control, LCD, Centre Tray Mounted テーブルトップ・コントロール, LCD, センタートレイマウント Tray Table Mounting Location テーブルトップ・コントロール取付位置	¥251,000
<input type="checkbox"/>	QEP110080 Tray Table Mounting Location, Left テーブルトップ・コントロール取付位置, 左	-
<input type="checkbox"/>	QEP110081 Tray Table Mounting Location, Right テーブルトップ・コントロール取付位置, 右	-
Memory Seating and Pressure Relief Alert メモリーシーティング & 除圧リマインダー		
Biometric Repositioning, includes Memory Seating for 6 positions, Stand UP, Pressure Relief Relax, Lie Down Supine, Transfer (Anterior Tilt), Memory Seated (Lifted), Seated. 生体認証機能付き再ポジショニングは、以下の6ポジションのメモリーシーティングを含みます。スタンディング、リラックス(除圧)、ライダウン仰向け、移乗(前傾ティルト)、メモリーシート(リフト)、座位		
<input type="checkbox"/>	QEP190001 Biometric Repositioning (Includes Memory Seating) 生体認証機能付き再ポジショニング(メモリーシーティング含む)	-
Pressure Relief Alert and Recording (PRAR) - Programmable reminder to assist users to use their Pressure Relief Memory Seat Position, recommended in combination with CTRL+5 Option QEP110179. Without The CTRL+5 The Programming Of PRAR Feature Is Only Available With The PC Programmer (Not Via Joystick) 除圧リマインダー(注意喚起)と記録(PRAR)-プログラム可能なリマインダーで、利用者が 除圧メモリーシーティングポジションを使用するのをサポートします。CTRL+5オプションQEP110179との併用を推奨。CTRL+5を使用しない場合、PRAR機能のプログラミングはPCプログラマーでのみ可能です。(ジョイスティックからは不可)		
<input type="checkbox"/>	QEP190004 PRAR Enabled (Factory Set To Relax Axis, Duration 1 Minute) 除圧リマインダー(注意喚起)と記録(PRAR)オン設定(工場出荷時:リラックスに設定、持続時間1分間)	-

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp
8 / 13 ページ

#1 Ctrl+5 Switch Box Options #1 Ctrl+5 スイッチボックス・オプション		
<input type="checkbox"/>	QEP110043 #1 Ctrl+5 Switch Box With Free Assignable Functions #1 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き <small>NEW!</small> Voice activation functionality included. 音声操作機能を搭載	¥229,000
#1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置		
<input type="checkbox"/>	QEP110180 #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Behind Joystick #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック後ろ If Combined With Attendant Control, Ctr/+5 Will Be Mounted To The Armrest 介助者用コントロールと使用する場合は、Ctr/+5はアームレストに取付られます。	-
<input type="checkbox"/>	QEP110181 #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Opposite Joystick #1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティックの反対側 If Combined With Attendant Control, Ctr/+5 Will Be Mounted To The Armrest Not Available With Tray Table QEP090040 / QEP090046 / QEP110143 介助者用コントロールと使用する場合はCtr/+5はアームレストに取付られません。QEP090040 / QEP090046 / QEP110143 トレイテーブルと併用不可	-
#1 Ctrl+5 Switch Type #1 Ctrl+5 スイッチタイプ		
<input type="checkbox"/>	QEP110175 #1 Ctrl+5 Switch Type With Push Buttons #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・プッシュボタン <small>NEW!</small> Voice activation functionality included. 音声操作機能を搭載	-
<input type="checkbox"/>	QEP110176 #1 Ctrl+5 Switch Type With Toggle Switches #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・トグルスイッチ <small>NEW!</small> Voice activation functionality included. 音声操作機能を搭載	-
Special Controls 特殊コントロール		
OMNI2 Input Control Module - R-Net R-Net OMNI2 インプット・コントロール・モジュール Choose OMNI2 Mount And Input Device in Sections Below And Choose Switches in Section F. 下のセクションでOMNI2取付とインプットデバイスを選択し、セクションFでスイッチを選択してください。		
<input type="checkbox"/>	QEP110116 OMNI2 Input Control Module, R-Net, Bluetooth, Infrared R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール, Bluetooth, 赤外線機能付 Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker 赤外線リモートフルVGAディスプレイ、Bluetooth付きセパレートインプットボックス、USB充電器、スピーカー	¥387,000
<input type="checkbox"/>	QEP110117 OMNI2 Input Control Module, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Infrared R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール スキャンモード, Bluetooth, 赤外線機能付 Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker 赤外線リモートフルVGAディスプレイ、Bluetooth付きセパレートインプットボックス、USB充電器、スピーカー	¥498,000
<input type="checkbox"/>	QEP110118 OMNI2 Input Control Module, R-Net, Scanning Mode, Traction Control System (GYRO Technology), Bluetooth, Infrared R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール スキャンモード, トラクションコントロール(ジャイロテクノロジー)Bluetooth, 赤外線機能付 Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker 赤外線リモートフルVGAディスプレイ、Bluetooth付きセパレートインプットボックス、USB充電器、スピーカー	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110008 Programming Service Not Discountable プログラミング サービス ※ 割引対象外	¥91,000
OMNI2 Module Mount OMNI2モジュール取付 Choose OMNI2 Mount And Input Device in Sections Below And Choose Switches in Section F. If Used With Standard Joystick Selection, It Must Be Mounted Opposite Side. 下のセクションでOMNI2取付とインプットデバイスを選択し、セクションFでスイッチを選択します。通常のジョイスティックと併用する場合は、反対側に取付なければなりません。		
<input type="checkbox"/>	QEP110119 OMNI2 Module, Fixed Mount, Right OMNI2モジュール取付, 固定, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP110120 OMNI2 Module, Fixed Mount, Left OMNI2モジュール取付, 固定, 左	-
<input type="checkbox"/>	QEP110123 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Right OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 右	¥41,000
<input type="checkbox"/>	QEP110124 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Left OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 左	¥41,000

Hand Control ハンドコントロール If Combined With Attendant Control, Ctrl+5 Will Be Mounted To The Armrest
 介助者用コントロールと使用する場合は、Ctrl+5はアームレストに取付られます。

Proportional Input Devices プロポーショナル・インプット・デバイス

<input type="checkbox"/>	QEP110301 Hand Control, Switch-It MicroGuide ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド	¥547,000
<input type="checkbox"/>	QEP110304 Hand Control, Switch-It VersaGuide ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド	¥463,000
<input type="checkbox"/>	QEP110305 Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not With QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80x15mm, QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82mm Wide QEP090512ジョイスティックノブ、スティック、80x15mm、QEP090511ジョイスティックノブ、マッシュルーム、Ø 45mm、QEP090506ジョイスティックノブ、Tバー、幅82mmと併用不可	¥495,000
<input type="checkbox"/>	QEP110306 Hand Control, Allround Joystick ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	¥677,000
<input type="checkbox"/>	QEP110307 Hand Control, Allround Joystick Light ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Only Use With Default Joystick Knob Or Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm デフォルトのジョイスティックノブまたはジョイスティックノブ、オールラウンドボール Ø 48 mmとのみ使用可能	¥721,000
<input type="checkbox"/>	QEP110308 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック 高耐久性	¥938,000
<input type="checkbox"/>	QEP110309 Hand Control, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス付 OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥678,000
<input type="checkbox"/>	QEP110310 Hand Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティックライト R-Net バス付 OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥721,000
<input type="checkbox"/>	QEP110311 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty, R-Net Bus Enabled ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・高耐久性, R-Netバス付 OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥938,000

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology)

プロポーショナル インプット デバイス、価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。

Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F.

下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

<input type="checkbox"/>	QEP110044 Hand Control, Switch-It MicroGuide ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110047 Hand Control, Switch-It VersaGuide ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110048 Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not With QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80x15mm, QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82mm Wide QEP090512ジョイスティックノブ、スティック、80x15mm、QEP090511ジョイスティックノブ、マッシュルーム、Ø 45mm、QEP090506ジョイスティックノブ、Tバー、幅82mmと併用不可	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110049 Hand Control, Allround Joystick ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110059 Hand Control, Allround Joystick Light ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Only Use With Default Joystick Knob Or Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm デフォルトのジョイスティックノブまたはジョイスティックノブ、オールラウンドボール Ø 48 mmとのみ使用可能	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110060 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック 高耐久性	お問い合わせください

Hand Control Mounting Platforms ハンドコントロール取付プラットフォーム

<input type="checkbox"/>	QEP110342 Hand Control Mounting, Link-It To The Space Disk, Hand Tray Only For Micro Series Joystick ハンドコントロール取付, Link-Itでスペースディスク ハンドトレイに取付 マイクロ シリーズ ジョイスティックのみ可	¥63,000
--------------------------	---	---------

Hand Control Mounting ハンドコントロール取付

<input type="checkbox"/>	QEP110350 Hand Control Mounting, Link-It To The Armrest, Fixed ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・固定 Not W/Control 5-Switch Box Behind Joystick QEP110180 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック後ろと併用不可	-
<input type="checkbox"/>	QEP110353 Hand Control Mounting, Link-It To The Armrest, Swing Away ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・スイングアウェイ Not With Control 5-Switch Box Behind Joystick QEP110180 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック後ろと併用不可	-

Hand Control Mounting Location ハンドコントロール取付位置

<input type="checkbox"/>	QEP110362 Hand Control Mounting Location, Right ハンドコントロール取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP110361 Hand Control Mounting Location, Left ハンドコントロール取付位置, 左	-

Head Control ヘッドコントロール For Switch Selection See Section F. Choose A Whitmyer Headrest Mount On Previous Pages
 ヘッドコントロール スイッチの選択はセクションF参照。前頁でWhitmyerヘッドレスト取付を選択。

Proportional Input Devices プロポーショナル・インプット・デバイス

<input type="checkbox"/>	QEP110370 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーショナル ヘッドアレイ, フェイシャルパッド	¥1,221,000
<input type="checkbox"/>	QEP110371 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional Head Array, Spot Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーショナル ヘッドアレイ, スポットパッド	¥1,221,000
<input type="checkbox"/>	QEP110208 Head Control, Switch-It Vigo Head Drive Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403 ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 ヘッドレストパッド WHT030402またはWHT030403との組み合わせのみ可	¥765,000

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F. **プロポーショナル インプット デバイス、価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。** 下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

<input type="checkbox"/>	QEP110061 Head Control, Switch-It Dual Pro, Proportional Head Array, Facial Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, プロポーショナル ヘッドアレイ, フェイシャルパッド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110062 Head Control, Switch-It Dual Pro, Proportional Head Array, Spot Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, プロポーショナルヘッドアレイ, スポットパッド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110210 Head Control, Switch-It Vigo Head Drive Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403 ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 ヘッドレストパッド WHT030402またはWHT030403との組み合わせのみ可	お問い合わせください

Chin Control チン・コントロール



Proportional Input Devices **プロポーショナル・インプット・デバイス**

<input type="checkbox"/>	QEP110470 Chin Control, Switch-It MicroGuide チンコントロール Switch-It マイクロガイド	¥547,000
<input type="checkbox"/>	QEP110472 Chin Control, Switch-It VersaGuide チンコントロール, Switch-It バーサガイド	¥463,000
<input type="checkbox"/>	QEP110473 Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ チンコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not With QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide QEP090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QEP090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QEP090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	¥495,000
<input type="checkbox"/>	QEP110474 Chin Control, Allround Joystick チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	¥678,000
<input type="checkbox"/>	QEP110475 Chin Control, Allround Joystick Light チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Not With QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide QEP090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QEP090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QEP090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	¥721,000
<input type="checkbox"/>	QEP110476 Chin Control, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net パス OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥678,000
<input type="checkbox"/>	QEP110477 Chin Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト, R-Net パス OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module; Not With QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm, QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide デフォルトのジョイスティックノブまたはジョイスティックノブ、オールラウンドポールØ 48 mmとのみ使用可能。OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須。QEP090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QEP090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QEP090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	¥721,000

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology)

プロポーショナル インプット デバイス、価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。

Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F.

下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

<input type="checkbox"/>	QEP110070 Chin Control, Switch-It MicroGuide チンコントロール Switch-It マイクロガイド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110072 Chin Control, Switch-It VersaGuide チンコントロール, Switch-It バーサガイド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110073 Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ チンコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not With QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide QEP090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QEP090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QEP090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110074 Chin Control, Allround Joystick チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QEP110075 Chin Control, Allround Joystick Light チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Not With QEP090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QEP090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QEP090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide QEP090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QEP090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QEP090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	お問い合わせください

Chin Control Mounting チンコントロール取付



<input type="checkbox"/>	QEP110480 Chin Control Mounting, Link-It To Chin Harness, Small チンコントロール取付, Link-Itでチンハーネスに取付, スモール If You Need Switches Mounted On The Harness, You Can Only Use Allround Joystick ハーネスにスイッチを取付ける必要がある場合は、オールラウンド ジョイスティックのみ可	¥149,000
<input type="checkbox"/>	QEP110481 Chin Control Mounting, Link-It To Chin Harness, Large チンコントロール取付, Link-Itでチンハーネスに取付, ラージ If You Need Switches Mounted On The Harness, You Can Only Use Allround Joystick ハーネスにスイッチを取付ける必要がある場合は、オールラウンド ジョイスティックのみ可	¥149,000
<input type="checkbox"/>	QEP110483 Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, Right チンコントロール取付, Link-Itで手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	¥149,000
<input type="checkbox"/>	QEP110484 Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, Left チンコントロール取付, Link-Itで手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	¥149,000
<input type="checkbox"/>	QEP110485 Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Right チンコントロール取付, Link-Itで電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	¥462,000
<input type="checkbox"/>	QEP110486 Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Left チンコントロール取付, Link-Itで電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	¥462,000
<input type="checkbox"/>	QEP110487 Chin Control Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Left チンコントロール取付, Link-Itでヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 左	¥149,000
<input type="checkbox"/>	QEP110488 Chin Control Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Right チンコントロール取付, Link-Itでヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 右 Link-It Extension Kit Link-It 延長キット	¥149,000
<input type="checkbox"/>	QEP110590 Link-It Extension Kit, Base Module, 100 mm Extension Tube, 5 Cable Clips Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 100 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	¥20,000
<input type="checkbox"/>	QEP110591 Link-It Extension Kit, Base Module, 150 mm Extension Tube, 5 Cable Clips Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 150 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	¥20,000

Sip 'N Puff シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ For Switch Selection See Section F セクション F でスイッチを選択

<input type="checkbox"/>	QEP110510 Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具で ヘッドレストにスイングアウェイ・マウント	¥212,000
--------------------------	--	----------

Sip 'N Puff, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology)

シップ&パフ、価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。 Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F.

下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

<input type="checkbox"/>	QEP110076 Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具で ヘッドレストにスイングアウェイ・マウント	お問い合わせください
--------------------------	--	------------

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

F - Switches F - スイッチ Select 1 Switch And Mounting Position Accordingly. For A Second Switch Please Use #2 Switch Selection Part. Single Function For Special Input Devices. If You Need Switches Mounted On The Harness, You Can Only Use Allround Joystick **1つ目のスイッチと取り付け位置を適宜選択。2つ目のスイッチには、#2スイッチ選択部分より選んでください。特殊インプットデバイス用は単一機能。ハーネスにスイッチを取付ける必要がある場合は、オールラウンド ジョイスティックのみ可。**



#1 Switch Selection #1 スイッチ 選択

<input type="checkbox"/>	QEP110611	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Black	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm - ブラック	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110612	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Red	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm - レッド	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110613	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Green	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm - グリーン	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110523	#1 Egg Switch - Black	#1 エッグスイッチ - ブラック	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110524	#1 MicroLite Switch - Black	#1 マイクロライト・スイッチ - ブラック	¥51,000
<input type="checkbox"/>	QEP110651	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Black	#1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブラック	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110654	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Blue	#1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブルー	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110653	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Green	#1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - グリーン	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110652	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Red	#1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - レッド	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110655	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow	#1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - イエロー	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110534	#1 Twister Switch - Black	#1 ツイスタースイッチ - ブラック	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110535	#1 Twister Switch - Green	#1 ツイスタースイッチ - グリーン	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110536	#1 Twister Switch - Red	#1 ツイスタースイッチ - レッド	¥36,000

#1 Switch Mounting #1 スイッチ 取付

<input type="checkbox"/>	QEP110560	#1 Switch Mounting, Link-It To The Hand Control	#1 スイッチ取付, Link-Itでハンドコントロールに取付 Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount 高耐久性オールラウンド ジョイスティックまたはスペースディスク取付と併用不可	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110566	#1 Switch Mounting, Link-It To The Armrest (Opposite Side As The Hand Control)	Armrest Rail Mount #1 スイッチ取付, Link-Itでアームレストに取付(ハンドコントロールと反対側) アームレストレール取付	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110561	#1 Switch Mounting, Link-It To The Headrest	#1 スイッチ取付, Link-Itでヘッドレストに取付	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110563	#1 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail	#1 スイッチ取付, Link-Itでシートレールに取付 Operated By Knee, If Two Switches Selected, One Mounted On The Right Side, One On The Left 膝で操作、スイッチを2つ選択した場合、1つは右側に、もう1つは左側に取付	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110565	#1 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom	スイッチ取付, Link-Itでチン・ブームに取付 No Left / Right Switch Selection Required 左右スイッチ選択不要	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110569	#1 Omit Switch Mounting	#1 スイッチ取付なし Switches Attached Loose スイッチは緩めに取付	-

#1 Switch Mounting Location #1 スイッチ 取付位置

<input type="checkbox"/>	QEP110572	#1 Switch Mounting Location, Right	#1 スイッチ取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP110571	#1 Switch Mounting Location, Left	#1 スイッチ取付位置, 左	-

#1 Satellite Switches #1 サテライト スイッチ Only for Allround Joystick, maximum 2 selectable
オールラウンドジョイスティック専用、最大2個まで選択可

<input type="checkbox"/>	QEP110537	#1 Satellite Switch - Black	#1 サテライト・スイッチ - ブラック	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110538	#1 Satellite Switch - Green	#1 サテライト・スイッチ - グリーン	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110539	#1 Satellite Switch - Red	#1 サテライト・スイッチ - レッド	¥36,000

#2 Switch Selection #2 スイッチ 選択

<input type="checkbox"/>	QEP110631	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Black	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm - ブラック	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110632	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Red	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm - レッド	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110633	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Green	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm - グリーン	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110088	#2 Egg Switch - Black	#2 エッグスイッチ - ブラック	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110089	#2 MicroLite Switch - Black	#2 マイクロライト・スイッチ - ブラック	¥51,000
<input type="checkbox"/>	QEP110671	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Black	#2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブラック	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110674	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Blue	#2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブルー	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110673	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Green	#2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - グリーン	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110672	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Red	#2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - レッド	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110675	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow	#2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - イエロー	¥28,000
<input type="checkbox"/>	QEP110095	#2 Twister Switch - Black	#2 ツイスタースイッチ - ブラック	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110096	#2 Twister Switch - Green	#2 ツイスタースイッチ - グリーン	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110097	#2 Twister Switch - Red	#2 ツイスタースイッチ - レッド	¥36,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

#2 Switch Mounting #2 スイッチ取付

<input type="checkbox"/>	QEP110098 #2 Switch Mounting, Link-It To The Hand Control #2 スイッチ取付, Link-Itでハンドコントロールに取付 Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount 高耐久性オールラウンド ジョイスティックまたはスペースディスク取付と併用不可	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110099 #2 Switch Mounting, Link-It To The Armrest (Opposite Site As The Hand Control) Armrest Rail Mount #2 スイッチ取付, Link-Itでアームレストに取付(ハンドコントロールと反対側) アームレストレール取付	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110100 #2 Switch Mounting, Link-It To The Headrest #2 スイッチ取付, Link-Itでヘッドレストに取付	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110104 #2 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail #2 スイッチ取付, Link-Itでシートレールに取付 Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount 膝、スイッチを2個選択した場合、左右の取付のみ	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110105 #2 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom #2 スイッチ取付, Link-Itでチン・ブームに取付 No Left / Right Switch Selection Required 左右スイッチ選択不要	¥54,000
<input type="checkbox"/>	QEP110106 #2 Omit Switch Mounting #2 スイッチ取付なし Switches Attached Loose スイッチは緩めに取付	-

#2 Switch Mounting Location #2 スイッチ取付位置

<input type="checkbox"/>	QEP110108 #2 Switch Mounting Location, Right #2 スイッチ取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QEP110107 #2 Switch Mounting Location, Left #2 スイッチ取付位置, 左	-

#2 Satellite Switches #2 サテライト スイッチ Only for Allround Joystick, maximum 2 selectable

オールラウンドジョイスティック専用、最大2個まで選択可

<input type="checkbox"/>	QEP110111 #2 Satellite Switch - Black #2 サテライト・スイッチ - ブラック	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110112 #2 Satellite Switch - Green #2 サテライト・スイッチ - グリーン	¥36,000
<input type="checkbox"/>	QEP110113 #2 Satellite Switch - Red #2 サテライト・スイッチ - レッド	¥36,000

Multi-Function Switches マルチ・ファンクション・スイッチ Used in combination with Assignable Button programming. 割り当てボタンプログラミングと併用する

<input type="checkbox"/>	QEP110550 Mini 2 Button (Stereo Plug) ミニ 2 ボタン (ステレオ・プラグ) Attached Loose, When Ordered. No Link-It Fixation Possible 注文時、緩めに取付。Link-It 固定不可	¥51,000
<input type="checkbox"/>	QEP110551 Mini 2 Button (Dual Mono Plug) ミニ 2 ボタン (デュアルモード・プラグ) Attached Loose, When Ordered. No Link-It Fixation Possible 注文時、緩めに取付。Link-It 固定不可	¥51,000
<input type="checkbox"/>	QEP110552 Mini 4 Button InLine (DB9 Connector) ミニ 4 ボタン InLine (DB9コネクター) Attached Loose, When Ordered. No Link-It Fixation Possible 注文時、緩めに取付。Link-It 固定不可	¥51,000
<input type="checkbox"/>	QEP110554 4-Way Toggle Switched Joystick 4方向・トグルスイッチ式ジョイスティック	¥72,000

Accessories アクセサリー

<input type="checkbox"/>	QEP110580 Mono Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) モノラル延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	¥7,000
<input type="checkbox"/>	QEP110581 Stereo Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) ステレオ延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	¥7,000
<input type="checkbox"/>	QEP110582 Extension Cable DB9 (1 m) DB9延長ケーブル (1 m)	¥9,000
<input type="checkbox"/>	QEP110583 Y-Cable, 2 Female Mono To 1 Male Stereo Y-ケーブル, モノラル雌型2本からステレオ雄型1本	¥16,000

Safety Devices セーフティ(安全)装置		
<input type="checkbox"/>	QEP090147 Remote Stop Switch (9 m Activation Range, Fit Via OBC Port) 遠隔停止スイッチ OBCポート経由 機能有効範囲9 m・OBCポート経由で接続	¥214,000

Comments For Adaption 特別事項等



Q700 M / Q700 F with SEDEO PRO ADVANCED Q700 M / Q700 F セデオプロ アドバンスド

Base Price	ベース価格	¥3,400,000
Total Of Additional Equipment	オプション小計	
Packaging And Transport	パッキング・輸送費	
Total Price	総合計	

Date 注文日 _____ Signature 署名 _____

年 月 日

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
御注文：order@sunrisemedical.jp
お問い合わせ：info@sunrisemedical.jp

Shroud Colours Q700 M

◀ **BACK**



// QEP100577

Drive Wheels & Castor Wheels & Mudguards & Kerb Climber

◀ **BACK**



// QEP070032




// QEP070034



// QEP080206



// QEP080211



// QEP010007



// QEP010008

LED Lights & Indicators

◀ **BACK**



// QEP110201



// QEP110202

Chargers

◀ **BACK**



// QEP160101



// QEP160104

Power Seating Options

◀ **BACK**



// QEP130006

SEDEO PRO, JAY Syncra Backs & JAY Laterals

◀ **BACK**



// QEP030116



// QEP030117



// JAY Syncra



// JAY090014-21



// JAY090028



// JAY090111

JAY J3 Back

◀ **BACK**



150 mm



// JAY030042



150 mm / 180 mm



// JAY030014/21/27

Seat Width in mm	Mid Deep Contour JAY030042	Deep Contour JAY030014/21/27
	Maximum User Trunk Width in mm	
360	280	280
410	330	330
460	380	380
510	430	430

JAY J3 Back, Spine Align Fit Kit & Positioning Boxes

◀ BACK



// JAY090032-JAY090034



// JAY090035



// JAY090036

JAY J3 Back, Chest Strap

◀ BACK



// JAY090040 - JAY090042

Headrest Pads & Headrest Mounts & Push Handle

◀ BACK



// QEP030430 & QEP030431



// QEP030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QEP030433 /34




// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030410



// WHT030411

SEDEO & JAY Syncra Seat Cushions

[← BACK](#)



// QEP020073



// QEP020076



// JAY020030



// JAY020031

Armrest Types & Arm Pads

[← BACK](#)



//QEP040070



// QEP040203 & QEP40204



//QEP040031 & QEP040032

Power Centre Mount Legrest

[← BACK](#)



// QEP050071

Positioning Supports & Accessories

[← BACK](#)



// QEP090047- QEP090048



// QEP090110/18



// QEP090172



// QEP090173



// QEP090174

Remote Joystick – R-Net & Joystick Mounting

◀ BACK



// QEP110017



// QEP110013



// QEP110018



// QEP110056

Joystick Knobs

◀ BACK



// QEP090505



// QEP090045



// QEP090507



// QEP090508



// QEP090509



// QEP090512



// QEP090511



// QEP090506

Electronic Programmers – R-Net

◀ BACK



// QEP090066



// QEP090176

Power Modules – Seating / Lighting Module Control – R-Net

◀ BACK



// QEP110004



// QEP110033



// QEP110003



// QEP110031

Attendant Controls & Table Tops Controls

◀ **BACK**



// QEP110021



// QEP110143

#1 CTRL+5 Switch Box Options & #2 CTRL+5 Switch Box Options

◀ **BACK**



// QEP110175



// QEP110176

OMNI2 Input Control Module

◀ **BACK**



// QEP110117

Hand Control

◀ **BACK**



// QEP110301



// QEP110304 // QEP110305



// QEP110306 - QEP110309



// QEP110307 - QEP110310



// QEP110308 - QEP110311

Hand Control Mounting Platform

◀ BACK



// QEP110342 - QEP110353
// QEP110362

Head Control

◀ BACK



// QEP110370 - QEP110371

Chin Control

◀ BACK



// QEP110470



// QEP110472 - QEP110473



// QEP110474- QEP110476



// QEP110475 - QEP110477

Chin Control Mounting

◀ **BACK**



// QEP110480 // QEP110470



// QEP110483 - QEP110484



// QEP110483 - QEP110484



// QEP110485 - QEP110486



// QEP110485 - QEP110474
 // QEP110526 - QEP110529
 // QEP110561 - QEP110572
 // QEP110571



// QEP110487



// QEP110487 - QEP110474

Switches

◀ **BACK**



// QEP110611 - QEP110613
 // QEP110631 - QEP110633



// QEP110523 - QEP110088



// QEP110524 - QEP110089



// QEP110651 - QEP110655
 // QEP110671 - QEP110675

Switches

◀ BACK



// QEP110534 - QEP110536
// QEP110095 - QEP110097



// QEP110560 - QEP110098



// QEP110566 - QEP110099



// QEP110561 - QEP110100



// QEP110563 - QEP110104



// QEP110565 - QEP110105



// QEP110537 - QEP110539
// QEP110111 - QEP110113



// QEP110550 - QEP110551

Saves Devices

◀ BACK



// QEP090147

◀ BACK