



CE

Q700-UP M/F Q700-アップ M/F

with

SEDEO® PRO ADVANCED™

SEDEO® プロ ADVANCED™

2025年5月V.1


見積作成日： 2025年4月21日

ORDER FORM オーダーフォーム

代理店情報 Billing Address Or Customer-ID		顧客情報 Shipping Address	
会社名:		氏名:	
住所〒		住所:	
住所:		身長:	
E-Mail:		障がい:	
電話:		障がいレベル:	
Order Information		User Weight	
☐ 注文 ☐ 見積もり ☐ Built-4-Me®(特注)		User Weight Capacity 耐荷重: 120 kg	
PO No.:		User Weight:	
		体重:	kg
Art. no.: Q700-UP M: 2320070M-000, Q700-UP F: 2320070F-000			
Reimbursement Code: xxx			
受注日:	年 月 日	ベース価格 ¥3,890,000	

使用者寸法 Client Measurements

a) Top Of Head To Seat 座面から頭の上	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘	mm
f) Shoulder Width 肩幅	mm
g) Trunk Width 胸の幅	mm
i) Hip Width 腰幅	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	mm
m) Foot Length 足の大きさ	mm
n) Lower Leg Length 下腿長	mm
o) Actual Seat Width シート幅	mm



Seating Specifications 製品仕様

Seat Typeシートタイプ SEDEO PRO ADVANCED UP セデオプロ アドバンスド アップ			
Typical WC Weight 車いす重量(目安)	W/O Batteries 114 kg / バッテリーなし	Seat Size Range シートサイズ範囲	Width 幅 380-560 mm , Depth 奥行 400-540mm
	W/Batteries 160 kg / バッテリーあり	Seat to Floor Height Range	座面高 450 - 480 mm
Power Seating 電動シーティング	22° of CG Tilt And Power Recline With 180 mm Mechanical Shear Reduction / 200 mm Seat Elevator 20° CG ティルト、電動リクライニング 180 mm 機械的せん断防止機能付き、200 mm シート昇降		

MWD Base Specifications 中輪駆動ベース仕様

耐荷重	120 kg	Drive Wheels 駆動輪	14" Drive Wheels (ブラック)
ベースサイズ	Width Min. 最小幅 622 mm	Tires / Castors キャスター	6" 前輪 / 6" 後輪 (ブラック)
ドライブコントロール	R-Net PM 90A/120A (拡張可能)	Charger 充電器	8 A デュアルモード
走行距離	Up To 最大 40 km	Battery Size バッテリー	60 または 80 Ah バッテリー
ドライブモーター	4-ポール 6 km/h , ※スポーツ専用オプション 8, 10, 12.5 km/h	Colour Accents カラー	7 Colour Accents カラーアクセント 7色
最低地上高	90 mm	Frame Colour フレーム色	Black ブラック

FWD Base Specifications 前輪駆動ベース仕様

耐荷重	120 kg	Drive Wheels 駆動輪	14" Drive Wheels (ブラック)
ベースサイズ	Width Min. 最小幅 640 mm	Tires / Castors キャスター	9" 後輪 Rear (ブラック)
ドライブコントロール	R-Net PM 90A/120A (拡張可能)	Charger 充電器	8 A デュアルモード
走行距離	Up To 最大 40 km	Battery Size バッテリー	60 または 80 Ah バッテリー
ドライブモーター	4-ポール 6 km/h , ※スポーツ専用オプション 8, 10, 12.5 km/h	Colour Accents カラー	7 Colour Accents カラーアクセント 7色
最低地上高	71 mm	Frame Colour フレーム色	Black ブラック

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Q700-UP CHAIR Q700-アップ

☐	QUE000008	Q700-UP M (MWD Base Chair) Q700-UP M (中輪駆動ベース)	¥3,890,000
☐	QUE000016	Q700-UP F (FWD Base Chair) Q700-UP F (前輪駆動ベース)	¥3,890,000

Motor Package モーターパッケージ ※8,10,12.5km/h は、スポーツ専用オプション

☐	QUE180009	4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph (8 kph Motor With Reduced Speed) 4-ポール6 km/hモーター (8 km/h モーター 減速仕様) Motors optimised only for use with QUE110003 Power Module , R-Net, 90A QUE110003 電動モジュール、R-Net、90Aとの使用にのみ最適化されたモーター	-
☐	QUE180010	4-Pole Motor, 8 kph / 5 mph 4-ポール8 km/hモーター Motors optimised only for use with QUE110003 Power Module , R-Net, 90A QUE110003 電動モジュール、R-Net、90Aとの使用にのみ最適化されたモーター	¥42,000
☐	QUE180007	4-Pole Motor, 10 kph / 6.5 mph 4-ポール10 km/hモーター If FWD selected: highly recommended with Traction Control System Motors optimised only for use with QUE110003 Power Module , R-Net, 90A 前輪駆動選択時:QUE110003 電動モジュール、R-Net、90Aとの使用にのみ最適化されたトラクション・コントロール・システム付きモーターの使用を強く推奨	¥53,000
☐	QUE180008	4-Pole Motor, 12.5 kph / 8 mph 4-ポール12.5 km/hモーター If FWD selected: only in combination with Traction Control System 前輪駆動選択時:トラクション・コントロール・システム付きモーターとの組み合わせのみ	¥88,000

Tracking トラッキング

☐	QUE110009	Traction Control System For R-Net (GYRO Technology) トラクションコントロールシステム(R-Net用)(GYROテクノロジー)	¥74,000
☐	QUE110014	Omit Traction Control System For R-Net トラクションコントロールシステム(R-Net用)を搭載しない	-

Drive Wheels ドライブホイール 駆動輪

☐	QUE070032	Drive Wheel, 14", Pneumatic, V-Type, Black 14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, V-タイプ (ブラック)	-
☐	QUE070031	Drive Wheel, 14", Solid, V-Type, Black 14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, V-タイプ (ブラック)	¥21,000
☐	QUE070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black 14"ドライブホイール, 空気入りタイヤ, ノビー (ブラック)	-
☐	QUE070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black 14"ドライブホイール, ソリッドタイヤ, ノビー (ブラック)	¥37,000

Castor Wheels キャスターホイール

MWD Base 中輪駆動ベース

☐	QUE080206	Castor Wheel, 6", Solid, Black 6"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)	-
--------------------------	-----------	---	---

FWD Base 前輪駆動ベース

☐	QUE080210	Castor Wheel, 9", Solid, Black 9"キャスターホイール ソリッドタイヤ (ブラック)	-
☐	QUE080211	Castor Wheel, 9", Pneumatic, Black 9"キャスターホイール 空気入りタイヤ (ブラック)	-

Mudguards (FWD Only) マッドガード(泥除け)(前輪駆動のみ)

☐	QUE010007	Mudguard, Drive Wheel 泥除け, ドライブホイール駆動輪用	-
☐	QUE010008	Mudguard, Castor Wheel, 9" 泥除け, 9"キャスターホイール用	-

BASE ベース

Shroud Colours Q700M シュラウドカラーQ700M

☐	QUE100577	Black (RAL 9005) ブラック Black Natural Non-Painted finish ブラック・ナチュラル 塗装なし仕上げ	-
--------------------------	-----------	---	---

Colour Accents カラーアクセント

☐	QUE140005	Apple Green (RAL 110 70 77) アップルグリーン	-
☐	QUE140004	Black (RAL 9005) ブラック	-
☐	QUE140003	Blue (RAL 260 40 45) ブルー	-
☐	QUE140006	Orange (RAL 060 60 80) オレンジ	-
☐	QUE140002	Red (RAL 040 40 67) レッド	-
☐	QUE140007	Silver (RAL 9006) シルバー	-
☐	QUE140001	White (RAL 9010) ホワイト	-

LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器

☐	QUE110201	LED Light and Indicator LEDライト及び方向指示器 QUE110031 Lighting Module, R-Net LM required Approved for road use QUE110031 ライトモジュール、R-Net LM必須、公道使用承認済み	-
☐	QUE110202	LED Fender Light LEDフェンダーライト QUE110031 Lighting Module, R-Net LM required, Fender Light - Not road approved and without indicators QUE110031 ライトモジュール、RネットLM必須、フェンダーライトは公道使用未承認、インジケータなし	-
☐	QUE110209	Omit Light And Indicator LEDライト及び方向指示器なし	-

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Seat Heights Measured from front of seat pan to floor. Obtain quote to verify seat-to-floor heights. 座面高 シートパン前方から床面までを測定。シートから床までの高さを確認するには、見積もりをご依頼ください。			
☐	SH45	450 mm Only with QUE160001 battery, 60 Ah, Gel, Maintenance-Free In case of FWD base, not with SD 520mm & SD 540mm QUE160001 60 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリーのみ 前輪駆動の場合、シート奥行 520mm & シート奥行 540mm不可	-
☐	SH465	465 mm In case of FWD base, not with SD540 mm 前輪駆動の場合、シート奥行 540mm不可	-
☐	SH48	480 mm	-
Batteries & Chargers バッテリー & 充電器 			

Batteries バッテリー

☐	QUE160001	Battery, 60 Ah, Gel, Maintenance-Free 60 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー	-
☐	QUE160005	Battery, 80 Ah, Gel, Maintenance-Free 80 Ah, メンテフリー・ゲルバッテリー Only with battery charger 220 V / 10 A to reduce reloading time 充電器 220 V / 10 A のみ 再起動時間短縮のため	¥32,000
☐	QUE160009	Omit Batteries バッテリーなし	-

Chargers 充電器

☐	PF2410	Charger, Automatic, 100 - 120 V / 8 A 自動	-
☐	QUE160109	Omit Charger 充電器なし	-

POWERED SEATING 電動シーティング

Power Seating Options 電動シーティングオプション 			
☐	QUE130010	Stand-Up Seat, Powered 電動スタンディングシート	-
		Posterior Tilt, Powered, 0° - 22° 後方電動ティルト 0° ~ 22°	-
		Anterior Tilt, Powered, 0° - 80° 前方電動ティルト 0° ~ 80°	-
		Seat Elevator, Powered, 200 mm 電動シート昇降 200 mm	-

Backrest Frame Type バックレストフレーム タイプ

☐	QUE030047	Backrest Frame Type, Powered Recline, 90° - 175° With 180 mm Mechanical Anti-Shear バックレスト、電動リクライニング、90° ~ 175°、180 mm 機械的せん断防止機能付き	-
--------------------------	-----------	---	---

Back Cushion Type バック クッション タイプ

SEDEO PRO (See Section A) セデオプロ (セクションA参照)

☐	QUE030104	SEDEO PRO, Back Cushion セデオプロ バッククッション	-
--------------------------	-----------	--	---

Interfaces インターフェース

☐	QUE030107	SEDEO PRO, Interface Only For Back Cushion, Flexible セデオプロ、バッククッション用インターフェースのみ、フレキシブル	¥10,000
☐	QUE030055	JAY J3, Interface Only JAYJ3用インターフェースのみ ※J3バックのご注文は、Jayオーダーフォームを参照	¥21,000
☐	QUE030209	Omit Back Cushion バッククッションなし	-

A SEDEO PRO Back Size セデオプロ バック サイズ

Back Cushion Width バッククッション幅

☐	BW38	380 mm, For Effective Back Width 380 mm	380 mm, 有効なバック幅= 380 mm	-
☐	BW42	420 mm, For Effective Back Width 380 - 420 mm	420 mm, 有効なバック幅= 380 - 420 mm	-
☐	BW46	460 mm, For Effective Back Width 420 - 460 mm	460 mm, 有効なバック幅= 420 - 460 mm	-
☐	BW50	500 mm, For Effective Back Width 460 - 500 mm	500 mm, 有効なバック幅= 460 - 500 mm	-
☐	BW54	540 mm, For Effective Back Width 500 - 540 mm	540 mm, 有効なバック幅= 500 - 540 mm	-
☐	BW56	560 mm, For Effective Back Width 520 - 560 mm	560 mm, 有効なバック幅= 520 - 560 mm	-

Back Cushion Height バッククッション高

☐	BH44	440 mm, For Effective Back Height 510 - 570 mm	440 mm, 有効なバック高さ= 510 - 570 mm	-
☐	BH50	500 mm, For Effective Back Height 570 - 630 mm	500 mm, 有効なバック高さ= 570 - 630 mm	-
☐	BH56	560 mm, For Effective Back Height 630 - 700 mm	560 mm, 有効なバック高さ= 630 - 700 mm	-

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Installed Back Height (From seat pan to top of back) **取付バック高さ(シートパンから背もたれ上部まで)**

☐	BIH51	510mm (440 mm Back Cushion Height) 510 mm (440 mm バッククッション高)	-
☐	BIH54	540mm (440 mm Back Cushion Height) 540 mm (440 mm バッククッション高)	-
☐	BIH57	570mm (440 mm Back Cushion Height) 570 mm (440 mm バッククッション高)	-
☐	BIH57_1	570mm (500 mm Back Cushion Height) 570 mm (500 mm バッククッション高)	-
☐	BIH60	600mm (500 mm Back Cushion Height) 600 mm (500 mm バッククッション高)	-
☐	BIH63	630mm (500 mm Back Cushion Height) 630 mm (500 mm バッククッション高)	-
☐	BIH63_1	630mm (560 mm Back Cushion Height) 630 mm (560 mm バッククッション高)	-
☐	BIH66	660mm (560 mm Back Cushion Height) 660 mm (560 mm バッククッション高)	-
☐	BIH70	700mm (560 mm Back Cushion Height) 700 mm (560 mm バッククッション高)	-

A SEDEO PRO Back Cushion セデオプロ バック クッション

☐	QUE030116	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Deep Contour, Active, Adjustable Straps セデオプロ バッククッション フレキシブル ディープ コントゥア アクティブ 調整式ストラップ	-
☐	QUE030117	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Extra Deep Contour, Active, Adjustable Straps セデオプロ バッククッション フレキシブル エクストラ ディープ コントゥア アクティブ 調整式ストラップ	¥78,000

A SEDEO PRO Back Cushion Cover セデオプロ バック クッション カバー

☐	QUE030108	Back Cushion Cover, Comfort バッククッションカバー, コンフォート	-
--------------------------	-----------	--	---

Headrest Pad ヘッドレスト パッド(※長さ x 高さ)

☐	QUE030430	SEDEO, Headrest Pad, Small, (LxH) 240 x 150 mm セデオ, ヘッドレスト・パッド, スモール (長さx高さ) 240x150 mm Only use with SEDEO Headrest Mount セデオヘッドレスト マウントのみ	-
☐	QUE030431	SEDEO, Headrest Pad, Small, With Cover, (LxH) 240 x 150 mm セデオ, ヘッドレスト・パッド, スモール, カバー付き (長さx高さ) 240x150 mm Only use with SEDEO Headrest Mount セデオヘッドレスト マウントのみ	¥40,000
☐	QUP030432	SEDEO, Headrest Pad, Flexible, (LxH) 400 x 110 mm セデオ, ヘッドレスト・パッド, フレキシブル (長さx高さ) 400x110 mm Only use with SEDEO Headrest Mount セデオヘッドレスト マウントのみ	¥64,000
☐	WHT030401	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 203 x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 8" (幅100mm) パッド Only use with Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレスト マウントのみ	¥62,000
☐	WHT030402	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 10" (幅250mm) パッド Only use with Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレスト マウントのみ	¥65,000
☐	WHT030403	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 356 x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, 14" (幅360mm) Only use with Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレスト マウントのみ	¥66,000
☐	WHT030404	Whitmyer, Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Small, (LxH) 355 x 76 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 Aブラッシュ スモール Only use with Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレスト マウントのみ	¥83,000
☐	WHT030406	Whitmyer, Headrest Pad, Adjust-A-Plush Pad, Large, (LxH) 460 mm x 127 mm Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 Aブラッシュ ラージ Only use with Whitmyer Headrest Mount Whitmyerヘッドレスト マウントのみ	¥88,000

Headrest Mount ヘッドレスト マウント Choose a Whitmyer Headrest Mount and Headrest Receiver in case you would like to add a Head Control in the Special Control section. **特殊コントロールのセクションで、ヘッドコントロールを選択したい方は、Whitmyerヘッドレストマウントとヘッドレストレシーバーを選択してください。**

☐	QUE030433	SEDEO, Headrest Mount SEDEOヘッドレスト・マウント	-
☐	QUE030434	SEDEO, Headrest Mount, With Quick Release SEDEOヘッドレスト・マウント, クイックリリース	¥21,000
☐	WHT030407	Whitmyer, Headrest Mount, LINX Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス	¥71,000
☐	WHT030408	Whitmyer, Headrest Mount, LINX ² Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス²	¥74,000
☐	WHT030409	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アキシス	¥36,000
☐	WHT030410	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Offset Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アキシス, オフセット	¥36,000
☐	WHT030411	Whitmyer, Headrest Mount, COBRA XTRA FlipBack Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, コブラ, フリップバック	¥81,000

Headrest Receiver ヘッドレスト・レシーバー

☐	QUE030120	Headrest Receiver, Backrest Frame Mount ヘッドレスト・レシーバー, バックレスト・フレーム・マウント	-
--------------------------	-----------	---	---

Push Handles プッシュハンドル

☐	QUE030202	Push Handles, Fixed プッシュハンドル 固定式	¥24,000
☐	QUE030200	Omit Push Handles プッシュハンドル なし	-

Seat Rail シートレール				
☐	QUE020085	Seat Rail, Short, For Seat Depth 400 - 540 mm	シートレール, ショート, シート長 400 - 520 mm用	-
☐	QUE020069	Seat Rail, Long, For Seat Depth 460 - 540 mm Not available SW380mm-SW460mm in combination with SD460mm - SD500mm シート幅380mm~460mm は、シート奥行 460mm ~ SD500mm の選択不可	シートレール, ロング, シート長 460 - 560 mm 用	-
Seat Cushion Type シート クッション タイプ				
SEDEO (See Section D) セデオ (セクションD 参照)				
☐	QUE020027	SEDEO, Seat Cushion	セデオ シートクッション	-
Omit (Select Seat Width And Depth in Section D) なし (シート幅 & 奥行 セクション D 参照)				
☐	QUE020110	Omit Seat Cushion	シートクッションなし	-
D SEDEO Seat Size セデオ シート サイズ				
Seat Cushion Width シートクッション幅				
☐	SW38	380 mm, For Effective Seat Width 380 mm Minimum seat pan width (outside of seat rail to outside of seat rail) is 460 mm - Cushion will be supplied at selected size 最小シートパン幅 (シートレール外側からシートレール外側まで) は460mm - クッションは、選択されたサイズで提供されます。	380 mm, 有効なシート幅 = 380 mm	-
☐	SW42	420 mm, For Effective Seat Width 380 - 420 mm Minimum seat pan width (outside of seat rail to outside of seat rail) is 460 mm - Cushion will be supplied at selected size 最小シートパン幅 (シートレール外側からシートレール外側まで) は460mm - クッションは、選択されたサイズで提供されます。	420 mm, 有効なシート幅 = 380 - 420 mm	-
☐	SW46	460 mm, For Effective Seat Width 420 - 460 mm Minimum seat pan width (outside of seat rail to outside of seat rail) is 460 mm - Cushion will be supplied at selected size 最小シートパン幅 (シートレール外側からシートレール外側まで) は460mm - クッションは、選択されたサイズで提供されます。	460 mm, 有効なシート幅 = 420 - 460 mm	-
☐	SW50	500 mm, For Effective Seat Width 460 - 500 mm	500 mm, 有効なシート幅 = 460 - 500 mm	-
☐	SW54	540 mm, For Effective Seat Width 500 - 540 mm	540 mm, 有効なシート幅 = 500 - 540 mm	-
☐	SW56	560 mm, For Effective Seat Width 520 - 560 mm	560 mm, 有効なシート幅 = 520 - 560 mm	-
Seat Cushion Depth シートクッション奥行き				
☐	SD40	400 mm, Comes With Cushion Size 460 mm	400 mm, クッションサイズ = 460 mm	-
☐	SD42	420 mm, Comes With Cushion Size 460 mm	420 mm, クッションサイズ = 460 mm	-
☐	SD44	440 mm, Comes With Cushion Size 460 mm	440 mm, クッションサイズ = 460 mm	-
☐	SD46	460 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	460 mm, クッションサイズ = 500 mm	-
☐	SD48	480 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	480 mm, クッションサイズ = 500 mm	-
☐	SD50	500 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	500 mm, クッションサイズ = 500 mm	-
☐	SD52	520 mm, Comes With Cushion Size 560 mm	520 mm, クッションサイズ = 560 mm	-
☐	SD54	540 mm, Comes With Cushion Size 560 mm	540 mm, クッションサイズ = 560 mm	-
D SEDEO Seat Cushions SEDEO シート クッション 				
☐	QUE020073	SEDEO PRO, Seat Cushion, Profiled, Height 70 mm	SEDEO, シートクッション, ローコントゥア, 高さ 70 mm	-
☐	QUE020076	PRO, Seat Cushion, Support Memory, Height 90 mm	SEDEO, シートクッション, 低反発サポート, 高さ 90 mm	¥72,000
D SEDEO Seat Cushion Cover SEDEO シートクッション カバー				
☐	QUE020518	Seat Cushion Cover, Incontinence Protection	シートクッションカバー, 失禁保護対応	-
☐	QUE020080	Seat Cushion Cover, Comfort	シートクッションカバー, コンフォート	¥12,000
D/E SEDEO Seat Boards SEDEO シート ボード				
☐	QUE020082	SEDEO, Seat Board, Flat, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear SEDEO, シート ボード, フラット, 奥行調整, クッションガイド後方		¥15,000
☐	QUE020083	SEDEO, Seat Pan, 50 mm, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear SEDEO, シートパン, 50 mm, 奥行調整, クッションガイド後方		¥24,000
☐	QUE020084	SEDEO, Seat Pan, 75 mm, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear SEDEO, シートパン, 75 mm, 奥行調整, クッション ガイド後方		¥23,000

Knee & Thigh Supports Not Available With SW 380 mm / 400 mm / 420 mm 膝 & 大腿サポート シート幅 380 mm / 400 mm / 420 mm と併用不可			
☐	QUE020342	Knee Support, Lateral, 120 x 120 mm, SA, Right 膝サポート, ラテラル, 120 x 120 mm, スイングアウェイ, 右	¥37,000
☐	QUE020341	Knee Support, Lateral, 120 x 120 mm, SA, Left 膝サポート, ラテラル, 120 x 120 mm, スイングアウェイ, 左	¥37,000
☐	QUE020113	Thigh Support, Lateral, Small, 120 x 120 mm, Removable, R 大腿サポート, ラテラル, スモール, 120 x 120 mm, 着脱式, 右	¥29,000
☐	QUE020114	Thigh Support, Lateral, Small, 120 x 120 mm, Removable, Left 大腿サポート, ラテラル, スモール, 120 x 120 mm, 着脱式, 左	¥29,000
☐	QUE020121	Thigh Support, Lateral, Large, 180 x 120 mm, Removable, Right 大腿サポート, ラテラル, L, 180 x 120 mm, 着脱式, 右 Not available with QUE040036 Side Guard QUE040036 サイドガードと併用不可	¥34,000
☐	QUE020122	Thigh Support, Lateral, Large, 180 x 120 mm, Removable, Left 大腿サポート, ラテラル, L, 180 x 120 mm, 着脱式, 左 Not available with QUE040036 Side Guard QUE040036 サイドガードと併用不可	¥34,000
Armrest Type アームレストタイプ 			
☐	QUP040070	Armrest, Reclining, Multi-Adjustable, Flip Back アームレスト, リクライニング, 多調整, フリップバック	-
Arm Pads アームパッド 			
☐	QUE040023	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Right フォーム・アームパッド, 300 mm長, 右	-
☐	QUE040024	Arm Pad, Integral Foam, 300 mm, Left フォーム・アームパッド, 300 mm長, 左	-
☐	QUE040025	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Right フォーム・アームパッド, 400 mm長, 右	-
☐	QUE040026	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Left フォーム・アームパッド, 400 mm長, 左	-
☐	QUE040029	Omit Arm Pad, Right アームパッドなし, 右	-
☐	QUE040030	Omit Arm Pad, Left アームパッドなし, 左	-
Comfort Arm Pads コンフォート・アームパッド			
☐	QUE040204	Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Right コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 右	¥13,000
☐	QUE040203	Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Left コンフォート・アームパッド, パッド付き, 400mm長, 左	¥13,000
Hemiplegia Arm Pads ヘミ・アームパッド			
☐	QUE040031	Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Right ヘミ・フォーム・アームパッド, 右 Not With QUE110052 Joystick Mount, Right, QUE090040 Tray Table, Swing Away, QUE090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QUE090110 Rear View Mirror, Right; not with QUE110362 Hand Control Mounting Location Right; not with QUE110119/QUE110123 OMNI2 Module Mount Right QUE110052 ジョイスティック取付位置, 右, QUE090040 トレイテーブル, 幅調節式, スイングアウェイ, QUE090046 トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイ, QUE090110 バックミラー 右; QUE110362 ハンドコントロール取付位置, 右; QUE110119/QUE110123 OMNI2モジュール取付, 右 と併用不可	¥32,000
☐	QUE040032	Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Left ヘミ・フォーム・アームパッド, 左 Not With QUE110053 Joystick Mount, Right, QUE090040 Tray Table, Swing Away, QUE090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QUE090118 Rear View Mirror, Left; not with QUE110361 Hand Control Mounting Location Left; not with QUE110120/QUE110124 OMNI2 Module Mount Left QUE110053 ジョイスティック取付位置, 左, QUE090040 トレイテーブル, 幅調節式, スイングアウェイ, QUE090046 トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイ, QUE090110 バックミラー 左; QUE110361 ハンドコントロール取付位置, 左; QUE110120/ QUE110124 OMNI2モジュール取付, 左, と併用不可	¥32,000
Side Guard Pads For Armrest アームレスト用サイドガードパッド			
Side Guard Pads For Armrest, Reclining, Multi-Adjustable, Flip Back アームレスト用サイドガードパッド多調整フリップバック			
☐	QUE040036	Side Guard, Mounted On Seat Rail Bracket サイドガードシートレール ブラケットに取付 Not available with SW380mm/400mm/420mm シート幅380mm/400mm/420mmと併用不可	¥53,000
Power Centre Mount Legrest 電動センターマウントレッグレスト 			
☐	QUE050071	Power Centre Mount Legrest, 90° - 180° Angle, 165 mm Extension 電動センターマウント・レッグレスト, 90° - 180°, 175 mm 延長, フットプレートは床まで	-
Footplates フットプレート			
☐	QUE050072	Footplate, Dual, Height- And Angle-Adjustable, 260 x 150 mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, 260mm長 x150mm	-
☐	QUE050073	Footplate, Dual, Height- And Angle-Adjustable, Large, 310 x 170 mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, ラージ, 310長 x170mm	¥24,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Pad Options パッド オプション

☐	QUE050074	Knee Fixation Pad, Integral Foam, Adjustable 膝固定パッド 調整式一体型フォーム	-
☐	QUE050139	Knee Fixation Pad, Soft Foam, Small, Adjustable 膝固定パッド 調整式ソフトフォーム Shortest distance calf support to knee fixation + 40 mm adjustment ふくらはぎサポートから膝固定までの最短距離+40mm調整	¥20,000
☐	QUE050075	Calf Pad, Padded, Pair カーフ(ふくらはぎ)パッド フォーム 1組	¥35,000

Positioning Supports & Accessories ポジショニング・サポート及びアクセサリ



☐	QUE090047	Positioning Belt, Aircraft Buckle, 50 x 1300 mm ポジショニング ベルト, 航空機バックル	-
☐	QUE090048	Positioning Belt, Aircraft Buckle, Padded, 50 x 1300 mm ポジショニング ベルト, 航空機バックル, パッド付き	¥34,000
☐	QUE090052	Chest Strap, 2-Point, Padded 胸ベルト, 2点式、パッド付き	-
☐	QUE090053	Additional Chest Strap, 2-Point, Padded 追加用 胸ベルト, 2点式、パッド付き	¥33,000
☐	QUE090097	Chest Bar, Detachable, Round Pad 胸用バー、着脱式、円形パッド Not available with Tray Table QUE090040 / QUE090046 / QUE110143のトレイテーブルと併用不可	¥106,000
☐	QUE090098	Chest Bar, Detachable, Flat Pad, 200 x 100 mm 胸用バー、着脱式、フラットパッド Not available with Tray Table QUE090040 / QUE090046 / QUE110143のトレイテーブルと併用不可	¥119,000
☐	QUE090110	Rear View Mirror, Right バックミラー 右	¥15,000
☐	QUE090118	Rear View Mirror, Left バックミラー 左	¥15,000
☐	QUE090122	Transfer Bar トランスファー バー Not available with Knee Support 膝サポートと併用不可	¥21,000
☐	QUE090600	Black Utility Backpack (Requires Push Handles) バックパック ブラック (プッシュハンドル必要)	¥17,000
☐	QUE090172	Ram Mount Phone Ram マウント 携帯電話用	¥42,000
☐	QUE090173	Ram Mount Tablet Ram マウント タブレット用	¥62,000
☐	QUE090174	Ram Mount Cup Holder Ram マウント カップホルダー	¥38,000
☐	QUE090175	Reflectors (Backrest shroud mounted) 反射パネル(バックレスト シュラウドに取付)	¥3,000

Tray Table (Mounted Opposite Joystick) トレイテーブル(ジョイスティックの反対側に取付)

☐	QUE090040	Tray Table, Width-Adjustable, Swing Away トレイテーブル, 幅調節式, スイングアウェイ	¥43,000
☐	QUE090046	Tray Table, Half-Side, Swing Away トレイテーブル, ハーフサイド, スイングアウェイ	¥61,000

Tray Table Accessories トレイテーブル・アクセサリ

☐	QUE090125	Partial Padding For Tray Table トレイテーブルの部分的にパッド Not available with QUE090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away QUE090046 トレイテーブル ハーフサイド スイングアウェイと併用不可	¥17,000
☐	QUE090126	Raised Edges, Acrylic For Tray Table トレイテーブル用縁付きアクリル Not available with QUE090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away QUE090046 トレイテーブル ハーフサイド スイングアウェイと併用不可	¥33,000

JOYSTICKS / ELECTRONICS ジョイスティック / エレクトロニクス

Remote Joystick - R-Net R-Netリモート・ジョイスティック



☐	QUE110017	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD	-
☐	QUE110018	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD, Heavy Duty R-Netリモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性	¥126,000
☐	QUE110013	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き	¥153,000
☐	QUE110023	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included R-Netリモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き	¥208,000
☐	QUE110019	Omit Remote Joystick, R-Net R-Netリモート・ジョイスティックなし	-

Joystick Mounting ジョイスティック取付



☐	QUE110050	Joystick Mounting, Fixed ジョイスティック取付, 固定	-
☐	QUE110056	Joystick Mounting, Parallel Swing Away, Capsulated ジョイスティック取付, 水平, スイングアウェイ, マルチポジション	-

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

☐	QUE110052	Joystick Mounting Location, Right ジョイスティック取付位置, 右	-
☐	QUE110053	Joystick Mounting Location, Left ジョイスティック取付位置, 左	-

Display Language Selection ディスプレイ言語

☒	QUE119001	English 英語	-
-------------------------------------	-----------	------------	---

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Joystick Knobs (Optional) ジョイスティック・ノブ(持ち手) (オプション)			
☐	QUE090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm ジョイスティックノブ, ゴルフボール Ø 42 mm	¥8,000
☐	QUE090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm 幅	¥21,000
☐	QUE090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm ジョイスティックノブ, ソフトボール, Ø 70 mm	¥8,000
☐	QUE090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm ジョイスティックノブ, ボール, Ø 35 mm	¥8,000
☐	QUE090045	Joystick Knob, Allround, Ball, Ø 48 mm ジョイスティックノブ, オールラウンドボール Ø 48 mm	¥8,000
☐	QUE090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm ジョイスティックノブ, チンカップ, Ø 37 mm	¥8,000
☐	QUE090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm	¥8,000
☐	QUE090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm	¥8,000

Electronic Programmers - R-Net R-Netエレクトロニック・プログラマー			
☐	QUE090066	R-Net PC Programmer With Dongle R-Netエレクトロニック・プログラマー、 dongle 付き	¥90,000
☐	QUE090176	Wireless Programmer - WI-FI Dongle ワイヤレス プログラマー WI-FI dongle	¥197,000

Power Modules - R-Net R-Netパワーモジュール			
☐	QUE110003	Power Module, R-Net, 90 A R-Netパワーモジュール 90 A	-
☐	QUE110004	Power Module, R-Net, 120 A R-Netパワーモジュール 120 A	-

Seating / Lighting Module Control - R-Net R-Net シーティング/ライト・モジュール・コントロール			
☐	QUE110031	Lighting Module, R-Net R-Net ライト モジュール	-
☐	QUE110033	Actuator Control Module CxSM, R-Net R-Net アクチュエーター コントロール モジュール CxSM	-

Attendant Controls 介助者用コントロール			
☐	QUE110021	Attendant Control, Dual 介助者用コントロール, デュアル	¥87,000
☐	QUE110020	Joystick Mounted As Attendant Control 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 Choose also Remote Joystick リモートジョイスティックも選択してください。	¥31,000

Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置

☐	QUE110025	Attendant Mounting Location, Push Handle, Right 介助者用コントロール取付位置, 右	-
☐	QUE110026	Attendant Mounting Location, Push Handle, Left 介助者用コントロール取付位置, 左	-

Table Top Controls テーブルトップ・コントロール			
☐	QUE110143	Table Top Control, LCD, Centre Tray Mounted テーブルトップ・コントロール, LCD, センタートレイマウント	¥251,000

Tray Table Mounting Location テーブルトップ・コントロール取付位置

☐	QUE110080	Tray Table Mounting Location, Left テーブルトップ・コントロール取付位置, 左	-
☐	QUE110081	Tray Table Mounting Location, Right テーブルトップ・コントロール取付位置, 右	-

Memory Seating and Pressure Relief Alert メモリーシーティング & 除圧リマインダー			
--	--	--	--

Biometric Repositioning, includes Memory Seating for 6 positions, Stand UP, Pressure Relief Relax, Lie Down Supine, Transfer (Anterior Tilt), Memory Seated (Lifted), Seated. 生体認証機能付き再ポジショニングは、以下の6ポジションのメモリーシーティングを含みます。スタンディング、リラックス(除圧)、ライダウンド仰向け、移乗(前傾ティルト)、メモリーシート(リフト)、座位

☐	QUE190001	Biometric Repositioning (Includes Memory Seating) 生体認証機能付き再ポジショニング(メモリーシーティング含む)	-
--------------------------	-----------	--	---

Pressure Relief Alert and Recording (PRAR) - Programmable reminder to assist users to use their Pressure Relief Memory Seat Position, in combination with CTRL+5. 除圧リマインダー(注意喚起)と記録(PRAR)- CTRL+5との併用利用で、プログラム可能なリマインダーで、利用者が 除圧メモリーシーティングポジションを使用するのをサポートします。

☐	QUE190004	PRAR Enabled (Factory Set To Relax Axis, Duration 1 Minute) 除圧リマインダー(注意喚起)と記録(PRAR) オン設定(工場出荷時: リラックスに設定、持続時間1分間)	-
--------------------------	-----------	--	---

#1 Ctrl+5 Switch Box Options #1 Ctrl+5 スイッチボックス・オプション			
☐	QUE110043	#1 Ctrl+5 Switch Box With Free Assignable Functions #1 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き	¥229,000
☐	QUE110179	#1 Ctrl+5 Switch Box With Free Assignable Functions And Switch-It Remote Seating #1 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き & Switch-It リモートシーティング To achieve full functionality of the Remote Seating, it is required to download the app from AppleStore (iOS) and install it on a smartphone or tablet. Further information and instructions about the Remote Seating App can be found at www.SunriseMedical.com . リモートシーティングの全機能を使用するには、AppleStore (iOS) からアプリをダウンロードし、スマートフォンまたはタブレットにインストールする必要があります。PRAR(除圧アラートと記録)のプログラミングをアプリから行うことができます。リモートシーティングアプリに関する詳細および説明は、 www.SunriseMedical.com	¥255,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

#1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置

☐	QUE110180	#1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Behind Joystick #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック後ろ If combined with Attendant Control, Ctrl+5 will be mounted to the armrest 介助者用コントロールと使用する場合は、Ctrl/+5はアームレストに取付られます。	-
☐	QUE110181	#1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Opposite Joystick #1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティックの反対側 If combined with Attendant Control, Ctrl+5 will be mounted to the armrest Not available with Tray Table QUE090040 / QUE090046 / QUE110143 介助者用コントロールと使用する場合Ctrl/+5はアームレストに取付られます。QUE090040 / QUE090046 / QUE110143 トレイテーブルと併用不可	-

#1 Ctrl+5 Switch Type #1 Ctrl+5 スイッチタイプ

	QUE110175	#1 Ctrl+5 Switch Type With Push Buttons #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・プッシュボタン	-
	QUE110176	#1 Ctrl+5 Switch Type With Toggle Switches #1 Ctrl+5 スイッチタイプ・トグルスイッチ	-

#2 Ctrl+5 Switch Box Options #2 Ctrl+5 スイッチボックス・オプション



☐	QUE110220	#2 Ctrl+5 Switch Box With Free Assignable Functions #2 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き	¥229,000
--------------------------	-----------	--	----------

#2 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location #2 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置

☐	QUE110222	#2 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Opposite Joystick #2 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティックの反対側 If combined with Attendant Control, Ctrl+5 will be mounted to the armrest Not available with Tray Table QUE090040 / QUE090046 / QUE110143 介助者用コントロールと使用する場合Ctrl/+5はアームレストに取付られます。QUE090040 / QUE090046 / QUE110143 トレイテーブルと併用不可	-
--------------------------	-----------	--	---

#2 Ctrl+5 Switch Type #2 Ctrl+5 スイッチタイプ

☐	QUE110226	#2 Ctrl+5 Switch Type With Push Buttons #2 Ctrl+5 スイッチタイプ・プッシュボタン	-
☐	QUE110227	#2 Ctrl+5 Switch Type With Toggle Switches #2 Ctrl+5 スイッチタイプ・トグルスイッチ	-

SPECIAL CONTROLS 特殊コントロール

OMNI2 Input Control Modules - R-Net OMNI2 インプット・コントロール・モジュール



Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F.

下のセクションでOMNI2取付とインプットデバイスを選択し、セクションFでスイッチを選択します。

☐	QUE110116	OMNI2 Input Control Module, R-Net, Bluetooth, Infrared R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール, ブルートゥース, 赤外線機能付 Remote Full VGA Display, with separate input box with Bluetooth, Infrared, USB charger and speaker for specialty input devices 赤外線リモートフルVGAディスプレイ、Bluetooth付きセパレートインプットボックス、USB充電器、スピーカー	¥387,000
☐	QUE110117	OMNI2 Input Control Module, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Infrared R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール スキャンモード, ブルートゥース, 赤外線機能付 Remote Full VGA Display, with separate input box with Bluetooth, Infrared, USB charger and speaker for specialty input devices 赤外線リモートフルVGAディスプレイ、Bluetooth付きセパレートインプットボックス、USB充電器、スピーカー	¥498,000
☐	QUE110118	OMNI2 Input Control Module, R-Net, Scanning Mode, Traction Control System (GYRO Technology), Bluetooth, Infrared R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール スキャンモード, トラクションコントロール(ジャイロテクノロジー)Bluetooth, 赤外線機能付 Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker 赤外線リモートフルVGAディスプレイ、Bluetooth付きセパレートインプットボックス、USB充電器、スピーカー	価格はお問い合わせください
☐	QUE110008	Programming Service Not Discountable プログラミング サービス ※ 割引対象外	¥91,000

OMNI2 Module Mount OMNI2モジュール取付

Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F. If used with standard joystick selection, it must be mounted opposite side. 下のセクションでOMNI2取付とインプットデバイスを選択し、セクションFでスイッチを選択します。ジョイスティックと併用する場合は、反対側に取付なければなりません。

☐	QUE110119	OMNI2 Module, Fixed Mount, Right OMNI2モジュール取付, 固定, 右	-
☐	QUE110120	OMNI2 Module, Fixed Mount, Left OMNI2モジュール取付, 固定, 左	-
☐	QUE110123	OMNI2 Module, Swing Away Mount, Right OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 右	¥41,000
☐	QUE110124	OMNI2 Module, Swing Away Mount, Left OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 左	¥41,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Hand Control ハンドコントロール For Switch Selection see Section F. スイッチ選択 セクションF参照

Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス

☐	QUE110301	Hand Control, Switch-It MicroGuide ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド	¥547,000
☐	QUE110304	Hand Control, Switch-It VersaGuide ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド	¥463,000
☐	QUE110305	Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not with QUE090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QUE090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QUE090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm wide QUE090512ジョイスティックノブ、スティック、80x15mm、QUE090511ジョイスティックノブ、マッシュルーム、Ø 45mm、QUE090506ジョイスティックノブ、Tバー、幅82mmと併用不可	¥495,000
☐	QUE110306	Hand Control, Allround Joystick ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	¥677,000
☐	QUE110307	Hand Control, Allround Joystick Light ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Only use with default joystick knob or joystick knob, Allround, Ball Ø 48 mm デフォルトのジョイスティックノブまたはジョイスティックノブ、オールラウンドボールØ 48 mmとのみ使用可能	¥721,000
☐	QUE110308	Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック 高耐久性	¥938,000
☐	QUE110309	Hand Control, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス付 OMNI2 module not required, obligated to have master R-Net module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥678,000
☐	QUE110310	Hand Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティックライト R-Net バス付 OMNI2 module not required, obligated to have master R-Net module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥721,000
☐	QUE110311	Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty, R-Net Bus Enabled ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・高耐久性, R-Netバス付 OMNI2 module not required, obligated to have master R-Net module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥938,000

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) プロポーションナル インプット デバイス, 価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F. 下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

☐	QUE110044	Hand Control, Switch-It MicroGuide ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド	¥547,000
☐	QUE110047	Hand Control, Switch-It VersaGuide ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド	¥463,000
☐	QUE110048	Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ ハンドコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not with QUE090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QUE090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QUE090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm wide QUE090512ジョイスティックノブ、スティック、80x15mm、QUE090511ジョイスティックノブ、マッシュルーム、Ø 45mm、QUE090506ジョイスティックノブ、Tバー、幅82mmと併用不可	¥495,000
☐	QUE110049	Hand Control, Allround Joystick ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	¥677,000
☐	QUE110059	Hand Control, Allround Joystick Light ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Only use with default joystick knob or joystick knob, Allround, Ball Ø 48 mm デフォルトのジョイスティックノブまたはジョイスティックノブ、オールラウンドボールØ 48 mmとのみ使用可能	¥721,000
☐	QUE110060	Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック 高耐久性	¥938,000

Hand Control Mounting Platforms ハンドコントロール取付プラットフォーム

☐	QUE110342	Hand Control Mounting, Link-It To The Space Disk, Hand Tray ハンドコントロール取付, Link-Itでスペースディスク ハンドトレイに取付 Only for Micro Series joystick マイクロ シリーズ ジョイスティックのみ可	¥63,000
--------------------------	-----------	--	---------

Hand Control Mounting Position ハンドコントロール取付

☐	QUE110350	Hand Control Mounting, Link-It To The Armrest, Fixed ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・固定 Not with Control 5-Switch Box behind joystick QUE110180 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック後ろと併用不可	-
☐	QUE110353	Hand Control Mounting, Link-It To The Armrest, Swing Away ハンドコントロール取付, Link-Itでアームレストに取付・スイングアウェイ Not with Control 5-Switch Box behind joystick QUE110180 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置, ジョイスティック後ろと併用不可	-

Hand Control Mounting Location ハンドコントロール取付位置

☐	QUE110362	Hand Control Mounting Location, Right ハンドコントロール取付位置, 右	-
☐	QUE110361	Hand Control Mounting Location, Left ハンドコントロール取付位置, 左	-

Head Control ヘッドコントロール For switch selection see Section F. Choose a Whitmyer Headrest Mount on previous pages. スイッチの選択はセクションF参照。前頁でWhitmyerヘッドレスト取付を選択。

Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス

☐	QUE110370	Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド	¥1,221,000
☐	QUE110371	Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional Head Array, Spot Pads ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド	¥1,221,000
☐	QUE110208	Head Control, Switch-It Vigo Head Drive Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403 ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 ヘッドレストパッド WHT030402 または WHT030403 との組み合わせのみ可	¥765,000

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) プロポーションナル インプット デバイス, 価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。 Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F. 下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

☐	QUE110061	Head Control, Switch-It DualPro, 3-Way Proportional, Facial Pads, 140 x 50 mm ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド, 140 x 50 mm	価格はお問い合わせください
☐	QUE110062	Head Control, Switch-It DualPro, 3-Way Proportional, Spot Pads, Ø 50 mm ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド Ø 50 mm	価格はお問い合わせください
☐	QUE110210	Head Control, Switch-It Vigo Head Drive Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403 ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 ヘッドレストパッド WHT030402 または WHT030403 との組み合わせのみ可	価格はお問い合わせください

Chin Control チン・コントロール

Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス

☐	QUE110470	Chin Control, Switch-It MicroGuide チンコントロール Switch-It マイクロガイド	¥547,000
☐	QUE110472	Chin Control, Switch-It VersaGuide チンコントロール, Switch-It バーサガイド	¥463,000
☐	QUE110473	Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ チンコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not with QUE090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QUE090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QUE090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm wide QUE090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QUE090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QUE090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	¥495,000
☐	QUE110474	Chin Control, Allround Joystick チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	¥678,000
☐	QUE110475	Chin Control, Allround Joystick Light チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Not with QUE090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QUE090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QUE090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm wide QUE090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QUE090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QUE090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	¥721,000
☐	QUE110476	Chin Control, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス OMNI2 module not required, obligated to have master R-Net module OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須	¥678,000
☐	QUE110477	Chin Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled (6) (3) チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト, R-Net バス OMNI2 module not required, obligated to have master R-Net module, Not with QUE090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QUE090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QUE090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm wide OMNI2モジュール不要、マスター R-net モジュール必須。QUE090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QUE090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QUE090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	¥721,000

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F. プロポーションナル インプット デバイス, 価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

☐	QUE110070	Chin Control, Switch-It MicroGuide チンコントロール Switch-It マイクロガイド	価格はお問い合わせください
☐	QUE110072	Chin Control, Switch-It VersaGuide チンコントロール, Switch-It バーサガイド	価格はお問い合わせください
☐	QUE110073	Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ チンコントロール, Switch-It バーサガイド EZ Not with QUE090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QUE090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QUE090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm wide QUE090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QUE090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QUE090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	価格はお問い合わせください
☐	QUE110074	Chin Control, Allround Joystick チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	価格はお問い合わせください
☐	QUE110075	Chin Control, Allround Joystick Light チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト Not with QUE090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QUE090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45mm, QUE090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm wide QUE090512 ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm, QUE090511 ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45mm, QUE090506 ジョイスティックノブ, Tバー, 82 mm幅と併用不可	価格はお問い合わせください

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Chin Control Mounting チンコントロール取付

☐	QUE110480	Chin Control Mounting, Link-It To Chin Harness, Small チンコントロール取付, Link-Itでチンハーネスに取付, スモール If you need switches mounted on the harness, you can only use Allround Joystick ハーネスにスイッチを取付ける必要がある場合は、オールラウンド ジョイスティックのみ可	¥149,000
☐	QUE110483	Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, Right チンコントロール取付, Link-Itで手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	¥149,000
☐	QUE110484	Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, Left チンコントロール取付, Link-Itで手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	¥149,000
☐	QUE110485	Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Right チンコントロール取付, Link-Itで電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	¥462,000
☐	QUE110486	Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Left チンコントロール取付, Link-Itで電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	¥462,000
☐	QUE110487	Chin Control Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Left チンコントロール取付, Link-Itでヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 左	¥149,000
☐	QUE110488	Chin Control Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Right チンコントロール取付, Link-Itでヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 右	¥149,000

Link-It Extension Kit Link-It 延長キット

☐	QUE110590	Link-It Extension Kit, Base Module, 100 mm Extension Tube, 5 Cable Clips Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 100 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	¥20,000
☐	QUE110591	Link-It Extension Kit, Base Module, 150 mm Extension Tube, 5 Cable Clips Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 150 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	¥20,000

Sip 'N Puff シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ For switch selection see Section F. セクションFでスイッチを選択

☐	QUE110510	Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具で ヘッドレストにスイングアウェイ・マウント	¥212,000
--------------------------	-----------	---	----------

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) プロポーションナル インプット デバイス, 価格には OMNI2 モジュール とトラクションコントロールシステム(ジャイロテクノロジー)が含まれます。 Choose OMNI2 mount and input device in sections below, and choose switches in section F. 下記セクションより OMNI2マウントとインプットデバイス、セクションFよりスイッチをお選びください。

☐	QUE110076	Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具で ヘッドレストにスイングアウェイ・マウント	価格はお問い合わせください
--------------------------	-----------	---	---------------

F Switches F - スイッチ Select 1 switch and mounting position accordingly. For a second switch please use #2 Switch Selection part. Single function for Special Input Devices. 1つ目のスイッチと取り付け位置を適宜選択。2つ目のスイッチには、#2スイッチ選択部分より選んでください。特殊インプットデバイス用は単一機能。



#1 Switch Selection #1 スイッチ 選択

☐	QUE110611	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Black #1 シングルスイッチ, Ø 64 mm - ブラック	¥28,000
☐	QUE110612	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Red #1 シングルスイッチ, Ø 64 mm - レッド	¥28,000
☐	QUE110613	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Green #1 シングルスイッチ, Ø 64 mm - グリーン	¥28,000
☐	QUE110523	#1 Egg Switch - Black #1 エッグスイッチ - ブラック	¥36,000
☐	QUE110524	#1 MicroLite Switch - Black #1 マイクロライト・スイッチ - ブラック	¥51,000
☐	QUE110651	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Black #1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブラック	¥28,000
☐	QUE110654	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Blue #1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブルー	¥28,000
☐	QUE110653	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Green #1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - グリーン	¥28,000
☐	QUE110652	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Red #1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - レッド	¥28,000
☐	QUE110655	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow #1 シングル スイッチ, Ø 30 mm - イエロー	¥28,000
☐	QUE110534	#1 Twister Switch - Black #1 ツイスタースイッチ - ブラック	¥36,000
☐	QUE110535	#1 Twister Switch - Green #1 ツイスタースイッチ - グリーン	¥36,000
☐	QUE110536	#1 Twister Switch - Red #1 ツイスタースイッチ - レッド	¥36,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

#1 Switch Mounting #1 スイッチ 取付

☐	QUE110560	#1 Switch Mounting, Link-It To The Hand Control #1 スイッチ取付, Link-Itでハンドコントロールに取付 Not with HD Allround Joystick or Space Disk mount 高耐久性オールラウンド ジョイスティックまたはスペースディスク取付と併用不可	¥54,000
☐	QUE110566	#1 Switch Mounting, Link-It To The Armrest (Opposite side as the Hand Control) #1 スイッチ取付, Link-Itでアームレストに取付(ハンドコントロールと反対側) Armrest rail mount アームレストレール取付	¥54,000
☐	QUE110561	#1 Switch Mounting, Link-It To The Headrest #1 スイッチ取付, Link-Itでヘッドレストに取付	¥54,000
☐	QUE110563	#1 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail #1 スイッチ取付, Link-Itでシートレールに取付 Operated by knee, if two switches selected, one mounted on the right side, one on the left 膝で操作、スイッチを2つ選択した場合、1つは右側に、もう1つは左側に取付	¥54,000
☐	QUE110565	#1 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom スイッチ取付, Link-Itでチン・ブームに取付 No left / right switch selection required 左右スイッチ選択不要	¥54,000
☐	QUE110569	#1 Omit Switch Mounting #1 スイッチ取付なし Switches attached loose スイッチは緩めに取付	-

#1 Mounting Location #1 スイッチ 取付位置

☐	QUE110572	#1 Switch Mounting Location, Right #1 スイッチ取付位置, 右	-
☐	QUE110571	#1 Switch Mounting Location, Left #1 スイッチ取付位置, 左	-

#1 Satellite Switches #1 サテライト スイッチ Only for Allround Joystick, maximum 2 selectable オールラウンドジョイスティック専用、最大2個まで選択可

☐	QUE110537	#1 Satellite Switch - Black #1 サテライト・スイッチ - ブラック	¥36,000
☐	QUE110538	#1 Satellite Switch - Green #1 サテライト・スイッチ - グリーン	¥36,000
☐	QUE110539	#1 Satellite Switch - Red #1 サテライト・スイッチ - レッド	¥36,000

#2 Switch Selection #2 スイッチ 選択



☐	QUE110631	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Black #2 シングルスイッチ, Ø 64 mm - ブラック	¥28,000
☐	QUE110632	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Red #2 シングルスイッチ, Ø 64 mm - レッド	¥28,000
☐	QUE110633	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Green #2 シングルスイッチ, Ø 64 mm - グリーン	¥28,000
☐	QUE110088	#2 Egg Switch - Black #2 エッグスイッチ - ブラック	¥36,000
☐	QUE110089	#2 MicroLite Switch - Black #2 マイクロライト・スイッチ - ブラック	¥51,000
☐	QUE110671	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Black #2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブラック	¥28,000
☐	QUE110674	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Blue #2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - ブルー	¥28,000
☐	QUE110673	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Green #2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - グリーン	¥28,000
☐	QUE110672	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Red #2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - レッド	¥28,000
☐	QUE110675	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow #2 シングル スイッチ, Ø 30 mm - イエロー	¥28,000
☐	QUE110095	#2 Twister Switch - Black #2 ツイスタースイッチ - ブラック	¥36,000
☐	QUE110096	#2 Twister Switch - Green #2 ツイスタースイッチ - グリーン	¥36,000
☐	QUE110097	#2 Twister Switch - Red #2 ツイスタースイッチ - レッド	¥36,000

#2 Switch Mounting #2 スイッチ取付

☐	QUE110098	#2 Switch Mounting, Link-It To The Hand Control #2 スイッチ取付, Link-Itでハンドコントロールに取付 Not with HD Allround Joystick or Space Disk mount 高耐久性オールラウンド ジョイスティックまたはスペースディスク取付と併用不可	¥54,000
☐	QUE110099	#2 Switch Mounting, Link-It To The Armrest (Opposite side as the Hand Control) #2 スイッチ取付, Link-Itでアームレストに取付(ハンドコントロールと反対側) Armrest rail mount アームレストレール取付	¥54,000
☐	QUE110100	#2 Switch Mounting, Link-It To The Headrest #2 スイッチ取付, Link-Itでヘッドレストに取付	¥54,000
☐	QUE110104	#2 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail #2 スイッチ取付, Link-Itでシートレールに取付 Knee, if 2 switches selected only left and right mount 膝、スイッチを2個選択した場合、左右の取付のみ	¥54,000
☐	QUE110105	#2 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom #2 スイッチ取付, Link-Itでチン・ブームに取付 No left / right switch selection required 左右スイッチ選択不要	¥54,000
☐	QUE110106	#2 Omit Switch Mounting #2 スイッチ取付なし Switches attached loose スイッチは緩めに取付	-

#2 Switch Mounting Location #2 スイッチ取付位置

☐	QUE110108	#2 Switch Mounting Location, Right #2 スイッチ取付位置, 右	-
☐	QUE110107	#2 Switch Mounting Location, Left #2 スイッチ取付位置, 左	-

#2 Satellite Switches #2 サテライト スイッチ Only for Allround Joystick, maximum 2 selectable オールラウンドジョイスティック専用、最大2個まで選択可

☐	QUE110111	#2 Satellite Switch - Black #2 サテライト・スイッチ - ブラック	¥36,000
☐	QUE110112	#2 Satellite Switch - Green #2 サテライト・スイッチ - グリーン	¥36,000
☐	QUE110113	#2 Satellite Switch - Red #2 サテライト・スイッチ - レッド	¥36,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

Multi-Function Switches マルチ・ファンクション・スイッチ Used in combination with Assignable Button programming.
割り当てボタンプログラミングと併用する

☐	QUE110550	Mini 2 Button (Stereo Plug) ミニ 2 ボタン (ステレオ・プラグ) Attached loose, when ordered. No Link-It fixation possible 注文時、緩めに取付。Link-It 固定不可	¥51,000
☐	QUE110551	Mini 2 Button (Dual Mono Plug) ミニ 2 ボタン (デュアルモード・プラグ) Attached loose, when ordered. No Link-It fixation possible 注文時、緩めに取付。Link-It 固定不可	¥51,000
☐	QUE110552	Mini 4 Button InLine (DB9 Connector) ミニ 4 ボタン InLine (DB9コネクタ) Attached loose, when ordered. No Link-It fixation possible 注文時、緩めに取付。Link-It 固定不可	¥51,000
☐	QUE110554	4-Way Toggle Switched Joystick 4方向・トグルスイッチ式ジョイスティック	¥72,000

Accessories アクセサリー

☐	QUE110580	Mono Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) モノラル延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	¥7,000
☐	QUE110581	Stereo Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) ステレオ延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	¥7,000
☐	QUE110582	Extension Cable DB9 (1 m) DB9延長ケーブル (1 m)	¥9,000
☐	QUE110583	Y-Cable, 2 Female Mono To 1 Male Stereo Y-ケーブル, モノラル雌型2本からステレオ雄型1本	¥16,000

Safety Devices セーフティ(安全)装置 			
☐	QUE090147	Remote Stop Switch (9 m Activation Range, Fit Via OBC Port) 遠隔停止スイッチ OBCポート経由 機能有効範囲9 m、OBCポート経由で接続	¥214,000

Comments For Adaption 特別事項等



Q700-UP M/F with SEDEO PRO ADVANCED Q700 アップ M/F セデオプロ アドバンスド		
Base Price	ベース価格	¥0
Total Of Additional Equipment	オプション小計	¥0
Packaging And Transport	パッキング・輸送費	
Total Price	総合計	¥0

見積作成日： 2025年4月21日

注文日	Signature 署名
-----	--------------

年 月 日

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
御注文：order@sunrisemedical.jp
お問い合わせ：info@sunrisemedical.jp

Shroud Colours Q700 M

QUE100577



Drive Wheels, Castor Wheels & Mudguards

QUE070032



QUE070034



QUE080206



QUE080211



QUE010007



QUE010008



LED Lights & Indicators

QUE110201



QUE110202



Power Seating Options

QUE130010



SEDEO PRO, JAY Syncra Backs & JAY Laterals

QUE030116



QUE030117



JAY090014-21



JAY090028



JAY090111



JAY J3 Back

JAY030042



JAY030014/21/27



Seat Width in mm	Mid Deep Contour JAY030042	Deep Contour JAY030014/21/27
	Maximum User Trunk Width in mm	
360	280	280
410	330	330
460	380	380
510	430	430

JAY J3 Back, Spine Align Fit Kit & Positioning Boxes

JAY090032-JAY090034



JAY090035



JAY090036



JAY J3 Back, Chest Strap

JAY090040-JAY090042



Headrest Pads & Headrest Mounts

QUE030430, QUE030431



QUE030432



WHT030401-WHT030403




WHT030404-WHT030406



QUE030433/34



WHT030407



WHT030408



WHT030409



WHT030410



WHT030411



SEDEO & JAY Syncra Seat Cushion

QUE020073



QUE020076



JAY020030



JAY020031



Armrest Types & Arm Pads

QUE0400070



QUE040023/24/25/26



QUE040203, QUE040204



QUE040031, QUE040032



Power Centre Mount Legrest

QUE050071



QUE050074



QUE050139



QUE050092



Positioning Supports & Accessories

QUE090047, QUE090048




QUE090110/18




QUE090052/53



QUE090097



QUE090098



QUE090172



QUE090173



QUE090174



Remote Joystick – R-net & Joystick Mounting

QUE110017



QUE110013



QUE110018



QUE110056



Joystick Knobs

QUE090505



QUE090045



QUE090507



QUE090508



QUE090509



QUE090512



QUE090511



QUE090506



Electronic Programmers – R-net

QUE090066



QUE090176



Power Module – R-net & Seating / Lighting Module Control – R-net

QUE110004



QUE110003



QUE110031



QUE110033



Attendant & Table Top Controls

QUE110021



QUE110143



#1 Ctrl+5 Switch Box & #2 Ctrl+5 Switch Box

QUE110175



QUE110176



OMNI2 Input Control Modules

QUE110116/117



Hand Control

QUE110301



QUE110304/ QUE110305



QUE110306/ QUE110309



QUE110307/ QUE110310



QUE110308/ QUE110311



Hand Control Mounting Platforms

QUE110342/353/362




Head Control

QUE110370, QUE110371



Chin Control

QUE110470



QUE110472, QUE110473



QUE110474, QUE110476



QUE110475, QUE110477



Chin Control Mounting

QUE110480/70/71



QUE110483/84



QUE110483/84



QUE110485/86



QUE110485/474/526/529/561/572/571



QUE110487/471



QUE110487/474



munevo DRIVE

QUE110189



Safety Devices

QUE090147



Switches

QUE110611-13/QUE110631-33



QUE110523, QUE110088



QUE110524, QUE110089



QUE110651-55/QUE11671-75



QUE110534-36/QUE110095-97



QUE110560, QUE110098



QUE110566, QUE110099



QUE110561, QUE110100



QUE110563, QUE110104



QUE110565, QUE110105



QUE110537-39/QUE110111-13



QUE110550, QUE110551



QUE110552



QUE110554

