

# Dispositif de traction

**E|F55**



## BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison	
		correspond à l'adresse de facturation	
N° client		N° client	
Nom		Nom	
Rue		Rue	
NPA/Lieu		NPA/Lieu	
E-mail		E-mail	
Tél.		Tél.	
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	<b>Poids total autorisé max. : 110 kg</b>	
Commission		Poids de l'utilisateur	kg
<b>N° art. 476 000 01</b>		<b>Position tarifaire 90.341.000</b>	
Dernière mise à jour : 01.01.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis			

Prix de base **CHF 6'100**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

## Données techniques

<b>Poids max. utilisateur</b>	110 kg	<b>Vitesse max.</b>	6 / 10 / 15 / 20 km/h
<b>Poids batterie</b>	2 kg	<b>Roue motrice</b>	8,5" / 14"
<b>Poids total sans batterie</b>	10,9 kg	<b>Batterie</b>	Li-Ion, 36V, 8,1 Ah
<b>Poids total, batterie incluse</b>	12,9 kg	<b>Freins</b>	frein à disque, frein électrique indépendant supplémentaire
<b>Couleur</b>	noir	<b>Touches de couleur (incluses dans la livraison)</b>	noir, rouge, bleu, orange

## F55

CHF

EMF010000	<b>Dispositif de traction F55</b> : Moteur 400W (max.), batterie Li-ion 8,1 Ah, marche avant et arrière, régulateur de vitesse, frein à disque intégré et frein électrique à commande indépendante. Garde-boue et éclairage LED.	Std
<b>Roues motrices</b>		
EMF070085	Roue motrice 8,5", pneu plein	n/c
EMF070086	Roue motrice 14", pneu à air	312

## Montage

CHF

EMF010027	Montage pour fauteuils roulants à châssis avant fixe (châssis rigide et pliable)	n/c
EMF010028	Montage pour fauteuil roulant avec repose-pied amovible/escamotable (châssis rigide et pliable)	n/c
<b>Attache d'arrimage</b>		
EMF010030	Attache d'arrimage pour fauteuils Sopur avec châssis à tubes ovales (Nitrum, Helium, Xenon <sup>2</sup> ) (1)	n/c
EMF010031	Attache d'arrimage pour Xenon <sup>2</sup> SA (1)	n/c
EMF010029	Attache d'arrimage pour fauteuils avec châssis à tubes ronds (pour diamètre 23 mm, 25 mm, 28,6 mm, 30 mm) (1) (2)	n/c
EMF010041	Attache d'arrimage pour fauteuils Progeo avec châssis à tubes ovales (Progeo Joker / Ego / Tekna) (1) (2)	n/c
EMF010042	Attache d'arrimage pour Ki Mobility Rogue (1) (2)	n/c
EMF010052	Attache d'arrimage pour cadre Kuschall hydroformé (KSL, K-Series, Champion, à partir de 2019) (1) (2)	n/c

## Kit d'assemblage

CHF

	Un kit d'assemblage complet pour adapter le F55 aux châssis avant de 260 à 480 mm de largeur est compris dans la livraison. (3) Le F55 est totalement réglable et peut être adapté à toute hauteur de châssis et d'assise et à tout angle de châssis.	Std
--	--	-----

## Vitesse

CHF

EMF000025	6 km/h	Std
EMF000027	10 km/h	n/c
EMF000028	15 km/h (4)	145
EMF000167	20 km/h (4)	145

## Accessoires

CHF

	Éclairage avant LED	Std
	Garde-boue	Std
	Pièces à monter (garde-boue et plaques latérales) en 4 couleurs	Std
EMF010033	Protection de cadre intermédiaire (incluse)	Std
EMF010032	Béquilles : montées sur le cadre intermédiaire	207
EMF160010	Batterie Li-ion supplémentaire, standard: 36V, 8,1 Ah, 291 Wh (autonomie 25 km max.)	1'092
EMF110155	Chargeur supplémentaire	99
EMF090074	Phare avant & arrière	79
EMF090166	Antivol, verrou de disque de frein	27
EMF090165	Antivol à spirale	27
EMF090181	Poids supplémentaire pour une meilleure traction, détachable sans outil	373

(1) Avant la commande, veuillez vérifier s'il y a assez de place pour l'attache d'arrimage. Selon la configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu'il n'y ait pas assez de place.

(2) Avant de monter le F55 sur un produit tiers, veuillez toujours vous assurer de l'existence de la déclaration de combinaison correspondante.

(3) Largeur du châssis avant mesurée du milieu d'un tube de châssis à l'autre (à l'endroit du montage). Pour contrôler la compatibilité, n'utilisez que la dimension mesurée et non la largeur d'assise.

(4) Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation du F55 dans sa version 15 km/h et 20 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays et sinon seulement dans des espaces privés.

## F55



// EMF070085 Roue motrice 8,5", pneu plein  
(représenté avec montage EMF010027 pour fauteuils  
avec châssis avant fixe et pièces à monter rouges)



// EMF070086 Roue motrice 14", pneu à air  
(représenté avec montage EMF010027 pour fauteuils  
avec châssis avant fixe et pièces à monter bleues)



// EMF070085 Roue motrice 8,5" ou 14", pneu plein  
(représenté avec montage EMF010028 pour fauteuils  
avec châssis avant fixe et pièces à monter oranges)

## Attache d'arrimage et antivol



// EMF010029 Attache d'arrimage  
pour fauteuils avec châssis à  
tubes ronds (pour diamètre 23 mm,  
25 mm et 28,6 mm)



// EMF090165 Antivol à spirale




// EMF090166 Antivol, verrou de  
disque de frein

## Accessoires



// Éclairage LED, garde-boue et  
frein à disque (représenté avec  
roue motrice 8,5" EMF070085,  
pneu plein)



// EMF010032 Béquilles :  
montées sur le cadre intermédiaire



// Garde-boue en 4 couleurs,  
inclus dans la livraison



// Plaques latérales en 4 couleurs,  
inclus dans la livraison



// EMF090181 Poids supplémentaire  
pour une meilleure traction

## Commentaires

F55

CHF

<b>Prix de base</b>	<b>6'100</b>
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	<b>90</b>
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
<b>Prix T.T.C.</b>	

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



### Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch