

ATTITUDE Junior



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
N° client			correspond à l'adresse de facturation	
N° client			N° client	
Nom			Nom	
Rue			Rue	
NPA/Lieu			NPA/Lieu	
E-mail			E-mail	
Tél.			Tél.	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. : 100 kg	
Commande :			Poids de l'utilisateur kg	
Réf. : 47500000			Prix de base CHF 4'915	
Dernière mise à jour : 12.05.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis			Prix hors TVA, temps de montage / prix de vente recommandé	

ATT010804 **ATTITUDE Junior**

Prix de base CHF 4'915

Cadre compact, roue avant 16", position de la manivelle réglable en hauteur et en profondeur, moyeu à 8 vitesses intégrées avec frein à rétro-pédalage, sélecteur de vitesses grip-shift, frein de stationnement supplémentaire, manivelles réglables en longueur sur 2 positions, phare avant et feu arrière
Pour enfants et adolescents d'une taille comprise entre environ 1.20 m et 1.60 m.

Dimensions de base

Modèles de fauteuil roulant pouvant être utilisés avec ATTITUDE (seuls les fauteuils roulants avec cadre avant fixe sont compatibles).

Temps de montage d'ATTITUDE Junior sur le fauteuil roulant : env. 2 heures

Fauteuils roulants pour enfants Sunrise Medical	Fauteuils roulants Sunrise Medical	
Easy Life T Uniquement avec châssis à l'avant fixe	Easy Life Uniquement avec châssis à l'avant fixe	
Easy Life RT Uniquement avec châssis à l'avant fixe	Easy Life R Uniquement avec châssis à l'avant fixe	
Youngster 3 Veuillez observer les critères d'exclusion pour la combinaison Attitude Junior avec Zippie Youngster 3 sur la page suivante.	RGK Tiga Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°. Demandez au préalable à votre revendeur spécialisé ou au fabricant de vous indiquer tous les critères d'exclusion possibles.	
	Xenon / Xenon ² Uniquement avec châssis à l'avant fixe	
	Argon ²	
	Helium	
Fauteuils roulants d'autres fabricants		
ProAktiv Speedy / Buddy Uniquement avec châssis à l'avant fixe, disponible à partir de juin 2017. Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°.		
ProAktiv Speedy / Buddy Uniquement avec châssis à l'avant fixe, disponible à partir de juin 2017. Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°.		
ProAktiv Speedy / Buddy Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°. Demandez au préalable à votre revendeur spécialisé ou au fabricant de vous indiquer tous les critères d'exclusion possibles.		
ATT090213	Sans commande de fauteuil roulant	–
ATT090214	Avec commande de fauteuil roulant	–

Largeur du cadre avant du fauteuil roulant – mesuré d'un bord extérieur du tube à l'autre

260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm

Kits de transformation à monter sur le Youngster 3


Pour monter l'Attitude Junior sur le Zippie Youngster 3, il est nécessaire de transformer le support des freins. Pour ce faire, utilisez nos kits de transformation – voir les détails sur la page suivante.

CHF

ATT060150	Kit de transformation montage des freins Youngster (frein à levier basculant sur frein standard)	179
ATT060151	Kit de transformation du support des freins pour Youngster avec frein standard	90
ATT060152	Kit de transformation du support des freins pour Youngster avec ein Safari	90

Données techniques

Poids max. de l'utilisateur	100 kg
Largeur de cadre avant (réglable +20 mm)	de 260 à 460 mm
Poids des pièces d'adaptation sur le fauteuil roulant	85 g chacune
Poids total du bike	à partir de 21.5 kg
Taille de la roue	16"
Poignée de vitesse	Poignée tournante
Dérailleur	8
Freinage	Frein à rétro-pédalage
Freins de stationnement	Frein sur jante
Couleurs du cadre	22



Attention
 Largeur du cadre en bas (ext./ext.)
 et non largeur du siège

Youngster 3 : Kit de transformation pour les freins/supports de frein

Avant de monter l'Attitude Junior sur le Youngster 3, il est nécessaire de transformer les freins et/ou supports des freins, sinon, le serrage supérieur de l'Attitude Junior entrerait en collision avec la tôle de maintien des freins standard du Youngster 3. Dans le cas où des freins à levier basculant sont montés, ils doivent être remplacés par des freins standard. Trois kits de transformation existent pour ce faire, veuillez faire votre choix en page 2.



ATT060150	Kit de transformation pour le montage des freins sur le Youngster (frein à levier basculant sur frein standard) (nécessaire si le Youngster 3 est équipé de freins à levier basculant. Le kit contient des freins standard gauche/droit ainsi que toutes les pièces nécessaires)
ATT060151	Kit de transformation pour le support des freins sur le Youngster avec frein standard (nécessaire si le Youngster 3 est équipé de freins standard. Le kit contient des supports de frein pour le montage des freins sur le cadre)
ATT060152	Kit de transformation pour le support des freins sur le Youngster avec frein Safari (nécessaire si le Youngster 3 est équipé de freins à levier basculant. Le kit contient des freins standard gauche/droit ainsi que toutes les pièces nécessaires)

Youngster 3 : critères d'exclusion

Cadre court (profondeur d'assise ≤ 300 mm)

Taille de la roue	Centre de gravité			Frein		
	1 (passif)		2 (actif)	Levier basculant	Standard	Safari
24"	X		X	X	X	X
22"	✓		X	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
20"	✓		✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)

Cadre long (profondeur d'assise > 300 mm)

Taille de la roue	Centre de gravité			Frein		
	1 (passif)	2 (moyen)	3 (actif)	Levier basculant	Standard	Safari
24"	✓	✓	X	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
22"	✓	✓	✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
20"	✓	✓	✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)

(1) Il faut remplacer le frein unilatéral par un frein standard. Utilisez pour cela le kit de transformation ATT060150.

(2) Il faut démonter la tôle de support des freins et la remplacer par des colliers de montage (compris dans le kit de transformation ATT060150).

(3) Il faut démonter la tôle de support des freins et la remplacer par des colliers de montage (compris dans le kit de transformation ATT060150).


Fourche ATTITUDE Junior avec réglage de l'angle et de la profondeur

Réglage de l'angle :

de 0° (parallèle au sol) à 28°, réglage progressif


Réglage de la profondeur :

100 mm réglage progressif



angle max $a = 28^\circ$

angle min = 0°
(parallèle au sol)



Fourche		CHF
ATT080036	Fourche Junior, position de la manivelle réglable en hauteur et en profondeur	–
Pneumatique		CHF
ATT070110	Pneu gonflable, profil grossier, VTT	–
ATT070111	Pneu gonflable, profil grossier, Schwalbe Big Apple	–
Dérailleur et commutateur		CHF
ATT070043	Moyeu à 8 vitesses intégrées avec frein à rétropédalage et commutateur à poignée tournante	
Manivelle et poignée		CHF
ATT080037	Manivelle Junior courte : 110/130 mm, longueur réglable (sur 2 positions)	–
ATT080038	Manivelle Junior longue : 130/150mm, longueur réglable (sur 2 positions)	–
ATT080039	Poignée Junior horizontale, version ronde, diamètre 22 mm Commutateur à poignée tournante monté sur le cadre	–
ATT080023	Poignée verticale, angle 10°, version ronde, diamètre 30 mm Commutateur à poignée tournante monté sur la poignée droite	–
	ATT080028 Support bras	179
	ATT080027 Support main	158
ATT080025	Poignée verticale, angle 25°, version ovale, diamètre 37 x 21 mm Commutateur à poignée tournante monté sur la poignée droite	137
Freinage		CHF
	Frein à rétropédalage	–
	Frein de stationnement supplémentaire (frein sur jante)	–
Accessoires		CHF
ATT090074	Phare avant & feu arrière	–
ATT090080	Compteur de vélo	–
ATT090095	Garde-boue roue avant, vissé, noir	53
ATT090067	Rétroviseur	–
ATT090081	Porte-bouteille	27
ATT090024	Pompe à air, haute pression (de 0 à 11 bars)	84
ATT090085	Sonnette	–
ATT090041	Outil multifonctions	–
ATT090096	Kit de films protecteurs	–

Options et accessoires



// ATT070110 Pneu gonflable, profil grossier, VTT



// ATT070111 Pneu gonflable, profil grossier, Schwalbe Big Apple



// ATT080036 Fourche Junior, réglage de la position de la manivelle de la position de la manivelle



// ATT070043 Commutateur à poignée tournante monté sur le cadre



// ATT080037 Fourche Junior courte, 110/130 mm, longueur réglable (sur 2 positions)
// ATT080039 Poignée Junior horizontale, version ronde, diamètre 22 mm



// ATT080023 Poignée verticale, angle 10°, version ronde, diamètre 30 mm



// ATT080027 Support main



// ATT080028 Support bras



// ATT080025 Poignée verticale, angle 25°, version ovale, diamètre 37 x 21 mm



// ATT090095 Garde-boue roue avant, vissé, noir



// ATT090067 Rétroviseur



// ATT090081 Porte-bouteille



// ATT090024 Pompe à air, haute pression (de 0 à 11 bars)



// ATT090085 Sonnette



// ATT090041 Outil multifonctions

Couleurs

	Châssis	Protège-chaîne	Manivelle
01 Matte Black	ATT100102	ATT100802	ATT100902
02 Gloss Black	ATT100103	ATT100803	ATT100903
03 Metallic Shadow	ATT100105	ATT100805	ATT100905
04 Starlight White	ATT100110	ATT100810	ATT100910
05 Silver Ore	ATT100111	ATT100811	ATT100911
06 Storm Gray	ATT100112	ATT100812	ATT100912
07 Desert Tan	ATT100113	ATT100813	ATT100913
08 Desert Sage	ATT100115	ATT100815	ATT100915
09 Salute Green	ATT100116	ATT100816	ATT100916
10 Velvet Sapphire	ATT100117	ATT100817	ATT100917
11 Midnight blue	ATT100118	ATT100818	ATT100918
12 Royal Blue	ATT100120	ATT100820	ATT100920
13 Brilliant Ocean	ATT100122	ATT100822	ATT100922
14 Scarlet Noir	ATT100123	ATT100823	ATT100923
15 Red Pepper	ATT100124	ATT100824	ATT100924
16 Cherry Lustre	ATT100125	ATT100825	ATT100925
17 Turbo Green	ATT100126	ATT100826	ATT100926
18 Pink Power	ATT100127	ATT100827	ATT100927
19 Satin Rose	ATT100128	ATT100828	ATT100928
20 Mystic purple	ATT100129	ATT100829	ATT100929
21 Solar Orange	ATT100132	ATT100832	ATT100932
22 Velocity Yellow	ATT100133	ATT100833	ATT100933

Vous pouvez choisir des couleurs différentes pour le cadre, le protège-chaîne et la manivelle.

Couleurs pour l'autocollant «ATTITUDE» et «Junior»

CHF

ATT100550	Noir	–
ATT100551	Argent	–
ATT100552	Orange	–

Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)

built4me

ATTITUDE Junior

CHF

Prix de base	4'915
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	95
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date

Signature

Jour
 Mois
 Année

**Sunrise Medical SA**

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Dispositions légales valables en Suisse pour les véhicules motorisés pour invalides

Nous attirons votre attention sur le fait que les véhicules motorisés pour invalides roulant à plus de 10 km/h ne peuvent être utilisés que sur des terrains privés.

Nous vous prions d'apposer votre signature sur la commande pour confirmer que vous avez bien pris connaissance de cette information et que le bike Power Attitude permettant de rouler à 10 km/h doit vous être livré dans la version roulant jusqu'à **23 km/h!**

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance de cette information et remplir les conditions prescrites dans les dispositions légales.

Signature du revendeur :

Signature du client :

Nom du client (en caractères d'imprimerie) :

Lieu et date :
