

EMPULSE R20

UNIQUE – DISPOSITIF PLIABLE DE PROPULSION





POUSSER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec le nouveau dispositif de propulsion **Empulse R20**, il n'a jamais été aussi facile d'avancer. Que ce soit en montée, en descente ou sur de longs trajets, le R20 est une aide dans chaque situation. Extrêmement léger – moins de 5 kg – il est très pratique à transporter. En outre, l'utilisateur peut faire rouler le fauteuil sans problème même si le R20 est monté.



Empulse R20

FONCTION PLIABLE
UNIQUE

LÉGER

CONDUITE AUTONOME

EMPULSE R20

POINTS FORTS





FONCTION PLIABLE UNIQUE

Le R20 est le seul dispositif pliable de propulsion sur le marché.

LÉGER

Avec moins de 5 kg, il est le plus léger des dispositifs.

CONDUITE AUTONOME

Extrême indépendance grâce à la roue libre intégrée qui permet de conduire le fauteuil soi-même sans enlever le dispositif.

MANIEMENT AISÉ

Utilisation simple ainsi qu'amarrage et décrochage rapides grâce à un concept ingénieux.

TRANSPORT SANS PROBLÈME

La fonction pliable et le poids minime du R20 permettent de le transporter sans problème, même monté sur le fauteuil.

FIABILITÉ

Le puissant moteur et sa batterie lithium-ion offrent une excellente fiabilité.

GARANTIE PROLONGÉE

La garantie du moteur prolongée à 3 ans et à 2 ans pour la batterie est standard.

COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE

Le dispositif de propulsion s'adapte à la plupart des fauteuils : cadre fermé, diamètre des tubes 22–28 mm.

TRANSPORT FACILE GRÂCE À LA FONCTION DE PLIAGE UNIQUE

Sur le marché, le R20 est le seul dispositif pliable de propulsion pour surmonter toutes les situations de la vie quotidienne.





MANIEMENT AISÉ

Le R20 peut aussi rester sur le fauteuil en étant plié.



MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILES

Le système d'amarrage à cliquet permet un montage simple sans outil.



SAC À DOS MODERNE

La légèreté du R20 et le sac à dos stylé permettent un transport facile.



COMMANDE FACILE À UTILISER





AFFICHAGE DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE

RÉGLAGE SIMPLE DE LA VITESSE

Différentes vitesses : 0 / 2 / 3,7 et 5 km/h.

DÉVERROUILLAGE RAPIDE DE LA COMMANDE

Le déverrouillage rapide garantit un transport facile en toute sécurité, sans séparer les câbles.

COMMANDE MARCHE/ARRÊT SIMPLE

En tenant le bouton enfoncé, le R20 se déplace tout simplement vers l'avant.



ROUE MOTORISÉE & BATTERIE LITHIUM-ION

ROUE MOTORISÉE

Un puissant moteur sans balai* de 250 Watt avec garde-boue intégré et pneu increvable et résistant.



* Les moteurs sans balais sont très performants et produisent moins de chaleur et de bruit que les moteurs conventionnels.



BATTERIE LITHIUM-ION

La batterie 5,8 Ah permet une autonomie de 15 km. Elle est très légère et facilement amovible. Le temps de charge dure de 4,5 à 5 heures.

Empulse R20

DONNÉES TECHNIQUES

DISPOSITIF DE PROPULSION **EMPULSE R20**

Poids :	3 kg	Poids de transport :	max. 4,5 kg
Moteur :	250 W, 36 V/ 15 A, moteur sans balais avec boîte de vitesse	Autonomie max. :	15 km*
Frein moteur :	sans, pas de marche arrière	Vitesse max. :	5 km/h (3 vitesses)
Batterie :	lithium-ion 5,8 Ah	Déclivité max. :	18 % (10°)
Durée de charge :	4,5–5 h	Poids total autorisé max. :	190 kg
Poids batterie :	1,4 kg	Garantie :	batterie 2 ans, moteur 3 ans

* dépend du poids de l'utilisateur, de la topographie, du sol, du palier de vitesse



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande. Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise Medical. Ce document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes sur www.SunriseMedical.ch.