

up! 
go!

C-ME




Explore your world!


Live without limits.

Fauteuils roulants électriques
Série Q



Q300



Q500



Q700

À HAUTEUR D'YEUX AVEC VOTRE FAUTEUIL ROULANT

Avec C-Me, il s'agit de vous offrir la possibilité de rencontrer vos proches à hauteur d'yeux.

Est-ce que cela vous dérange de ne pas pouvoir accéder à certaines choses par vous-même ? Aimeriez-vous aller vous promener avec vos amis et votre famille et discuter à la même hauteur ? Avec C-Me, vous pouvez obtenir l'indépendance à laquelle vous aspirez.

Roulez jusqu'à 4,5 km/h à une hauteur d'assise de 300 mm max. côte à côte avec tous ceux qui vous entourent.

La fonction C-Me vous permet de participer plus activement à la vie sans avoir besoin de vous reposer sur les autres et elle réduit le risque de douleurs et de lésions aux épaules pour cause de contraintes récurrentes. C-Me vous permet d'atteindre des domaines qui jusque là vous étaient inaccessibles, facilite la communication avec les autres et augmente ainsi votre indépendance et votre confiance en vous.



POUR PLUS D'INDÉPENDANCE ET UNE MEILLEURE MOBILITÉ

Épaule contre épaule

Roulez avec le siège élevé et à la vitesse de la marche lorsque vous êtes avec vos amis. C-Me vous enlève la frustration d'une vitesse limitée. Et vous ne devez plus faire l'effort de tendre la main ni de regarder en permanence vers le haut pour communiquer avec les autres.

Trajet confortable

Notre suspension assure un trajet doux et confortable. Vous pouvez même faire monter ou descendre le siège sans avoir à vous arrêter, juste en poussant un bouton!

Facilite le transfert

La technologie C-Me associée au siège réglable en hauteur vous aide lors du transfert vers des plates-formes plus élevées.



Atteindre de nouvelles hauteurs

Plus de sécurité au milieu du trafic grâce à une visibilité améliorée, en particulier en traversant des rues fréquentées, et accès à des objets hors de portée comme les armoires, étagères ou poignées de porte.



Scannez le QR-code pour obtenir plus d'informations.

DISPONIBILITÉ DE C-ME

C-Me est disponible avec la commande R-Net pour nos quatre types d'entraînement et nos systèmes d'assise SEDEO PRO ADVANCED, SEDEO PRO et SEDEO LITE de la série QUICKIE Q.

EXIGENCES CLINIQUES



Q50

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SLING SEAT | R



Q100

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SLING SEAT | R



Q200

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SLING SEAT | R



Q300 Mini

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SEDEO LITE | M
SEDEO PRO | M
KIDS SEAT | M



Q400

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SEDEO LITE | M
SEDEO PRO | F
SEDEO PRO | R
SEDEO PRO | H



Q500

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SEDEO PRO | M
SEDEO PRO | F
SEDEO PRO | R
SEDEO PRO | H



Q700

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SEDEO PRO | M
SEDEO PRO | F
SEDEO PRO | R
SEDEO PRO | M
SEDEO PRO | F
SEDEO PRO | H



Q700-UP

SYSTÈME D'ASSISE | ENTRAÎNEMENT
SEDEO PRO ADVANCED UP | M
SEDEO PRO ADVANCED UP | F

DISPONIBILITÉ DE C-ME

(UNIQUEMENT AVEC R-NET)

PERFORMANCES BASES MOTRICES

□ R : roues motrices arrière □ M : roues motrices centrales □ F : roues motrices avant □ H : roues motrices hybride

Il n'est pas possible de combiner tous les systèmes d'assise et de base motrice. Vous trouvez les combinaisons possibles sur le bon de commande.



Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Votre sécurité est importante pour Sunrise Medical. Lisez svp le mode d'emploi et les directives de maintenance pour une mise en service sécurisée.

Dans le cadre de notre politique d'amélioration constante des produits, Sunrise Medical se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à tout moment. Vous trouverez les dernières informations sur notre site www.SunriseMedical.ch. Pour les personnes malvoyantes, ce document est disponible en format PDF sur www.SunriseMedical.ch.