



# LINK-IT


FLEXIBILITÉ GARANTIE !



# LINK-IT | Coffret complet

	<b>MODULE CLIP 16 mm</b>	<b>MODULE DE BASE</b>	<b>MODULE PLATEAU</b>	<b>ADAPTATEUR STANDARD POUR JOYSTICK R-NET</b>
				
<b>CODE PRODUIT</b>	227 09 035	227 09 008	227 09 009	227 09 046
<b>QUANTITÉ</b>	6	2	3	2





	<b>MODULE ESCAMOTABLE</b>	<b>MODULE CLIP 6 mm</b>	<b>FIXATION POUR OMNI</b>	<b>MODULE ÉTOILE 3 x 8 mm</b>
				
<b>CODE PRODUIT</b>	227 09 044	227 09 031	227 09 045	227 09 050
<b>QUANTITÉ</b>	1	2	3	2

	PLAQUE D'APPUI-TÊTE WHITMYER	PLAQUE D'APPUI-TÊTE PRO	PLAQUE DE CHARGE VERSAGUIDE	ADAPTATEUR POUR PROFIL D'ASSISE
				
<b>CODE PRODUIT</b>	227 09 054	600 38 15	227 09 049	227 09 073
<b>QUANTITÉ</b>	2	2	2	4





	MODULE DE COMMU- TATEUR SPEC/PIKO	MODULE ÉTOILE 3x8/ MODULE 1x16 mm	BARRE S 8 mm	MODULE ÉTOILE 3x8/ 1x MODULE PLATEAU
				
<b>CODE PRODUIT</b>	227 09 074	227 09 107	600 30 72	227 09 108
<b>QUANTITÉ</b>	2	1	1	1

# LINK-IT | Coffret complet

	BARRES DE RACCORD				
	8 x 50 mm	8 x 75 mm	8 x 100 mm	8 x 150 mm	8 x 200 mm
					
CODE PRODUIT	227 09 001	227 09 002	227 09 003	227 09 004	227 09 005
QUANTITÉ	4	4	5	3	2

	DISQUE POUR REPOSE-MAIN	MODULE ÉTOILE POUR DISQUE REPOSE-MAIN	COULISSEAU DIN 508	SUPPORT DE MODULE DE COMMANDE FIXE
				
CODE PRODUIT	227 09 048	227 09 051	000 12 81 00	900 31 53
QUANTITÉ	1	1	5	1

	CLIPS POUR CÂBLE			
	3 - 12	3 - 8	6 - 12	6 - 8
				
<b>CODE PRODUIT</b>	227 09 081	227 09 082	227 09 079	227 09 080
<b>QUANTITÉ</b>	20	20	20	20

	ADAPTATEUR HEXAGONAL 13 x 8 mm	FIXATION GAUCHE	FIXATION DROITE	SUPPORT DE MODULE DE COMMANDE PIVOTABLE
				
<b>CODE PRODUIT</b>	227 09 048	218 09 062-001	218 09 062-002	200 09 100
<b>QUANTITÉ</b>	2	1	1	1

# LINK-IT | Exemples d'utilisation

## DES COMMANDES À VOTRE PORTÉE

Avec la large palette de composants de raccordement et de modules de début et de fin Link-It, le positionnement de joysticks ou de boutons-poussoirs est plus flexible que jamais. Ils permettent d'adapter facilement le positionnement du joystick à toutes les exigences de l'utilisateur. Les appuis-tête, les accoudoirs, les supports de dossier et les périphériques de saisie peuvent maintenant être montés là où ils sont le plus facilement accessibles.

Poussoir Piko monté sur  
l'accoudoir





Poussoir Piko monté sur les rails latéraux,  
utilisable avec le genou



Micro joystick avec appui-tête pivotant  
et fixation de poussoir



Module étoile



Jugulaire



Micro joystick  
avec fixation pour SpaceDisk



Module de raccord





**Sunrise Medical SA**

Erlenauweg 17  
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 3838  
info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch