LE PLUS JEUNE MEMBRE DE LA FAMILLE ATTITUDE











ATTITUDE

Junior



Spécifications:

- Roue avant 16"
- Fourche compacte sans retour triangle à l'avant
- Fourche réglable en et longueur de série
- Poignées du pédalier réglables en longueur (110/130mm ou 130/150mm, 2 trous sur les supports de poignées
- Poignées horizontales de série (verticales en option)
- 8 vitesses dans le moyeu et changement de vitesse grip-shift
- Frein rétropédalage et frein parking
- Tendeur de chaîne

ORDER FORM ATTITUDE JUNIOR



L'Attitude Junior est compatible avec les fauteuils enfants mais également avec des fauteuils adultes

Fauteuils roulants pour entants Sunrise Medical	Fauteurs roulants a autres fabricants
☐ Easy Life T	Küschall série K & KSL (2)
☐ Easy Life RT	Küschall Advance & Champion (2)
☐ Youngster 3 (3)	☐ Küschall Ultra-Light (seulement sans cadre abdu !)
	☐ Otto Bock Avantgarde CS/CLT (seulement sans coude sur le cadre !)
Fauteuils roulants Sunrise Medical	☐ Otto Bock Motus CS (seulement sans coude sur le cadre!)
☐ Easy Life	☐ Meyra Avanti Pro (2)
☐ Easy Life R	Meyra Hurricane (2)
☐ Easy 200	ProAktiv Traveler (2)
☐ Easy max	ProAktiv Speedy (2)
☐ RGK Tiga (2)	Progeo Joker (2)
☐ Xenon/Xenon²	Panthera S2, S3, U2, U3
☐ Argon²	Panthera U2 Light, U3 Light
Helium	

- Fourche réglable de série
- 8 vitesses avec grip shift de série
- 2 longueurs de poignées de série
- Position horizontale des poignées de série

	Helium				
Fourche		CHF			
☐ ATT080036	Fourche Junior, position de la manivelle réglable en hauteur et en profondeur	-			
Dérailleur et	commutateur	CHF			
☐ ATT070043	Moyeu à 8 vitesses intégrées avec frein à rétropédalage et commutateur à poignée tournante				
Manivelle et	poignée	CHF			
☐ ATT080037	Manivelle Junior courte : 110/130 mm, longueur réglable (sur 2 positions)	_			
ATT080038	Manivelle Junior longue : 130/150mm, longueur réglable (sur 2 positions)	_			
ATT080039	Poignée Junior horizontale, version ronde, diamètre 22 mm (1)	-			
☐ ATT080023	Poignée verticale, angle 10°, version ronde, diamètre 30 mm (2)				
	ATT080028 Support bras pour tétraplégiques	170			
	ATT080027 Support main pour tétraplégiques	150			
☐ ATT080025	Poignée verticale, angle 25°, version ovale, diamètre 37 x 21 mm (2)	130			



ATTITUDE JUNIOR & YOUNGSTER 3 SUNRISE MEDICAL.





Le système d'ancrage de l'Attitude sur le Youngster 3 est généralement incompatible en théorie par manque d'espace et la position du frein

Il existe 3 kits qui permettent d'adapter un Attitude Junior sur un Youngster 3 en deuxième monte (déjà vendu)

Quand la commande est passée d'un Youngster3 avec Attitude Junior, le montage est fait en usine

Kits de trans	formation à monter sur le Youngster 3 (4)	CHF
ATT060150	Kit de transformation montage des freins Youngster (frein à levier basculant sur frein standard) (4)	170
☐ ATT060151	Kit de transformation du support des freins pour Youngster avec frein standard (4)	85
ATT060152	Kit de transformation du support des freins pour Youngster avec ein Safari (4)	85

ATT060150: kit pour freins standards à débattement court (kit incluant 2 freins standards + kit de montage)

ATT060151: kit pour freins standards à pousser (incluant kit de montage)

ATT060152: kit pour freins Safari (incluant kit de montage)

Cadre court (pr	rofondeur d'assise ≤	300 mm)					п
		Centre de gravité	•	Frein			0
Taille de la roue	1 (passif)		2 (aktif)	Levier basculant	Standard	Safari	
24"	Χ		X	X	Χ	X	0
22"	✓		X	√ (1)	√ (2)	√ (3)	0
20"	✓		✓	√ (1)	√ (2)	√ (3)	
Cadre long (pro	ofondeur d'assise > 3	300 mm)					п
	Centre de gravité			Frein			0
Taille de la roue	1 (passif)	2 (moyen)	3 (aktif)	Levier basculant	Standard	Safari	
24"	✓	\checkmark	X	√ (1)	√ (2)	√ (3)	
22"	✓	\checkmark	✓	√ (1)	√ (2)	√ (3)	
20"	✓	✓	✓	√ (1)	√ (2)	√ (3)	

- (1) Il faut remplacer le frein unilatéral par un frein standard. Utilisez pour cela le kit de transformation ATT060150.
- (2) Il faut démonter la tôle de support des freins et la remplacer par des colliers de montage (compris dans le kit de transformation ATT060150).
- (3) Il faut démonter la tôle de support des freins et la remplacer par des colliers de montage (compris dans le kit de transformation ATT060150).

Quelques critères d'exclusions en fonction de :

- la longueur du châssis
- la taille des roues
- le COG

■ IMPROVING PEOPLE'S LIVES I



OPTIONS POUR UTILISATEUR TÉTRAPLÉGIQUE









ATT070044 « Shifter, universel » Un seul levier indexé pour monter et baisser les vitesses



FMG-MJ02-3187-01 « Option tétraplégique » : extension de levier capitonné monté sur la poignée pour le passage des vitesses au menton



FMG-MJ02-3187-02 « Option Tétraplégique ATTITUDE Hybride » Boutons PICO pour utiliser les fonctions du MMI avec le menton



ATT060051 « Frein rétropédalage »



En B4Me taille des poignées/manivelles sur mesure



ATT080027/28 support tétraplégique mains / avant bras





MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION!

