



ELECTRIC FLARE

1.0 Oppdatert mars 2024



ELECTRIC FLARE

ELECTRIC FLARE 1 • ELECTRIC FLARE 2

Delkontrakt 10: Trehjuls hånddrevet sykkel, gir og hjelpemotor **2. VALG**



HÅNDDREVET TREHJULSSYKKEL MED HJELPEMOTOR FOR BARN OG VOKSNE

- Bli med dine venner og sykle med den tøffe Electric Flare, selv om man ikke kan bruke beina til framdrift.
- En stabil 3-hjulssykkel der fremdriften skjer med armene.
- Lengdejusterbar krank og fotstøtter, i kombinasjon med at setet er dybdestillbart gjør at Electric Flare kan stilles til best mulig kjørestilling for hver enkelt bruker..
- Setet er roterbart for enklere av- og påstigning.
- Hjelpemotoren gjør det lettere å sykle, spesielt i tunge situasjoner som ved oppstart, ved sykling i motbakke og ved sykling i motvind. Electric Flare har en hjelpemotor som driver på bakhjulene, noe som forenkler blant annet kjøring i bakker.
- Tilbehør er blant annet, sidestøtter til seteenheten, kurv bak, samt alternative fot-/benstøtter og «hansker» for de som trenger bedre grep.



Pedalene kan justeres i lengden og fotreimer gir ekstra stabilitet.



Setet er dybderegulerbart med rotasjon, noe som forenkler på- og avstigning.



Electric Flare leveres i egen modell for barn opp til ungdomsskolealder.

Benlengde:
63-94/91-116 cm

HJELP TIL VALG

- Electric Flare velges av de som ønsker å sykle men ikke kan bruke beina til framdrift.
- Electric Flare kommer i to størrelser. Hver størrelse har meget gode innstillingsmuligheter i sete, fotstøtte og krank som gjør at den kan tilpasses et stort aldersspenn.
- Electric Flare har hjelpemotor på bakhjulene, sammen med håndkraft på forhjulet, gir dette drift på alle hjulene og dermed god framkommelighet.

ENKELT Å TA SEG FREM VED BRUK AV HENDER/ ARMER



Electric Flare leveres som standard med 250W motor med oppstartshjelp, sete og fotstøtter med reim.

Trehjuls håndsykkelen Electric Flare kommer i to størrelser i inneværende NAV kontrakt

Rammekonstruksjonen gir god retningsstabilitet.

Miljøbilder kan avvike fra standard prisforhandlet modell i Norge.



HOVEDPRODUKT

DK	Beskrivelse	Art.nr.	HMS.art.nr.
8	Electric Flare 1 - hjelpemotor, 8 gir, barn	EBR01	315352
8	Electric Flare 2 - hjelpemotor, 8 gir, ungdom/voksen	EBR02	315353

SPESIFIKASJONER

Benlengde målt fra setet til under beina	63-94/91-116 cm
Innstigningshøyde	35/39 cm
Setehøyde	62 cm
Brukervekt, max.	120 kg
Lengde	190 cm
Bredde	74 cm
Vekt	28/29 kg
Farge	Sort
Styresperre	Ja
Lukket kjedekasse	Nei
Håndbrems	Ja
Parkeringsbrems	Ja
Cambrede hjul	Nei
Oppstartshjelp	Ja
Ringeklokke/lås	Ja

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.